

01 dicembre 2015

Att.: Responsabili della sicurezza e Chirurghi

Oggetto: RICHIAMO URGENTE DI UN DISPOSITIVO MEDICALE

Prodotto interessato: Occhiello occipitale Virage, codice articolo: 007.01738.001

Lotti: 62968065, 62947660, 62536230, 62745662, 62773482, 62758613,

62874869

Zimmer Biomet sta avviando un'azione di richiamo dell'occhiello occipitale Virage poiché i test sul prodotto hanno dimostrato che il fissaggio della vite di bloccaggio non era conforme alle specifiche e che, dunque, può interferire con l'inserimento dell'asta occipitale in caso di fissaggio troppo basso della vite di bloccaggio.

L'azione di richiamo di Zimmer Biomet riguarda tutti i lotti inutilizzati dell'occhiello occipitale. I lotti interessati sono stati distribuiti da giugno 2014 ad ottobre 2015. L'uso di questo dispositivo non è associato a rischi postoperatori. Non sono stati segnalati danni o lesioni correlati a tale problema.

Foto dell'occhiello:





Rischi				
Conseguenze immediate sulla salute (lesioni o malattie) che potrebbero insorgere a causa dell'uso del dispositivo difettoso o dell'esposizione al medesimo.	Più probabile	Caso peggiore		
	Nessuna, ritardo di 10-30 minuti.	Maggior esposizione all'anestesia dovuta alla sostituzione del sistema o necessità di un secondo intervento chirurgico per terminare l'impianto.		
Conseguenze a lungo termine sulla salute (lesioni o malattie) che potrebbero insorgere a causa dell'uso del dispositivo difettoso o dell'esposizione al medesimo.	Più probabile	Caso peggiore		
	Nessuna. Tale rischio è applicabile solo a livello operativo e non si prevedono effetti a lungo termine sulla gestione del paziente o sulla stabilità dell'impianto.	Incapacità di completare l'impianto iniziale con conseguente ricorso ad interventi chirurgici correttivi.		



Le sue responsabilità

- 1. Leggere attentamente la presente notifica e accertarsi che il personale interessato sia a conoscenza del relativo contenuto.
- 2. Assistere il proprio rappresentante di vendita Zimmer Biomet nella messa in quarantena dei prodotti.
- 3. Il rappresentante di vendita Zimmer Biomet suo referente ritirerà gli eventuali prodotti oggetto del richiamo dalla struttura interessata.
- 4. Compilare il Modulo del Certificato di riconoscimento (Allegato 1) e inviarlo via e-mail all'indirizzo per.it@zimmerbiomet.com.
- 5. Qualora, dopo aver letto la presente notifica, desideri porre ulteriori domande o abbia dubbi, contatti il rappresentante di vendita Zimmer Biomet suo referente.

Comunicazione agli organi di vigilanza

Questa notifica volontaria verrà riportata alla Food and Drug Administration ("FDA") americana e all'autorità competente a livello locale.

Eventuali reazioni avverse manifestate con l'uso di questi prodotti e/o problemi di qualità possono anche essere riportati secondo la Linea Guida MEDDEV 2.12-1 Rev. 8 all'autorità sanitaria locale del rispettivo Paese.

Si prega di informare Zimmer Biomet su eventuali eventi avversi associati a questo dispositivo o ad altri prodotti Zimmer Biomet. Gli eventi avversi possono essere riportati a Zimmer Biomet scrivendo all'indirizzo winterthur.reporting@zimmerbiomet.com oppure al proprio rappresentante Zimmer Biomet locale.



ALLEGATO 1

<u>SI RICHIEDE RISPOSTA IMMEDIATA – SI RICHIEDE UN'AZIONE TEMPESTIVA</u> Certificato di riconoscimento:

Prodotto interessato: 07.01738.001 occhiello occipitale Virage Numeri di lotto: 62968065, 62947660, 62536230, 62745662, 62773482, 62758613, 62874869

Inviare il modulo compilato via fax o e-mail al	proprio referente	Zimmer Bion	net locale
Fax / E-mail: _02 51626240/ _po	er.it@zimmerbior	net.com	
Con la firma sottostante confermo che sono state richiamo in oggetto.	espletate le azion	i richieste nella	a notifica di
Nome in stampatello:			
Firma:	_		
Qualifica:	_ Telefono: ()	
Data:/			
Nome e indirizzo dell'ospedale:			
Nota: Compilare il presente modulo e conserva di controlli.	are una copia del	lla risposta da	esibire in caso
			ZFA 2015-146