Organismi accreditati da ACCREDIA







INDIRIZZO OSPEDALE

Pomezia, 12 Ottobre 2016

# AVVISO URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA - Richiamo Di Prodotto - 453706 Guide di Alesaggio Sterili per SynReam

Si prega di inoltrare questa informazione al personale incaricato presso la vostra struttura che potrebbe utilizzare il prodotto oggetto di questo avviso.

# Alla c.a. di: Direttore Sanitario Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici

Descrizione del prodotto, codice prodotto e lotti

Descrizione prodotto	<b>Codice Prodotto</b>	Numeri di lotto	
Guida alesaggio SynReam ∅ 2.5mm, L 650mm, sterile	351.709S	Fare riferimento all' Allegato 1	

Gentile Cliente,

Synthes GmbH sta avviando un richiamo di prodotto delle confezioni integre dei codici prodotto e lotti sopra elencati relativi alle Guide di Alesaggio Sterili per SynReam.

Lo scopo della guida di alesaggio è di:

- Mantenere un allineamento anatomico dei frammenti ossei lungo il canale midollare fornendo al contempo una guida per la testa di alesaggio e per l'assemblaggio dell'albero flessibile in quanto taglia il percorso attraverso il canale midollare.
- 2. Mantenere e rafforzare la connessione dell'assemblaggio tra la testa di alesaggio e l'albero flessibile.

Ci sono differenti indicazioni per i chiodi intramidollari in cui è richiesto l'alesaggio del canale midollare. In queste indicazioni, l'alesaggio e l'utilizzo di un chiodo appropriato può far ottenere un'alta stabilità per una precoce riabilitazione funzionale.

I nostri dati indicano che potreste avere in giacenza dei prodotti coinvolti in questo Avviso o essere in possesso dei prodotti coinvolti presenti in un loan-set.

AVVISO URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA - Richiamo Di Prodotto - 453706 Guide di Alesaggio Sterili per SynReam -Lettera Cliente-Pagina 1 di 5



#### Motivo del Richiamo:

Le buste pelabili per le sovramenzionate guide d'alesaggio si stanno delaminando. I membri dello staff chirurgico potrebbero trovare difficoltà nell'apertura della busta pelabile portando potenzialmente il dispositivo sterile a venire in contatto con uno strato non sterile della busta. Depuy Synthes sta richiedendo la correzione dei prodotti <u>integri</u> coinvolti con una delle seguenti due opzioni:

### Opzione1:

I clienti possono scegliere di ri-sterilizzare i prodotti integri coinvolti in accordo alle Istruzioni di Sterilizzazione del prodotto fornite con il confezionamento originale del prodotto.

### Opzione2:

I clienti possono scegliere di restituire i prodotti integri coinvolti.

## Rischio potenziale

Nel caso in cui si ha difficoltà nell'apertura della busta pelabile sterile, potrebbe verificarsi un ritardo chirurgico mentre viene individuato un prodotto sostitutivo o mentre viene eseguita una ri-sterilizzazione. Nel caso in cui l'intervento non può essere completato senza il prodotto sterile e nessuna alternativa è disponibile, potrebbe essere necessario riprogrammare la procedura.

Se si verifica una delaminazione delle buste pelabili la stratificazione e i frammenti potrebbero compromettere la sterilità del prodotto, che potrebbe sottoporre il paziente al rischio di infezione. Bambini, anziani, donne incinte, pazienti gravemente malati e pazienti immunocompromessi sono a maggiore rischio di infezione se un prodotto contaminato non è stato individuato prima dell'uso e/o se il tempo della procedura chirurgica è esteso oltre quello previsto.

Inoltre, si potrebbe verificare una reazione avversa tissutale se le particelle dalla busta pelabile delaminata aderiscono al prodotto e successivamente entrano in contatto con il sito chirurgico.

## Azioni da intraprendere immediatamente:

- 1. Identificare immediatamente e mettere in quarantena tutti i prodotti riportati in tabella (Allegato 1), per garantire che i prodotti coinvolti non vengano utilizzati.
- 2. Come correzione al rischio che il prodotto sterile possa essere compromesso a causa della difficoltà nell'apertura della confezione, tutti i prodotti coinvolti in giacenza dovrebbero essere ri-sterilizzati o restituiti a Depuy Synthes. Il prodotto integro deve essere ri-sterilizzato in accordo alle Istruzioni di Sterilizzazione del prodotto contenute dentro le Istruzioni per l' Uso fornite con il prodotto. Questa informazione è presente anche sul sito web Synthes ( <a href="http://www.synthes.com/cleaning-sterilization">http://www.synthes.com/cleaning-sterilization</a>). Nota: Queste guide di alesaggio sono messe in vendita anche in confezionamento non sterile.
- 3. Si prega di leggere, completare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo (Allegato 2 di questa lettera) anche nell'eventualità che non abbiate in giacenza nessun dispositivo interessato, al più presto e comunque entro tre (3) giorni dalla ricezione della presente al seguente contatto:

Johnson & Johnson Medical S.p.A. Magazzino di Opera

> Via Manara, 10 20090 – Opera c. a. Cristian Carai fax: +39 02 57 61 90 18 avvisidisicurezzajjm@pec.it

4. Per il prodotto coinvolto che non sarà ri-sterilizzato, si prega di restituire il prodotto il prima possibile, purché entro 30 giorni lavorativi. Sarà emessa una nota di credito per i prodotti riconsegnati.



- 5. Inoltrare questo Avviso a tutte le persone che devono essere informate nella Sua struttura
- 6. Se qualcuno dei prodotti coinvolti è stato spedito ad un'altra struttura, si prega di contattare la struttura per organizzare la restituzione e si prega di inoltrare loro questo avviso.
- 7. Mantenere consapevolezza di questo Avviso finchè tutti i prodotti sopra riportati non saranno stati restituiti o avranno passato il test.
- 8. Conservare una copia di questa Lettera.

Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo Richiamo di prodotto potrà causarVi, ma Vi assicuriamo che è nostra intenzione rendere questa procedura la più semplice possibile.

Per eventuali domande riguardanti questo Avviso è possibile rivolgersi allo Specialista di Prodotto di Zona.

Vi comunichiamo che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul presente Avviso.

Grazie per la vostra attenzione e collaborazione.

Cordiali Saluti,

### Allegati:

Allegato 1: Descrizione del prodotto, codice prodotto e lotti oggetto di questo richiamo di prodotto

Allegato 2: Modulo di Richiamo

Giovanni Giorgi General Manager DePuy Synthes Franchise Johnson & Johnson Medical

Descrizione prodotto	Codice Prodotto	Numeri di lotto		
Guida alesaggio SynReam Ø 2.5mm, L 650mm, sterile	351.709S	9913259	H060116	
		9913260	H060115	
		9963749	H040517	
		9963751	H080081	
		9963757	H080087	
		9963747	H080082	
		9963753	H080085	
		9963752	H080083	
		9963755	H080086	
		9963756	H080088	
		9963748	H080084	
		H060114	H080089	
		H040518	H105530	

# AVVISO URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA - Richiamo Di Prodotto - 453706 Guide Alesaggio Sterile per SynReam

Descrizione del prodotto, codice prodotto e lotti

Descrizione prodotto	<b>Codice Prodotto</b>	Numeri di lotto	
Guida alesaggio SynReam Ø 2.5mm, L 650mm, sterile	351.709S	Fare riferimento all' Allegato 1	

Barrare la casella:					
Abbiamo individuato	il prodotto coinvolto in e	giacenza e lo ri-st	erilizzeremo in acc	cordo alle istruzioni pre-vu	oto presenti nelle
Istruzioni per l'uso fornite co	n il prodotto. La quantit	à coinvolta che sa	rà ri-sterilizzata è d	documentata sotto.	
Abbiamo individuato il	prodotto coinvolto in gia	acenza; la quantità	di prodotti riconse	gnata è documentata sott	0.
Confermiamo la ricezio	one di queste informazio	oni, ma non abbia	mo alcun prodotto	coinvolto in giacenza; la q	uantità restituita è
zero.	•	·	·		
	QUANTITA' DI DIS	SPOSITIVI RES	TITUITI O RI-ST	ERILIZZATI	
OSPEDALE/CLINICA/					_
CASA DI CURA/					
DISTRIBUTORE:	CITTÀ		PROV		
	OII IA		r NOV		
NOME E COGNOME					
(in stampatello):					
FUNZIONE:				TEL:	
. ONLIONE.				1 <b>LL</b> .	
DATA:		FIRMA*			

# \*Firmando confermate di aver compreso l'avviso in oggetto e di averlo trasmesso a tutti i Presidi/Reparti interessati

Vi chiediamo di rispondere tempestivamente a questo Avviso Urgente, compilando e inviando via fax o e-mail al seguente contatto

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

Magazzino di Opera

Via Manara, 10

20090 – Opera

c. a. Cristian Carai

fax: +39 02 57 61 90 18

avvisidisicurezzajjm@pec.it

il presente Modulo entro tre (3) giorni dal ricevimento, anche nell'eventualità che non abbiate prodotti coinvolti.

Nota: se il Modulo di Richiamo risponde a nome di più di una struttura e/o individuo, si prega di indicare chiaramente il nome e l'indirizzo della struttura e/o individuo in questa pagina dell'Avviso.