

Cook Medical Europe

O'Halloran Road, National Technological Park, Limerick, Ireland. Telefono: + 353 61 334440

Fax: + 353 61 334441

Urgente: Avviso di Sicurezza

Nome commerciale del prodotto interessato:

Valvola emostatica Check-Flo®

- Set per accesso all'arteria radiale Flexor®
- Set di attraversamento periferico TriForce™
- Introduttore atriale Hausdorf-Lock Check-Flo®

Produttore: Cook Incorporated, P.O. Box 489, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, US

Numero di riferimento Cook: 2017FA0002 Tipo di azione: Azione correttiva di sicurezza

Data: 06 Febbraio 2017

All'attenzione di: Responsabile amministrativo / Responsabile gestione rischi / Reparto Acquisti

Caratteristiche dei prodotti interessati:

Nome Marchio Prodotto	Codice di riferimento del	GPN	Numero serie
	componento		
Valvola emostatica Check- Flo®Check-Flo®	CFM-200	G23121	
Set per accesso all'arteria radiale Flexor®	KCFN-4.0-18-13-RA-HC	G35597	Allegato il listino per i specifici numeri di serie interessati
	KCFN-4.0-18-23-RA-HC	G35598	
	KCFN-4.0-18-7-RA-HC	G35596	
	KCFN-5.0-18-13-RA-HC	G35600	
	KCFN-5.0-18-13-RA-S-HC	G35607	
	KCFN-5.0-18-23-RA-HC	G35601	
	KCFN-5.0-18-7-RA-HC	G35599	
	KCFN-6.0-18-13-RA-HC	G35603	
	KCFN-6.0-18-13-RA-S-HC	G35608	
	KCFN-6.0-18-23-RA-HC	G35604	
	KCFN-6.0-18-23-RA-S-HC	G35609	
	KCFN-6.0-18-7-RA-HC	G35602	
	KCFN-7.0-18-13-RA-HC	G35605	
	KCFN-7.0-18-23-RA-HC	G35606	
Set di attraversamento periferico TriForce™	KCXS-5.0-35-100-RB-0/0-HC	G56416	
	KCXS-5.0-35-65-RB-0/0-HC	G56412	
	KCXS-5.0-35-65-RB-0/DAV-HC	G56413	
	KCXS-5.0-35-65-RB-MPB/DAV-HC	G56415	
Introduttore atriale Hausdorf-Lock Check-Flo®	RCFW-7.0-38-75-RB-HLA-091100- BV	G03769	
	RCFW-8.0-38-75-RB-HLA-091100- BV	G03770	

* Si prega di notare che eventuali eventi avversi sono relativi solo a specifici dispositivi con valvola blu emostatica blu (poliisoprene).

Allegato l'elenco completo di tutti i prodotti interessati dal presente campo d'azione.

Descrizione del problema:

Cook Medical sta mettendo in atto un'azione di richiamo volontaria di specifici prodotti e numeri serie descritti sopra. Abbiamo rilevato un aumento delle segnalazioni di perdita di sangue associati ai dispositi con valvole emostatiche (denominati valvola "blu" o valvola di poliisoprene). Nel mese di novembre 2015, i prodotti fabbricati con la valvola emostatica blu erano o obsoleti o modificati per incorporare un design con una valvola differente e con una migliore emostasi. Cook ha continuato a ricevere segnalazioni di perdita di sangue associate ai prodotti di precedente generazione aventi la valvola "blu" e, di conseguenza, tale azione di richiamo è stata messa in atto per tali dispositivi.

I dispositivi interessati da tale richiamo sono i seguenti: guaine con introduttore Flexor[®] per accesso all'arteria radiale, valvole emostatiche Check-Flo®, guaine di guida e set di attraversamento periferico TriForce[™]. Potenziali eventi avversi che possono succedere con guaine con introduttore Flexor[®] per accesso all'arteria radiale includono ritardi nelle procedure e perdite di sangue. Le valvole emostatiche Check-Flo®, le guaine di guida e i set di attraversamento periferico TriForce[™] potrebbero essere utilizzati nel sistema venoso centrale; di conseguenza, per tali dispositivi eventuali eventi avversi includono ritardi nelle procedure, perdite di sangue o embolia gassosa.

Il presente avviso viene inviato in quanto i nostri registri indicano che avete ricevuto i prodotti presenti nel catalogo identificato e che non sono scaduti.

Azioni da intraprendere da parte dell'utente:

- Raccogliere immediatamente tutti i prodotti interessati rimasti nel proprio inventario così come indicato nel listino di serie.
- 2. Compilare il modulo di risposta allegato. Qualora un prodotto venga restituito, il nostro reparto Customer Services vi contatterà per organizzare il ritiro e per emettere un numero di autorizzazione reso di riferimento. Si prega di includere i dati di contatto nel modulo di risposta.

II prodotto deve essere rispedito a: Cook Medical EUDC Robert-Koch-Straße, 2 52499 Baesweiler GERMANIA

Verrà effettuato il rimborso dei prodotti interessati, che verranno rispediti, ove applicabile.

- 3. Spedire il modulo di risposta via email all'indirizzo European.FieldAction@CookMedical.com o via fax a Cook Medical all'attenzione dell'European Customer Quality Assurance (fax +353 61 334441). Non includere il modulo di risposta con il prodotto restituito.
- 4. Segnalare eventuali eventi avversi al servizio clienti Cook Medical contattando il nostro reparto Customer Services.

Trasmissione del presente avviso di sicurezza in campo:

Il presente avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere consapevoli d'essa all'interno della propria organizzazione o di qualsiasi organizzazione a cui sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati.

Si prega di trasmettere il presente avviso a tutte le organizzazioni che possono essere interessate da tale azione.

Si prega di mantenere la consapevolezza su questo avviso e l'azione risultante per un periodo adeguato per garantire l'efficacia delle azioni correttive.

Contatto di riferimento:

Marianne Høy Manager, Support Regulatory Affairs William Cook Europe Bjaeverskov, DENMARK

0

Annemarie Beglin Quality Systems Manager COOK Medical Europe O'Halloran Road, National Technology Park, Limerick, IRELAND

In caso di ulteriori informazioni, non esiti a contattarci per ulteriori informaizoni (e-mail: European.FieldAction@cookmedical.com, telefono +353 61 334440).

Si conferma che il presente avviso è stato notificato all'autorità regolatoria di competenza.

Annemarie Beglin

Quality Systems Manager