

**INFORMATIVA URGENTE SULLA SICUREZZA PER
MODIFICHE IN LOCO**

IA_Customer_Name
IA_Facility_Site
IA_Street_Address
IA_City, IA_State IA_Zip_Code

**Attenzione: Sistema a raggi X per radiografia digitale DX-D 100:
Come spostare manualmente l'unità**

Gentile Cliente,

Agfa HealthCare è impegnata a fornirle la migliore assistenza clienti possibile e i prodotti e servizi di più elevata qualità. Agfa HealthCare desidera portare alla Sua attenzione le seguenti informazioni.

Dispositivo:

Questa informativa si applica all'unità del sistema mobile a raggi X per radiografia digitale **DX-D 100**.


Informazioni di base:

Nel caso in cui il movimento motorizzato non fosse possibile l'unità deve essere spostata manualmente. La procedura da seguire per passare alla movimentazione manuale e lo strumento necessario sono descritti nel Manuale utente e sono spiegati di seguito.

Azioni

- **Procedura per passare dal movimento motorizzato a quello manuale.**

“Nel caso in cui l'unità debba essere spostata manualmente, le due viti (a brugola) ubicate su ciascuna ruota devono essere rimosse con la chiave per brugole fornita con l'unità. Ciò sgancerà le ruote dai motori (rilasciando i freni) e permettendo un libero movimento dell'unità.”




1. Viti

Queste informazioni possono essere trovate anche nel Manuale utente (sezione "Risoluzione dei problemi").

PR1405160001-VR0000105

- **Conservazione della chiave per brugole**



1. *Una scatola o rotolo di sacche protettive per il rivelatore*

L'alloggiamento può essere usato per conservare la chiave per brugole usata per sganciare le ruote dai motori.

Queste informazioni possono essere trovate anche nel Manuale utente (sezione "Contenitore per lo stoccaggio").

- **Manuale utente corrente**

Il manuale utente corrente (su DVD) è allegato alla presente lettera.

La invitiamo a compilare il modulo di risposta e ad inviarcelo al più presto possibile.

Qualora le suddette informazioni non fossero pertinenti alla Sua struttura o se il dispositivo fosse stato trasferito presso un'altra organizzazione, La invitiamo ad indicarcelo sul modulo di risposta allegato e ad inviare questa informativa urgente sulla sicurezza per modifiche in loco all'organizzazione presso la quale il dispositivo è stato trasferito.

La ringraziamo per l'attenzione rivolta a questo problema e per la Sua continua collaborazione.

Per porre domande su questo argomento, contatti la sede locale Agfa HealthCare: **<Name of contact person>** al numero **<Tel>**.

Cordiali saluti,
Paul Merckx, Head of QARA Imaging Business Division



Agfa HealthCare NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsels
Belgio

PR1405160001-VR0000105

**INFORMATIVA URGENTE SULLA SICUREZZA
MODULO DI RISPOSTA**

La preghiamo di rispedire al più presto possibile le informazioni allegate.
Grazie per la collaborazione.

Nome cliente/struttura: IA_Customer_Name IA_Facility_Site

Indirizzo: IA_Street_Address
IA_City, IA_State IA_Zip_Code

Riferimento informativa: PR1405160001-VR0000105

Riferimento prodotto: DX-D 100

- Confermo di avere ricevuto l'informativa allegata e di averla compresa.
- Questa comunicazione non è pertinente alla mia struttura.
- Il dispositivo è stato trasferito presso un'altra azienda.

Cliente

Nome: _____

Posizione: _____

Firma: _____

Data: _____

Numero di telefono: _____

- Vi prego di correggere le nostre informazioni di contatto come segue:

Nome cliente/struttura: _____

Indirizzo: _____

**Inviare il modulo compilato via fax al n. <fax no.>
oppure per e-mail all'indirizzo <email address> riportando il codice di riferimento
indicato in oggetto**

PR1405160001-VR0000105

