# Feedback e ordine cliente



Restituire il presente modulo al rappresentante Dräger via fax o e-mail!

	A:	< Compilazione a cura delle filiali / dei distributori >
D R Ä G E	Reparto:	
	Rappresentante	
	Dräger	
R	Telefono:	Fax:
	E-mail:	
Risposta: O <sub>2</sub> Possibile flusso di gas nei connettori della CO <sub>2</sub> se innestati nelle unità terminali DIN		
(Si prega di compilare)		
D A	Struttura sanitaria:	
ΙŶ	Referente:	
,	Telefono:	Fax:
Ļ	E-mail:	=
E	Indirizzo:	
N T	Indirizzo 2:	
Ė	Città:	Paese:
(Si prega di compilare)		
Con la presente si conferma la ricezione dell'avvertenza di sicurezza di Dräger relativa alle unità terminali dell' $O_2$ inviata a maggio 2017. Il nostro personale è stato informato e con la presente informiamo Dräger sul numero di unità terminali dell' $O_2$ situate vicino alle unità terminali della $CO_2$ (in un'area di lavoro).		
Abbiamo identificato unità terminali dell'O₂. Si prega di contattare il referente indicato precedentemente per l'aggiornamento.		
☐ L'assistenza e la manutenzione sono svolte regolarmente da Dräger		
<ul> <li>Desideriamo che l'aggiornamento sia effettuato da Dräger (a pagamento se al di fuori del periodo di validità della garanzia)</li> </ul>		
(Si prega di compilare e firmare)		
	Titolo/posizione:	
	Nome:	(Scrivere in stampatello)
Firma: Data:		
·		



Ai clienti e agli utilizzatori di unità terminali dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) / dell'ossigeno (O<sub>2</sub>) – normativa DIN

Maggio 2017

## Avvertenza di sicurezza importante!!!

#### Possibile flusso di gas nei connettori DIN CO2 dalle unità terminali DIN O2

Egregio Signore, Gentile Signora,

nell'ambito del monitoraggio globale del mercato siamo venuti a conoscenza di singoli casi in cui un flusso temporaneo di gas si è verificato a seguito dell'errato inserimento del connettore della CO<sub>2</sub> nell'unità terminale dell'O<sub>2</sub> causato da eccessiva forza.

A causa del flusso temporaneo di gas sussiste il rischio di somministrare a un paziente O<sub>2</sub> invece di CO<sub>2</sub> durante la procedura a invasività minima. Non sono state riscontrate lesioni gravi nei pazienti in nessuno dei casi conosciuti

Le unità terminali della  $CO_2$  sono installate in strutture sanitarie insieme alle unità terminali  $O_2$  in determinate aree funzionali, come sale operatorie o endoscopiche. Un reale rischio di confondere le unità terminali sussiste solo quando le uscite della  $CO_2$  e dell' $O_2$  sono vicine le une alle altre.

In caso di errato inserimento del connettore della CO<sub>2</sub> in un'unità terminale dell'O<sub>2</sub>, il connettore non s'innesta e viene espulso dalla pressione del gas dopo poco tempo.

Ai sensi della normativa DIN 13260-2 applicabile, le geometrie dei connettori dell' $O_2$  e della  $CO_2$  sono talmente simili che il connettore della  $CO_2$  può essere inserito anche nell'unità terminale dell' $O_2$ . In base alla normativa DIN EN ISO 9170-1, la caratteristica distintiva della versione colorata o non colorata del raccordo è rappresentata unicamente dal simbolo del tipo di gas. Secondo le istruzioni per l'uso, durante l'applicazione è necessario assicurarsi che il contrassegno del connettore corrisponda al contrassegno del manicotto di erogazione dell'unità terminale al fine di evitare un inserimento errato.



#### Pag. 2/3

In base ai risultati della analisi svolte, Dräger ha sviluppato un componente migliorato per l'unità terminale dell'O<sub>2</sub> che impedisce in modo affidabile il flusso di gas anche quando un connettore della CO<sub>2</sub> attuale e conforme viene inserito esercitando una forza eccessiva. Inoltre le istruzioni per l'uso sono state aggiornate e ora contengono una descrizione più dettagliata dell'operazione di inserimento.

Durante l'analisi degli eventi riscontrati sul campo, abbiamo scoperto che sono stati utilizzati anche connettori della CO<sub>2</sub> non più conformi all'attuale normativa DIN 13260-2. Questi connettori hanno un diametro interno più piccolo di 3,5 mm che può causare un flusso di gas temporaneo a seguito delle tolleranze minime previste della precedente normativa per quanto riguarda l'accoppiamento a innesto (anche dopo l'aggiornamento). Nell'ambito della variazione della normativa nel 2004, il diametro interno dei connettore della CO<sub>2</sub> è stato portato a 5,9 mm.

Verificate i diametri interni di tutti i connettori della CO<sub>2</sub> della vostra struttura sanitaria. Si consiglia di utilizzare unicamente connettori della CO<sub>2</sub> conformi all'attuale normativa DIN 13260-2.

Contattare Dräger al fine di aggiornare le unità terminali dell'O<sub>2</sub> interessate dal problema. Durante il periodo di validità della garanzia o in caso di regolare assistenza da parte di Dräger la modifica sarà gratuita. A tale scopo, compilare e inviarci il modulo "Feedback e ordine cliente" allegato. Vi contatteremo per coordinare le necessarie attività.

Fino al momento della modifica, prestare attenzione ai seguenti punti:

- L'etichetta del tipo di gas sul connettore e sull'unità terminale deve corrispondere
- Il contrassegno colorato del tipo di gas (se applicabile) sul connettore e sull'unità terminale deve corrispondere
- Il connettore deve essere inserito delicatamente nell'unità terminale
- Prestare attenzione al clic quando il connettore s'innesta.
- Tirare delicatamente il connettore innestato per verificare il collegamento. Il connettore non deve allentarsi.
- Il connettore non deve essere premuto quando è in posizione operativa.

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato e vi chiediamo di informare tutto il personale della struttura sanitaria. Purtroppo questo intervento è inevitabile in quanto misura preventiva per incrementare la sicurezza di pazienti e utilizzatori.

Le autorità competenti sono state informare dell'intervento.

Vi ringraziamo anticipatamente per il supporto.

Cordiali saluti



# Pag. 3/3

[Firma sull'originale inglese]
Dr. V. Prapavat
Vice President Workplace Infrastructure
Product Management & Application Marketing
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Allegato: Feedback e ordine cliente

Aggiunta alle istruzioni per l'uso

# it -Supplemento alle istruzioni per l'uso

Conservare questo supplemento assieme alle istruzioni per l'uso del dispositivo medico.

#### **AVVERTENZA**

Per il corretto utilizzo di questo dispositivo medico, leggere e attenersi alle istruzioni per l'uso e al presente supplemento.

Il presente supplemento è valido solo insieme alle istruzioni per l'uso per unità terminali e innesti DIN 13260-2.

Questo supplemento aggiorna le informazioni contenute nel seguente capitolo delle istruzioni per l'uso:

# **Funzionamento**

#### **AVVERTENZA**

Rischio di incendio

Le unità terminali e gli innesti per ossigeno e protossido di azoto non devono entrare in contatto con olio, grasso o liquidi infiammabili.

#### **AVVERTENZA**

Rischio di lesioni al paziente o all'utilizzatore Assicurarsi che il codice del tipo di gas dell'innesto corrisponda a quello della boccola di uscita dell'unità terminale.


# Posizione di standby

#### **AVVERTENZA**

Rischio di lesioni al paziente o all'utilizzatore In posizione di standby, verificare che i codici del tipo di gas corrispondano e controllare il bloccaggio di unità terminale e innesto.


- Premere l'innesto (A) verso l'interno dell'unità terminale fino alla prima posizione di bloccaggio.
- Controllare il bloccaggio di unità terminale e innesto.
  - Tirare delicatamente l'innesto (A). L'innesto (A) non deve essere allentato.
    - Se è possibile tirare l'innesto (A), controllare il codice del tipo di gas:
  - Se i codici del tipo di gas dell'unità terminale e dell'innesto

     (A) non corrispondono, usare l'innesto che corrisponde
     all'unità terminale.
    - Quindi controllare di nuovo il bloccaggio.
  - Se i codici del tipo di gas dell'unità terminale e dell'innesto
     (A) corrispondono, non usare nessuno dei due.




### Posizione di utilizzo

 Premere l'innesto (A) verso l'interno dell'unità terminale fino alla seconda posizione di bloccaggio.



### Interruzione dell'utilizzo

 Premere delicatamente il lato destro o sinistro della boccola di uscita (B): adesso l'innesto (A) è ritornato in posizione di standby (prima posizione di bloccaggio).



# Disconnessione

 Premere delicatamente il lato destro o sinistro della boccola di uscita (B) e allo stesso tempo estrarre l'innesto (A) dall'unità terminale.

