

Medtronic Italia S.p.A.Via Varesina, 162
20156 Milano
Tel: +39 02 24137.1
Fax: +39 02 241381
www.medtronic.it

Milano, 7 novembre 2023

Trasmessa via PEC**Urgente Avviso di Sicurezza****Tube endotracheale EMG NIM TriVantage™****Codici 8229706, 8229707, 8229708, 8229736, 8229737 e 8229738**

Richiamo di specifici numeri di lotto

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

Con la presente comunicazione Medtronic vi informa che sta effettuando il richiamo di specifici numeri di lotto dei tubi endotracheali EMG NIM TriVantage™. Questo richiamo viene avviato in seguito a segnalazioni ricevute, nelle quali i clienti hanno riferito la presenza di rumore dal sistema NIM, anomalie di derivazione inattiva o alta impedenza o perdita/intermittenza del monitoraggio del nervo.

Descrizione degli eventi

Al 5 ottobre 2023, Medtronic ha ricevuto 87 segnalazioni che indicano possibili pericoli per la salute a causa di riduzione o perdita di funzionalità dei dispositivi con specifici numeri di lotto (vedere l'allegato A). I possibili pericoli possono causare estubazione non pianificata, ritardo o cancellazione della procedura, disfonia, disfagia, dispnea o possibile danno ai nervi. I dati a disposizione di Medtronic indicano che la vostra struttura ha ricevuto almeno un dispositivo appartenente ai codici e numeri di lotto interessati elencati nell'allegato A.

Azioni richieste alla struttura sanitaria

Medtronic vi chiede di implementare immediatamente le seguenti azioni:

- Controllare le giacenze dei dispositivi interessati ancora presenti presso la vostra struttura sanitaria e nel caso abbiate a disposizione dei dispositivi interessati non ancora utilizzati isolarli immediatamente. L'elenco dei codici e numeri di lotto interessati è riportato nell'allegato A.
- Compilare, firmare e inviare il modulo di risposta che trovate in allegato anche in caso non vi risultino giacenze e restituire a Medtronic tutti i dispositivi interessati non utilizzati. Il rappresentante Medtronic di zona, se necessario, vi supporterà nella restituzione dei dispositivi interessati ancora presenti presso la vostra struttura sanitaria.
- Condividere questa comunicazione con tutti i professionisti sanitari utilizzatori di questi dispositivi che operano all'interno della vostra struttura sanitaria o in qualsiasi organizzazione a cui i dispositivi potenzialmente interessati potrebbero essere stati trasferiti.

Ulteriori informazioni

L'Autorità Competente italiana è stata informata relativamente ai contenuti di questo avviso di sicurezza.

Medtronic ha come priorità la sicurezza dei pazienti, vi ringrazia per l'attenzione dedicata ai contenuti di questa comunicazione e si scusa per eventuali inconvenienti che questa azione potrà causarvi. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimenti, vi invitiamo a rivolgervi al rappresentante Medtronic di zona o alla divisione commerciale ENT (e-mail: rs.milregulatoryitaly@medtronic.com - numero fax 02 24138.219).

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Dott. Francesco Conti
Direttore Relazioni Istituzionali

Numero di registrazione unico (SRN) del fabbricante: US-MF-000023264

Allegato:

- Allegato A: Elenco dei codici e dei numeri di lotto interessati.
- Modulo di risposta da restituire compilato e firmato **entro il 1 dicembre 2023** (solo per le strutture interessate).

Allegato A: Elenco dei codici e dei numeri di lotto interessati

Descrizione	Codice	Numeri di lotto
Tubo endotracheale EMG NIM TriVantage™ 6.0 mm	8229706	0225750658 0225785080 0225785081 0225785083 0225785085 0225785587 0225787473 0225892912 0225894523 0225904858 0225974682 0225998102 0225998104 0226099513 0226121951 0226130941 0226227428 0226246448 0226246716 0226253848 0226258673 0226276006 0226294121 0226299303 0226299304 0226321727 0226350207 0226604403 0226628515 0226648757 0226684520 0226718176 0226745452
Tubo endotracheale EMG NIM TriVantage™ 7.0 mm	8229707	0225784378 0225784379 0225784380 0225784381 0225784382 0225784383 0225784384 0225784385 0225785406 0225785407 0225785408 0225785410 0225787474 0225798573 0225803180 0225805468 0225805470 0225809609 0225809610 0225809612 0225824531 0225825616 0225828951 0225832074 0225832077 0225841439 0225841440 0225846915 0225846916 0225848733 0225848733 0225848736 0225848738 0225849141 0225869998 0225870000 0225877834 0225877835 0225886691 0225915233 0225915542 0225921185 0225929260 0225929261 0225932768 0225934163 0225952300 0225952301 0225956683 0225962826 0225965501 0225965502 0225965503 0225972240 0225980517 0225983909 0225983910 0225994033 0225994034 0226003805 0226004326 0226012343 0226012345 0226020502 0226020503 0226020788 0226030091 0226030095 0226030100 0226043357 0226057364 0226057365 0226057748 0226057749 0226079291 0226084995 0226086007 0226086011 0226086014 0226086015 0226097641 0226102998 0226112818 0226115170 0226119539 0226121428 0226124551 0226124551 0226130050 0226130051 0226130055 0226139423 0226144158 0226144159 0226144160 0226144161 0226144162 0226149512 0226150740 0226157390 0226157394 0226166003 0226166004 0226166728 0226166730 0226177144 0226177145 0226177545 0226177687 0226177688 0226177689 0226185843 0226186007 0226194910 0226201784 0226203121 0226209733 0226232159 0226232540 0226246722 0226252324 0226276007 0226278505 0226279176 0226300072 0226300073 0226321734 0226321735 0226337995 0226337996 0226350218 0226352415 0226352807 0226352808 0226376135 0226385562 0226389384 0226389651 0226397416 0226398799 0226398929 0226406353 0226406354 0226406370 0226406372 0226429408 0226429410 0226441448 0226452151 0226455033 0226455044 0226490525 0226490808 0226512177 0226520885 0226522308 0226537201 0226537203 0226549613 0226553472 0226564997 0226564998 0226564999 0226579984 0226591832 0226601698 0226618838

Allegato A: Elenco dei codici e dei numeri di lotto interessati

Descrizione	Codice	Numeri di lotto
Tubo endotracheale EMG NIM TriVantage™ 8.0 mm	8229708	0225785421 0225785422 0225785423 0225785424 0225785425 0225785466 0225785467 0225785468 0225787472 0225809611 0225975149 0225998251 0225998253 0226004208 0226004209 0226086712 0226121950 0226130937 0226130938 0226130939
Tubo endotracheale EMG NIM TriVantage™ 6.0 mm (confezione da 3 unità)	8229736	0225998248
Tubo endotracheale EMG NIM TriVantage™ 7.0 mm (confezione da 3 unità)	8229737	0225908183 0225908184 0225908185 0225908326 0225908327 0225908328 0225908329 0225908330 0225908332 0225908334 0226103711 0226177141
Tubo endotracheale EMG NIM TriVantage™ 8.0 mm (confezione da 3 unità)	8229738	0225785470