

Data: 06-04-2021

URGENTE AVVISO DI SICUREZZA (FSN)

All'attenzione di Clienti e distributori

Spett.le Cliente

La Sapi Med Spa in qualità di fabbricante ha deciso di emettere un avviso di sicurezza (FSN – Field Safety Notice) relativo ad alcuni dispositivi medici.

In Allegato alla presente si possono trovare i lotti interessati.

1. TIPOLOGIA DI DISPOSITIVI

Trattasi di dispositivi medici di classe I sterile e IIa, sterilizzati ad Ossido di Etilene, utilizzati nel campo della colonproctologia.

In Allegato 1 sono riportati i codici prodotto e il nome commerciale coinvolti nella presente FSN.

2. MOTIVO DELLA EMISSIONE DELLA FSN

La nostra azienda si è avvalsa dei servizi dell'impianto Steril Milano di Monza per effettuare la sterilizzazione ad ETO su diversi dispositivi marchiati CE al fine di assicurare la conformità dei prodotti.

A seguito di alcune comunicazioni ricevute dalla stessa azienda circa la falsificazione da parte loro di parametri documentali e relativi ad alcuni processi ad ETO, la Sapi Med ha deciso di effettuare la presente comunicazione di sicurezza.

Esiste quindi il rischio potenziale che il processo di sterilizzazione non abbia avuto esito positivo su uno o più lotti, con conseguente problematica legata alla sicurezza del paziente.

3. AZIONE IMMEDIATA PER MITIGARE IL RISCHIO

La Sapi Med Spa ha effettuato immediatamente controlli sulla rintracciabilità dei dispositivi, identificando i clienti finali. Sono stati contattati e informati gli Organismi Notificati e gli uffici preposti del Ministero della Salute Italiano.

Si è deciso di effettuare immediatamente alcuni test di sterilità su ciascuno dei lotti coinvolti e rimasti a magazzino.

I primi lotti testati sono risultati conformi e sterili.

Alla data attuale la Sapi Med è in attesa dei report sui lotti successivi.

4. COME COMPORTARSI

Le aziende Ospedaliere che si trovino ancora in possesso dei lotti indicati in Allegato, sono pregate di comunicarlo con urgenza alla Sapi Med compilando il modulo che si trova in fondo alla presente FSN.

È possibile che alcuni lotti coinvolti siano già stati utilizzati e che non ci siano rimanenze.

Se invece fossero ancora stoccate a magazzino scorte di tali lotti, si prega di quarantenerli in attesa di comunicazioni da parte nostra o degli Organismi preposti.

Alla data di oggi non è stata registrata nessuna segnalazione né di infezione né di incidente a seguito dell'utilizzo dei dispositivi Sapi Med.

Sapi Med considera primaria la sicurezza dei pazienti, assicurando sempre massimi livelli di qualità e prestazioni. Siamo molto dispiaciuti per il disagio procurato.

La Direzione Sapi Med



MODULO DI RISPOSTA CLIENTE da inviare a sapimed@pec.it

IMPORTANTE:

Questo Avviso di Sicurezza deve essere trasmesso a tutti coloro che devono essere informati nella vostra organizzazione e che possono essere interessati alla presente importante comunicazione.

UTILIZZARE IL MODULO SOLAMENTE SE SI E' ANCORA IN POSSESSO DI QUALCHE DISPOSITIVO A MAGAZZINO. GRAZIE.

INFORMAZIONE FSN	
Numero FSN	FSN 01/2021
Data FSN	06-04-2021
Prodotto/dispositivo (codice)	Si veda allegato 1
Lotto prodotto	Si veda allegato 1

DATI CLIENTE	
Nome azienda	
Indirizzo	
Città	
Nome contatto	
Funzione	
Contatto telefonico	
e-mail	

DISPOSITIVO INTERESSATO (copiare la tabella se sono presenti più dispositivi)	
- CODICE DISPOSITIVO	
- LOTTO DISPOSITIVO	
- QUANTITA'	
- COMMENTI:	

TIPO DI AZIONE	
Azione da intraprendere	<ul style="list-style-type: none"> - Identificare il dispositivo - Stoccare il DM in quarantena
Tempistiche operazione	Immediatamente al ricevimento della presente comunicazione
E' necessaria una risposta da parte dell'utente finale?	Sì, è indispensabile una informazione di ritorno da parte del cliente finale nel caso in cui si abbiano ancora scorte a magazzino.

Allegato 2- LISTA DISPOSITIVI COINVOLTI

IL LOTTO INTERESSATO E' INDICATO CHIARAMENTE SULLA BUSTA DEL PRODOTTO

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18A023I	18020811	A.4084	THE BEAK RETRAT.ANALE DIAGNOST. STERILE
18A022I	18020811	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
18A011I	18020811	A.8200ST	INSUFFLATORE IN PVC STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18B002I	18030811	A.4024ST	SELF-LIGHT OPERATIVO TRONCO AUTOILL. AUTOREGGENTE STERILE
18B003I	18030811	A.4080.2	BUDDY INTRODUTTORE A PETALI STERILE
18B014I	18030811	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18B015I	18030811	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
18B018I	18030811	A.4024ST	SELF-LIGHT OPERATIVO TRONCO AUTOILL. AUTOREGGENTE STERILE
18B022I	18030811	A.4525	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGN. STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18D009I	18042311	A.4023ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE
18D004I	18042311	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
18D008I	18042311	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
18D005I	18042311	A.4513	PROCTOSCOPIO 130 mm CON IMPUGNATURA STERILE
18D011I	18042311	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18D012I	18042311	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18D013I	18042311	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18D020I	18042311	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18D007I	18042311	A.8200ST.50	INSUFFLATORE IN PVC STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18E010I	18052911	A.75040	SPONGY mm. 50x50x38
18E011I	18052911	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
18E014I	18052911	A.4519I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT CON INSUFFL. STERILE
18E016I	18052911	A.4522LI	RETTOSCOPIO POLIVALENTE A LED + INSUFFL. STERILE
18E017I	18052911	A.4522I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE+INSUFFL. STERILE
18E023I	18052911	A.8200ST	INSUFFLATORE IN PVC STERILE
18E027I	18052911	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18E010I	18061513	A.75040.3	SPONGY mm. 50x50x38 KIT 3 pz.
18E026I	18061513.	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18F022I	18061513	A.4081LST	VALVA ANALE TRONCA A LED STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18G002I	18073112	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
18G003I	18073112	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
18G007I	18073112	A.4023B	ANOSCOPIO SELF-LIGHT STERILE COMPLETO DI INTRODUTTORE CON CANALE OPERATORE
18G011I	18073112	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
18G012I	18073112	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18G020I	18073112	A.4080.1	VALVA STAPLER CON ASOLA STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18F004I	18071211_1	A.4018ST	SELF-LIGHT DIAGNOSTICO AUTOILL. STERILE
18F027I	18071211_1	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
18F028I	18071211_1	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
18F029I	18071211_1	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
18F030I	18071211_1	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18G003I	18092611	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
18G008I	18092611	A.4081LST	VALVA ANALE TRONCA A LED STERILE
18G011I	18092611	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
18H003I	18092611	A.4519I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT CON INSUFFL. STERILE
18I001I	18092611	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18I004I	18092611	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
18I005I	18092611	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
18I009I	18092611	A.4087.1L	ERODE ENDORECTAL OPERATIVE DEVICE CON PEN LED E SPINGINODO
18I011I	18092611	A.4522I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE+INSUFFL. STERILE
18I012I	18092611	A.4519	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT STERILE
18I013I	18092611	A.4519	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18I002I	18112413	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18J011I	18112413	A.4087.1L	ERODE ENDORECTAL OPERATIVE DEVICE CON PEN LED E SPINGINODO
18J018I	18112413	A.4084	THE BEAK RETRAT.ANALE DIAGNOST. STERILE
18J024I	18112413	A.4084	THE BEAK RETRAT.ANALE DIAGNOST. STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
18K005I	19011515	A.4513I	PROCTOSCOPIO 130 mm CON IMPUGN.,INSUFFL. STERILE
18K007I	19011515	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18K008I	19011515	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18K009I	19011515	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
18L004I	19011515	A.4519I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT CON INSUFFL. STERILE
18L009I	19011515	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
18L011I	19011515	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
19A001I	19011515	A.4018ST	SELF-LIGHT DIAGNOSTICO AUTOILL. STERILE
19A002I	19011515	A.4019ST	SELF-LIGHT DIAGNOSTICO TRONCO STERILE
19A003I	19011515	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19A006I	19022813	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19A008I	19022813	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19A018I	19022813	A.4084L	THE BEAK RETRAT.ANALE DIAGNOSTICO A LED STERILE
19A019I	19022813	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19A020I	19022813	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19A021I	19022813	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19A022I	19022813	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19B001I	19022813	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
19B002I	19022813	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
19B003I	19022813	A.4023ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE
19B009I	19022813	A.7080	TUBO TRANSANALE NO COIL 80 mm.

19B011I	19022813	A.4087.1L	ERODE ENDORECTAL OPERATIVE DEVICE CON PEN LED E SPINGINODO
19B012I	19022813	A.4087.1L	ERODE ENDORECTAL OPERATIVE DEVICE CON PEN LED E SPINGINODO
19B013I	19022813	A.4081LST	VALVA ANALE TRONCA A LED STERILE
19B014I	19022813	A.4026ST	ANOSCOPIO PER H.R.A. STERILE
19B016I	19022813	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
19B017I	19022813	A.4084L	THE BEAK RETRAT.ANALE DIAGNOSTICO A LED STERILE
19B018I	19022813	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
19B019I	19022813	A.4519I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT CON INSUFFL. STERILE
19B020I	19022813	A.4519I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT CON INSUFFL. STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19C002I	19040512	A.4023B	ANOSCOPIO SELF-LIGHT STERILE COMPLETO DI INTRODUTTORE CON CANALE OPERATORE
19C007I	19040512	A.4024ST	SELF-LIGHT OPERATIVO TRONCO AUTOILL. AUTOREGGENTE STERILE
19C008I	19040512	A.4024ST	SELF-LIGHT OPERATIVO TRONCO AUTOILL. AUTOREGGENTE STERILE
19C010I	19040512	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
19C013I	19040512	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19C017I	19040512	A.75025.3	SPONGY mm.50X50X25 KIT 3 pz.
19C025I	19040512	A.9045	VALVETTA SELFIST LUNGH. 45 mm. STERILE
19D001I	19040512	A.5001	QUADRIJET
19D002I	19040512	A.4519	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT STERILE
19D010I	19040512	A.4023.1ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19I31B	19051112	A.4087.1	ERODE ENDORECTAL OPERATIVE DEVICE E SPINGINODO
19D013I	19051112	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
19D014I	19051112	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
19D015I	19051112	A.4023ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE
19D019I	19051112	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
19E004I	19051112	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
19E005I	19051112	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19E008I	19061611	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
19E024I	19061611	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19E024I	19063012	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
19F002I	19063012	A.4023B	ANOSCOPIO SELF-LIGHT STERILE COMPLETO DI INTRODUTTORE CON CANALE OPERATORE
19F012I	19063012	A.4519	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT STERILE
19F013I	19063012	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19F014I	19063012	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19F016I	19063012	A.4082	BASILE'S CONE RETRACTOR STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19G004I	19071114	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19F027I	19072511	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
19G013I	19072511	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19G018I	19072511	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19274B	19092713	A.4088	L-BET88 ANOSCOPIO OPERAT. A PUNTA CHIUSA E SPINGINODO
19I010I	19092713	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
19I011I	19092713	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
19I015I	19092713	A.4084	THE BEAK RETRAT.ANALE DIAGNOST. STERILE
19I016I	19092713	A.4084	THE BEAK RETRAT.ANALE DIAGNOST. STERILE
19I018I	19092713	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
19I020I	19092713	A.7080	TUBO TRANSANALE NO COIL 80 mm.
19I021I	19092713	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
19I022I	19092713	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
19I018I	19120612	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
19J001I	19120612	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19J002I	19120612	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO

19J003I	19120612	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19K004I	19120612	A.4019ST	SELF-LIGHT DIAGNOSTICO TRONCO STERILE
19K005I	19120612	A.4023ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE
19K006I	19120612	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
19K021I	19120612	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
19K022I	19120612	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
19K023I	19120612	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
19K028I	19120612	A.4025ST	ARAMIS - RETTOSCOPIO MODULABILE CON GHIERA ROTANTE
19K030I	19120612	A.4082	BASILE'S CONE RETRACTOR STERILE
19K031I	19120612	A.4082	BASILE'S CONE RETRACTOR STERILE
19K032I	19120612	A.4082	BASILE'S CONE RETRACTOR STERILE
19K033I	19120612	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
19K034I	19120612	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
19K035I	19120612	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
19K036I	19120612	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE
19K037I	19120612	A.4083L	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. A LED STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20A014I	20030315	A.4081LST	VALVA ANALE TRONCA A LED STERILE
20B006I	20030315	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
20B008I	20030315	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20B024I	20031911	A.4520IP	RETTOSCOPIO 200 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
20C007I	20031911	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
20C009I	20031911	A.4519I	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT CON INSUFFL. STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20D015I	20042411	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
215020I	20042411	A.7070	TUBO TRANSANALE NO COIL 70 mm.

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20E006I	20062811	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
20F001I	20062811	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO
20F008I	20062811	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
20F009I	20062811	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
20F010I	20062811	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE

20F011I	20062811	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
20F017I	20062811	A.4023.1ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20H003I	20091711	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
20I015I	20091711	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
FB01035	20091711	A.7080	TUBO TRANSANALE NO COIL 80 mm.

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20I027I	20102212	A.4083	THE BEAK RETRAT.ANALE OPERAT. STERILE
20J013I	20102212	A.4522LI	RETTOSCOPIO POLIVALENTE A LED + INSUFFL. STERILE
20J024I	20102212	A.4023.1ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20J027I	20112314	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER
20J028I	20112314	A.4522	RETTOSCOPIO POLIVALENTE STERILE
20K004I	20112314	A.5001	QUADRIJET
20K008I	20112314	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
20K009I	20112314	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
20K030I	20112314	A.4086	ANOSCOPIO EPO FLIER

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20K013I	20121016	A.4023.1ST	SELF-LIGHT OPERATIVO AUTOILL. STERILE
20K031I	20121016	A.4519	RETTOSCOPIO POLIVALENTE SHORT STERILE

LOTTO	LOTTO STER.	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO
20L001I	20121811	A.4086.1	GULL VALVA FINESTRATA ROTANTE STERILE
20L005I	20121811	A.4525IP	RETTOSCOPIO 250 mm CON IMPUGNATURA,INSUFFLATORE,SACCHETTO