

FIELD SAFETY NOTICE

Avviso di Sicurezza • Aviso de Seguridad • Aviso de segurança • Ειδοποίηση ασφάλειας

PRODUCT • PRODOTTO • PRODUCTO • ΠΡΟΙΟΝ

Seraclone™ Anti-S

CATALOGUE • CATALOGO • CATÁLOGO • ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

LOT • LOTTO • LOTE • ΠΑΡΤΙΔΑΣ

808052**2136071 e 2203121****Stimato Cliente,**

trasmettiamo questo avviso di sicurezza per informarvi di un problema che riguarda il seguente prodotto:

Descrizione	Codice	Lotto	Scadenza
Seraclone Anti-S	808052	2136071	2013-08-29
		2203121	2014-01-09

Descrizione del problema:

Gli ultimi dati di stabilità interna per Seraclone Anti-S hanno mostrato una diminuzione di reattività dei lotti sopra indicati. Eseguendo i test sono possibili risultati deboli o falsi negativi.

Raccomandazioni sulle azioni da intraprendere da parte dell'utilizzatore:

Siete pregati di non utilizzare più i flaconi dei lotti interessati dal problema e di sostituirli.

Trasmissione di questo avviso di sicurezza:

Il presente avviso deve essere trasmesso a tutti gli interessati all'interno della propria organizzazione e in particolare agli Utilizzatori del prodotto e al Responsabile del Laboratorio.

Si prega di mantenere attiva la presente segnalazione per un periodo adeguato a garantire l'efficacia delle azioni correttive indicate.

Ci scusiamo per eventuali disagi e ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Le chiediamo cortesemente di compilare il modulo di risposta allegato e rispedirlo al più presto via fax al numero 02-21609499, anche nel caso in cui il prodotto sia già stato parzialmente o completamente utilizzato.

Per ulteriori informazioni, contattare gli uffici Bio-Rad allo 02-216091 o l'Agente di zona.

Distinti saluti

Bio-Rad Laboratories Srl

ITALIA

Via Cellini, 18/A
20090 Segrate (Milano)

Tel. +39 02 216091
Fax +39 02 21609398

ESPAÑA

Miniparc II Edificio "M"
Calendula, 95
El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)

Tel. +34 91 5905200
Fax +34 91 5905211

PORTUGAL

Edif. Prime-Av Quinta Grande
Nº53 Fracção 3B Alfragide
2610-156 Amadora Portugal

Tel. +351 21 472 77 00
Fax +351 21 472 77 77

ΕΛΛΑΣ

Μεσογείων 2-4., Πύργος
Αθηνών – κτίριο Α'
11527 Αθήνα

Τηλ +30 210 7774396
Φαξ +30 210 7774376

INOLTRE VIA FAX AL Nr.: 02 21609499 – ASSICURAZIONE QUALITÀ

RICEVUTA DELL'AVVISO DI SICUREZZA

FSN N. FSN001/13 DATA 2013.04.05	ART Seraclone™ Anti-S RIF 808052 LOTTI 2136071 e 2203121
TRASMESSA DA: ASSICURAZIONE QUALITÀ	DATA: 2013 Aprile 05
INVIATA TRAMITE [] FAX [X] E-MAIL [] POSTA [] A MANO [] ALTRO	

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER LETTO, COMPRESO E DISTRIBUITO AL PERSONALE INTERESSATO LA COMUNICAZIONE IN OGGETTO.

NUMERO DI CONFEZIONI AVVIATE ALLO SMALTIMENTO: _____

QUANTITÀ DI CONFEZIONI RICHIESTE IN SOSTITUZIONE: _____

NOME:	
FUNZIONE:	
AZIENDA / ISTITUTO	
INDIRIZZO / CITTÀ	
TELEFONO	
FAX	

NOTE / COMMENTI

DATA, FIRMA E TIMBRO DELL' AZIENDA / ISTITUTO

ITALIAVia Cellini, 18/A
20090 Segrate (Milano)Tel. +39 02 216091
Fax +39 02 21609398**ESPAÑA**Miniparc II Edificio "M"
Calendula, 95
El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)Tel. +34 91 5905200
Fax +34 91 5905211**PORTUGAL**Edif. Prime-Av Quinta Grande
Nº53 Fracção 3B Alfragide
2610-156 Amadora PortugalTel. +351 21 472 77 00
Fax +351 21 472 77 77**ΕΛΛΑΣ**Μεσογειών 2-4., Πύργος
Αθηνών – κτίριο Α'
11527 ΑθήναΤηλ +30 210 7774396
Φαξ +30 210 7774376