

27/2/14

**URGENTE**  
**NOTA INFORMATIVA DI SICUREZZA - ESTENSIONE**

NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO INTERESSATO:	Materiale	Lotto
Linton-Nachlas Tube	204700	<b>Rif. allegato 2</b>
Sengstaken Tube	204800	
Pediatric Sengstaken Tube	204801	
Sengstaken-Blakemore Tube	204802, 204803	
Subcutaneous ureter bypass set	335685	
Endoguide	680141, 680143, 680145, 680151, 680153, 680155	
<b>TIPO DI AZIONE:</b>	Rechiamo in fabbrica ( <b>ESTENSIONE</b> )	
<b>RIFERIMENTO TELEFLEX:</b>	2013-08	

Egregio cliente,

**1. Dettagli dei dispositivi interessati**

Teleflex ha avviato un'azione correttiva volontaria per i prodotti sopra elencati.

**2. Descrizione del prodotto**

Teleflex Medical ha richiesto un richiamo volontario in fabbrica per i prodotti sopra elencati in quanto l'imballaggio può essere compromesso e quindi la sterilità del prodotto non può essere garantita. Qualora vengano impiegati prodotti non sterili, vi è un possibile rischio di infezione.

**3. ISTRUZIONI AZIONE CORRETTIVA DI SICUREZZA:**

**CONSIGLI PER IL PERSONALE MEDICO SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE**

1. Richiediamo di controllare la disponibilità in inventario del prodotto compreso nell'ambito della presente azione di sicurezza. Gli utenti devono interrompere l'uso e la distribuzione dei prodotti compresi nel lotto interessato e accantonarli immediatamente.
2. Se non si dispone di magazzino i dispositivi interessati da questa azione di cui al precedente tabella contrassegnare la casella sul modulo di conferma (allegato 1) e restituire il modulo al numero di fax o e-mail all'indirizzo indicato.
3. Se si dispone di magazzino dei prodotti interessati di cui alla tabella precedente, contrassegnare la casella sul modulo di conferma (allegato 1). Contattare il servizio clienti chiamando il numero di telefono indicato nella sezione 6, che rilascerà con un numero di reso. Scrivere questo numero di reso nel relativo campo nel modulo di conferma.
4. Completare l'Allegato 1 per tutti i prodotti in vostro possesso e sotto controllo. Restituire immediatamente il modulo al Servizio Clienti.
5. Teleflex (o il vostro rivenditore locale) emetterà una nota di credito al momento del ricevimento del prodotto interessato restituito.

## ISTRUZIONI PER I DISTRIBUTORI DEL PRODOTTO INTERESSATO

1. Se siete distributori, diramare questa nota di sicurezza a tutti i clienti che hanno ricevuto il prodotto interessato da questa azione. Il cliente dovrà quindi compilare il modulo di conferma e restituirlo a voi.
2. In qualità di distributore siete tenuti a confermare a Teleflex di aver completato l'attività di cui sopra. Al termine delle vostre azioni, inoltrare al servizio clienti il modulo di conferma compilato.
3. Siate consapevoli che tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'Area Economica Europea/Svizzera (SEE/CH) e Turchia, in cui Teleflex distribuisce direttamente saranno avvisati tramite Teleflex.
4. Se siete distributori e/o avete una responsabilità di reporting all'interno o all'esterno della zona SEE/CH/TK, avvisate di questa azione l'Autorità locale competente. Inoltrare la notifica e tutte le comunicazioni con l'autorità locale competente a Teleflex.

#### 4. Teleflex

Teleflex informa tutti i clienti, i dipendenti di Teleflex e distributori di quest'azione.

#### 5. Trasmissione di questa nota informativa di sicurezza

Questo avviso deve essere inoltrato a tutti coloro che devono esserne a conoscenza all'interno dell'azienda o a qualsiasi azienda in cui sono stati trasferiti i dispositivi potenzialmente interessati. Considerare gli utenti finali, i clinici, i gestori del rischio, i centri della catena di fornitura/distribuzione ecc. nella circolazione del presente avviso.

Tenere alta l'attenzione sul presente avviso finché non sono state completate tutte le operazioni necessarie nella vostra azienda.

#### 6. Contattare il referente

In caso di ulteriori informazioni o di assistenza su questa questione, contattare:

##### Assistenza clienti

Livia Leone  
FAX: 0362 573012

**Telefono:** 0362 5890208  
**E-mail:** [livia.leone@teleflex.com](mailto:livia.leone@teleflex.com)

Tenere presente che tutte le autorità competenti degli Stati membri dello spazio economico europeo/Svizzera (SEE/CH) e Turchia a cui Teleflex distribuisce direttamente saranno avvisati tramite Teleflex.

Teleflex Medical è impegnata a fornire prodotti di elevata qualità, sicuri ed efficaci. Ci scusiamo sinceramente per eventuali inconvenienti che questa azione potrebbe provocare al vostro operato. In caso di ulteriori domande, contattare il proprio rappresentante di zona o il servizio di assistenza clienti.

*Per conto di Teleflex,  
Padraig Hegarty*

---

**Padraig Hegarty**  
Senior Director of Quality International.

**MODULO DI CONFERMA AZIONE  
CORRETTIVA DI SICUREZZA**

**AZIONE PRODOTTO PER TELEFLEX  
ATTENZIONE IMMEDIATA**

RESTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL MODULO COMPLETATO A:  
FAX: 0362 573012 E-mail: [livia.leone@teleflex.com](mailto:livia.leone@teleflex.com)

<input type="checkbox"/> Confermiamo il ricevimento della presente FSN e il completamento delle azioni richieste in essa contenute. Confermiamo che il nostro inventario <b>NON</b> include i prodotti interessati da questa azione.	<input type="checkbox"/> Confermiamo il ricevimento della presente FSN e il completamento delle azioni richieste in essa contenute. Confermiamo che il nostro inventario include prodotti interessati da questa azione. L'uso e l'ulteriore distribuzione dei prodotti interessati è interrotto. Tutti i prodotti vengono messi in attesa e la quantità indicate qui di seguito verrà restituita.  <b>Autorizzazione alla restituzione N. _____</b>
--	---

**INDICARE LA QUANTITÀ DI PRODOTTO IN MODO CHIARO.**

<b>NOME COMMERCIALE DEL PRODOTTO INTERESSATO:</b>	Linton-Nachlas Tube / Sengstaken Tube /Pediatric Sengstaken Tube / Pediatric Sengstaken Tube / Sengstaken-Blakemore Tube / Subcutaneous ureter bypass set/ Endoguide (EXTENSION)	
<b>NUMERO DI PRODOTTO</b>	<b>NUMERO DI LOTTO</b>	<b>QUANTITÀ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allegare una copia del modulo di conferma <b>completato</b> nella confezione per il reso con le unità restituite.</li> <li>• Assicurarsi che il <b>numero RAN</b> è <b>chiaramente visibile</b> sulla confezione per il reso.</li> <li>• Etichettare i resi come <b>"Resi per azione di sicurezza"</b>.</li> </ul>		

Compilare questo modulo di conferma e restituirlo immediatamente utilizzando il numero di fax o l'indirizzo e-mail di cui sopra.

<b>NOME ISTITUTO (PER ES. NOME DELL'OSPEDALE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA)</b>	
<b>INDIRIZZO DELL'ISTITUZIONE</b>	<b>Telefono/Fax</b>
<b>MODULO COMPLETATO DA:</b>	<b>TITOLO/RUOLO</b>
<b>DATA</b>	

ALLEGATO 2

Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot
204700-000210,10301	204800-000160,100700730	204800-000160,11351	204800-000160,12511	204800-000180,10351	204800-000180,11301
204700-000210,10391	204800-000160,100709003	204800-000160,11401	204800-000160,13021	204800-000180,10361	204800-000180,11321
204700-000210,10441	204800-000160,10211	204800-000160,11411	204800-000160,13041	204800-000180,10371	204800-000180,11351
204700-000210,10501	204800-000160,10241	204800-000160,11461	204800-000160,13051	204800-000180,10381	204800-000180,11461
204700-000210,11021	204800-000160,10251	204800-000160,11471	204800-000160,13061	204800-000180,10391	204800-000180,11471
204700-000210,11061	204800-000160,10261	204800-000160,11481	204800-000160,13101	204800-000180,10401	204800-000180,11481
204700-000210,11071	204800-000160,10271	204800-000160,11491	204800-000160,13111	204800-000180,10411	204800-000180,11491
204700-000210,11081	204800-000160,10291	204800-000160,11501	204800-000160,13121	204800-000180,10421	204800-000180,11501
204700-000210,11101	204800-000160,10301	204800-000160,12021	204800-000160,13131	204800-000180,10431	204800-000180,11511
204700-000210,12031	204800-000160,10311	204800-000160,12031	204800-000160,13141	204800-000180,10441	204800-000180,12021
204700-000210,12061	204800-000160,10381	204800-000160,12041	204800-000160,13151	204800-000180,10451	204800-000180,12031
204700-000210,12111	204800-000160,10391	204800-000160,12051	204800-000160,13161	204800-000180,10461	204800-000180,12051
204700-000210,12171	204800-000160,10401	204800-000160,12061	204800-000160,13171	204800-000180,10471	204800-000180,12061
204700-000210,12211	204800-000160,10421	204800-000160,12071	204800-000160,13181	204800-000180,10481	204800-000180,12071
204700-000210,12311	204800-000160,10441	204800-000160,12091	204800-000160,13201	204800-000180,10501	204800-000180,12081
204700-000210,12371	204800-000160,10451	204800-000160,12111	204800-000160,13211	204800-000180,10511	204800-000180,12091
204700-000210,12401	204800-000160,10461	204800-000160,12131	204800-000160,13401	204800-000180,11021	204800-000180,12101
204700-000210,12411	204800-000160,10471	204800-000160,12161	204800-000160,13421	204800-000180,11031	204800-000180,12111
204700-000210,12461	204800-000160,10501	204800-000160,12191	204800-000160,13431	204800-000180,11091	204800-000180,12121
204700-000210,13051	204800-000160,11021	204800-000160,12201	204800-000160,13461	204800-000180,11101	204800-000180,12131
204700-000210,13071	204800-000160,11071	204800-000160,12211	204800-000160,13481	204800-000180,11121	204800-000180,12151
204700-000210,13111	204800-000160,11111	204800-000160,12231	204800-000180,10211	204800-000180,11141	204800-000180,12161
204700-000210,13181	204800-000160,11121	204800-000160,12241	204800-000180,10221	204800-000180,11191	204800-000180,12171
204700-000210,13261	204800-000160,11141	204800-000160,12251	204800-000180,10231	204800-000180,11211	204800-000180,12191
204700-000210,13281	204800-000160,11191	204800-000160,12271	204800-000180,10241	204800-000180,11221	204800-000180,12211
204700-000210,13311	204800-000160,11201	204800-000160,12281	204800-000180,10261	204800-000180,11231	204800-000180,12221
204700-000210,13371	204800-000160,11211	204800-000160,12291	204800-000180,10271	204800-000180,11241	204800-000180,12231
204700-000210,13411	204800-000160,11221	204800-000160,12301	204800-000180,10291	204800-000180,11251	204800-000180,12241
204700-000210,13471	204800-000160,11231	204800-000160,12351	204800-000180,10301	204800-000180,11261	204800-000180,12251
204800-000160,100677513	204800-000160,11291	204800-000160,12451	204800-000180,10321	204800-000180,11271	204800-000180,12261
204800-000160,100686571	204800-000160,11321	204800-000160,12481	204800-000180,10341	204800-000180,11291	204800-000180,12271

Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot
204800-000180,12281	204800-000180,13411	204800-000210,11231	204800-000210,12371	204801-000140,11081	204802-000140,13231
204800-000180,12291	204800-000180,13421	204800-000210,11261	204800-000210,12381	204801-000140,11121	204802-000140,13311
204800-000180,12301	204800-000180,13431	204800-000210,11271	204800-000210,12391	204801-000140,11151	204802-000140,13451
204800-000180,12311	204800-000180,13441	204800-000210,11281	204800-000210,12461	204801-000140,11161	204802-000140,13461
204800-000180,12341	204800-000180,13471	204800-000210,11291	204800-000210,12481	204801-000140,11171	204802-000140,13471
204800-000180,12381	204800-000180,13491	204800-000210,11321	204800-000210,13021	204801-000140,11181	204802-000160,10251
204800-000180,12391	204800-000210,10211	204800-000210,11461	204800-000210,13041	204801-000140,11261	204802-000160,10261
204800-000180,12441	204800-000210,10271	204800-000210,11471	204800-000210,13051	204801-000140,11291	204802-000160,10291
204800-000180,12451	204800-000210,10301	204800-000210,11491	204800-000210,13081	204801-000140,11321	204802-000160,10391
204800-000180,12461	204800-000210,10381	204800-000210,11501	204800-000210,13121	204801-000140,11351	204802-000160,10441
204800-000180,12481	204800-000210,10391	204800-000210,11511	204800-000210,13151	204801-000140,11381	204802-000160,10471
204800-000180,12501	204800-000210,10401	204800-000210,12021	204800-000210,13161	204801-000140,11401	204802-000160,10481
204800-000180,13021	204800-000210,10411	204800-000210,12031	204800-000210,13171	204801-000140,11411	204802-000160,10501
204800-000180,13031	204800-000210,10421	204800-000210,12051	204800-000210,13181	204801-000140,11421	204802-000160,11051
204800-000180,13061	204800-000210,10431	204800-000210,12061	204800-000210,13191	204801-000140,11431	204802-000160,11091
204800-000180,13071	204800-000210,10471	204800-000210,12071	204800-000210,13211	204801-000140,11441	204802-000160,11201
204800-000180,13091	204800-000210,10511	204800-000210,12081	204800-000210,13291	204801-000140,11451	204802-000160,11271
204800-000180,13101	204800-000210,11021	204800-000210,12091	204800-000210,13381	204801-000140,11471	204802-000160,11351
204800-000180,13121	204800-000210,11031	204800-000210,12111	204800-000210,13391	204801-000140,11481	204802-000160,11401
204800-000180,13131	204800-000210,11041	204800-000210,12121	204800-000210,13431	204801-000140,11491	204802-000160,11411
204800-000180,13141	204800-000210,11051	204800-000210,12131	204800-000210,13451	204801-000140,11511	204802-000160,11431
204800-000180,13151	204800-000210,11061	204800-000210,12191	204800-000210,13461	204801-000140,12031	204802-000160,11441
204800-000180,13161	204800-000210,11071	204800-000210,12211	204800-000210,13481	204802-000140,10391	204802-000160,11491
204800-000180,13171	204800-000210,11081	204800-000210,12221	204801-000140,10231	204802-000140,10431	204802-000160,12021
204800-000180,13181	204800-000210,11101	204800-000210,12231	204801-000140,10301	204802-000140,10441	204802-000160,12061
204800-000180,13191	204800-000210,11121	204800-000210,12241	204801-000140,10351	204802-000140,10481	204802-000160,12121
204800-000180,13201	204800-000210,11131	204800-000210,12251	204801-000140,10381	204802-000140,11021	204802-000160,12211
204800-000180,13211	204800-000210,11161	204800-000210,12261	204801-000140,10391	204802-000140,11041	204802-000160,12241
204800-000180,13261	204800-000210,11181	204800-000210,12281	204801-000140,10401	204802-000140,11061	204802-000160,13061
204800-000180,13381	204800-000210,11191	204800-000210,12291	204801-000140,10421	204802-000140,11321	204802-000160,13081
204800-000180,13401	204800-000210,11221	204800-000210,12321	204801-000140,10471	204802-000140,13161	204802-000160,13131

Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot
204802-000160,13141	204802-000180,11321	204802-000180,13461	680141-000028,12021	680141-000038,09421	680143-000028,10271
204802-000160,13161	204802-000180,11361	204803-000180,10201	680141-000035,09041	680141-000038,09431	680143-000028,10441
204802-000160,13171	204802-000180,11401	204803-000180,10251	680141-000035,09101	680141-000038,09471	680143-000028,11031
204802-000160,13181	204802-000180,11421	204803-000180,10301	680141-000035,09171	680141-000038,09511	680143-000028,11141
204802-000160,13201	204802-000180,11431	204803-000180,10381	680141-000035,09331	680141-000038,10021	680143-000028,11321
204802-000160,13381	204802-000180,11441	204803-000180,10401	680141-000035,09411	680141-000038,10041	680143-000028,11471
204802-000160,13401	204802-000180,11451	204803-000180,10481	680141-000035,09481	680141-000038,10051	680143-000028,12101
204802-000160,13441	204802-000180,12021	204803-000180,11041	680141-000035,10051	680141-000038,10061	680143-000028,13171
204802-000160,13481	204802-000180,12071	204803-000180,11061	680141-000035,10081	680141-000038,10071	680143-000028,13431
204802-000180,10201	204802-000180,12131	204803-000180,11201	680141-000035,10121	680141-000038,10091	680143-000035,09041
204802-000180,10221	204802-000180,12151	204803-000180,11321	680141-000035,10231	680141-000038,10101	680143-000035,09111
204802-000180,10251	204802-000180,12171	204803-000180,12151	680141-000035,10401	680141-000038,10111	680143-000035,09161
204802-000180,10261	204802-000180,12191	204803-000180,12231	680141-000035,10501	680141-000038,10121	680143-000035,09321
204802-000180,10271	204802-000180,12241	204803-000180,12261	680141-000035,11041	680141-000038,10161	680143-000035,09391
204802-000180,10291	204802-000180,12271	204803-000180,12311	680141-000035,11121	680141-000038,11451	680143-000035,09451
204802-000180,10371	204802-000180,12471	204803-000180,12381	680141-000035,11201	680141-000038,11471	680143-000035,09511
204802-000180,10381	204802-000180,12491	204803-000180,12471	680141-000035,11261	680141-000038,11491	680143-000035,10071
204802-000180,10401	204802-000180,13021	204803-000180,13071	680141-000035,11421	680141-000038,12161	680143-000035,10211
204802-000180,10411	204802-000180,13061	204803-000180,13151	680141-000035,11441	680141-000038,12171	680143-000035,10311
204802-000180,10421	204802-000180,13081	204803-000180,13191	680141-000035,11451	680141-000038,12231	680143-000035,10401
204802-000180,10431	204802-000180,13131	204803-000180,13211	680141-000035,11501	680141-000038,13171	680143-000035,10441
204802-000180,10481	204802-000180,13151	204803-000180,13241	680141-000035,12031	680141-000038,13221	680143-000035,11051
204802-000180,10491	204802-000180,13161	204803-000180,13261	680141-000035,12501	680141-000038,13251	680143-000035,11111
204802-000180,10501	204802-000180,13171	204803-000180,13321	680141-000035,13081	680141-000038,13261	680143-000035,11171
204802-000180,11021	204802-000180,13221	204803-000180,13381	680141-000035,13161	680141-000038,13271	680143-000035,11261
204802-000180,11031	204802-000180,13241	204803-000180,13391	680141-000035,13221	680141-000038,13371	680143-000035,11291
204802-000180,11051	204802-000180,13291	204803-000180,13431	680141-000035,13271	680141-000038,13411	680143-000035,11401
204802-000180,11071	204802-000180,13391	204803-000180,13481	680141-000035,13281	680141-000038,13451	680143-000035,11421
204802-000180,11081	204802-000180,13411	335685-090120,09261	680141-000035,13371	680143-000028,09111	680143-000035,11431
204802-000180,11141	204802-000180,13421	335685-090120,11301	680141-000035,13431	680143-000028,09291	680143-000035,11451
204802-000180,11151	204802-000180,13441	680141-000028,11241	680141-000038,09301	680143-000028,09491	680143-000035,11491

Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot
680143-000035,12021	680145-000028,12401	680145-000035,13431	680151-000035,09291	680151-000038,10111	680153-000035,10091
680143-000035,12041	680145-000028,12501	680145-000038,09301	680151-000035,09321	680151-000038,10141	680153-000035,10121
680143-000035,12061	680145-000028,13171	680145-000038,10041	680151-000035,09441	680151-000038,10151	680153-000035,10171
680143-000035,12141	680145-000028,13181	680145-000038,10091	680151-000035,10071	680151-000038,10211	680153-000035,10211
680143-000035,12171	680145-000028,13351	680145-000038,10111	680151-000035,10101	680151-000038,13191	680153-000035,10291
680143-000035,12241	680145-000028,13491	680145-000038,10191	680151-000035,10151	680151-000038,13211	680153-000035,10301
680143-000035,12461	680145-000035,09031	680145-000038,11261	680151-000035,10221	680151-000038,13271	680153-000035,10371
680143-000035,13021	680145-000035,09131	680145-000038,11421	680151-000035,10401	680151-000038,13281	680153-000035,10391
680143-000035,13141	680145-000035,09271	680145-000038,11451	680151-000035,10431	680151-000038,13411	680153-000035,10431
680143-000035,13211	680145-000035,09311	680145-000038,11491	680151-000035,10481	680153-000028,09121	680153-000035,10471
680143-000035,13351	680145-000035,09371	680145-000038,12031	680151-000035,11051	680153-000028,10321	680153-000035,10501
680143-000035,13371	680145-000035,09451	680145-000038,12121	680151-000035,11081	680153-000028,10341	680153-000035,11051
680143-000035,13431	680145-000035,10051	680145-000038,12251	680151-000035,11151	680153-000028,11101	680153-000035,11131
680143-000038,10401	680145-000035,10091	680145-000038,12401	680151-000035,11241	680153-000028,11211	680153-000035,11141
680143-000038,11451	680145-000035,10161	680145-000038,12411	680151-000035,11321	680153-000028,11281	680153-000035,11151
680143-000038,13041	680145-000035,10431	680145-000038,12431	680151-000035,11421	680153-000028,11451	680153-000035,11181
680145-000028,09041	680145-000035,11051	680145-000038,12481	680151-000035,11451	680153-000028,11491	680153-000035,11231
680145-000028,09171	680145-000035,11191	680145-000038,12491	680151-000035,12021	680153-000028,13491	680153-000035,11261
680145-000028,09411	680145-000035,11421	680145-000038,12501	680151-000035,12141	680153-000035,09031	680153-000035,11271
680145-000028,09431	680145-000035,11451	680145-000038,13081	680151-000035,12251	680153-000035,09041	680153-000035,11321
680145-000028,09481	680145-000035,11491	680145-000038,13221	680151-000035,13021	680153-000035,09051	680153-000035,11351
680145-000028,10101	680145-000035,12101	680145-000038,13251	680151-000035,13111	680153-000035,09081	680153-000035,11401
680145-000028,10211	680145-000035,12171	680151-000028,11081	680151-000035,13171	680153-000035,09131	680153-000035,11421
680145-000028,10281	680145-000035,12451	680151-000028,11171	680151-000035,13321	680153-000035,09211	680153-000035,11451
680145-000028,10301	680145-000035,12501	680151-000028,11281	680151-000035,13461	680153-000035,09261	680153-000035,11471
680145-000028,10481	680145-000035,13041	680151-000028,11451	680151-000038,09311	680153-000035,09291	680153-000035,11501
680145-000028,11181	680145-000035,13061	680151-000028,13021	680151-000038,09421	680153-000035,09311	680153-000035,12021
680145-000028,11241	680145-000035,13171	680151-000028,13041	680151-000038,09441	680153-000035,09361	680153-000035,12061
680145-000028,11261	680145-000035,13241	680151-000028,13111	680151-000038,10041	680153-000035,09411	680153-000035,12091
680145-000028,11421	680145-000035,13301	680151-000028,13161	680151-000038,10071	680153-000035,09451	680153-000035,12161
680145-000028,11451	680145-000035,13391	680151-000035,09091	680151-000038,10091	680153-000035,09481	680153-000035,12181

Part, Lot	Part, Lot	Part, Lot
680153-000035,12201	680153-000038,13251	680155-000035,11281
680153-000035,12311	680153-000038,13431	680155-000035,11421
680153-000035,12351	680155-000028,10281	680155-000035,11451
680153-000035,12381	680155-000028,10301	680155-000035,12021
680153-000035,12501	680155-000028,10371	680155-000035,12111
680153-000035,13021	680155-000028,11051	680155-000035,13171
680153-000035,13041	680155-000028,11101	680155-000035,13281
680153-000035,13081	680155-000028,11261	680155-000035,13391
680153-000035,13091	680155-000028,11281	680155-000038,09191
680153-000035,13101	680155-000028,11451	680155-000038,09291
680153-000035,13151	680155-000028,12091	680155-000038,09311
680153-000035,13251	680155-000028,12111	680155-000038,09451
680153-000035,13271	680155-000028,12121	680155-000038,09471
680153-000035,13301	680155-000028,12211	680155-000038,10051
680153-000035,13351	680155-000028,12401	680155-000038,10071
680153-000035,13391	680155-000028,13021	680155-000038,10091
680153-000035,13411	680155-000028,13171	680155-000038,10101
680153-000035,13451	680155-000028,13281	680155-000038,10111
680153-000035,13491	680155-000028,13381	680155-000038,10131
680153-000038,11151	680155-000028,13401	680155-000038,10141
680153-000038,11281	680155-000028,13431	680155-000038,11491
680153-000038,11321	680155-000035,09151	680155-000038,13101
680153-000038,11501	680155-000035,09321	680155-000038,13171
680153-000038,12111	680155-000035,09471	680155-000038,13191
680153-000038,12451	680155-000035,10021	680155-000038,13351
680153-000038,12471	680155-000035,10111	680155-000038,13471
680153-000038,13061	680155-000035,10161	
680153-000038,13101	680155-000035,10401	
680153-000038,13171	680155-000035,10481	
680153-000038,13181	680155-000035,11131	
680153-000038,13221	680155-000035,11231	