

25 Aprile 2014

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE

Oxoid Antimicrobial Susceptibility Disc P1 Penicillin G

CT0152B Lotto: 1218658

Gent.mo Cliente, con la presente è nostra intenzione informarla su quanto segue:

Un'indagine tecnica ha confermato che il prodotto Oxoid Antimicrobial Susceptibility Testing Disc **P1 Penicillin G, CT0152B Lotto 1218658** potrebbe contenere insufficiente quantità di antibiotico tale da determinare aree di inibizione ridotte.

L'utilizzo di questo lotto potrebbe determinare false indicazioni di resistenza a tale antibiotico.

I Clienti dovrebbero riconsiderare i risultati ottenuti utilizzando questo lotto e valutare il riesame e/o richiedere un parere a personale esperto.

In accordo con le nostre Politiche di Qualità, vi chiediamo di eliminare il materiale rimanente del lotto sopra indicato e contattare il Servizio Clienti o il Distributore di zona che provvederanno a fornirvi il prodotto in sostituzione.

Quest'avviso dovrebbe essere condiviso con tutti coloro che necessitano di esserne al corrente all'interno della vostra organizzazione.

Abbiamo già provveduto ad informare della presente Azione Correttiva (FSCA) il Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure.

Qualora dovesse riscontrare problemi inerenti la presente comunicazione o necessiti di ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare il nostro reparto di Assistenza Tecnica/Informazione prodotti allo 02.95059350.

Cordialmente,



Colin Booth

Global Director, Quality Assurance and Regulatory Affairs, Microbiology Products