

Cliente
Ospedale
Città
CAP
Paese
c.a.: XXX

Data di emissione: ggmmaaaz

**Avviso di sicurezza:
Kit di fissaggio N20, da usare con TCM CombiM e Philips
TcG10**

Livello di priorità: Urgente

Gentile Cliente,

Radiometer ha rilevato di recente che, in alcuni casi, quando l'operatore stacca l'anello di fissaggio dalla carta protettiva, alcuni pezzi di pellicola adesiva rimangono incollati alla superficie dell'anello, rendendo variabile il grado di adesività dell'anello sulla cute.

Prodotto interessato:

Kit di fissaggio N20, 905-873 dei Lotti:

407221, 407231, 407241, 407251, 408041, 408191, 408201, 408211, 408231, 408232, 408261, 408271, 409021, 409101, 409231, 409291, 410021, 410141, 410281, 411171, 411201, 411261, 412021, 412111, 412161, 412201, 501081, 501131, 501191, 501311, 502031, 502101, 502131, 502171, 502231, 502261, 503091, 503231, 503311, 504031, 504081, 504111, 504271, 505041, 505061, 505141, 505181.

Effetti:

- Se il sensore si stacca, il valore visualizzato sul monitor non rientrerà nell'intervallo di misura e il problema sarà rilevato dall'operatore sanitario.
- Se il sensore non aderisce in modo corretto (contatto parziale sulla cute del Paziente), si potrebbe avere una misura inesatta.

Cosa dovete fare:

- Verificare le giacenze ed eliminare le eventuali confezioni di Kit di fissaggio N20 dei lotti elencati sopra.
- Eliminare tutti i Kit di fissaggio N20 dei lotti interessati, eventualmente in Vostro possesso.
- Vi preghiamo di compilare la pagina 2 della presente lettera e rispedirla presso A. De Mori S.p.A.

Radiometer si impegna a risarcire tutte le confezioni dei lotti interessati, che sono state eliminate presso la Vostra struttura.

Per qualsiasi domanda, Vi preghiamo di contattare A. De Mori S.p.A.
Radiometer è davvero spiacente per l'inconveniente arrecato.

Cordiali saluti,
A. De Mori S.p.A.

Modulo di risposta al richiamo da restituire via fax

N° fax: 02 58011339

Oggetto:

Kit di fissaggio N20

- Ho ricevuto la lettera per i Clienti ed esaminato le giacenze attuali di confezioni di Kit di fissaggio N20, 905-873.
Tutte le confezioni dei lotti elencati sono state eliminate e smaltite.

Sono state eliminate le seguenti quantità: _____ confezioni

- Non ho disponibile a magazzino alcuna confezione dei lotti coinvolti.

Nome dell'Ospedale:	
Città:	
Reparto:	
Nome:	
Data:	
Firma:	
Indirizzo email:	