



CG/lkb 10.06.2016

Avviso di Sicurezza urgente
Recall sui prodotti Metalline dovuto a possibile contaminazione con aghi metallici

Egregi Signori,

In data odierna Vi informiamo in merito ad un **recall precauzionale** sui prodotti in oggetto

Durante il processo di lavorazione della agugliatura dello strato 3, (esterno e non a contatto della ferita in ParaMoll) parti di aghi o aghi interi sono rimasti nello strato. Queste parti metalliche sono state rinvenute nel prodotto finale. Sino ad ora abbiamo riscontrato il difetto su 3 lotti di produzione del materiale grezzo dello strato 3.

Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di reclamo dal mercato.

Per prevenire rischi per il paziente, l'utilizzatore o terze persone, abbiamo deciso di effettuare un richiamo precauzionale sui prodotti interessati finalizzato alla salvaguardia dei pazienti.


Vi chiediamo cortesemente di restituirci tutte le quantità di merce dei suddetti lotti, per i quali a breve riceverete una nota di accredito, unitamente al modulo allegato e debitamente compilato.

Vi preghiamo cortesemente di accertarVi che, all'interno della Vostra struttura, tutti gli utilizzatori e le persone interessate siano informate di questo **Avviso di Sicurezza Urgente** e di provvedere alla restituzione per conferma dell'allegato debitamente firmato.

Se avete consegnato il prodotto a terzi o a strutture esterne, vogliate cortesemente provvedere all'inoltro agli stessi di una copia della presente.

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra collaborazione e, scusandoci per eventuali disagi, restiamo a vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Un Procuratore
Responsabile della Vigilanza

Claudio Guerra

Allegato: avviso di sicurezza urgente recall su prodotti Metalline

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers.
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284
Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)
Tel.: 049 89 76 244
Fax: 049 89 77 396
info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it

CG/lkb 10.06.2016

Avviso di sicurezza urgente**Recall di prodotto a causa di dovuto a possibile contaminazione con aghi metallici**

Mittente: Lohmann & Rauscher srl
Via Enrico Fermi, 4
353016 Sarreola di Rubano

Destinatario: INDIRIZZO
.....

& a tutti gli utilizzatori che usano questo prodotto.

Descrizione: Recall dei seguenti prodotti a causa di possibile contaminazione con aghi metallici

- **Prodotti Metalline coinvolti:**
Compressa, Compressa Drain, Compressa Tracheo
Articoli 23082, 23084, 23093, 23094
(lotti come da tabella di seguito)

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers.
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284

Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)

Tel.: 049 89 76 244

Fax: 049 89 77 396

info@it.LRmed.com

www.lohmann-rauscher.it

Provvedimenti

Vi chiediamo di non utilizzare gli articoli menzionati precedentemente e di renderci l'eventuale stock di prodotto ancora in vostro possesso!

Per organizzare il reso senza costi a Vostro carico vi chiediamo di contattare il nostro Servizio Clienti:

Servizio clienti L&R servizioclienti@it.lrmed.com **tel. 0498976244-2**

Inoltre sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni le seguenti persone:

Nome Verrocchi Massimo Funzione Marketing Manager
Telefono 049 8976244.223 Email: massimo.verrocchi@it.lrmed.com

Vi chiediamo cortesemente di informare tutti gli utilizzatori di Metalline di questa FSN e di darci conferma che eventuali prodotti riferiti a questi articoli e numero di lotto non saranno utilizzati e potranno essere resi al nostro magazzino o distrutti da voi localmente. (solo piccole quantità!)

Vi chiediamo di spuntare e firmare per conferma:

Il sottoscritto conferma (per favore sbarrare)

- [] che non detiene i suddetti prodotti
- [] che non ha dato i suddetti prodotti a terzi
- [] che, qualora avesse dato il suddetto prodotto a terzi, li abbia informati in merito al recall
- [] che restituirà alla Lohmann & Rauscher i prodotti summenzionati che gli sono stati consegnati ed ancora in suo possesso o in possesso di terzi
- [] che come da vostre disposizioni in caso di modiche quantità (al massimo 2 scatole!) abbiamo distrutto la merce

Per cortesia compilare la seguente tabella con i prodotti resi e le relative quantità:

Art.	Prodotto	Lotto	Quantità di prodotto resa	Distrutta
23082	Metalline compressa 10x12 sca da 50 pz	550512208		
23084	Metalline compressa 10x12 sca da 10 pz	55051220		
23093	Metalline Drain 6x7 sca da 50 pz	603212208 606412208 614312208		
23094	Metalline Tracheo 8x9 sca da 50 pz	606512208 609412208 614512208		

Lohmann & Rauscher s.r.l.
 Società Unipersonale
 soggetta a direzione e
 coordinamento di
 Lohmann & Rauscher
 GmbH & Co. KG
 Cap. Soc. € 600.000 int. vers.
 N° Iscriz. Registro Imprese
 Tribunale di Pd 00207810284
 P.I. 00207810284
 Via Enrico Fermi 4
 35030 Rubano (Pd)
 Tel.: 049 89 76 244
 Fax: 049 89 77 396
 info@it.LRmed.com
 www.lohmann-rauscher.it

Data / Firma: _____

Nome e cognome in stampatello: _____

Ruolo: _____

Reparto/ Struttura: _____

Telefono ed Email: _____