

CG/lkb 21.01.2021

Avviso di sicurezza urgente Recall precauzionale

Avviso di sicurezza urgente

Recall precauzionale sul prodotto "Setpack compressa di garza con filo di bario" dovuto a rottura e sfilacciamento del filo di bario Cod. Articolo 15100, 15101, 15102, 15106, 15107, 15108, 15110, 15114 con RDM 104003/R.

Egredi Signori,

In data odierna vi informiamo in merito ad un' estensione del recall precauzionale delle compresse di garza dovuto ad una possibile rottura del filo di bario utilizzato.

A seguito della segnalazione di alcuni clienti in Europa è stato notato che, sotto tensione, il filo di bario può rompersi e sfilacciarsi in singoli punti.

Teoricamente, piccoli pezzi di filo potrebbero staccarsi quando il filo di bario si rompe o si sfilaccia. Ciò potrebbe, ad esempio, portare all'infiammazione e / o alla formazione di granuloma quando questi pezzi rimangono nel corpo.

Vi preghiamo cortesemente di accertarvi che all'interno della vostra struttura tutti gli utilizzatori dei prodotti elencati di seguito e le persone interessate siano informati di questo Avviso di Sicurezza Urgente e di provvedere alla restituzione dell'allegato debitamente compilato e sottoscritto per conferma.

Se avete consegnato i prodotti a terzi, vogliate cortesemente provvedere all'inoltrare agli stessi di una copia del presente avviso di sicurezza.

Tutti i prodotti presenti nei nostri magazzini sono stati posti in quarantena. Tutti i clienti ai quali è stato consegnato l'articolo e il lotto coinvolti sono stati informati.

I prodotti interessati oggetto del presente recall saranno restituiti e sostituiti /rimborsati con nota di accredito

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione e ci scusiamo per eventuali disagi.

Cordiali saluti.

Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG
Amministratore Delegato
e Responsabile della Vigilanza

Claudio Guerra

Allegato: avviso di sicurezza urgente, Recall precauzionale su prodotto dovuto a rottura e sfilacciamento nelle compresse di garza con filo di bario Setpack

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers.
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284

Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)

Tel.: 049 7446600
Fax: 049 7446699

info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it

Allegato 1

Avviso di Sicurezza urgente!

21.01.2021

(restituire a mezzo fax: 049 744 66 99 o mail info@it.lrmed.com)

Mittente: Lohmann & Rauscher s.r.l.
Via E.Fermi, 4
35030 Sarmeola di Rubano (PD)

Destinatario:

E tutti gli utilizzatori dei summenzionati prodotti

Descrizione: avviso di sicurezza urgente, Recall
sul prodotto compresse di garza con filo di bario Setpack
dovuto a rottura e sfilacciamento del filo di bario

Il nostro Product Specialist di zona,sarà a vostra completa disposizione.

Azioni correttive:

Vi chiediamo di non utilizzare le suddette compresse di garza con filo di bario.

Vogliate cortesemente informare di questo Avviso di Sicurezza tutti i vostri dipendenti che utilizzano questi prodotti e confermare che non utilizzate le compresse di garza con filo di bario contenute nei sets procedurali.

Il sottoscritto conferma (per favore sbarrare):

- [...] che non utilizza i Setpack indicati
- [...] che informa tutte le persone interessate su questa importante comunicazione sui summenzionati prodotti,
- [...] che non detiene i prodotti sopra elencati,
- [...] che non ha dato i summenzionati prodotti a terzi
- [...] che ha informato i terzi, se hanno ricevuto da parte sua i prodotti summenzionati, in merito alle informazioni di sicurezza e non utilizzo dei Setpack indicato
- [...] che i prodotti interessati ancora in suo possesso saranno restituiti a Lohmann & Rauscher Italia S.r.L.

Per la procedura di reso per favore contattare:

Servizio Clienti

Tel.: 049 7446650

ServizioClienti@it.lrmed.com

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers.
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284

Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)

Tel.: 049 7446600

Fax: 049 7446699

info@it.lrmed.com

www.lohmann-rauscher.it

Per cortesia compilare la seguente tabella con i prodotti a stock e le relative quantità:

Art.	Prodotto	Numero di lotto	Quantità di prodotti Restituiti
15101	Setpack	20247A09HZ	
15107	Setpack	20255A09IF	
15105	Setpack	20244A09ID	

Data / firma: _____

Nome in stampatello: _____

Ruolo: _____

Reparto/ Struttura: _____

Telefono e mail: _____

Lohmann & Rauscher s.r.l.
Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Lohmann & Rauscher
GmbH & Co. KG
Cap. Soc. € 600.000 int. vers.
N° Iscriz. Registro Imprese
Tribunale di Pd 00207810284
P.I. 00207810284

Via Enrico Fermi 4
35030 Rubano (Pd)

Tel.: 049 7446600
Fax: 049 7446699

info@it.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.it