



Data: 18 Maggio 2021

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE (RICHIAMO) - AGGIORNAMENTO:
DISPOSITIVI PINNACLE® CUP (Solo lotti specifici)

Prodotti coinvolti in questo avviso di sicurezza:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Lotto	GTIN
Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2

SI PREGA DI DISTRIBUIRE QUESTO AVVISO ALL'INTERNO DELLA VOSTRA STRUTTURA AL PERSONALE APPROPRIATO CHE POTREBBE FARE UTILIZZO DELLA COMBINAZIONE DI PRODOTTI OGGETTO DI QUESTO AVVISO

Alla c.a. di: Direttore Sanitario
Responsabile della Vigilanza dei Dispositivi Medici

DePuy (Ireland) UC sta fornendo un aggiornamento all'Avviso di Sicurezza (FSN) e questa notifica di richiamo del prodotto sostituisce la FSN datata 19 Febbraio 2021.

I dati a nostra disposizione ci indicano che la Vostra struttura ha ricevuto uno o più dei dispositivi PINNACLE® CUP impattati prodotti da Luglio 2017 a Gennaio 2021. I dispositivi PINNACLE® CUP fanno parte del portafoglio prodotti Pinnacle Hip per la ricostruzione anatomica dell'articolazione dell'anca, volta a sostenere il carico e la funzione articolare protesica.

Motivo dell'Avviso di Sicurezza (Richiamo):

Esiste la possibilità di una condizione anomala (sovradimensionamento del foro apicale rispetto al tappo Apex Hole) sui dispositivi PINNACLE® CUP elencati nell'Allegato 2. Questo difetto è limitato ai lotti prodotti da una specifica macchina utensile di uno stabilimento di produzione durante l'intervallo compreso tra Luglio 2017 e Gennaio 2021.

Il difetto assume rilevanza clinica se un Apex Hole Eliminator (HE) (Codice prodotto 124603000) è utilizzato durante un intervento chirurgico con il PINNACLE® CUP. L'utilizzo di un Apex HE con i PINNACLE® CUP impattati potrebbe portare l'Apex HE a passare attraverso la coppa acetabolare senza fermarsi o a sporgere internamente come risultato di eventuale danneggiamento della filettatura o "cross-threading". Se si verifica il fenomeno di "cross-threading" e l'Apex Hole è fissato saldamente all'interno, l'inserto in ceramica potrebbe essere danneggiato. Questo problema non è stato segnalato e la probabilità che ciò si verifichi è considerata estremamente rara. A seguito di ulteriori discussioni con l'Autorità Sanitaria competente per il coordinamento dell'UE, consigliamo ai medici chirurghi di non utilizzare i dispositivi PINNACLE® CUP (elencati nell'Allegato 2) rimasti nel loro inventario.

Motivo dell'aggiornamento: Due (2) lotti sono stati aggiunti ai lotti identificati nella fase iniziale a seguito di una ulteriore revisione. (vedi allegato 2 aggiornato).

Potenziali impatti sul paziente:

Quando si utilizzano i dispositivi PINNACLE® CUP interessati con APEX HE opzionale, le possibili implicazioni cliniche relative a questo problema, se non rilevate durante l'intervento, comprendono quanto segue: ritardo chirurgico a causa del recupero o della sostituzione della vite in base alla scelta del chirurgo, scarsa meccanica articolare, mobilitazione del dispositivo e dolore.

Al momento gli unici reclami dei clienti che abbiamo ricevuto hanno segnalato un ritardo chirurgico.

Comunicazione con il paziente:

I chirurghi che hanno trattato pazienti utilizzando Apex Hole Eliminator con i dispositivi PINNACLE® CUP interessati (vedere Allegato 2) dovrebbero continuare a seguire quei pazienti dopo l'intervento secondo il consueto standard di cura del medico.

Azioni da intraprendere:

1. Leggere il presente Avviso di Sicurezza Urgente;
2. Si prega di verificare immediatamente i Vostri inventari per determinare se avete i dispositivi PINNACLE® CUP affetti dalla FA e procedere a segregarli;
3. Leggere, compilare, firmare e restituire il Modulo di Richiamo (Allegato 1) completato con tutte le informazioni indicate, anche nell'eventualità che non abbiate in giacenza nessun dispositivo interessato, al più presto e comunque entro tre (3) giorni dal ricevimento della presente, al contatto riportato di seguito. Cortesemente accertatevi di includere nome della struttura/ragione sociale ed indirizzo, il numero cliente, il nome della persona che compila il modulo, un numero di telefono e la firma negli appositi spazi.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

ATT Ufficio Business Quality

Via del Mare 56

00071- Pratica di Mare-Pomezia (RM)

RA-ETHIT-Business-Qu@ITS.JNJ.com

4. Inoltrare questo Avviso a tutte le persone che devono essere informate nella Vostra struttura;
5. Se il Modulo di Richiamo risponde a nome di più di una struttura e/o individuo, si prega di indicare chiaramente il nome e l'indirizzo della struttura e/o individuo nel modulo stesso;
6. Se qualcuno dei prodotti coinvolti è stato spedito ad un'altra struttura, si prega di inoltrare loro questo avviso e fornire una copia di questo Avviso di Sicurezza al personale interessato;
7. Affiggere una copia di questo avviso aggiornato in un'area visibile per la consapevolezza su questo Avviso di Sicurezza (FSN).

Una volta che la procedura di cui sopra sarà stata completata e dopo il ricevimento del Modulo di Richiamo, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. provvederà a contattarVi e a concordare con Voi le modalità di ritiro.

In caso di restituzione di unità di prodotto vendute, la Johnson & Johnson Medical S.p.A. emetterà nota di credito.

Vi comunichiamo che il Ministero della Salute Italiano è già stato debitamente informato sul presente Avviso.

In DePuy Synthes miriamo a mantenere le persone in buona salute ad ogni età e in ogni fase della vita. Il nostro obiettivo principale è la sicurezza degli utenti e dei pazienti fornendo prodotti di alta qualità. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che questa notifica di sicurezza sul campo possa creare e apprezziamo la Vostra collaborazione relativamente alla nostra richiesta. Per eventuali domande riguardanti questo Avviso è possibile rivolgersi al Vostro referente di zona.

Grazie per la vostra attenzione e collaborazione.

Cordiali Saluti,

Allegato 1: Modulo di Richiamo

Allegato 2: Prodotti coinvolti in questo avviso di sicurezza



David Cristofanelli
Business Quality Lead

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

AVVISO DI SICUREZZA URGENTE (RICHIAMO) AGGIORNAMENTO:
DISPOSITIVI PINNACLE® CUP (Solo lotti specifici)
Modulo di Richiamo

Prodotti coinvolti in questo avviso di sicurezza:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Lotto	GTIN
Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2

Vi chiediamo di completare questo modulo di richiamo e restituirlo debitamente compilato **entro 3 giorni dalla ricezione**, via e-mail al seguente contatto anche nell'eventualità che non abbiate prodotti coinvolti:

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
ATT Ufficio Business Quality
Via del Mare 56
00071- Pratica di Mare-Pomezia (RM)
RA-ETHIT-Business-Qu@ITS.JNJ.com

Si prega cortesemente di barrare una delle seguenti caselle:

- I dispositivi coinvolti sono stati individuati. Una copia di questa lettera è stata conservata ed ho letto e compreso la notifica. Quantità restituita: _____**
- Non ci sono dispositivi coinvolti disponibili per il reso. Una copia di questa lettera è stata conservata ed ho letto e compreso la notifica.**

Nome:	Titolo		
Firma*:	Data:		
Struttura/ Ragione sociale:			
Numero Cliente:			
Indirizzo (Via, Città, Stato, CAP):			
Data di ricezione della notifica __/__/____			
Indirizzo Email:		Numero di Telefono:	
<i>I Suoi commenti sono sempre ben accetti:</i>			

* Firmando confermate di aver compreso l'Avviso di Sicurezza in oggetto, di averlo trasmesso a tutti i Presidi/Reparti interessati, di avere messo in quarantena tutte le unità impattate dal presente Avviso di Sicurezza e a vostra disposizione, qualora presenti, per precludere l'uso del prodotto e che vi terrete in contatto con Johnson & Johnson Medical SpA per la gestione della restituzione del prodotto.

Nota: se più di una struttura e/o individuo sono coinvolte, si prega di indicare chiaramente nel presente Modulo di Richiamo il nome e l'indirizzo della struttura e/o individuo coinvolti.

NEL CASO IN CUI ABBIATE PRODOTTO/I DA RESTITUIRE, VI PREGHIAMO DI COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE:

LUOGO DI RITIRO DEL MATERIALE RICHIAMATO

FARMACIA/MAGAZZINO/SALA
OPERATORIA:

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ PROV _____

PERSONA INCARICATA PER LA
RESTITUZIONE DEL

NOMINATIVO _____

MATERIALE:

TELEFONO _____ QUANTITÀ TOTALE DA RESTITUIRE: _____ UNITÀ

I seguenti prodotti vengono restituiti:

Codice Prodotto	Numero di Lotto	Quantità

NB: una copia del presente modulo dovrà accompagnare i prodotti restituiti.

Restituire tutte le pagine del presente modulo "Allegato 1"

Allegato 2 - Prodotti coinvolti in questo avviso di sicurezza (Field Safety Notice) RICHIAMO:

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722050 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 50MM GTIN: 10603295009818	8598421	8641620	8703264	8733996	8801758	8852831	8898437	8985972	9059396	9100075
	8598956	8641621	8705011	8735928	8803031	8852832	8908149	8987138	9061163	9101154
	8599448	8641829	8705012	8735931	8805453	8854013	8908153	8987139	9061164	9101155
	8601411	8644449	8705014	8735932	8805789	8854877	8908154	8987146	9064410	9101157
	8608041	8644450	8711377	8735933	8807138	8856186	8908156	8987148	9064815	9104671
	8608045	8644844	8711378	8735934	8810236	8856492	8908157	8987151	9064817	9104672
	8611660	8644845	8712285	8735937	8817227	8856607	8908158	8987152	9064915	9106368
	8612949	8644846	8717683	8736719	8822019	8859444	8910550	8987153	9064916	9106371
	8618202	8644847	8719295	8736720	8822756	8859445	8911539	8998413	9064917	9111309
	8618203	8644849	8719296	8736721	8822760	8859892	8911540	8998414	9070039	9111315
	8618204	8645183	8719298	8736722	8823918	8859894	8916548	8998415	9070040	9112237
	8618336	8645533	8722029	8736723	8823921	8859895	8916557	9013231	9070041	9112240
	8618337	8647073	8722030	8736915	8823922	8860520	8916855	9013232	9070043	9115840
	8623248	8647854	8723052	8747102	8823923	8862496	8916856	9023376	9070044	9115841
	8623474	8676412	8723054	8748145	8823924	8862497	8916857	9023377	9070045	9115842
	8623478	8676908	8723055	8748741	8824191	8865302	8916860	9025969	9070731	9117099
	8624002	8676910	8723057	8748742	8826064	8865304	8916862	9025970	9070733	9125581
	8624340	8676911	8723059	8748963	8826065	8865570	8916863	9025971	9071653	9125582
	8624341	8677451	8723060	8748964	8828804	8866068	8929470	9025972	9071654	9125588
	8624342	8678565	8723062	8748965	8828805	8866204	8929471	9032789	9072579	9125589
	8624344	8678566	8725030	8748966	8828806	8870942	8946304	9032794	9072580	9125591
	8624348	8678567	8726053	8751690	8830093	8870943	8946305	9032798	9072583	9132477
	8625751	8678568	8726215	8751694	8836883	8871881	8946306	9032799	9072586	9132479
	8625752	8678569	8726216	8754573	8846615	8871882	8946307	9032801	9072588	9132480
	8628693	8679358	8728847	8754578	8846619	8873435	8946308	9033320	9073337	9132481
	8632621	8680263	8728848	8754579	8846914	8876318	8947828	9033321	9073338	9134557
	8632622	8690930	8728849	8754580	8846916	8877333	8947831	9033463	9078204	9134559
	8634629	8694570	8730807	8762297	8847107	8877334	8947832	9034386	9080942	9134560
	8639631	8698246	8730808	8763945	8847109	8879094	8947833	9034387	9090479	9134561
	8640011	8700654	8731226	8763947	8847110	8879095	8971280	9054443	9090481	9134563
8640012	8700657	8733373	8763948	8848577	8885620	8978951	9054445	9090483	9134564	
8640094	8702276	8733374	8763954	8849513	8891220	8984811	9055597	9095327	9146525	
8640099	8702318	8733375	8763955	8849819	8891221	8984813	9055598	9095331	9146526	
8640743	8702319	8733376	8782533	8850139	8892170	8984814	9055846	9098233	9146527	
8641617	8703262	8733535	8793423	8850140	8892171	8984815	9055847	9098234	9146529	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722050 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 50MM GTIN: 10603295009818	9146530	9170734	9273194	9307445	9316819	9339405	9410527	9457987	9470113	9477183
	9146531	9177812	9278363	9307446	9316820	9340366	9415055	9461645	9470114	9477184
	9146536	9177814	9278367	9307448	9316821	9340376	9417566	9461648	9470115	9477185
	9146538	9177815	9278369	9307449	9317026	9340377	9417568	9461651	9470116	9477186
	9146539	9177816	9278376	9307450	9317027	9340379	9421969	9462327	9470117	9478190
	9146540	9177825	9278377	9307452	9317736	9340384	9423399	9462328	9470118	9480323
	9146543	9185890	9283800	9307806	9317737	9344607	9425963	9462990	9470119	9480325
	9146544	9185901	9287132	9307807	9318376	9351388	9426956	9462991	9470120	9480326
	9151296	9185902	9287133	9307808	9318378	9351390	9426958	9463138	9470123	9480658
	9151297	9185915	9287783	9307809	9318380	9351392	9426959	9464970	9470124	9480660
	9157371	9190523	9287785	9310539	9318381	9351393	9429985	9464971	9470487	9480766
	9157374	9190538	9287786	9310544	9318383	9351396	9429989	9464972	9470489	9480768
	9157375	9190539	9287787	9310545	9318384	9351397	9429990	9464973	9470490	9480769
	9157377	9194590	9287837	9310546	9318385	9351398	9429992	9464976	9470492	9480770
	9157378	9196853	9287840	9313935	9318386	9351399	9429998	9464977	9470493	9482919
	9159596	9201287	9287845	9313936	9318387	9351400	9429999	9465508	9470494	9482920
	9163221	9205593	9287846	9313937	9318388	9351401	9430000	9465509	9470495	9483176
	9163222	9205594	9287849	9313938	9318389	9360680	9430001	9465510	9471352	9483178
	9163223	9212278	9287850	9313940	9323533	9360681	9430003	9465511	9471353	9485456
	9163224	9236551	9287854	9313941	9323534	9360684	9430862	9465512	9471355	9485699
	9163229	9241727	9287855	9313989	9323535	9360691	9437806	9465515	9471820	9485703
	9164574	9258943	9287856	9313991	9323537	9362483	9437810	9465516	9471821	9487028
	9164575	9266975	9294891	9313995	9323538	9362484	9440741	9468881	9471822	9487029
	9164576	9267002	9295100	9313996	9323809	9362811	9440742	9468883	9471824	9489204
	9164577	9267003	9295101	9313997	9323810	9375715	9440956	9468884	9471826	9489205
	9169145	9267434	9295631	9313998	9323811	9375717	9445928	9468885	9472391	9489206
	9169147	9267435	9295633	9314000	9330546	9375721	9448658	9468890	9472393	9490755
	9169149	9267438	9297632	9314001	9331038	9375724	9448659	9468891	9473079	9506143
	9170718	9267439	9297634	9314002	9331908	9380860	9455261	9469056	9473194	9506146
	9170719	9267440	9297639	9314003	9336136	9381952	9455262	9469057	9474130	9507313
	9170725	9272165	9297640	9314005	9336137	9384286	9455359	9469058	9474132	9507317
	9170728	9272571	9297641	9314006	9337882	9393922	9455360	9469060	9474133	9508427
	9170730	9272573	9297642	9314008	9337888	9395079	9455361	9470108	9474134	9508428
	9170731	9273189	9301178	9314012	9338792	9395080	9456958	9470109	9475228	9508431
	9170732	9273191	9307444	9316817	9338793	9403665	9456959	9470110	9477182	9515342
	9519920	9520241	9520284	9524187	9536958	9540025	9613118	9618962	9627054	9627058
	9519921	9520242	9523352	9524235	9536974	9540026	9613120	9625217	9627055	9627059
	9519926	9520281	9523358	9530395	9536978	9540031	9613122	9625221	9627056	9627060
	9520240	9520283	9523688	9536957	9540017	9613117	9618960	9625222	9627057	9627061

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722052 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 52MM GTIN: 10603295009825	8610340	8702271	8780772	8859900	8871885	8914288	9040705	9117164	9146584	9212963
	8611614	8702273	8780773	8860251	8871886	8915013	9040706	9124083	9146585	9212972
	8629120	8702286	8782538	8860252	8872267	8915957	9041105	9125593	9149244	9212981
	8629425	8703292	8782539	8861688	8872271	8915958	9041106	9125594	9149245	9212982
	8629426	8703293	8782540	8862499	8872272	8916572	9041109	9125595	9149247	9212983
	8629429	8703301	8782836	8862500	8872273	8916573	9061179	9125596	9149248	9212985
	8629431	8703303	8782837	8862504	8873443	8922191	9072553	9125597	9149249	9212988
	8631891	8703942	8782838	8862505	8873444	8922192	9073309	9125598	9159609	9212989
	8631939	8706221	8782839	8862509	8873446	8923631	9073310	9125600	9164606	9213002
	8632633	8706222	8789162	8862794	8873447	8978936	9073311	9125604	9164608	9224482
	8633126	8707569	8793432	8862795	8873448	8996484	9085143	9125605	9164611	9224483
	8633703	8707570	8793433	8862796	8873449	8996485	9089124	9125606	9164616	9224870
	8634608	8707571	8793434	8862797	8873450	8996486	9089127	9125607	9164620	9224877
	8634634	8708479	8793435	8862897	8873484	9008076	9095314	9125608	9176977	9224881
	8634638	8708480	8793436	8865578	8877320	9008077	9095315	9125609	9176980	9224883
	8638400	8711355	8796923	8865580	8877825	9008079	9098217	9125610	9176982	9227133
	8639642	8711356	8796924	8865581	8877826	9008080	9100069	9125612	9176998	9227134
	8639906	8712267	8799238	8865582	8877827	9008081	9100070	9125613	9177863	9227135
	8639907	8714779	8800142	8865583	8877828	9008083	9101181	9125615	9177864	9227315
	8640050	8714780	8802793	8866074	8877829	9009734	9101184	9125617	9177865	9227316
	8642287	8716098	8803036	8866207	8885160	9009735	9101185	9125625	9177866	9235912
	8642485	8717466	8810496	8866303	8885161	9009736	9101186	9125626	9177867	9241250
	8642965	8717467	8822766	8866304	8886106	9009737	9101192	9125627	9177878	9241737
	8671231	8717692	8828807	8866305	8886107	9009738	9101193	9125628	9177879	9244672
	8676891	8719267	8830104	8866308	8891224	9009739	9104657	9125629	9177880	9247695
	8690683	8722018	8831384	8867303	8896940	9009740	9104658	9125630	9185919	9247696
	8690684	8722023	8835956	8867435	8898494	9011439	9106333	9125631	9196887	9248021
	8690932	8722024	8842660	8867436	8902921	9011440	9111283	9134567	9202895	9259107
	8690934	8725109	8842693	8867437	8902922	9011442	9112995	9134569	9202898	9267453
	8692679	8725110	8847599	8867607	8904001	9011445	9115825	9134571	9202900	9271738
	8692680	8735952	8848355	8867608	8904002	9011446	9115826	9134572	9202903	9271739
	8692682	8736907	8849517	8867806	8904003	9013238	9117115	9134573	9206489	9272269
	8692849	8737153	8849518	8867807	8904004	9013242	9117116	9134575	9206490	9272576
	8692850	8768507	8849520	8867808	8904007	9013243	9117122	9134581	9206494	9272578
	8692851	8768508	8849820	8867809	8904008	9013244	9117124	9134582	9212152	9273213
	8693162	8768509	8849821	8867810	8905058	9023362	9117128	9134586	9212153	9273214
	8693163	8776421	8849822	8870946	8905059	9023363	9117133	9134587	9212154	9273228
	8695345	8777651	8849823	8870947	8909751	9026235	9117134	9134618	9212162	9273236
	8697868	8780767	8850183	8870948	8911023	9034405	9117142	9134619	9212163	9273237
	8697869	8780768	8852835	8870949	8911024	9034406	9117143	9146578	9212164	9273238
8700645	8780769	8859899	8870950	8911549	9034413	9117157	9146583	9212165	9278424	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722052 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 52MM GTIN: 10603295009825	9278425	9318408	9338802	9351430	9374867	9410538	9430848	9543859	9574749	9588084
	9280659	9318419	9338803	9351432	9374879	9410541	9432815	9543860	9574750	9588090
	9280661	9318420	9338804	9351433	9375635	9410542	9432817	9549097	9574751	9588095
	9280662	9318422	9338806	9355284	9375638	9411524	9433098	9549098	9574753	9588097
	9282290	9318423	9338807	9355291	9375639	9412407	9433099	9549099	9574754	9588522
	9290105	9318424	9339406	9355292	9375640	9415082	9437585	9549110	9574755	9588523
	9294897	9323541	9340387	9355293	9381959	9416066	9437586	9549111	9574756	9588524
	9296163	9323542	9340388	9355294	9381960	9416069	9437594	9549112	9575771	9588525
	9296168	9323543	9340395	9355295	9381968	9416374	9438052	9549113	9575782	9603870
	9296169	9330558	9340396	9355297	9381972	9416375	9438081	9549114	9575822	9603871
	9296171	9330561	9340399	9355298	9384308	9416731	9438083	9549115	9575823	9603872
	9297683	9330565	9340407	9358869	9384309	9417572	9524813	9549123	9584188	9603873
	9297684	9331055	9345815	9358870	9384310	9423408	9531273	9551942	9586132	9603887
	9301175	9331919	9345818	9358872	9384311	9423409	9531280	9551943	9586133	9603890
	9308998	9331920	9345827	9358873	9384312	9424253	9536985	9551944	9586134	9603892
	9309167	9335734	9345828	9362497	9394171	9425972	9536986	9551949	9586137	9618444
	9314018	9335736	9345831	9362500	9394172	9425973	9536987	9551950	9586140	9618469
	9314020	9335740	9346501	9362849	9394178	9425976	9536988	9552682	9586141	9618473
	9314021	9336139	9346507	9362850	9394180	9425977	9536989	9553627	9586142	9618474
	9314026	9336141	9346509	9362851	9394187	9426939	9536991	9554329	9586145	9618475
	9314031	9336142	9346518	9362855	9394192	9426940	9536997	9574737	9586146	9618476
	9314032	9336144	9346532	9363273	9394194	9426942	9537000	9574738	9586147	9618477
	9314033	9336145	9346661	9363274	9394195	9426943	9537001	9574739	9586148	9618480
	9314034	9337896	9346662	9363277	9394197	9426944	9537005	9574741	9586150	9618481
	9317031	9337898	9346663	9363278	9394198	9426945	9543851	9574742	9586151	9618482
	9317740	9337899	9351407	9369521	9395087	9426947	9543854	9574743	9586165	9618484
	9318397	9337901	9351412	9374849	9395088	9426948	9543855	9574744	9588070	9624337
	9318398	9337906	9351413	9374852	9395096	9430006	9543856	9574745	9588078	9624342
9318399	9337907	9351414	9374853	9402194	9430012	9543857	9574746	9588080	9624343	
9318404	9338800	9351427	9374864	9403671	9430013	9543858	9574748	9588083	9625231	
9318406	9338801	9351429								

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722048 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 48MM GTIN: 10603295009801	8596495	8712303	8761585	8889688	9013206	9097017	9170708	9297609	9369483	9475486
	8597345	8714099	8761586	8892499	9018274	9097019	9170711	9297610	9370520	9480319
	8598953	8714101	8761588	8895766	9026222	9097020	9170712	9297611	9374768	9480654
	8599655	8714102	8762287	8895767	9026228	9098224	9170715	9297612	9374771	9480655
	8599796	8714103	8762290	8895769	9026229	9098225	9175032	9297614	9382699	9480748
	8599797	8714105	8763003	8896432	9030213	9098226	9177076	9297615	9382702	9480749
	8599899	8719333	8763004	8896436	9030214	9098227	9177079	9297617	9393900	9480751

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722048 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 48MM GTIN: 10603295009801	8601409	8719334	8763006	8896927	9030219	9098228	9177090	9301176	9393901	9480752
	8610116	8719338	8763007	8897735	9033309	9098229	9177771	9301177	9393904	9483166
	8611591	8719340	8763008	8897736	9033313	9098231	9177780	9304549	9393905	9483170
	8613060	8719341	8763009	8897737	9033315	9098664	9177782	9307436	9393910	9483572
	8613061	8719342	8768524	8897739	9033316	9098665	9177783	9323706	9393912	9485692
	8613062	8719898	8768525	8898429	9033317	9098668	9177787	9323707	9403523	9485809
	8613064	8719899	8768527	8902902	9034367	9100079	9177790	9323708	9408419	9487019
	8613068	8722003	8768529	8902903	9034369	9100080	9177791	9330535	9408420	9487021
	8613367	8722004	8770114	8902904	9034370	9100083	9177792	9330539	9411513	9487023
	8613368	8725075	8770115	8902906	9034373	9100085	9177793	9331032	9412404	9487024
	8613371	8725077	8775405	8902907	9034374	9100087	9177794	9331033	9415046	9487025
	8613483	8725079	8775406	8902909	9034375	9100088	9177795	9337857	9415047	9488538
	8613609	8725086	8775408	8909738	9034377	9101133	9177803	9338782	9415673	9488539
	8613610	8725087	8775410	8909739	9034380	9101143	9188156	9340339	9415675	9488540
	8613612	8725088	8775411	8910537	9034381	9104685	9188157	9340340	9415676	9488541
	8615241	8726042	8776615	8910538	9034382	9117070	9189887	9340342	9415677	9488542
	8616173	8726043	8776616	8911009	9055625	9117071	9189889	9340349	9415679	9488602
	8616175	8726044	8776617	8911010	9055626	9117076	9190514	9340350	9415680	9488603
	8616176	8726203	8796477	8911011	9056865	9117077	9190515	9340351	9416049	9488604
	8616177	8726219	8798536	8911012	9056867	9134508	9190516	9340353	9416050	9488609
	8616178	8728861	8798541	8911016	9056868	9134509	9196839	9340356	9416051	9489193
	8616179	8728862	8798792	8911527	9059491	9134510	9202856	9340358	9416054	9489194
	8616344	8728866	8798946	8911530	9059492	9134511	9202861	9340359	9417538	9489195
	8616345	8728867	8800136	8911531	9059493	9134513	9208639	9343765	9417539	9489196
	8617531	8730175	8801746	8911532	9061156	9134514	9208642	9343767	9417542	9497294
	8617532	8731240	8801748	8914670	9061157	9134518	9212281	9343769	9418644	9497298
	8617537	8733377	8803027	8915018	9061158	9134519	9212932	9343770	9418645	9497386
	8617539	8736714	8805437	8916560	9061160	9134520	9215691	9343773	9421956	9500203
	8618333	8736895	8807131	8916563	9063304	9134523	9224502	9343774	9425940	9503040
	8623375	8738967	8823604	8928984	9064402	9134524	9224848	9343775	9426994	9503042
	8623466	8740368	8823605	8933608	9064404	9134525	9224850	9344592	9426995	9505155
	8631577	8742221	8823607	8941930	9064804	9134526	9224853	9344593	9432656	9506124
	8631583	8742222	8823915	8941932	9064805	9134527	9236911	9344594	9437786	9506125
	8632609	8742762	8835951	8941933	9064806	9134528	9237964	9344596	9437788	9506130
	8632615	8742763	8836878	8941934	9064808	9134529	9259038	9344598	9437791	9506131
	8633113	8743093	8854007	8941935	9064907	9134534	9259049	9344601	9437793	9507299
	8634594	8747091	8854009	8941937	9064911	9134535	9273175	9346431	9437794	9515297
	8637975	8748880	8854873	8953977	9071663	9134536	9273176	9346432	9437795	9515298
	8639057	8751183	8856184	8953980	9072564	9134537	9283330	9346433	9437796	9515306
	8639896	8751184	8856490	8953981	9072565	9134539	9283334	9346434	9438849	9515308
8640092	8751185	8856572	8954284	9072570	9134540	9283337	9346439	9438850	9515311	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722048 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 48MM GTIN: 10603295009801	8640093	8751670	8856573	8954285	9072571	9146520	9287119	9346446	9438851	9515313
	8641613	8751671	8856574	8954287	9072572	9146521	9287779	9351333	9438854	9515318
	8642977	8751672	8859882	8954288	9072573	9146522	9287780	9351335	9440304	9515319
	8642978	8752519	8859885	8954290	9073328	9146523	9289874	9351338	9440305	9515321
	8642979	8752520	8859888	8987129	9073329	9146524	9290361	9351339	9455355	9520225
	8642980	8752521	8861685	8987130	9073330	9151238	9290362	9351340	9461627	9520233
	8642981	8752566	8862893	8987131	9073331	9151240	9290363	9358918	9465609	9520234
	8644442	8752568	8862894	8987132	9073332	9159554	9290364	9358921	9469047	9521192
	8676881	8754251	8867297	8987133	9077331	9159557	9294888	9358922	9474126	9521193
	8676882	8755920	8867298	8987134	9077334	9159559	9294889	9360658	9474127	9535088
	8707807	8755921	8867427	8987135	9078200	9159562	9295088	9362450	9474128	9535089
	8707811	8758084	8867428	8987136	9078201	9159563	9295089	9362451	9474129	9536941
	8707812	8758085	8867602	8997473	9078202	9159564	9295090	9362452	9475218	9597511
	8708510	8758086	8873460	8997474	9090543	9159565	9295091	9369476	9475220	9597517
	8708511	8758087	8873461	9013186	9090547	9164567	9295627	9369477	9475222	9597524
	8708512	8758089	8877345	9013187	9090549	9170704	9295628	9369481	9475305	9597525
	8708513	8758090	8878752	9013191	9090551	9170707	9297608	9369482	9475306	9625213
8712302	8761584	8878753	9013205							

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701052 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 52MM GTIN: 10603295008552	8616154	8815666	8886214	9034211	9177565	9227283	9303905	9384254	9461606	9584114
	8633634	8822274	8886215	9034217	9177567	9227286	9307835	9394138	9469033	9584119
	8634801	8830528	8886216	9034218	9177569	9227287	9317023	9394139	9469034	9584121
	8635284	8830529	8886217	9034220	9177570	9227662	9323524	9394140	9471339	9584122
	8654785	8830530	8944909	9041661	9185846	9236540	9323525	9394142	9471346	9584127
	8681292	8830531	8946281	9053283	9185848	9236541	9323526	9394144	9471804	9584128
	8681293	8830532	8947797	9056285	9185849	9236814	9323699	9394145	9471805	9584129
	8681879	8830533	8947798	9056286	9185850	9236816	9329281	9394146	9471840	9584130
	8682212	8830857	8947799	9078409	9185851	9236817	9329282	9394147	9472384	9584131
	8687029	8830863	8951107	9078410	9185853	9237885	9329283	9394149	9480724	9587700
	8690143	8830866	8951108	9095646	9185855	9237979	9330507	9394150	9480725	9587701
	8690145	8831374	8952695	9095647	9185856	9241022	9330512	9394151	9481668	9588482
	8690147	8834878	8953962	9100973	9185857	9242516	9330513	9394152	9481669	9588483
	8690149	8835569	8953963	9100974	9185858	9243821	9331023	9400545	9481671	9588487
	8690901	8835570	8953966	9100976	9185860	9253309	9335704	9400547	9481672	9588488
	8690902	8835571	8953967	9106335	9188847	9254864	9337822	9400548	9481674	9588503
	8697904	8835573	8953969	9106336	9189898	9254865	9337823	9400549	9482914	9588504
	8702333	8835942	8953970	9106337	9189901	9254866	9337824	9400550	9487941	9592605
	8708528	8836868	8954279	9106338	9189902	9255599	9337825	9403501	9487942	9592613
	8708529	8836869	8954281	9111290	9189903	9255600	9340283	9403502	9488600	9592614
8711393	8840092	8957372	9111291	9189904	9255601	9340285	9403504	9492820	9592621	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701052 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 52MM GTIN: 10603295008552	8711394	8841466	8957373	9111293	9189905	9257918	9346416	9403505	9492821	9592622
	8711395	8842593	8960748	9111294	9189908	9257919	9346417	9408463	9503179	9597501
	8711396	8842594	8965472	9111295	9189909	9257920	9351243	9408464	9503180	9603296
	8711397	8842596	8965473	9111296	9190407	9257921	9351244	9408465	9520271	9603775
	8711398	8842597	8965474	9111297	9190408	9260243	9351251	9408466	9520272	9603776
	8713873	8842598	8965475	9112220	9190409	9260611	9351252	9410496	9530430	9603781
	8713874	8842599	8968449	9112221	9190410	9260612	9355330	9410507	9530431	9603782
	8713881	8842711	8968450	9113004	9190419	9264053	9355331	9411488	9530432	9603783
	8714079	8843127	8970613	9113005	9196810	9264054	9355332	9412394	9530480	9603784
	8714080	8843130	8971259	9113006	9196812	9266961	9355333	9412395	9530481	9603785
	8714081	8843298	8971260	9114479	9196813	9266962	9355334	9412399	9539979	9603786
	8714082	8846886	8971712	9116861	9196814	9275071	9355335	9412400	9545094	9603787
	8714083	8847592	8971713	9116862	9201831	9275072	9358929	9412401	9545095	9603788
	8714084	8847723	8971714	9116864	9201833	9275073	9358935	9415044	9545099	9603789
	8714085	8848369	8978178	9116865	9201834	9287771	9358936	9417494	9545100	9603790
	8714086	8848467	8978179	9116867	9201835	9288619	9360725	9422028	9574238	9603791
	8735942	8848695	8978923	9116868	9202820	9292970	9360726	9431657	9574239	9603792
	8739293	8848697	8978925	9116869	9202821	9295610	9360728	9431658	9574243	9603793
	8748119	8849485	8992140	9125481	9202822	9295611	9360729	9431659	9574244	9603794
	8748120	8849486	8992146	9125491	9202823	9295612	9362763	9431660	9574245	9603795
	8748121	8850177	8992147	9125492	9202824	9295613	9362765	9432632	9574249	9603796
	8748122	8853447	8992148	9125499	9215687	9295614	9362772	9433400	9574250	9603797
	8752533	8853448	8996473	9125500	9215688	9296131	9362773	9433401	9577955	9608733
	8752534	8854832	9008055	9125501	9215999	9296133	9362774	9433403	9577956	9608734
	8752535	8854833	9008056	9125502	9224794	9296134	9362775	9433404	9577960	9608736
	8755933	8854835	9022335	9134317	9224795	9296135	9362776	9433405	9577961	9608738
	8755934	8854836	9030196	9134318	9226024	9301374	9370485	9438016	9577969	9608739
	8755937	8854843	9030209	9134320	9226025	9301375	9380793	9438021	9578070	9608746
	8757365	8854844	9030210	9134321	9226027	9301376	9380801	9440289	9584108	9608747
	8775897	8856566	9030734	9151116	9226555	9303403	9380802	9440290	9584109	9612988
8775898	8859432	9030735	9151117	9227091	9303404	9384248	9445441	9584110	9620429	
8777660	8862781	9033441	9151118	9227092	9303405	9384249	9445602	9584111	9620430	
8789914	8866198	9033442	9151119	9227094	9303719	9384252	9445605	9584112	9631459	
8792994	8886210	9034209	9157413	9227099	9303904	9384253	9454675	9584113		
8808135	8886211	9034210	9164403	9227101						

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701050 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 50MM GTIN: 10603295008545	8597463	8736697	8830526	8892203	9013066	9149280	9276900	9415660	9487937	9578890
	8621219	8736698	8830527	8892204	9013067	9149281	9276901	9422362	9487938	9578891
	8621899	8740380	8830855	8928963	9013068	9149282	9276902	9445600	9487939	9578892
	8629126	8740382	8834877	8957380	9032096	9149283	9276903	9445899	9488507	9583752

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701050 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 50MM GTIN: 10603295008545	8645053	8740383	8835938	8957381	9034190	9149284	9276904	9446097	9488512	9583753
	8647145	8740384	8841589	8957382	9034198	9149285	9280226	9446209	9488513	9583754
	8658412	8740385	8841945	8960759	9034199	9149997	9282280	9448625	9488514	9584094
	8674591	8741722	8842707	8960760	9034200	9149998	9288614	9448790	9489185	9584095
	8675721	8751196	8849479	8960761	9034201	9150000	9316778	9448791	9492810	9584096
	8675722	8754266	8850176	8966117	9040691	9150001	9323521	9448792	9492811	9584097
	8675723	8755995	8852844	8966118	9040692	9164388	9330503	9449751	9492812	9584098
	8675724	8756012	8852846	8966120	9044147	9177558	9331017	9450417	9492814	9585772
	8675725	8757379	8852847	8966121	9044149	9185836	9331018	9450418	9497342	9585773
	8676878	8757380	8852848	8966122	9054452	9185837	9331019	9450422	9497408	9585774
	8676879	8757381	8853169	8966123	9054453	9194645	9337817	9450423	9501293	9585775
	8677437	8758105	8853170	8966124	9054454	9194646	9338772	9450424	9503176	9585776
	8678562	8758107	8853171	8971265	9054455	9194651	9338773	9450425	9503177	9585777
	8678563	8758108	8853441	8971266	9059383	9194652	9362791	9455342	9508406	9585778
	8678962	8762999	8853442	8985987	9059384	9199723	9362792	9456539	9515158	9601852
	8679318	8763001	8853443	8985988	9059386	9201311	9370497	9456810	9517637	9601853
	8679319	8763002	8853444	8987092	9059387	9201861	9381936	9456841	9517638	9601854
	8680232	8763868	8854824	8987093	9059388	9208612	9381937	9457976	9535364	9603148
	8680233	8786052	8854826	8987094	9059494	9208613	9384247	9461604	9539968	9603288
	8702306	8786053	8854827	9002394	9059495	9226183	9394083	9461605	9545106	9603289
	8702308	8786488	8856562	9002395	9059496	9226184	9394084	9464923	9553658	9603768
	8702309	8786667	8856564	9002396	9059497	9237884	9394085	9464929	9553659	9603769
	8707794	8786668	8859428	9002397	9059498	9238271	9394087	9465477	9553660	9608726
	8713804	8789912	8861683	9002398	9064426	9241218	9394089	9465479	9553662	9609607
	8713805	8808130	8862488	9002399	9064427	9241219	9394090	9468871	9553663	9609611
	8713810	8808134	8862489	9002400	9064428	9241700	9395037	9470098	9553665	9609612
	8713811	8808727	8862779	9011457	9064429	9241701	9395038	9471799	9566895	9614960
	8714076	8810522	8866197	9011458	9100100	9241702	9403495	9477175	9566896	9614961
	8714077	8812694	8886219	9011459	9100101	9243819	9403497	9480634	9574218	9619511
	8719873	8812696	8886220	9011460	9111300	9243820	9403498	9483149	9574219	9619513
	8722033	8824162	8886223	9011461	9111301	9270241	9403499	9483150	9574220	9624239
	8722034	8824163	8886224	9011462	9112226	9271478	9403500	9485686	9578060	9624244
	8722035	8824164	8886225	9011463	9114488	9274348	9408446	9485849	9578061	9624245
	8722036	8826050	8889471	9011464	9134287	9276301	9408447	9485850	9578063	9625178
	8722037	8826543	8889472	9011465	9134288	9276894	9410518	9485851	9578064	9625179
	8727752	8826546	8889473	9011467	9134289	9276895	9410519	9487932	9578065	9627170
	8733534	8826547	8889474	9013061	9149276	9276896	9412392	9487933	9578066	9631460
	8735912	8828790	8891235	9013062	9149277	9276897	9412393	9487934	9578067	
	8735913	8828791	8891236	9013063	9149278	9276898	9415658	9487935	9578068	
	8735914	8829011	8892202	9013064	9149279	9276899	9415659	9487936	9578069	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722054 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 54MM GTIN: 10603295009832	8592165	8695224	8757328	8805805	8871889	9064833	9194657	9278434	9322442	9485459
	8592831	8695225	8757382	8805806	8873456	9077349	9194658	9278450	9322443	9485860
	8594461	8695347	8757384	8807145	8873457	9078217	9194659	9283815	9323550	9485861
	8596369	8695349	8757389	8807388	8896455	9078218	9196888	9287149	9329226	9485862
	8602929	8695350	8758098	8808254	8897786	9080197	9196892	9287150	9370543	9485863
	8605618	8696202	8758101	8808255	8897787	9080198	9196894	9287151	9374827	9488529
	8605619	8697898	8758102	8808256	8897795	9080933	9196899	9287153	9375675	9489216
	8606956	8698256	8758103	8808257	8904011	9089769	9196902	9287154	9375676	9492914
	8607755	8700668	8761573	8808755	8905064	9089771	9202913	9287865	9375678	9495063
	8618341	8702279	8762284	8810252	8905065	9090485	9202923	9287866	9375680	9495066
	8618342	8702321	8763016	8810504	8905066	9090486	9202924	9287869	9375681	9495067
	8624004	8703277	8763875	8810505	8908171	9090491	9212184	9287873	9380875	9495068
	8629443	8707833	8763876	8811083	8910568	9090492	9212185	9287874	9380876	9498006
	8632366	8707834	8768493	8811084	8910569	9090561	9212193	9287876	9381980	9500335
	8632636	8707835	8768495	8815921	8926757	9095334	9213007	9292977	9381981	9500336
	8632637	8707837	8768496	8815923	8926759	9095339	9213008	9294305	9384318	9503521
	8632638	8723899	8771184	8817407	8933590	9095340	9213011	9294306	9384319	9503522
	8634179	8723903	8771186	8817408	8978952	9097040	9213012	9294900	9384322	9506161
	8639916	8723904	8774585	8817411	8987182	9098673	9213013	9295154	9384323	9507324
	8642290	8723905	8774586	8817412	8987183	9098674	9213014	9295156	9399055	9508622
	8642967	8723906	8774587	8823553	8998435	9100090	9213016	9295157	9399056	9508623
	8655343	8725052	8774588	8823554	8998436	9101217	9213019	9295657	9400560	9514652
	8658048	8726211	8775476	8823555	9025927	9101219	9224897	9296176	9408432	9514653
	8658049	8736704	8776423	8823556	9034431	9101220	9224898	9296178	9408433	9514654
	8659272	8736705	8776425	8823561	9034433	9114499	9224903	9297706	9411530	9514660
	8659274	8736706	8776428	8823562	9034446	9114500	9227320	9297719	9411531	9514661
	8671237	8751181	8776725	8823564	9034449	9114502	9236577	9297720	9416072	9515360
	8676417	8751182	8776730	8823565	9040037	9114503	9236578	9297721	9416075	9530387
	8676418	8751673	8780758	8824345	9040038	9134652	9236579	9297722	9417580	9530388
	8676420	8751674	8782840	8824347	9040042	9134653	9236580	9297723	9421979	9543865
	8676921	8751676	8782841	8824348	9040043	9149993	9237970	9297724	9421980	9619282
	8676984	8752512	8782843	8824349	9041117	9149995	9238275	9303711	9423411	9619283
	8676985	8752562	8782845	8824350	9041118	9151390	9238276	9303893	9423413	9619284
	8681402	8752564	8783749	8824351	9041119	9151391	9241259	9304805	9425981	9619285
	8684057	8755275	8785914	8824352	9041120	9151393	9241260	9307558	9425982	9619286
	8684058	8755276	8796926	8824354	9041121	9151394	9241263	9307559	9426967	9619287
	8684059	8755277	8798552	8826556	9041123	9159673	9241264	9307560	9432824	
	8685441	8755278	8798553	8826557	9041124	9177948	9241749	9307561	9432825	
	8691931	8755279	8800762	8835553	9041125	9177949	9241750	9307562	9437568	
	8695217	8755899	8801787	8835554	9044899	9177950	9241751	9309176	9478200	
8695220	8755900	8805015	8862901	9044904	9185965	9248061	9313959	9480335		

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722054 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 54MM, GTIN: 10603295009832	8695221	8755901	8805016	8865315	9044905	9188906	9258946	9313965	9480336	
	8695222	8757326	8805463	8865316	9044907	9189791	9278431	9321281	9480337	
	8695223	8757327	8805803	8866075	9064832	9194655	9278432	9322441	9480664	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732048 PINN SECTOR W/GRIPTION 48MM GTIN: 10603295010289	8640261	8681784	8697931	8922229	9007763	9089576	9243984	9392113	9492835	9590415
	8640273	8681785	8699312	8924000	9007764	9089577	9243986	9402665	9493902	9591791
	8640274	8681786	8700707	8926052	9007765	9095006	9264699	9402892	9497607	9591792
	8642378	8682230	8702369	8926053	9007768	9097062	9266681	9402893	9507689	9591793
	8642379	8682231	8702370	8926793	9011164	9097064	9270434	9408194	9508594	9591794
	8642380	8684367	8702371	8926794	9011165	9105661	9277446	9408637	9508595	9591795
	8648117	8684368	8702372	8927761	9011166	9111746	9287188	9409852	9508596	9595015
	8667952	8684370	8702876	8932418	9013798	9111747	9287189	9409853	9508628	9595016
	8668874	8684371	8703316	8935236	9023183	9111748	9288375	9409854	9508629	9597713
	8670203	8684372	8703317	8935237	9023184	9112201	9293973	9410277	9512712	9597714
	8670204	8684373	8708554	8935809	9030156	9112202	9295369	9411069	9512715	9597715
	8670205	8684374	8713885	8935810	9032672	9115429	9296191	9411735	9512716	9597716
	8670206	8684375	8713886	8938492	9037711	9122149	9301163	9412555	9512717	9597977
	8670207	8684376	8718506	8940270	9037712	9141589	9301166	9412556	9512718	9597978
	8670208	8685027	8719923	8952016	9037713	9142434	9301169	9415323	9512719	9600651
	8670209	8685028	8830755	8952941	9037714	9142435	9304809	9415702	9512720	9600652
	8674086	8685029	8830891	8953427	9037715	9142436	9307963	9415832	9512722	9600654
	8674087	8690708	8830894	8956907	9037716	9143121	9308380	9416185	9512724	9603268
	8674088	8690709	8830895	8957264	9046935	9143123	9329167	9423325	9512725	9606712
	8674089	8690710	8831364	8958714	9047603	9156864	9329168	9424283	9512728	9606719
	8680292	8690711	8834892	8959510	9052817	9160791	9331077	9429741	9512730	9606720
	8680293	8692888	8835304	8960314	9055214	9163183	9331078	9429742	9514664	9606721
	8680294	8692889	8835305	8964888	9055215	9176022	9336061	9429743	9558368	9606722
	8680295	8692890	8835911	8966074	9069859	9187030	9336062	9432612	9558369	9606727
	8680296	8692905	8861725	8970474	9070175	9187031	9339153	9432614	9578502	9614619
	8680297	8692906	8877653	8971489	9071533	9189925	9339154	9445447	9578503	9614620
	8680298	8692907	8877865	8971491	9071534	9199336	9339936	9445465	9578504	9618876
	8680299	8692908	8877866	8971661	9072497	9213432	9340012	9448809	9578959	9618877
	8680300	8696291	8877867	8971662	9072498	9213433	9342992	9455124	9578960	9618879
	8680301	8696292	8878723	8971663	9073189	9213434	9342993	9456858	9578961	9618880
	8681777	8696293	8878724	8975410	9073190	9213438	9342996	9457723	9578962	9618883
	8681778	8697362	8879801	8975411	9073249	9227118	9347081	9457724	9578963	9618884
	8681779	8697363	8883462	8975412	9077278	9236936	9352994	9461682	9578964	9625249
8681780	8697364	8896335	8975413	9078161	9236937	9353000	9462241	9583306	9629440	
8681781	8697365	8916497	8975415	9078163	9237919	9355240	9463003	9583308		

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732048 PINN SECTOR W/GRIPTION 48MM GTIN: 10603295010289	8681782	8697929	8916498	8985515	9089574	9237920	9355241	9469953	9583309	
	8681783	8697930	8922118	8988624	9089575	9243983	9362400	9490535	9590040	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722056 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 56MM GTIN: 10603295009849	8597351	8685443	8748905	8798814	8834888	8870967	9112255	9212177	9394219	9480810
	8601656	8687888	8748961	8799139	8834889	8871897	9125649	9213030	9394220	9485825
	8608071	8690691	8748962	8800763	8834890	8871898	9125650	9213031	9394226	9487030
	8610873	8697319	8749278	8803044	8835286	8892187	9125651	9213033	9394227	9487032
	8612955	8702299	8751695	8805464	8835287	8922200	9149262	9213034	9394229	9487960
	8617562	8705003	8752556	8805465	8835962	8923877	9149263	9213035	9394230	9487961
	8617563	8705004	8754238	8805810	8837136	8996449	9149264	9224907	9394231	9495862
	8618351	8706235	8755888	8805811	8840615	8996450	9149265	9235925	9395121	9495865
	8621940	8707843	8755894	8805813	8840616	9008066	9149267	9235927	9395122	9496608
	8621943	8725045	8762263	8808258	8840617	9008067	9149268	9236586	9395123	9496610
	8621945	8725046	8762272	8808259	8841315	9008068	9149269	9237903	9395133	9496611
	8621947	8725047	8762274	8808767	8842662	9008069	9150008	9237904	9395134	9496612
	8623389	8725048	8763820	8808768	8842663	9034452	9150009	9237908	9395136	9496619
	8623541	8725050	8763821	8810253	8842664	9041697	9150010	9287169	9395137	9497320
	8624006	8726000	8763823	8810254	8842701	9044887	9150011	9290012	9400576	9497323
	8624164	8726001	8763824	8810510	8842702	9047064	9150012	9297734	9400577	9498009
	8625758	8726002	8763825	8810511	8843149	9047066	9150013	9301824	9402190	9500294
	8625759	8726212	8766947	8811098	8843150	9061193	9151419	9303382	9402810	9500295
	8631911	8727745	8770840	8811099	8843307	9064927	9151420	9313975	9403676	9500296
	8632543	8727746	8775481	8811100	8846927	9064928	9151421	9314071	9403677	9500340
	8632545	8728874	8775483	8811101	8847726	9064929	9151422	9314082	9421992	9501312
	8632547	8730184	8775484	8814332	8847816	9070048	9151423	9314083	9421993	9501313
	8634190	8730185	8775486	8815669	8848357	9070049	9159710	9314084	9433083	9501314
	8634643	8735358	8775487	8815670	8849253	9070050	9159715	9316847	9433087	9501315
	8636645	8736731	8777673	8817389	8849522	9070051	9177981	9317777	9438101	9503523
	8639654	8742234	8783346	8817390	8849523	9070740	9177983	9321284	9438102	9506171
	8639926	8742334	8786681	8817398	8852839	9080922	9185970	9323555	9438103	9506172
	8639927	8742335	8789166	8818022	8854025	9080923	9190561	9323556	9440350	9508434
	8640051	8742336	8789167	8818031	8854473	9080924	9202931	9329221	9440351	9508435
	8640052	8743181	8789168	8822030	8854888	9090567	9202932	9340447	9445622	9614610
	8640055	8743183	8793044	8822031	8856609	9090568	9206142	9340455	9446222	9619549
	8641637	8747513	8793193	8822286	8859906	9095685	9206143	9381987	9446223	9619551
8642298	8747574	8793452	8822287	8862514	9095687	9208634	9384330	9450500		
8642299	8748089	8793727	8823585	8862689	9097044	9208635	9384331	9480340		
8642300	8748090	8793729	8823586	8862807	9097046	9212174	9384332	9480341		

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722056 COPPA ACETABOLARE PINN.SECTOR 56MM- GTIN: 10603295009849	8676902	8748903	8796486	8824367	8862808	9097047	9212175	9394217	9480673	
	8684347	8748904	8796487	8824368	8870966	9112254	9212176	9394218	9480801	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701048 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 48MM GTIN: 10603295008538	8634135	8758083	8944913	9008100	9100951	9201322	9322424	9425933	9493892	9584084
	8702916	8763011	8944914	9008101	9100953	9201323	9330498	9432629	9493943	9584085
	8702917	8763012	8944915	9008102	9113191	9205631	9335694	9432630	9493944	9584086
	8717471	8763887	8944917	9008103	9134269	9205633	9335695	9432631	9493945	9584087
	8719325	8770153	8944918	9030745	9134270	9206155	9335696	9433395	9497330	9584092
	8719326	8770154	8944919	9030746	9134271	9206156	9343755	9433396	9497331	9584093
	8719327	8774592	8944920	9030747	9134272	9208625	9343756	9433397	9497332	9587699
	8719895	8774593	8949118	9030748	9134273	9208626	9345759	9433398	9497333	9591535
	8719896	8774594	8949120	9030749	9134274	9208627	9362795	9433399	9497401	9591538
	8726222	8775864	8949121	9030750	9134275	9214215	9362796	9448622	9497402	9592594
	8727759	8775865	8949123	9030751	9134276	9258929	9362797	9448623	9497403	9592595
	8727760	8808725	8959818	9031554	9151096	9259029	9370420	9465476	9497404	9592597
	8727761	8814323	8959819	9034179	9151097	9259030	9374661	9470097	9500326	9592598
	8728842	8822284	8959820	9034180	9151098	9259031	9375751	9471337	9503169	9608717
	8728843	8822285	8959821	9034181	9156514	9259032	9381935	9471338	9503170	9608718
	8728844	8826046	8959822	9055581	9156515	9266944	9395024	9471798	9505148	9608719
	8730150	8826047	8959823	9055582	9156516	9266945	9395025	9472380	9506106	9608720
	8741716	8826048	8959824	9055827	9156517	9276291	9395026	9473053	9515161	9608721
	8741718	8837079	8959825	9055828	9156518	9276292	9395027	9473829	9521183	9608722
	8741719	8840091	8959826	9055829	9156519	9276293	9395028	9473830	9524195	9617725
	8741720	8841940	8960751	9055830	9157385	9276294	9400539	9474117	9524196	9619504
	8742644	8842703	8960752	9055831	9157386	9276298	9400540	9475207	9536935	9619507
	8742758	8853166	8985949	9055832	9157387	9276299	9400541	9475208	9536936	9619508
	8742759	8853167	8985950	9078233	9157388	9276300	9409829	9475291	9536937	9624226
	8747518	8853168	8985955	9078234	9164361	9276876	9409830	9475292	9539965	9624230
	8747519	8854823	8985956	9089784	9177041	9276877	9411476	9480632	9539966	9624231
	8748152	8855032	9002386	9089785	9177530	9276878	9411477	9480633	9574213	9624233
	8748153	8940400	9002387	9089786	9177531	9276879	9411478	9486680	9574214	
	8748154	8940402	9002390	9089787	9177552	9276880	9411479	9486682	9578049	
	8754262	8940403	9008093	9090578	9177553	9276881	9411480	9486683	9578050	
	8757333	8940404	9008095	9098258	9185831	9277658	9412380	9487926	9578886	
	8757334	8940405	9008096	9098260	9194631	9277659	9415042	9487927	9578888	
8757335	8940407	9008097	9098261	9194632	9280866	9415043	9487928	9578889		
8758081	8941604	9008098	9098262	9196803	9296129	9422027	9487929	9579800		
8758082	8941605	9008099	9098263	9196804	9322422	9425930	9487930	9584083		

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701054 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 54MM GTIN: 10603295008569	8597338	8702908	8789916	8849245	8971702	9011408	9125508	9243062	9433109	9577976
	8602839	8703357	8817237	8849831	8971703	9011409	9125509	9243826	9438025	9577977
	8602914	8719299	8817910	8853178	8971704	9032777	9125512	9243836	9438032	9577978
	8655302	8719301	8822751	8853179	8975391	9032778	9134361	9244655	9438033	9577979
	8658069	8719306	8837104	8926888	8976800	9032779	9134362	9250797	9449755	9577980
	8658073	8719307	8837106	8940578	8976803	9032781	9151128	9253312	9449756	9577983
	8658074	8722009	8840599	8940579	8978164	9032782	9151129	9253313	9450428	9577984
	8659257	8722010	8841028	8940580	8978165	9032784	9151132	9322429	9455349	9577986
	8674612	8722011	8841029	8941612	8978167	9096999	9151133	9322430	9455350	9577987
	8681294	8722012	8841031	8942064	8978168	9097000	9151134	9322431	9455351	9578087
	8681304	8722013	8841057	8942065	8978171	9097001	9156537	9322432	9456815	9578088
	8681308	8722014	8841058	8954272	8985538	9097002	9156538	9322433	9456845	9583742
	8684021	8722015	8841093	8954273	8985539	9100095	9156539	9323808	9457979	9583743
	8684023	8722016	8841094	8954653	8995565	9100985	9156542	9362778	9457980	9592633
	8684024	8723922	8841095	8957367	8995573	9100986	9157403	9362779	9461765	9592637
	8684025	8723923	8841467	8957369	8995574	9100987	9157404	9382645	9465487	9592638
	8684026	8723924	8841468	8957370	8996456	9104693	9212833	9382646	9492829	9592640
	8684027	8751191	8841469	8959781	8996457	9104694	9224796	9395055	9492830	9592641
	8684321	8751688	8841470	8960742	8996458	9106374	9224797	9403506	9497668	9592642
	8690150	8751689	8841961	8964516	8996459	9106375	9224798	9403511	9497679	9603150
	8690151	8755914	8841962	8964517	8996460	9106376	9227102	9403512	9530486	9603151
	8690152	8757343	8841963	8964518	8996461	9106377	9227107	9411495	9530487	9603292
	8690153	8757344	8841964	8968455	9009708	9112241	9227108	9411496	9530488	9603803
	8690154	8757345	8842654	8968456	9009710	9112242	9227289	9415663	9535372	9608754
	8690155	8757346	8842713	8968457	9009711	9113010	9237980	9416038	9535373	9608755
	8690157	8757347	8846888	8970606	9009712	9113011	9241228	9417497	9535374	9617730
	8690158	8776406	8848371	8971251	9009716	9113012	9241709	9422029	9536938	9625186
	8690668	8782517	8848673	8971697	9009717	9114480	9241710	9423382	9545087	9625187
8691902	8782821	8848674	8971699	9009718	9125506	9241711	9433107	9545088	9625188	
8702340	8789915	8848675	8971700	9009722	9125507	9242522	9433108	9577975	9630524	
8702341										

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732052 PINN SECTOR W/GRIPTION 52MM GTIN: 10603295010302	8641854	8700703	8883473	8970481	9095689	9167169	9265179	9362266	9492948	9577440
	8641855	8702365	8884740	8978305	9105353	9169682	9265180	9362407	9503078	9577441
	8641856	8702366	8884741	8978306	9105354	9174997	9265182	9365812	9503079	9577442
	8641857	8702367	8884742	8978858	9121245	9175986	9269855	9376360	9503080	9577443
	8641858	8702868	8886053	8978860	9124098	9201296	9270449	9382571	9503566	9582402
	8641859	8702869	8890873	8978861	9124106	9201297	9270452	9388969	9506292	9583331
	8642381	8702870	8892451	8988611	9124203	9201870	9280145	9388973	9508559	9585703
	8642382	8702871	8892452	9000572	9124204	9213415	9280146	9388975	9508560	9585704

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732052 PINN SECTOR W/GRIPTION 52MM GTIN: 10603295010302	8642383	8707776	8895902	9001300	9125062	9213425	9280147	9388978	9508639	9585705
	8645106	8707778	8895903	9008546	9125063	9213426	9294031	9402634	9508640	9585706
	8645107	8708679	8896346	9009403	9125064	9213427	9294034	9410281	9512689	9585711
	8648132	8709058	8896347	9009406	9125065	9237927	9295372	9412563	9512690	9590012
	8651847	8709059	8898199	9011175	9130039	9241672	9295373	9416191	9512691	9590013
	8651848	8712197	8902766	9023161	9130052	9241673	9296203	9417659	9512698	9590014
	8670215	8712198	8902767	9037681	9138353	9243081	9296809	9426426	9512700	9590015
	8670216	8712260	8903339	9037682	9138354	9243999	9301134	9426427	9512704	9603264
	8677180	8713882	8949100	9037683	9138355	9244005	9301135	9429840	9516740	9606675
	8677185	8713883	8949101	9045312	9138359	9254544	9301139	9429841	9516741	9606676
	8684113	8715040	8949102	9055190	9138360	9254545	9301140	9430797	9541588	9613329
	8684377	8717454	8953359	9055801	9138365	9254958	9344618	9430798	9566963	9618363
	8684381	8730841	8953360	9071544	9142431	9255954	9352950	9440963	9566964	9618845
	8690720	8817587	8954216	9071545	9157446	9255955	9352951	9456586	9566965	9618846
	8692901	8826366	8954217	9078158	9157447	9260897	9352952	9462224	9577435	9618852
	8699305	8826370	8957244	9084771	9157449	9260904	9352953	9469942	9577436	9618853
	8699306	8846964	8957801	9088650	9160741	9260905	9355084	9486414	9577437	9618856
	8699307	8846965	8957802	9090447	9163149	9264705	9355252	9489245	9577438	9625265
8700702	8848385	8960232	9090652	9163152	9264706	9358802	9491999	9577439		

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701056 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 56MM GTIN: 10603295008576	8617580	8708536	8817603	8853294	8977562	9149296	9208619	9395061	9493951	9587710
	8623240	8711371	8835269	8853450	8977773	9149297	9208620	9395062	9501685	9587711
	8623241	8711373	8836641	8853451	8977813	9156578	9208621	9395065	9501686	9587712
	8633638	8711374	8836873	8853452	8987104	9156579	9208622	9395066	9507289	9587713
	8634807	8719859	8836874	8854002	8987105	9164453	9212287	9395067	9507290	9591545
	8658421	8719860	8836875	8854003	8987114	9177639	9212288	9395070	9535375	9592646
	8681329	8726008	8836876	8854845	9013081	9177652	9212289	9395071	9535376	9592647
	8684030	8726009	8837111	8856488	9013082	9188227	9247967	9395072	9566935	9601410
	8684031	8726010	8837116	8856570	9013083	9188908	9250800	9400530	9566936	9601411
	8684323	8726011	8840155	8862679	9013084	9188910	9250801	9400531	9578899	9601415
	8685421	8730155	8841345	8862680	9013085	9194665	9250802	9400532	9578900	9601416
	8685422	8730824	8841978	8862783	9055622	9195204	9254867	9409849	9578901	9601417
	8685423	8730825	8841979	8873895	9063324	9195205	9287109	9410568	9578902	9603284
	8686367	8731249	8841980	8947817	9063325	9195207	9287110	9410569	9578903	9603806
	8686368	8731250	8842658	8951112	9063326	9195208	9288623	9429969	9578904	9603807
	8686369	8731251	8843132	8951113	9063327	9195209	9288624	9430828	9578909	9603808
	8686370	8731252	8843299	8951114	9063328	9199328	9289281	9438038	9578910	9610003
	8687032	8741741	8849101	8952707	9064432	9199329	9289863	9438844	9583764	9612931
8687033	8741747	8849488	8957387	9080232	9201314	9289865	9482917	9583765	9612957	
8687034	8741748	8849489	8960744	9080911	9201315	9289866	9487951	9583770	9614950	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701056 PINNACLE 100 COPPA ACETABOLARE 56MM, GTIN: 10603295008576	8690673	8747520	8849494	8960745	9080912	9201316	9289904	9487952	9583771	9619517
	8690674	8774579	8849495	8968463	9080913	9208615	9289905	9488516	9584147	9619518
	8690908	8774580	8849834	8971252	9089154	9208616	9313922	9492832	9584150	9620036
	8690910	8817221	8850181	8975386	9147128	9208617	9337847	9492834	9584151	9624293
	8699273	8817222	8852849	8976792	9147129	9208618	9384264	9493950	9587709	9625197
	8699274	8817223	8852850	8977561						

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722058 PINN.SECTOR COPPA ACETABOLARE 58MM GTIN: 10603295009856	8613594	8697328	8742773	8796488	8812343	8886103	9098681	9169018	9236607	9351531
	8613596	8697329	8743184	8796489	8812346	8889497	9100074	9170772	9237916	9375700
	8614823	8702281	8746505	8796927	8824355	8914300	9104675	9190575	9237917	9380885
	8616171	8709106	8746506	8802795	8824356	8926781	9104676	9190586	9241765	9382724
	8616172	8717694	8747086	8803050	8824364	8964527	9134704	9201310	9242537	9382727
	8618355	8717697	8747505	8803051	8856498	8992155	9146570	9201853	9244688	9384334
	8621525	8717698	8748057	8805019	8859457	8992156	9146571	9205640	9248088	9384335
	8623265	8719239	8751677	8807156	8859458	9013295	9146572	9206148	9254923	9384343
	8623552	8719242	8751679	8807404	8859913	9030222	9149271	9206149	9260629	9399059
	8623555	8719244	8754237	8807407	8862522	9030223	9149272	9206150	9260630	9399060
	8634195	8723030	8755879	8808265	8862523	9034479	9149273	9206151	9260631	9399064
	8639656	8723031	8755880	8810258	8862812	9034481	9149275	9208645	9273278	9399065
	8639658	8735357	8755881	8810259	8871901	9034482	9151433	9208646	9273279	9485721
	8640043	8736879	8757315	8810263	8871902	9055573	9156520	9212286	9296187	9485724
	8641842	8736880	8780653	8810514	8873470	9077330	9156521	9213042	9313983	9485725
	8641843	8739283	8781781	8810515	8873471	9090576	9156522	9213043	9314086	9485826
	8647251	8742339	8793052	8810516	8878781	9090577	9157390	9215123	9314087	9485827
	8647252	8742642	8793739	8811116	8878782	9098679	9157391	9227321	9315709	9501317
8697327	8742772	8794652	8811117	8878783	9098680	9169017	9235683	9337929	9613985	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732054 PINN SECTOR W/GRIPTION 54MM GTIN: 10603295010319	8645110	8681794	8687834	8725120	8898202	8964904	9180034	9374224	9475502	9589995
	8651849	8681795	8688846	8739327	8898203	9009387	9289916	9389009	9516734	9589996
	8668883	8681796	8688850	8739329	8898357	9009388	9296824	9389010	9516735	9589997
	8668884	8681798	8690728	8885602	8935836	9011675	9309010	9389011	9516736	9600624
	8668887	8682242	8696328	8889790	8939228	9011677	9309014	9389012	9522974	9600625
	8670217	8682243	8697374	8890852	8941530	9011798	9326678	9409879	9578480	9606657
	8670218	8682244	8697377	8890853	8941531	9054110	9355097	9412738	9578481	9618826
	8674100	8682245	8697378	8890854	8949150	9054111	9359316	9415709	9582390	9618827
	8674101	8684115	8697932	8890855	8952025	9055231	9360246	9415711	9582392	9618828
	8674102	8684117	8697933	8892467	8953396	9055816	9361503	9415712	9582393	9618829
	8674103	8684382	8697934	8892468	8956905	9085599	9361504	9418602	9582400	9618832
	8674107	8685021	8703312	8892469	8957255	9088683	9362416	9431650	9582401	9618833

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732054 PINN SECTOR W/GRIPTION 54MM GTIN: 10603295010319	8674110	8685022	8703313	8893343	8957258	9095019	9365794	9440784	9583332	9618834
	8680307	8685023	8706210	8895915	8957810	9104714	9365795	9440972	9585698	9618835
	8680308	8685024	8706299	8895916	8960244	9142437	9365799	9456587	9585699	9618836
	8680309	8687831	8712202	8896353	8964503	9143124	9365801	9456589	9585701	9627189
	8680312	8687832	8719925	8898201	8964902	9175007	9369453	9475500	9589994	9629386
	8680314	8687833								

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732050 PINN SECTOR W/GRIPTION 50MM GTIN: 10603295010296	9124206	9201893	9269846	9326673	9382308	9433069	9457730	9497611	9582408	9606710
	9138413	9208600	9270435	9338626	9402591	9438790	9458000	9497923	9582413	9617701
	9167178	9208601	9270436	9342971	9402684	9438792	9458001	9500130	9582415	9618420
	9167179	9212266	9270437	9352974	9402896	9440768	9462009	9500366	9582416	9618421
	9175023	9225243	9270438	9352975	9402897	9448063	9471380	9501323	9583322	9618860
	9176009	9225244	9270439	9352976	9408195	9448816	9471382	9501325	9585722	9618861
	9176010	9225248	9270441	9360582	9409864	9448818	9471762	9501328	9590035	9618864
	9176012	9241678	9277469	9365826	9411070	9448819	9471764	9503068	9590036	9618865
	9176013	9241679	9283363	9365828	9412559	9449112	9473209	9503469	9590038	9618873
	9176015	9254936	9283364	9365829	9412730	9450009	9475675	9503562	9590039	9618874
	9180104	9255952	9301160	9365830	9416333	9454147	9480943	9505557	9600650	9625263
	9187012	9260229	9309195	9370041	9424290	9454152	9485727	9508585	9603259	9629432
	9187013	9269842	9310579	9370809	9429757	9456560	9485728	9512708	9606696	9629433
	9195135	9269843	9314344	9370811	9429758	9456866	9486433	9515177	9606700	9629434
	9195136	9269844	9317759	9380426	9430787	9456867	9491998	9522987	9606704	9629435
	9195137	9269845	9323618	9382307	9431627	9457729	9492946	9522988	9606705	9629489
	9201882	9380861	9641072							

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121731048 COPPA ACETABOLARE 100 48mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010180	8642377	8682217	8703314	8935801	8965422	9032646	9142744	9288722	9393324	9585730
	8645103	8682218	8703315	8935802	8965423	9032647	9142745	9288723	9393439	9585731
	8645104	8682219	8707596	8938442	8965424	9047635	9142746	9288724	9399741	9590062
	8648137	8682220	8707783	8952031	8966028	9047874	9169738	9288725	9403645	9591812
	8674076	8684097	8708557	8952032	8968437	9048190	9180196	9289906	9403646	9591813
	8680271	8684098	8708558	8952952	8969705	9052839	9194733	9293962	9403647	9597720
	8680272	8684099	8709066	8960345	8971452	9054146	9194734	9293963	9411768	9597721
	8680273	8684100	8712263	8960346	8971453	9055376	9195168	9295359	9473116	9597722
	8680274	8684101	8713206	8960347	8971454	9055377	9195169	9323828	9473117	9597723
	8680275	8684102	8713915	8960348	8971455	9055882	9195170	9323850	9481021	9597724
	8680276	8697380	8721989	8964505	8971456	9055883	9254538	9329874	9483063	9606778
	8680277	8697381	8722948	8964998	8971457	9064898	9258212	9343777	9486510	9606779
	8680278	8697382	8724028	8964999	8971458	9070707	9258213	9354489	9486511	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121731048 COPPA ACETABOLARE 100 48mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010180	8680279	8702395	8823520	8965419	9026178	9070708	9258214	9381727	9535418	
	8681770	8702883	8823521	8965420	9026179	9071637	9276343	9388898	9540051	
	8681771	8702884	8823522	8965421	9030188	9130097	9287252	9392082	9578876	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121731052 COPPA ACETABOLARE 100 52mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010203	8687821	8702863	8713891	8860424	9018304	9124195	9213446	9277410	9365858	9488583
	8687822	8702865	8713894	8924196	9018305	9124196	9213447	9277419	9365872	9600669
	8687824	8703311	8713895	8924198	9018306	9124197	9256052	9277420	9393449	9612661
	8690701	8707595	8713912	8924199	9023224	9138449	9256054	9277421	9394584	9612911
	8696278	8707781	8719928	8941602	9078196	9138450	9260137	9277422	9398793	9618406
	8696288	8708556	8721991	8949134	9080886	9141610	9265978	9277423	9411759	9624857
	8699309	8709062	8722949	8969709	9080887	9141614	9265979	9277424	9411764	9624858
	8699310	8709063	8849527	8971475	9080888	9141616	9265981	9326464	9412415	9625245
	8699311	8709064	8849528	8977547	9080889	9141618	9265982	9326465	9448804	9629452
	8700704	8709065	8849530	8985533	9080890	9141619	9276355	9361513	9454173	
	8700705	8712262	8849531	8988637	9095085	9159090	9276356	9361514	9461675	
	8702376	8713203	8849835	8988638	9115485	9175999	9276357	9361517	9462006	
	8702377	8713204	8849836	9018302	9121315	9194775	9277404	9362875	9471752	
	8702380	8713890	8853256	9018303	9121316	9213445	9277409	9365856	9488556	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722060 POROCOAT COPPA ACETABOLARE SETTORE II 60 mm GTIN: 10603295009863	8629108	8723048	8770825	8807157	8830744	8971306	9101304	9195213	9384344	9426954
	8629110	8725027	8770826	8807158	8830745	8971307	9101305	9201334	9384345	9430036
	8633633	8725029	8770827	8807410	8830746	8971308	9101306	9201335	9394207	9430037
	8640559	8727709	8774549	8812357	8830747	8995560	9101307	9205644	9394211	9431661
	8640562	8727710	8776854	8812358	8831334	8995561	9101308	9205645	9408441	9431662
	8641638	8755251	8776855	8812760	8831335	8995562	9101309	9215208	9410566	9431663
	8642302	8766915	8789867	8812761	8831336	8995563	9134734	9226030	9412410	9432831
	8642303	8766916	8789868	8814304	8831337	8995564	9134735	9227212	9422026	9433954
	8644467	8766920	8800153	8814305	8831338	8996455	9178074	9247669	9422395	9448681
	8644469	8766921	8801795	8817211	8923933	9023357	9178075	9335747	9423318	9515397
	8645244	8768935	8802796	8817215	8959831	9024798	9186016	9338842	9424240	9515400
	8645542	8768936	8802797	8817599	8959832	9024799	9188911	9374798	9424243	9515404
	8697882	8770024	8803053	8822278	8959833	9024800	9188912	9382729	9426952	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732056 COPPA ACETABOLARE 100 56mm OD	8645113	8690730	8707779	8881348	8896420	9054133	9098178	9346382	9497935	9591476
	8648134	8690731	8708680	8889794	8896421	9070686	9179997	9347114	9508451	9591478
	8648136	8690732	8712200	8891141	8896902	9070687	9215260	9347115	9512673	9597987

GRIPTION GTIN: 10603295010326	8667954	8690733	8719356	8891407	8896903	9071573	9215261	9358804	9516733	9600611
	8668889	8692651	8719357	8892063	8896904	9080864	9225224	9370825	9558383	9600612
	8668890	8692652	8719924	8892618	8896905	9085606	9295380	9370826	9558384	9600613
	8668892	8692902	8822006	8893354	8929152	9088694	9296831	9374229	9589986	9606631
	8668893	8692904	8822007	8893355	9009394	9088695	9302702	9454120	9589987	9625274
	8670228	8696290	8877894	8895753	9047674	9089610	9302703	9461756	9589988	
	8674114	8697358	8879142	8895754	9047675	9095036	9302704	9490553	9589989	
	8674115	8697928	8879143	8895755	9052740	9097092	9309018	9496663	9589991	
	8674116	8702368	8879144	8896419	9054131	9097095	9323839	9497280	9589992	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121731054 COPPA ACETABOLARE 100 54mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010210	8674083	8682223	8687828	8898173	8958751	9054151	9205625	9287242	9454172	9606754
	8677160	8682224	8687829	8903955	8958752	9138429	9208608	9310703	9461769	9612659
	8677161	8682225	8692897	8951099	8964506	9160855	9208609	9345849	9493894	9614729
	8677162	8682226	8878902	8951100	8968442	9160856	9208611	9362880	9493895	9620074
	8677163	8682227	8890887	8951634	8971480	9176038	9212303	9362881	9497347	
	8677164	8682228	8890889	8952589	9030170	9180175	9265971	9362882	9506927	
	8677165	8682229	8890890	8957821	9030171	9180178	9265972	9362883	9512736	
	8677166	8684105	8892598	8957822	9040027	9180179	9265973	9375260	9512738	
	8680288	8684106	8892599	8957823	9040028	9194778	9275101	9403661	9512739	
	8681775	8684359	8895884	8958749	9040664	9194779	9283014	9412749	9578871	
	8682222	8684360	8895885	8958750	9040665	9195165	9283015	9416348	9582417	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701058 COPPA ACETABOLARE 100 58mm OD GRIPTION GTIN: 10603295008583	8639883	8714096	8739287	8782824	8976794	9018295	9196826	9254882	9303722	9424220
	8643873	8714097	8741757	8830544	8976797	9018298	9201291	9254883	9303723	9450456
	8693147	8714098	8742218	8834880	8977568	9185869	9201292	9255609	9304797	9450457
	8693148	8721993	8742219	8836643	8977569	9185870	9201293	9257924	9315692	9462300
	8697330	8721998	8742313	8836877	8977570	9190433	9201294	9257925	9340326	9488515
	8700669	8721999	8742314	8837118	8977571	9190434	9207179	9280245	9340327	9497407
	8700670	8735354	8742641	8873899	8996481	9190435	9212268	9280246	9380816	9502495
	8707802	8735355	8746048	8873900	8996482	9190436	9212851	9280908	9382629	9578916
	8712298	8735356	8776343	8968468	8996483	9190437	9212852	9280909	9382630	9584154
	8712299	8736696	8776410	8976793	9018294	9196825	9212853	9295086	9424219	9584155

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121731056 COPPA ACETABOLARE 100 56mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010227	8645105	8684364	8723872	8837145	8922227	9053264	9258230	9381704	9480987	9581479
	8648138	8684366	8724027	8890885	8923056	9053266	9260145	9433372	9480988	9590044
	8653679	8708550	8823016	8890886	8924200	9055894	9277431	9433375	9483702	9590045
	8668872	8715906	8823017	8895761	8935806	9070714	9303918	9440761	9486475	9606735
	8670198	8719926	8823018	8895762	8938446	9070715	9323102	9468917	9488550	9606736
	8670199	8719927	8828180	8895886	8938447	9070717	9323832	9471755	9488551	9606738
	8670201	8721987	8834924	8904992	8985529	9258069	9323854	9480344	9492941	9624851

	8670202	8721988	8835302	8910479	8985530	9258070	9335632	9480983	9506932	9624854
	8674084	8722941	8835303	8916514	8985531	9258071	9350951	9480984	9540056	
	8674085	8723871	8836300	8916515	9047195	9258072	9380437	9480985	9578956	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121731050 COPPA ACETABOLARE 100 50mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010197	8677169	8677170	8677171	8677172	8677173	8677174	8684103	8684104	8697936	8699337
	8699338	8707597	8707784	8709069	8713207	8722943	8824020	8824021	8824022	8826079
	8830749	8971234	9011268	9026183	9026184	9054148	9121330	9121331	9176007	9270246
	9270247	9270248	9270249	9275093	9276346	9276347	9283833	9283834	9283835	9283837
	9283838	9287250	9288728	9293964	9304565	9362889	9362890	9362891	9369547	9375259
	9380786	9380787	9393863	9403650	9403651	9454177	9454179	9454180	9454181	9456856
	9461674	9463155	9465614	9473123	9475660	9477161	9477198	9481012	9491977	9491978
9491979	9492908	9503141	9503142	9585728	9590051	9624860	9625243	9625244	9629485	

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701060 POROCOAT COPPA ACETABOLARE SERIE 100 60mm GTIN: 10603295008590	8620082	8643878	8679553	8679555	8692876	8692877	8692878	8694563	8694565	8719848
	8725025	8766929	8768941	8768942	8770025	8774550	8814839	8829082	8830083	8830084
	8836293	8926889	8926890	8952710	8954657	8959828	8959829	8959830	8971273	8971274
	8971275	9098273	9100091	9101043	9104686	9104687	9104688	9104689	9115830	9187112
	9187113	9187114	9187115	9187116	9188916	9199333	9205630	9215676	9215677	9380819
	9382686	9382687	9382689	9394157	9502293	9505154	9506122	9515266	9587721	9587722

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732058 GRIPTION COPPA ACETABOLARE SETTORE 58mm GTIN: 10603295010333	8690738	8690739	8690740	8690741	8690742	8721981	8723866	8730830	8733385	8751131
	8751132	8770808	8793704	8810014	8811997	8834910	8834911	8835313	8836329	8854508
	8854509	8854510	8859476	8859477	8885612	8896430	8896431	8959551	8966059	8970495
	8988577	9030128	9030130	9032720	9059103	9095701	9095702	9138285	9142443	9277476
	9277477	9277478	9302706	9323600	9323840	9329213	9329214	9329955	9365778	9457737
	9515830	9558386	9623181							

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121731058 COPPA ACETABOLARE 100 58mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010234	8699299	8702893	8711343	8786682	8786683	8786684	8786685	8823019	8823020	8823021
	8854899	8854900	8854901	8860053	8892601	8892602	8892603	8892604	8916959	8977554
	8977555	8977556	8977557	9032661	9037725	9046293	9080169	9167208	9258075	9296189
	9321173	9321174	9321175	9323103	9323833	9323834	9323835	9326667	9335104	9345850
	9497262	9502512	9502513	9502514	9502515	9516745				

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121722062 POROCOAT COPPA ACETABOLARE SETTORE II 62 mm GTIN: 10603295009870	8634287	8634796	8663047	8697866	8705009	8727705	8728830	8728831	8728832	8728833
	8752505	8793745	8794676	8802798	8817893	8854491	8854492	8909769	9117252	9151460
	9156560	9156561	9159731	9170782	9469065	9469066	9509811	9603921		

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121732060 GRIPTION COPPA ACETABOLARE SETTORE 60mm GTIN: 10603295008590	8735845	8785694	8812001	8823515	8829651	9156870	9260147	9260148	9266684	9269864
	9335166	9335660	9355272	9417789	9418606	9465454	9471787	9512654		

Codice Prodotto	Numeri di Lotto									
121701062 POROCOAT COPPA ACETABOLARE SERIE 100 62mm GTIN: 10603295008606	8692874	8817895	8822013	8822014	8822269	8822740	8822741	8835271	8835577	8835578
	8854855	8854856								

Codice Prodotto	Numeri di Lotto				
121732062 GRIPTION COPPA ACETABOLARE SETTORE 62mm GTIN: 10603295010357	8785702	8793187	8854513	9260153	9448692

Codice Prodotto	Numeri di Lotto				
121731060 COPPA ACETABOLARE 100 60mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010241	8716059	8814253	9258231	9258232	9361518

Codice Prodotto	Numeri di Lotto
121731062 COPPA ACETABOLARE 100 62mm OD GRIPTION GTIN: 10603295010258	9423301
121732064 GRIPTION COPPA ACETABOLARE SETTORE 64mm GTIN: 10603295010364	8810279