



**AVVISO DI SICUREZZA
FALSIFICAZIONE TRANFRONTALIERA DI DISPOSITIVI MEDICI
Turbina MACH-45 ΣSU**

Spett. Ministero della Salute
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA (IT)
PEC Ministero della salute
Regioni e Province Autonome
Strutture sanitarie, Pubbliche e private
Operatori economici nazionali


Thiene, 10/03/2022

Oggetto: Avviso di falsificazione del Dispositivo Medico "Turbina MACH-45 ΣSU"

NSK, in qualità di Fabbricante dei dispositivi medici informa che è stata comunicata da parte di NSK Dental Italy, la presenza su territorio italiano di dispositivo medico falsificato.

Esso riporta la denominazione "MACH-45 ΣSU" , un codice mai prodotto da NSK.


A tal proposito, si allega la documentazione fotografica per favorire l'identificazione del dispositivo medico falsificato.

<p>CONTRAFFATTO</p>		<p>ORIGINALE</p> <p>Mai prodotto Il seguente prodotto non è mai stato prodotto. Per questo motivo non è indicato un codice di riferimento e non viene paragonato ad un prodotto originale NSK.</p>
<p>- Non esiste una turbina della linea Mach/Mach Lite con angolazione 45°;</p>		



CONTRAFFATTO	ORIGINALE
 <ul style="list-style-type: none">- Il modello e il seriale del prodotto non sono originali;- Marchio CE non rispetta le dimensioni previste nella normativa;	Mai prodotto

NSK

CONTRAFFATTO	ORIGINALE
 <p data-bbox="379 629 411 792">Mai prodotto</p>	
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="911 1256 943 2040">- La serie delle turbine Mach/Mach lite NSK non presenta il led	
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1268 1581 1297 2078">- Istruzioni per l'uso falsificate (nome prodotto).	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1257 293 1286 786">Vista frontale scatola falsificata (nome prodotto).

MSK

Vista laterale scatola falsificata (nome prodotto).	Vista retro scatola falsificata (nome prodotto).



Come misura precauzionale, siamo impegnati ad informare tempestivamente il Ministero della Salute, le Strutture sanitarie, pubbliche e private, gli operatori economici e tutti gli Organi di Vigilanza (ASL) territorialmente competenti.

Distinti Saluti

NSK Dental Italy S.r.l.
Thiene (VI)

(Amministratore Delegato)



Istruzioni operative per gli utilizzatori finali:

Se ricevete, o reperite, nelle vostre strutture, sanitarie, farmacie ed esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 e s.m.i., prodotti ritenuti falsificati, o anche solo in caso di dubbio, questi **NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI!**

Per la vostra sicurezza e per quella dei pazienti procedete, quindi, a contrassegnare i prodotti in maniera evidente ed a porli in sicurezza sotto Vostra custodia.

Contattate immediatamente la nostra sede operativa per consentire il riconoscimento certo ed il ritiro dei suddetti prodotti da parte del personale autorizzato e qualificato del Fabbricante.

Se viene accertata la falsificazione dei dispositivi medici in vostro possesso, vi chiediamo di fornire ogni informazione utile all'identificazione dei canali di distribuzione attraverso cui ne siete venuti in possesso e di segnalare contestualmente, a Vostra stessa tutela, l'accaduto all'Autorità giudiziaria, e per conoscenza al Ministero della Salute, a tutti gli Organi di Vigilanza territorialmente competenti e al Fabbricante.

Al riguardo vi invitiamo, altresì, ad attivare il sistema di rintracciabilità per l'identificazione dei pazienti noti che hanno acquistato e/o utilizzato il dispositivo falsificato e di trasmetterci ogni relativa informazione, provvedendo contestualmente ad informare il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome, tutti gli Organi di Vigilanza territorialmente competenti ed il Fabbricante.


Di seguito i contatti del Distributore da utilizzare per ogni comunicazione:

Via dell'Agricoltura,21 -36016, Thiene (VICENZA) – Italia

Tel: (+39) 0445820070

e-mail certificata: info@nsk-italy.it

Distinti Saluti


NSK Dental Italy S.r.l.
Thiene (VI)

(Amministratore Delegato)