

URGENTE NOTIFICA DI PRODOTTO
**AGGIORNAMENTO MANDATORIO DELLA LIBRERIA DEI
PARAMETRI ALLA VERSIONE 02.05.00 SUI SISTEMI
COAGULATIVI ACL ELITE®/ELITE PRO**

28 Febbraio, 2023

Gentile Cliente,

Questa notifica è stata inviata alla Vostra struttura poiché Werfen sta rilasciando un aggiornamento mandatorio della Libreria dei Parametri sui sistemi coagulativi ACL Elite/Elite Pro (Libreria dei Test 02.05.00).

Saranno aggiornati i seguenti strumenti:

Nome del Prodotto	Codice Prodotto
ACL Elite	0000880311
ACL Elite Pro	0001000311
ACL Elite Ricondizionato	0000880311R
ACL Elite Pro Ricondizionato	0001000311R

Questa notifica è il seguito della notifica inviata ad inizio Novembre 2021 con la quale si avvisava in merito alla rimozione del kit HemosIL® Liquid Anti-Xa (Codice Prodotto 0020302600/0020302601) sulla strumentazione ACL Elite/Elite Pro.

Questa versione dell'aggiornamento **mandatorio** della Libreria dei Parametri, tra le altre caratteristiche, rimuove la metodica del test HemosIL® Liquid Anti-Xa (Codice Prodotto 0020302600/0020302601).

La versione mandatoria della Libreria 02.05.00 può essere installata sulla strumentazione ACL Elite/Elite Pro, che ha attualmente la versione software 04.00.00 o 03.01.04, con la Libreria 02.03.00 o successive. La strumentazione ACL Elite/Elite Pro con una versione della Libreria dei Parametri precedente alla 02.03.00 dovrà prima essere aggiornata alla versione software 04.00.00 o 03.01.04 con la Libreria dei Parametri 02.03.00, prima di essere aggiornata alla Libreria dei Parametri 02.05.00.



Il vostro rappresentante Werfen, Sales Specialist, installerà la Libreria dei Parametri mandatoria 02.05.00 alla prima visita.

Il Servizio Help Line della linea Emostasi (800-259630) ed i nostri collaboratori di zona sono a Vostra disposizione per ogni necessità o chiarimento si rendesse necessario.

Vi ringraziamo per l'attenzione.

Cordialmente,

Linda Orlandi
Responsabile Linea Emostasi

Natale Bova
Quality Assurance and Regulatory Affairs
Director