



**CAIR ITALIA s.r.l.**

A tutti gli utilizzatori



Commercializzazione  
Dispositivi Medici

Teolo, 24/01/2017

Oggetto: RICHIAMO sonde di alimentazione enterale ENFit ch 14

***RICHIAMO URGENTE DI DISPOSITIVO MEDICO***

Gent.mi,

A seguito di alcune segnalazioni sulle sonde per l'alimentazione enterale ENFit ch 14, Cair LGL ha deciso di effettuare un richiamo volontario di questi prodotti.

In effetti, su alcuni prodotti la tenuta dell'incollaggio risulta inefficace e non consente una manipolazione sicura della sonda per l'alimentazione enterale ENFit ch 14. Questo può comportare il rischio di dover sostituire la sonda di alimentazione enterale già posizionata. Il problema riguarda esclusivamente le sonde ch 14 con la connessione ENFit. Le sonde di alimentazione enterale con ch differente, le sonde T non luer e le "connessioni Godet" non sono interessate.

Prodotti in questione:

NCE114AU	NCE114G	NCE214AU	NCE214G	NCE314G	NCE514AU	NCE514G
----------	---------	----------	---------	---------	----------	---------

Vi chiediamo pertanto di procedere con il richiamo immediato di tutti i prodotti sopra elencati presenti nella vostra struttura sanitaria, in modo che possiamo provvedere al ritiro il più presto possibile.

Saremmo grati se voleste gentilmente informarci al più presto dei quantitativi da restituire, indicandoci codici, quantitativi e lotti. Successivamente vi contatteremo per definire le modalità di sostituzione.

A :

CAIR ITALIA SRL

INDIRIZZO EMAIL: [e.torrisi@cairitalia.it](mailto:e.torrisi@cairitalia.it)

Fax: 049 9903458

Vi ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo per il disagio subito, vi garantiamo che Cair LGL si sta impegnando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione,

Distinti saluti

Cair Italia srl  
Responsabile Assicurazione Qualità  
Elisabetta Torrisi

**CAIR ITALIA srl**  
Via S. Benedetto, 45/C  
35037 PRAGLIA DI TEOLO (PD)  
P. IVA 03277950287

**CAIR ITALIA s.r.l.**

“Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società CAIR LGL SA.”

Via S. Benedetto, 45/c - z.i. selve 35037 Praglia di Teolo (Pd) - Tel. 049 9903426 r.a. - Fax 049 9903458

[www.cairitalia.it](http://www.cairitalia.it) - e-mail: [info@cairitalia.it](mailto:info@cairitalia.it) - Pec: [cair@pec.gdpitalia.com](mailto:cair@pec.gdpitalia.com)

P. IVA 03277950287 - Reg. Imp. PD n. 03277950287 - R.E.A. PD n. 296884

Capitale Sociale € 338.000 i.v.