

Urgente Avviso di Sicurezza

FSCA 20170130

Tipo di azione : reso fornitore di un dispositivo medico

Data: 20/02/2017

Attenzione:

Clini-lab srl

Via Il strada 14

35026 CONSELVE – PD

Dettagli sui dispositivi interessati:

Product Description	Product Code	Lot number
Hypodermic Needle 19Gx 1 ½ ''	HN-1938-ET	16112

Descrizione del problema:

Nipro Corporation è stata informata circa le perdite a causa di un buco / crepa sul hub.

Avviso sulle azioni da intraprendere da parte dell'utilizzatore

- Non usare questi prodotti
- mettere in quarantena i prodotti interessati e informare Nipro Europa utilizzando il modulo per il reso (allegato FSN) indicando il quantitativo ancora in magazzino e infine renderli a Nipro Europa.

Trasmissione di questo Avviso di sicurezza:

Questo avviso deve essere trasmesso a tutti coloro che hanno bisogno di esserne a conoscenza all'interno della propria organizzazione o a qualsiasi azienda a cui sono stati inviati i dispositivi oggetto del richiamo.

Si prega di inoltrare questo avviso a tutte le aziende sulle quali questa azione possa avere impatto.

Contatto di riferimento:

Vanessa Windscheid


Nipro Europe NV

Weihoek 3H

1930 Zaventem

Belgium

Il sottoscritto conferma che questo avviso è stato notificato all'ente competente.



Vanessa Windscheid
Nipro Europe NV
Weihoek 3H
1930 Zaventem
Belgium

Vanessa.windscheid@nipro-europe.com
0032 4 76 24 36 22