



Informazione di Sicurezza
Addendum al manuale di servizio dei monitor paziente SureSigns VS e VM e
View Station (VSV)

Modulo Risposta Cliente rif. FCO86000255

Addendum al manuale di servizio dei monitor paziente SureSigns VS e VM e View Station (VSV)

Siete pregati di compilare in ogni sua parte il presente modulo e di inviarlo via email al seguente indirizzo: AssistenzaTecnicaHC@philips.com

Nome/Cognome (in stampatello) contatto	
Numero di telefono	
Indirizzo email	
Nome struttura sanitaria	
Indirizzo: Via, CAP, Città, Prov.	

Siete pregati di inviare il presente modulo debitamente compilato all'indirizzo email fornito in precedenza

IL CLIENTE DICHIARA CHE:

L'Addendum al manuale di servizio dei dispositivi VS, VM & VSV è stato allegato alla prima pagina della sezione Manutenzione Batteria al fine di garantire che non venga smarrito e che sia conservato con le Istruzioni d'Uso per la consultazione immediata.

Conferma che tutte le batterie dei monitor VS e VM e View Station (VSV) sono state ordinate e/o sostituite se la Schermata Informazioni Batteria indica che la batteria è stata in uso per un periodo superiore ai 3 anni o se i cicli di carica-scarica sono oltre 300.

**NOME E COGNOME CLIENTE
(IN STAMPATELLO)**

RUOLO

FIRMA CLIENTE

DATA

Siete pregati di restituire il presente modulo debitamente compilato via email a AssistenzaTecnicaHC@philips.com. In caso di difficoltà nell'ottemperare alle istruzioni contenute nel presente Modulo Risposta Cliente, siete pregati di contattare il Vs. rappresentante locale di Philips o il Centro Risposta Clienti di Philips 800 23 21 00 .