

Bio-Optica Milano S.p.A.	Modulo 80	Rev. 01
14/11/2018 Data di emissione	<b>AVVISO DI SICUREZZA</b>	Pag. 1 di 1

## Avviso di Sicurezza

**Nome commerciale del prodotto coinvolto, CASSETTE PREIMPILATE PER STAMPANTE BIO-OPTICA ACP160, codice 07-9700**

**Tipologia di azione (es. cap. 4 definizione di un'Azione Correttiva in Campo - FSCA), ritiro del prodotto**

Data: 14/11/2018

Attenzione

**Dettagli sui dispositivi coinvolti:**

*Cassette preimpilate per stampante Bio-Optica ACP160, codice 07-9700*

*Numero di lotto: 89304*

**Descrizione del problema:**

*Su alcune cassette di questo lotto non rimane impressa in modo corretto e uniforme la stampa utilizzando la stampante ACP160*

**Suggerimenti sulle misure che l'utilizzatore dovrebbe adottare:**

*L'azienda richiede che, se viene riscontrato tale difetto in fase di utilizzo, il prodotto in oggetto venga allontanato in quanto non conforme.*

*Il prodotto verrà sostituito con un uguale prodotto di un lotto diverso funzionante.*

**Trasmissione di questo Avviso di Sicurezza:**

Utilizzatori finali  
Ministero della Salute

**Referente:**

Ilaria Priori  
Responsabile AQ  
Bio-Optica Milano S.p.A.

Il sottoscritto conferma che questo avviso è stato notificato alle Autorità Competenti interessate

Firma