



AVVISO URGENTE PER LA SICUREZZA NEL SITO

GE Healthcare

Chirurgia

384 Wright Brothers Drive
Salt Lake City, UT 84116
USA

Rif. interno GE Healthcare: FMI 15131

26 luglio 2016

A: Amministratore struttura
Direttore/Responsabile di Radiologia e Radiologi
Reparto Radiologia

RIF: **Potenziali guasti al monitor LCD su alcuni sistemi OEC 9800 e OEC UroView 2800**

GE Healthcare è di recente venuta a conoscenza di un potenziale rischio alla sicurezza dovuto a un problema firmware nei monitor della workstation LCD fornita associati con il sistema OEC 9800 o OEC UroView 2800.

Problema di sicurezza Come risultato di un problema di firmware nei monitor LCD della workstation fornita, in alcune circostanze, i monitor possono apparire scuri senza immagine video. Specificamente, se il dispositivo viene spento mentre è attivo il salva schermo, quando il sistema viene acceso i monitor appaiono scuri senza immagine video. Non siamo al corrente di problemi fisici su pazienti dovuti a questo problema.

Istruzioni per la sicurezza Il sistema può essere usato con i monitor LCD correnti. Se i monitor della workstation appaiono scuri senza immagine video all'avvio del sistema, contattare il rappresentante dell'assistenza.

Dettagli del prodotto in questione Di seguito riportiamo un elenco dei numeri di serie dei sistemi interessati:

89-3853	82-1593	8S-1935	89-3356	89-1323	8S-2885	82-0700	8S-1708
82-0420	82-1998	8S-2027	82-7101-MH	8S-2670	P6-0375-L	8S-1614	89-0846
82-0576	82-3256	8S-2202	89-0711	89-1927	89-1453	82-1504	89-3725
82-0794	82-3494	8S-3125	8S-1845-RC	89-3725	8S-1592	89-3129	82-1182
82-0986	8S-0199	8S-3613	82-3748	82-2335	8S-2889	82-0596	89-3020
82-1515	8S-0645	8S-3614	82-3925	89-0416	89-1363	82-3258	8S-0347

Correzione prodotti Un tecnico della GE Healthcare la contatterà per coordinare la sostituzione dei monitor coinvolti e per assicurarsi che il sistema soddisfi le specifiche. Queste attività saranno eseguite gratuitamente.

Informazioni di contatto In caso di domande riguardanti questa azione correttiva 'sul campo' o le modalità di identificazione dei dispositivi coinvolti, contattate pure il vostro referente locale delle funzioni di vendita e/o assistenza tecnica.

Potete anche contattare il Supporto Tecnico di riferimento al numero :

Nord Ovest: T. 800827164 opz.2 - Fax 800014110
 Nord Est: T. 800827166 opz. 2 - Fax 800917292
 Centro + Sardegna: T. 800827168 opz. 2 - Fax 800917293
 Sud: T. 800827170 opz. 2 - Fax 800917294
 email: ServiceCentreMilanOffice@ge.com

GE Healthcare vi conferma che questo avviso è già stato comunicato al Ministero competente.

Il mantenimento di elevati livelli di sicurezza e qualità è la nostra massima priorità. Per eventuali domande, contattare immediatamente GE Healthcare.

Cordiali saluti,



Dan Eagar
Executive QA, DGS/Surgery
GE Healthcare



Jeff Hersh, M.D.
Chief Medical Officer
GE Healthcare