

**All'attenzione del responsabile della  
Vigilanza sui dispositivi medici /  
Farmacia centrale**

Saint Priest, 11 aprile 2025

**URGENTE - AVVISO DI SICUREZZA - RICHIAMO**

**Perforatore monouso CODMAN® 14 mm (rif. 26-1221) e kit per craniotomia  
CODMAN® contenente perforatore monouso 14 mm, lama per craniotomia,  
trapano passafilo (rif. 26-1230)**

**Produttore autorizzato:**

INTEGRA LIFESCIENCES PRODUCTION CORPORATION - 11 Cabot Boulevard - Mansfield,  
MA 02048 USA - SRN: US-MF-000009189

**Rappresentante CE:**

INTEGRA LIFESCIENCES SERVICES (France) SAS - Immeuble Séquoia 2 - 97 Allée Alexandre  
Borodine - 69800 SAINT PRIEST, France - SRN : FR-AR-000002474

**Dispositivo medico:**

Il perforatore monouso CODMAN® è un dispositivo monouso. Si tratta di un perforatore monouso con un'estremità Hudson ed è disponibile in tre formati contraddistinti con un codice colore: 14 mm (blu) - n. di catalogo 26-1221 11 mm (verde) - n. di catalogo 26-1222 9 mm (giallo) - n. di catalogo 26-1223.

Il kit per craniotomia n. di catalogo 26-1230 contiene perforatore monouso 26-1221, lama per craniotomia, trapano passafilo.

**Scopo clinico primario del dispositivo:**

Il perforatore monouso CODMAN® viene utilizzato per la perforazione del cranio. Il perforatore è stato progettato in modo che, se usato correttamente, si disimpegni automaticamente a perforazione ultimata e quando non viene più esercitata pressione sulla punta.

**Riferimento interessato:**

26-1221 (uguale a 261221) - lotti prodotti tra il 27/07/2022 e il 12/07/2024  
26-1230 (uguale a 261230) - lotti prodotti tra il 24/05/2023 e il 28/05/2024

Gentile cliente di Integra,

Integra LifeSciences sta distribuendo volontariamente questo avviso di sicurezza per il richiamo del **perforatore monouso CODMAN® da 14 mm** elencato nella Tabella 1.

Durante un'indagine condotta su alcuni reclami, Integra LifeSciences ha identificato l'esistenza di una saldatura inadatta (saldatura sporgente) su lotti specifici di perforatori monouso CODMAN® da 14 mm che può potenzialmente causare lo smontaggio accidentale (rottura/separazione) del prodotto durante l'uso.

**Tabella 1: Informazioni sul prodotto**

| Numero di prodotto del produttore (n. di catalogo) | Nome del prodotto (descrizione)                                                                         | Numero UDI     | Numero di lotto (GG-MM-AA)                                                        | Data di scadenza (GG-MM-AA)  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 26-1221                                            | Perforatore monouso CODMAN® da 14 mm                                                                    | 10381780513599 | Numeri di lotto con date di produzione comprese tra il 27/07/2022 e il 12/07/2024 | Dal 30/06/2027 al 30/06/2029 |
| 26-1230                                            | Kit per craniotomia CODMAN® contenente perforatore monouso, lama per cranio, trapano passafilo da 14 mm | 10381780513629 | Numeri di lotto con date di produzione comprese tra il 24/05/2023 e il 28/05/2024 | Dal 30/04/2028 al 30/04/2029 |

Nota: i lotti interessati sono stati distribuiti tra il 5 luglio 2023 e il 27 settembre 2024. Sono interessati solo lotti specifici distribuiti in questo intervallo di date. L'elenco completo dei numeri di lotto interessati è disponibile nel file Excel allegato (Appendice 3).

Sulla base dell'indagine, è stato possibile concludere che sono interessati solo i dispositivi indicati nella Tabella 1. Al processo di fabbricazione sono state quindi apportate le necessarie modifiche per evitare saldature inadatte e tutti i nuovi prodotti distribuiti al di fuori dei lotti interessati sono stati sottoposti al processo di fabbricazione corretto.

### Rischi per la salute

Il perforatore può smontarsi accidentalmente prima, durante o dopo la craniotomia nei dispositivi con saldature inadatte. Se si smonta accidentalmente, possono verificarsi le seguenti condizioni.

- Prima della procedura: può provocare dei disagi all'utente e rendere più lunga la durata della procedura.
- In fase d'uso: se si elimina la pressione verso il basso o se il trapano esterno si incastra nell'osso cranico, potrebbe essere necessario rimuovere il perforatore smontato manualmente o tramite l'impiego di strumenti chirurgici aggiuntivi.
- In fase d'uso: se non si elimina la pressione verso il basso e non si riesce a sganciare, possono verificarsi gravi lesioni al paziente, come la lacerazione durale con emorragia (comprese le lacerazioni del seno sagittale con emorragia).
- Dopo l'uso: una volta rimosso il perforatore dalla craniotomia, lo smontaggio accidentale potrebbe provocare disagi all'utente e prolungare la durata della procedura nel caso in cui si rendano necessarie ulteriori craniotomie.

Se ha già utilizzato i prodotti interessati da questo richiamo e ha seguito le cure operative standard, **non è necessario un ulteriore follow-up del paziente.**

A partire dal 10 febbraio 2025, sono stati segnalati 14 incidenti gravi in Europa e 2 in Gran Bretagna.

Stando ai dati in nostro possesso lei ha ricevuto prodotti da questi lotti.

**Azioni da intraprendere da parte dei clienti:**

1. **Leggere con attenzione** le informazioni riportate nella presente lettera.
2. Determinare se il prodotto in possesso è soggetto al richiamo.
  - a. Individuare il riferimento e il numero di lotto interessati.
  - b. Vedere l'Appendice 2 di seguito per un esempio di etichetta del prodotto con cui individuare il riferimento e il numero di lotto. I numeri di lotto sono composti da 7 cifre (solo numeri)
  - c. Aprire il file Excel, utilizzare la funzione di ricerca Ctrl+F o utilizzare la freccia a discesa nella parte superiore della colonna, quindi verificare se il numero o i numeri di lotto sono presenti nell'elenco.
3. Se **si possiedono** prodotti interessati:
  - a. Mettere immediatamente in quarantena le unità.
  - b. Selezionare la casella "Possiedo unità interessate" sul modulo di conferma.
  - c. Riportare sul modulo la quantità totale di prodotti interessati e i numeri di lotto in proprio possesso.
4. Se **non si possiede** alcuno dei prodotti interessati, selezionare la casella "Non possiedo le unità interessate".
5. Restituire **il modulo di risposta compilato per e-mail all'indirizzo [emea-fsca@integralife.com](mailto:emea-fsca@integralife.com)**.

Con la compilazione di questo modulo, lei conferma di avere ricevuto il presente Avviso di sicurezza e accetta di rispettare pienamente i termini in esso contenuti. **La preghiamo di fornirci una risposta entro 3 settimane.** Con tale modulo, lei conferma inoltre di avere inoltrato la presente notifica a ogni altro referente della sua organizzazione.
6. Dopo che avrà inviato il modulo, il Servizio clienti di Integra verificherà se lei è in possesso di unità interessate dal richiamo e, in caso affermativo, la contatterà per fornirle un numero RMA (autorizzazione al reso) e le istruzioni dettagliate per la restituzione dei prodotti interessati. Procederemo all'emissione della nota di credito appena riceveremo la merce restituita. Nota: saranno rimborsati solo i prodotti dei lotti interessati che verranno restituiti.
7. Consigliamo di conservare una copia del modulo nella propria documentazione.

INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI DISPONGA O MENO DEL PRODOTTO INTERESSATO DA RESTITUIRE, È NECESSARIO COMPILARE **UNA CONFERMA DI RICEZIONE**

La ricezione di tale modulo conferma il buon livello di efficacia raggiunto da Integra nella comunicazione di queste informazioni.

Le autorità nazionali competenti possono eseguire revisioni a campione per verificare che i nostri clienti siano stati avvisati e abbiano compreso la natura dell'azione intrapresa.

L'autorità nazionale competente del Paese di competenza è stata allertata in merito a questa azione correttiva.

La ringraziamo per la sua collaborazione nell'implementare questa azione correttiva sul campo e per il suo impegno nel restituirci il modulo di risposta allegato.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, non esiti a contattare il nostro reparto di sorveglianza post-commercializzazione all'indirizzo [emea-fsca@integralife.com](mailto:emea-fsca@integralife.com). La sua collaborazione è molto preziosa e la ringraziamo per il costante supporto.

Cordiali saluti,

Ufficio di sorveglianza post-commercializzazione

**Appendice 1:** Modulo di risposta dell'avviso di sicurezza (2 pagine)

**Appendice 2:** Esempio di etichetta del prodotto per riferimento 26-1221. Utilizzare il cerchio rosso sottostante per identificare il numero di lotto

**Appendice 3:** Elenco dei numeri di lotto interessati (file Excel).

## Modulo di risposta per il cliente

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Informazioni sull'avviso di sicurezza (FSN)</b> |                                                                    |
| Numero di riferimento FSN                             | 2024-HHE-022B                                                      |
| Data FSN                                              | 11 aprile 2025                                                     |
| Nome del prodotto/dispositivo                         | Perforatore monouso CODMAN® da 14 mm / Kit per craniotomia CODMAN® |
| Codici prodotto                                       | 26-1221/26-1230                                                    |
| Lotti                                                 | Numeri di lotto interessati nell'Appendice 3. (file Excel)         |

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| <b>2. Dati del cliente</b>                        |  |
| Numero dell'account                               |  |
| Nome dell'organizzazione sanitaria*               |  |
| Indirizzo dell'organizzazione*                    |  |
| Reparto/Unità                                     |  |
| Indirizzo di spedizione se diverso dal precedente |  |
| Nome del referente*                               |  |
| Titolo o funzione                                 |  |
| Numero di telefono*                               |  |
| E-mail*                                           |  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>3. Azione dei clienti intrapresa per conto dell'Organizzazione sanitaria</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Confermo di aver ricevuto l'Avviso di sicurezza e di averne letto e compreso il contenuto.                                                                                                                                                                               |  |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Ho eseguito tutte le azioni richieste dall'FSN.                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Le informazioni e le azioni necessarie sono state portate all'attenzione di tutti gli utenti interessati e sono state eseguite.                                                                                                                                          |  |
| <input type="checkbox"/>                                                        | <u>Possiedo</u> le unità interessate (inserire il numero di prodotti e il numero di lotto).                                                                                                                                                                              |  |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Possiedo le unità interessate e posso distruggerle <sup>(1)</sup> (inserire il numero di prodotti e il numero di lotto)<br><br><i><sup>(1)</sup> Se si seleziona questa opzione, al ricevimento del modulo di risposta Integra fornirà un certificato di distruzione</i> |  |
| <input type="checkbox"/>                                                        | <u>Non possiedo</u> le unità interessate.                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <input type="checkbox"/>                                                        | Ho una domanda e vi prego di contattarmi.                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Nome in stampatello*                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Firma*                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Data*                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| 4. Conferma di restituzione al mittente                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo e-mail                                                | <a href="mailto:emea-fsca@integralife.com">emea-fsca@integralife.com</a>                                                                                                                 |
| Numero di assistenza per i clienti                              | +33 (0) 6 30 20 69 66                                                                                                                                                                    |
| Indirizzo postale                                               | Ufficio di sorveglianza post-commercializzazione<br>Integra Immeuble Séquoia 2,<br>97 allée Alexandre Borodine<br>Parc technologique de la Porte des Alpes<br>69800 Saint Priest, France |
| Portale web                                                     | <a href="https://www.integralife.com/">https://www.integralife.com/</a>                                                                                                                  |
| Termine per la restituzione del modulo di risposta del cliente* | 02/05/2025                                                                                                                                                                               |

I campi obbligatori sono contrassegnati con \*

È importante che la sua organizzazione intraprenda le azioni descritte nell'avviso FSN e confermi la ricezione di detto avviso.

La risposta della sua organizzazione è la prova che ci occorre per monitorare l'andamento delle azioni correttive.

## Appendice 2: Esempio di etichetta del prodotto

**Riferimento 26-1221. Utilizzare il cerchio rosso sottostante per identificare il numero di lotto**

Perforateur jetable  
Einmal-Perforator  
Wegwerp ICP-perforator  
Perforatore monouso  
Perforador desechable  
Perfurador descartável

Integra LifeSciences Production Corporation  
11 Cabot Boulevard  
Mansfield, MA 02048 USA

EC REP

Integra LifeSciences Services (France)  
Immeuble Séquoia 2  
97 Allée Alexandre Borodine  
Parc Technologique de la Porte des Alpes  
69800 Saint Priest - France

MADE IN USA

U.S. Patent [www.integralife.com/patentmarking](http://www.integralife.com/patentmarking)



(01)10381780513599



(17)YYMMDD(10)SAMPLE

REF 26-1221

YYYY-MM-DD

LOT SAMPLE

YYYY-MM-DD

CODMAN® Disposable Perforator



STERILE | R | !

Rx Only



QTY 1

14mm

REV. R

CE 2797

| Numero di Parte | Numero di lotto | Data di scadenza |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 261221          | 5580821         | 30/06/2027       |
| 261221          | 6566289         | 31/07/2027       |
| 261221          | 7009033         | 31/01/2028       |
| 261221          | 7009035         | 31/08/2028       |
| 261230          | 7062002         | 30/04/2028       |
| 261230          | 7062006         | 30/04/2028       |
| 261230          | 7062013         | 31/05/2028       |
| 261230          | 7062014         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7092837         | 31/03/2028       |
| 261221          | 7195376         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7195380         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230293         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230295         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230296         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230430         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230431         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230439         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230440         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230441         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230442         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230443         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230444         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230445         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230446         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230447         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230448         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230449         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230450         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230451         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230452         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230453         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230454         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230455         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230456         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230457         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230458         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230459         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230460         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230461         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230462         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230463         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230464         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7230465         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7230466         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7230467         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7230468         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7230471         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230472         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7230473         | 31/05/2028       |
| 261221          | 7230474         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230475         | 30/04/2028       |
| 261221          | 7230476         | 30/04/2028       |



|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7230477 | 30/04/2028 |
| 261221 | 7230478 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230479 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230480 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230481 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230482 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230483 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230484 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230485 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230486 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230487 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230488 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230489 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230490 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230491 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230492 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230493 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230494 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230495 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230496 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230497 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230498 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230499 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230500 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230501 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230502 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230503 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230504 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230505 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230506 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230507 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230508 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230509 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230510 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230511 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230515 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230518 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230519 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230523 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230524 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230526 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230527 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230528 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230529 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230530 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230536 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230537 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230538 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230539 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230540 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230541 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230542 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230544 | 31/05/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7230548 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230551 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230553 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230563 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230566 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230572 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230574 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230577 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230579 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230580 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230581 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230582 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230583 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230585 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230587 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230589 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230590 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230591 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230592 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230593 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230595 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230596 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230597 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230598 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230599 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230600 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230601 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230602 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230603 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230604 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230605 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230606 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230607 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230608 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230609 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230611 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230612 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230613 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230615 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230617 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230618 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230619 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230620 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230621 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230622 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7230623 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233015 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233016 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233017 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233018 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233019 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233020 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233021 | 31/05/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7233022 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233023 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233024 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233027 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233028 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233029 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233030 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233031 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233035 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233036 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233038 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233039 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233040 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233041 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233042 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233043 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233044 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233045 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233046 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233047 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233048 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233049 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233052 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233053 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233055 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233057 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233058 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233059 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233060 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233064 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233078 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233081 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233082 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233086 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233088 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233093 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233094 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233095 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233097 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233098 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233099 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233101 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233102 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233103 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233104 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233105 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233106 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233111 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233114 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233115 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233116 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7233118 | 31/05/2028 |
| 261230 | 7255930 | 31/05/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261230 | 7255931 | 31/05/2028 |
| 261230 | 7255932 | 31/05/2028 |
| 261230 | 7255933 | 31/05/2028 |
| 261230 | 7255934 | 31/05/2028 |
| 261230 | 7255935 | 31/05/2028 |
| 261230 | 7255936 | 31/05/2028 |
| 261230 | 7255937 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7257216 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7257217 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7257218 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7257220 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7257224 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7257239 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7257253 | 31/05/2028 |
| 261221 | 7257315 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7257317 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7257329 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262092 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262108 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262113 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262116 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262117 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262120 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262121 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262122 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262123 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262124 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262125 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262126 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262127 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262128 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262129 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262130 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7262131 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263601 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263602 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263605 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263606 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263607 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263608 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263609 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263610 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263611 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263612 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263613 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263614 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263615 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263616 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263617 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263618 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263619 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263620 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263623 | 30/06/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7263624 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263625 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263626 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263628 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263629 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263630 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263631 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263632 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263633 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263634 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263635 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263636 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263638 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263639 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263640 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263641 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263642 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263643 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263646 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263647 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263650 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263651 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263652 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263653 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263657 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263658 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263659 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263661 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7263679 | 30/06/2028 |
| 261221 | 7265898 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7265916 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7265918 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7265957 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7265958 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7265963 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7265972 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7265973 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266302 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266304 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266305 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266306 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266308 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266311 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266314 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266316 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266318 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266319 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266330 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266332 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266344 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266345 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266350 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266352 | 31/07/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7266353 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266357 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266358 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266360 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266361 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266363 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266365 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266371 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266372 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266376 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7266377 | 31/07/2028 |
| 261230 | 7269522 | 31/07/2028 |
| 261230 | 7269523 | 31/07/2028 |
| 261230 | 7269524 | 31/07/2028 |
| 261230 | 7269525 | 31/07/2028 |
| 261230 | 7282944 | 31/07/2028 |
| 261230 | 7282945 | 31/07/2028 |
| 261230 | 7282946 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283009 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283011 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283013 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283015 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283016 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283019 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283020 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283021 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283022 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283023 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283026 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283027 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283029 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283035 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283038 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283039 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283045 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283046 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283047 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283053 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283056 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283057 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283068 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283070 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283073 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283080 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283082 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283084 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283087 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283089 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283091 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283097 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283098 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283100 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283102 | 31/07/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7283106 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283111 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283112 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283131 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283143 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283144 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283146 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283150 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283154 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283155 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283156 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283158 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283159 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283160 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283162 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283165 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283167 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283169 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283170 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283171 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283172 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283173 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283174 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283175 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283178 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283182 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283183 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283185 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283187 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283191 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283193 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283194 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283196 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283207 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283211 | 31/07/2028 |
| 261221 | 7283228 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283229 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283230 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283231 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283232 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283233 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283234 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283235 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283236 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283239 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283240 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283241 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283242 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283243 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283244 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283245 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283249 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283250 | 31/08/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7283252 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283253 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283254 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283255 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283258 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283259 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283260 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283261 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283262 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283263 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283264 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283265 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283266 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283267 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283268 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283270 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283271 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283272 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283273 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283274 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283275 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283276 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283277 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283278 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283279 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283281 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283282 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283283 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283285 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283286 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283287 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283288 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283289 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283290 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283291 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283292 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283293 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283294 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283295 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283296 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283297 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283298 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283300 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283301 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283302 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283303 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283305 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283306 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283307 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283308 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283309 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283310 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283313 | 31/08/2028 |



|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7283316 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283317 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283318 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283320 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283321 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283322 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283323 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283324 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283326 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283328 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283329 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283330 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283333 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283334 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283335 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283336 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283337 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283338 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283340 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283341 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283342 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283344 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283345 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283347 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283348 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283350 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283351 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283352 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283353 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283354 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283355 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283356 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283361 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283363 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283364 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283366 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283367 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283368 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283369 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283372 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283373 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283374 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283376 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283377 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283378 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283379 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283380 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283381 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283382 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283383 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283384 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283385 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283386 | 31/08/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7283387 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283388 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283389 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283390 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283391 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283392 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283393 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283394 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283395 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7283396 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285287 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285288 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285289 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285290 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285291 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285292 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285293 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285294 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285295 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285296 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285297 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285298 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285299 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285300 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285301 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285302 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285303 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285304 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285305 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285307 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285308 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285309 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285310 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285311 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285312 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285313 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285314 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285315 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285316 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285317 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285318 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285319 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285320 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285323 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285324 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285326 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285327 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285328 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285329 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285330 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285331 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285332 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285333 | 31/08/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7285334 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285335 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285336 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285337 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285338 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285339 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285340 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285341 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285343 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285344 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285345 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285346 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285347 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285348 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285349 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285350 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285351 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285352 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285353 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285354 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285355 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285356 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285357 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7285358 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285359 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285361 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285362 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285363 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285365 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285366 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285367 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7285368 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289154 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289157 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289159 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289160 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289161 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289162 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289163 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289164 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289165 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289166 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289167 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289168 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289169 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289170 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289171 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289172 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289173 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289174 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289175 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289176 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289177 | 31/08/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7289178 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289179 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289180 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289181 | 31/08/2028 |
| 261221 | 7289182 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289183 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289184 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289185 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289186 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289187 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289188 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289189 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289190 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289192 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289193 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289194 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289195 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289197 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289198 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289199 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289200 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289205 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289210 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289213 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7289214 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292798 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292799 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292801 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292802 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292803 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292805 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292807 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292808 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292810 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292811 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292814 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292817 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292820 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292821 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292822 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292823 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292824 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292825 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292826 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292828 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292830 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292831 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292835 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292836 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292837 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292839 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292840 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292842 | 30/09/2028 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261221 | 7292846 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292847 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292849 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292853 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292856 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292857 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292858 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292862 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292863 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292865 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292870 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292871 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292875 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292876 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7292877 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309285 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309288 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309298 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309415 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309486 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309487 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309499 | 30/09/2028 |
| 261221 | 7309534 | 31/10/2028 |
| 261221 | 7330190 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330198 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330199 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330201 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330202 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330203 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330206 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330209 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330210 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330211 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330212 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330213 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330215 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7330216 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7332648 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7332649 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7332651 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7332652 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344159 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344161 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344170 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344178 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344179 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344192 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344195 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344201 | 31/12/2028 |
| 261221 | 7344213 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7344220 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7344230 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7344240 | 31/01/2029 |

|        |         |            |
|--------|---------|------------|
| 261230 | 7348747 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356819 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356830 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356832 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356834 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356836 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356837 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356838 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356839 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356842 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356843 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356847 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356850 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356852 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356854 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356856 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356857 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356859 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356860 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7356876 | 31/01/2029 |
| 261221 | 7357392 | 28/02/2029 |
| 261221 | 7357399 | 28/02/2029 |