



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE A COLORI E SERVIZI ACCESSORI PER IL CENTRO STAMPA DEL MINISTERO DELLA SALUTE. CIG: 74444656DB.

ERRATA CORRIGE E PROROGA TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Si specifica che, per quanto concerne le CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE, riportate al paragrafo 4 del capitolato speciale d'oneri, relativamente alla RIP DI STAMPA ESTERNO ALL'APPARECCHIATURA CON TASTIERA E MOUSE, FUNZIONI DI INPOSITION DEI DOCUMENTI INVIATI, GESTIONE DELLE CODE DI STAMPA il valore minimo richiesto è $\geq 2400 \times 2400$ 1 bit.

CARATTERISTICA	LISTA VALORI O RANGE
RIP di stampa esterno all'apparecchiatura con tastiera e mouse, funzioni di inposition dei documenti inviati, gestione delle code di stampa	$\geq 2400 \times 2400$ 1 bit

Di conseguenza sono modificati tutti i testi dei documenti di gara che contengono il riferimento sopra citato e, in particolare, sono modificati come segue:

- la TABELLA relativa alle caratteristiche per l'assegnazione di punteggi tabellari, di cui al paragrafo 16 del disciplinare di gara CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, alla voce alla **RIP di stampa esterno all'apparecchiatura con tastiera e mouse, funzioni di inposition dei documenti inviati, gestione delle code di stampa** dove vengono modificate le voci "singola caratteristica tecnica/migliorativa/servizio offerto" e il conseguente "punteggio attribuito" come di seguito riportato:

SPECIFICA	SINGOLA CARATTERISTICA TECNICA MIGLIORATIVA/SERVIZIO OFFERTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO PER SPECIFICA
RIP di stampa esterno all'apparecchiatura con tastiera e mouse, funzioni di inposition dei documenti inviati, gestione delle code di stampa	2400 x 2400 1bit	0	8
	1200 x 1200 8bit	6	
	1200 x1200 10 bit	8	

- la TABELLA Modello 3 SCHEDE DI OFFERTA TECNICA alla voce RIP DI STAMPA ESTERNO ALL'APPARECCHIATURA CON TASTIERA E MOUSE, FUNZIONI DI INPOSITION DEI DOCUMENTI INVIATI, GESTIONE DELLE CODE DI STAMPA corretta come segue:

CARATTERISTICA	SINGOLA CARATTERISTICA MIGLIORATIVA/SERVIZIO OFFERTO	TECNICA	CARATTERISTICA/ VALORE OFFERTO <i>(contrassegnare con X il valore offerto)</i>
RIP di stampa esterno all'apparecchiatura con tastiera e mouse, funzioni di inposition dei documenti inviati, gestione delle code di stampa	2400 x 2400	1 bit	
	1200 x 1200	8bit	
	1200 x1200	10 bit	

In considerazione delle modifiche apportate ai documenti di gara, il termine per la ricezione delle offerte è prorogato al **28 maggio 2018 ore 12:00**, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

La prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno **28 maggio** alle ore **15:00**.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giuseppe Celotto