



Ministero della Salute

DM 11 ottobre 2007

Determinazione di taluni prezzi da assumere come base d'asta per le forniture al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della Legge 27/12/2006, n. 296

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, comma 796, lettera v) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della medesima lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 24 del 30 gennaio 2007, con il quale sono stati determinati i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006;

VISTO il Comunicato della Direzione Generale dei Farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute in data 23 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 24 del 30 gennaio 2007 relativo all' "individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e conseguenti adempimenti delle Regioni";

VISTI i dati pervenuti da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici e dalle Regioni e Province autonome, anche per il tramite dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali;

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione Unica sui Dispositivi medici nel corso delle quali sono stati valutati i dati predetti e, sulla base di tale verifica, ritenuti opportuni ed avviati approfondimenti e verifiche, anche attraverso il confronto con le strutture regionali deputate agli acquisti di dispositivi medici;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla definizione dei prezzi di una parte dei tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007, nelle more della conclusione degli approfondimenti relativi alle restanti tipologie;

RITENUTA l'opportunità di tener conto delle realtà locali in grado di ottenere, per l'efficienza delle strutture di acquisto, prezzi inferiori a quelli medi nazionali;

RAGGIUNTA, nella seduta del 20 settembre 2007 l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano



Ministero della Salute

DECRETA

Art. 1

1. Relativamente ai tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al presente decreto, i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 7 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti nella misura indicata nello stesso allegato in corrispondenza di ciascuna voce.
2. Le strutture acquirenti che abbiano ottenuto, nel corso del biennio 2005-2006, forniture di dispositivi medici mediante gare con base d'asta inferiore al prezzo indicato nell'allegato al presente decreto adottano, come base d'asta per le nuove gare, a parità di condizioni, un prezzo non superiore a quello precedentemente indicato.
3. Le stazioni appaltanti sono tenute, prima di aggiudicare le gare per la fornitura di dispositivi medici bandite nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2007 e la data di entrata in vigore del presente decreto, a verificare la convenienza economica dell'aggiudicazione, confrontando il prezzo di aggiudicazione con il prezzo di riferimento stabilito con il presente decreto.
4. Con successivi decreti sono stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario Nazionale, relativamente agli ulteriori tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.
5. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 ottobre 2007

Il Ministro della Salute
L. TURCO

Il Ministro dell'Economia
e delle Finanze
T. PADOA SCHIOPPA



Ministero della Salute

Allegato (art. 1, comma 1):

Elenco delle tipologie di dispositivi con i relativi prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 1 ml	Pezzo	0,05
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 2,5 ml	Pezzo	0,044
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 5 ml	Pezzo	0,046
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 10 ml	Pezzo	0,07
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 20 ml	Pezzo	0,084
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 2,5 ml	Pezzo	0,04
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 5 ml	Pezzo	0,046
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 10 ml	Pezzo	0,054
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 20 ml	Pezzo	0,07
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 30 ml	Pezzo	0,193
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 50-60 ml	Pezzo	0,21
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 2,5 ml	pezzo	0,04
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 5 ml	pezzo	0,067



Ministero della Salute

	irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago			
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 10 ml	pezzo	0,074
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 20 ml	pezzo	0,111
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 30 ml	Pezzo	0,167
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 50-60 ml	pezzo	0,21
A02010203	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono catetere	Da 50-60 ml	pezzo	0.188
A02010203	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono catetere	Da 100 ml	pezzo	0,84
A02010204	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso	Da 0,3 ml	Pezzo	0,06
A02010204	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso	Da 0,5 ml	Pezzo	0.046
H010101010101	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montate	Calibro Farmacopea europea 4, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 150, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 50	Pezzo	16,42
H010101010101	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montate	Calibro Farmacopea europea 1,5, calibro Farmacopea americana 4/0, lunghezza del filo cm 45, ago tagliente di precisione, curvatura ago 3/8, lunghezza dell'ago mm 19	Pezzo	9,35
H010101010101	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 150, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 40	Pezzo	9,50
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 26	Pezzo	3,24



Ministero della Salute

H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 31	Pezzo	2,82
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 31	Pezzo	2,64
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 4, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 36	Pezzo	3,58
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 90, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 48	Pezzo	4,32
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 26	Pezzo	3,12
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 27	Pezzo	2,58
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 90, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 40	Pezzo	3,34
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 4, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 90, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 1/2, lunghezza dell'ago mm 40	Pezzo	3,54
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 5, calibro Farmacopea americana 2, lunghezza del filo cm 90,	Pezzo	3,90



Ministero della Salute

		ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 48		
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 26	Pezzo	2,39
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 22	Pezzo	2,43
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 37	Pezzo	2,46
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 5/8 , lunghezza dell'ago mm 27	Pezzo	3,27
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 41	Pezzo	2,88
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	2,91
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 5, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	3,26
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	2,91
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	2,82
H020201010101	Suturatrici lineari rette monopaziente con lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea da 55 a 60 mm, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	250
H020201010101	Suturatrici lineari rette monopaziente con lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea da 75 a 80 mm, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	280



Ministero della Salute

H020201020101	Suturatrici lineari articolate monouso senza lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea mm 30, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	393
H020201020101	Suturatrici lineari articolate monouso senza lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea mm 55, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	356
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 55, altezza punto mm 3,85	Caricatore	147
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 60, altezza punto mm 3,8	Caricatore	128
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 60, altezza punto mm 4,8	Caricatore	162
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 75, altezza punto mm 3,85	Caricatore	188
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 80, altezza punto da mm 3,8 a mm 4,8	Caricatore	155
H0202010302	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta senza lama	Lunghezza della linea da mm 30 a mm 60, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Caricatore	101
H020301050102	Suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per laparoscopia	Lunghezza della linea da mm 35 a mm 45, altezza del punto da mm 2,5 a mm 3,8 lunghezza dello stelo da cm 27 a cm 44	Pezzo	423
H02030106	Caricatori per suturatrici lineari per videochirurgia	Lunghezza della linea mm 35, altezza punto da mm 2,5 a mm 3,5	Caricatore	182
H02030106	Caricatori per suturatrici lineari per videochirurgia	Lunghezza della linea mm 45, altezza punto da mm 2,5 a mm 4,1	Caricatore	183
M0201010102	Garze in cotone tagliate senza filo Rx non sterile	-----	Kg	4,5
M0201020101	Garze in cotone piegate senza filo Rx sterili	Strati 16, cm 7,5 x 7,5	pezzo	0,042
M0201020101	Garze in cotone piegate senza filo Rx sterili	Strati 16, cm 10 x 10	pezzo	0,064
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 16, 7,5 x 7,5 cm	pezzo	0,025
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 12, 10 x 10 cm	pezzo	0,06
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 16, 7,5 x 7,5 cm	pezzo	0,058
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 16, 10 x 10 cm	pezzo	0,068
M0201030201	Garze in cotone cucite con filo Rx sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 25 x 25 cm, 4 strati	pezzo	0,15
M0201030201	Garze in cotone cucite con filo Rx sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 50 x 50 cm, 4 strati	pezzo	0,36
M0201030202	Garze in cotone cucite con filo Rx non sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 20 x 20 cm, 4 strati	pezzo	0,097
M0201030202	Garze in cotone cucite con filo Rx non sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 40 x 40 cm, 4 strati	pezzo	0,19
M0201030202	Garze in cotone cucite	laparotomiche, titolo 12/8,	pezzo	0,36



Ministero della Salute

	con filo Rx non sterili	45 x 70 cm, 4 strati		
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In seta, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,56
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In seta, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	1,095
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In TNT, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,26
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In TNT, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,52
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In tela, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,23
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In tela, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,44
M050102	Cerottini chirurgici medicati	altezza 19,75 mm	pezzo	0,01
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	1,08
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 10 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	1,66
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 15 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	2,35
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 20 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	3,21
P0701010101	Protesi vascolari in pericardio rette	-----	Pezzo	1.756
P0701010201	Protesi vascolari omologhe rette	-----	Pezzo	2.648
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Impregnate con gelatina	Pezzo	267
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Con rivestimento in argento e misura da 20 a 40	Pezzo	546
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Con rivestimento in argento e misura 70	Pezzo	1.089
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Trattate con eparina	Pezzo	1.514
P070102010102	Protesi vascolari rette in dacron tessuto	-----	Pezzo	295
P070102010201	Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia (arco aortico - anche collaterali multipli - e toracoaddominali)	Impregnate	Pezzo	432
P070102010201	Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia (arco aortico - anche collaterali multipli - e toracoaddominali)	Con rivestimento in argento	Pezzo	968
P070102010202	Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto	Non medicate	Pezzo	296
P070102010202	Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto	Medicate con antibiotico	Pezzo	1.474
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Semplici, lunghezza \leq cm 20	Pezzo	312
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Semplici, lunghezza $\geq 30 \leq$ 60 cm	Pezzo	619
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Semplici, lunghezza \geq cm 70	Pezzo	815



Ministero della Salute

P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Con rivestimento in carbonio, lunghezza ≤ cm10	Pezzo	1.005
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Trattate con eparina	Pezzo	1.304
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con cuffia e rivestimento in carbonio, lunghezza cm 50-60	Pezzo	1.485
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con cuffia e rivestimento in carbonio, lunghezza cm 70-80	Pezzo	2.227
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con supporto radiale, lunghezza cm 40	Pezzo	1.027
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con supporto radiale, lunghezza cm 60	Pezzo	1.210
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con anelli rimovibili, lunghezza cm 70-80	Pezzo	1.313
P070102020201	Protesi vascolari biforcate in PTFE semplici	-----	Pezzo	922
P070102020202	Protesi vascolari biforcate in PTFE rinforzate	Lunghezza cm 70x40	Pezzo	1.841
P07020101	Patch in pericardio	cm 8 x 12-14	Pezzo	648
P07020101	Patch in pericardio	cm 5 x 5-10	Pezzo	250
P07020201	Patch in dacron	mm 6 x 75	Pezzo	55
P07020201	Patch in dacron	mm 8 x 75	Pezzo	61
P07020201	Patch in dacron	mm 10 x 75	Pezzo	73
P07020202	Patch in PTFE	Cm 1 x 9	Pezzo	237
P07020202	Patch in PTFE	Cm 2 x 9	Pezzo	283
P07020202	Patch in PTFE	Cm 5 x 7,5	Pezzo	402
P07020202	Patch in PTFE	Cm 10 x 15	Pezzo	1.290
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Estensione aortica per biforcata	Pezzo	1.780
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Estensione iliaca per biforcata controlaterale	Pezzo	2.793
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Estensione iliaca per biforcata ipsilaterale	Pezzo	2.187
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Base + una estensione	Pezzo	4.495
P0704010102	Endopotesi vascolari in dacron biforcate	Biforcata standard	Pezzo	4.301
P0704010201	Endoprotesi vascolari in PTFE rette	Estensione aortica per biforcata	Pezzo	1.776
P0704010201	Endoprotesi vascolari in PTFE rette	Estensione iliaca per biforcata controlaterale	Pezzo	3.111
P0704010201	Endoprotesi vascolari in PTFE rette	Estensione iliaca per biforcata ipsilaterale	Pezzo	1.968
P0704010202	Endoprotesi vascolari in PTFE biforcate	Biforcata standard	Pezzo	4.314
P0704020101	Stent coronarici nudi	In acciaio inossidabile	Pezzo	505
P0704020101	Stent coronarici nudi	In cromo o cromo-cobalto	Pezzo	572
P0704020102	Stent coronarici rivestiti	In carbonio	Pezzo	557
P0704020103	Stent coronarici a cessione di farmaco antiproliferativo	-----	pezzo	1.486
P090803010102	Cotili cementati per impianto primario in polietilene	-----	Pezzo	189
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario	In lega di titanio	Pezzo	838



Ministero della Salute

	metallico			
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario metallico	Ad espansione, in titanio-alluminio	Pezzo	1.063
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario metallico	In lega di acciaio forgiata cobalto-cromo- molibdeno	Pezzo	1.176
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario metallico	In titanio rivestito	Pezzo	1.014
P09080302	Componenti acetabolari per protesi di rivestimento	-----	Pezzo	2.516
P090804010201	Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari retti	In titanio	Pezzo	1.548
P090804010202	Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari anatomici	In titanio	Pezzo	1.499
P090804010202	Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari anatomici	In titanio rivestito in idrossiapatite	Pezzo	1.695
P090804050101	Teste femorali – Materiale ceramico per protesi parziali	-----	Pezzo	636
P090804050102	Teste femorali in materiale metallico per protesi parziali	In cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno	Pezzo	338
P090804050201	Teste femorali in materiale ceramico per protesi totali	In allumina pura (tipo BioloX® forte)	Pezzo	348
P090804050201	Teste femorali in materiale ceramico per protesi totali	In altri materiali ceramici, diversi dall'allumina pura (tipo BioloX® forte), e con esclusione dell'allumina con particelle di zirconio stabilizzato con ittrio (tipo BioloX® Delta)	Pezzo	405
P090804050202	Teste femorali in materiale metallico per protesi totali	In cromo- cobalto – molibdeno	Pezzo	337
P090804050202	Teste femorali in materiale metallico per protesi totali	In cromo- cobalto	Pezzo	362
P090804050202	Teste femorali in materiale metallico per protesi totali	Per accoppiamento metallo-metallo	Pezzo	784
P0908040503	Cupole biarticolari	In acciaio inox	Pezzo	232
S01010101	Buste piatte in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	150 x 200 mm	pezzo	0,020
S01010101	Buste piatte in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	200 x 400 mm	pezzo	0,044
S01010101	Buste piatte in accoppiato carta/film plastico per	300 x 500 mm	pezzo	0,092



Ministero della Salute

	sterilizzazione			
S01010102	Buste con soffietto in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	150 x 400 x 50 mm	pezzo	0,06
S01010102	Buste con soffietto in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	200 X 500 X 55 mm	pezzo	0,09
S01010102	Buste con soffietto in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	300 X 550 X 80 mm	pezzo	0,14
T01010101	Guanti chirurgici in lattice con polvere lubrificante	-----	paio	0,22
T01010102	Guanti chirurgici in lattice depolverati	-----	paio in unica confezione	0,32
T010201	Guanti non chirurgici in lattice	senza polvere	singolo guanto	0,027
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	con polvere	singolo guanto	0,018
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	senza polvere	singolo guanto	0,02
T01020202	Guanti non chirurgici in polietilene	non sterili	singolo guanto	0,0027
T01020202	Guanti non chirurgici in polietilene	sterili	singolo guanto	0,041
T01020299	Guanti non chirurgici sintetici	Senza polvere, in nitrile	Singolo guanto	0,046
Z130101	Pellicole radiografiche per uso generale	30 x 40 cm	Pezzo	0,86
Z130102	Pellicole radiografiche per uso toracico	35 x 43 cm	Pezzo	1,18
Z130103	Pellicole radiografiche per mammografia	18 x 24 cm	Pezzo	0,56
Z130103	Pellicole radiografiche per mammografia	24 x 30 cm	Pezzo	0,97
Z130107	Pellicole radiografiche per riproduzione da tecnologie laser	35 x 43 cm	Pezzo	2,05