

sostanza attiva	Denominazione prodotto generico	AIC	Forma Farmaceutica	Denominazione Medicinale di Riferimento	AIC Medicinale di Riferimento / N° identificativo UPD Medicinale di Riferimento
Carprofen	Acticarp 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini	Scatola con 1 flacone da 50 ml AIC: 104397017	Soluzione iniettabile	RIMADYL Bovini 50 mg/ml Soluzione iniettabile	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 103608016 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 103608028 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 103608030
Ceftiofur	Actionis 50 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini	Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 104289018 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 104289020 Flacone in PET da 100 ml A.I.C. n. 104289032 Flacone in PET da 250 ml A.I.C. n. 104289044	Sospensione iniettabile	EXCENEL Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 102366034 Scatola con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 102366010 Scatola con 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 102366059 Scatola con 10 flaconi da 50 ml A.I.C. n. 102366046 Scatola con 10 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 102366022
Clorexidina Miconazolo	Adaxio 20 mg/ml + 20 mg/ml Shampoo per cani	Flacone da 200 ml A.I.C. n.104684016 Flacone da 500 ml A.I.C. n.104684028 Scatola da 1 flacone da 200 ml A.I.C. n.104684030 Scatola da 1 flacone da 500 ml A.I.C. n.104684042	Shampoo	Sebolysse shampoo	
TRILOSTANO	Adrestan 10 mg capsule di gelatina dura	Confezione da 30 capsule da 10 mg AIC N° 104907011	capsule	Vetoryl 10 mg capsule dure per cani	Confezione da 3 blister in PVC-PVdc/alluminio, ciascuno contenente 10 capsule A.I.C. n. 103771046
TRILOSTANO	ADRESTAN 30 mg capsule dure	Confezione da 30 capsule da 30 mg AIC N° 104908013	capsule	Vetoryl 30 mg capsule dure	Confezione da 3 blister contenenti 10 capsule. A.I.C. n.103771010
TRILOSTANO	ADRESTAN 60 mg capsule dure	Confezione da 30 capsule da 60 mg AIC N°104909015	capsule	Vetoryl 60 mg capsule dure	Confezione da 3 blister contenenti 10 capsule A.I.C. n. 103771022
Imidacloprid	Advantage 40 mg spot-on per gatti piccoli e conigli	A.I.C. n. 104373067 Blister da 2 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104373079 Blister da 3 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104373081 Blister da 4 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104373093 Blister da 6 pipette da 0,4 ml	Soluzione spot-on	advantage 40 (uk)	
Imidacloprid	Advantage 80 mg soluzione spot-on per gatti grandi e conigli grandi	A.I.C. n. 104373016 Blister da 2 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 104373028 Blister da 3 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 104373030 Blister da 4 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 104373055 Blister da 6 pipette da 0,8 ml	Soluzione spot-on	advantage 40 (uk)	
moxidectin	AFILARIA SR 3,4 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per cani	Astuccio con 1 flacone polvere da 592 mg + 1 flacone solvente da 17 ml + adattatore A.I.C. n. 105070015 Astuccio con 1 flacone polvere da 592 mg + 1 flacone solvente da 17 ml + adattatore + siringa + ago A.I.C. n. 105070027 Astuccio con 1 flacone polvere da 197,3 mg + 1 flacone solvente da 5,67 ml + adattatore A.I.C. n. 105070039 Astuccio con 1 flacone polvere da 197,3 mg + 1 flacone solvente da 5,67 ml + adattatore + siringa + ago A.I.C. n. 105070041	polvere e solvente per sospensione iniettabile	GUARDIAN® SR 3,4 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per cani	Flacone in vetro da 20 ml di 538 mg + Flaconi in vetro da 28,5 ml + siringa + ago 103186019
Ketoprofene	Ainil 300 mg/ml concentrato per soluzione orale per bovini e suini	Flacone di polietilene ad alta densità da 500 ml A.I.C.n° 104902010	Concentrato per soluzione orale	DINALGEN 3% SOLUCION ORAL (ES)	Product identifier1a574c0-29e0-425a-8614-72e7c74950a5 Permanent identifier600000058958
Ossitetradicina	Alamycin LA 300 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed ovini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n° 102807017 Flacone da 250 ml - A.I.C. n° 102807029	Soluzione iniettabile	Duphaciclina 300 LA, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per Bovini, Suini, Ovini	100326014 – flacone da 100 ml 100326026 – flacone da 250 ml
Lincomicina Neomicina	Albiotic 330 mg / 100 mg Soluzione Intramammaria per bovine in lattazione	Scatola di cartone contenente 24 siringhe intramammarie in polietilene da 10 ml - A.I.C. 105547018	Soluzione intramammaria	Albiotic 330 mg/100 mg Intramammary Solution Huvepharma	Product identifier6644be6e-9107-4fdd-a17c-3f7db886c2c7 Permanent identifier600000064558
Cloprostenolo	ALFAGLANDIN C 0,250 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	28 fiale di vetro da 20 ml A.I.C. n. 104698016 1 fiala di vetro da 20 ml A.I.C. n. 104698028	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 100140045
Fipronil	ALFAMED 2,5 MG/ML SOLUZIONE SPRAY PER USO TOPICO PER CANI E GATTI	FLACONE DA 100 ML 104056015 FLACONE DA 250 ML 104056027 FLACONE DA 500 ML 104056033	Spray cutaneo, soluzione	FRONTLINE® SPRAY (fipronil 0,25%)	A.I.C. n. 103029017 A.I.C. n. 103029029 A.I.C. n. 103029033
Alfaxalone	Alfaxan Multidose 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e conigli da compagnia	Flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 105144012 Flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 105144024	Soluzione iniettabile	ALFAXAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flaconcino da 10 ml di soluzione - A.I.C. n. 104805015

Acido tolfenamico	ALGENAMIC 40 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini, suini, cani e gatti	Scatola contenente 1 flaconcino di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 105487019 Scatola contenente 1 flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105487021 Scatola contenente 1 flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 105487033 Scatola contenente 5 flaconcini di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 105487045 Scatola contenente 10 flaconi di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105487058 Scatola contenente 15 flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 105487060	Soluzione iniettabile	TOLFEDINE CS 40,0 mg/ ml Soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102502010 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102502022 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102502034
Flunixin meglumina	ALIVIOS, flunixin meglumina, soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini.	Flacone in vetro da 50 ml A.I.C. n. 103265017 Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 103265029 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 103265031 Flacone in vetro da 500 ml A.I.C. n. 103265043 Flacone in PP da 50 ml A.I.C. n. 103265056 Flacone in PP da 100 ml A.I.C. n. 103265068 Flacone in PP da 250 ml A.I.C. n. 103265070 Flacone in PP da 500 ml A.I.C. n. 103265082 Flacone in PET da 50 ml A.I.C. n. 103265094 Flacone in PET da 100 ml A.I.C. n. 103265106 Flacone in PET da 250 ml A.I.C. n. 103265118 Flacone in PET da 500 ml A.I.C. n. 103265120	Soluzione iniettabile	FINADYNE 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100099062 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934
Florfenicolo	Alphaflorosol 100 mg/ml soluzione destinata all'uso in acqua da bere per polli e suini	Flacone da 1 litro A.I.C. n. 105175018	Soluzione per uso in acqua da bere	FLORON 100 mg/ml, otopina za primjenu u vodi za piće, kokoši (tovni pliići) i svinje (CZ)	Product identifier: c2be2bd2-c129-41e5-9041-0154249c9ac5 Permanent identifier: 600000085408
Florfenicolo	Alphaflovet 20 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 10 kg 105245017	Premiscela per mangimi medicati	Floron 20 mg/g gyógypremix sertéseknék A.U.V. (HU)	Product identifier: cdf3ed-0423-4cae-96cb-b6d211e8071d Permanent identifier: 600000076851
Flubendazolo	Alphafluben 50 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini	Sacco di 12 Kg A.I.C. n. 105285011	Premiscela per mangimi medicati	Flubebol 50 mg/g gyógypremix A.U.V. (HU)	Product identifier: fa241ed-5969-47f1-b9d2-766e301f0364 Permanent identifier: 600000079298
Albendazolo	Alphalben 100 mg/ml sospensione orale per ovini e bovini	Bottiglia in polipropilene da 1 litro - A.I.C. n. 105067019	Sospensione orale	VERMITAN 10% (RO)	Product identifier: 68161b1a-caf7-4b12-9a8d-6bdaa05bbd26 Permanent identifier: 600000014828
Doxiciclina	Altidox, 500 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per suini, polli e tacchini	Sacco da 1kg, AIC n° 104963018 Sacco da 2kg, AIC n° 104963020	Polvere per uso in acqua da bere	PULMODOX 5 % PREMIX, 50mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 5 kg A.I.C. n. 103117014 Sacco da 25 kg A.I.C. n. 103117026 Secchio da 5 kg A.I.C. n. 103117038
ALTRENOGEST	Altresyn 4 mg/ml soluzione orale per suini	Scatola contenente 1 contenitore da 360 ml - A.I.C. n. 104113016 Scatola contenente 3 contenitori da 360 ml - A.I.C. n. 104113028 Contenitore da 540 ml - A.I.C. n. 104113030 Contenitore da 1080 ml A.I.C. n. 104113042	Soluzione orale	REGUMATE SUINI 4 mg/ml, soluzione orale per suini (scrofette).	Flacone da 540 ml - A.I.C. n. 102187046 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102187034
Menbutone	Alvebuton 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, maiali, cavalli, pecore, capre	Confezione contenente 1 flaconcino da 100 ml A.I.C. 105080016 Confezione contenente 10 flaconcini da 100 ml A.I.C. 105080028	Soluzione iniettabile	GENABILINE (FR)	Product identifier: 520fcd3a-9d42-4d7b-a848-6a141b75f4c0 Permanent identifier: 600000032132
Butorfanolo	Alvegesic vet. 10 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104049010	Soluzione iniettabile	Torbugesic 10 mg/ml Solution for Injection (IE)	Product identifier: d132c0a6-b352-46fa-9e96-05e58fb82d73 Permanent identifier: 600000064364
Atipamezolo	Alzane 5 mg/ml, soluzione iniettabile per cani e gatti	1 flacone da 10 ml - AIC n. 104201013 5 flaconi da 10 ml - AIC n. 104201025 10 flaconi da 10 ml - AIC n. 104201037	Soluzione iniettabile	Antisedan, 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013
Milbemicina Praziquantel	Amcopen 12,5 mg/125 mg compresse masticabili per cani che pesano almeno 5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105342048 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105342051 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105342063	Compresse	MILBEMAX compresse per cani	Confezione da 2 compresse 103615213 Confezione da 4 compresse 103615225 Confezione da 10 compresse 103615050 Confezione da 20 compresse 103615062 Confezione da 50 compresse 103615074
Milbemicina Praziquantel	Amcopen 2,5 mg/25 mg compresse masticabili per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105342012 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105342024 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105342036	Compresse	MILBEMAX* compresse per cani di piccola taglia e cuccioli	Confezione da 2 compresse 103615237 Confezione da 4 compresse 103615249 Confezione da 10 compresse 103615011 Confezione da 20 compresse 103615023 Confezione da 50 compresse 103615035 Confezione da 100 compresse 103615047
Fipronil	Amflee 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Confezione da 1 pipetta: AIC n. 104760133 Confezione da 3 pipette: AIC n. 104760145 Confezione da 6 pipette: AIC n. 104760158 Confezione da 10 pipette: AIC n. 104760160 Confezione da 20 pipette: AIC n. 104760172 Confezione da 30 pipette: AIC n. 104760184	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030185

Fipronil	AMFLEE 2,5 MG/ML SPRAY CUTANEO, SOLUZIONE PER GATTI E CANI	Flacone da 100 ml AIC: 104731017 Flacone da 250 ml AIC: 104731029 Flacone da 500 ml AIC: 104731031	Spray cutaneo, soluzione	Frontline Spray 0.25 %w/v (IE)	Product identifier2a779832-e901-49e0-9b5d-d548b2be83e9 Permanent identifier600000064213
Fipronil	Amflee 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Confezione da 1 pipetta: AIC n. 104760196 Confezione da 3 pipette: AIC n. 104760208 Confezione da 6 pipette: AIC n. 104760210	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197
Fipronil	Amflee 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Confezione da 1 pipetta: AIC n. 104760259 Confezione da 3 pipette: AIC n. 104760261 Confezione da 6 pipette: AIC n. 104760273 Confezione da 10 pipette: AIC n. 104760285 Confezione da 20 pipette: AIC n. 104760297 Confezione da 30 pipette: AIC n. 104760309	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	Amflee 50 mg Soluzione spot-on per gatti	Confezione da 1 pipetta: AIC n. 104760018 Confezione da 3 pipette: AIC n. 104760020 Confezione da 6 pipette: AIC n. 104760032 Confezione da 10 pipette: AIC n. 104760044 Confezione da 20 pipette: AIC n. 104760057 Confezione da 30 pipette: AIC n. 104760069	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	Amflee 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Confezione da 1 pipetta: AIC n. 104760071 Confezione da 3 pipette: AIC n. 104760083 Confezione da 6 pipette: AIC n. 104760095 Confezione da 10 pipette: AIC n. 104760107 Confezione da 20 pipette: AIC n. 104760119 Confezione da 30 pipette: AIC n. 104760121	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Fipronil (S)-Methoprene	AMFLEE combo 134 mg/ 120,6 mg Soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n.104920057 Scatola con 3 pipette A.I.C. n.104920069 Scatola con 6 pipette A.I.C. n.104920071 Scatola con 10 pipette A.I.C. n.104920083 Scatola con 30 pipette A.I.C. n.104920184	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M Blister da 1 pipetta da 1,34 ml AIC n. 103655041 Scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655054 Scatola 1 blister da 4 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655142 Scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655066
Fipronil (S)-Methoprene	AMFLEE combo 268 mg/ 241,2 mg Soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104920095 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104920107 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104920119 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104920121 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104920196	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI G Blister da 1 pipetta da 2,68 ml AIC n. 103655078 Scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655080 Scatola 1 blister da 4 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655155 Scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655092
Fipronil (S)-Methoprene	AMFLEE combo 402 mg/ 361,8 mg Soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104920133 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104920145 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104920158 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104920160 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104920208	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI XL Blister da 1 pipetta da 4,02 ml AIC n. 103655104 Scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655116 Scatola 1 blister da 4 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655167 Scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655128
Fipronil (S)-Methoprene	AMFLEE combo 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti	104918Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104918014 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104918026 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104918038 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104918040	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI	Blister da 1 pipetta da 0,5 ml AIC n. 103647018 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647032 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647044 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647020
Fipronil (S)-Methoprene	AMFLEE combo 67 mg/ 60,3 mg Soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n.104920018 Scatola con 3 pipette A.I.C. n.104920020 Scatola con 6 pipette A.I.C. n.104920032 Scatola con 10 pipette A.I.C. n.104920044 Scatola con 30 pipette A.I.C. n.104920172	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI P Blister da 1 pipetta da 0,67 ml AIC n. 103655015 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655027 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655130 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655039
Calcio Gluconato Iposolfito di magnesio esaidrato	AMINOSALT, 280 mg/ml + 90 mg/ml soluzione per infusione per bovini	Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104711015	Soluzione per infusione	BIOVEINE CALCIUM G.M.C. (FR)	Product identifier: 8b27220d-3479-4a46-86c6-d2cf4d2036d9 Permanent identifier: 600000035627

Amminosidina/Paromomicina	AMMINOFARMA B5 140 mg/ml soluzione per uso in acqua di bevanda, latte o latte ricostituito per bovini pre-ruminanti e suini	Scatola contenente 1 bottiglia in plastica da 125 ml - A.I.C. n. 105112015 Scatola contenente 1 bottiglia in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 105112039 Scatola contenente 1 bottiglia in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 105112054 Scatola contenente 1 bottiglia in plastica da 1 L - A.I.C. n. 105112078 Bottiglia in plastica da 125 ml - A.I.C. n. 105112027 Bottiglia in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 105112041 Bottiglia in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 105112066 Bottiglia in plastica da 1.000 ml - A.I.C. n. 105112080	Soluzione per uso in acqua da bere/latte	Gabbrovet 140 140 mg/g Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk (BE)	Product identifier: 5e9ec4ed-e7a5-48f7-9911-b6264820c1 Permanent identifier: 600000085988
Amoxicillina	Amoxibactin 250 mg compresse per cani	250 mg: 1 blister contenente 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712043 250 mg: 10 blisters contenenti ciascuno 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712056 250 mg: 25 blisters contenenti ciascuno 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712068	Compresse	Amoxibactin 250 mg, smakelijke tabletten voor honden (NL)	Product identifier: 1a798d4a-d5d0-4351-88b1-0e2b204ea14c Permanent identifier: 600000059399
Amoxicillina	Amoxibactin 50 mg compresse per cani e gatti	50 mg: 1 blister contenente 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712017 50 mg: 10 blisters contenenti ciascuno 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712029 50 mg: 25 blisters contenenti ciascuno 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712031	Compresse	Amoxibactin 50 mg, smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier: f31d06be-7d4c-4b7b-906d-84727aef537f Permanent identifier: 600000057285
Amoxicillina	Amoxibactin 500 mg compresse per cani	500 mg: 1 blister contenente 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712070 500 mg: 10 blisters contenenti ciascuno 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712082 500 mg: 25 blisters contenenti ciascuno 10 compresse appetibili - A.I.C. n. 104712094	Compresse	Amoxibactin 500 mg smakelijke tabletten voor honden (NL)	Product identifier: 0e2cae84-36dd-4513-991d-ada1672133b3 Permanent identifier: 600000057286
Amoxicillina	AMOXICILLINA GLOBAL VET HEALTH 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini	Sacco da 100 g - A.I.C. n. 104848039 Sacco da 200 g - A.I.C. n. 104848015 Sacco da 500 g - A.I.C. n. 104848041 Sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104848027	Polvere per uso in acqua da bere	Amoxinsol 50 % w/w powder for oral solution (IE)	Product identifier: 07c7e04c-6b16-486f-966c-ae3685f43349 Permanent identifier: 600000064338
Amoxicillina	AMOXY ACTIVE CTD 697 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini e anatre	Securitaïner da 100 grammi - A.I.C. n. 105209011 Securitaïner da 250 grammi - A.I.C. n. 105209023 Securitaïner da 500 grammi - A.I.C. n. 105209035 Securitaïner da 1 Kg - A.I.C. n. 105209047 Secchio da 1 Kg - A.I.C. n. 105209050 Secchio da 2,5 Kg - A.I.C. n. 105209062 Secchio da 5 Kg - A.I.C. n. 105209074	Polvere per uso in acqua da bere	Amoxinsol 50 % w/w powder for oral solution (IE)	Product identifier: 07c7e04c-6b16-486f-966c-ae3685f43349 Permanent identifier: 600000064338
Amoxicillina	AMOXY ACTIVE, 697 mg/g, polvere orale per suini e polli	Securitaïner da 100 g - A.I.C. n. 104643061 Securitaïner da 250 g - A.I.C. n. 104643073 Securitaïner da 500g - A.I.C. n. 104643010 Securitaïner da 1 kg - A.I.C. n. 104643022	Polvere per soluzione orale	Paracilline oplosbaar poeder voor oraal gebruik voor kippen en varkens (NL)	Product identifier: 5303a141-3386-44e3-8262-ebfe70a13b23 Permanent identifier: 600000058825
Florfenicolo	AMPHEN 200 mg/g granulato per uso in acqua da bere per suini	Sacco da 0,500 kg - A.I.C. n. 105272013 Sacco da 1 kg - A.I.C. n. 105272025	Premiscela per mangimi medicati	NUFLOR 40 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103912010 Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103912022
Ketamina	Anaestemine 100 mg/ml soluzione iniettabile	Flacone da 10 ml AIC n° 104673013 Flacone da 25 ml AIC n° 104673025 Flacone da 50 ml AIC n° 104673037	Soluzione iniettabile	IMALGENE (Revocato)	101335
EPTAMINOLO DIPROFILLINA CLORFENAMINA	Analeptol 50 mg/ml + 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti Ancesol 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Scatola di cartone contenente un flacone da 20 ml - A.I.C. 105679017 Scatola di cartone contenente un flacone da 50 ml - A.I.C. 105679029 1 Flacone da 100 ml. AIC n. 104704010 5 Flacone da 100 ml. AIC n. 104704022	Soluzione iniettabile	FRECARDYL (FR) NEO-ANTERGAN C.M., 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.	Product identifier: 3160462-6fa8-41d6-845c-fbe9cb2108fe Permanent identifier: 600000035527 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 103632016
Meloxicam	Animeloxan, 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Scatola con un flacone da 50 ml A.I.C. n. 105350019 Scatola con un flacone da 100 ml A.I.C. n. 105350021	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Praziquantel Pirantel Febantel	Anhelmin Plus Flavour compresse per cani	Scatola con 2 compresse A.I.C. n. 104844030 Scatola con 4 compresse A.I.C. n. 104844042	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Praziquantel Pirantel Febantel	Anhelmin Plus XL compresse per cani	Confezione da 2 compresse A.I.C. n. 104844016 Confezione da 4 compresse A.I.C. n. 104844028	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404

Antimoniato di meglumina	ANTIMANIA 300 mg/ml, soluzione iniettabile per cani.	5 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 104601012 10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 104601024	Soluzione iniettabile	GLUCANTIME 300 mg/ml soluzione iniettabile per cani	Scatola contenente 5 fiale - A.I.C. n. 102193012
Tiamazolo	APELKA 5 mg/ml soluzione orale per gatti	Flacone da 30 ml A.I.C. n. 104880012 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104880024	Soluzione orale	Felimazole 5 mg compresse rivestite per gatti	Tubo da 100 compresse: A.I.C. n. 103685018 Scatola contenente 4 blister da 25 compresse A.I.C. n. 103685044
Apramicina	APRAMICINA 10% solubile Polvere solubile per uso in acqua da bere per conigli, polli da carne (non utilizzare in galline che producono uova per il consumo umano), suini, vitelli	Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103542015 -	Polvere per uso in acqua da bere/latte	Apralan Solubile 552.000 UI/g polvere per uso in acqua da bere/ latte artificiale per suini, vitelli, polli e conigli	Flacone da 50 x 106 UI - A.I.C. n. 102442011 Sacco da 1.000 x 106 UI - A.I.C. n. 102442023
Apramicina	Apravet 552 UI/mg polvere per somministrazione in acqua da bere/latte per suini, vitelli, polli e conigli	Flacone contenente 90,58 g - A.I.C. n. 104991017 Scatola contenente 25 bustine da 1,812 g - A.I.C. n. 104991029 Sacchetto contenente 1811,6 g - A.I.C. n. 104991031	Polvere orale per uso in acqua da bere/latte	Apralan Solubile 552.000 UI/g polvere per uso in acqua da bere/ latte artificiale per suini, vitelli, polli e conigli	Flacone da 50 x 106 UI - A.I.C. n. 102442011 Sacco da 1.000 x 106 UI - A.I.C. n. 102442023
Apramicina	Apravet SC 100 000 UI/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 1 Kg A.I.C. n. 104915018 Sacco da 5 Kg A.I.C. n. 104915020 Sacco da 20 Kg A.I.C. n. 104915032	Premiscela per mangimi medicati	APRALAN 100 g/kg PREMEZCLA MEDICAMENTOSA (ES)	Product identifier: a6153fa6-b14f-4175-ba8e-2c75d6263d97 Permanent identifier: 600000054813
Amoxicillina	APSASOL AMOXICILLINA TRIDRATO 500 mg/g Polvere per uso nell'acqua da bere per suini, polli, anatre e tacchini	Sacchetto da 400 g - A.I.C. n. 105078012 Sacchetto da 1000 g - A.I.C. n. 105078024	Polvere per uso in acqua da bere	CEBIN AMOXICILINA 500 (ES)	Product identifier: b0c04734-f45f-402e-b064-b59c6cadfa71 Permanent identifier: 600000054953
Doxiciclina	APSASOL HIDOX 500 mg/g polvere per uso nell'acqua da bere per polli, suini e conigli	Sacco da 200 g A.I.C. n. 105426011 Sacco da 300 g A.I.C. n. 105426023 Sacco da 1 kg A.I.C. n. 105426035	Polvere per uso in acqua da bere	DOXIDOL 100 mg/g POLVO PARA ADMINISTRACION EN AGUA DE BEBIDA PARA AVES Y PORCINO (ES)	Product identifier: 4a48ae9-5bae-40a6-add5-49cdc55a218f Permanent identifier: 600000058940
Colistina	AQUACOLI 2 000 000 UI/ml, Soluzione per uso in acqua da bere o nel latte	Flacone di polietilene ad alta densità di 1 l A.I.C.n° 104531013 Flacone di polietilene ad alta densità di 5 l A.I.C.n° 104531025	Soluzione per uso in acqua da bere/latte	COLISTINE SULFATE 2 000 000 UI/ML BUVABLE VIRBAC (FR)	Product identifier: 2b16f2e7-6145-4a6c-a80b-d1c878b4fb9b Permanent identifier: 600000039895
Cefalonio	Arentor DC 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Scatola con 20 siringhe e 20 salviette detergenti A.I.C. n. 105182012 Secchiello con 120 siringhe e 120 salviette detergenti A.I.C. n. 105182024	Sospensione intramammaria	CEPRAVIN, 250 mg/3 g pomata intramammaria per bovine in asciutta	Scatola da 4 siringhe e 4 salviette - A.I.C. n. 101350027 Scatola da 20 siringhe e 20 salviette - A.I.C. n. 101350015 Scatola da 72 siringhe e 72 salviette - A.I.C. n. 101350039 Scatola da 100 siringhe e 100 salviette - A.I.C. n. 101350043
Marbofloxacina	ARISTOS 10, 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e scrofe.	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104197013 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104197025 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104197037	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 10 %, soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 102602012 Flaconcino da 50 ml A.I.C. n. 102602024 Flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 102602036 Flaconcino da 250 ml A.I.C. n. 102602048

Marbofloxacina	ARISTOS 2, 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104214010 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104214022 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104214034	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 2 % soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102854015 Flacone da 20 ml A.I.C. n. 102854027 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 102854039 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 102854041 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 102854054
Marbofloxacina	ARISTOS 4, 40mg/ml soluzione iniettabile per suini.	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104453016 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104453028 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104453030 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104453042 6 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 104453055	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 2 % soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102854015 Flacone da 20 ml A.I.C. n. 102854027 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 102854039 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 102854041
Marbofloxacina	ARISTOS P, 10 mg compresse divisibili per cani e gatti.	Scatola da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287103 Scatola da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287115	Compresse		
Marbofloxacina	ARISTOS P, 20 mg compresse divisibili per cani.	Scatola da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287040 Scatola da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287053 Scatola da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287065	Compresse	Marbocyl P 20 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611136 Confezione da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611148 Confezione da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611151
Marbofloxacina	ARISTOS P, 5 mg compresse divisibili per cani e gatti.	Scatola da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287014 Scatola da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287026 Scatola da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287038	Compresse	Marbocyl P 5 mg, compresse per cani e gatti	Confezione da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611100 Confezione da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611112 Confezione da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611124
Marbofloxacina	ARISTOS P, 80 mg compresse divisibili per cani.	Scatola da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287077 Scatola da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287089 Scatola da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104287091	Compresse	Marbocyl P 80 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611163 Confezione da 2 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611175 Confezione da 12 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611187
Benazepril	ARIXIL vet 20 mg compresse rivestite con film per cani	Scatola contenente 1 blister da 14 compresse – A.I.C. n. 105171019 Scatola contenente 2 blister da 14 compresse – A.I.C. n. 105171021 Scatola contenente 4 blister da 14 compresse – A.I.C. n. 105171033 Scatola contenente 10 blister da 14 compresse – A.I.C. n. 105171045	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 20 mg compresse per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962126 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962138 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962140
Permetrina Imidacloprid	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Scatola con 1 pipetta da 2,5 ml AIC n. 104800091 Scatola con 3 pipette da 2,5 ml AIC n. 104800192 Scatola con 4 pipette da 2,5 ml AIC n. 104800103 Scatola con 6 pipette da 2,5 ml AIC n. 104800115 Scatola con 10 pipette da 2,5 ml AIC n. 104800127	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 103628018 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103628020 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103628032 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103628044 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103628057 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103628069 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 103628071 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103628083 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103628095 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103628107 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103628119 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103628121 confezione da 24 pipette

Permetrina Imidacloprid	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Scatola con 1 pipetta da 0,4 ml A.I.C. n. 104800014 Scatola con 3 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800178 Scatola con 4 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800026 Scatola con 6 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800038 Scatola con 10 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800040	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 103629010 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103629022 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103629034 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103629046 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103629059 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103629061 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 103629135 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103629147 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103629150 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103629162 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103629174 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103629186 confezione da 24 pipette
Permetrina Imidacloprid	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	Scatola con 1 pipetta da 4 ml A.I.C. n. 104800139 Scatola con 3 pipette da 4 ml A.I.C. n. 104800204 Scatola con 4 pipette da 4 ml A.I.C. n. 104800141 Scatola con 6 pipette da 4 ml A.I.C. n. 104800154 Scatola con 10 pipette da 4 ml A.I.C. n. 104800166	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 103627016 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103627028 confezione da 2 pipette 10 A.I.C. n. 103627030 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103627055 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103627042 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103627067 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 103627079 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103627081 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103627093 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103627105 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103627117 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103627129 confezione da 24 pipette
Permetrina Imidacloprid	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	Scatola con 1 pipetta da 0,4 ml A.I.C. n. 104800014 Scatola con 3 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800178 Scatola con 4 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800026 Scatola con 6 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800038 Scatola con 10 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 104800040	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 103626014 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103626026 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103626038 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103626040 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103626053 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103626065 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 103626077 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103626089 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103626091 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103626103 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103626115 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103626127 confezione da 24 pipette
Procaina Adrenalina	ATICAIN, 40 mg/ml + 0,036 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, ovini.	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104723010 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104723022 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104723034	Soluzione iniettabile	Procaine HCl 4 % + Adrenaline Oplossing voor injectie (BE)	Product identifier 013f2a8-7167-403c-816a-23fcae033daf Permanent identifier 600000085343
Atipamezolo	ATIDORM 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 104882016	Soluzione iniettabile	Antisedan, 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104015
Atipamezolo	ATIPADINA 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	104563 Fiala di vetro da 10ml - A.I.C. n. 104563010	Soluzione iniettabile	Antisedan, 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104014
Atipamezolo	Atipam, 5 mg/ml soluzione iniettabile per gatti e cani	Flacone da 5 ml A.I.C. 103997019 Flacone da 10 ml A.I.C. 103997021 Flacone da 20 ml A.I.C. 103997033	Soluzione iniettabile	Antisedan, 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013
Ivermectina	Avalon 18,7 mg/g Pasta orale per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano	Scatola di cartone contenente 1 siringa da 7,49 g A.I.C. n. 104639012 Secchiello in plastica contenente 50 siringhe da 7,49 g A.I.C. n. 104639024	Pasta orale	EQVALAN 18,7 mg/g pasta orale per equin	1 siringa da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196017 1 siringa da 8,03 g pasta - A.I.C. n. 100196106 1 siringa da 11,77 g pasta - A.I.C. n. 100196118 40 siringhe da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196029 50 siringhe da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196031 50 siringhe da 8,03 g pasta - A.I.C. n. 100196120
Tilosina	AXENTYL 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	flacone da 100 ml A.I.C. n. 104457015 flacone da 250 ml A.I.C. n. 104457027	Soluzione iniettabile	TYLAN® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini	Flacone da 50 ml: A.I.C. n° 100121021 Flacone da 100 ml: A.I.C. n° 100121033 Flacone da 250 ml: A.I.C. n° 100121045
Azaperone	Azaporc 40 mg/ml, soluzione iniettabile per suini	scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105582011	Soluzione iniettabile	STRESNIL 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101294017
Benazepril	BANACEP vet 5 mg compresse rivestite con film per cani e gatti	1 blister (14 compresse) - A.I.C. n. 103929016 10 blister (140 compresse) - A.I.C. n. 103929028	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 5 Compresse per cani e gatti	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962090 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962102 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962114

Toltrazuril	Baycox Multi, 50 mg/ml sospensione orale per Bovini, Suini e Ovini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104985015 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104985027 Flacone da 1000 ml A.I.C. n. 104985039	sospensione orale	Baycox 50mg/ml Oral Suspension (DK)	Product identifier85873cc7-2dc0-444d-a945-a94e83c1fcd5 Permanent identifier600000060383
Fenossimetilpenicillina	BayCubis, 293 mg/g polvere per soluzione orale per polli	SECURTAINER DA 250 G A.I.C. n. 104355019 SECURTAINER DA 1 KG A.I.C. n. 104355021 BARATTOLO COMPOSITO DA 1 KG A.I.C. n. 104355033	Polvere per soluzione orale	PHENOXYPEN WSP, 325 mg/g polvere per soluzione orale per polli	AIC N° 103880011 (confezione da 250 g) AIC N° 103880023 (contenitore bianco in PP da 1000 g) AIC N° 103880035 (contenitore rettangolare multistrato da 1000 g)
Ivermectina	Baymec 1% Soluzione iniettabile per bovini e suini	flacone da 50 ml A.I.C. n. 103303018 flacone da 100 ml A.I.C. n. 103303020 flacone da 250 ml A.I.C. n. 103303032 flacone da 500 ml A.I.C. n. 103303044 flacone da 1 litro A.I.C. n. 103303057	Soluzione iniettabile	IVOMEC, 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 100197019 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 100197021 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 100197033 Scatola con 1 flacone da 1000 ml A.I.C. n. 100197045
Ivermectina	Baymec 5 mg/ml soluzione pour-on per Bovini	Flacone da 250ml A.I.C. No: 103306015 Flacone da 1000ml A.I.C. No: 103306027 Sacca da 2500ml A.I.C. No: 103306039 Sacca da 5000ml A.I.C. No: 103306041	Soluzione per uso topico	IVOMEC Pour-On, 5 mg/ml soluzione per pour-on per bovini	Confezione da 250 ml – A.I.C. n. 100308016 Confezione da 1 litro – A.I.C. n. 100308028 Confezione da 2,5 litri – A.I.C. n. 100308030
Enrofloxacin	Baytril flavour 25 mg/ml sospensione orale per gatti	A.I.C. n. 104308010, flacone da 8,5 ml A.I.C. n. 104308022, flacone da 15 ml	Sospensione orale	Baytril 15 e 50 mg -DE	
Enrofloxacin	Baytril Inject, 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104321017	Soluzione iniettabile	Baytril RSI - 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine (at)	Product identifier748e3d7-0fac-426b-b073-5019d4bd50d3 Permanent identifier600000072597
Benazepril	Benakor 20 mg compresse per cani	Benakor 20 mg compresse (28 compresse) blister in Alu/PVC - A.I.C. n. 103931034 Benakor 20 mg compresse (98 compresse) blister in Alu/PVC - A.I.C. n. 103931046 Benakor 20 mg compresse (28 compresse) blister in Alu/ Alu - A.I.C. n. 103931073	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 20 mg compresse per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962126 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962138 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962140
Benazepril	Benakor 5 mg compresse per cani	Benakor 5 mg compresse (28 compresse) blister in Alu/PVC - A.I.C. n. 103931010 Benakor 5 mg compresse (98 compresse) blister in Alu/PVC - A.I.C. n. 103931022 Benakor 5 mg compresse (28 compresse) blister in Alu/Alu - A.I.C. n. 103931059 Benakor 5 mg compresse (98 compresse) blister in Alu/Alu - A.I.C. n. 103931061	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 5 Compresse per cani e gatti	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962090 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962102 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962114
Betametasona Acido fusidico	Betafuse 1 mg/g + 5 mg/g, gel per cani	Confezione da 15 g di gel topico per cani - A.I.C. n. 104942014 Confezione da 30 g di gel topico per cani - A.I.C. n. 104942026	Gel orale	Trigoderm Gel 0.5 % w/w Fusidic acid, 0.1 % w/w Betamethasone (IE)	Product identifier: 5d08ee56-28a4-48bd-a35f-3200f85b136 Permanent identifier: 600000064488
Tilosina	Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	flacone da 100 ml A.I.C. 104706015	Soluzione iniettabile	TYLAN® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini	Flacone da 50 ml: AIC n° 100121021 Flacone da 100 ml: AIC n° 100121033 Flacone da 250 ml: AIC n° 100121045
Cefapirina	Bimacure 500 mg per bovine	Confezione contenente 10 siringhe preimpilate, 10 cateteri intrauterini e 10 guanti usa e getta – A.I.C. n. 105464010	Sospensione endouterina	METRICURE Sospensione per uso endouterino per bovine.	Confezione da 10 siringhe, 10 cateteri e 10 guanti – A.I.C. n. 101965010 Confezione da 12 siringhe – A.I.C. n. 101965022
Omeprazolo	Bimeprazolo 370 mg/g pasta orale per cavalli	Confezione da 1 siringa A.I.C. numero 105427013 Confezione da 7 siringhe A.I.C. numero 105427025 Confezione da 14 siringhe A.I.C. numero 105427037 Confezione da 72 siringhe A.I.C. numero 105427049	Pasta orale	GastroGard 370 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa A.I.C. n. 103656031 Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 103656017 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n. 103656043 Confezione da 72 siringhe A.I.C. n. 103656029
OSSITETRACICLINA	BIMODULA 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini, cavalli, cani e gatti	Flacone in vetro da 20 ml A.I.C. n. 105412011 Flacone in vetro da 50 ml A.I.C. n. 105412023 Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 105412035	Soluzione iniettabile	ENGEMICINA D.D. 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, equini non destinati alla	Flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 100024049 Flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 100024052 12 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 100024064
Ossitetradicina	BIMODULA 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini, cavalli, cani e gatti	Flacone in vetro da 20 ml A.I.C. n. 105412011 Flacone in vetro da 50 ml A.I.C. n. 105412023 Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 105412035 Flacone in PET da 100 ml A.I.C. n. 105412062 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 105412047 Flacone in PET da 250 ml A.I.C. n. 105412074 10 flaconi in vetro da 100 ml A.I.C. n. 105412050 10 flaconi in PET da 100 ml A.I.C. n. 105412086	Soluzione iniettabile	ENGEMICINA D.D. 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, suini, ovini, cani e gatti	Flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 100024049 Flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 100024052 12 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 100024064 6 flaconi in PET da 250 ml - A.I.C. n. 100024076 6 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 100024088 12 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100024090 Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100024102 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 100024114
Amoxicilina	Bimoxxyet LA 150 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, ovini e suini	Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104999014 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104999026 Flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 104999038 Flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 104999040	Sospensione iniettabile	BIMOXYL L.A. 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, suini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102255015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102255027
Benzilpenicillina procaina	Bimprocil 300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, ovini e suini	Scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105512014 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 105512026	Sospensione iniettabile	Procillin 300 mg/ml Suspension for Injection for Cattle, Sheep and Pigs (IE)	Product identifier: ac46780f-4635-4b6c-b124-8d74a9b0a877 Permanent identifier: 600000064574
Benzilpenicillina procaina	Bimpropen 300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, ovini e suini	Scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105511012 Scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105511024	Sospensione iniettabile	Procillin 300 mg/ml Suspension for Injection for Cattle, Sheep and Pigs (IE)	Product identifier: ac46780f-4635-4b6c-b124-8d74a9b0a877 Permanent identifier: 600000064574
Cloprosteno	Bioestrovot 0,250 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	1 flacone da 20 ml A.I.C. n. 104986017 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 104986029 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 104986031	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 100140045
Cloprosteno	Bioestrovot Swine 0,0875 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola di cartone con 1 flaconcino da 20 ml A.I.C. 105618019 Scatola di cartone con 1 flaconcino da 50 ml A.I.C. 105618021	Soluzione iniettabile	PLANATE (FR)	Product identifier0ea1b280-1543-4c47-a30a-a2fb4462de5 Permanent identifier600000032141
VALNEMULINA	BIOTILINA 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 25 kg A.I.C. 105351011	Premiscela per mangimi medicati	Econor 10% premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Econor 10%, Sacchi di plastica foderati in alluminio da 1 kg PER SUINI E CONIGLI 102897093 Econor 10%, Sacchi di plastica foderati in alluminio da 25 kg PER SUINI E CONIGLI 102897105



Marbofloxacina	Boflox 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone di vetro tipo II da 100 ml AIC: 104499013 Flacone di vetro tipo II da 250 ml AIC: 104499025	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 10 %, soluzione iniettabile per bovini e suini	Fiaconcino da 20 ml A.I.C. n. 102602012 Fiaconcino da 50 ml A.I.C. n. 102602024 Fiaconcino da 100 ml A.I.C. n. 102602036 Fiaconcino da 250 ml A.I.C. n. 102602048
Marbofloxacina	Boflox flavour 20 mg compresse per cani e gatti	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse, AIC n°104982018 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse (100 compresse), AIC n. 104982032	Compresse	Marbocyl P 20 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611136 Confezione da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611148 Confezione da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611151
Marbofloxacina	Boflox flavour 80 mg compresse per cani	Scatola contenente 2 blister da 6 compresse (12 compresse) - AIC n. 104982020 Scatola contenente 12 blister da 6 compresse (72 compresse) - AIC n. 104982044	Compresse	Marbocyl P 80 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611163 Confezione da 2 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611175 Confezione da 12 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611187
Doxiciclina	BOVIDOX 20 - 200 mg/g Polvere per uso orale per bovini (vitelli)	Cestello da 1 kg AIC n° 104592011 Sacco da 5 kg AIC n° 104592035	Polvere per soluzione orale	RONAXAN CONCENTRE 20 % (FR)	Product identifier:30532085-af5e-47b1-8ddb-07845fff5ced Permanent identifier:600000039912
Buprenorfina	Buprefelican Multidose 0,3 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Fiaconcino da 5 ml - A.I.C. n. 104835018 Fiaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 104835020 Fiaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104835032	Soluzione iniettabile	VETERGESIC MULTIDOSE 0,3 MG/ML SOLUTION INJECTABLE POUR CHIENS ET CHATS (FR) FR/V/0368/001 CMS: Austria Belgium Czechia Finland Germany Hungary Iceland Ireland Luxembourg Netherlands Norway Poland Slovakia Spain Sweden United Kingdom (Northern Ireland) Denmark	Product identifier: fa41ae7e-0997-430a-91fe-28c6ec957ab4 Permanent identifier: 600000035317
Butorfanolo	Butorgesic 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti	1 flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 105479012 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 105479024	Soluzione iniettabile	Torbugesic Vet 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti	Fiacone da 10 ml - A.I.C. n. 104459019 Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 104459021
Florfenicolo	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Fiaconcino da 100ml - A.I.C. 104955012 Fiaconcino da 250ml - A.I.C. 104955036	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Fiacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Gluconato di calcio Cloruro di magnesio Acido borico	Calcibel Forte, 380/60/50 mg/ml soluzione per infusione per cavalli, bovini, ovini, caprini e suini	Fiacone da 500 ml AIC 105568012 12 Flaconi da 500 ml non vendibili singolarmente AIC 105568024	Soluzione per infusione	C-B-Gluconat 38% plus 6% (DE)	Product identifier:2e278cfd-7bd4-4732-9592-df35954d4306 Permanent identifier:600000072871
Desametasone	CALIERCORTIN 4 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	1 flaconcino da 10 ml A.I.C. 105170017 1 flacone da 50 ml A.I.C. 105170029	Soluzione iniettabile	Dexamethason 4 mg/ml (DE)	Product identifier:b593565f-5b20-4a3d-8d41-c89c4292d0dd Permanent identifier:600000073352
Cabergolina	CALIERGOLIN 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti	Scatola contenente 1 flacone da 7 ml - A.I.C. n. 105008015 Scatola contenente 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 105008027 Scatola contenente 1 flacone da 24 ml - A.I.C. n. 105008039	Soluzione orale	GALASTOP, 50 mcg/ml, soluzione per uso orale per cane e gatto.	Fiacone da 3 ml A.I.C. n. 101560035 Fiacone da 7 ml A.I.C. n. 101560023 Fiacone da 15 ml A.I.C. n. 101560011 Fiacone da 24 ml A.I.C. n. 101560047
Calcio gluconato Cloruro di magnesio Acido borico	Calmafusion, 380mg/60mg/50mg, soluzione per infusione per bovini, ovini e suini	Fiacone in PP da 500 ml - A.I.C. n. 105413013 12 flaconi in PP da 500 ml - A.I.C. n. 105413025	Soluzione per infusione	Calvexyol, Infuzni roztok (CZ)	Product identifier: 8d1cca04-9984-4271-ae09-da0230d9acb3 Permanent identifier: 600000074953
Propentofillina	Canergy 100 mg compresse per cani	Scatola con 4 blister da 10 compresse AIC n. 104767013 Scatola con 6 blister da 10 compresse AIC n. 104767025 Scatola con 10 blister da 10 compresse AIC n. 104767037 Scatola con 25 blister da 10 compresse AIC n. 104767049	Compresse	Vivitonin 100 mg film-coated tablets (IE)	Product identifier:c715b74-c6f4-44b7-a1aa-cdea11b9159a Permanent identifier:600000064628
Carprofen	Canidryl 100 mg compresse per cani	Scatola contenente 10 compresse A.I.C. 103875136 Scatola contenente 20 compresse A.I.C. 103875035 Scatola contenente 30 compresse A.I.C. 103875062 Scatola contenente 140 compresse A.I.C. 103875050	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Canidryl 20 mg compresse per cani	20 COMPRESSE IN BLISTER DA 20 MG 103875011 30 COMPRESSE IN BLISTER DA 20 MG 103875098 140 COMPRESSE IN BLISTER DA 20 MG 103875074 1 BLISTER DA 10 CPR DA 20 MG 103875124	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Canidryl 50 mg compresse per cani	Scatola contenente 10 compresse in blister da 50 mg A.I.C. 103875112 Scatola contenente 20 compresse in blister da 50 mg A.I.C. 103875023 Scatola contenente 30 compresse in blister da 50 mg A.I.C. 103875100 Scatola contenente 100 compresse in blister da 50 mg A.I.C. 103875047 Scatola contenente 140 compresse in blister da 50 mg A.I.C. 103875086	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Fipronil Permetrina	CANIGUARD DUO 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 2 pipette A.I.C. n. 104974074 Scatola con 4 pipette A.I.C. n. 104974086 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104974098	Soluzione spot-on	Effitix 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 2.20ML AIC: 104680095 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680107 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680119 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680121
Fipronil Permetrina	CANIGUARD DUO 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	Scatola con 2 pipette A.I.C. n. 104974047 Scatola con 4 pipette A.I.C. n. 104974050 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104974062	Soluzione spot-on	Effitix 26.8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 0.44ML AIC: 104680018 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680020 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680032 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680044
Fipronil Permetrina	CANIGUARD DUO 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 2 pipette A.I.C. n. 104974100 Scatola con 4 pipette A.I.C. n. 104974112 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104974124	Soluzione spot-on	Effitix 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 4.40ML AIC: 104680133 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680145 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680158

Fipronil Permetrina	CANIGUARD DUO 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatola con 2 pipette A.I.C. n. 104974136 Scatola con 4 pipette A.I.C. n. 104974148 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104974151	Soluzione spot-on	Effitix 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 6.60ML AIC: 104680172 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680184 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680196 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680208
Fipronil Permetrina	CANIGUARD DUO 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola con 2 pipette A.I.C. n. 104974047 Scatola con 4 pipette A.I.C. n. 104974050 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104974062	Soluzione spot-on	Effitix 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 1.10ML AIC: 104680057 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680069 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680071 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680083
EFEDRINA	Caniphedrin 20 mg compresse per cani	Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno. AIC 105472017	Compresse	Caniphedrin-20 ad us. vet. (DE)	Product identifier8c3b3eb-f89d-48e9-9092-429275457bb3 Permanent identifier600000073306
EFEDRINA	Caniphedrin 50 mg compresse per cani	Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse ciascuno. AIC 105473019	Compresse	Caniphedrin-50 ad us. vet. (DE)	Product identifier30f464f6-311c-4ba7-a437-fd4baf2f339 Permanent identifier600000073354
Deltametrina	Canishield 0,77 g collare medicato per cani di taglia piccola e media	Scatola contenente 1 collare per cani di taglia grande A.I.C. n. 105391015 Scatola contenente 2 collari per cani di taglia grande A.I.C. n. 105391027	Collare	Scalbor protectorband 0,760 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 48 cm: A.I.C. n. 102510056
Deltametrina	Canishield 1,04 g collare medicato per cani di taglia grande	Scatola contenente 1 collare per cani di taglia grande A.I.C. n.105146017 Scatola contenente 2 collari per cani di taglia grande A.I.C. n.105146029	Collare	Scalbor protectorband 1,000 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm: A.I.C. n. 102510043
Praziquantel Pirantel Febantel	Canitel Plus compresse per cani	CONFEZIONE DA 2 COMPRESSE 104189042 CONFEZIONE DA 8 COMPRESSE 104189016 CONFEZIONE DA 24 COMPRESSE 104189028 CONFEZIONE DA 104 COMPRESSE 104189030	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Praziquantel Pirantel Febantel	Canitel Plus compresse per cani di taglia grande	Confezione da 50 compresse: AIC n. 104189055	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Levotiroxina	Canitroid flavoured 200 microgrammi compresse per cani	5 blister da 10 compresse da 200 mcg A.I.C. n. 104358015 25 blister da 10 compresse da 200 mcg A.I.C. n. 104358027	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Levotiroxina	Canitroid flavoured 400 microgrammi compresse per cani	5 blister da 10 compresse da 400 mcg A.I.C. n. 104358041 25 blister da 10 compresse da 400 mcg A.I.C. n. 104358054	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Levotiroxina	Canitroid flavoured 600 microgrammi compresse per cani	5 blister da 10 compresse da 600 mcg A.I.C. n. 104358078 25 blister da 10 compresse da 600 mcg A.I.C. n. 104358080	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Levotiroxina	Canitroid flavoured 800 microgrammi compresse per cani	5 blister da 10 compresse da 800 mcg A.I.C. n. 104358104 25 blister da 10 compresse da 800 mcg A.I.C. n. 104358116	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Fenbendazolo Pirantel Praziquantel	CANIVERM FORTE compresse 0.7 g	Caniverm forte compresse da 0,7 g 6 compresse AIC n 105013039 Caniverm forte compresse da 0,7 g 100 compresse AIC n 105013041	Compresse	CANIVERM forte, Tableta [Cz]	Product identifier: 5dfcaac6-a64f-4826-8fb1-6c8962bc7394 Permanent identifier: 600000060155
Fenbendazolo Pirantel Praziquantel	CANIVERM MITE compresse 0.175 g	Caniverm mite compresse da 0,175 g 6 compresse AIC n 105013015 Caniverm mite compresse da 0,175g 100 compresse AIC n 105013027	Compresse	CANIVERM forte, Tableta [Cz]	Product identifier: 5dfcaac6-a64f-4826-8fb1-6c8962bc7394 Permanent identifier: 600000060155
Benazepril	CARDINEFRIL 20 mg compresse rivestite per cani	Astuccio con 1 blister (14 compresse) - A.I.C. n.104832011 Astuccio con 2 blisters (28 compresse) - A.I.C. n. 104832023 Astuccio con 4 blisters (56 compresse) - A.I.C. n. 104832035	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 20 mg compresse per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962126 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962138 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962140
Benazepril	CARDINEFRIL 5 mg compresse rivestite per cani e gatti	Astuccio con 1 blister (14 compresse) - A.I.C. n.104857014 Astuccio con 10 blisters (140 compresse) - A.I.C. n.104857026	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 5 Compresse per cani e gatti	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962090 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962102 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962114
Pimobendan	Cardisure flavoured 1,25 mg compresse per cani	Blister in ALU/PVC Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. 104323011 Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. 104323023 Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104323035 Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. 104323047 Blister in ALU/ALU Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. 104323050 Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. 104323062 Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104323074 Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. 104323086	Compresse	Vetmedin 1,25 mg capsule per cani	100 capsule da 1,25 mg AIC n. 102409036
Pimobendan	Cardisure flavoured 10 mg compresse aromatizzate per cani	Blister in ALU/PVC Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. 104323252 Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. 104323264 Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104323276 Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. 104323288 Blister in ALU/ALU Scatola con 4 blister da 5 compresse A.I.C. 104323290 Scatola con 10 blister da 5 compresse A.I.C. 104323302 Scatola con 20 blister da 5 compresse A.I.C. 104323314 Scatola con 50 blister da 5 compresse A.I.C. 104323326	Compresse	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024

Pimobendan	Cardisure flavoured 2,5 mg compresse per cani	Blister in ALU/PVC Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. 104323098 Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. 104323100 Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104323112 Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. 104323124 Blister in ALU/ALU Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. 104323136 Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. 104323148 Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104323151 Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. 104323163	Compresse	Vetmedin 2,5 mg capsule per cani	100 capsule da 2,5 mg AIC n. 102409012
Pimobendan	Cardisure flavoured 5 mg compresse per cani	Blister in ALU/PVC Scatola con 2 blister da 10 compresse A.I.C. 104323175 Scatola con 5 blister da 10 compresse A.I.C. 104323187 Scatola con 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104323199 Scatola con 25 blister da 10 compresse A.I.C. 104323201 Blister in ALU/ALU Scatola con 4 blister da 5 compresse A.I.C. 104323213 Scatola con 10 blister da 5 compresse A.I.C. 104323225 Scatola con 20 blister da 5 compresse A.I.C. 104323237 Scatola con 50 blister da 5 compresse A.I.C. 104323249	Compresse	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
Betacarotene	Carofertin 10 mg/ml emulsione iniettabile per bovini e suini	Scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104951013 Scatola con 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104951025	Emulsione iniettabile	Carofertin 10 mg/ml injekčný roztok (SK)	Product identifier34ed0870-9292-4567-8488-465a3569106f Permanent identifier600000023222
Carprofen	Carporal 160 mg compresse per cani	Scatola contenente 2 blister da 10 compresse da 160 mg AIC N. 104793056 Scatola contenente 5 blister da 10 compresse da 160 mg AIC N. 104793068 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse da 160 mg AIC N. 104793070 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse da 160 mg AIC N. 104793082	Compresse	Rimadyl Palatable Tablets 20 mg (IE) Rimadyl smakelijke tabletten 50 mg voor honden (NL)	Product identifierf236c529-b582-4bfe-89ba-cbeafaa0e734 Permanent identifier600000064166 Product identifier175b0bdc-c135-4714-938c-445bb579db39 Permanent identifier600000059378
Carprofen	Carporal 40 mg compresse per cani	Scatola contenente 2 blister da 10 compresse da 40 mg AIC N. 104793017 Scatola contenente 5 blister da 10 compresse da 40 mg AIC N. 104793029 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse da 40 mg AIC N. 104793031 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse da 40 mg AIC N. 104793043	Compresse	Rimadyl Palatable Tablets 20 mg (IE) Rimadyl smakelijke tabletten 50 mg voor honden (NL)	Product identifierf236c529-b582-4bfe-89ba-cbeafaa0e734 Permanent identifier600000064166 Product identifier175b0bdc-c135-4714-938c-445bb579db39 Permanent identifier600000059378
Carprofen	CARPRODOLOR 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Scatola con 1 fiala da 50 ml A.I.C. n. 104500018	Soluzione iniettabile	RIMADYL Bovini 50 mg/ml Soluzione iniettabile	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 103608016 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 103608028 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 103608031
Carprofen	Carprodyl Quadri 120 mg compresse masticabili per cani	Astuccio con 2 blister da 6 compresse AIC n. 103892093 Astuccio con 20 blister da 6 compresse AIC n. 103892105 Astuccio con 40 blister da 6 compresse AIC n. 103892117 Astuccio con 80 blister da 6 compresse AIC n. 103892129	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Carprodyl Quadri 50 mg compresse per cani	2 blister da 10 compresse AIC n. 103892016 10 blister da 10 compresse AIC n. 103892028 20 blister da 10 compresse AIC n. 103892030 30 blister da 10 compresse AIC n. 103892042 40 blister da 10 compresse AIC n. 103892055 50 blister da 10 compresse AIC n. 103892067	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Carprofican 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Scatola con 1 fiala da 20 ml A.I.C. n. 104530011 Scatola con 5 fiale da 20 ml A.I.C. n. 104530023 Scatola con 10 fiale da 20 ml A.I.C. n. 104530035	Soluzione iniettabile	Rimadyl Iniettabile 50 mg/ml, soluzione iniettabile per cane e gatto	Flacone da 20 ml - A.I.C. n° 102191119
Carprofen	Carprox vet 100 mg compresse per cani	Scatola da 20 compresse da 100 mg A.I.C. 10420098 Scatola da 50 compresse da 100 mg A.I.C. 104200112 Scatola da 100 compresse da 100 mg A.I.C. 104200124 Scatola da 500 compresse da 100 mg A.I.C. 104200136	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Carprox vet 20 mg compresse per cani	Scatola da 20 compresse da 20 mg A.I.C. 104200011 Scatola da 50 compresse da 20 mg A.I.C. 104200023 Scatola da 100 compresse da 20 mg A.I.C. 104200035 Scatola da 500 compresse da 20 mg A.I.C. 104200047	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Carprox vet 50 mg compresse per cani	Scatola da 20 compresse da 50 mg A.I.C. 104200050 Scatola da 50 compresse da 50 mg A.I.C. 104200062 Scatola da 100 compresse da 50 mg A.I.C. 104200074 Scatola da 500 compresse da 50 mg A.I.C. 104200086	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Carprox vet 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 20 ml 104200148	Soluzione iniettabile	Rimadyl Iniettabile 50 mg/ml, soluzione iniettabile per cane e gatto	Flacone da 20 ml - A.I.C. n° 102191120
Butafosfano Cianocobalamina (vitamina B12)	Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti	Scatola contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105180018 Scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105180020	Soluzione iniettabile	CATOSAL, 100/0,05mg/ml, injekční roztok (CZ)	Product identifier: 301b7d0b-2207-445d-9e24-6be805fbff42 Permanent identifier: 600000060182
Butafosfano Cianocobalamina (vitamina B12)	Catophos 100 mg/ml + 0,05 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, cani e gatti	Flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105625014 Flaconcino da 250 ml - A.I.C. n. 105625026	Soluzione iniettabile	Phosphorum B12, 100,00 mg/ml + 0,05 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cani, gatti e animali da pelliccia	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100106018
ITRACONAZOLO	Catzol 10 mg/ml soluzione orale per gatti.	Scatola di cartone contenente un flacone da 52 ml AIC: 105592012	Soluzione orale	Itrafungol 10 mg/ml soluzione orale	AIC n.103689016

Cefalexina	Cefabactin 50 mg compresse per cani e gatti	Scatola con 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104940010	Compresse	Cefaral 50 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifierOec449d5-2a6f-4700-bba7-755d32df1f92 Permanent identifier600000079594
Cefapirina	Cefa-Safe® 300 mg sospensione intramammaria per bovine da latte alla messa in asciutta	Scatola di cartone da 20 siringhe e 20 salviette detergenti AIC 105548010 Secchiello da 144 siringhe e 144 salviette detergenti AIC 105548022	Sospensione intramammaria	Masti-Safe Intervet Deutschland GmbH (DE)	Product identifier92c525bd-208a-4c44-aba2-3b39d4c2a399 Permanent identifier600000073050
Cefalexina	Cefaseptin 300 mg compresse per cani	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse AIC n. 104819040 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse AIC n. 104819053 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse AIC n. 104819065	Compresse	Rilexine 300 mg Tablets for dogs (IE)	Product identifier755cb75b-d8ce-4ee0-82e8-5e9181e8b7fa Permanent identifier600000064432
Cefalexina	Cefaseptin 75 mg compresse per cani e gatti	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse AIC n. 104819014 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse AIC n. 104819026 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse AIC n. 104819038	Compresse	Rilexine 300 mg Tablets for dogs (IE)	Product identifier755cb75b-d8ce-4ee0-82e8-5e9181e8b7fa Permanent identifier600000064432
Cefalexina	Cefaseptin 750 mg compresse per cani	Scatola contenente 2 blister da 6 compresse AIC n. 104819077 Scatola contenente 12 blister da 6 compresse AIC n. 104819089 Scatola contenente 25 blister da 6 compresse AIC n. 104819091	Compresse	Rilexine 300 mg Tablets for dogs (IE)	Product identifier755cb75b-d8ce-4ee0-82e8-5e9181e8b7fa Permanent identifier600000064432
Ceftiofur	CEFAVEX 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.	Confezione con 1 fialone da 100ml AIC: 104519018 Confezione con 12 fialoni da 100ml AIC: 104519029	Sospensione iniettabile	Excenel RTU	
Ceftiofur	Cefenil RTU, 50 mg/ml, Sospensione iniettabile per Suini e Bovini	Fialone in vetro da 50 ml A.I.C. n. 104418013 Fialone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 104418025 Fialone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 104418037 Fialone in HDPE da 50 ml A.I.C. n. 104418049 Fialone in HDPE da 100 ml A.I.C. n. 104418052 Fialone in HDPE da 250 ml A.I.C. n. 104418064	Sospensione iniettabile	Excenel RTU	
Tilosina	Ceffect 25 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini	1 fialone di vetro da 100 ml A.I.C.n. 104458017 6 fialoni di vetro da 100 ml A.I.C.n. 104458029 12 fialoni di vetro da 100 ml A.I.C.n. 104458031 1 fialone di vetro da 250 ml A.I.C.n. 104458043 6 fialone di vetro da 250 ml A.I.C.n. 104458056	Soluzione iniettabile	TYLAN® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini	Fialone da 50 ml: AIC n° 100121021 Fialone da 100 ml: AIC n° 100121033 Fialone da 250 ml: AIC n° 100121045
Cefquinome	Ceffect LC 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione	scatola da 3 siringhe + 3 salviette detergenti A.I.C. n. 104627017 scatola da 15 siringhe + 15 salviette detergenti A.I.C. n. 104627029 scatola da 20 siringhe + 20 salviette detergenti A.I.C. n. 104627031 scatola da 24 siringhe + 24 salviette detergenti A.I.C. n. 104627043	Pomata intramammaria	Cobactan L, 75 mg, pomata intramammaria per bovine in lattazione.	Scatola da 3 tubi siringa A.I.C. n. 102623016 Scatola da 15 tubi siringa A.I.C. n. 102623028 Scatola da 20 tubi siringa A.I.C. n. 102623030 Scatola da 24 tubi siringa A.I.C. n. 102623042
Cefquinome	Cefquinor DC 150 mg pomata intramammaria per bovine in asciutta	SCATOLA CONTENENTE 20 SIRINGHE DA 4,5 ml AIC: 104691035 SCATOLA CONTENENTE 24 SIRINGHE DA 4,5 ml AIC: 104691011 SCATOLA CONTENENTE 60 SIRINGHE DA 4,5 ml AIC: 104691047 SECCHIELLO CONTENENTE 120 SIRINGHE DA 4,5 ml AIC: 104691023	Pomata intramammaria	Cephaguard DC 150 mg intramammary ointment (IE)	Product identifier: 959314cb-0bcc-4c25-9732-0cc2e3d93b40 Permanent identifier: 600000042806
Ceftiofur	Ceftiocyl 50 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini	Scatola di cartone con 1 fialone da 50 ml: AIC n° 104212016 Scatola di cartone con 1 fialone da 100 ml: AIC n° 104212028 Scatola di cartone con 1 fialone da 250 ml: AIC n° 104212030	Sospensione iniettabile	EXCENEL Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini	Scatola con 1 fialone da 50 ml A.I.C. n. 102366034 Scatola con 1 fialone da 100 ml A.I.C. n. 102366010 Scatola con 1 fialone da 250 ml A.I.C. n. 102366059 Scatola con 10 fialoni da 50 ml A.I.C. n. 102366046 Scatola con 10 fialoni da 100 ml A.I.C. n. 102366022
Ceftiofur	CEFTIACYL Flow 50 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini	Scatola di cartone con 1 fialone da 50 ml: AIC n° 105042016 Scatola di cartone con 1 fialone da 100 ml: AIC n° 105042028 Scatola di cartone con 1 fialone da 250 ml: AIC n° 105042030	Sospensione iniettabile	EXCENEL Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini	Scatola con 1 fialone da 50 ml A.I.C. n. 102366034 Scatola con 1 fialone da 100 ml A.I.C. n. 102366010 Scatola con 1 fialone da 250 ml A.I.C. n. 102366059 Scatola con 10 fialoni da 50 ml A.I.C. n. 102366046 Scatola con 10 fialoni da 100 ml A.I.C. n. 102366022
Ceftiofur	Ceftionil 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini	Fialone da 100 ml A.I.C. n. 104629011 Fialone da 250 ml A.I.C. n. 104629023	Sospensione iniettabile	Excenel RTU	
Ceftiofur	Ceftiosan, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini	Scatola di cartone 1 fialone vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104270057 Scatola di polistirene 15 fialoni vetro da 50 ml - A.I.C. n. 104270069 Scatola di cartone 1 fialone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270020 Scatola di polistirene 12 fialoni vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104270032 Scatola di cartone 1 fialone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270044 Scatola di polistirene 6 fialoni vetro da 250 ml - A.I.C. n. 104270018	Sospensione iniettabile	Excenel RTU	
Ceftiofur	Cemay, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini	Fialone da 100 ml A.I.C. n. 104329014 Fialone da 250 ml A.I.C. n. 104329026	Sospensione iniettabile	EXCENEL Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini	Scatola con 1 fialone da 50 ml A.I.C. n. 102366034 Scatola con 1 fialone da 100 ml A.I.C. n. 102366010 Scatola con 1 fialone da 250 ml A.I.C. n. 102366059 Scatola con 10 fialoni da 50 ml A.I.C. n. 102366046 Scatola con 10 fialoni da 100 ml A.I.C. n. 102366022
Cefalonio	Cepripect 250 mg Sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Scatola da 24 siringhe A.I.C. n. 105086019 Scatola da 60 siringhe A.I.C. n. 105086021 Secchiello da 120 siringhe A.I.C. n. 105086033	Sospensione intramammaria	Cepravin Dry Cow 250 mg Intramammary Suspension (IE)	Product identifier38fc9df7-1428-417e-94ef-051196414502 Permanent identifier600000064440
Praziquantel Pirantel embonato Febantel	CESTEM compresse aromatizzate per cani di piccola e media taglia.	1 blister da 2 compresse A.I.C. n. 104254014 1 blister da 8 compresse A.I.C. n. 104254038	Compresse	DRONTAL PLUS XL (revocato)	103324
Praziquantel Pirantel embonato Febantel	CESTEM compresse aromatizzate per cani di grossa taglia	Scatola da 1 blister da 2 compresse A.I.C. n. 104255017 Scatola da 2 blister da 4 compresse A.I.C. n. 104255031 Scatola da 24 blister da 2 compresse A.I.C. n. 104255056	Compresse	DRONTAL PLUS XL (revocato)	103324
Enrofloxacin	Cevaflox 100 mg/ml, soluzione orale per polli e tacchini	Fialone da 11 A.I.C. n. 104386026 Fialone da 100 ml A.I.C. n. 104386014	Soluzione orale	BAYTRIL 10 % SOLUTION BUVALE (FR)	Product identifierc12d1533-0e66-4b21-86d1-6ab0c77f0e86 Permanent identifier600000039943

Enrofloxacin	CEVAFLOX 150 mg, compresse appetibili per cani e gatti	2 blister da 5 compresse A.I.C. 104448030 20 blister da 5 compresse A.I.C. 104448042	Compresse	Baytril flavour 150 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155148 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155151
Enrofloxacin	CEVAFLOX 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	2 blister da 5 compresse A.I.C. 104448016 20 blister da 5 compresse A.I.C. 104448028	Compresse	Baytril flavour 50 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155136 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155175
Cloprostenolo	CEVAPROST, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini	1 fialone da 10 ml – A.I.C. n. 105125013 1 fialone da 20 ml – A.I.C. n. 105125025 10 fialoni da 20 ml – A.I.C. n. 105125037	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Fialone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Fialone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 fialoni da 20 ml – A.I.C. n. 100140045
Ceftiofur	Cevaxel-RTU 50 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini.	Fialone da 100 ml A.I.C. 104250016 Fialone da 250 ml A.I.C. 104250028 Fialone da 50 ml A.I.C. 104250030	Sospensione iniettabile	EXCENEL Fluid sospensione, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini	Scatola con 1 fialone da 50 ml A.I.C. n. 102366034 Scatola con 1 fialone da 100 ml A.I.C. n. 102366010 Scatola con 1 fialone da 250 ml A.I.C. n. 102366059 Scatola con 10 fialoni da 50 ml A.I.C. n. 102366046 Scatola con 10 fialoni da 100 ml A.I.C. n. 102366022
Toltrazuril	Cevazuril 50 mg/ml, sospensione orale per suinetti e vitelli	Scatola contenente 1 Bottiglia da 100 ml A.I.C. n. 104061015 Scatola contenente 1 Bottiglia da 250 ml A.I.C. n. 104061027 Bottiglia da 1 litro A.I.C. n. 104061039 Bottiglia da 250 ml A.I.C. n. 104061041	sospensione orale	Baycox 50 mg/ml Sospensione orale per suini (Revocato)	
Toltrazuril	CEVAZURIL®, 25 mg/ml, soluzione orale, per polli da carne e tacchini, da somministrare diluita in acqua da bere	Bottiglia da 100 ml: A.I.C. n. 103763013 Bottiglia da 1 litro: A.I.C. n. 103763025 Bottiglia da 5 litri: A.I.C. n. 103763037	Soluzione orale	Baycox®, 25 mg/ml, soluzione orale per polli da carne e tacchini, da somministrare diluita in acqua da bere	Fialone da 100 ml: 102253010 Fialone da 1 litro: 102253022 Tanica da 5 litri: 102253034
Ivermectina	Chanectin 5 mg/ml Pour-on Soluzione per Bovini	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 103987018 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 103987020 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 103987032	Soluzione Pour-On	VOMEK Pour-On, 5 mg/ml soluzione per pour-on per bovini	Confezione da 250 ml – A.I.C. n. 100308016 Confezione da 1 litro – A.I.C. n. 100308028 Confezione da 2,5 litri – A.I.C. n. 100308030
SELAMECTINA	Chanhold 120 mg soluzione per spot-on per cani 10,1–20,0 kg	NIN 105446114 120 mg - 3 pipette da 1 ml di sol. spot on per cani di peso tra 10.1 kg e 20.0 kg NIN 105446126 120 mg - 6 pipette da 1 ml di sol. spot on per cani di peso tra 10.1 kg e 20.0 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 120 mg soluzione per spot-on per cani 10,1–20,0 kg	AIC 102901055 120 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg AIC 1029010105 120 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg
SELAMECTINA	Chanhold 15 mg soluzione per spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg	NIN 105446013 15 mg - 3 pipette da 0.25 ml di sol. spot on per gatti e cani di peso minore o uguale a 2,5 kg NIN 105446025 15 mg - 15 pipette da 0.25 ml di sol. spot on per gatti e cani di peso minore o uguale a 2,5 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 15 mg soluzione per spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg	AIC 102901016 15 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg AIC 1029010129 15 mg spot on soluzione 15 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg
SELAMECTINA	Chanhold 240 mg soluzione per spot-on per cani 20,1–40,0 kg	NIN 105446138 240 mg - 3 pipette da 2 ml di sol. spot on per cani di peso tra 20.1 kg e 40 kg NIN 105446140 240 mg - 6 pipette da 2 ml di sol. spot on per cani di peso tra 20.1 kg e 40 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 240 mg soluzione per spot-on per cani 20,1–40,0 kg	AIC 102901067 240 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo verde 2 ml per cani 20,1–40,0 kg AIC 1029010117 240 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo verdi 2 ml per cani 20,1–40,0 kg
SELAMECTINA	Chanhold 30 mg soluzione per spot-on per cani 2,6–5,0 kg	NIN 105446076 30 mg - 3 pipette da 0.25 ml di sol. spot on per cani di peso tra 2.6 kg e 5.0 kg NIN 105446088 30 mg - 6 pipette da 0.25 ml di sol. spot on per cani di peso tra 2.6 kg e 5.0 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 30 mg soluzione per spot-on per cani 2,6–5,0 kg	AIC 102901030 30 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg AIC 102901079 30 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg
SELAMECTINA	Chanhold 360 mg soluzione per spot-on per cani 40,1–60,0 kg	NIN 105446153 360 mg - 3 pipette da 3 ml di sol. spot on per cani di peso tra 40.1 kg e 60 kg NIN 105446165 360 mg - 6 pipette da 3 ml di sol. spot on per cani di peso tra 40.1 kg e 60 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 360 mg soluzione per spot-on per cani 40,1–60,0 kg	AIC 1029010156 360 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40,1–60,0 kg AIC 1029010168 360 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40,1–60,0 kg
SELAMECTINA	Chanhold 45 mg soluzione per spot-on per gatti 2,6–7,5 kg	NIN 105446037 45 mg - 3 pipette da 0.75 ml di sol. spot on per gatti di peso tra 2.6 kg e 7.5 kg NIN 105446049 45 mg - 6 pipette da 0.75 ml di sol. spot on per gatti di peso tra 2.6 kg e 7.5 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 45 mg soluzione per spot-on per gatti 2,6–7,5 kg	AIC 102901028 45 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg AIC 102901081 45 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg
SELAMECTINA	Chanhold 60 mg soluzione per spot-on per cani 5,1–10,0 kg	NIN 105446090 60 mg - 3 pipette da 0.5 ml di sol. spot on per cani di peso tra 5.1 kg e 10.0 kg NIN 105446102 60 mg - 6 pipette da 0.5 ml di sol. spot on per cani di peso tra 5.1 kg e 10.0 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per cani 5,1–10,0 kg	AIC 102901042 60 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo marrone 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 102901093 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo marroni 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 1029010143 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml
SELAMECTINA	Chanhold 60 mg soluzione per spot-on per gatti 7,6–10,0 kg	NIN 105446052 60 mg - 3 pipette da 1 ml di sol. spot on per gatti di peso tra 7.6 kg e 10.0 kg NIN 105446064 60 mg - 6 pipette da 1 ml di sol. spot on per gatti di peso tra 7.6 kg e 10.0 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per gatti 7,6–10,0 kg	AIC 1029010131 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml per gatti 7,6–10 kg
tiamicinolo	CHEMITAF, 250 mg/ml, soluzione ad uso orale per polli da carne.	Confezione da 80 ml: A.I.C. N°104162019 Confezione da 1 litro: A.I.C. N°104162021 Confezione da 5 litri: A.I.C. N°104162033	soluzione ad uso orale	TAF 25%, 250 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini, anatre e oche.	Confezione da 80 ml: AIC n. 103552016 Confezione da 1 litro: AIC n. 103552028 Confezione da 5 litri: AIC n. 103552030
Paracetamolo	Chetamol 400 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere	Bottiglia da 1 litro – A.I.C. n. 105614010 Bottiglia da 1 litro con tappo a vite – A.I.C. n. 105614034 Tanica da 5L – A.I.C. n. 105614022	Soluzione per uso in acqua da bere	PRACETAM 20 % SOLUTION FOR USE IN DRINKING WATER	104215 unico in UPD anche noi autorizzato. Data di autorizzazione 2016
Aceticisteina	CISTIFLU 500 mg/g Polvere orale per equidi	Barattolo da 150 g - A.I.C. n. 105521013	Polvere per soluzione orale	EQUIMUCIL® GRANULATO N-Aceticisteina 50% Granulato ad uso orale per equidi	Astuccio contenente 20 bustine da 5 g - A.I.C. n. 101001028

Amoxicillina	CITRAMOX 1000 mg/g polvere in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini	Sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 105492033	Polvere per uso in acqua da bere	Amoxinol 50 % w/w powder for oral solution (E)	Product identifier: 07c7e04c-6b16-486f-966c-ae3685f43349 Permanent identifier: 600000064338
Amoxicillina	CITRAMOX L.A. 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini	Scatola di cartone con 1 fialone da 100 ml 105443016 Scatola di cartone con 1 fialone da 250 ml - A.I.C. n. 105443028	Sospensione iniettabile	VETRIMOXIN L.A.	Product identifier: 39bcd9b6-b12d-4954-81cb-03e8ed8395a6 Permanent identifier: 600000054979
Amoxicillina Acido clavulanico	Cladaxxa 200 mg/50 mg compresse masticabili per gatti e cani	Scatola con 10 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544050 Scatola con 20 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544062 Scatola con 100 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544074 Scatola con 500 compresse masticabili da 250 mg - A.I.C. n. 105544086	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	Cladaxxa 40 mg/10 mg compresse masticabili per gatti e cani	Scatola con 10 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544011 Scatola con 20 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544023 Scatola con 100 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544035 Scatola con 500 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544047	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	Cladaxxa 400 mg/100 mg compresse masticabili per cani	Scatola con 12 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544098 Scatola con 60 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544100 Scatola con 300 compresse masticabili - A.I.C. n. 105544112	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Amoxicillina Acido clavulanico	CLAVANYL, 500/125 mg/g Polvere per uso orale per suini	Barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 104678014	Polvere per soluzione orale	Amoksiklav 62,5 % (50 g +12,5 g)/100 g Proszek do podania w wodzie do picia	Product identifier: f343d161-4c43-4135-9c7d-2dc215144538 Permanent identifier: 600000056329
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavaseptin 250 mg – Compresse per cani	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 103747150 Scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 103747162 Scatola da 50 compresse - A.I.C. n. 103747174 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 103747186 Scatola da 120 compresse - A.I.C. n. 103747198 Scatola da 150 compresse - A.I.C. n. 103747200 Scatola da 200 compresse - A.I.C. n. 103747212 Scatola da 250 compresse - A.I.C. n. 103747224 Scatola da 300 compresse - A.I.C. n. 103747236 Scatola da 400 compresse - A.I.C. n. 103747248 Scatola da 500 compresse - A.I.C. n. 103747251 Scatola da 600 compresse - A.I.C. n. 103747263 Scatola da 750 compresse - A.I.C. n. 103747275 Scatola da 1000 compresse - A.I.C. n. 103747287	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavaseptin 50 mg – Compresse per cani e gatti	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 103747010 Scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 103747022 Scatola da 50 compresse - A.I.C. n. 103747034 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 103747046 Scatola da 120 compresse - A.I.C. n. 103747059 Scatola da 150 compresse - A.I.C. n. 103747061 Scatola da 200 compresse - A.I.C. n. 103747073	Compresse	Synulox Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavaseptin 500 mg Compresse per cani	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 103747299 Scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 103747301 Scatola da 50 compresse - A.I.C. n. 103747313 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 103747325 Scatola da 120 compresse - A.I.C. n. 103747337 Scatola da 150 compresse - A.I.C. n. 103747349	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavaseptin 62,5 mg – Compresse per cani e gatti	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 103747438 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 103747440 Scatola da 250 compresse - A.I.C. n. 103747453 Scatola da 500 compresse - A.I.C. n. 103747465	Compresse	Synulox Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavobay 250 mg compresse per cani.	TUBO DA 100 COMPRESSE DA 250 MG - A.I.C. n. 103674065 TUBO DA 250 COMPRESSE DA 250 MG - A.I.C. n. 103674077 Confezione contenente 4 blister da 5 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103674089 CONFEZIONE CONTENENTE 10 BLISTER DA 5 COMPRESSE DA 250 MG - A.I.C. n. 103674091 Confezione contenente 50 blister da 5 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103674103 CONFEZIONE CONTENENTE 20 BLISTER DA 5 COMPRESSE DA 250 MG - A.I.C. n. 103674115	Compresse	Synulox Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavobay 50 mg compresse per cani e gatti	TUBO DA 100 COMPRESSE DA 50 MG - A.I.C. n. 103674014 TUBO DA 500 COMPRESSE DA 50 MG - A.I.C. n. 103674026 Confezione contenente 2 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103674038 Confezione contenente 10 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103674040 CONFEZIONE CONTENENTE 50 BLISTER DA 10 COMPRESSE DA 50 MG - A.I.C. n. 103674053	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavobay 500 mg Compresse Palatabili per Cani	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 103955011 Scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 103955023 Scatola da 25 compresse - A.I.C. n. 103955035 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 103955047	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavusan 250 mg + 62,5 mg compresse per cani e gatti	Confezione da 10 compresse - A.I.C. n. 105685061 Confezione da 100 compresse - A.I.C. n. 105685097	Compresse	CYLANIC 250 mg + 62,5 mg compresse per cani e gatti	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 105501035 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 105501047

Amoxicillina Acido clavulanico	Clavusan 50 mg + 12,5 mg compresse per cani e gatti	Confezione da 10 compresse - A.I.C. n. 105685010 Confezione da 100 compresse - A.I.C. n. 105685046	Compresse	CYLANIC 50 mg + 12,5 mg compresse per cani e gatti	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 105501011 Scatola da 100 compresse A.I.C. n. 105501023
Amoxicillina Acido clavulanico	Clavusan 500 mg + 125 mg compresse per cani	Confezione da 10 compresse - A.I.C. n. 105685111 Confezione da 100 compresse - A.I.C. n. 105685147	Compresse	CYLANIC 500 mg + 125 mg compresse per cani	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 105501050 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 105501062
Clindamicina	Clindabactin 220 mg compresse masticabili per cani	Blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105224012	Compresse	ANTIROBE® Capsule da 150 mg per cani	Confezione da 150 mg, 16 capsule in blister: A.I.C. n. 102386051 Confezione da 150 mg, 80 capsule in blister: A.I.C. n. 102386063 Confezione da 150 mg, 16 capsule in flacone di plastica: A.I.C. n. 102386113 Confezione da 150 mg, 80 capsule in flacone di plastica: A.I.C. n. 102386125
Clindamicina	Clindabactin 440 mg compresse masticabili per cani	Blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105224024	Compresse	ANTIROBE® Capsule da 300 mg per cani	Confezione da 300 mg, 16 capsule in blister: A.I.C. n. 102386137 Confezione da 300 mg, 80 capsule in blister: A.I.C. n. 102386149
Clindamicina	Clindabactin 55 mg compresse masticabili per cani e gatti	Blister da 10 compresse – A.I.C. n.105224036	Compresse	ANTIROBE® Capsule da 25 mg per cani e gatti ANTIROBE® Capsule da 75 mg per cani e gatti	Confezione da 25 mg, 16 capsule in blister: A.I.C. n. 102386012 Confezione da 25 mg, 80 capsule in blister: A.I.C. n. 102386024 Confezione da 25 mg, 16 capsule in flacone di plastica: A.I.C. n. 102386075 Confezione da 25 mg, 80 capsule in flacone di plastica: A.I.C. n. 102386087 Confezione da 75 mg, 16 capsule in blister: A.I.C. n. 102386036 Confezione da 75 mg, 80 capsule in blister: A.I.C. n. 102386048 Confezione da 75 mg, 16 capsule in flacone di plastica: A.I.C. n. 102386099 Confezione da 75 mg, 80 capsule in flacone di plastica: A.I.C. n. 102386101
Clindamicina	Clindacutin 10 mg/g unguento per cani	Scatola di cartone contenente un tubo di alluminio da 20 g AIC 105457016	Unguento	Clindacutin (NL)	Product identifier10b602d2-f926-4e16-b9d7-6cea8b098549 Permanent identifier600000079644
Clindamicina	Clindaseptin 25 mg/ml soluzione orale per gatti e cani	Scatola con flacone in PET A.I.C. n. 104403011 Scatola con flacone in vetro A.I.C. n. 104403023	Soluzione orale	ANTIROBE GOUTTES (FR)	Product identifierbec8bf2c-f221-4408-bdb3-d30b0daab294 Permanent identifier600000039971
Clortetraciclina	CLORDOX 200, 200 mg/g, polvere solubile ad uso orale per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole	103975013 - sacco da 5 kg	Polvere per soluzione orale	Clortetraciclina TREI, 200 mg/g polvere solubile per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli da latte, polli da carne, galline ovaiole e suini	102543028 Sacco da 5 Kg; 102543016 Busta da 1 Kg
Ivermectina Clorsulon	Clovertin Plus Soluzione iniettabile per Bovini	Confezione da 50 ml: AIC n. 104371012 Confezione da 250 ml: AIC n. 104371048 Confezione da 500 ml: AIC n. 104371051	Soluzione iniettabile	Ivomec Super Injection for Cattle (IE)	Product identifier4c27cded-c3a1-40c3-b6d3-64ea3057308d Permanent identifier600000064600
Amprolium	COCCIBAL, 400 mg/ml Soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104363078 Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 104363080 Flacone da 5000 ml - A.I.C. n. 104363092	Soluzione per uso in acqua da bere	NEMAPROL (FR)	Permanent identifier: 600000038836 Product identifier: 04839eeb-6f4d-4a6d-92ff-88e8e22e5a88
Colistina	Coldostin, 4.800.000 UI/g, polvere per uso in acqua da bere o latte	Barattolo da 1 Kg A.I.C. n. 104933015 Securitaîner da 100 g – A.I.C. n.104933027 Securitaîner da 1 kg – A.I.C. n.104933039 Secchio da 1kg – A.I.C. n.104933041	Soluzione per uso in acqua da bere/latte	COLISTINE SULFATE 2 000 000 UI/ML BUVABLE VIRBAC (FR)	Product identifier2b16f2e7-6145-4a6c-a80b-d1c878b4fb9b Permanent identifier600000039895
Colistina	Coliplus 2.000.000 UI/ml concentrato per soluzione orale per uso in acqua da bere per bovini, ovini, suini e polli	CONFEZIONE DA 1 LITRO 104075015 CONFEZIONE DA 5 LITRI 104075027	Concentrato per soluzione orale	COLIVET SOLUTION (FR)	Product identifier91b86b25-69a0-4f71-a0aa-4be254a0305 Permanent identifier600000040225
Enrofloxacin Lincomicina Spectinomicina	Colmyc 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini, ovini e caprini	Flacone da 250 ml: A.I.C. numero 104216015 Bottiglia da 1 litro: A.I.C. numero 104216027 Tanica da 5 litri: A.I.C. numero 104216039	Soluzione iniettabile	BAYTRIL 10%	101063
Lincomicina Spectinomicina	COMBOMICIN 50 mg/ml + 100 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone in vetro da 50 ml A.I.C. n. 105137018 Flacone in PET da 50 ml A.I.C. n. 105137020	Soluzione iniettabile	LINCOSPECTIN 50 + 100 mg/ml soluzione iniettabile per suini, vitelli, ovini, cani e gatti	Flacone da 50 ml: AIC n. 100237054 Flacone da 100 ml: AIC n. 100237066 Flacone da 250 ml: AIC n. 100237078
Lincomicina Spectinomicina	COMBOMICIN 50 mg/ml + 100 mg/ml soluzione iniettabile per suini, vitelli non ruminanti e ovini.	Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 105137032 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 105137057 Flacone in vetro da 500 ml A.I.C. n. 105137071 Flacone in PET da 100 ml A.I.C. n. 105137044 Flacone in PET da 250 ml A.I.C. n. 105137069 Flacone in PET da 500 ml A.I.C. n. 105137083	Soluzione iniettabile	LINCOSPECTIN 50 + 100 mg/ml soluzione iniettabile per suini, vitelli, ovini, cani e gatti	Flacone da 50 ml: AIC n. 100237054 Flacone da 100 ml: AIC n. 100237066 Flacone da 250 ml: AIC n. 100237078

Fipronil (S)-Methoprene	Combotec 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola contenente 3 pipette A.I.C. n. 105304024	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M	Blister da 1 pipetta da 1,34 ml AIC n. 103655041 Scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655054 Scatola 1 blister da 4 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655142 Scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655066
Fipronil (S)-Methoprene	Combotec 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola contenente 3 pipette A.I.C. n. 105304036	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI G	Blister da 1 pipetta da 2,68 ml AIC n. 103655078 Scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655080 Scatola 1 blister da 4 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655155 Scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655092
Fipronil (S)-Methoprene	Combotec 402 mg/361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande	Scatola contenente 3 pipette A.I.C. n. 105304048	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI XL	Blister da 1 pipetta da 4,02 ml AIC n. 103655104 Scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655116 Scatola 1 blister da 4 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655167 Scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655128
Fipronil (S)-Methoprene	Combotec 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti	Scatola contenente 3 pipette A.I.C. n. 105305015	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI	Blister da 1 pipetta da 0,5 ml AIC n. 103647018 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647032 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647044 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647020
Fipronil (S)-Methoprene	Combotec 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola contenente 3 pipette A.I.C. 105304012	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI P	Blister da 1 pipetta da 0,67 ml AIC n. 103655015 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655027 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655130 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655039
Meloxicam	Contacera 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	104605050 FLACONE DA 100 ML 104605062 FLACONE DA 250 ML	sospensione orale	Metacam 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	15 mg/ml sospensione orale cavalli flacone 250 ml AIC 104378056
Meloxicam	Contacera 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	104605023 FLACONE DA 50 ML IN VETRO 104605035 FLACONE DA 100 ML IN VETRO 104605047 FLACONE DA 250 ML IN VETRO 104605011 FLACONE DA 20 ML IN VETRO	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
FENILPROPANOLAMINA	CONTINENCE 40 mg/ml sciroppo per cani	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104501010	Sciroppo	PROPALIN Sciroppo, 40 mg/ml, cani	Flaconcino da 30 ml con siringa graduata da 1,5 ml A.I.C. n. 103612014 Flaconcino da 100 ml con siringa graduata da 1,5 ml A.I.C. n. 103612026
Albendazolo	Contruerme 100 mg/ml sospensione per uso orale per ovini	Confezione da 1 litro - A.I.C. n. 104914015 Confezione da 2,5 litri - A.I.C. n. 104914027	Sospensione orale	VALBAZEN 100 mg/ml sospensione per uso orale per bovini ed ovini	Confezione da 1 litro - A.I.C. n. 101439065 Confezione da 2,5 litri - A.I.C. n. 101439040
Desametasone	CORTEXONAVET 2 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti	Scatola con un flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105189017 Scatola con un flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105189029	Soluzione iniettabile	DEXADRESON, 2 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034
Prednisolone	Cortico Veyxin 10 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti	Scatola da 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 104998012 Scatola da 6 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 104998024 Scatola da 12 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 104998036	sospensione iniettabile	Prednisolonacetat 1% (DE)	Product identifier7dae586a-30e0-4e8d-b1a3-5a8c19c334e2 Permanent identifier600000072968
Cabergolina	CRIPOTLAT 50 µg/ml soluzione orale per cani e gatti.	Flacone da 3 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 5 kg di peso) - A.I.C. n. 104022013 Flacone da 7 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 11 kg di peso) - A.I.C. n. 104022025 Flacone da 15 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 25 kg di peso) - A.I.C. n. 104022037 Flacone da 24 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 40 kg di peso) - A.I.C. n. 104022049	Soluzione orale	GALASTOP, 50 mcg/ml, soluzione per uso orale per cane e gatto.	Flacone da 3 ml - A.I.C. n. 101560035 Flacone da 7 ml - A.I.C. n. 101560023 Flacone da 15 ml - A.I.C. n. 101560011 Flacone da 24 ml - A.I.C. n. 101560047
Cloprostenolo	CRONIPART 250 µg/ml soluzione iniettabile per scrofe	Astuccio da 5 flaconi da 20 ml A.I.C. n. 104655016	Soluzione iniettabile	ESTROTEK 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovine, bufale, scrofe, cavalle	Flacone da 20 ml A.I.C. n. 100322027 Scatola da 5 flaconi da 20 ml A.I.C. n. 100322041
Flunixin meglumina	Cronyxin 50 mg/g pasta orale per equini	Scatola da 1 siringa per somministrazione orale A.I.C. n.105165017 Scatola da 2 siringhe per somministrazione orale A.I.C. n.105165029 Scatola da 3 siringhe per somministrazione orale A.I.C. n.105165031 Scatola da 6 siringhe per somministrazione orale A.I.C. n.105165043 Scatola da 12 siringhe per somministrazione orale A.I.C. n.105165056	Pasta orale	Finadyne Paste (DE)	Product identifier2aa30f03-d3f4-447d-9647-33abd07b713b Permanent identifier600000073225



Alofuginone	Cryptisel 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Flacone da 300 ml - A.I.C. n.105468019 Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 105468011 Flacone da 1 litro - A.I.C. n.105468033 Flacone da 300 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 105468045 Flacone da 500 ml con pompa dosatrice - A.I.C. n. 105468058 Flacone da 1 litro con pompa dosatrice - A.I.C. n. 105468060	Soluzione orale	HALOCUR 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Flacone da 500 ml contenente 490 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358013 Flacone da 1000 ml contenente 980 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358025
FORMOSULFATAZOLE	CURAMETRIL 2,5 g pasta endouterina per bovine.	Astuccio contenente 10 siringhe da 10 g di pasta endouterina A.I.C. n.104377015	Pasta endouterina	SOCATIL METRITIS, 2,5 g Pasta endouterina per bovine, in siringa preriempita.	AIC n° 103937013 - astuccio contenente 10 siringhe da 10 g di pasta endouterina
Fenbendazolo	Curafen 50 mg/g polvere orale per suini	5 sacchetti in LDPE laminato da 200g di polvere orale per suini A.I.C. N. 104829015 Sacco in LDPE laminato da 1kg di polvere orale per suini A.I.C. n. 104829027 Busta in LDPE da 1kg di polvere orale per suini A.I.C. n. 104829039	Polvere per soluzione orale	Curafen 50 mg/g oral powder for pigs (BE)	Product identifier797fbaf9-2724-4e71-8ed4-413beedcf63b Permanent identifier600000048302
Ciclosporina	Cyclavance 100 mg/ml soluzione orale per cani e gatti	AIC n 104633019 Flacone da 5 ml AIC n 104633021 Flacone da 15 ml AIC n 104633033 Flacone da 30 ml AIC n 104633045 Flacone da 60 ml AIC n 104633060 Flacone da 5 ml AIC n 104633072 Flacone da 15 ml AIC n 104633084 Flacone da 30 ml AIC n 104633058 Flacone da 50 ml	Soluzione orale	Atoplus 100 mg capsule molli per cani.	Confezione da 15 capsule 103635165 Confezione da 30 capsule 103635114 Confezione da 60 capsule 103635126
Cloprostenolo	Cyclix bovini 250 microgrammi/ml soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103765018 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103765020	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 100140046
Cloprostenolo	Cyclix Suini 87,5 µg/ml soluzione iniettabile	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103764015 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103764027	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 100140045
potassio clavulanato, amoxicillina triidrato	CYLANIC 250 mg + 62,5 mg compresse per cani e gatti	Scatola da 10 compresse A.I.C. 105501035 Scatola da 100 compresse A.I.C. 105501047	Compresse	Synulox Palatable Tablets 50 mg (IE)	Product identifier71379d37-4a15-4f71-82a4-94320b2cfc3 Permanent identifier600000064519
potassio clavulanato, amoxicillina triidrato	CYLANIC 50 mg + 12,5 mg compresse per cani e gatti	Scatola da 10 compresse A.I.C. 105501011 Scatola da 100 compresse A.I.C. 105501023	Compresse	Synulox Palatable Tablets 50 mg (IE)	Product identifier71379d37-4a15-4f71-82a4-94320b2cfc3 Permanent identifier600000064519
potassio clavulanato, amoxicillina triidrato	CYLANIC 500 mg + 125 mg compresse per cani	Scatola da 10 compresse A.I.C. 105501050 Scatola da 100 compresse A.I.C. 105501062	Compresse	Synulox Palatable Tablets 50 mg (IE)	Product identifier71379d37-4a15-4f71-82a4-94320b2cfc3 Permanent identifier600000064519
Cloprostenolo	Dalmaprost 0,075 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli.	Astuccio da 15 flaconcini da 2 ml A.I.C. n. 105257012 Astuccio da 60 flaconcini da 2 ml A.I.C. n. 105257024 Astuccio da 1 flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 105257036 Astuccio da 1 flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 105257048 Astuccio da 1 flacone HDPE da 100 ml A.I.C. n. 105257051	Soluzione iniettabile	DALMAZIN, 75 microgrammi/ml, soluzione iniettabile per bovine e scrofe.	1 flacone da 2 ml + siringa A.I.C. n. 101725024 15 flaconi da 2 ml A.I.C. n. 101725051 60 flaconi da 2 ml A.I.C. n. 101725063 1 flacone da 10 ml A.I.C. n. 101725036 10 flaconi da 10 ml A.I.C. n. 101725075 1 flacone da 20 ml A.I.C. n. 101725012 5 flaconi da 20 ml A.I.C. n. 101725048
Acido ossalico	Dany's BienenWohl polvere e soluzione per 39,4 mg/ml di dispersione per alveare per api mellifere	Scatola di cartone contenente un flacone e una bustina, per un totale di 444 ml di dispersione finale per alveari dopo la miscelazione - A.I.C. n. 105247011 Scatola di cartone contenente un flacone e due bustine (ciascuna contenente 125 g), per un totale di 888 ml di dispersione finale per alveari dopo la miscelazione - A.I.C. n. 105247023	Polvere e soluzione per dispersione per alveare	Oxybee polvere e soluzione per 39,4 mg/ml di dispersione per alveare per api mellifere	NIN 105168013 una scatola di cartone contenente un flacone in HDPE (375 g) e una bustina (125 g), per un totale di 444 ml di dispersione finale per alveari dopo la miscelazione. NIN 105168025 una scatola di cartone contenente un flacone in HDPE (750 g) e due bustine (ciascuna contenente 125 g), per un totale di 888 ml di dispersione finale per alveari dopo la miscelazione.
Pimobendan	DECONGESTA 1,25 mg compresse divisibili appetibili per cani.	Astuccio da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984012 Astuccio da 5 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984024 Astuccio da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984036	Compresse	Vetmedin 1,25 mg capsule per cani	100 capsule da 1,25 mg AIC n. 102409036
Pimobendan	DECONGESTA 10 mg compresse divisibili appetibili per cani.	Astuccio da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984075 Astuccio da 5 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984087 Astuccio da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984099	Compresse	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
Pimobendan	DECONGESTA 5 mg compresse divisibili appetibili per cani.	Astuccio da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984048 Astuccio da 5 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984051 Astuccio da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 104984063	Compresse	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
Deltametrina	Dectospot 10 mg/ml soluzione pour-on per bovini e ovini	Contentitore da 250 ml in polietilene ad alta densità A.I.C. 104895014 Contentitore da 500 ml in polietilene ad alta densità A.I.C. 104895026 Contentitore da 1 l in polietilene ad alta densità A.I.C. 104895038 Contentitore da 2,5 l in polietilene ad alta densità A.I.C. 104895040	Soluzione Pour-On	VERSATRINE (FR)	Product identifier017065ee-25c1-450e-b69c-4dc1a127d024 Permanent identifier600000039894
Meloxicam	Deflacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	Flacone da 5 ml A.I.C. n. 105498012 Flacone da 10 ml A.I.C. n. 105498024 Flacone da 25 ml A.I.C. n. 105498036	sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India flacone 3 ml AIC 104378322 0,5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 10 ml AIC 104378334 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 15 ml AIC 104378284 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 30 ml AIC 104378486
Meloxicam	Deflacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 105527016 Flacone da 25 ml A.I.C. n. 105527028 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 105527030	sospensione orale	Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5mg/ml sospensione orale flacone 10 ml cani 10 ml AIC 104378068 1,5mg/ml sospensione orale flacone 32 ml cani AIC 104378106 1,5mg/ml sospensione orale flacone 100 ml cani AIC 104378118 1.5 mg/ml sosp. orale cani flacone 180 ml AIC 104378296
Meloxicam	Deflacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.	Flacone da 20 ml A.I.C. n. 105587012	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5mg/ml soluzione iniett. flaconcino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile flaconcino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132

Pirantel embonato Praziquantel	Dehinel 230 mg/20 mg compresse rivestite con film per gatti	Scatola di cartone con 1 blister da 2 compresse AIC n.105117016 Scatola di cartone con 2 blister da 2 compresse AIC n.105117028 Scatola di cartone con 1 blister da 10 compresse AIC n.105117030	Compresse	Drontal, film coated tablet (DE) CMS: ES, FR	Product identifier895e6767-ce8e-43ae-90ca-f052b2de3774 Permanent identifier600000065091
Deltametrina	Deltanil 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini	Fiacone da 500 ml AIC n° 104478019 Fiacone da 1 L AIC n° 104478021 Fiacone da 2.5 L AIC n° 104478033 Sacca flessibile da 2.5 L AIC n° 104478045 Sacca flessibile da 4.5 L AIC n° 104478058	Soluzione Pour-On	Pfizer spot-on insecticide 1%w/v	
Deltametrina	DELTATIC Collare medicato per cani di piccola e media taglia	Scatola di cartone con una bustina contenente 1 collare da 60 cm. AIC 105392056 Scatola di cartone con due bustine contenenti ciascuna 1 collare da 60 cm. AIC 105392068 Scatola di metallo con una bustina contenente 1 collare da 60 cm. AIC 105392070 Scatola di metallo con due bustine contenenti ciascuna 1 collare da 60 cm. AIC 105392082	Collare	Scalibor protectorband 1,000 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm: A.I.C. n. 102510043
Deltametrina	DELTATIC Collare medicato per cani di taglia grande	Scatola di cartone con una bustina contenente 1 collare da 75 cm. AIC 105392094 Scatola di cartone con due bustine contenenti ciascuna 1 collare da 75 cm. AIC 105392106 Scatola di metallo con una bustina contenente 1 collare da 75 cm. AIC 105392118 Scatola di metallo con due bustine contenenti ciascuna 1 collare da 75 cm. AIC 105392120	Collare	Scalibor protectorband 0,760 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 48 cm: A.I.C. n. 102510056
Deltametrina	DELTATIC Collare medicato per cani molto piccoli	Scatola di cartone con una bustina contenente 1 collare da 35 cm. AIC 105392017 Scatola di cartone con due bustine contenenti ciascuna 1 collare da 35 cm. AIC 105392029 Scatola di metallo con una bustina contenente 1 collare da 35 cm. AIC 105392031 Scatola di metallo con due bustine contenenti ciascuna 1 collare da 35 cm. AIC 105392043	Collare	Scalibor protectorband 0,760 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 48 cm: A.I.C. n. 102510056
Desametasone	DEPOMIX, 2 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.	Fiacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 104602014 Fiacone da 100 ml in plastica multistrato - A.I.C. n. 104602026	Soluzione iniettabile	DEXADRESON, 2 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti	Fiacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022 Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034
Triamcinolone Acido salicilico	Dermanolon 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml spray cutaneo, soluzione per cani e gatti	Scatola con un flacone da 50 ml A.I.C. n. 104980014 Scatola con un flacone da 75 ml A.I.C. n. 104980026	Spray cutaneo, soluzione	recicort	
Prednisolone	Dermipred 10 mg compresse per cani	Scatola con 1 blister in Al/PVDC - TE - PVC da 16 compresse A.I.C. n. 104927037 Scatola con 1 blister in Al/PVC - Al - PA da 16 compresse A.I.C. n. 104927049	Compresse	DERMIPRED 5 COMPRIMES SECABLES POUR CHIENS ET CHATS	Product identifier63fe5e44-8e13-4738-903b-374824d2308e Permanent identifier600000040333
Prednisolone	Dermipred 20 mg compresse per cani	Scatola con 2 blister in Al/PVDC - TE - PVC da 10 compresse A.I.C. n. 104927052 Scatola con 2 blister in Al/PVC - Al - PA da 10 compresse A.I.C. n. 104927064	Compresse	DERMIPRED 5 COMPRIMES SECABLES POUR CHIENS ET CHATS	Product identifier63fe5e44-8e13-4738-903b-374824d2308e Permanent identifier600000040333
Prednisolone	Dermipred 5 mg compresse per cani	Scatola con 2 blister in Al/PVDC - TE - PVC da 12 compresse A.I.C. n. 104927013 Scatola con 2 blister in Al/PVC - Al - PA da 10 compresse A.I.C. n. 104927025	Compresse	DERMIPRED 5 COMPRIMES SECABLES POUR CHIENS ET CHATS	Product identifier63fe5e44-8e13-4738-903b-374824d2308e Permanent identifier600000040333
Detomidina	Detonervin 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli e bovini	1 FLACONE DA 5 ML A.I.C. 104260017 5 FLACONI DA 5 ML A.I.C. 104260029 1 FLACONE DA 20 ML A.I.C. 104260031 5 FLACONI DA 20 ML A.I.C. 104260043	Soluzione iniettabile	DOMOSEDAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per equini e bovini.	Fiacone da 5 ml: 100102019 Fiacone da 20 ml: 100102021
Desametasone	Dexacortone 0,5 mg compresse masticabili per cani e gatti	Scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105093013 Scatola di cartone contenente 5 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105093025 Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105093037	Compresse	Dexoral 0,5 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier12dcf519-a85c-401d-a45f-ae06661d12c9 Permanent identifier600000058856
Desametasone	Dexacortone 2,0 mg compresse masticabili per cani e gatti	Scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105093052 Scatola di cartone contenente 5 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105093064 Scatola di cartone contenente 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105093076	Compresse	Dexoral 0,5 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier12dcf519-a85c-401d-a45f-ae06661d12c9 Permanent identifier600000058856
Desametasone	Dexafast 2 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, cani e gatti	Scatola con 1 flaconcino da 50 ml A.I.C. n. 105199018 Scatola con 6 flaconcini da 50 ml A.I.C. n. 105199020 Scatola con 12 flaconcini da 50 ml A.I.C. n. 105199032 Scatola con 1 flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 105199044 Scatola con 6 flaconcini da 100 ml A.I.C. n. 105199057 Scatola con 12 flaconcini da 100 ml A.I.C. n. 105199069	Soluzione iniettabile	DEXADRESON 2 mg/ml injekčný roztok (SK)	Product identifier5e7de564-75d8-4825-b850-d070fa6e4c8d Permanent identifier600000027577
Desametasone	Dexa-ject 2 mg/ml, soluzione iniettabile per bovino, cavallo, suino, cane e gatto	Fiacone da 50 ml AIC n. 104432012 Fiacone da 100 ml AIC n. 104432024	Soluzione iniettabile	DEXADRESON, 2 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti	Fiacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022 Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034
Desametasone	DEXAMECINE 2 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini, cani e gatti	Scatola di cartone con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105124010	Soluzione iniettabile	DEXADRESON, 2 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti	Fiacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022 Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034
dexmedetomidina	Dexdormostart 0,5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Scatola con 1 flaconcino di vetro di tipo I da 10 ml AIC 105727010	Soluzione iniettabile	DEXDOMITOR 0,5 mg/ml soluzione iniettabile.	103300012 Scatola di cartone con un flacone di vetro (Tipo 1) da 10 ml 103300024 Scatola di cartone con 10 flaconi di vetro (Tipo 1) da 10 ml
dexmedetomidina	DEXTROQUILLAN 0,1 mg/ml soluzione iniettabile	Fiacone da 15 ml A.I.C. n. 104874019	Soluzione iniettabile	DEXDOMITOR 0,1 mg/ml soluzione iniettabile	NIN 103300036 Scatola di cartone con un flacone di vetro (Tipo 1) da 20 ml (con volume di riempimento di 15 ml) NIN 103300048 Scatola di cartone con 10 flaconi di vetro da 15 ml

dexmedetomidina	DEXTROQUILLAN 0,5 mg/ml, soluzione iniettabile	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 104875012	Soluzione iniettabile	DEXDOMITOR 0,5 mg/ml soluzione iniettabile.	103300012 Scatola di cartone con un flacone di vetro (Tipo 1) da 10 ml 103300024 Scatola di cartone con 10 flaconi di vetro (Tipo 1) da 10 ml
Diazepam	Diazedor 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5 fiale da 2 ml – A.I.C. n. 105132017 10 fiale da 2 ml – A.I.C. n. 105132029	Soluzione iniettabile	DIAZEPAM 0,5% (revocato)	100372
Clenbuterolo	Dilaterol 25 microgrammi/ml sciroppo per cavalli	Flacone da 355 ml A.I.C. n. 104474010	Sciroppo	Ventipulmin vet. 25 microgram/ml Oral lösina (SW)	Product identifier92169f8a-5c8f-4b85-9311-ab6858f52153 Permanent identifier600000053558
Ossiclozanide	Distocur 34 mg/ml Sospensione orale per bovini e ovini	Contenitore da 1 litro A.I.C. n. 105023016 Contenitore da 5 litri A.I.C. n. 105023028 Contenitore da 10 litri A.I.C. n. 105023030	Sospensione orale	ZANIL SUSPENSION (FR)	Product identifier4275bffd-87f7-49d4-9742-169b26c3af91 Permanent identifier600000032136
Fipronil	DIXIE 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 2 ml di soluzione AIC 105268015 Scatola di cartone contenente 2 pipette da 2 ml di soluzione AIC 105268027 Scatola di cartone contenente 3 pipette da 2 ml di soluzione AIC 105268039	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	DIXIE 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 2 ml di soluzione AIC 105269017 Scatola di cartone contenente 2 pipette da 2 ml di soluzione AIC 105269029 Scatola di cartone contenente 3 pipette da 2 ml di soluzione AIC 105269031	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	DIXIE 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 5 ml di soluzione AIC 105270019 Scatola di cartone contenente 2 pipette da 5 ml di soluzione AIC 105270021 Scatola di cartone contenente 3 pipette da 5 ml di soluzione AIC 105270033	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	DIXIE 50 mg soluzione spot-on per gatti	Scatola con 1 pipetta da 0,5 ml A.I.C. n. 105011011 Scatola con 2 pipette da 0,5 ml A.I.C. n. 105011023 Scatola con 3 pipette da 0,5 ml A.I.C. n. 105011035 Scatola con 30 pipette da 0,5 ml A.I.C. n. 105011047	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATO (ES)	Product identifier9c27bc70-366e-468b-a799-5cec2262bcd6 Permanent identifier600000058946
Fipronil	DIXIE 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola di cartone contenente 1 pipetta da 2 ml di soluzione AIC 105266011 Scatola di cartone contenente 2 pipette da 2 ml di soluzione AIC 105266023 Scatola di cartone contenente 3 pipette da 2 ml di soluzione AIC 105266035	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Permetrina	Dixie Permetrina 1430 mg soluzione per spot-on per cani	AIC 105215014 scatola di cartone contenente 1 pipetta di soluzione spot on AIC 105215026 scatola di cartone contenente 2 pipette di soluzione spot on AIC 105215038 scatola di cartone contenente 4 pipette di soluzione spot on AIC 105215040 scatola di cartone contenente 30 pipette di soluzione spot on	soluzione per spot-on	EXSPOT (ES)	Product identifier1066613c-1237-45fc-b28d-e426efdb80e4 Permanent identifier600000054976
Permetrina	Dixie Permetrina 715 mg soluzione per spot-on per cani	AIC 105214011 scatola di cartone contenente 1 pipetta di soluzione spot on AIC 105214023 scatola di cartone contenente 2 pipette di soluzione spot on AIC 105214035 Scatola di cartone contenente 4 pipette di soluzione spot on AIC 105214047 Scatola di cartone contenente 30 pipette di soluzione spot on	soluzione per spot-on	EXSPOT (ES)	Product identifier1066613c-1237-45fc-b28d-e426efdb80e4 Permanent identifier600000054976
Carprofen	Dolocarp flavour 100 mg, compresse masticabili per cani	Scatola contenente 20 compresse A.I.C. n. 104328051 Scatola contenente 100 compresse A.I.C. n. 104328063	Compresse	Rimadyl Palatable Tablets da 100 mg per cani	20 compresse appetibili da 100 mg A.I.C. n° 103559050 50 compresse appetibili da 100 mg A.I.C. n° 103559062 100 compresse appetibili da 100 mg A.I.C. n° 103559074
Carprofen	Dolocarp flavour 20 mg, compresse masticabili per cani	Scatola contenente 20 compresse A.I.C. n. 104328012 Scatola contenente 100 compresse A.I.C. n. 104328024	Compresse	Rimadyl Palatable Tablets da 20 mg per cani	20 compresse appetibili da 20 mg A.I.C. n° 103559011
Carprofen	Dolocarp flavour 50 mg, compresse masticabili per cani	Scatola contenente 20 compresse A.I.C. n. 104328036 Scatola contenente 100 compresse A.I.C. n. 104328048	Compresse	Rimadyl Palatable Tablets da 50 mg per cani	20 compresse appetibili da 50 mg A.I.C. n° 103559023 50 compresse appetibili da 50 mg A.I.C. n° 103559035 100 compresse appetibili da 50 mg A.I.C. n° 103559047
Detomidina	Domidine 10 mg/ml soluzione iniettabile, per cavalli e bovini	Flacone da 5 ml 103877015 Flacone da 10 ml 103877027 Flacone da 20 ml 103877039	Soluzione iniettabile	DOMOSEDAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per equini e bovini.	Flacone da 5 ml: 100102019 Flacone da 20 ml: 100102021

Acido salicilico	DOPHACYL T 1000 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per tacchin	Contenitore cilindrico bianco in polietilene da 500 g - A.I.C. n.105414015 Contenitore cilindrico bianco in polietilene da 1 Kg - A.I.C. n. 105414027 Contenitore quadrato bianco in polietilene da 1 Kg - A.I.C. n.105414039 Contenitore quadrato bianco in polietilene da 2,5 Kg - A.I.C. n.105414041 Contenitore quadrato bianco in polietilene da 5 Kg - A.I.C. n.105414054	Polvere per uso in acqua da bere	Avicylat (DE)	Product identifier: e994f6da-117b-4bbb-8f00-b31ea609c80c Permanent identifier: 600000072975
Bromexina	DOPHEXINE da 20 mg/g in polvere per l'utilizzo in acqua da bere/latte	LATTA COMPOSITA RETTANGOLARE IN ALLUMINIO DA 1 KG - A.I.C. n. 105422012 SECURITAINER CILINDRICO IN POLIPROPILENE DA 1 KG - A.I.C. n. 105422024 SECCHIO QUADRATO IN POLIPROPILENE DA 1 KG - A.I.C. n. 105422036 SECCHIO QUADRATO IN POLIPROPILENE DA 2,5 KG - A.I.C. 105422048 SECCHIO QUADRATO IN POLIPROPILENE DA 2,5 KG - A.I.C. n. 105422051	Polvere per uso in acqua da bere	QUENTAN POWDRE (FR)	Product identifier: bd8463f1-5692-4377-b2cf-13ff1d718756 Permanent identifier: 600000037849
Tulatromicina	DORAXX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 105510010 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 105510022	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	DORAXX 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 105572010	Soluzione iniettabile	Draxxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	(50 ml) NIN 103619060 (100 ml) NIN 103619072 (250 ml) NIN 103619084
Medetomidina	Dorbene vet 1 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 103982017	Soluzione iniettabile	DOMITOR® 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml: 100103011
Medetomidina	DORMISAN 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 104794019	Soluzione iniettabile	DOMITOR® 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml: 100103011
Detomidina	DORUM 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli	Flaconcino da 10 ml A.I.C. 103901017 Flaconcino da 15 ml A.I.C. 103901029	Soluzione iniettabile	DOMOSEDAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per equini e bovini.	Flacone da 5 ml: 100102019 Flacone da 20 ml: 100102021
Tiamulina	DOXAMULIN BMP 100 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da Kg.25: A.I.C. n. 104572019	Premiscela per mangimi medicati	TIAMVET 10% 100 g/100g Premiscela per alimenti medicamentosi per conigli	Sacco da 10 kg A.I.C. n. 103554010 Sacco da 25 kg A.I.C. n. 103554022
Doxiciclina	DOXIBON 50, 500 mg/g, polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini.	Busta da 1000 g A.I.C. n. 104416019 Busta da 5000 g A.I.C. n. 104416021	Polvere per uso in acqua da bere	DOXIPAN 54, 500 mg/g, polvere per uso in acqua da bere per polli da carne, tacchini e suini.	103309011 Barattolo da 250 g; 103309023 Busta da 1000 g; 103309035 Sacco da 5 kg
Doxiciclina	DOXIPULVIS 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere/latte sostitutivo	Sacco da 200 g A.I.C. n. 104912011 Sacco da 1 Kg A.I.C. n. 104912023	Polvere per uso in acqua da bere/latte	RONAXAN P.S. 5 %	Product identifier: c47dd169-fcf0-423f-aa93-a587864937ef Permanent identifier: 6000000039239
Doxiciclina	Doxx-Sol 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere/latte ricostituito per vitelli pre-ruminanti, suini e polli	Sacco da 1 Kg A.I.C. n. 104732019 Sacco da 5 Kg A.I.C. n. 104732021	Polvere per uso in acqua da bere/latte	doxilyn 50% wsp	
Doxiciclina	Doxylactin 200 mg compresse per cani	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052031 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052070	Compresse	Doxoral 15 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier: bb2bdb0b-3c05-4b03-91f9-da64957a2f34 Permanent identifier: 600000058809
Doxiciclina	Doxylactin 400 mg compresse per cani	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052043 Scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052082	Compresse	Doxoral 15 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier: bb2bdb0b-3c05-4b03-91f9-da64957a2f34 Permanent identifier: 600000058809
Doxiciclina	Doxylactin 50 mg compresse per cani e gatti	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052029 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105052068	Compresse	Doxoral 15 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier: bb2bdb0b-3c05-4b03-91f9-da64957a2f34 Permanent identifier: 600000058809
Doxiciclina	DOXYCYCLINE 200 mg/ml DFV, soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Contenitore da 1 litro A.I.C. n. 104306016 Contenitore da 5 litri A.I.C. n. 104306028	Polvere per uso in acqua da bere	Doxycycline hyclaat 100% poeder voor toediening in het drinkwater	Product identifier: c8316ba-7d2c-465e-b66e-5089b8f94cd Permanent identifier: 600000059249
Doxiciclina	DOXYCYCLINE 500 mg/g DFV, polvere orale per uso in acqua da bere per suini e polli	Scatola contenente 10 sacchetti da 100 g A.I.C. n° 104318011 Sacchetto da 1 kg A.I.C. n° 104318023 Sacchetto da 2,5 kg A.I.C. n° 104318062	Polvere per uso in acqua da bere	Doxycycline hyclaat 100% poeder voor toediening in het drinkwater	Product identifier: c8316ba-7d2c-465e-b66e-5089b8f94cd Permanent identifier: 600000059249
Doxiciclina	Doxilyn 1000 mg/g, polvere per l'utilizzo nell'acqua di abbeverata/nel latte per vitelli e suini	Contenitore da 100 gr A.I.C. n. 104674054 Contenitore da 1 Kg A.I.C. n. 104674015 Secchiello da 1 Kg A.I.C. n. 104674027 Secchiello da 2 Kg A.I.C. n. 104674039 Secchiello da 5 Kg A.I.C. n. 104674041	Polvere per uso in acqua da bere/latte	doxycycline hyclaat	
Doxiciclina	Doxilyn CT WSP, 500 mg/g, polvere per somministrazione in acqua da bere per polli e tacchini	Securitainer in polipropilene contenente 1 Kg. di polvere per soluzione orale A.I.C: 104762012 Secchio in polipropilene contenente 1 Kg. di polvere per soluzione orale A.I.C: 104762024 Secchio in polipropilene contenente 2,5 Kg. di polvere per soluzione orale A.I.C: 104762036 Secchio in polipropilene contenente 5 Kg. di polvere per soluzione orale A.I.C: 104762048	Polvere per uso in acqua da bere	Doxypri 400 mg/g por ivóvízbe keveréshez háziyűkök, pulykák és sertések részére A.U.V. (HU)	Product identifier: 9c1d3913-cc48-4721-8ba7-d25cea1e428 Permanent identifier: 600000079256
Doxiciclina	DOXYMIX BMP® 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini (dopo lo svezzamento).	Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 105609010	Premiscela per mangimi medicati	Doxyprex 100 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per Suini (dopo lo svezzamento).	Sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103814012 Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103814024 Sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103814036 Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103814048
Doxiciclina	DOXY SOL 1000g/kg, polvere per soluzione orale per polli da carne, tacchini, suini e vitelli	Sacchetto da 1 kg: A.I.C. n. 103946036 Sacco da 5 kg: A.I.C. n. 103946048	Polvere per soluzione orale	DOXIPAN 800 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suini, polli da carne e tacchini	Sacchetto da 5 kg A.I.C. n.100150085 Busta da 1 kg A.I.C. n.100150097 Barattolo da 250 g A.I.C. n.100150111 Barattolo da 100 g A.I.C. n.100150135
Doxiciclina	DOXY SOL 200 g/kg, polvere per soluzione orale per polli da carne, tacchini, suini e vitelli	Sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103946012 Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103946024	Polvere per soluzione orale	DOXIPAN 200 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli, suini, polli da carne e tacchini	Sacchetto da 5 kg A.I.C. n.100150073 Busta da 1 kg A.I.C. n.100150061 Barattolo da 250 g A.I.C. n.100150034 Barattolo da 100 g A.I.C. n.100150022

Doxiciclina	Doxytab vet. Flav. Compresse da 150 mg per cani e gatti	Scatola di cartone con 3 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433015 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433027 Scatola di cartone con 1 blister da 30 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433039	Compresse	Doxoral 15 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifierbb2bdb0b-3c05-4b03-91f9-da64957a2f34 Permanent identifier600000058809
Doxiciclina	Doxytab vet. Flav. Compresse da 200 mg per cani	Scatola di cartone con 3 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433078 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433080 Scatola di cartone con 1 blister da 30 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433092	Compresse	Doxoral 15 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifierbb2bdb0b-3c05-4b03-91f9-da64957a2f34 Permanent identifier600000058809
Doxiciclina	Doxytab vet. Flav. Compresse da 400 mg per cani	Scatola di cartone con 3 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433104 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433116 Scatola di cartone con 1 blister da 30 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433128	Compresse	Doxoral 15 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifierbb2bdb0b-3c05-4b03-91f9-da64957a2f34 Permanent identifier600000058809
Doxiciclina	Doxytab vet. Flav. Compresse da 50 mg per cani e gatti	Scatola di cartone con 3 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433041 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433054 Scatola di cartone con 1 blister da 30 compresse per cani e gatti - AIC n. 105433066	Compresse	Doxoral 15 mg smakelijke tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifierbb2bdb0b-3c05-4b03-91f9-da64957a2f34 Permanent identifier600000058809
Toltrazuril	Dozuril 50 mg/ml sospensione orale per suini	Flacone da 250 ml A.I.C. n. 105667012 Flacone da 1000 ml A.I.C. n. 105667024	sospensione orale	Baycox Multi, 50 mg/ml sospensione orale per Bovini, Suini e Ovini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104985015 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104985027 Flacone da 1000 ml A.I.C. n. 104985039
Toltrazuril	Dozuril CT 25 mg/ml, soluzione per l'uso in acqua da bere per polli e tacchini	Flacone da 1 litro A.I.C. n. 105334015 Tanica da 5 litri A.I.C. n. 105334027	Soluzione orale	Baycox *, 25 mg/ml, soluzione orale per polli da carne e tacchini, da somministrare diluita in acqua da bere	Flacone da 100 ml: 102253010 Flacone da 1 litro: 102253022 Tanica da 5 litri: 102253034
Praziquantel EMODEPSIDE	Dronspot 30 mg/7,5 mg soluzione spot-on per gatti di piccola taglia	A.I.C. n. 105340018 1 pipetta da 0,35 ml A.I.C. n. 105340044 2 pipette da 0,35 ml A.I.C. n. 105340057 20 pipette da 0,35 ml	Soluzione spot-on	Profender 30 mg/7,5 mg soluzione spot-on per gatti di piccola taglia	BLISTER DA 2 PIPETTE DA 0,35 ML PER GATTI DI PICCOLA TAGLIA 103725014 BLISTER DA 4 PIPETTE DA 0,35 ML PER GATTI DI PICCOLA TAGLIA 103725026 BLISTER DA 12 PIPETTE DA 0,35 ML PER GATTI DI PICCOLA TAGLIA 103725038 BLISTER DA 20 PIPETTE DA 0,35 ML PER GATTI DI PICCOLA TAGLIA 103725040 BLISTER DA 40 PIPETTE DA 0,35 ML PER GATTI DI PICCOLA TAGLIA 103725053
Praziquantel EMODEPSIDE	Dronspot 60 mg/15 mg soluzione spot-on per gatti di media taglia	A.I.C. n. 105340020 1 pipetta da 0,70 ml A.I.C. n. 105340069 2 pipette da 0,70 ml A.I.C. n. 105340071 20 pipette da 0,70 ml	Soluzione spot-on	Profender 60 mg/15 mg soluzione spot-on per gatti di media taglia	BLISTER DA 2 PIPETTE DA 0,70 ml PER GATTI DI MEDIA TAGLIA 103725065 BLISTER DA 4 PIPETTE DA 0,70 ml PER GATTI DI MEDIA TAGLIA 103725077 BLISTER DA 12 PIPETTE DA 0,70 ml PER GATTI DI MEDIA TAGLIA 103725089 BLISTER DA 20 PIPETTE DA 0,70 ml PER GATTI DI MEDIA TAGLIA 103725091 BLISTER DA 40 PIPETTE DA 0,70 ml PER GATTI DI MEDIA TAGLIA 103725103 BLISTER DA 2 PIPETTE DA 0,70 ml PER GATTI DI MEDIA TAGLIA 103725115
Praziquantel EMODEPSIDE	Dronspot 96 mg/24 mg soluzione spot-on per gatti di grossa taglia	A.I.C. n. 105340032 1 pipetta da 1,12 ml A.I.C. n. 105340095 2 pipette da 1,12 ml A.I.C. n. 105340107 20 pipette da 1,12 ml	Soluzione spot-on	Profender 96 mg/24 mg soluzione spot-on per gatti di grossa taglia	BLISTER DA 2 PIPETTE DA 1,12 ML PER GATTI DI TAGLIA GRANDE 103725127 BLISTER DA 4 PIPETTE DA 1,12 ML PER GATTI DI TAGLIA GRANDE 103725139 BLISTER DA 12 PIPETTE DA 1,12 ML PER GATTI DI TAGLIA GRANDE 103725141 BLISTER DA 20 PIPETTE DA 1,12 ML PER GATTI DI TAGLIA GRANDE 103725154 BLISTER DA 40 PIPETTE DA 1,12 ML PER GATTI DI TAGLIA GRANDE 103725166
Praziquantel Pirantel Febantel	Drontal Multi Aroma Carne 150/144/50 mg compresse per cani fino a 10 kg	A.I.C. n. 104701014 Scatola da 2 compresse Scatola da 4 compresse A.I.C. n. 104701026 Scatola da 6 compresse A.I.C. n. 104701038 Scatola da 24 compresse A.I.C. n. 104701040 Scatola da 102 compresse A.I.C. n. 104701053 Scatola da 312 compresse A.I.C. n. 104701065	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Praziquantel Pirantel Febantel	Drontal Multi Aroma Carne XL 525/504/175 mg compresse per cani	A.I.C. n. 104701077 Scatola da 2 compresse A.I.C. n. 104701089 Scatola da 4 compresse A.I.C. n. 104701091 Scatola da 8 compresse A.I.C. n. 104701103 Scatola da 24 compresse A.I.C. n. 104701115 Scatola da 48 compresse	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404

Praziquantel Pirantel embonato Febantel	Drontal plus flavour XL, compresse per cani	A.I.C. n° 104202015 Scatola da 2 compresse. A.I.C. n° 104202027 Scatola da 8 compresse. A.I.C. n° 104202039 Scatola da 40 compresse.	Compresse	DRONTAL PLUS XL (revocato)	103324
Fipronil (S)-Methoprene	Drop Combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot on per cani di taglia media	Scatola da 1 pipetta A.I.C. N° 105126054 Scatola da 3 pipette A.I.C. N° 105126066	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M	Blister da 1 pipetta da 1,34 ml AIC n. 103655041 Scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655054 Scatola 1 blister da 4 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655142 Scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655066
Fipronil (S)-Methoprene	Drop Combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot on per cani di taglia grande	Scatola da 1 pipetta A.I.C. N° 105126078 Scatola da 3 pipette A.I.C. N° 105126080	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI G	Blister da 1 pipetta da 2,68 ml AIC n. 103655078 Scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655080 Scatola 1 blister da 4 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655155 Scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655092
Fipronil (S)-Methoprene	Drop Combo 402 mg/361,8 mg soluzione spot on per cani di taglia gigante	Scatola da 1 pipetta A.I.C. N° 105126092 Scatola da 3 pipette A.I.C. N° 105126104	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI XL	Blister da 1 pipetta da 4,02 ml AIC n. 103655104 Scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655116 Scatola 1 blister da 4 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655167 Scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655128
Fipronil (S)-Methoprene	Drop Combo 50 mg/60 mg soluzione spot on per gatti e furetti	Scatola da 1 pipetta A.I.C. N° 105126015 Scatola da 3 pipette A.I.C. N° 105126027	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI	Blister da 1 pipetta da 0,5 ml AIC n. 103647018 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647032 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647044 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647020
Fipronil (S)-Methoprene	Drop Combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot on per cani di taglia piccola	Scatola da 1 pipetta A.I.C. N° 105126039 Scatola da 3 pipette A.I.C. N° 105126041	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI P	Blister da 1 pipetta da 0,67 ml AIC n. 103655015 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655027 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655130 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655039
TOBRAMICINA	Dropstil, 3 mg/ml, collirio per cani e gatti.	Flacone da 5 ml A.I.C. n. 105279018	collirio	STILBIOTIC, 3 mg/ml, collirio per cani e gatti.	Flacone in plastica da 5 ml AIC 103686010
Fipronil Permetrina	DUECTO 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatole contenente 2 pipette da 2,20 ml A.I.C. n.105184055 Scatole contenente 4 pipette da 2,20 ml A.I.C. n.105184067	Soluzione spot-on	Effitix 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 2.20ML AIC: 104680095 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680107 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680119 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680121
Fipronil Permetrina	DUECTO 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	Scatola contenente 2 pipette da 0,44 ml A.I.C. n.105184016 Scatola contenente 4 pipette da 0,44 ml A.I.C. n.105184028	Soluzione spot-on	Effitix 26.8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 0.44ML AIC: 104680018 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680020 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680032 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680044
Fipronil Permetrina	DUECTO 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatole contenente 2 pipette da 4,40 ml A.I.C. n.105184079 Scatole contenente 4 pipette da 4,40 ml A.I.C. n.105184081	Soluzione spot-on	Effitix 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 4.40ML AIC: 104680133 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680145 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680158 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680160
Fipronil Permetrina	DUECTO 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatole contenente 2 pipette da 6,60 ml A.I.C. n.105184093 Scatole contenente 4 pipette da 6,60 ml A.I.C. n.105184105	Soluzione spot-on	Effitix 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 6.60ML AIC: 104680172 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680184 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680196 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680208
Fipronil Permetrina	DUECTO 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola contenente 2 pipette A.I.C. n. 105184030 Scatola contenente 4 pipette A.I.C. n. 105184042	Soluzione spot-on	Effitix 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 1.10ML AIC: 104680057 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680069 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680071 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680083
Neomicina Polimixina B	DUOMYXIN, 3 400 UI/ml/10 000 UI/ml, collirio, polvere e solvente per soluzione per cani e gatti	1 flaconcino di liofilizzato + 1 flacone di solvente da 5 ml + 1 contagocce - A.I.C. n. 10567601	Collirio	TEVEMYXINE COLLYRE	Product identifier 50576739-6403-4845-9674-b91ee9110003 Permanent identifier 600000032094
Ivermectina	Ecomectin 10 mg/ml Soluzione iniettabile	Flacone da 50 ml in HPDE 103640013 Flacone da 200 ml in HPDE- 103640037 Flacone da 500 ml in HPDE- 103640025 Flacone da 50 ml in PET 103640049 Flacone da 250 ml in PET 103640052 Flacone da 500 ml in PET 103640064	Soluzione iniettabile	IVOMECC, 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 100197019 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 100197021 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 100197033 Scatola con 1 flacone da 1000 ml A.I.C. n. 100197045
Marbofloxacina	Efex 10 mg compresse masticabili per gatti e cani	Confezione da 1 blister da 10 cpr (10 compresse) A.I.C. n. 104514017 Confezione da 12 blister da 10 cpr (120 compresse) A.I.C. n. 104514029 Confezione da 24 blister da 10 cpr (240 compresse) A.I.C. n. 104514031 Confezione da 1 blister da 10 cpr (10 compresse) A.I.C. n. 104514043 Confezione da 12 blister da 10 cpr (120 compresse) A.I.C. n. 104514056 Confezione da 24 blister da 10 cpr (240 compresse) A.I.C. n. 104514068	Compresse	Marbocyl P 5 mg, compresse per cani e gatti	Confezione da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611100 Confezione da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611112 Confezione da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611124
Marbofloxacina	Efex 100 mg compresse masticabili per cani	Confezione da 1 blister da 6 cpr (6 compresse) A.I.C. n. 104514157 Confezione da 2 blister da 6 cpr (12 compresse) A.I.C. n. 104514169 Confezione da 20 blister da 6 cpr (120 compresse) A.I.C. n. 104514171 Confezione da 40 blister da 6 cpr (240 compresse) A.I.C. n. 104514183 Confezione da 1 blister da 6 cpr (6 compresse) A.I.C. n. 104514195 Confezione da 2 blister da 6 cpr (12 compresse) A.I.C. n. 104514207 Confezione da 20 blister da 6 cpr (120 compresse) A.I.C. n. 104514219 Confezione da 40 blister da 6 cpr (240 compresse) A.I.C. n. 104514221	Compresse	Marbocyl P 80 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611163 Confezione da 2 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611175 Confezione da 12 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611187

Marbofloxacina	Efex 40 mg compresse masticabili per cani	Confezione da 1 blister da 8 cpr (8 compresse) A.I.C. n. 104514070 Confezione da 2 blister da 8 cpr (16 compresse) A.I.C. n. 104514082 Confezione da 15 blister da 8 cpr (120 compresse) A.I.C. n. 104514094 Confezione da 30 blister da 8 cpr (240 compresse) A.I.C. n. 104514106 Confezione da 1 blister da 6 cpr (6 compresse) A.I.C. n. 104514118 Confezione da 2 blister da 6 cpr (12 compresse) A.I.C. n. 104514120 Confezione da 20 blister da 6 cpr (120 compresse) A.I.C. n. 104514132 Confezione da 40 blister da 6 cpr (240 compresse) A.I.C. n. 104514144	Compresse	Marbocyl P 20 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611136 Confezione da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611148 Confezione da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611151
Florfenicolo	EFFE 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Fiacone da 100 ml A.I.C. n. 105293017 Fiacone da 250 ml A.I.C. n. 105293029 Fiacone da 500 ml A.I.C. n. 105293031	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Fiacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Amoxicillina	EFFEKTOR 800 mg/g, polvere per uso orale in acqua da bere o nel latte per vitelli, suini, polli da carne e tacchini.	Busta da 1,43 kg - A.I.C. n. 104814025 Busta da 4,29 kg - A.I.C. n. 104814013	Polvere per soluzione orale	AMOXID 800 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o mangime liquido per vitelli, suini, polli da carne e tacchini.	Barattolo da 143 g - A.I.C. n. 102298015; Barattolo da 358 g - A.I.C. n. 102298027; Barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 102298041; Barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 102298039; Sacco da 4290 g - A.I.C. n. 102298054; Sacco da 1000 g - A.I.C. n. 102298066; Sacco da 1430 g - A.I.C. n. 102298078.
Fipronil	EFFINOL, 2,5 mg / ml Spray cutaneo, soluzione per cani e gatti	Fiacone da 100 ml AIC 104705013 Fiacone da 250 ml AIC 104705025 Fiacone da 500 ml AIC 104705037	Spray cutaneo, soluzione	FRONTLINE® SPRAY (fipronil 0,25%)	A.I.C. n. 103029017 A.I.C. n. 103029029 A.I.C. n. 103029031
Fipronil	EFFIPRO 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media.	Scatola da 4 pipette :AIC N° 104070038 Scatola da 24 pipette :AIC N° 104070040	Soluzione spot-on	FRONTLINE® SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030185
Fipronil	EFFIPRO 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico, per cani e gatti	Fiacone da 100 ml AIC n°104058019 Fiacone da 250 ml AIC n°104058021 Fiacone da 500 ml AIC n°104058033	Spray cutaneo, soluzione	FRONTLINE® SPRAY (fipronil 0,25%)	FLACONE PE DA ML 100 103029017 FLACONE PE DA ML 250 103029029 FLACONE PE DA ML 500 103029031
Fipronil	EFFIPRO 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande.	Scatola da 4 pipette :AIC N° 104070053 Scatola da 24 pipette :AIC N° 104070065	Soluzione spot-on	FRONTLINE® SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030211
Fipronil	EFFIPRO 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatola da 4 pipette :AIC N° 104070077 Scatola da 24 pipette :AIC N° 104070089	Soluzione spot-on	FRONTLINE® SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030298
Fipronil	EFFIPRO 50 mg soluzione spot-on per gatti	Scatola da 4 pipette :AIC N° 104069012 Scatola da 24 pipette :AIC N° 104069024	Soluzione spot-on	FRONTLINE® SPOT ON GATTI	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028039 - Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. - A.I.C. n. 103028027 - Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. - A.I.C. n. 103028041 - Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. - A.I.C. n. 103028015
Fipronil	EFFIPRO 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola.	Scatola da 4 pipette :AIC N° 104070014 Scatola da 24 pipette :AIC N° 104070026	Soluzione spot-on	FRONTLINE® SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030159
Enrofloxacin	Efloxin, 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini (vitelli), ovini, suini	Fiacone in vetro 100 ml A.I.C. 104357013	Soluzione iniettabile	Baytril 50 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini (vitelli), ovini, caprini, suini, cani e gatti	fiacone da 50 ml A.I.C. 100155023 fiacone da 100 ml A.I.C. 100155035
Eprinomectina	Elivec 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	Fiacone da 1 litro A.I.C. n. 105095018 Fiacone da 2,5 litri A.I.C. n. 105095020 Fiacone da 5 litri A.I.C. n. 105095032	Soluzione Pour-On	EPRINEX Pour-On soluzione 0,5% per bovini da carne e da latte (eprinomectina)	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 102310012 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 102310024 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 102310036 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 102310048
Meloxicam	Emdocam 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	15 mg/ml - 1 fiacone in HDPE da 125 ml + siringa dosatrice da 24 ml per cavalli AIC 104440096 15 mg/ml - 1 fiacone in HDPE da 336 ml + siringa dosatrice da 24 ml per cavalli AIC 104440108	sospensione orale	Metacam 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	15 mg/ml sospensione orale cavalli fiacone 250 ml AIC 104378056

Meloxicam	Emdocam 20 mg/mL soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Flaconcino da 50 ml A.I.C. 104440019 Flaconcino da 100 ml A.I.C. 104440021 Flaconcino da 250 ml A.I.C. 104440033	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Meloxicam	Emdocam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	5 mg/ml - 1 flaconcino di vetro incolore di TIPO I contenente 50 ml per bovini e suini AIC 104440045 5 mg/ml - 1 flaconcino di vetro incolore di TIPO I contenente 100 ml per bovini e suini AIC 104440058 5 mg/ml - 1 flaconcino di vetro incolore di TIPO I contenente 250 ml per bovini e suini AIC 104440060	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378346 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino 50 ml 1 x 50 ml AIC 104378361 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino da 100 ml 1 x 100 ml AIC 104378031 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378359 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378373 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 50 ml 12 x 100 ml AIC 104378120
Meloxicam	Emdocam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5 mg/ml - 1 flaconcino di vetro incolore di TIPO I contenente 20 ml per cani e gatti AIC 104440072 5 mg/ml - 1 flaconcino di vetro incolore di TIPO I contenente 50 ml per cani e gatti AIC 104440084	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5mg/ml soluzione iniett. flaconcino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile flaconcino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132
Praziquantel Pirantel Febantel	Endogard compresse per cani di taglia grande e gigante	Scatola da 4 compresse: A.I.C. n. 104173024 Scatola da 10 compresse: A.I.C. n. 104173036 Scatola da 30 compresse: A.I.C. n. 104173048 Scatola da 50 compresse: A.I.C. n. 104173051 Scatola da 100 compresse: A.I.C. n. 104173063 Scatola da 12 compresse: A.I.C. n. 104173075	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Praziquantel Pirantel embonato Febantel	Endogard Flavour compresse per cani	Scatola da 4 compresse: A.I.C. n. 104172022 Scatola da 10 compresse: A.I.C. n. 104172034 Scatola da 30 compresse: A.I.C. n. 104172046 Scatola da 50 compresse: A.I.C. n. 104172059 Scatola da 100 compresse: A.I.C. n. 104172061	Compresse	DRONTAL PLUS XL (revocato)	103324
Enrofloxacin	Enrobactin 25 mg/ml concentrato per soluzione orale per conigli da compagnia, roditori, uccelli	Scatola con 1 flacone da 10ml AIC: 104806017 Scatola con 1 flacone da 30ml AIC: 104806029 Scatola con 1 flacone da 50ml AIC: 104806031	Concentrato per soluzione orale	Baytril 2.5% Oral Solution (IE)	Product identifier11878042-e164-4252-8de5-5f96a591691a Permanent identifier600000064272
Enrofloxacin	ENROCAT FLAVOUR 25 MG/ML SOSPENSIONE ORALE PER GATTI	Flacone da 8.5 ml con una siringa A.I.C. n. 105218010	Soluzione orale	Baytril® 25 mg/ml soluzione orale per vitelli, ovini, caprini, suini	Flacone da 100 ml: A.I.C. 100155086 Flacone da 500 ml: A.I.C. 100155098 Tanica da 5 l.: A.I.C. 100155100
Enrofloxacin	ENRODEXIL 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. 104419027 Flacone da 250 ml A.I.C. 104419015	Soluzione iniettabile	Baytril 100 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini, ovini, caprini e suini	flacone da 50 ml A.I.C. 100155047 flacone da 100 ml A.I.C. 100155050
Enrofloxacin	ENROSYVA 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105216016 Flaconcino in polipropilene da 250 ml A.I.C. n. 105216028	Soluzione iniettabile	SYVAQUINOL 100 mg/ml SOLUCION INYECTABLE (ES) SYVAQUINOL 100 INJECTABLE, 100 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje (HR) Syvaquinol 100 mg/ml oldatos injekció A.U.V.(HU)	Product identifierb73b5643-5b8d-4b76-9c4e-ffa1024b369f Permanent identifier600000054932 Product identifier2e95a9db-55a3-4b4a-b5b0-c4a9be40f845 Permanent identifier600000079312 Product identifierSedd6b11-01ed-431c-936b-912aa4e93200 Permanent identifier600000082430
Enrofloxacin	Enrovet 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini	Scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 104370059 Scatola di cartone contenente 12 flacone da 100 ml A.I.C. n. 104370061	Soluzione iniettabile	Baytril 25 mg/ml solution for injection (IE)	Product identifier26da35de-8b15-4a3e-968a-ee8e6a671061 Permanent identifier600000064202
Enrofloxacin	Enrox Flavour 15 mg compresse per cani e gatti	Scatola da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n° 103992018 Scatola da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n° 103992044	Compresse	Baytril flavour 15mg Tablette	Product identifierf80672b6-e7ba-4dca-aea1-89a90466c5e5 Permanent identifier600000073391
Enrofloxacin	Enrox Flavour 150 mg compresse per cani	Scatola da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n° 103992032 Scatola da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n° 103992069	Compresse	Baytril flavour 150mg Tablette	Product identifier36b68048-b33d-4954-a32f-65bd133a386e Permanent identifier600000073031
Enrofloxacin	Enrox Flavour 50 mg compresse per cani	Scatola da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n° 103992020 Scatola da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n° 103992057	Compresse	Baytril flavour 50mg Tablette	Product identifierf206ff13-5b66-4fa5-8198-b96e3e2c053b Permanent identifier600000073392
Enrofloxacin	Enroxal 100 mg/ml Soluzione orale per polli e tacchini	Flacone da 100 ml A.I.C. 104590017 Bottiglia da 1 litro A.I.C. 104590029 Bottiglia da 5 litri A.I.C. 104590031	Soluzione orale	Baytril 10% Oral Solution (IE)	Product identifier28e8cd60-1711-4e70-8318-3a54309d6abe Permanent identifier600000064171
Enrofloxacin	Enroxal Flavour 15 mg compresse per cani e gatti	1 blister da 10 tavolette da 15 mg A.I.C. 104903012 10 blister da 10 tavolette ciascuno, 15 mg A.I.C. 104903024	Compresse	Baytril flavour 15 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155124 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155163
Enrofloxacin	Enroxal Flavour 150 mg compresse per cani	1 blister da 10 tavolette da 150 mg A.I.C. 104903051 Scatola da 10 blister da 10 tavolette da 150 mg A.I.C. 104903063	Compresse	Baytril flavour 150 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155148 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155151



Enrofloxacin	Enroxal Flavour 50 mg compresse per cani e gatti	1 blister da 10 tavolette da 50 mg A.I.C. 104903036 10 blister da 10 tavolette ciascuno, 50 mg A.I.C. 104903048	Compresse	Baytril flavour 50 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155136 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155175
Enrofloxacin	Enroxal Max 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 104587011	Soluzione iniettabile	Baytril RSI - 100 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine (AT)	Product identifier 748e3d7-0fac-426b-b073-5019d4bd50d3 Permanent identifier 600000072597
Dinoprost	Enzaprost 5 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola di 10 flaconi da 5 ml A.I.C. 103659013 Scatola di 5 flaconi da 10 ml A.I.C. 103659025 Scatola di 1 flacone da 30 ml A.I.C. 103659037 Scatola di 1 flacone da 50 ml A.I.C. 103659049	Soluzione iniettabile	DINOLYTIC 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 100178019 Flacone da 30 ml A.I.C. n. 100178021
Fenobarbital	Epityl 60 mg Compresse Aromatizzate per Cani	Scatola contenente 3 blisters da 10 compresse ciascuno (30 compresse) A.I.C. n. 104489024 Scatola contenente 1 flacone in HDPE con 100 compresse A.I.C. n. 104489012 Scatola contenente 10 blisters da 10 compresse ciascuno (100 compresse) A.I.C. n. 104489036	Compresse	Epiphen	
Eprinomectina	Eprecis 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini, pecore e capre.	Scatola contenente un flacone da 250 ml A.I.C. n. 104807019 Scatola contenente un flacone da 1 litro A.I.C. n. 104807072 Scatola contenente un flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 104807060 Scatola contenente un flacone da 5 litri A.I.C. n. 104807058 Flacone da 1 litro A.I.C. n. 104807021 Flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 104807033 Flacone da 5 litri A.I.C. n. 104807045	Soluzione Pour-On	EPRINEX Pour-On soluzione 0,5% per bovini da carne e da latte (eprinomectina)	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 102310012 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 102310024 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 102310036 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 102310048
Eprinomectina	EPRINOVELT 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini da carne e da latte	Scatola con flacone da 1 litro A.I.C. n. 105321018 Scatola con flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 105321020 Scatola con flacone da 5 litri A.I.C. n. 105321032	Soluzione Pour-On	EPRINEX POUR ON (ES)	Product identifier 398ba7bd-b148-44ae-89cb-508dd971ae4b Permanent identifier 600000059080
Eprinomectina	Eprivalan 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini da carne e da latte	Flacone in HDPE da 250 ml con dosatore da 25 ml A.I.C. n. 104702016 Flacone in HDPE da 1 l con dosatore da 50 ml A.I.C. n. 104702028 Zainetto in HDPE da 2,5 l A.I.C. n. 104702030 Zainetto in HDPE da 5 l A.I.C. n. 104702042	Soluzione Pour-On	EPRINEX Pour-On soluzione 0,5% per bovini da carne e da latte	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 102310012 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 102310024 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 102310036 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 102310048
Eprinomectina	Eprizero 5 mg/ml Pour-On Soluzione per Bovini e Bovine da latte	Flacone in HDPE da 250 ml A.I.C. 104485014 Flacone in HDPE da 1 litro A.I.C. 104485026 Zainetto in HDPE da 1 litro A.I.C. 104485053 Zainetto in HDPE da 2,5 litri A.I.C. 104485038 Zainetto in HDPE da 5 litri A.I.C. 104485040	Soluzione Pour-On	EPRINEX Pour-On soluzione 0,5% per bovini da carne e da latte	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 102310012 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 102310024 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 102310036 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 102310048
Eprinomectina	Eprizomectina 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	1 Flacone in Polietilene-HDPE da 1 l A.I.C. n. 104934017 1 Flacone in Polietilene-HDPE da 2,5 l A.I.C. n. 104934029 1 Flacone in Polietilene-HDPE da 3 l A.I.C. n. 104934031 1 Flacone in Polietilene-HDPE da 5 l A.I.C. n. 104934043	Soluzione Pour-On	EPRINEX Pour-On soluzione 0,5% per bovini da carne e da latte (eprinomectina)	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 102310012 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 102310024 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 102310036 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 102310048
Eprinomectina	Epromec 5 mg/ml Soluzione Pour-on per bovini da carne e bovine da latte	1 Flacone in Polietilene-HDPE da 1 l A.I.C. n. 104935010 1 Flacone in Polietilene-HDPE da 2,5 l A.I.C. n. 104935022 1 Flacone in Polietilene-HDPE da 3 l A.I.C. n. 104935034 1 Flacone in Polietilene-HDPE da 5 l A.I.C. n. 104935046	Soluzione Pour-On	EPRINEX Pour-On soluzione 0,5% per bovini da carne e da latte (eprinomectina)	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 102310012 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 102310024 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 102310036 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 102310048
Pirantel	EQUANTEL 425 mg/g pasta orale per cavalli	Scatola di cartone con 1 siringa da 32.08 g A.I.C. n. 105530012	Pasta orale	Jernadex (DE)	Product identifier 06a2cbe8-9892-4708-af92-4b6ce04f5660 Permanent identifier 600000073364
Sulfadiazina Trimetoprim	Equibactin 250 mg/g + 50 mg/g polvere orale per cavalli	Scatola contenente 10 bustine da 15 g A.I.C. n. 105162022 Scatola contenente 10 bustine da 60 g A.I.C. n. 105162034 Scatola contenente 1 barattolo contenente 420 g di polvere A.I.C. n. 105162010	Polvere per soluzione orale	Trimediazion Plain Oral Powder (IE)	Product identifier 165a3610-c029-49fa-9dda-5a753bcb28c Permanent identifier 600000064177
Omeprazolo	Equizol 400 mg granulato gastroresistente per cavalli	Scatola contenente 28 bustine, A.I.C. n°105053019 Scatola contenente 84 bustine, A.I.C. n°105053058 Scatola contenente 100 bustine, A.I.C. n°105053021 Scatola contenente 200 bustine, A.I.C. n°105053060	Pasta orale	GastroGard 370 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa A.I.C. n. 103656031 Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 103656017 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n. 103656043 Confezione da 72 siringhe A.I.C. n. 103656029
Metronidazolo	ERADIA 125 mg/ml sospensione orale per cani	Flacone da 30 ml A.I.C. n. 105131015 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 105131027	sospensione orale	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier 4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier 600000067662
Ivermectina	ERAQUELL 18,7 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa da 6,42 g A.I.C. n° 103118016 Blister da 1 siringa da 6,42 g A.I.C. n° 103118093 Scatola da 2 siringa da 6,42 g A.I.C. n° 103118055 Scatola da 12 siringa da 6,42 g A.I.C. n° 103118028 Scatola da 40 siringa da 6,42 g A.I.C. n° 103118067 Scatola da 48 siringa da 6,42 g A.I.C. n° 103118030 Scatola da 1 siringa da 7,49 g A.I.C. n° 103118042 Blister da 1 siringa da 7,49 g A.I.C. n° 103118117 Scatola da 2 siringa da 7,49 g A.I.C. n° 103118079 Scatola da 12 siringa da 7,49 g A.I.C. n° 103118105 Scatola da 40 siringa da 7,49 g A.I.C. n° 103118081 Scatola da 48 siringa da 7,49 g A.I.C. n° 103118129	Pasta orale	EQVALAN 18,7 mg/g pasta orale per equini	1 siringa da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196017 1 siringa da 8,03 g pasta - A.I.C. n. 100196106 1 siringa da 11,77 g pasta - A.I.C. n. 100196118 40 siringhe da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196029 50 siringhe da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196031 50 siringhe da 8,03 g pasta - A.I.C. n. 100196120 50 siringhe da 11,77 g pasta - A.I.C. n. 100196132
Toltrazuril	Espacox 50 mg/ml sospensione orale per suini	Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104636016 Flacone da 1000 ml A.I.C. n. 104636028	sospensione orale	Baycox 50 mg/ml Sospensione orale per suini (Revocato)	
Fipronil Permetrina	EVER 4 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 2 pipette da 2.20 ml A.I.C. 105461053 Scatola con 4 pipette da 2.20 ml A.I.C. 105461065	Soluzione spot-on	Effitix 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 2.20ML A.I.C. 104680095 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 2.20ML A.I.C. 104680107 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 2.20ML A.I.C. 104680119 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 2.20ML A.I.C. 104680121

Fipronil Permetrina	Ever 4 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	Scatola con 2 pipette da 0,44 ml A.I.C. 105461014 Scatola con 4 pipette da 0,44 ml A.I.C. 105461026	Soluzione spot-on	Effitix 26.8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 0.44ML AIC: 104680018 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680020 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680032 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680044
Fipronil Permetrina	EVER 4 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 2 pipette da 4,40 ml A.I.C. 105461077 Scatola con 4 pipette da 4,40 ml A.I.C. 105461089	Soluzione spot-on	Effitix 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 4.40ML AIC: 104680133 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680145 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680158 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680160
Fipronil Permetrina	EVER 4 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	scatola con 2 pipette da 6,60 ml A.I.C. 105461091 Scatola con 4 pipette da 6,60 ml A.I.C. 105461103	Soluzione spot-on	Effitix 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 6.60ML AIC: 104680172 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680184 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680196 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680208
Fipronil Permetrina	EVER 4 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola con 2 pipette 1.10ml A.I.C. 105461038 Scatola con 4 pipette da 1.10ml A.I.C. 105461040	Soluzione spot-on	Effitix 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 1.10ML AIC: 104680057 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680069 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680071 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680083
SELAAMECTINA	EVICTO 120 mg soluzione per spot-on per cani 10,1–20,0 kg	105430161 - 120 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per cani di peso tra 10.1 kg e 20 kg 105430173 - 120 mg - 4 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 10.1 kg e 20 kg 105430185 - 120 mg - 24 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 10.1 kg e 20 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 120 mg soluzione per spot-on per cani 10,1–20,0 kg	AIC 102901055 120 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg AIC 102901055 120 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg
SELAAMECTINA	EVICTO 15 mg soluzione per spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg	105430019 - 15 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per cani e gatti di peso inferiore a 2.5 kg 105430021 - 15 mg - 4 pipette di soluzione spot on per cani e gatti di peso inferiore a 2.5 kg 105430033 - 15 mg - 24 pipette di soluzione spot on per cani e gatti di peso inferiore a 2.5 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 15 mg soluzione per spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg	AIC 102901016 15 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg AIC 1029010129 15 mg spot on soluzione 15 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg
SELAAMECTINA	EVICTO 240 mg soluzione per spot-on per cani 20,1–40,0 kg	105430197 - 240 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per cani di peso tra 20.1 kg e 40 kg 105430209 - 240 mg - 4 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 20.1 kg e 40 kg 105430211 - 240 mg - 24 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 20.1 kg e 40 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 240 mg soluzione per spot-on per cani 20,1–40,0 kg	AIC 102901067 240 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo verde 2 ml per cani 20,1–40,0 kg AIC 1029010117 240 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo verdi 2 ml per cani 20,1–40,0 kg
SELAAMECTINA	EVICTO 30 mg soluzione per spot-on per cani 2,6–5,0 kg	105430108 - 30 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per cani di peso da 2.6 kg a 5 kg 105430110 - 30 mg - 4 pipette di soluzione spot on per cani di peso da 2.6 kg a 5 kg 105430122 - 30 mg - 24 pipette di soluzione spot on per cani di peso da 2.6 kg a 5 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 30 mg soluzione per spot-on per cani 2,6–5,0 kg	AIC 102901030 30 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg AIC 102901079 30 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg
SELAAMECTINA	EVICTO 360 mg soluzione per spot-on per cani 40,1–60,0 kg	105430223 - 360 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per cani di peso tra 40.1 kg e 60 kg 105430235 - 360 mg - 4 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 40.1 kg e 60 kg 105430247 - 360 mg - 24 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 40.1 kg e 60 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 360 mg soluzione per spot-on per cani 40,1–60,0 kg	AIC 1029010156 360 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40,1–60,0 kg AIC 1029010168 360 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40.1 a 60 kg
SELAAMECTINA	EVICTO 45 mg soluzione per spot-on per gatti 2,6–7,5 kg	105430045 - 45 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per gatti di peso tra 2.5 kg e 7.5 kg 105430058 - 45 mg - 4 pipette di soluzione spot on per gatti di peso tra 2.5 kg e 7.5 kg 105430060 - 45 mg - 24 pipette di soluzione spot on per gatti di peso tra 2.5 kg e 7.5 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 45 mg soluzione per spot-on per gatti 2,6–7,5 kg	AIC 102901028 45 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg AIC 102901081 45 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg
SELAAMECTINA	EVICTO 60 mg soluzione per spot-on per cani 5,1–10,0 kg	105430134 - 60 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per cani di peso tra 5.1 kg e 10 kg 105430146 - 60 mg - 4 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 5.1 kg e 10 kg 105430159 - 60 mg - 24 pipette di soluzione spot on per cani di peso tra 5.1 kg e 10 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per cani 5,1–10,0 kg	AIC 102901042 60 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo marrone 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 102901093 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo marroni 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 1029010143 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml per cani 5,1–10 kg
SELAAMECTINA	EVICTO 60 mg soluzione per spot-on per gatti 7,6–10,0 kg	105430072 - 60 mg - 1 pipetta di soluzione spot on per gatti di peso tra 7.6 kg e 10 kg 105430084 - 60 mg - 4 pipette di soluzione spot on per gatti di peso tra 7.6 kg e 10 kg 105430096 - 60 mg - 24 pipette di soluzione spot on per gatti di peso tra 7.6 kg e 10 kg	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per gatti 7,6–10,0 kg	AIC 1029010131 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml per gatti 7,6-10 kg
Pirantel Embonato Praziquantel	Exitel 230/20 mg compresse rivestite con film appetibili per Gatt	Scatola da 2 compresse: A.I.C. n. 104696012 Scatola da 24 compresse: A.I.C. n. 104696024	Compresse	DRONTAL®, compresse per gatti	scatola da 2 compresse A.I.C. n. 100315011 scatola da 6 compresse A.I.C. n. 100315023 scatola da 8 compresse A.I.C. n. 100315047 scatola da 24 compresse A.I.C. n. 100315052

Praziquantel Pirantel Febantel	Exitel Plus compresse per cani	CONFEZIONE DA 2 COMPRESSE 104190018 CONFEZIONE DA 4 COMPRESSE 104190020 CONFEZIONE DA 8 COMPRESSE 104190032 CONFEZIONE DA 16 COMPRESSE 104190044 CONFEZIONE DA 48 COMPRESSE 104190057 CONFEZIONE DA 104 COMPRESSE 104190069	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Praziquantel Pirantel Febantel	Exitel Plus compresse per cani di taglia grande	compresse XL Scatola con un blister da 2 compresse (2 compresse) A.I.C. n. 104190071 Scatola con x blister da x compresse (10 compresse) A.I.C. n. 104190083 Scatola con x blister da x compresse (100 compresse) A.I.C. n. 104190095	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Ivermectina	Fatromectin 5mg/ml, soluzione pour-on per bovini	Flacone da 250 ml A.I.C. n. 103777013 Flacone da 1 litro A.I.C. n. 103777025 Zaino da 2,5 litri A.I.C. n. 103777037 Zaino da 5,0 litri A.I.C. n. 103777049	Soluzione Pour-On	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on bovini	Flacone da 250 ml A.I.C. n. 103586018 Flacone da 1,0 l A.I.C. n. 103586020 Zaino da 2,5 l A.I.C. n. 103586032 Zaino da 5,0 l A.I.C. n. 103586044
Subnitrito di bismuto	FATROSEAL 2,6 g sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Confezione da 24 siringhe - A.I.C. n. 105493011 Confezione da 60 siringhe - A.I.C. n. 105493023 Confezione da 120 siringhe - A.I.C. n. 105493035	sospensione intramammaria	Orbeseal 2,6 g sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Confezione da 24 siringhe intramammarie: AIC n. 103593012 Confezione da 60 siringhe intramammarie: AIC n. 103593024 Confezione da 120 siringhe intramammarie: AIC n. 103593036
Paracetamolo	FEBRIFUGAM 20 PREMIX, 200 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.	Sacco da 25 kg A.I.C. n. 105063010	Premiscela per mangimi medicati	PRACETAM PREMIX, 200 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.	Sacco da 10 kg A.I.C. n. 103592010 Sacco da 25 kg A.I.C. n. 103592022
Paracetamolo	FEBRIFUGAM 200 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini.	Flacone da 1 litro A.I.C. n. 105043018 Bag in box da 5 litri A.I.C. n. 105043020	Soluzione per uso in acqua da bere	PRACETAM 200 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini.	Flacone da 1 litro A.I.C. n. 104215013 - Flacone da 2 litri A.I.C. n. 104215025 - Flacone da 5 litri A.I.C. n. 104215037 - Tanica da 10 litri A.I.C. n. 104215049
Pirantel Praziquantel	FELIMINTIC 80/20 mg compresse per gatti	Scatola di cartoncino contenente un blister da 2 compresse AIC n° 105107015	Compresse	DRONTAL®, compresse per gatti	A.I.C. n. 100315011, scatola da 2 compresse A.I.C. n. 100315023, scatola da 6 compresse A.I.C. n. 100315047, scatola da 8 compresse A.I.C. n. 100315050, scatola da 24 compresse
Ketoprofene	FENLEVE 10 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104265018 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104265032 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104265020	Soluzione iniettabile	VET-KETOFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 101336067 Flacone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 101336079 Flacone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 101336031 Flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 101336105 Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101336093 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101336081
Busserelin	FERTALTA, 0,0040 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie, scrofette e trote.	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104839016 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 104839028 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104839030 Flacone a fondo conico da 100 ml - A.I.C. n. 104839042	Soluzione iniettabile	RECEPTAL, 4,0 µg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie e scrofette.	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101394029 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101394031 5 Flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101394017
FIROCOXIB	Ficoxil 227 mg compresse masticabili per cani	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse (10 compresse) A.I.C. n. 105485066 Scatola contenente 3 blister da 10 compresse (30 compresse) A.I.C. n. 105485078 Scatola contenente 6 blister da 10 compresse (60 compresse) A.I.C. n. 105485080 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. n. 105485092 Scatola contenente 18 blister da 10 compresse (180 compresse) A.I.C. n. 105485104	Compresse	Previcox 227 mg compresse masticabili per cani firocoxib	1 blister da 10 cpr masticabili da 227 mg per cani da 15,1 a 90 kg AIC 103653034 3 blister da 10 cpr masticabili da 227 mg per cani da 15,1 a 90 kg AIC 103653046 18 blister 10 cpr 227 mg per cani da 15,1 a 90 kg AIC 103653061
FIROCOXIB	Ficoxil 57 mg compresse masticabili per cani	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse (10 compresse) A.I.C. n. 105485015 - Scatola contenente 3 blister da 10 compresse (30 compresse) A.I.C. n. 105485027 - Scatola contenente 6 blister da 10 compresse (60 compresse) A.I.C. n. 105485039 - Scatola contenente 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. n. 105485041 - Scatola contenente 18 blister da 10 compresse (180 compresse) A.I.C. n. 105485054	Compresse	Previcox 57 mg compresse masticabili per cani	1 blister da 10 cpr masticabili da 57 mg per cani da 3 a 15 kg AIC 103653010 3 blister da 10 cpr masticabili da 57 mg per cani da 3 a 15 kg AIC 103653022 18 blister 10 cpr 57 mg per cani da 3 a 15 kg AIC 103653059
Lincomicina	FILOUNC 400, 400 mg/g Polvere per soluzione orale per suini, broiler (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano)	Barattolo da 1 kg AIC n° 104734013 Sacco da 5 kg AIC n° 104734025 Sacco da 1 kg AIC n° 104734037	Polvere per soluzione orale	Linccin Soluble Powder, 400 mg/g powder for use in drinking water (FR)	Product identifier 07a960b2-e679-4de0-b3d5-053cc2a4a27e Permanent identifier 600000049809
Cabergolina	Fimilac 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti	Flacone da 3 ml AIC n. 104742010 Flacone da 10 ml AIC n. 104742022 Flacone da 15 ml AIC n. 104742034 Flacone da 25 ml AIC n. 104742046 Flacone da 50 ml AIC n. 104742059	Soluzione orale	GALASTOP, 50 mcg/ml, soluzione per uso orale per cane e gatto.	Flacone da 3 ml A.I.C. n. 101560035 Flacone da 7 ml A.I.C. n. 101560023 Flacone da 15 ml A.I.C. n. 101560011 Flacone da 24 ml A.I.C. n. 101560047
Fipronil (S)-Methoprene	Fipnil Combo 50 mg/60 mg soluzione spot on per gatti e furetti	Scatola da 1 pipetta da 0,5 ml per gatti e furetti 105122016 Scatola da 3 pipette da 0,5 ml per gatti e furetti 105122028	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI	Blister da 1 pipetta da 0,5 ml AIC n. 103647018 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647032 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647044 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647020

Fipronil	FIPRALONE 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104068061 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104068073 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104068085 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104068097 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104068109	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	FIPRALONE 2,5 mg/ml soluzione spray per uso topico, per cani e gatti	Flacone da 100 ml AIC n° 104057/017 Flacone da 250 ml AIC n° 104057/029 Flacone da 500 ml AIC n° 104057/031	Spray cutaneo, soluzione	FRONTLINE® SPRAY (fipronil 0,25%)	FLACONE PE DA ML 100 103029017 FLACONE PE DA ML 250 103029029 FLACONE PE DA ML 500 103029031
Fipronil	FIPRALONE 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande.	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104068111 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104068123 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104068135 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104068147 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104068150	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	FIPRALONE 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante.	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104068162 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104068174 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104068186 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104068198 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104068200	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	FIPRALONE 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola.	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104068010 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104068022 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104068034 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104068046 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104068059	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Fipronil (S)-Methoprene	FIPREX DUO 50 mg + 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti	Scatola di cartone contenente un blister con 1 pipetta da 0,5 ml AIC 105312021	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI	Blister da 1 pipetta da 0,5 ml AIC n. 103647018 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647032 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647044 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647020
Fipronil (S)-Methoprene	FIPREX DUO L 268 mg + 241,2 mg soluzione spot-on per cani	Scatola di cartone contenente un blister da 1 pipetta da 2,68 ml AIC 105314064	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI G	Blister da 1 pipetta da 2,68 ml AIC n. 103655078 Scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655080 Scatola 1 blister da 4 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655155 Scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655092
Fipronil (S)-Methoprene	FIPREX DUO M 134 mg + 120,6 mg soluzione spot-on per cani	Scatola di cartone contenente in un blister 1 pipetta da 1,34 ml AIC 105314049	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M	Blister da 1 pipetta da 1,34 ml AIC n. 103655041 Scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655054 Scatola 1 blister da 4 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655142 Scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655066
Fipronil (S)-Methoprene	FIPREX DUO S 67 mg + 60,3 mg soluzione spot-on per cani	scatola di cartone contenente 1 blister con 1 pipetta da 0,67 ml AIC 105314025	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI P	Blister da 1 pipetta da 0,67 ml AIC n. 103655015 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655027 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655130 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655039
Fipronil (S)-Methoprene	FIPREX DUO XL 402 mg + 361,8 mg soluzione spot-on per cani	Scatola di cartone contenente un blister con 1 pipetta da 4,02 ml AIC 105314088	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI XL	Blister da 1 pipetta da 4,02 ml AIC n. 103655104 Scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655116 Scatola 1 blister da 4 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655167 Scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655128
Fipronil	FiprocLEAR 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 1 pipetta A.I.C. no: 104506276 Scatola con 2 pipette A.I.C. no: 104506288 Scatola con 3 pipette A.I.C. no: 104506290 Scatola con 4 pipette A.I.C. no: 104506302 Scatola con 6 pipette A.I.C. no: 104506314 Scatola con 8 pipette A.I.C. no: 104506326 Scatola con 12 pipette A.I.C. no: 104506338 Scatola con 24 pipette A.I.C. no: 104506340 Scatola con 30 pipette A.I.C. no: 104506353 Scatola con 60 pipette A.I.C. no: 104506365 Scatola con 90 pipette A.I.C. no: 104506377 Scatola con 120 pipette A.I.C. no: 104506389 Scatola con 150 pipette A.I.C. no: 104506391	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	FIPROCLEAR 2,5 mg/ml Spray Cutaneo, Soluzione per Gatti e Cani	Flacone da 100 ml AIC: 104647019 Flacone da 250 ml AIC: 104647021 Flacone da 500 ml AIC: 104647033	Spray cutaneo, soluzione	FRONTLINE® SPRAY (fipronil 0,25%)	A.I.C. n. 103029017 A.I.C. n. 103029029 A.I.C. n. 103029031

Fipronil	FiprocLEAR 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 1 pipetta A.I.C. no: 104506403 Scatola con 2 pipette A.I.C. no: 104506415 Scatola con 3 pipette A.I.C. no: 104506427 Scatola con 4 pipette A.I.C. no: 104506439 Scatola con 6 pipette A.I.C. no: 104506441 Scatola con 8 pipette A.I.C. no: 104506454 Scatola con 12 pipette A.I.C. no: 104506466 Scatola con 24 pipette A.I.C. no: 104506478 Scatola con 30 pipette A.I.C. no: 104506480 Scatola con 60 pipette A.I.C. no: 104506492 Scatola con 90 pipette A.I.C. no: 104506504 Scatola con 120 pipette A.I.C. no: 104506516 Scatola con 150 pipette A.I.C. no: 104506528	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	FiprocLEAR 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande	Scatola con 1 pipetta A.I.C. no: 104506530 Scatola con 2 pipette A.I.C. no: 104506542 Scatola con 3 pipette A.I.C. no: 104506555 Scatola con 4 pipette A.I.C. no: 104506567 Scatola con 6 pipette A.I.C. no: 104506579 Scatola con 8 pipette A.I.C. no: 104506581 Scatola con 12 pipette A.I.C. no: 104506593 Scatola con 24 pipette A.I.C. no: 104506605 Scatola con 30 pipette A.I.C. no: 104506617 Scatola con 60 pipette A.I.C. no: 104506629 Scatola con 90 pipette A.I.C. no: 104506631 Scatola con 120 pipette A.I.C. no: 104506643 Scatola con 150 pipette A.I.C. no: 104506656	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	FiprocLEAR 50 mg soluzione spot-on per gatti	Scatola con 1 pipetta A.I.C. no: 104506011 Scatola con 2 pipette A.I.C. no: 104506023 Scatola con 3 pipette A.I.C. no: 104506035 Scatola con 4 pipette A.I.C. no: 104506047 Scatola con 6 pipette A.I.C. no: 104506050 Scatola con 8 pipette A.I.C. no: 104506062 Scatola con 12 pipette A.I.C. no: 104506074 Scatola con 24 pipette A.I.C. no: 104506086 Scatola con 30 pipette A.I.C. no: 104506098 Scatola con 60 pipette A.I.C. no: 104506100 Scatola con 90 pipette A.I.C. no: 104506112 Scatola con 120 pipette A.I.C. no: 104506124 Scatola con 150 pipette A.I.C. no: 104506136	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	FiprocLEAR 67 mg soluzione spot-on per cani di piccola	Scatola con 1 pipetta A.I.C. no: 104506148 Scatola con 2 pipette A.I.C. no: 104506151 Scatola con 3 pipette A.I.C. no: 104506163 Scatola con 4 pipette A.I.C. no: 104506175 Scatola con 6 pipette A.I.C. no: 104506187 Scatola con 8 pipette A.I.C. no: 104506199 Scatola con 12 pipette A.I.C. no: 104506201 Scatola con 24 pipette A.I.C. no: 104506213 Scatola con 30 pipette A.I.C. no: 104506225 Scatola con 60 pipette A.I.C. no: 104506237 Scatola con 90 pipette A.I.C. no: 104506249 Scatola con 120 pipette A.I.C. no: 104506252 Scatola con 150 pipette A.I.C. no: 104506264	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Fipronil (S)-Methoprene	FiprocLEAR Combo 134 mg / 120.6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola da 1 pipetta da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009171 Scatola da 2 pipette da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009183 Scatola da 3 pipette da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009195 Scatola da 4 pipette da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009207 Scatola da 6 pipette da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009219 Scatola da 8 pipette da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009221 Scatola da 12 pipette da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009233 Scatola da 24 pipette da 1.34ml di soluzione spot on per cani medi 105009245	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M	Blister da 1 pipetta da 1,34 ml AIC n. 103655041 Scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655054 Scatola 1 blister da 4 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655142 Scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655066
Fipronil (S)-Methoprene	FiprocLEAR Combo 268 mg / 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola da 1 pipetta da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009258 Scatola da 2 pipette da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009260 Scatola da 3 pipette da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009272 Scatola da 4 pipette da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009284 Scatola da 6 pipette da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009296 Scatola da 8 pipette da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009308 Scatola da 12 pipette da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009310 Scatola da 24 pipette da 2.68ml di soluzione spot on per cani grandi 105009322	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI G	Blister da 1 pipetta da 2,68 ml AIC n. 103655078 Scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655080 Scatola 1 blister da 4 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655155 Scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655092
Fipronil (S)-Methoprene	FiprocLEAR Combo 402 mg / 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande	Scatola da 1 pipetta da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009334 Scatola da 2 pipette da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009346 Scatola da 3 pipette da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009359 Scatola da 4 pipette da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009361 Scatola da 6 pipette da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009373 Scatola da 8 pipette da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009385 Scatola da 12 pipette da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009397 Scatola da 24 pipette da 4.02ml di soluzione spot on per cani giganti 105009409	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI XL	Blister da 1 pipetta da 4,02 ml AIC n. 103655104 Scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655116 Scatola 1 blister da 4 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655167 Scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655128

Fipronil (S)-Methoprene	Fiproclear Combo 50 mg / 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti	Scatola da 1 pipetta da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009017 Scatola da 2 pipette da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009029 Scatola da 3 pipette da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009031 Scatola da 4 pipette da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009043 Scatola da 6 pipette da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009056 Scatola da 8 pipette da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009068 Scatola da 12 pipette da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009070 Scatola da 24 pipette da 0.5 ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105009082	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI	Blister da 1 pipetta da 0,5 ml AIC n. 103647018 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647032 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647044 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647020
Fipronil (S)-Methoprene	Fiproclear Combo 67 mg / 60,3 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia	Scatola da 1 pipetta da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009094 Scatola da 2 pipette da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009106 Scatola da 3 pipette da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009118 Scatola da 4 pipette da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009120 Scatola da 6 pipette da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009132 Scatola da 8 pipette da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009144 Scatola da 12 pipette da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009157 Scatola da 24 pipette da 0.67ml di soluzione spot on per cani piccolo 105009169	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI P	Blister da 1 pipetta da 0,67 ml AIC n. 103655015 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655027 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655130 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655039
Fipronil	FIPROLINE 50 mg soluzione spot-on per gatti	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104067018 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104067020 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104067032 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104067044 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104067057	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	Fiprotec 134 mg Spot On per cani di taglia media	Scatola da 1 pipetta AIC: 104624073 Scatola da 2 pipette AIC: 104624085 Scatola da 3 pipette AIC: 104624097 Scatola da 4 pipette AIC: 104624263 Scatola da 6 pipette AIC: 104624109	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	Fiprotec 268 mg Spot On per cani di taglia grande	Scatola da 1 pipetta AIC: 104624135 Scatola da 2 pipette AIC: 104624147 Scatola da 3 pipette AIC: 104624150 Scatola da 4 pipette AIC: 104624275 Scatola da 6 pipette AIC: 104624162	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	Fiprotec 402 mg Spot On per cani di taglia molto grande	Scatola da 1 pipetta AIC: 104624198 Scatola da 2 pipette AIC: 104624200 Scatola da 3 pipette AIC: 104624212 Scatola da 4 pipette AIC: 104624287 Scatola da 6 pipette AIC: 104624224	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	FIPROTEC 50 mg Spot-On per Gatti	1Pipetta da 0,5 ml AIC: 104600010 2 Pipette da 0,5 ml AIC: 104600022 3 Pipette da 0,5 ml AIC: 104600034 4 Pipette da 0,5 ml AIC: 104600109 6 Pipette da 0,5 ml AIC: 104600046	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	Fiprotec 67 mg Spot On per Cani di taglia piccola	Scatola da 1 pipetta AIC: 104624010 Scatola da 2 pipette AIC: 104624022 Scatola da 3 pipette AIC: 104624034 Scatola da 4 pipette AIC: 104624251 Scatola da 6 pipette AIC: 104624046	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Fipronil (S)-Methoprene	FIPROTEC combo 134 mg/ 120,6 mg Soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917051 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917063 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917075 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917087 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917188	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M	Blister da 1 pipetta da 1,34 ml AIC n. 103655041 Scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655054 Scatola 1 blister da 4 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655142 Scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml AIC n. 103655066
Fipronil (S)-Methoprene	FIPROTEC combo 268 mg/ 241,2 mg Soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917099 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917101 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917113 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917125 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917190	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI G	Blister da 1 pipetta da 2,68 ml AIC n. 103655078 Scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655080 Scatola 1 blister da 4 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655155 Scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml AIC n. 103655092

Fipronil (S)-Methoprene	FIPROTEC combo 402 mg/ 361,8 mg Soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917137 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917149 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917152 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917164 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917202	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI XL	Blister da 1 pipetta da 4,02 ml AIC n. 103655104 Scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655116 Scatola 1 blister da 4 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655167 Scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml AIC n. 103655128
Fipronil (S)-Methoprene	FIPROTEC combo 50 mg/60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104916010 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104916022 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104916034 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104916046 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104916059	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI	Blister da 1 pipetta da 0,5 ml AIC n. 103647018 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647032 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647044 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml AIC n. 103647020
Fipronil (S)-Methoprene	FIPROTEC combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 104917012 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 104917024 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 104917036 Scatola con 10 pipette A.I.C. n. 104917048 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 104917176	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI P	Blister da 1 pipetta da 0,67 ml AIC n. 103655015 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655027 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655130 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml AIC n. 103655039
Fipronil	Fiprotec Spray 2.5 mg/ml Spray cutaneo, soluzione per Cani e Gatti	Flacone da 100 ml AIC n.105056016	Spray cutaneo, soluzione	FRONTLINE® SPRAY (fipronil 0,25%)	FLACONE PE DA ML 100 103029017 FLACONE PE DA ML 250 103029029 FLACONE PE DA ML 500 103029031
Fipronil	FIPROVIT 134mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola da 3 pipette (Barex) A.I.C.105154037 Scatola da 3 pipette(PP/ALU) A.I.C. 105154076	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	FIPROVIT 268mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola da 3 pipette (Barex) A.I.C. 105154049 Scatola da 3 pipette (PP/ALU) A.I.C. 105154088	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	FIPROVIT 50 mg soluzione spot-on per gatti	3 Pipette (Barex) da 0,5 ml A.I.C. 105154013 3 Pipetta (PP/ALU) da 0,5 ml A.I.C. 105154052	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	FIPROVIT 67mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola da 3 pipette (Barex) A.I.C. 105154025 Scatola da 3 pipette (PP/ALU) A.I.C. 105154064	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
FIROCOXIB	Firodyl 250 mg compresse masticabili per cani.	12 compresse A.I.C. n. 105336059 36 compresse A.I.C. n. 105336061 96 compresse A.I.C. n. 105336073 120 compresse A.I.C. n. 105336085	Compresse	Previcox 227 mg compresse masticabili per cani firocoxib	1 blister da 10 cpr masticabili da 227 mg per cani da 15,1 a 90 kg AIC 103653034 3 blister da 10 cpr masticabili da 227 mg per cani da 15,1 a 90 kg AIC 103653046 18 blister 10 cpr 227 mg per cani da 15,1 a 90 kg AIC 103653061
FIROCOXIB	Firodyl 62,5 mg compresse masticabili per cani	12 compresse A.I.C. n. 105336010 36 compresse A.I.C. n. 105336022 96 compresse A.I.C. n. 105336034	Compresse	Previcox 57 mg compresse masticabili per cani	1 blister da 10 cpr masticabili da 57 mg per cani da 3 a 15 kg AIC 103653010 3 blister da 10 cpr masticabili da 57 mg per cani da 3 a 15 kg AIC 103653022 18 blister 10 cpr 57 mg per cani da 3 a 15 kg AIC 103653059

GONADOTROPINA SERICA EQUINA	Fixplan 200 UI/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per Bovini, ovini e suini	Astuccio contenente 1 flaconcino da 5.000 UI di liofilizzato e 1 flaconcino di solvente da 25 ml – A.I.C. n. 105424016	Soluzione iniettabile	FOLLIGON, soluzione estemporanea iniettabile per bovini equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti e conigli	1 Flacone da 1000 U.I. + flacone di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873026 1 Flacone da 5000 U.I. + flacone di solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873040 5 Flaconi da 1000 U.I. + 5 flaconi di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873038 5 Flaconi da 5000 U.I. + 5 flaconi di solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873014
Fipronil	FLEACLEAR Spot-on Soluzione 134 mg per Cani di Taglia Media	Confezione da 1 pipetta, AIC n° 105024133 Confezione da 2 pipette, AIC n° 105024145 Confezione da 3 pipette, AIC n° 105024158 Confezione da 4 pipette, AIC n° 105024160 Confezione da 5 pipette, AIC n° 105024172 Confezione da 6 pipette, AIC n° 105024184	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	FLEACLEAR Spot-on Soluzione 268 mg per Cani di Taglia Grande	Confezione da 1 pipetta, AIC n° 105024196 Confezione da 2 pipette, AIC n° 105024208 Confezione da 3 pipette, AIC n° 105024210 Confezione da 4 pipette, AIC n° 105024222 Confezione da 5 pipette, AIC n° 105024234 Confezione da 6 pipette, AIC n° 105024246	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	FLEACLEAR Spot-on Soluzione 402 mg per Cani di Taglia Molto Grande	Confezione da 1 pipetta, AIC n° 105024259 Confezione da 2 pipette, AIC n° 105024261 Confezione da 3 pipette, AIC n° 105024273 Confezione da 4 pipette, AIC n° 105024285 Confezione da 5 pipette, AIC n° 105024297 Confezione da 6 pipette, AIC n° 105024309	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	FLEACLEAR Spot-on Soluzione 50mg mg per Gatti	Confezione da 1 pipetta, AIC n° 105024018 Confezione da 2 pipette, AIC n° 105024020 Confezione da 3 pipette, AIC n° 105024032 Confezione da 4 pipette, AIC n° 105024044 Confezione da 5 pipette, AIC n° 105024057 Confezione da 6 pipette, AIC n° 105024069	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	FLEACLEAR Spot-on Soluzione 67 mg per Cani di Taglia Piccola	Confezione da 1 pipetta, AIC n° 105024071 Confezione da 2 pipette, AIC n° 105024083 Confezione da 3 pipette, AIC n° 105024095 Confezione da 4 pipette, AIC n° 105024107 Confezione da 5 pipette, AIC n° 105024119 Confezione da 6 pipette, AIC n° 105024121	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Fipronil	Flevox 134 mg soluzione spot-on per cani di media taglia	1 blister da 1 pipetta da 1,34 ml. A.I.C. n° 104253075 3 blister da 1 pipetta da 1,34 ml. A.I.C. n° 104253087 6 blister da 1 pipetta da 1,34 ml. A.I.C. n° 104253099 30 blister da 1 pipetta da 1,34 ml. A.I.C. n° 104253101 36 blister da 1 pipetta da 1,34 ml. A.I.C. n° 104253113 50 blister da 1 pipetta da 1,34 ml. A.I.C. n° 104253125	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	Flevox 268 mg soluzione spot-on per cani di grossa taglia	1 blister da 1 pipetta da 2,68 ml. A.I.C. n° 104253137 3 blister da 1 pipetta da 2,68 ml. A.I.C. n° 104253149 6 blister da 1 pipetta da 2,68 ml. A.I.C. n° 104253152 30 blister da 1 pipetta da 2,68 ml. A.I.C. n° 104253164 36 blister da 1 pipetta da 2,68 ml. A.I.C. n° 104253176 50 blister da 1 pipetta da 2,68 ml. A.I.C. n° 104253188	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	Flevox 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	1 blister da 1 pipetta da 4,02 ml. A.I.C. n° 104253190 3 blister da 1 pipetta da 4,02 ml. A.I.C. n° 104253202 6 blister da 1 pipetta da 4,02 ml. A.I.C. n° 104253214 30 blister da 1 pipetta da 4,02 ml. A.I.C. n° 104253226 36 blister da 1 pipetta da 4,02 ml. A.I.C. n° 104253238 50 blister da 1 pipetta da 4,02 ml. A.I.C. n° 104253240	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298



Fipronil	Flevox 50 mg soluzione spot-on per gatti	1 blister da 1 pipetta da 0,5 ml. A.I.C. n° 104252010 3 blister da 1 pipetta da 0,5 ml. A.I.C. n° 104252022 6 blister da 1 pipetta da 0,5 ml. A.I.C. n° 104252034 30 blister da 1 pipetta da 0,5 ml. A.I.C. n° 104252046 36 blister da 1 pipetta da 0,5 ml. A.I.C. n° 104252059 50 blister da 1 pipetta da 0,5 ml. A.I.C. n° 104252061	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	Flevox 67 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia	1 blister da 1 pipetta da 0,67 ml. A.I.C. n° 104253012 3 blister da 1 pipetta da 0,67 ml. A.I.C. n° 104253024 6 blister da 1 pipetta da 0,67 ml. A.I.C. n° 104253036 30 blister da 1 pipetta da 0,67 ml. A.I.C. n° 104253048 36 blister da 1 pipetta da 0,67 ml. A.I.C. n° 104253051 50 blister da 1 pipetta da 0,67 ml. A.I.C. n° 104253063	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Flubendazolo	FLIMABEND 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini	Scatola di cartone contenente 1 busta da 100 g A.I.C. n. 104482017 Scatola di cartone contenente 5 buste da 100 g A.I.C. n. 104482029 Scatola di cartone contenente 25 buste da 100 g A.I.C. n. 104482031 Scatola di cartone contenente 2 buste da 20 g A.I.C. n. 104482043 Scatola di cartone contenente 24 buste da 20 g A.I.C. n. 104482056 Scatola di cartone contenente 2 buste da 50 g A.I.C. n. 104482068 Scatola di cartone contenente 24 buste da 50 g A.I.C. n. 104482070 Scatola di cartone contenente 4 flaconi in PP da 750 g A.I.C. n. 104482082 Scatola di cartone contenente 6 flaconi in PP da 750 g A.I.C. n. 104482094	Sospensione per uso in acqua da bere	SOLUBENOL 100 MG/G ORAL EMULSION FOR PIGS AND CHICKENS	
Flubendazolo	FLIMABO 100 mg/g sospensione per uso in acqua da bere per polli e suini	Scatola di cartone contenente 1 busta da 100 g A.I.C. n. 104483019 Scatola di cartone contenente 5 buste da 100 g A.I.C. n. 104483021 Scatola di cartone contenente 25 buste da 100 g A.I.C. n. 104483033 Scatola di cartone contenente 2 buste da 20 g A.I.C. n. 104483045 Scatola di cartone contenente 24 buste da 20 g A.I.C. n. 104483058 Scatola di cartone contenente 2 buste da 50 g A.I.C. n. 104483060 Scatola di cartone contenente 24 buste da 50 g A.I.C. n. 104483072 Scatola di cartone contenente 4 flaconi in PP da 750 g A.I.C. n. 104483084	Sospensione per uso in acqua da bere	SOLUBENOL 100 MG/G ORAL EMULSION FOR PIGS AND CHICKENS	
Flunixin meglumina	FLOGEND 50 mg/ml, soluzione iniettabile per Bovini, Suini e Cavalli	Flacone da 50 ml - A.I.C. n° 102285018 Flacone da 100 ml - A.I.C. n° 102285020 Flacone da 250 ml - A.I.C. n° 102285032	Soluzione iniettabile	FINADYNE 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100099062 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934
Fipronil	Floh 134 mg Soluzione Spot-on per cani di taglia media	Scatola di cartone con 1 pipetta da 1,34 ml A.I.C. 104376177 Scatola di cartone con 3 pipette da 1,34 ml A.I.C. 104376189 Scatola di cartone con 4 pipette da 1,34 ml A.I.C. 104376191 Scatola di cartone con 6 pipette da 1,34 ml A.I.C. 104376203 Scatola di cartone con 9 pipette da 1,34 ml A.I.C. 104376215 Scatola di cartone con 12 pipette da 1,34 ml A.I.C. 104376227 Scatola di cartone con 21 pipette da 1,34 ml A.I.C. 104376239 Scatola di cartone con 30 pipette da 1,34 ml A.I.C. 104376241	Soluzione per spot-on	Frontline Spot On Dog (IE)	Product identifier 071e4b0a-4b23-479c-a08e-801687c8841e Permanent identifier 600000064206
Fipronil	Floh 268 mg Soluzione Spot-on per cani di taglia grande	Scatola di cartone con 1 pipetta da 2,68 ml A.I.C. 104376254 Scatola di cartone con 3 pipette da 2,68 ml A.I.C. 104376266 Scatola di cartone con 4 pipette da 2,68 ml A.I.C. 104376278 Scatola di cartone con 6 pipette da 2,68 ml A.I.C. 104376280 Scatola di cartone con 9 pipette da 2,68 ml A.I.C. 104376292 Scatola di cartone con 12 pipette da 2,68 ml A.I.C. 104376304 Scatola di cartone con 21 pipette da 2,68 ml A.I.C. 104376316 Scatola di cartone con 30 pipette da 2,68 ml A.I.C. 104376328	Soluzione per spot-on	Frontline Spot On Dog (IE)	Product identifier 071e4b0a-4b23-479c-a08e-801687c8841e Permanent identifier 600000064206
Fipronil	Floh 402 mg Soluzione Spot-on per cani di taglia gigante	Scatola di cartone con 1 pipetta da 4,02 ml A.I.C. 104376330 Scatola di cartone con 3 pipette da 4,02 ml A.I.C. 104376342 Scatola di cartone con 4 pipette da 4,02 ml A.I.C. 104376355 Scatola di cartone con 6 pipette da 4,02 ml A.I.C. 104376367 Scatola di cartone con 9 pipette da 4,02 ml A.I.C. 104376379 Scatola di cartone con 12 pipette da 4,02 ml A.I.C. 104376381 Scatola di cartone con 21 pipette da 4,02 ml A.I.C. 104376393 Scatola di cartone con 30 pipette da 4,02 ml A.I.C. 104376405	Soluzione per spot-on	Frontline Spot On Dog (IE)	Product identifier 071e4b0a-4b23-479c-a08e-801687c8841e Permanent identifier 600000064206
Fipronil	Floh 50 mg Soluzione Spot-on per gatti	Scatola di cartone con 1 pipetta da 0,5 ml A.I.C. 104376013 Scatola di cartone con 3 pipette da 0,5 ml A.I.C. 104376025 Scatola di cartone con 4 pipette da 0,5 ml A.I.C. 104376037 Scatola di cartone con 6 pipette da 0,5 ml A.I.C. 104376049 Scatola di cartone con 9 pipette da 0,5 ml A.I.C. 104376052 Scatola di cartone con 12 pipette da 0,5 ml A.I.C. 104376064 Scatola di cartone con 21 pipette da 0,5 ml A.I.C. 104376076 Scatola di cartone con 30 pipette da 0,5 ml A.I.C. 104376088	Soluzione per spot-on	Frontline Spot On Cat (IE)	Product identifier bdd3fa36-7efb-4cc0-91f2-f43de26c91d8 Permanent identifier 600000064267

Fipronil	Floh 67 mg Soluzione Spot-on per cani di taglia piccola	Scatola di cartone con 1 pipetta da 0,67 ml A.I.C. 104376090 Scatola di cartone con 3 pipette da 0,67 ml A.I.C. 104376102 Scatola di cartone con 4 pipette da 0,67 ml A.I.C. 104376114 Scatola di cartone con 6 pipette da 0,67 ml A.I.C. 104376126 Scatola di cartone con 9 pipette da 0,67 ml A.I.C. 104376138 Scatola di cartone con 12 pipette da 0,67 ml A.I.C. 104376140 Scatola di cartone con 21 pipette da 0,67 ml A.I.C. 104376153 Scatola di cartone con 30 pipette da 0,67 ml A.I.C. 104376165	Soluzione per spot-on	Frontline Spot On Dog (IE)	Product identifier071e4b0a-4b23-479c-a08e-801687c8841e Permanent identifier60000064206
Florfenicolo	FLORDOFEN 300 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone in polipropilene da 250 ml A.I.C. 104588013 Flacone in vetro da 50 ml A.I.C. 104588025 Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. 104588037 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. 104588049	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzi dobytok a ošipané (SK)	Product identifierd9cab7a5-c0e8-43bc-9130-c39536254c87 Permanent identifier600000046203
Florfenicolo	Florfeksyl 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Flaconcino da 100 ml AIC: 105645016 Flaconcino da 250 ml AIC: 105645028	Soluzione iniettabile	NUFLOR Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Flacone da 20 ml AIC 103258012 Flacone da 50 ml AIC 103258024 Flacone da 100 ml AIC 103258036 Flacone da 250 ml AIC 103258048 Flacone da 500 ml AIC 103258051
Florfenicolo	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe	Flacone da 250 ml AIC n. 104367014	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Florfenicolo	FLORFENIKEL 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 104334014 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 104334026 Flacone in polipropilene da 100 ml A.I.C. n. 104334038 Flacone in polipropilene da 250 ml A.I.C. n. 104334040	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Florfenicolo Flunixin	FlorFlu 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Scatola contenente 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105488011 Scatola contenente 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105488023	Soluzione iniettabile	RESFLOR, 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103876013 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103876025
Florfenicolo	FLORINJECT 300 mg / ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 250ml AIC: 104547017	Soluzione iniettabile	NUFLOR Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Flacone da 20 ml AIC 103258012 Flacone da 50 ml AIC 103258024 Flacone da 100 ml AIC 103258036 Flacone da 250 ml AIC 103258048 Flacone da 500 ml AIC 103258051
Florfenicolo	Florkem 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.	Flacone da 100 ml in plastica A.I.C. n. 104089014 Flacone da 250 ml in plastica A.I.C. n. 104089026 Flacone da 500 ml in plastica A.I.C. n. 104089038 Flacone da 100 ml in vetro A.I.C. n. 104089040 Flacone da 250 ml in vetro A.I.C. n. 104089053 Flacone da 500 ml in vetro A.I.C. n. 104089055	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Florfenicolo	FLORKEM PREMIX 40 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini.	Sacco da 5 kg A.I.C. n. 105383018 Sacco da 10 kg A.I.C. n. 105383020 Sacco da 25 kg A.I.C. n. 105383032	Premiscela per mangimi medicati	NUFLOR 40 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103912010 Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103912022
Florfenicolo	Floron 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104757012 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104757024 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104757036	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Florfenicolo	Floron 40 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacchetto da 1 kg AIC n. 104192012 Sacchetto da 5 kg AIC n. 104192024 Sacchetto da 10 kg AIC n. 104192036 Sacchetto da 25 kg AIC n. 104192048	Premiscela per mangimi medicati	NUFLOR 40 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103912010 Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103912022
Florfenicolo	FLORVETOL bovini soluzione iniettabile	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103780019 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103780021 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103780033 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103780045 Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103780058	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Florfenicolo	Florvetol Suini iniettabile	Flacone di 20 ml 103779017 Flacone di 50 ml 103779029 Flacone di 100 ml 103779031 Flacone di 250 ml 103779043 Flacone di 500 ml 103779056	Soluzione iniettabile	NUFLOR® Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Flacone da 20 ml AIC 103258012 Flacone da 50 ml AIC 103258024 Flacone da 100 ml AIC 103258036 Flacone da 250 ml AIC 103258048 Flacone da 500 ml AIC 103258051
Enrofloxacin	Floxabactin 15 mg, compresse per gatti e cani	1 blister da 10 compresse A.I.C. 104167010 2 blister da 10 compresse (20 compresse) A.I.C. 104167022 3 blister da 10 compresse (30 compresse) A.I.C. 104167034 5 blister da 10 compresse (50 compresse) A.I.C. 104167046 6 blister da 10 compresse (60 compresse) A.I.C. 104167059 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. 104167061 15 blister da 10 compresse (150 compresse) A.I.C. 104167073	Compresse	Baytril flavour 15 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155124 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155163
Enrofloxacin	Floxabactin 150 mg, compresse per cani	1 blister da 10 compresse A.I.C. 104167150 2 blister da 10 compresse (20 compresse) A.I.C. 104167162 3 blister da 10 compresse (30 compresse) A.I.C. 104167174 5 blister da 10 compresse (50 compresse) A.I.C. 104167186 6 blister da 10 compresse (60 compresse) A.I.C. 104167198 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. 104167200 15 blister da 10 compresse (150 compresse) A.I.C. 104167212	Compresse	Baytril flavour 150 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155148 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155151

Enrofloxacin	Floxabactin 50 mg, compresse per cani	1 blister da 10 compresse A.I.C. 104167085 2 blister da 10 compresse (20 compresse) A.I.C. 104167097 3 blister da 10 compresse (30 compresse) A.I.C. 104167109 5 blister da 10 compresse (50 compresse) A.I.C. 104167111 6 blister da 10 compresse (60 compresse) A.I.C. 104167123 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. 104167135 15 blister da 10 compresse (150 compresse) A.I.C. 104167147	compresse	Baytril flavour 50 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155136 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155175
Enrofloxacin	FLOXAVEX 100 mg/ml concentrato per soluzione orale per polli e tacchin	CONFEZIONE DA 1 LITRO 103944017 CONFEZIONE DA 5 LITRI 103944029	Concentrato per soluzione orale	BAYTRIL 0,5%	101064
Flubendazolo	Fluboral 200 mg/ml, sospensione per uso in acqua da bere per suini e polli	Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105674016 Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 105674028 Flacone da 3000 ml - A.I.C. n. 105674030	Sospensione per uso in acqua	SOLUBENOL 100 MG/G (SOLUZIONE ORALE)-REVOCATO	Scatola da 2 buste da 20 g - A.I.C. n. 103810014 Scatola da 24 buste da 20 g - A.I.C. n. 103810026 Scatola da 1 busta da 100 g - A.I.C. n. 103810038 Scatola da 5 buste da 100 g - A.I.C. n. 103810040 Scatola da 1 busta da 500 g - A.I.C. n. 103810053 Scatola da 5 buste da 500 g - A.I.C. n. 103810065
Flunixin meglumina	FLUNIFEN, 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini	Flacone da 100 ml in vetro A.I.C. n. 102978018 Flacone da 250 ml in vetro A.I.C. n. 102978020 Flacone da 50 ml in vetro A.I.C. n. 102978032 Flacone PP da 100 ml A.I.C. n. 102978044 Flacone PP da 250 ml A.I.C. n. 102978057	Soluzione iniettabile	FINADYNE 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100099062 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934
Flunixin meglumina	Flunishot 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Scatola di cartone con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 105311017 Scatola di cartone con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105311029 Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 105311031	Soluzione iniettabile	Finadyne RP, 50mg/ml, Injekční roztok (CZ) Finadyne RP 50 mg/ml injekčný roztok (SK)	Product identifier 8704bc6e-6c6a-4830-93f5-62a229f7497f Permanent identifier 600000062518 Product identifier 29fc15d8-a69d-4443-8217-6c594330b791 Permanent identifier 600000032211
Flunixin	Fluvex 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104177011 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104177023 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104177035	Soluzione iniettabile	FINADYNE 50 mg/ml SOLUCION INYECTABLE (ES)	Product identifier 7a468303-1cde-479d-8900-5ed0fcb1d7b5 Permanent identifier 600000055295
Tulatromicina	Foespix 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Scatola di cartone contenente un flacone da 50 ml AIC 105477018 Scatola di cartone contenente un flacone da 100 ml A.I.C. n. 105577020 Scatola di cartone contenente un flacone da 250 ml AIC 105577032	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Permetrina	FRISKIES AEROSOL ANTIPARASS. PER CANI	FLACONE DA 210 ML CON 84 G DI SOLUZIONE ATTIVA 103604017	shampoo	REPELT NATURA SHAMPOO 10 mg/g shampoo per cani	AIC N°103147017 Flacone da 200 ml.
Permetrina	FRISKIES SHAMPOO ANTIPARASSITARIO PER CANI	FLACONE IN POLIETILENE DA 200 ML 103603015	shampoo	REPELT NATURA SHAMPOO 10 mg/g shampoo per cani	AIC N°103147017 Flacone da 200 ml.
Ketoconazolo	Fungiconazol 200 mg compresse per cani	Scatola contenente 1 blister (10 compresse) A.I.C. 104685019 Scatola contenente 3 blister (30 compresse) A.I.C. 104685021 Scatola contenente 5 blister (50 compresse) A.I.C. 104685033 Scatola contenente 10 blister (100 compresse) A.I.C. 104685045	Compresse	KETOFUNGOL 200 MG (FR)  Ketofungol 200 mg Tablet (BE)	Product identifier 23db6dfa-db63-4017-909f-81e201d1ce10 Permanent identifier 600000041859  Product identifier 86a7b661-c13d-43b0-bf8f-39e7d17e2eae Permanent identifier 600000086046
Ketoconazolo	Fungiconazol 400 mg compresse per cani	Scatola contenente 1 blister (10 compresse) A.I.C. n. 104686011 Scatola contenente 3 blister (30 compresse) A.I.C. n. 104686023 Scatola contenente 5 blister (50 compresse) A.I.C. n. 104686035 Scatola contenente 10 blister (100 compresse) A.I.C. n. 104686047	Compresse	KETOFUNGOL 200 MG (FR)	Product identifier 23db6dfa-db63-4017-909f-81e201d1ce10 Permanent identifier 600000041859
Furosemide	FUROSORAL 10MG	Scatola da 40 compresse (4 blister da 10 compresse) AIC 104787041 Scatola da 50 compresse (5 blister da 10 compresse) AIC 104787054 Scatola da 60 compresse (6 blister da 10 compresse) AIC 104787066 Scatola da 100 compresse (10 blister da 10 compresse) AIC 104787104 Scatola da 250 compresse (25 blister da 10 compresse) AIC 104787116	Compresse	DIMAZON	Scatola contenente 20 compresse da 10 mg: A.I.C. n. 100067040
Furosemide	FUROSORAL 40MG	Scatola da 40 compresse (4 blister da 10 compresse) AIC 104788043 Scatola da 50 compresse (5 blister da 10 compresse) AIC 104788056 Scatola da 60 compresse (6 blister da 10 compresse) AIC 104788068 Scatola da 100 compresse (10 blister da 10 compresse) AIC 104788106 Scatola da 250 compresse (25 blister da 10 compresse) AIC 104788118	Compresse	DIMAZON	Scatola contenente 20 compresse da 40 mg: A.I.C. n. 100067038
Fipronil	Fyperix 134 mg soluzione spot-on per cani	Confezione da 1 pipetta AIC n. 104414065 Confezione da 3 pipette AIC n. 104414077 Confezione da 6 pipette AIC n. 104414089 Confezione da 10 pipette AIC n. 104414091 Confezione da 20 pipette AIC n. 104414103	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030185
Fipronil	Fyperix 268 mg soluzione spot-on per cani	Confezione da 1 pipetta AIC n. 104414115 Confezione da 3 pipette AIC n. 104414127 Confezione da 6 pipette AIC n. 104414139 Confezione da 10 pipette AIC n. 104414141 Confezione da 20 pipette AIC n. 104414154	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030211

Fipronil	Fyperix 402 mg soluzione spot-on per cani	Confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 104414166 Confezione da 3 pipette A.I.C. n. 104414178 Confezione da 6 pipette A.I.C. n. 104414180 Confezione da 10 pipette A.I.C. n. 104414192 Confezione da 20 pipette A.I.C. n. 104414204	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	Fyperix 50 mg soluzione spot-on per gatti	Confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 104413012 Confezione da 3 pipette A.I.C. n. 104413024 Confezione da 6 pipette A.I.C. n. 104413036 Confezione da 10 pipette A.I.C. n. 104413048 Confezione da 20 pipette A.I.C. n. 104413051	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	Fyperix 67 mg soluzione spot-on per cani	Confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 104414014 Confezione da 3 pipette A.I.C. n. 104414026 Confezione da 6 pipette A.I.C. n. 104414038 Confezione da 10 pipette A.I.C. n. 104414040 Confezione da 20 pipette A.I.C. n. 104414053	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Fipronil (S)-Methoprene	Fypermid combo 134 mg/120,6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105150078 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105150080 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105150092	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI M	Blister da 1 pipetta da 1,34 ml A.I.C. n. 103655041 Scatola 1 blister da 3 pipette da 1,34 ml A.I.C. n. 103655054 Scatola 1 blister da 4 pipette da 1,34 ml A.I.C. n. 103655142 Scatola 2 blister da 3 pipette da 1,34 ml A.I.C. n. 103655066
Fipronil (S)-Methoprene	Fypermid combo 268 mg/241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105150104 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105150116 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105150128	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI G	Blister da 1 pipetta da 2,68 ml A.I.C. n. 103655078 Scatola 1 blister da 3 pipette da 2,68 ml A.I.C. n. 103655080 Scatola 1 blister da 4 pipette da 2,68 ml A.I.C. n. 103655155 Scatola 2 blister da 3 pipette da 2,68 ml A.I.C. n. 103655092
Fipronil (S)-Methoprene	Fypermid combo 402 mg/ 361,8 soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105150130 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105150142 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105150155	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI XL	Blister da 1 pipetta da 4,02 ml A.I.C. n. 103655104 Scatola 1 blister da 3 pipette da 4,02 ml A.I.C. n. 103655116 Scatola 1 blister da 4 pipette da 4,02 ml A.I.C. n. 103655167 Scatola 2 blister da 3 pipette da 4,02 ml A.I.C. n. 103655128
Fipronil (S)-Methoprene	Fypermid combo 67 mg/60,3 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105150041 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105150054 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105150066 Scatola con 30 pipette A.I.C. n. 105150179	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CANI P	Blister da 1 pipetta da 0,67 ml A.I.C. n. 103655015 Scatola 1 blister da 3 pipette da 0,67 ml A.I.C. n. 103655027 Scatola 1 blister da 4 pipette da 0,67 ml A.I.C. n. 103655130 Scatola 2 blister da 3 pipette da 0,67 ml A.I.C. n. 103655039
Ivermectina	GABBROME 0,6 g/100 g, premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 10 kg A.I.C. 104029018 Sacco da 25 kg A.I.C. 104029020	Premiscela per mangimi medicati	VOME 6 Premix, 6,12 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini	IVOME 6 Premix, confezione da 333 g – A.I.C. n. 102441021 IVOME 6 Premix confezione da 5 kg – A.I.C. n. 102441033 IVOME 6 Premix confezione da 25 kg – A.I.C. n. 102441019
Fenbendazolo	Gallifen 40 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per polli e fagiani.	Sacco da 1 kg A.I.C. n° 104978010 Sacco da 2 kg A.I.C. n° 104978022 Sacco da 5 kg A.I.C. n° 104978034 Sacco da 20 kg A.I.C. n° 104978046	ibrido - premiscela	Panacur AquaSol 200 mg/ml sospensione per uso in acqua da bere per suini e polli	Contentitore da 3l A.I.C. 104451024 Contentitore da 4l A.I.C. 104451036
Doxiciclina	GalluDoxx 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere/latte ricostituito per vitelli, polli e tacchini	Sacco da 1 Kg A.I.C. n. 104987019 Sacco da 5 Kg A.I.C. n. 104987021	Polvere per uso in acqua da bere/latte	doxycycline hyclaat 50%	
Omeprazolo	Gastazole 370 mg/g pasta orale per cavalli	Scatola di cartone contenente 1 siringa A.I.C. 105581019 Scatola di cartone contenente 7 siringhe A.I.C. 105581021 Scatola di cartone contenente 10 siringhe A.I.C. 105581033 Scatola di cartone contenente 14 siringhe A.I.C. 105581045 Scatola di cartone contenente 20 siringhe A.I.C. 105581058 Scatola di cartone contenente 56 siringhe A.I.C. 105581060 Scatola di cartone contenente 72 siringhe (confezione all'ingrosso) A.I.C. 105581072	Pasta orale	GastroGard 370 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa A.I.C. n. 103656031 Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 103656017 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n. 103656043 Confezione da 72 siringhe A.I.C. n. 103656029
Omeprazolo	Gastrogard Sport 370 mg/g pasta orale per cavalli.	Scatola da 7 siringhe A.I.C. n.105192013 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n.105192025	Pasta orale	GastroGard 370 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa A.I.C. n. 103656031 Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 103656017 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n. 103656043 Confezione da 72 siringhe A.I.C. n. 103656029
Enrofloxacin	GELLIFLOX 100 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER BOVINI E SUINI	Contentitore da 100 ml A.I.C. 104123017 Contentitore da 250 ml A.I.C. 104123029	Soluzione iniettabile	Baytril 100 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini, ovini, caprini e suini	flacone da 50 ml A.I.C. 100155047 flacone da 100 ml A.I.C. 100155050
Enrofloxacin	Gelliflox 50 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti	Contentitore da 100 ml A.I.C. n. 104124019 Contentitore da 250 ml A.I.C. n. 104124021	Soluzione iniettabile	Baytril 50 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini (vitelli), ovini, caprini, suini, cani e gatti	flacone da 50 ml A.I.C. 100155023 flacone da 100 ml A.I.C. 100155035
Gonadotropina sierica equina Gonadotropina corionica	GESTAVET 3000 liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per suini	Scatola di cartone contenente 10 flaconi di polvere A.I.C. 104160027 Scatola di cartone contenente 10 flaconi di solvente A.I.C. 104160039	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile	PG 600 MULTIDOSIS LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE (ES)	Product identifierbdf2db2-cd6e-4b6d-89ce-5e0965e4519b Permanent identifier60000005517
Gonadotropina sierica equina Gonadotropina corionica	GESTAVET 600 liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile per suini.	Scatola di cartone contenente 5 flaconi di polvere e 5 flaconi di solvente A.I.C. 104160015 Scatola di cartone contenente 10 flaconi di polvere A.I.C. 104160041 Scatola di cartone contenente 10 flaconi di solvente A.I.C. 104160054	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile	PG 600 MULTIDOSIS LIOFILIZADO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE (ES)	Product identifierbdf2db2-cd6e-4b6d-89ce-5e0965e4519b Permanent identifier60000005517

Ferro	GLEPTOVEX 200 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Cartone con 1 flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 104960012 Cartone con 1 flaconcino da 200 ml A.I.C. n. 104960024 Cartone con 10 flaconcini da 100 ml A.I.C. n. 104960036 Cartone con 10 flaconcini da 200 ml A.I.C. n. 104960048	Soluzione iniettabile	FERROFERON 200 mg/ml Solution for injection for pigs (DE)	Product identifierbc44f366-66f6-48e6-9cb7-6f98ebe3b2a6 Permanent identifier600000061272
Desametasone	Glucadex 2 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, capre, suini, cani e gatti	Scatola con un flacone da 50 ml A.I.C. n. 105318012 Scatola con un flacone da 100 ml A.I.C. n. 105318024	Soluzione iniettabile	DEXADRESON, 2 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli , bovini, suini, capre, cani e gatti	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034
Gonadorelina	Gonavet Veyx 50 µg/ml soluzione iniettabile per bovine, suini e cavalle	A.I.C. n. 104761010 - scatola contenente un flacone da 10 ml di soluzione iniettabile A.I.C. n. 104761022 - scatola contenente un flacone da 20 ml di soluzione iniettabile A.I.C. n. 104761034 - scatola contenente un flacone da 50 ml di soluzione iniettabile	Soluzione iniettabile	gonavet veyx	
Amminosidina/Paromomicina	GRABEN,175 mg/ml, soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103977017 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103977029	Soluzione iniettabile	AMMINOFARMA, 175 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini.	Flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100252028 Flacone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 100252030 Flacone plastica da 250 ml - A.I.C. n. 100252055
Alofuginone	HALAGON 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	290 ml di soluzione orale - NIN 105143010 490 ml di soluzione orale - NIN 105143022 980 ml di soluzione orale - NIN 105143034	Soluzione orale	HALOCUR 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Flacone da 500 ml contenente 490 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358013 Flacone da 1000 ml contenente 980 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358025
IALURONATO SODICO	HALIEN 17 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli	Confezione contenente 1 siringa preriempita da 3ml - AIC 104390012	Soluzione iniettabile	HY-50 17 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli	Confezione da 1siringa preriempita da 3 ml pronta per l'uso: AIC n° 102250014
Alofuginone	Halofusol 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Scatola di cartone contenente un flacone da 250 ml con una pompa dosatrice da 4 ml - A.I.C. n.105382016 Scatola di cartone contenente un flacone da 500 ml con una pompa dosatrice da 4 ml - A.I.C. n. 105382028 Scatola di cartone contenente un flacone da 1.000 ml con una pompa dosatrice da 4 ml - A.I.C. n. 105382030	Soluzione orale	HALOCUR 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Flacone da 500 ml contenente 490 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358013 Flacone da 1000 ml contenente 980 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358025
Alofuginone	Halofusol 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Scatola di cartone contenente un flacone da 250 ml con una pompa dosatrice da 4 ml - A.I.C. n.105382016 Scatola di cartone contenente un flacone da 500 ml con una pompa dosatrice da 4 ml - A.I.C. n. 105382028 Scatola di cartone contenente un flacone da 1.000 ml con una pompa dosatrice da 4 ml - A.I.C. n. 105382030	Soluzione orale	HALOCUR 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Flacone da 500 ml contenente 490 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358013 Flacone da 1000 ml contenente 980 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358025
Prednisolone	Hedylon 25 mg compresse per cani	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204061 Scatola contenente 3 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204073 Scatola contenente 5 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204085 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204097 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204109	Compresse	PREDNIDALE 5-25 MG	
Prednisolone	Hedylon 5 mg compresse per cani e gatti	Scatola contenente 1 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204010 Scatola contenente 3 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204022 Scatola contenente 5 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204034 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204046 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse A.I.C. N°105204059	Compresse	PREDNIDALE 5-25 MG	
Imidocarb	HEMOCARB 85 mg/ml soluzione iniettabile	Scatola di cartone con 1 flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 105277014 Scatola di cartone con 1 flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 105277026 Scatola di cartone con 1 flaconcino da 50 ml A.I.C. n. 105277038	Soluzione iniettabile	IMIZOL (es)	Product identifier8985178-9740-4932-94ad-c1e65e3da324 Permanent identifier600000054669
Etamsilato	HEMOSILATE 125 mg/ml Soluzione iniettabile per Bovini, ovini, caprini, suini, equini, cani e gatti	Scatola da 1 flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 105094015 Scatola da 5 flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 105094027 Scatola da 10 flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 105094039	Soluzione iniettabile	HEMOCED (FR)	Product identifierbbcd9517-e870-487e-8e25-962eed51a19a Permanent identifier600000032104
Colistina	HIDROCOL, 4000000 IU/ml soluzione per uso in acqua da bere/latte	Confezione da 1 litro A.I.C. n. 104924016 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 104924028	Soluzione per uso in acqua da bere/latte	COLISTINE SULFATE 2 000 000 UI/ML BUVABLE VIRBAC (FR)	Product identifier2b16f2e7-6145-4a6c-a80b-d1c878b4fb9b Permanent identifier600000039895
CLORFENAMINA	Histodine 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 100 ml di soluzione iniettabile per bovini - A.I.C. 105030011	Soluzione iniettabile	NEO-ANTERGAN C.M., 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 103632016
Amoxicillina	HUVACILLIN 800 mg/g polvere per uso nell'acqua da bere per polli e suini	Busta in polietilene da 100 g - A.I.C. n. 105632018 Barattolo in HDPE da 100 g - A.I.C. n. 105632020 Busta in polietilene da 500 g - A.I.C. n. 105632032 Busta in polietilene da 1 kg - A.I.C. n. 105632044	Soluzione per uso in acqua da bere	Paraciline oplosbaar poeder voor oraal gebruik voor kippen en varkens (NL)	Product identifier: 5303a141-3386-44e3-8262-ebfe70a13b23 Permanent identifier: 600000058825
Doxiciclina	HydroDoxx 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli e suini	Sacco da 1 kg in PE/Alu/PET A.I.C. n. 104082045 Sacco da 400 g in PE/Alu/PET A.I.C. n. 104082058	Polvere per uso in acqua da bere	DOXICIVALL POLVO (ES)	Product identifier933ff874-8500-4722-ad0e-0c322c41f57b Permanent identifier600000054998
Tilmicosina	HYMATIL 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104125012 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104125024 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104125036	Soluzione iniettabile	MICOTIL® 300, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml: n° 101150011 Flacone da 100 ml: n° 101150035 Flacone da 250 ml: n° 101150049
Carbetocina	Hypophysin LA 35 µg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	35 µg/ml: Scatola con 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104635014 35 µg/ml: Scatola con 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104635026 35 µg/ml: Scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104635038 35 µg/ml: Scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104635053	Soluzione iniettabile	LongActon 0.07 mg/ml solution for injection for cattle and pigs (NL) CMS : NL/ES/IX(UK)/FR/IE	Product identifierbaecb5b8-389d-4c67-830f-a113ebaf5767 Permanent identifier600000060447
Idrocortisone	Idrocortisone aceponato Eucuphar 0,584 mg/ml soluzione cutanea spray per cani	0.584 mg/ml FLACONE DA 76 ML 105348015	Soluzione cutanea spray	CORTAVANCE 0,584 mg/ml soluzione cutanea spray per cani.	103935019 FLACONE DA 76 ML 103935021 FLACONE DA 31 ML

Tulatromicina	Increxxa 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	105557019 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 20 ml -100 mg 105557021 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 50 ml -100 mg 105557033 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 100 ml - 100 mg 105557045 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 250 ml - 100 mg 105557058 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 500 ml - 100 mg	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Fialone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Fialone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Fialone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Fialone da 250 ml) N.I.N. 103619045 (Fialone da 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	Increxxa 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	105557060 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 50 ml. 105557072 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 100 ml. 105557084 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 250 ml.	Soluzione iniettabile	Draxxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Fialone da 50 ml NIN 103619060 Fialone da 100 ml NIN 103619072 Fialone da 250 ml NIN 103619084
Meloxicam	Inflacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti	0.5 mg - fialone da 10 ml di sospensione orale per gatti 104465238 0.5 mg - fialone da 15 ml di sospensione orale per gatti 104465240 0.5 mg/ml - fialone da 3 ml di sospensione orale per gatti con una siringa dosatrice da 1 ml 104465253 0.5 mg/ml - fialone da 5 ml di sospensione orale per gatti con una siringa dosatrice da 1 ml 104465265	Sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	0.5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India fialone 3 ml AIC 104378322 0.5 mg/ml sospensione orale gatti fialone 10 ml AIC 104378334 0.5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - fialone 15 ml AIC 104378284 0.5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - fialone 30 ml AIC 104378486
Meloxicam	Inflacam 1 mg compresse masticabili per cani	Scatola da 2 blister da 10 compresse masticabili da 1 mg 104465113 Scatola da 10 blister da 10 compresse masticabili da 1 mg 104465125	Compresse	Metacam 1 mg compresse masticabili per cani	7 compresse AIC 104378423 84 compresse AIC 104378435 252 compresse AIC 104378447
Meloxicam	Inflacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1 fialone dosatore da 15 ml 104465012 1 fialone dosatore da 20 ml 104465024 1 fialone dosatore da 100 ml 104465036 1 fialone dosatore da 200 ml 104465048	sospensione orale	Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5mg/ml sospensione orale fialone 10 ml cani 10 ml AIC 104378068 1,5mg/ml sospensione orale fialone 32 ml cani AIC 104378106 1,5mg/ml sospensione orale fialone 100 ml cani AIC 104378118 1.5 mg/ml sosp. orale cani fialone 180 ml AIC 104378296
Meloxicam	Inflacam 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	Fialone dosatore da 100 ml 104465099 Fialone dosatore da 250 ml 104465101	sospensione orale	Metacam 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	15 mg/ml sospensione orale cavalli fialone 250 ml AIC 104378056
Meloxicam	Inflacam 2,5 mg compresse masticabili per cani	Scatola da 2 blister da 10 compresse masticabili da 2.5 mg 104465137 Scatola da 10 blister da 10 compresse masticabili da 2.5 mg 104465149	Compresse	Metacam 2,5 mg compresse masticabili per cani	7 compresse AIC 104378450 84 compresse AIC 104378462 252 compresse AIC 104378474
Meloxicam	Inflacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	1 fialone da 20 ml 104465051 1 fialone da 50 ml 104465063 1 fialone da 100 ml 104465075 1 fialone da 250 ml 104465087	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml fialoncino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml fialoncino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 fialoncini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Meloxicam	Inflacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	1 fialone in vetro da 20 ml 104465188 1 fialone in vetro da 50 ml 104465190 1 fialone in vetro da 100 ml 104465202	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini fialoncino 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378346 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini fialoncino 50 ml 1 x 50 ml AIC 104378361 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini fialoncino da 100 ml 1 x 100 ml AIC 104378031 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 fialoncini 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378359 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 fialoncini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378373
Meloxicam	Inflacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	1 fialone da 10 ml 104465152 1 fialone da 20 ml 104465164 1 fialone da 100 ml 104465176	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5mg/ml soluzione iniett. fialoncino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile fialoncino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132
Busereelin	INGRAVIDA, 0,0040 mg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie, scroffette e trote	Fialone da 10 ml - A.I.C. n. 104840018 5 fialoni da 10 ml - A.I.C. n. 104840020 Fialone da 50 ml - A.I.C. n. 104840032 Fialone a fondo conico da 100 ml - A.I.C. n. 104840044	Soluzione iniettabile	RECEPTAL, 4,0 µg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie e scroffette.	Fialone da 10 ml - A.I.C. n. 101394029 Fialone da 50 ml - A.I.C. n. 101394031 5 Fialoni da 10 ml - A.I.C. n. 101394017
METADONE	Insistor 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Scatola contenente 1 fialoncino da 5 ml A.I.C. n° 105571018 Scatola contenente 1 fialoncino da 10 ml A.I.C. n° 105571020 Scatola contenente 5 fialoncini da 5 ml A.I.C. n° 105571032 Scatola contenente 5 fialoncini da 10 ml A.I.C. n° 105571044	Soluzione iniettabile	Methadone HCl 10 mg/ml	
Enrofloxacin	Interflox-100, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini	1 fialone da 100 ml A.I.C. 105365011	Soluzione iniettabile	Baytril 100 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini, ovini, caprini e suini	fialone da 50 ml A.I.C. 100155047 fialone da 100 ml A.I.C. 100155050
Mepivacaína	Intra-Epicaine 20 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli	Confezione da 6 fialoncini da 10 ml A.I.C. n. 105065015	Soluzione iniettabile	Intra-eicaine 20 mg/ml solution for injection	
Isoflurano	Iso-Vet 1000 mg/g Vapore per inalazione, liquido	AIC n. 104331018 fialone da 100 ml AIC n. 104331020 fialone da 250 ml	Vapore per inalazione, liquido	IsoFlo 100% p/p Vapore per inalazione, liquido	Scatola con un fialone da 100 ml A.I.C. n. 103287013 Scatola con un fialone da 250 ml A.I.C. n. 103287025
Isoflurano	ISOFLUTEK 1000 mg/g vapore per inalazione, liquido	Fialone da 250 ml A.I.C. n. 105617017	Vapore per inalazione, liquido	IsoFlo 100% p/p Vapore per inalazione, liquido	Scatola con un fialone da 100 ml A.I.C. n. 103287013 Scatola con un fialone da 250 ml A.I.C. n. 103287024

Isoflurano	Isothesia 1000 mg/g Vapore per inalazione, liquido	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105322010 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105322022	Vapore per inalazione, liquido	IsoFlo 100% p/p Vapore per inalazione, liquido	Scatola con un flacone da 100 ml A.I.C. n. 103287013 Scatola con un flacone da 250 ml A.I.C. n. 103287025
Ivermectina	IVERTIN B.O.S. 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 104892017 Scatola con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 104892029 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 104892031	Soluzione iniettabile	IVOMEC, 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 100197019 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 100197021 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 100197033 Scatola con 1 flacone da 1000 ml A.I.C. n. 100197045
Cabergolina	Kabergovet 50 mcg/ml, soluzione per uso orale per cane e gatto	Scatola di cartone contenente un flacone da 7 ml e una siringa orale da 3 ml - A.I.C. n. 105480014 Scatola di cartone contenente un flacone da 15 ml e una siringa orale da 3 ml - A.I.C. n. 105480026	Soluzione orale	GALASTOP, 50 mcg/ml, soluzione per uso orale per cane e gatto.	Flacone da 3 ml A.I.C. n. 101560035 Flacone da 7 ml A.I.C. n. 101560023 Flacone da 15 ml A.I.C. n. 101560011 Flacone da 24 ml A.I.C. n. 101560047
Calcio gluconato Magnesio cloruro Sodio glicerosolfato pentaidrato	Kaltetan forte, 458,4 mg/ml + 125 mg/ml + 20 mg/ml soluzione per infusione per cavalli, bovini e suini	Flacone da 500 ml - A.I.C. n.105612028	Soluzione per infusione	Tetanusan 50% N 440 mg/ml + 125 mg/ml + 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła i świń	
Calcio gluconato Magnesio cloruro Sodio glicerosolfato pentaidrato	Kaltetan, 250 mg/ml + 80 mg/ml + 10 mg/ml soluzione per infusione per cavalli, bovini e suini	Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 105612016	Soluzione per infusione	Tetanusan 24% N, 240 mg/ml + 80 mg/ml + 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła i świń (PL)	
Doxiciclina	KARIDOX 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e suini	Flacone da 1 litro A.I.C. n° 103948016 Tanica da 5 litri A.I.C. n° 103948028	Soluzione orale	DOXINYL 100 mg/ml SOLUCION PARA ADMINISTRACION EN AGUA DE BEBIDA	Product identifier 0e087bfb-3f85-4f03-9f9f-123dfffbae60 Permanent identifier 600000054812
Tiamulina	Karimulina 1000 mg/g granuli per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini	Cartone pieghevole da 125 g AIC n°: 105359018 Cartone pieghevole da 1 kg AIC n°: 105359020	granuli per soluzione orale	DENAGARD 100 mg/g PREMEZCLA MEDICAMENTOSA Elanco Spain S.L.U.	Product identifier 534fcbf6-2ee9-44ce-b92b-2ef8d477ccee Permanent identifier 600000058971
Florfenicolo	KEFLORIL 300 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini e suini	scatola di cartone con 1 flacone (50 ml) AIC n° 104225014 scatola di cartone con 1 flacone (100 ml) AIC n° 104225026 scatola di cartone con 1 flacone (250 ml) AIC n° 104225038	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Cabergolina	KELACTIN 50 microgrammi/ml soluzione orale per cani e gatti	Flacone da 7 ml - A.I.C. n. 104922012 Flacone da 14 ml - A.I.C. n. 104922024 Flacone da 24 ml - A.I.C. n. 104922036	Soluzione orale	GALASTOP, 50 mcg/ml, soluzione per uso orale per cane e gatto.	Flacone da 3 ml - A.I.C. n. 101560035 Flacone da 7 ml - A.I.C. n. 101560023 Flacone da 15 ml - A.I.C. n. 101560011 Flacone da 24 ml - A.I.C. n. 101560047
Marbofloxacina	Kelacyl, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 100 ml AIC n. 104498011 Flacone da 250 ml AIC n. 104498023	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 10 %, soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 102602012 Flaconcino da 50 ml A.I.C. n. 102602024 Flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 102602036 Flaconcino da 250 ml A.I.C. n. 102602048
Amoxicillina	Kelamoxil LA 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini	Flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105715015 Flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 105715027 Flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 105715039 Flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 105715041	Sospensione iniettabile	Vetrimoxin LA suspension for injection	
Ketoprofene	Kelaprofen 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone da 50 ml AIC n. 104744014 Flacone da 100 ml AIC n. 104744026 Flacone da 250 ml AIC n. 104744038	Soluzione iniettabile	VET-KETOFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 101336067 Flacone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 101336079 Flacone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 101336031 Flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 101336105 Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101336093 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101336081
Levotiroxina	Kelevo 200 µg compresse per cani e gatti	Scatola di cartone da 50 compresse A.I.C. n. 105503015 Scatola di cartone da 100 compresse A.I.C. n. 105503078 Scatola di cartone da 250 compresse A.I.C. n. 105503027	Compresse	LEVOTHYROXINE LIVISTO 200 MC	
Levotiroxina	Kelevo 400 µg compresse per cani e gatti	Scatola di cartone da 50 compresse A.I.C. n. 105503039 Scatola di cartone da 100 compresse A.I.C. n. 105503080 Scatola di cartone da 250 compresse A.I.C. n. 105503041	Compresse	LEVOTHYROXINE LIVISTO 200 MC	
Levotiroxina	Kelevo 800 µg compresse per cani	Scatola di cartone da 50 compresse A.I.C. n. 105503054 Scatola di cartone da 100 compresse A.I.C. n. 105503092 Scatola di cartone da 250 compresse A.I.C. n. 105503066	Compresse	LEVOTHYROXINE LIVISTO 200 MC	
Amoxicillina Acido clavulanico	Kesium 200 mg/50 mg compresse masticabili per cani	Scatola con 1 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104319076 Scatola con 12 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104319088 Scatola con 30 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 104319090	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	Kesium 40 mg/10 mg compresse masticabili per cani e gatti	Scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104319049 Scatola con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104319052 Scatola con 24 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104319064	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	KESIUM 500 mg/125 mg compresse masticabili per cani	Scatola con 1 blister da 6 compresse masticabili per cani - A.I.C. n. 104319138 Scatola con 2 blister da 6 compresse masticabili per cani - A.I.C. n. 104319140 Scatola con 16 blister da 6 compresse masticabili per cani - A.I.C. n. 104319153 Scatola con 24 blister da 6 compresse masticabili per cani - A.I.C. n. 104319165 Scatola con 40 blister da 6 compresse masticabili per cani - A.I.C. n. 104319177	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Ketamina	Ketabel 100 mg/ml soluzione iniettabile	Scatola con 1 flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 105638011 Scatola con 1 flaconcino da 25 ml - A.I.C. n. 105638023 Scatola con 10 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 105638035 Scatola con 10 flaconcini da 25 ml - A.I.C. n. 105638047	Soluzione iniettabile	IMALGENE (Revocato)	101335
Ketamina	Ketastetic Vet 100 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli	1 flacone da 10 ml: AIC n. 104728011 1 flacone da 50 ml: AIC n. 104728023	Soluzione iniettabile	Ketavet 100 mg/ml Solution for Injection for Dogs, Cats and Horses (ES)	Product identifier 9942c965-55cc-48ba-ba45-f8fe23d42a8d Permanent identifier 600000097638
Ketamina	Ketexx 100 mg/ml soluzione iniettabile	Scatola di cartone contenente 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 105601013 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 105601025 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 105601037	Soluzione iniettabile	Imalgene 1000 (FR)	Product identifier 3a57b225-147c-473c-b737-5bd1b37bcc28 Permanent identifier 600000039227

Ketoprofene	Ketink 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Scatola contenente 1 flacone da 100 ml: 104394010 Scatola contenente 1 flacone da 250 ml: 104394022	Soluzione iniettabile	VET-KETOFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 101336067 Flacone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 101336079 Flacone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 101336031 Flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 101336105 Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101336093 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101336081
Ketoprofene	KETINK PLUS 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Scatola contenente 1 flacone in vetro da 100 ml: 105418014 Scatola contenente 1 flacone in vetro da 250 ml: 105418026	Soluzione iniettabile	VET-KETOFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 101336067 Flacone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 101336079 Flacone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 101336031 Flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 101336105 Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101336093 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101336081
Ketoprofene	Ketodolor 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104516012 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104516024	Soluzione iniettabile	Ketofen 10% (fr)	
Ketoprofene	Ketoject, 100 mg/ml soluzione per iniezione per bovini, maiali e cavalli	Flaconcino in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105646018	Soluzione iniettabile	VET-KETOFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 101336067 Flacone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 101336079 Flacone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 101336031 Flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 101336105 Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101336093 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101336081
Ketoprofene	KETOPROCEIN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 105588014 Scatola con 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105588026 Scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105588038 Scatola con 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 105588040 Scatola con 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 105588053 Scatola con 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 105588065	Soluzione iniettabile	Ketofen 10% oplossing voor injectie voor runderen en varkens (NL)	Product identifier 4e996b50-3c41-4b04-9483-714ebdc80cb3 Permanent identifier 600000059246
Ketoprofene	KETOPROVET 300 mg / ml soluzione per uso in acqua da bere per bovini e suini	Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104727019	Soluzione per uso in acqua da bere	DINALGEN 300 mg/ml soluzione orale per suini e bovini	Flacone da 100 ml A.I.C. n° 103699070 Flacone da 500 ml A.I.C. n° 103699068
Ketoprofene	Ketosol 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini	Flacone 50 ml A.I.C. n. 104408012 Flacone 100 ml A.I.C. n. 104408024	Soluzione iniettabile	ketofen 10%	
Fitomenadione, Vitamina K1	KEYVIT 50 mg compresse per cani	Scatola di cartone contenente 1 Blister da 7 compresse - A.I.C. n. 105563011 Scatola di cartone contenente 2 Blister da 7 compresse - A.I.C. n. 105563023 Scatola di cartone contenente 3 Blister da 7 compresse - A.I.C. n. 105563035 Scatola di cartone contenente 4 Blister da 7 compresse - A.I.C. n. 105563047 Scatola di cartone contenente 5 Blister da 7 compresse - A.I.C. n. 105563050 Scatola di cartone contenente 12 Blister da 7 compresse - A.I.C. n. 105563062	Comprese	Vitamina K1 Laboratoire TVM, 50 mg/ml compresse film-rivestite per cani	Scatola con 2 blister da 7 compresse A.I.C. n. 104532015 Scatola con 12 blister da 7 compresse A.I.C. n. 104532027
Florfenicolo	K-FLOR 40 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 105560015	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Amoxicillina Acido clavulanico	KONCLAV, 200 mg + 50 mg, compresse per cani	Astuccio da 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104617156 Astuccio da 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104617168	Comprese	SYNULOX Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	KONCLAV, 40 mg + 10 mg, compresse per cani	Astuccio da 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104617131 Astuccio da 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104617143	Comprese	SYNULOX Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	KONCLAV, 400 mg + 100 mg, compresse per cani	Astuccio da 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104617170 Astuccio da 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104617182	Comprese	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Alofuginone	Kriptazen 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Flacone da 500 ml (490 ml di soluzione) - A.I.C. n. 105396016 Flacone da 1000 ml (980 ml di soluzione) - A.I.C. n. 105396028 Flacone da 500 ml (490 ml di soluzione) con dosatore - A.I.C. n. 105396030 Flacone da 1000 ml (980 ml di soluzione) con dosatore da 4 ml - A.I.C. n. 105396042 Flacone da 500 ml (490 ml di soluzione) con dosatore da 4 a 12 ml - A.I.C. n. - A.I.C. n. 105396055 Flacone da 1000 ml (980 ml di soluzione) con dosatore da 4 a 12 ml - A.I.C. n. 105396067	Soluzione orale	HALOCUR 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	Flacone da 500 ml contenente 490 ml di soluzione orale - A.I.C. n. 102358013 Flacone da 1000 ml contenente 980 ml di soluzione orale - A.I.C. n. 102358025
Ketoprofene	Labipروفen 150 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 50 ml AIC: 105603017 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 100 ml AIC: 105603029 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 250 ml AIC: 105603031	Soluzione iniettabile	DINALGEN 150 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Scatola contenente 1 flacone da 100 ml AIC n 104165016 Scatola contenente 5 flaconi da 100 ml AIC n 104165030 Scatola contenente 10 flaconi da 100 ml AIC n 104165042 Scatola contenente 1 flacone da 250 ml AIC n 104165028 Scatola contenente 5 flaconi da 250 ml AIC n 104165055
Doxiciclina	LADOXYN 500 mg/g granuli per soluzione orale per suini, polli e tacchini	Confezione da 100 g - A.I.C. n. 103963017 Contenitore rotondo da 1 Kg - A.I.C. n. 103963029 Contenitore rotondo da 5 Kg - A.I.C. n. 103963031 Contenitore quadrato da 1 kg - A.I.C. n. 103963043 Contenitore quadrato da 5 kg - A.I.C. n. 103963056 Sacco stand up da 1 kg con cerniera richiudibile - A.I.C. n. 103963068 Sacco stand up da 5 kg con cerniera richiudibile - A.I.C. n. 103963070	Granuli per soluzione orale	PULMODOX 5 % PREMIX, 50mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 5 kg A.I.C. n. 103117014 Sacco da 25 kg A.I.C. n. 103117026 Secchio da 5 kg A.I.C. n. 103117038
Enrofloxacin	LANFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n° 104263025 Flacone da 250 ml A.I.C. n° 104263013 12 flaconi da 100 ml A.I.C. n° 104263049 12 flaconi da 250 ml A.I.C. n° 104263037	Soluzione iniettabile	BAYTRIL 10%	101063



Lattuloso	Laxatract 667 mg/ml sciroppo per cani e gatti	Flacone da 125 ml – A.I.C. n. 105176010 Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 105176022	Sciroppo	tractnorm lax NL 3592	
Deltametrina	Leishband 48 cm collare antiparassitario per cani.	Scatola contenente 1 collare da 48 cm: A.I.C. n. 105267013	Collare	Scalibor protectorband 0,760 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 48 cm: A.I.C. n. 102510056
Deltametrina	Leishband 65 cm collare antiparassitario per cani	Scatola contenente 1 collare da 65 cm: A.I.C. n. 105267025	Collare	Scalibor protectorband 1,000 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm: A.I.C. n. 102510043
Enrofloxacin	LEVOFLOK 100 mg/ml Soluzione per uso in acqua da bere per polli, tacchini e conigli	Bottiglia da 250 ml A.I.C. n. 104186034 Bottiglia da 1 litro A.I.C. n. 104186010 Tanica da 5 litri A.I.C. n. 104186022	Soluzione per uso in acqua da bere	hipalona enro-s (es)	
Furosemide	LIBEO 10 mg compresse masticabili per cani	Astuccio da 10 compresse (1 blister da 10 compresse) AIC n. 104585017 Astuccio da 20 compresse (2 blister da 10 compresse) AIC n. 104585029 Astuccio da 100 compresse (10 blister da 10 compresse) AIC n. 104585031 Astuccio da 120 compresse (12 blister da 10 compresse) AIC n. 104585043 Astuccio da 200 compresse (20 blister da 10 compresse) AIC n. 104585056	Compresse	FUROZENOL 10 MG (FR)	Product identifier39644e7a-575b-43b1-a37a-064546834e89 Permanent identifier600000041869
Furosemide	LIBEO 40 mg compresse masticabili per cani	Astuccio da 8 compresse (1 blister da 8 compresse) AIC n. 104585068 Astuccio da 16 compresse (2 blister da 8 compresse) AIC n. 104585070 Astuccio da 96 compresse (12 blister da 8 compresse) AIC n. 104585082 Astuccio da 120 compresse (15 blister da 8 compresse) AIC n. 104585094 Astuccio da 200 compresse (25 blister da 8 compresse) AIC n. 104585106	Compresse	FUROZENOL 40 MG (FR)	Product identifier2146f6f6-a115-4239-a0a0-76346c3f43a3 Permanent identifier600000041860
Lidocaina	Lidor 20 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 105118018 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 105118020 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 105118032 Scatola con 5 flaconi da 50ml A.I.C. n. 105118044 Scatola con 5 flaconi da 100ml A.I.C. n. 105118057	Soluzione iniettabile	LUROCAINE (FR)	Product identifierc2262b7e-2f48-4d35-a999-54f2fceb3b8a Permanent identifier 600000035529
Lincomicina	Linco-Feed 110 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini	CONFEZIONE DA 5 KG 104326018 CONFEZIONE DA 10 KG 104326020 CONFEZIONE DA 25 KG 104326032	Premiscela per mangimi medicati	LINCOMIX 110 mg/g PREMEZCLA MEDICAMENTOSA PARA PORCINO (ES)	Product identifierda8753f3-324a-46ed-854d-24faa567df71 Permanent identifier600000058920
Lincomicina	Linco-Sol 400 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli	CONFEZIONE DA 150 G 104325016 CONFEZIONE DA 1,5 KG 104325028 CONFEZIONE DA 5 KG 104325030	Polvere per uso in acqua da bere	Lincocin Soluble Powder, 400 mg/g powder for use in drinking water (IE)	Product identifier07a960b2-e679-4de0-b3d5-053cc2a4a27e Permanent identifier600000049805
Lincomicina Spectinomicina	Lismay 444,7 mg/g + 222,0 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini	Busta da 150 g A.I.C. n. 105432013 Busta da 1,5 Kg A.I.C. n. 105432025	Polvere per uso in acqua da bere	LINCOSPECTIN 222/444,7 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini e polli	Barattolo da 150 g: AIC n. 100237015 Barattolo da 1500 g: AIC n. 100237027
Doxiciclina	LIVIDOX, 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini	SACCO DA 1 KG A.I.C. 105450011 SACCO DA 5 KG A.I.C. 105450023	Polvere per uso in acqua da bere	PULMODOX P.O.S. 5 % (FR)	Product identifier6a9568bb-0020-4ea0-8223-ecadde96c664 Permanent identifier600000040188
Ivermectina Clorsulon	Livimectim Plus 10/100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Confezione da 50 ml: AIC n. 104399011 Confezione da 250 ml: AIC n. 104399023 Confezione da 500 ml: AIC n. 104399035	Soluzione iniettabile	Ivomec Super Injection for Cattle (IE)	Product identifier4c27cddc-c3a1-40c3-b6d3-64ea3057308d Permanent identifier600000064600
Ketamina	LOBOTOR 100 mg/ml Soluzione iniettabile per equini non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani, gatti, uccelli selvatici, ornamentali ed esotici, ruminanti selvatici e da zoo	Flacone multidose da 10 ml AIC n.104135013	Soluzione iniettabile	KETAVET 100, 100 mg/ml soluzione iniettabile per equini NDPA, cani, gatti, uccelli (selvatici, esotici, ornamentali), ruminanti selvatici e da zoo	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102087020 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102087018
Amoxicillina	LONGOCILLINA L.A., 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini	Astuccio contenente 1 flacone in vetro tipo II da 50 ml - A.I.C. n. 104220013 Astuccio contenente 1 flacone in vetro tipo II da 100 ml - A.I.C. n. 104220025 Astuccio contenente 1 flacone in vetro tipo II da 250 ml - A.I.C. n. 104220037 Astuccio contenente 1 flacone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 104220052 Astuccio contenente 1 flacone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 104220064 Astuccio contenente 1 flacone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 104220076 Astuccio contenente 1 flacone in plastica multistrato da 500 ml - A.I.C. n. 104220088	Sospensione iniettabile	VETRIMOXIN L.A. (ES)	Product identifier: 39bcd9b6-b12d-4954-81cb-03e8ed8395a6 Permanent identifier: 600000054979
Meloxicam	Loxicom 0,5 mg/ml sospensione orale per cani	1 flacone da 15 ml + siringa 104059011 1 flacone da 30 ml +siringa 104059023	sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per cani	0,5 mg/ml sosp. orale flacone 15 ml cani AIC 104378157 0,5 mg/ml sospensione orale flacone 30 ml cani AIC 104378171
Meloxicam	Loxicom 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti	Loxicom 0,5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 15 ml + siringa 104059098 Loxicom 0,5 mg/ml sospensione orale gatti fiala 5 ml + siringa 104059276 Loxicom 0,5 mg/ml sospensione orale gatti fiala 30ml + siringa 104059288	Sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India flacone 3 ml AIC 104378322 0,5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 10 ml AIC 104378334 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 15 ml AIC 104378284 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 30 ml AIC 104378486
Meloxicam	Loxicom 1 mg compresse masticabili per cani.	1 x 10 compresse 104059199 2 x 10 compresse 105049201 10 x 10 compresse 104059213 50 x 10 compresse 104059225	Compresse	Metacam 1 mg compresse masticabili per cani	7 compresse AIC 104378423 84 compresse AIC 104378435 252 compresse AIC 104378447
Meloxicam	Loxicom 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	104059035 flac da 10 ml + siringa 104059047 flac da 32 ml + siringa 104059050 flac da 100 ml + siringa 104059290 flac da 200 ml +siringa	sospensione orale	Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5mg/ml sospensione orale flacone 10 ml cani 10 ml AIC 104378068 1,5mg/ml sospensione orale flacone 32 ml cani AIC 104378106 1,5mg/ml sospensione orale flacone 100 ml cani AIC 104378118 1,5 mg/ml sosp. orale cani flacone 180 ml AIC 104378296

Meloxicam	Loxicom 2,5 mg compresse masticabili per cani.	1 x 10 compresse 104059237 2 x 10 compresse 104059249 10 x 10 compresse 104059252 50 x 10 compresse 104059264	Compresse	Metacam 2,5 mg compresse masticabili per cani	7 compresse AIC 104378450 84 compresse AIC 104378462 252 compresse AIC 104378474
Meloxicam	Loxicom 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	30 ml AIC 104059100 50 ml AIC 104059112 100 ml AIC 104059124 250 ml AIC 104059136 6 x 250 ml AIC 104059148 12 x 30 ml AIC 104059151 12 x 50 ml AIC 104059163 12 x 100 ml AIC 104059175 12 x 250 ml AIC 104059187	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Meloxicam	Loxicom 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.	104059074 flac da 100 ml 104059086 flac da 10 ml 104059062 flac da 20 ml	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5mg/ml soluzione iniett. flaconcino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile flaconcino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132
Meloxicam	Loxicom 50 mg/g pasta orale per cavalli	(1 siringa) 104059302 (1 x 7 siringhe) 104059314 (1 x 14 siringhe) 104059326	Pasta orale		
Cloprostenolo	LUTEOSYL 0,075 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola contenente 1 fiala da 20 ml A.I.C. n. 104144035 Confezione contenente 5 fiale da 20 ml A.I.C. n. 104144047	Soluzione iniettabile	DALMAZIN, 75 microgrammi/ml, soluzione iniettabile per bovine e scrofe.	1 fialone da 2 ml + siringa A.I.C. n. 101725024 15 fialoni da 2 ml A.I.C. n. 101725051 60 fialoni da 2 ml A.I.C. n. 101725063 1 fialone da 10 ml A.I.C. n. 101725036 10 fialoni da 10 ml A.I.C. n. 101725075 1 fialone da 20 ml A.I.C. n. 101725012 5 fialoni da 20 ml A.I.C. n. 101725048
Tulatromicina	LYDAXX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Flaconcino da 50 ml per bovini-ovini e suini 105570028 Flaconcino da 100 ml di soluzione iniettabile per bovini-ovini e suini 105570030 Flaconcino da 250 ml di soluzione iniettabile per bovini-ovini e suini 105570042 Flaconcino di soluzione iniettabile da 500 ml per bovini 105570055	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Lincomicina Spectinomina	MACRAMID, 50 mg/ml + 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104099015 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104099027 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104099039	Soluzione iniettabile	MICOSPECTONE 50 mg/ml + 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone in vetro da 50 ml A.I.C. n. 101596056 Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 101596031 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n. 101596043 Flacone in vetro da 500 ml A.I.C. n. 101596082 Flacone in PET da 50 ml A.I.C. n. 101596106 Flacone in PET da 100 ml A.I.C. n. 101596118 Flacone in PET da 250 ml A.I.C. n. 101596120 Flacone in PET da 500 ml A.I.C. n. 101596132
Tulatromicina	Macrosyn 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Scatola contenente un flacone da 50 ml A.I.C. n. 105434017 Scatola contenente un flacone da 100 ml A.I.C. n. 105434029 Scatola contenente un flacone da 250 ml A.I.C. n. 105434031 Scatola contenente un flacone da 500 ml A.I.C. n. 105434043	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Marbofloxacina	Mafloxin 100 mg/ml Soluzione iniettabile Per bovini, scrofe	Flacone in vetro da 100 ml AIC n° 104359017	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 10 %, soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 102602012 Flaconcino da 50 ml A.I.C. n. 102602024 Flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 102602036 Flaconcino da 250 ml A.I.C. n. 102602048
Clorexidina Miconazolo	Malaseb shampoo per cani e gatti	flacone da 250 ml A.I.C. n. 104227018	Shampoo	Sebolys shampoo	
Iodio	Mammit-io 3 mg/ml, soluzione per l'immersione della mammella dei bovini	Tanica da 5 kg A.I.C. n. 105208019 Tanica da 10 kg A.I.C. n. 105208021 Tanica da 20 kg A.I.C. n. 105208033 Tanica da 25 kg A.I.C. n. 105208045 Tanica da 60 kg A.I.C. n. 105208058 Fusto da 200 kg A.I.C. n. 105208060 Contenitore da 1000 kg A.I.C. n. 105208072	Soluzione per l'immersione della mammella	FINK Euter-Dip 3000 (DE)	Product identifier658dae-8e70-4317-91bd-4f0cc1e0c568 Permanent identifier600000097223
Marbofloxacina	Marbosya 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	A.I.C. n. 104490014 (50 ml) A.I.C. n. 104490026 (100 ml) A.I.C. n. 104490038 (250 ml)	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 10 %, soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 102602012 Flaconcino da 50 ml A.I.C. n. 102602024 Flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 102602036 Flaconcino da 250 ml A.I.C. n. 102602048
Marbofloxacina	Marbox 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.	Scatola contenente un flacone da 100 ml A.I.C. 104221015. Scatola contenente un flacone da 250 ml A.I.C. 104221027. Scatola contenente un flacone da 500 ml A.I.C. 104221039.	Soluzione iniettabile	Marbocyl S soluzione iniettabile al 10% per bovini	103882 (revocato)
Marbofloxacina	Marfloquin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe)	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104268014 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104268026 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104268038	Soluzione iniettabile	Marbocyl S soluzione iniettabile al 10% per bovini	103882 (revocato)

Marbofloxacina	Marfloquin 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini (vitelli) e suini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104312018 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104312020	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 2 % soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102854015 Flacone da 20 ml A.I.C. n. 102854027 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 102854039 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 102854041 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 102854055
Marbofloxacina	Marfloxin 20 mg compresse per cani	Scatola da 10 compresse da 20 mg AIC 104492032 Scatola da 100 compresse da 20 mg AIC 104492044	Compresse	Marbocyl P 20 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611136 Confezione da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611148 Confezione da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611151
Marbofloxacina	Marfloxin 5 mg compresse per gatti e cani	Scatola da 10 compresse da 5 mg AIC 104492018 Scatola da 100 compresse da 5 mg AIC 104492020	Compresse	Marbocyl P 5 mg, compresse per cani e gatti	Confezione da 1 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611100 Confezione da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611112 Confezione da 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 102611124
Marbofloxacina	Marfloxin 80 mg compresse per cani	Scatola da 12 compresse da 80 mg AIC 104492057 Scatola da 72 compresse da 80 mg AIC 104492069	Compresse	Marbocyl P 80 mg, compresse per cani	Confezione da 1 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611163 Confezione da 2 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611175 Confezione da 12 blister da 6 compresse A.I.C. n. 102611187
Cefquinome	MASTERCEF, 25 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini.	Flacone da 50 ml A.I.C. 104769017 Flacone da 100 ml A.I.C. 104769029 Flacone da 250 ml A.I.C. 104769031	Sospensione iniettabile	COBACTAN 25 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini.	Flacone da 50 ml - A.I.C. 101593010 Flacone da 100 ml - A.I.C. 101593022
Marbofloxacina	MASTERFLOX 10 SOLO, 100 mg/ml soluzione iniettabile per suini.	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104802018 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104802020 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104802032 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104802044 6 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 104802057	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 2 % soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102854015 Flacone da 20 ml A.I.C. n. 102854027 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 102854039 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 102854041 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 102854056
Marbofloxacina	MASTERFLOX 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 50 ml AIC: 104612015 Flacone da 100 ml AIC: 104612027 Flacone da 250 ml AIC: 104612039 6 Flaconi da 100 ml AIC: 104612041	Soluzione iniettabile	Marbocyl 2 % w/v Solution for Injection (IE)	Product identifier: 496617-8b93-4540-a522-dc72702e1d98 Permanent identifier: 60000064153
Cefquinome	MASTIVIA 75 mg pomata intramammaria per bovine in lattazione.	Confezione da 15 siringhe intramammarie A.I.C. n. 104411018 Confezione da 24 siringhe intramammarie A.I.C. n. 104411020	Pomata intramammaria	Cobactan L, 75 mg, pomata intramammaria per bovine in lattazione.	Scatola da 3 tubi siringa A.I.C. n. 102623016 Scatola da 15 tubi siringa A.I.C. n. 102623028 Scatola da 20 tubi siringa A.I.C. n. 102623030 Scatola da 24 tubi siringa A.I.C. n. 102623042
rifaximina	MASTORANGE endomammario asciutta 100 mg/5 ml pomata intramammaria per bovine e bufale	Astuccio da 4 siringhe intramammarie "Twinsert" da 5 ml A.I.C. n. 104001019 Astuccio da 12 siringhe intramammarie "Twinsert" da 5 ml A.I.C. n. 104001021	Pomata intramammaria	FATROXIMIN endomammario asciutta 100 mg/5 ml pomata intramammaria per bovine e bufale	Astuccio da 4 siringhe intramammarie "Twinsert" da 5 ml A.I.C. n. 100077015 Astuccio da 12 siringhe intramammarie "Twinsert" da 5 ml A.I.C. n. 100077039 Astuccio da 60 siringhe intramammarie "Twinsert" da 5 ml A.I.C. n. 100077142
Cefalonio	MASTOUT, 250 mg pomata intramammaria per bovine in asciutta	Confezione da 4 siringhe intramammarie A.I.C. 104842012 Confezione da 20 siringhe intramammarie A.I.C. 104842024 Confezione da 60 siringhe intramammarie A.I.C. 104842036	Pomata intramammaria	CEPRAVIN, 250 mg/3 g pomata intramammaria per bovine in asciutta	Scatola da 4 siringhe e 4 salviette - A.I.C. n. 101350027 Scatola da 20 siringhe e 20 salviette - A.I.C. n. 101350015 Scatola da 72 siringhe e 72 salviette - A.I.C. n. 101350039 Scatola da 100 siringhe e 100 salviette - A.I.C. n. 101350041
Ivermectina	Maximec iniettabile per bovini, ovini e suini	flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103671018 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103671020 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103671032	Soluzione iniettabile	IVOMEC, 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 100197019 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 100197021 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 100197033 Scatola con 1 flacone da 1000 ml A.I.C. n. 100197045
Ivermectina	Maximec Pasta per equini	1 siringa da 6,42 g di prodotto A.I.C. n. 103738011	Pasta orale	EQVALAN 18,7 mg/g pasta orale per equini	1 siringa da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196017 1 siringa da 8,03 g pasta - A.I.C. n. 100196106 1 siringa da 11,77 g pasta - A.I.C. n. 100196118 40 siringhe da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196029 50 siringhe da 6,42 g pasta - A.I.C. n. 100196031 50 siringhe da 8,03 g pasta - A.I.C. n. 100196120 50 siringhe da 11,77 g pasta - A.I.C. n. 100196132
Ivermectina Clorsulon	Maximec Plus, 10/100 mg/ml, Soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104346010 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104346022 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104346034	Soluzione iniettabile	IVOMEC Plus (ivermectina 10 mg/ml + clorsulon 100 mg/ml). Soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100296019 Flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100296021 Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100296033 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 100296045
Detomidina	Medesedan 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cavalli e bovini	1 x 1 flacone da 5 ml AIC N° 103910/016 5 x 1 flacone da 5 ml AIC N° 103910/028 1 x 1 flacone da 20 ml AIC N° 103910/030 5 x 1 flacone da 20 ml AIC N° 103910/042	Soluzione iniettabile	DOMOSEDAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per equini e bovini	Flacone da 5 ml: 100102019 Flacone da 20 ml: 100102021
Medetomidina	Medeson 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Scatola con 1 flaconcino AIC 104932013 Scatola con 5 flaconcini AIC 104932037 Scatola con 6 flaconcini AIC 104932025	Soluzione iniettabile	DOMITOR® 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml: 100103011
Medetomidina	Medetor 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	1 flacone di vetro da 10 ml - AIC n° 103896015 5 x 1 flacone di vetro da 10 ml - AIC n° 103896027	Soluzione iniettabile	DOMITOR® 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml: 100103011
Permetrina Piriproxifene	MEDIX 18.8mg/0.2mg Spray per can	AIC N° 103719011 - flacone da 250 ml AIC N° 103719023 - flacone da 500 ml	Spray cutaneo, soluzione	DUOWIN 18.8 mg/0.2 mg/ml spray cutaneo, soluzione per cani	Flacone da 250 ml con spruzzatore separato AIC n. 103143018 Flacone da 500 ml con spruzzatore separato AIC n. 103143020 Flacone da 250 ml con spruzzatore già montato AIC n. 103143032 Flacone da 500 ml con spruzzatore già montato AIC n. 103143044
Flunixin meglumina	MEGANYL 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli.	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 105354017 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 105354029	Soluzione iniettabile	FINADYNE 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100099062 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934

Milbemicina Praziquantel	Mektix 12,5 mg/125 mg compresse masticabili per cani che pesano almeno 5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105344042 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105344055 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105344067	Compresse	MILBEMAX compresse per cani	Confezione da 2 compresse 103615213 Confezione da 4 compresse 103615225 Confezione da 10 compresse 103615050 Confezione da 20 compresse 103615062 Confezione da 50 compresse 103615074 Confezione da 100 compresse 103615086
Milbemicina Praziquantel	Mektix 2,5 mg/25 mg compresse masticabili per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105344016 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105344028 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105344030	Compresse	MILBEMAX* compresse per cani di piccola taglia e cuccioli	Confezione da 2 compresse 103615237 Confezione da 4 compresse 103615249 Confezione da 10 compresse 103615011 Confezione da 20 compresse 103615023 Confezione da 50 compresse 103615035 Confezione da 100 compresse 103615047
Milbemicina Praziquantel	Mektix CHEWABLE 12,5 mg/125 mg compresse rivestite con film per cani che pesano almeno 5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105344105 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105344117 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105344129	Compresse	MILBEMAX compresse per cani	Confezione da 2 compresse 103615213 Confezione da 4 compresse 103615225 Confezione da 10 compresse 103615050 Confezione da 20 compresse 103615062 Confezione da 50 compresse 103615074 Confezione da 100 compresse 103615086
Praziquantel Milbemicina	Mektix CHEWABLE 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105345045 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105345058 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105345060	Compresse	MILBEMAX* Compresse rivestite	MILBEMAX compresse rivestite per gatti Confezione da 2 compresse 103615175 Confezione da 4 compresse 103615187 Confezione da 10 compresse 103615136 Confezione da 20 compresse 103615148 Confezione da 50 compresse 103615151 Confezione da 100 compresse 103615163
Milbemicina Praziquantel	Mektix CHEWABLE 2,5 mg/25 mg compresse rivestite con film per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105344079 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105344081 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105344093	Compresse	MILBEMAX* compresse per cani di piccola taglia e cuccioli	Confezione da 2 compresse 103615237 Confezione da 4 compresse 103615249 Confezione da 10 compresse 103615011 Confezione da 20 compresse 103615023 Confezione da 50 compresse 103615035 Confezione da 100 compresse 103615047
Praziquantel Milbemicina	Mektix CHEWABLE 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105345019 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105345021 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105345033	Compresse	MILBEMAX* Compresse rivestite	Confezione da 2 compresse 103615199 Confezione da 4 compresse 103615201 Confezione da 10 compresse 103615098 Confezione da 20 compresse 103615100 Confezione da 50 compresse 103615112 Confezione da 100 compresse 103615124
Meloxicam	Melosus 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti porcellini d'India	Flacone in polietilene contenente 25 ml - N.I.N. n. 105404053 Flacone in polietilene contenente 10 ml - N.I.N. n. 105404065 Flacone in polietilene contenente 5 ml - N.I.N. n. 105404077	Sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	0,5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 10 ml AIC 104378334 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 15 ml AIC 104378284 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 30 ml AIC 104378486
Meloxicam	Melosus 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	Flacone in polietilene contenente 25 ml - N.I.N. n. 105404014 Flacone in polietilene contenente 50 ml - N.I.N. n. 105404026 Flacone in polietilene contenente 125 ml - N.I.N. n. 105404038 Flacone in polietilene contenente 10 ml - N.I.N. n. 105404040	Sospensione orale	Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5mg/ml sospensione orale flacone 10 ml cani 10 ml AIC 104378068 1,5mg/ml sospensione orale flacone 32 ml cani AIC 104378106 1,5mg/ml sospensione orale flacone 100 ml cani AIC 104378118 1,5 mg/ml sosp. orale cani flacone 180 ml AIC 104378296
Meloxicam	Melovem 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE BOVINI SUINI 50 ML 104226028 20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE BOVINI SUINI 100ML 104226030 20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE BOVINI SUINI 250 ML 104226042	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310

Meloxicam	Melovem 30 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	30 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE BOVINI SUINI 50 ML 104226055 30 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE BOVINI SUINI 100 ML 104226067 30 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE BOVINI SUINI 250 ML 104226079	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli  Metacam 40 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310  40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli flacone 50 ml AIC 104378498 40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli flacone 100 ml AIC 104378500 40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli 12 flaconi 50 ml AIC 104378512 40 mg/ml soluzione iniettabile bovini e cavalli 12 flaconi 100 ml AIC 104378524
Meloxicam	Melovem 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	FLACONE 100 ML 104226016	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378346 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino 50 ml 1 x 50 ml AIC 104378361 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino da 100 ml 1 x 100 ml AIC 104378031 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378359 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378373 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 50 ml 12 x 100 ml AIC 104378120
Meloxicam	Meloxidolor 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	1 flaconcino da 50 ml AIC 104948043 1 flaconcino da 100 ml AIC 104948056 Multiconfezione 12x100 ml AIC 104948082	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Meloxicam	Meloxidor 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti, bovini e suini	Flaconcino in vetro da 10 ml AIC 104948017 Flaconcino in vetro da 20 ml AIC 104948029 Flaconcino in vetro da 100 ml AIC 104948031 5 flaconcini in vetro da 20 ml AIC 104948068 10 flaconcini in vetro da 100 ml AIC 104948070	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378346 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino 50 ml 1 x 50 ml AIC 104378361 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini flaconcino da 100 ml 1 x 100 ml AIC 104378031 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378359 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378373 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 flaconcini 50 ml 12 x 100 ml AIC 104378120  5mg/ml soluzione iniett. flaconcino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile flaconcino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132

Meloxicam	Meloxidyl 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti	1 FLACONE DI VETRO DA 50 ML AIC 103945059 1 FLACONE DI VETRO DA 100 ML AIC 103945061 1 FLACONE DI VETRO DA 250 ML AIC 103945073	Sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India flacone 3 ml AIC 104378322 0,5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 10 ml AIC 104378334 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 15 ml AIC 104378284 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 30 ml AIC 104378486
Meloxicam	Meloxidyl 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	FLACONE DA 10 ML + 2 SIRINGHE DOSATRICI AIC 103945010 FLACONE DA 32 ML + 2 SIRINGHE DOSATRICI AIC 103945022 FLACONE DA 100 ML + 2 SIRINGHE DOSATRICI AIC 103945034	Sospensione orale	Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5mg/ml sospensione orale flacone 10 ml cani 10 ml AIC 104378068 1,5mg/ml sospensione orale flacone 32 ml cani AIC 104378106 1,5mg/ml sospensione orale flacone 100 ml cani AIC 104378118 1,5 mg/ml sosp. orale cani flacone 180 ml AIC 104378296
Meloxicam	Meloxidyl 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	1 flacone in polietilene ad alta densità da 15 ml con siringa dosatrice AIC 103945085 1 flacone in vetro da 5 ml con una siringa dosatrice AIC 103945109	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Meloxicam	Meloxidyl 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	FLACONCINO DA 10 ML AIC 103945046	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5mg/ml soluzione iniett. flaconcino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile flaconcino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132
Meloxicam	Meloxoral 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti	0,5 mg/ml oral suspension flacone 10 ml-gatti AIC 104391065 0,5 mg/ml oral suspension flacone 25 ml-gatti AIC 104391040	Sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	0,5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 10 ml AIC 104378334 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 15 ml AIC 104378284 0,5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 30 ml AIC 104378486
Meloxicam	Meloxoral 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5 mg/ml oral suspension flacone 10 ml-cani AIC 104391053 1,5 mg/ml oral suspension flacone 25 ml-cani AIC 104391014 1,5 mg/ml oral suspension flacone 50 ml-cani AIC104391026 1,5 mg/ml oral suspension flacone 125 ml-cani AIC 104391038	Sospensione orale	Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5mg/ml sospensione orale flacone 10 ml cani 10 ml AIC 104378068 1,5mg/ml sospensione orale flacone 32 ml cani AIC 104378106 1,5mg/ml sospensione orale flacone 100 ml cani AIC 104378118 1,5 mg/ml sosp. orale cani flacone 180 ml AIC 104378296
Meloxicam	Meloxoral 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	FLACONE IN VETRO DA 10 ML AIC N° 104743012 FLACONE IN VETRO DA 20 ML AIC N° 104743024 FLACONE IN VETRO DA 100 ML AIC N° 104743036	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5mg/ml soluzione iniett. flaconcino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile flaconcino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132
MENBUTONE	Menbutil, 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, equini, ovini e caprini	Scatola con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105097012 Scatola con 12 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 105097024	Soluzione iniettabile	GENABILINE (FR)	Product identifier520fcd3a-9d42-4d7b-a848-6a141b75f4c0 Permanent identifier600000032132
Mepivacaina	Mepidor 20 mg/ml soluzione iniettabile	A.I.C. n. 104953017 scatola da 1 flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 104953029 scatola da 5 flaconcini da 10 ml A.I.C. n. 104953031 scatola da 6 flaconcini da 10 ml	Soluzione iniettabile	Intra-epicaline	
Deltametrina	Merlin 0,77 g collare medicato per cani di taglia piccola e media	Scatola contenente 1 collare medicato - A.I.C. n. 105583013 Scatola contenente 2 collari1 medicati - A.I.C. n. 105583025	Collare	Scalbor 4% halsband voor honden (NL)	Product identifier7e4f38e0-cdd0-463a-b3cb-b604e8ef796d Permanent identifier600000059265
Deltametrina	Merlin 1,04 g collare medicato per cani di taglia grande	Scatola contenente 1 collare per cani di taglia grande A.I.C. n.105147019 Scatola contenente 2 collari per cani di taglia grande A.I.C. n.105147021	Collare	Scalbor protectorband 1.000 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm: A.I.C. n. 102510043
Detomidina	MESBEN 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini	Flacone da 10 ml A.I.C. n.104364017	Soluzione iniettabile	DOMOSEDAN 10 mg/ml soluzione iniettabile per equini e bovini	Flacone da 5 ml: 100102019 Flacone da 20 ml: 100102021
Trimetoprim Sulfametossazolo	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Flacone da 1 litro in HDPE AIC 104896016 Tanica da 5 litri in HDPE AIC 104896028	Soluzione per uso in acqua da bere	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and broilers (NL)	Product identifier6c16525-f4eb-4783-b698-0f99381b674e Permanent identifier600000036564
Trimetoprim Sulfametossazolo	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Flacone da 1 litro in HDPE AIC 104896016 Tanica da 5 litri in HDPE AIC 104896028	Soluzione per uso in acqua da bere	T.S.-Sol 20/100 oral solution for pigs and broilers (NL)	Product identifierff369dad-cbe4-4713-b193-b0e0825f9bda Permanent identifier600000059162
Meloxicam	Metaxx 0,25 mg compresse masticabili per gatti	Scatola di cartone contenente un blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105665020 Scatola di cartone contenente 3 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105665032 Scatola di cartone contenente 6 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105665044 Scatola di cartone contenente 9 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105665057 Scatola di cartone contenente 12 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105665069	Comprese	Metacam 0.5 mg/ml oral suspension for cats and guinea pigs	Product identifier C81CB77D-9D13-5EE9-E053-6C2A10ACD8BB Permanent identifier 600000001701
Metacresolo	Metomotyl 2,5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Fiala da 5 ml A.I.C. n. 104659014 Fiala da 10 ml A.I.C. n. 104659026 Fiala da 20 ml A.I.C. n. 104659038 Fiala da 25 ml A.I.C. n. 104659040 Fiala da 30 ml A.I.C. n. 104659053 Fiala da 50 ml A.I.C. n. 104659065	Sospensione iniettabile	primperid	

Metoclopramide	Metomotyl 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Fiala da 5 ml A.I.C. n. 104660016 Fiala da 10 ml A.I.C. n. 104660028 Fiala da 20 ml A.I.C. n. 104660030 Fiala da 25 ml A.I.C. n. 104660042 Fiala da 30 ml A.I.C. n. 104660055 Fiala da 50 ml A.I.C. n. 104660067	Soluzione iniettabile	primperid	
Metronidazolo	Metrobactin 250 mg compresse per cani e gatti	Confezione da 250 mg, 10 compresse (1 x 10) AIC n° 104847013 Confezione da 250 mg, 100 compresse (10 x 10) AIC n° 104847025 Confezione da 250 mg, 250 compresse (25 x 10) AIC n° 104847037	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metrobactin 500 mg compresse per cani e gatti	Confezione da 500mg, 10 compresse (1 x 10) AIC n°104847049 Confezione da 500mg, 100 compresse (10 x 10) AIC n°104847052 Confezione da 500mg, 250 compresse (25 x 10) AIC n°104847064	Compresse	Metrobactin 500 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier0bc13751-6b06-46ff-8e62-c84d448bbe9f Permanent identifier600000059489
Metronidazolo	Metronidavet 250 mg compresse per cani e gatti	Scatola di cartone contenente 20 compresse (2 blister da 10 compresse) – A.I.C. n. 105505010 Scatola di cartone contenente 100 compresse (10 blister da 10 compresse) – A.I.C. n. 105505022 Scatola di cartone contenente 250 compresse (25 blister da 10 compresse) – A.I.C. n. 105505034	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metronidavet 500 mg compresse per cani e gatti	Scatola di cartone contenente 20 compresse (2 blister da 10 compresse) – A.I.C. n. 105505046 Scatola di cartone contenente 100 compresse (10 blister da 10 compresse) – A.I.C. n. 105505059 Scatola di cartone contenente 250 compresse (25 blister da 10 compresse) – A.I.C. n. 105505061	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metrotab vet. Flavoured 1000 mg Compresse per cani e gatti	Confezione contenente 2 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105507053 Confezione contenente 10 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105507065	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metrotab vet. Flavoured 250 mg Compresse per cani e gatti	Confezione contenente 2 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105507014 Confezione contenente 10 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105507026	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metrotab vet. Flavoured 500 mg Compresse per cani e gatti	Confezione contenente 2 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105507038 Confezione contenente 10 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105507040	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metrovis 100 mg compresse per cani e gatti	Scatola di cartone da 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248013 Scatola di cartone da 2 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248025 Scatola di cartone da 5 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248037 Scatola di cartone da 10 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248049 Scatola di cartone da 25 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248052 Scatola di cartone da 50 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248064	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metrovis 250 mg compresse per cani e gatti	Scatola di cartone da 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248076 Scatola di cartone da 2 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248088 Scatola di cartone da 5 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 105248090	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Metronidazolo	Metrovis 750 mg compresse per cani	Scatola di cartone da 1 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 105248138 Scatola di cartone da 2 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 105248140 Scatola di cartone da 5 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 105248153 Scatola di cartone da 10 blister da 8 compresse – A.I.C. n. 105248165	Compresse	Metrazol 250 mg tabletten voor honden en katten (NL)	Product identifier4da5ee59-df46-474f-910a-a14bf1dc2495 Permanent identifier600000067662
Tilmicosina	MICLOZAN 200 Premix, 200 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli.	Sacco da 10 kg A.I.C. 104086018 Sacco da 25 kg A.I.C. 104086020	Premiscela per mangimi medicati	PULMOTIL G200 PREMIX (Tilmicosina, Elanco) premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 10 Kg: AIC n° 102723018 Sacco da 1 Kg: AIC n° 102723020
Tilmicosina	MICLOZAN 300 Iniettabile, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 104235015 Flacone in vetro da 250 ml A.I.C. n.104235027 Flacone in plastica da 100 ml A.I.C. n. 104235039	Soluzione iniettabile	MICOTIL® 300, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml: n° 101150011 Flacone da 100 ml: n° 101150035 Flacone da 250 ml: n° 101150050
Praziquantel Milbemicina	Milbactor 12,5 mg/125 mg compresse per cani di peso corporeo di almeno 5 kg	Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 104724036 Scatola contenente 12 blister, ogni blister contenente 4 compresse A.I.C. n. 104724048	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX Compresse per cani Confezione da 2 compresse 103615213 Confezione da 4 compresse 103615225 Confezione da 10 compresse 103615050 Confezione da 20 compresse 103615062 Confezione da 50 compresse 103615074 Confezione da 100 compresse 103615086 MILBEMAX tavolette masticabili per cani Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615377 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615389 Scatola contenente 12 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615391 Scatola contenente 24 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615492 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615403 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615415 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615427

Praziquantel Milbemicina	Milbactor 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 kg	Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 104741032 Scatola contenente 12 blister, ogni blister con 4 compresse A.I.C. n. 104741044	Comprese	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX compresse rivestite per gatti Confezione da 2 compresse 103615175 Confezione da 4 compresse 103615187 Confezione da 10 compresse 103615136 Confezione da 20 compresse 103615148 Confezione da 50 compresse 103615151 Confezione da 100 compresse 103615163
Praziquantel Milbemicina	Milbactor 2,5 mg/25 mg compresse per cani di piccola taglia e cuccioli di peso corporeo di almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 104724012 Scatola contenente 12 blister, ogni blister contenente 4 compresse A.I.C. n. 104724024	Comprese	MILBEMAX® Compresse rivestite	Comprese per cani di piccola taglia e cuccioli Confezione da 2 compresse 103615237 Confezione da 4 compresse 103615249 Confezione da 10 compresse 103615011 Confezione da 20 compresse 103615023 Confezione da 50 compresse 103615035 Confezione da 100 compresse 103615047 MILBEMAX tavolette masticabili per cani di piccola taglia e cuccioli Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615439 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615441 Scatola contenente 12 blister, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615454 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615466 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615478 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615480
Praziquantel Milbemicina	Milbactor 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini di peso corporeo di almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 104741018 Scatola contenente 12 blister, ogni blister con 4 compresse A.I.C. n. 104741020	Comprese	MILBEMAX® Compresse rivestite	Confezione da 2 compresse 103615199 Confezione da 4 compresse 103615201 Confezione da 10 compresse 103615098 Confezione da 20 compresse 103615100 Confezione da 50 compresse 103615112 Confezione da 100 compresse 103615124
Praziquantel Milbemicina	Milprazon 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105102040 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105102053 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105102065	Comprese	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX Compresse per cani Confezione da 2 compresse 103615213 Confezione da 4 compresse 103615225 Confezione da 10 compresse 103615050 Confezione da 20 compresse 103615062 Confezione da 50 compresse 103615074 Confezione da 100 compresse 103615086 MILBEMAX tavolette masticabili per cani Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615377 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615389 Scatola contenente 12 blister, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615391 Scatola contenente 24 blister, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615492 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615403 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615415 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615427
Praziquantel Milbemicina	Milprazon 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti di peso corporeo di almeno 2 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105103042 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105103055 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105103067	Comprese	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX compresse rivestite per gatti Confezione da 2 compresse 103615175 Confezione da 4 compresse 103615187 Confezione da 10 compresse 103615136 Confezione da 20 compresse 103615148 Confezione da 50 compresse 103615151 Confezione da 100 compresse 103615163



Praziquantel Milbemicina	Milprazon 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg.	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105102014 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105102026 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105102038	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	Compresse per cani di piccola taglia e cuccioli Confezione da 2 compresse 103615237 Confezione da 4 compresse 103615249 Confezione da 10 compresse 103615011 Confezione da 20 compresse 103615023 Confezione da 50 compresse 103615035 Confezione da 100 compresse 103615047 MILBEMAX tavolette masticabili per cani di piccola taglia e cuccioli Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615439 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615441 Scatola contenente 12 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615454 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615466 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615478 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615480
Praziquantel Milbemicina	Milprazon 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n.105103016 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105103028 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105103030	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	Confezione da 2 compresse 103615199 Confezione da 4 compresse 103615201 Confezione da 10 compresse 103615098 Confezione da 20 compresse 103615100 Confezione da 50 compresse 103615112 Confezione da 100 compresse 103615124
Praziquantel Milbemicina	MILPRAZON CHEWABLE 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105343040 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105343053 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105343065	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX compresse rivestite per gatti Confezione da 2 compresse 103615175 Confezione da 4 compresse 103615187 Confezione da 10 compresse 103615136 Confezione da 20 compresse 103615148 Confezione da 50 compresse 103615151 Confezione da 100 compresse 103615163
Praziquantel Milbemicina	Milprazon CHEWABLE 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105343014 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105343026 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105343038	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	Confezione da 2 compresse 103615199 Confezione da 4 compresse 103615201 Confezione da 10 compresse 103615098 Confezione da 20 compresse 103615100 Confezione da 50 compresse 103615112 Confezione da 100 compresse 103615124
Praziquantel Milbemicina	Milpro 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di piccola taglia e gattini	Scatola con 1 blister da 2 compresse rivestite con film AIC: 104653011 Scatola con 2 blister da 2 compresse rivestite con film AIC: 104653023 Scatola con 12 blister da 2 compresse rivestite con film AIC: 104653035	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	Confezione da 2 compresse 103615199 Confezione da 4 compresse 103615201 Confezione da 10 compresse 103615098 Confezione da 20 compresse 103615100 Confezione da 50 compresse 103615112 Confezione da 100 compresse 103615124
Praziquantel Milbemicina	Milpro Vet. 12,5 mg/125 mg compresse rivestite per cani.	Scatola con 1 blister di 2 compresse da 12.5/125 mg AIC: 104642018 Scatola con 2 blister di 2 compresse da 12.5/125 mg AIC: 104642020 Scatola con 12 blister di 2 compresse da 12.5/125 mg AIC: 104642032 Scatola con 24 blister di 2 compresse da 12.5/125 mg AIC: 104642057	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX Compresse per cani Confezione da 2 compresse 103615213 Confezione da 4 compresse 103615225 Confezione da 10 compresse 103615050 Confezione da 20 compresse 103615062 Confezione da 50 compresse 103615074 Confezione da 100 compresse 103615086 MILBEMAX tavolette masticabili per cani Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615377 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615389 Scatola contenente 12 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615391 Scatola contenente 24 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615492 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615403 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615415 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615427

Praziquantel Milbemicina	Milpro Vet. 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti	Scatola con 1 blister da 2 compresse rivestite con film AIC: 104654013 Scatola con 2 blister da 2 compresse rivestite con film AIC: 104654025 Scatola con 12 blister da 2 compresse rivestite con film AIC: 104654037 Scatola con 24 blister da 2 compresse rivestite con film AIC: 104654049	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX compresse rivestite per gatti Confezione da 2 compresse 103615175 Confezione da 4 compresse 103615187 Confezione da 10 compresse 103615136 Confezione da 20 compresse 103615148 Confezione da 50 compresse 103615151 Confezione da 100 compresse 103615163
Praziquantel Milbemicina	Milpro Vet. 2,5 mg/25 mg compresse rivestite per cani di piccola taglia e cuccioli.	Scatola con 1 blister di 2 compresse da 2,5/25 mg AIC: 104641016 Scatola con 2 blister di 2 compresse da 2,5/25 mg AIC: 104641028 Scatola con 12 blister di 2 compresse da 2,5/25 mg AIC: 104641030	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	Compresse per cani di piccola taglia e cuccioli Confezione da 2 compresse 103615237 Confezione da 4 compresse 103615249 Confezione da 10 compresse 103615011 Confezione da 20 compresse 103615023 Confezione da 50 compresse 103615035 Confezione da 100 compresse 103615047 MILBEMAX tavolette masticabili per cani di piccola taglia e cuccioli Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615439 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615441 Scatola contenente 12 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615454 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615466 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615478 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615480
Praziquantel Milbemicina	Milquantel 12,5 mg/125 mg compresse per cani che pesano almeno 5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105104044 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105104057 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105104069	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX Compresse per cani Confezione da 2 compresse 103615213 Confezione da 4 compresse 103615225 Confezione da 10 compresse 103615050 Confezione da 20 compresse 103615062 Confezione da 50 compresse 103615074 Confezione da 100 compresse 103615086 MILBEMAX tavolette masticabili per cani Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615377 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615389 Scatola contenente 12 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615391 Scatola contenente 24 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615492 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615403 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615415 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615427
Praziquantel Milbemicina	Milquantel 16 mg/40 mg compresse rivestite con film per gatti che pesano almeno 2 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n.105105047 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105105050 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105105062	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	MILBEMAX compresse rivestite per gatti Confezione da 2 compresse 103615175 Confezione da 4 compresse 103615187 Confezione da 10 compresse 103615136 Confezione da 20 compresse 103615148 Confezione da 50 compresse 103615151 Confezione da 100 compresse 103615163
Praziquantel Milbemicina	Milquantel 2,5 mg/25 mg compresse per cani di taglia piccola e cuccioli che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105104018 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105104020 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105104032	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	Compresse per cani di piccola taglia e cuccioli Confezione da 2 compresse 103615237 Confezione da 4 compresse 103615249 Confezione da 10 compresse 103615011 Confezione da 20 compresse 103615023 Confezione da 50 compresse 103615035 Confezione da 100 compresse 103615047 MILBEMAX tavolette masticabili per cani di piccola taglia e cuccioli Scatola contenente 1 blister da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615439 Scatola contenente 1 blister da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615441 Scatola contenente 12 blisters, con 4 tavolette masticabili per ciascun blister A.I.C. n. 103615454 Scatola contenente 1 strip da 2 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615466 Scatola contenente 1 strip da 4 tavolette masticabili A.I.C. n. 103615478 Scatola contenente 12 strip, con 4 tavolette masticabili per ciascun strip A.I.C. n. 103615480

Praziquantel Milbemicina	Milquantel 4 mg/10 mg compresse rivestite con film per gatti di taglia piccola e gattini che pesano almeno 0,5 kg	Scatola contenente 1 blister con 2 compresse A.I.C. n. 105105011 Scatola contenente 1 blister con 4 compresse A.I.C. n. 105105023 Scatola contenente 12 blister con 4 compresse ciascuno A.I.C. n. 105105035	Compresse	MILBEMAX® Compresse rivestite	Confezione da 2 compresse 103615199 Confezione da 4 compresse 103615201 Confezione da 10 compresse 103615098 Confezione da 20 compresse 103615100 Confezione da 50 compresse 103615112 Confezione da 100 compresse 103615124
Miconazolo nitrato Prednisolone acetato Polimixina B solfato	MIPREPOL sospensione oleosa per cani e gatti	Flacone da 15 ml - A.I.C. n. 104700012 Flacone da 30 ml - A.I.C. n. 104700024 Flacone da 15 ml con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 104700036 Flacone da 30 ml con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 104700048	SOSPENSIONE OLEOSA	SUROLAN sospensione oleosa per cani e gatti	Flacone da 15 ml: 100167016 Flacone da 30 ml: 100167028 Flacone da 15 ml con tappo a prova di bambino: 100167042 Flacone da 30 ml con tappo a prova di bambino: 100167055
Miconazolo Prednisolone Polimixina B	Mitex gocce auricolari e sospensione cutanea per cani e gatti	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 104740016	gocce auricolari, sospensione	SUROLAN sospensione oleosa per cani e gatti	Flacone da 15 ml: 100167016 Flacone da 30 ml: 100167028 Flacone da 15 ml con tappo a prova di bambino: 100167042 Flacone da 30 ml con tappo a prova di bambino: 100167055
Amoxicillina	MIXACILLINA 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.	Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 105044010	Premiscela per mangimi medicati	GAMMAMIX 10g/100g, premiscela per alimenti medicamentosi per vitelli dopo lo svezzamento ,suini, broilers, tacchini e pesci	Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103322018
Ciclosporina	Modulis 100 mg/ml soluzione orale per cani	Flacone da 5 ml con siringa da 1 ml A.I.C. n. 104707017 Flacone da 15 ml con siringa da 1 ml A.I.C. n. 104707029 Flacone da 30 ml con siringa da 2 ml A.I.C. n. 104707031 Flacone da 50 ml con siringa da 2 ml A.I.C. n. 104707043	Soluzione orale	Atopul 50 mg capsule molli per cani	Confezione da 15 capsule 103635153 Confezione da 30 capsule 103635088 Confezione da 60 capsule 103635090
Florfenicolo	Mycoflor 200 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini	Bottiglia da 1 Litro AIC 104868029 Tanica da 5 Litri AIC 104868017	Soluzione per uso in acqua da bere	FLORON 100 mg/ml (RO)	Product identifierb5f13c2-d60b-4b34-9637-75e98c901c98 Permanent identifier600000041274
Florfenicolo	Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola contenente 1 flacone in vetro da 100 ml A.I.C. 104333036 Scatola contenente 1 flacone in vetro da 250 ml A.I.C. 104333048  Scatola contenente 1 flacone in polipropilene da 100 ml A.I.C. 104333012 Scatola contenente 1 flacone in polipropilene da 250 ml A.I.C. 104333024	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep (X)	Product identifierb9ae53c7-07ce-4d2f-9d2e-a22b0aae1b78 Permanent identifier600000049635
Ketoprofene	NEFOTEK, 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104755018 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104755020	Soluzione iniettabile	Romefen vet. 100 mg/ml Injektionsvätska, lösning (SE)	Product identifier6a924793-b44d-4e49-bdf0-1e18eb4cfb3b Permanent identifier600000053502
Benazepril	NELIO 5 mg COMPRESSE PER GATTI	Scatola con 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054010 Scatola con 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054022 Scatola con 3 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054034 Scatola con 5 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054046 Scatola con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054059 Scatola con 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054061 Scatola con 50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104054073	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 5 Compresse per cani e gatti	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962090 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962102 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962114
Neomicina	NEOIVEN 500.000 U.I. /g. , polvere per uso in acqua da bere/succedanei del latte	Busta da 100 g - A.I.C. n. 105173013 Busta da 1 Kg - A.I.C. n. 105173025	Polvere per uso in acqua da bere/latte	NEOMYCINE 50 COOPHAVET (FR)	Product identifier6309d3b4-358f-4fd2-9aa3-e21a4f7d006d Permanent identifier600000035559
Neomicina	NEOMAY 500.000 U.I. /g. , polvere per uso in acqua da bere/succedanei del latte	Busta da 100 g - A.I.C. n. 104812021 Busta da 1 Kg - A.I.C. n. 104812019	Polvere per uso in acqua da bere/latte	NEOMYCINE 50 COOPHAVET (FR)	Product identifier6309d3b4-358f-4fd2-9aa3-e21a4f7d006d Permanent identifier600000035559
Ivermectina	Neomectin 12 mg/g gel orale per cavalli	Siringa da 10 g A.I.C. n. 104117015 Siringa da 13,3 A.I.C. n. 104117027	Gel orale	Eqvalan pasta 18,7 mg/g pasta voor orale toediening voor paarden (NL)	Product identifier5234cb2-b268-47ab-a96f-14bcd7a19be4 Permanent identifier600000066041
EPRINOMECTINA	NEOPRINIL POUR-ON 5 mg/ml pour-on soluzione per bovini	Flacone da 1 litro A.I.C. n. 104593013 Flacone da 2,5 litri A.I.C. n. 104593025 Flacone da 5 litri A.I.C. n. 104593037 Sacca Flessibile da 2,5 litri A.I.C. n. 104593049 Sacca Flessibile da 4,5 litri A.I.C. n. 104593052 Sacca Flessibile da 8 litri A.I.C. n. 104593064	Soluzione Pour-On	EPRINEX Pour-On soluzione 0,5% per bovini da carne e da latte (eprinomectina)	Confezione da 250 ml A.I.C. n. 102310012 Confezione da 1 litro A.I.C. n. 102310024 Confezione da 2,5 litri A.I.C. n. 102310036 Confezione da 5 litri A.I.C. n. 102310048
Neomicina	NEOPURDOX 1000 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere per vitelli, agnelli, suini, polli da carne, galline ovaiole e tacchini	Sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 105387017	Polvere per uso in acqua da bere	Neomycinsulfat (DE)	Product identifier8c3fc337-0fc3-4f89-ac49-d97934d8b6ea Permanent identifier600000078385
Xilazina	Nerfasin 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti	Scatola con 1 fiala da 10 ml A.I.C. n. 104412010 Scatola con 1 fiala da 30 ml A.I.C. n. 104412022 Scatola con 1 fiala da 50 ml A.I.C. n. 104412034	Soluzione iniettabile	Rompun 20 mg/ml solução injetável para bovinos, cavalos, cães e gatos. (PT) Rompun vet 20 mg/ml injektioneste, liuos (FI)	Product identifierb2b5092a-b9b5-4bba-b1ab-4f4e7265d91 Permanent identifier600000097907 Product identifierc9a10e9b-c79a-44a9-b58e-2c4504838ebc Permanent identifier600000057102
Ivermectina	Nexmectin 18,7 mg/g Pasta orale per cavalli	1 Siringa da 7,49 pasta orale AIC n. 105264016 50 Siringhe da 7,49 pasta orale AIC n. 105264028 1 Siringa da 6,42 pasta orale AIC n. 105264030	Pasta orale	Avatar 18,7 mg/g Pasta orale per cavalli	scatola con una siringa di 6,42 g A.I.C. n. 103926010 scatola con una siringa di 7,49 g A.I.C. n. 103926022 scatola con 50 siringhe di 7,49 g A.I.C. n. 103926034
Amoxicillina Acido clavulanico	NICILAN 200 mg/50 mg compresse per cani	Scatola contenente 12 compresse - A.I.C. n. 104274093 Scatola contenente 60 compresse - A.I.C. n. 104274105 Scatola contenente 120 compresse - A.I.C. n. 104274117 Scatola contenente 240 compresse - A.I.C. n. 104274129	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	NICILAN 40 mg/10 mg compresse per gatti e cani	Scatola contenente 12 compresse - A.I.C. n. 104274016 Scatola contenente 60 compresse - A.I.C. n. 104274028 Scatola contenente 120 compresse - A.I.C. n. 104274030 Scatola contenente 240 compresse - A.I.C. n. 104274042	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029

Amoxicillina Acido clavulanico	NICILAN 400 mg/100 mg compresse per cani	Scatola contenente 12 compresse - A.I.C. n. 104274055 Scatola contenente 60 compresse - A.I.C. n. 104274067 Scatola contenente 120 compresse - A.I.C. n. 104274079 Scatola contenente 240 compresse - A.I.C. n. 104274081	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Florfenicolo	NIFENCOL 100 mg/ml. Soluzione per uso in acqua da bere per suini	Fiacone da 500 ml: A.I.C. 104816018 Fiacone da 1L: A.I.C. 104816020 Tanica da 5L: A.I.C. 104816032	Soluzione per uso in acqua da bere	NUFLOR 23 mg/mL Drinking Water Concentrate	
Flunixin meglumina	NIGLUMINE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Fiacone da 50 ml AIC n° 104047016 Fiacone da 100 ml AIC n° 104047028 Fiacone da 250 ml AIC n° 104047030	Soluzione iniettabile	FINADYNE 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini	Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 100099062 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922 Fiacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934
Ketamina	NIMATEK 100 mg/ml, Soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli.	Scatola contenente un flacone da 5 ml A.I.C. n. 104661018 Scatola contenente un flacone da 10 ml A.I.C. n. 104661020 Scatola contenente un flacone da 20 ml A.I.C. n. 104661032 Scatola contenente un flacone da 25 ml A.I.C. n. 104661044 Scatola contenente un flacone da 30 ml A.I.C. n. 104661057 Scatola contenente un flacone da 50 ml A.I.C. n. 104661069	Soluzione iniettabile	Ketavet 100 mg/ml Solution for Injection for Dogs, Cats and Horses (ES)	Product identifier:9942c965-55cc-48ba-ba45-f8fe23d42a8d Permanent identifier:600000097638
Amoxicillina Acido clavulanico	Nisamax 250 mg compresse per cani e gatti	tubi di 100 compresse - A.I.C. n. 103672061 tubi di 250 compresse - A.I.C. n. 103672073 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672085 10 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672097 50 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 103672109	Compresse	Synulox Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	Nisamax 50 mg compresse per cani e gatti	Scatola con tubo da 100 compresse - A.I.C. n. 103672010 Scatola con tubo da 500 compresse - A.I.C. n. 1036720022 Scatole da 2 blister contenenti 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103672034 Scatole da 10 blister contenenti 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103672046 Scatole da 50 blister contenenti 10 compresse ciascuno - A.I.C. n. 103672059	Compresse	Synulox Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	Nisamax 500 mg Compresse Palatabili per Cani	Scatola da 10 compresse - A.I.C. n. 103956013 Scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 103956025 Scatola da 25 compresse - A.I.C. n. 103956037 Scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 103956049	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Amoxicillina Acido clavulanico	Nisinject Sospensione iniettabile per bovini e cani	Fiacone da 50 ml - AIC n. 103680017 Fiacone da 100 ml - AIC n. 103680029	Sospensione iniettabile	Synulox sospensione iniettabile 140 mg/ml + 35 mg/ml per cani e gatti  Synulox 140 mg/ml + 35 mg/ml sospensione iniettabile suini e bovini	Fiacone da 10 ml: AIC n. 100023011 Fiacone da 40 ml: AIC n. 100023023  Synulox Sospensione iniettabile per bovini: Fiacone da 50 ml: AIC n. 100023035 Fiacone da 100 ml: AIC n. 100023048
Amoxicillina Acido clavulanico	Noroclav Injection 140 mg/ml + 35 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e cani	Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 103678013 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 103678025	Sospensione iniettabile	Synulox sospensione iniettabile 140 mg/ml + 35 mg/ml per cani e gatti  Synulox 140 mg/ml + 35 mg/ml sospensione iniettabile suini e bovini	Synulox sospensione iniettabile per cani e gatti: Fiacone da 10 ml - A.I.C. n. 100023011 Fiacone da 40 ml - A.I.C. n. 100023023  Synulox Sospensione iniettabile per bovini: Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 100023035 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 100023047
Amoxicillina Acido clavulanico	Noroclav Sospensione intramammaria per bovine in lattazione	Scatola da 3 siringhe - AIC n. 105163012 Scatola da 12 siringhe - AIC n. 105163024 Scatola da 36 siringhe - AIC n. 105163036 Scatola da 120 siringhe - AIC n. 105163048	Sospensione intramammaria	Synulox sospensione intramammaria	Confezione da 12 siringhe - A.I.C. n. 102475011 -
Ivermectina	Noromectin 1% p/v soluzione iniettabile per ovini	Fiacone iniettabile da 50 ml A.I.C. n° 103753012 Fiacone iniettabile da 100 ml A.I.C. n° 103753024 Fiacone iniettabile da 250 ml A.I.C. n° 103753036 Fiacone iniettabile da 500 ml A.I.C. n° 103753048 Fiacone iniettabile da 1 litro A.I.C. n° 103753051	Soluzione iniettabile	IVOMEC Ovini, 10 mg/ml soluzione iniettabile per ovini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 101286021 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 101286019 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 101286033
Ivermectina	Noromectin 5 mg/ml Pour-On Soluzione per bovini	Bottiglia da 250 ml "single neck" con dispenser A.I.C. n° 103062055 Bottiglia da 250 ml con dispenser A.I.C. n° 103062016 Bottiglia da 1 litro "single neck" con dispenser A.I.C. n° 103062067 Bottiglia da 1 litro con dispenser A.I.C. n° 103062028 Bottiglia da 2,5 litri con dispenser A.I.C. n° 103062030 Bottiglia da 5 litri con dispenser A.I.C. n° 103062042 Bottiglia da 7 litri combinata con dispenser A.I.C. n° 103062079	Soluzione per uso topico	IVOMEC, 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 100197019 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 100197021 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 100197033 Scatola con 1 flacone da 1000 ml A.I.C. n. 100197045
Ivermectina Praziquantel	Noromectin Praziquantel Duo, 18.7 mg/g + 140.3 mg/g Oral Paste for Horses	Scatola di cartone contenente 1 siringa da 7.49 g di pasta orale AIC: 104558010 Scatola di cartone contenente 2 siringhe da 7.49 g di pasta orale AIC: 104558022 Scatola di cartone contenente 12 siringhe da 7.49 g di pasta orale AIC: 104558034 Scatola di cartone contenente 40 siringhe da 7.49 g di pasta orale AIC: 104558046 Scatola di cartone contenente 48 siringhe da 7.49 g di pasta orale AIC: 104558059 Scatola di cartone contenente 50 siringhe da 7.49 g di pasta orale AIC: 104558061	Pasta orale	GastroGard 370 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa A.I.C. n. 103656031 Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 103656017 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n. 103656043 Confezione da 72 siringhe A.I.C. n. 103656029

Cloprostenolo	NOVESTRAL 0,075 mg/ml, soluzione iniettabile per bovine e scrofe	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103809012 Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103809024 5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 103809036	Soluzione iniettabile	Dalmazin, 75 microgrammi/ml, soluzione iniettabile per bovine e scrofe	1 flacone da 2 ml + siringa A.I.C. n. 101725024 15 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 101725051 60 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 101725063 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101725036 10 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101725075 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101725012 5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 101725048
Florfenicolo	Nuflor Minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104002011 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104002023 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104002035	Soluzione iniettabile	nuflor 300 mg/ml (DE)	
Omeprazolo	Omeproshield 370 mg/g pasta orale per cavalli	Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 104738012	Pasta orale	GastroGard 370 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa A.I.C. n. 103656031 Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 103656017 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n. 103656043 Confezione da 72 siringhe A.I.C. n. 103656029
Cloxacillina	Orbenin Lattazione 200 mg sospensione intramammaria per bovini e pecore	Scatola di cartone con 12 siringhe e salviette detergenti A.I.C. n. 104834015	Sospensione intramammaria	ORBENIN LA 200MG/3G ΕΝΔΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΝΑΙΩΦΗΜΑ (HE)	Product identifier: 60a48cd1-703b-4081-9456-fdc7556441d7 Permanent identifier: 600000101301
OSSITETRACICLINA	OSSINOVA 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere/latte per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini.	Sacco da 5 Kg AIC n° 104401017	polvere orale per uso in acqua da bere/latte	OSSITETRACICLINA 20% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA, 200 mg/g, polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per Vitelli da latte, Suini, Polli da Carne, galline ovaiole, tacchini.	AIC n°: 102781010 sacco 5 Kg
Ossitetradicina	OSSITETRACICLINA CENAVIS 1000 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi	A.I.C. n. 104815028 – busta da 1 Kg A.I.C. n. 104815016 – busta da 20 Kg	Premiscela per mangimi medicati	OXYTETRACYCLINE 100%/ VETHELLAS 100%, Πρόμικτο για φαρμακώχο τροφή (EE)	Product identifier: 60a48cd1-703b-4081-9456-fdc7556441d7 Permanent identifier: 600000099447
Pentosano Poliosolfato Sodico	Osteopen 100 mg/ml Soluzione iniettabile per cani	Flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 105529010 Flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 105529022	Soluzione iniettabile	Cartrophen Vet 100 mg/ml Solution for Injection (IE)	Product identifier: f2d95b9-2fec-433e-9efc-9eca0d3c5027 Permanent identifier: 600000064186
Miconazolo nitrato Prednisolone acetato Polimixina B solfato	Otisar 23,0 mg/ml + 5,0 mg/ml + 5500 UI/ml gocce auricolari, sospensione per gatti e cani	Flacone da 15 ml - A.I.C. n. 105615013 Flacone da 30 ml - A.I.C. n. 105615025	Gocce auricolari, sospensione	(Ibrido, non c'è riferimento in BD, non trovo eAF in DOCSPA)	
Marbofloxacina Clotrimazolo Desametasone	OTOXOLAN gocce auricolari, sospensione per cani	Scatola con un flacone da 10 ml AIC n. 104990015 Scatola con un flacone da 20 ml AIC n. 104990027 Scatola con un flacone da 30 ml AIC n. 104990039	gocce auricolari, sospensione	AURIZON gocce auricolari, sospensione.	flacone da 10 ml + 1 cannula A.I.C. n.103269015 flacone da 20 ml + 2 cannule A.I.C. n.103269027 flacone da 30 ml + 3 cannule A.I.C. n.103269039
Lecirelina	OVUCRON 25 mg/ml soluzione iniettabile per bovine e coniglie	1 flacone da 4 ml - A.I.C. n. 103921019 10 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 103921021 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103921033 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 103921045 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103921058	Soluzione iniettabile	Dalmarelin 25 microgrammi/ml soluzione iniettabile per bovine e conigli	1 flacone da 4 ml - A.I.C. n. 100049030 10 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 100049055 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100049016 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 100049028 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100049042 1 sacco collassabile da 100 ml A.I.C. n. 100049067
Ossitetradicina	OXITER 500 – 500 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere, per polli da carne e tacchini	Sacco da 5 kg di polvere orale 103869018	Polvere per uso in acqua da bere	Ossitetradicina 50% TREI, 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini	Sacco da 5 Kg 102605019 Busta da 1 Kg 102605021
Ossitetradicina	OXYGAN 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per bovino (vitello), ovino (agnello), caprino (capretto), suino, coniglio, pollo da carne, gallina ovaiole, tacchino e anatra	Busta da 100 g – A.I.C. n.105445023 Busta da 1 kg – A.I.C. n.105445011	Polvere per uso in acqua da bere	TETRATIME (FR)	Product identifier: b4b5d14f-805d-4e79-a3dc-9f9d2c2af7cf Permanent identifier: 600000044306
praziquantel PIRANTEL FEBANTEL	Panadron Plus compresse per cani	Scatola da 2 compresse AIC 104677012 Scatola da 4 compresse AIC 104677024 Scatola da 6 compresse AIC 104677048 Scatola da 104 compresse AIC 104677051	Compresse	Prazitel compresse per cani Prazitel Compresse per Cani di Taglia Grande	Scatola da 2 compresse A.I.C 104188038 Scatola da 4 compresse A.I.C 104188014 Scatola da 104 compresse A.I.C 104188026 Confezione da 2 compresse A.I.C. 104188040 Confezione da 20 compresse A.I.C. 104188053
Praziquantel Pirantel Embonato Febantel	Panadron Plus XL Compresse per Cani	Scatola contenente un blister da 2 compresse A.I.C. 104811017	Compresse	Voxical	104811
Amminosidina/Paromomicina	Paramore, 200 mg/ml, soluzione per uso orale per vitelli da latte, suini, polli, tacchini e conigli.	Bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104735016 Flacone da 5 litro - A.I.C. n. 104735028	Soluzione orale	AMMINOFARMA L 20%, 200 mg/ml, soluzione per uso orale per vitelli da latte, suini, polli, tacchini e conigli.	Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102519030 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102519028 Flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102519016
diazinone	PARASSIKIL 2.10g Collare antiparassitario per gatti	A.I.C 104796014: Sacchetto contenente un collare nero	Collare	MEDIX PROCONTROL 2,10g Collare antiparassitario per gatti	A.I.C 103191019 : Sacchetto contenente un collare blu A.I.C 103191021 : Sacchetto contenente un collare verde A.I.C 103191033 : Sacchetto contenente un collare marrone A.I.C 103191045 : Sacchetto contenente un collare beige A.I.C 103191058 : Sacchetto contenente un collare rosso A.I.C 103191060 : Sacchetto contenente un collare rosa A.I.C 103191072 : Sacchetto contenente un collare nero A.I.C 103191084 : Sacchetto contenente un collare grigio Product identifier: 923e9dc9-be97-4869-a2a1-e93832f0ed6e Permanent identifier: 600000085987
Amminosidina/Paromomicina	Parofor 140 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere, latte o succedaneo del latte per bovini prerinanti e suini.	104644Bottiglia da 125 ml - A.I.C. n. 104644024 Bottiglia da 250 ml - A.I.C. n. 104644036 Bottiglia da 500 ml - A.I.C. n. 104644048 Bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104644051	Soluzione per uso in acqua da bere/latte	Gabbrovet 70 70 mg/g Poeder voor toediening in het drinkwater/in de melk (BE)	Product identifier: 923e9dc9-be97-4869-a2a1-e93832f0ed6e Permanent identifier: 600000085987
Amminosidina/Paromomicina	Paromomicina Huvepharma 200 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli da carne (broiler), conigli e tacchini.	Sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104526013 Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104526025 Sacco da 20 kg - A.I.C. n. 104526037	Premiscela per mangimi medicati	GABBROCOL 200, 200 mg/g, premiscela per alimenti medicamentosi per suini, broilers e conigli	Sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102520020 Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102520032

Penetamato	Penethaone, 236,3 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini	Flacone di polvere da 5.000.000 UI e flacone del solvente da 18 ml A.I.C. 104774017 Flacone di polvere da 5.000.000 UI e 5 flaconi del solvente da 18 ml A.I.C. 104774056 Flacone di polvere da 5.000.000 UI e 10 flaconi del solvente da 18 ml A.I.C. 104774029 Flacone di polvere da 10.000.000 UI e flacone del solvente da 36 ml A.I.C. 104774031 Flacone di polvere da 10.000.000 UI e 5 flaconi del solvente da 36 ml A.I.C. 104774068 Flacone di polvere da 10.000.000 UI e 10 flaconi del solvente da 36 ml A.I.C. 104774043	polvere e solvente per sospensione iniettabile	mastivet parenteral	
Omeprazolo	Peptizole 370 mg/g pasta orale per cavalli	Scatola di cartone contenente 1 siringa orale da 12ml AIC: 104546015 Scatola di cartone contenente 7 siringhe orali da 12ml AIC: 104546027 Barattolo contenente 72 siringhe orali da 12ml AIC: 104546039	Pasta orale	GastroGard 370 mg/g pasta orale	Scatola da 1 siringa A.I.C. n. 103656031 Scatola da 7 siringhe A.I.C. n. 103656017 Scatola da 14 siringhe A.I.C. n. 103656043 Confezione da 72 siringhe A.I.C. n. 103656029
Penetamato	Permacyl, 236,3 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per bovini	Flacone di polvere da 5.000.000 UI e flacone del solvente da 18 ml A.I.C. 104775010 Flacone di polvere da 5.000.000 UI e 5 flaconi del solvente da 18 ml A.I.C. 104775059 Flacone di polvere da 5.000.000 UI e 10 flaconi del solvente da 18 ml A.I.C. 104775034 Flacone di polvere da 10.000.000 UI e flacone del solvente da 36 ml A.I.C. 104775022 Flacone di polvere da 10.000.000 UI e 5 flaconi del solvente da 36 ml A.I.C. 104775061 Flacone di polvere da 10.000.000 UI e 10 flaconi del solvente da 36 ml A.I.C. 104775046	polvere e solvente per sospensione iniettabile	mastivet parenteral	
Fipronil	Pestigon 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 1 pipetta 104406/145 Scatola con 2 pipette 104406/158 Scatola con 3 pipette 104406/160 Scatola con 4 pipette 104406/172 Scatola con 6 pipette 104406/184 Scatola con 8 pipette 104406/196 Scatola con 12 pipette 104406/208 Scatola con 24 pipette 104406/210 Scatola con 30 pipette 104406/222 Scatola con 60 pipette 104406/234 Scatola con 90 pipette 104406/246 Scatola con 120 pipette 104406/259 Scatola con 150 pipette 104406/261	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	PESTIGON 2,5 mg/ml Spray Cutaneo, Soluzione per Gatti e Cani	Flacone da 100 ml AIC: 104646017 Flacone da 250 ml AIC: 104646029 Flacone da 500 ml AIC: 104646031	Spray cutaneo, soluzione	FRONTLINE SPRAY (fipronil 0,25%)	A.I.C. n. 103029017 A.I.C. n. 103029029 A.I.C. n. 103029031
Fipronil	Pestigon 268mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 1 pipetta 104406/273 Scatola con 2 pipette 104406/285 Scatola con 3 pipette 104406/297 Scatola con 4 pipette 104406/309 Scatola con 6 pipette 104406/311 Scatola con 8 pipette 104406/323 Scatola con 12 pipette 104406/335 Scatola con 24 pipette 104406/347 Scatola con 30 pipette 104406/350 Scatola con 60 pipette 104406/362 Scatola con 90 pipette 104406/374 Scatola con 120 pipette 104406/386 Scatola con 150 pipette 104406/398	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	Pestigon 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande	Scatola con 1 pipetta 104406/400 Scatola con 2 pipette 104406/412 Scatola con 3 pipette 104406/424 Scatola con 4 pipette 104406/436 Scatola con 6 pipette 104406/448 Scatola con 8 pipette 104406/451 Scatola con 12 pipette 104406/463 Scatola con 24 pipette 104406/475 Scatola con 30 pipette 104406/487 Scatola con 60 pipette 104406/499 Scatola con 90 pipette 104406/501 Scatola con 120 pipette 104406/513 Scatola con 150 pipette 104406/525	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298

Fipronil	Pestigon 50 mg soluzione spot-on per gatti	Scatola con 1 pipetta AIC 104406/537 Scatola con 2 pipette AIC 104406/549 Scatola con 3 pipette AIC 104406/552 Scatola con 4 pipette AIC 104406/564 Scatola con 6 pipette AIC 104406/576 Scatola con 8 pipette AIC 104406/588 Scatola con 12 pipette AIC 104406/590 Scatola con 24 pipette AIC 104406/602 Scatola con 30 pipette AIC 104406/614 Scatola con 60 pipette AIC 104406/626 Scatola con 90 pipette AIC 104406/638 Scatola con 120 pipette AIC 104406/640 <del>Scatola con 150 pipette AIC 104406/653</del>	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	Pestigon 67 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia	Scatola con 1 pipetta 104406/018 Scatola con 2 pipette 104406/020 Scatola con 3 pipette 104406/032 Scatola con 4 pipette 104406/044 Scatola con 6 pipette 104406/057 Scatola con 8 pipette 104406/069 Scatola con 12 pipette 104406/071 Scatola con 24 pipette 104406/083 Scatola con 30 pipette 104406/095 Scatola con 60 pipette 104406/107 Scatola con 90 pipette 104406/119 Scatola con 120 pipette 104406/121 <del>Scatola con 150 pipette 104406/133</del>	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Fipronil (S)-Methoprene	PestiGon Combo 134 mg / 120.6 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	scatola da 1 pipetta da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006175 scatola da 2 pipette da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006187 scatola da 3 pipette da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006199 scatola da 4 pipette da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006201 scatola da 6 pipette da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006213 scatola da 8 pipette da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006225 scatola da 12 pipette da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006237 scatola da 24 pipette da 1.34 ml di soluzione spot on per cani di taglia media AIC 105006249	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S, M, L, XL (BU)	Product identifier8675c7e3-4df0-422d-9f70-84d481925ed1 Permanent identifier600000094003
Fipronil (S)-Methoprene	PestiGon Combo 268 mg / 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	scatola da 1 pipetta da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006252 scatola da 2 pipette da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006264 scatola da 3 pipette da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006276 scatola da 4 pipette da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006288 scatola da 6 pipette da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006290 scatola da 8 pipette da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006302 scatola da 12 pipette da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006314 scatola da 24 pipette da 2.68 ml di soluzione spot on per cani di taglia grande AIC 105006326	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S, M, L, XL (BU)	Product identifier8675c7e3-4df0-422d-9f70-84d481925ed1 Permanent identifier600000094003
Fipronil (S)-Methoprene	PestiGon Combo 402 mg / 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande	scatola da 1 pipetta da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006338 scatola da 2 pipette da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006340 scatola da 3 pipette da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006353 scatola da 4 pipette da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006365 scatola da 6 pipette da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006377 scatola da 8 pipette da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006389 scatola da 12 pipette da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006391 scatola da 24 pipette da 4.02 ml di soluzione spot on per cani di taglia molto grande AIC 105006403	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S, M, L, XL (BU)	Product identifier8675c7e3-4df0-422d-9f70-84d481925ed1 Permanent identifier600000094003

Fipronil (S)-Methoprene	PestiGon Combo 50 mg / 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti	scatola da 1 pipetta da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006011 scatola da 2 pipette da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006023 scatola da 3 pipette da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006035 scatola da 4 pipette da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006047 scatola da 6 pipette da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006050 scatola da 8 pipette da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006062 scatola da 12 pipette da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006074 scatola da 24 pipette da 0.5ml di soluzione spot on per gatti e furetti AIC 105006086	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON CAT (BU)	Product identifier865c328d-d42b-4b49-b8bd-7a77dad7f622 Permanent identifier600000094001
Fipronil (S)-Methoprene	PestiGon Combo 67 mg / 60,3 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia	scatola da 1 pipetta da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006098 scatola da 2 pipette da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006100 scatola da 3 pipette da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006112 scatola da 4 pipette da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006124 scatola da 6 pipette da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006136 scatola da 8 pipette da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006148 scatola da 12 pipette da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006151 scatola da 24 pipette da 0.67 ml di soluzione spot on per cani di piccola taglia AIC 105006163	Soluzione spot-on	FRONTLINE COMBO SPOT-ON DOG S, M, L, XL (BU)	Product identifier8675c7e3-4df0-422d-9f70-84d481925ed1 Permanent identifier600000094003
Prednisolone	PETFLOGIN Flavour 20 mg compresse divisibili aromatizzate per cani e gatti.	Astuccio da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105384022	Compresse	VetSolone compresse, 5 mg, compresse per cani e gatti	Confezione da 20 compresse A.I.C. n. 102452013
Prednisolone	PETFLOGIN Flavour 5 mg compresse divisibili aromatizzate per cani e gatti.	Astuccio da 2 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105384010	Compresse	VetSolone compresse, 5 mg, compresse per cani e gatti	Confezione da 20 compresse A.I.C. n. 102452012
Permetrina Imidacloprid	Petsidill Spot-on per cani fino a 4 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 105449021 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449019 confezione da 4 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 105449045 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449033 confezione da 4 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 103629010 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103629022 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103629034 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103629046 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103629059 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103629061 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 103629135 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103629147 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103629150 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103629162 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103629174 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103629186 confezione da 24 pipette
Permetrina Imidacloprid	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 105449146 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449134 confezione da 4 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 105449161 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449159 confezione da 4 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 103627016 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103627028 confezione da 2 pipette 10 A.I.C n. 103627030 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103627055 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103627042 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103627067 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 103627079 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103627081 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103627093 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103627105 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103627117 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103627129 confezione da 24 pipette



Permetrina Imidacloprid	Petsidill Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 105449060 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449058 confezione da 4 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 105449084 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449072 confezione da 4 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 103626014 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103626026 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103626038 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103626040 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103626053 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103626065 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 103626077 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103626089 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103626091 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103626103 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103626115 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103626127 confezione da 24 pipette
Permetrina Imidacloprid	Petsidill Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	A.I.C n. 105449185 confezione da 3 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 105449173 confezione da 4 pipette da 6,0 ml	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	A.I.C n. 103629073 confezione da 1 pipetta da 6,0 ml A.I.C n. 103629085 confezione da 2 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629097 confezione da 3 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629109 confezione da 4 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629111 confezione da 6 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629123 confezione da 24 pipette da 6,0 ml
Permetrina Imidacloprid	Petsidill® Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 105449108 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449096 confezione da 4 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 105449122 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105449110 confezione da 4 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 103628018 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103628020 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103628032 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103628044 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103628057 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103628069 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 103628071 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103628083 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103628095 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103628107 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103628119 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103628121 confezione da 24 pipette
Cloprostenolo	PGF Veyx 0,0875 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	1 flaconcino da 10 ml A.I.C. 104409014 1 flaconcino da 20 ml A.I.C. 104409026 1 flaconcino da 50 ml A.I.C. 104409038	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 100140045
Tilosina	PHARMASIN 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104456013 flacone da 250 ml A.I.C. n. 104456025	Soluzione iniettabile	TYLAN® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini	Flacone da 50 ml: AIC n° 100121021 Flacone da 100 ml: AIC n° 100121033 Flacone da 250 ml: AIC n° 100121045
Fenossimetilpenicillina	Phenocilin 800 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per polli	Sacca da 100 gr in PET/Alu-PA/PE A.I.C. n. 104846011 Sacca da 250 gr in PET/Alu-PA/PE A.I.C. n. 104846023 Sacca da 1000 gr in PET/Alu-PA/PE A.I.C. n. 104846047 Sacca da 1000 gr in carta/PE-Alu/PE A.I.C. n. 104846050 Sacca da 2500 gr in carta/PE-Alu/PE A.I.C. n. 104846062	Polvere per uso in acqua da bere	Phenoxyphen WSP (IE)	Product identifier8e0690b-26a7-4276-aa7c-ad8c5053507b Permanent identifier600000037445
Fenobarbital	Phenoleptil 100 mg compresse per cani	10 blister contenenti ciascuno 10 compresse da 100 mg AIC n° 104151055 10 blister contenenti ciascuno 10 compresse da 100 mg AIC n° 104151105 50 blister contenenti ciascuno 10 compresse da 100 mg AIC n°104151067 50 blister contenenti ciascuno 10 compresse da 100 mg AIC n° 104151129	Compresse	epiphen (UK)	
Fenobarbital	PHENOLEPTIL 12,5 mg compresse per cani	Confezione contenente 10 blister da 10 compresse AIC n° :104151016 Confezione contenente 10 blister da 10 compresse AIC n°:104151079	Compresse	epiphen	
Fenobarbital	PHENOLEPTIL 25 mg compresse per cani	Confezione contenente 10 blister contenenti ciascuno 10 compresse da 25 mg AIC n°: 104151030 Confezione contenente 10 blistercontenenti ciascuno 10 compresse da 25 mg AIC n°: 104151081 Confezione contenente 50 blister contenenti ciascuno 10 compresse da 25 mg AIC n°:104151042 Confezione contenente 50 blister in contenenti ciascuno 10 compresse da 25 mg AIC n°104151117	Compresse	epiphen (UK)	
Fenobarbital	Phenoleptil 50 mg compresse per cani	Confezione contenente 10 blister da 10 compresse AIC n° :104151028 Confezione contenente 10 blister da 10 compresse AIC n°:104151093	Compresse	epiphen (UK)	
Fenobarbital	Phenotab Flavoured 100 mg Compresse per cani	Scatola di cartone con 3 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105419055 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105419067	Compresse	Phenoral 100 mg tablet voor honden (NL)	Product identifier76c4433-27bf-4ce3-a0b7-c2509082600e Permanent identifier600000059478
Fenobarbital	Phenotab Flavoured 25 mg Compresse per cani	Scatola di cartone con 3 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105419016 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105419028	Compresse	Phenoral 25 mg tablet voor honden (NL)	Product identifier4a0df49a-e4a8-48d3-8eab-8914cec756b3 Permanent identifier600000059473
Fenobarbital	Phenotab Flavoured 60 mg Compresse per cani	Scatola di cartone con 3 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105419030 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse A.I.C. n. 105419042	Compresse	Phenoral 50 mg tabletten voor honden (NL)	Product identifier08a1910-1f76-4372-9898-b440b88e9b37 Permanent identifier600000059420
Fenbendazolo	Pigfen 200 mg/ml sospensione orale per uso in acqua da bere per suini.	Bottiglia in HDPE da 125 ml A.I.C. n. 105075016 Flacone in HDPE da 1 L A.I.C. n. 105075028 Tanica in HDPE da 2,5 L A.I.C. n. 105075030 Tanica in HDPE da 5 L A.I.C. n. 105075042	Sospensione orale per uso in acqua da bere	Panacur AquaSol 200 mg/ml sospensione per uso in acqua da bere per suini e polli	Contentitore da 1l AIC 104451024 Contentitore da 4l AIC 104451037

Pimobendan	Pimocard 1,25 mg compresse aromatizzate per cani	Scatola con 2 blister Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n. 104941012 Scatola con 5 blister Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n. 104941024 Scatola con 10 blister Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n. 104941036 Scatola con 25 blister Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n. 104941048 Scatola con 2 blister Alu- Alu (20 compresse) A.I.C. n. 104941176 Scatola con 5 blister Alu- Alu (50 compresse) A.I.C. n. 104941188 Scatola con 10 blister Alu- Alu (100 compresse) A.I.C. n. 104941190 Scatola con 25 blister Alu- Alu (250 compresse) A.I.C. n. 104941202	Compresse	Vetmedin 1,25 mg Kautabletten für Hunde (BE)	Product identifier0c0533b1-d4d6-4043-a6dd-de3fde0c19a1 Permanent identifier600000015285
Pimobendan	Pimocard 10 mg compresse aromatizzate per cani	Scatola con 2 blister in Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n. 104941137 Scatola con 5 blister in Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n. 104941149 Scatola con 10 blister in Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n. 104941152 Scatola con 25 blister in Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n. 104941164 Scatola con 4 blister in Alu-Alu (20 compresse) A.I.C. n. 104941291 Scatola con 10 blister in Alu- Alu (50 compresse) A.I.C. n. 104941303 Scatola con 20 blister in Alu-Alu (100 compresse) A.I.C. n. 104941315 Scatola con 50 blister in Alu-Alu (250 compresse) A.I.C. n. 104941327	Compresse	Vetmedin 2.5 mg Capsule, hard (BE)	Product identifier735273ef-ea57-4aab-9471-d1f9a835ad63 Permanent identifier600000086045
Pimobendan	Pimocard 2,5 mg compresse aromatizzate per cani	Scatola con 2 blister Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n.104941051 Scatola con 5 blister Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n.104941063 Scatola con 10 blister Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n.104941075 Scatola con 25 blister Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n.104941087 Scatola con 2 blister Alu- Alu (20 compresse) A.I.C. n.104941214 Scatola con 5 blister Alu- Alu (50 compresse) A.I.C. n.104941226 Scatola con 10 blister Alu- Alu (100 compresse) A.I.C. n.104941238 Scatola con 25 blister Alu- Alu (250 compresse) A.I.C. n.104941240	Compresse	Vetmedin 2.5 mg Capsule, hard (BE)	Product identifier735273ef-ea57-4aab-9471-d1f9a835ad63 Permanent identifier600000086045
Pimobendan	Pimocard 5 mg compresse aromatizzate per cani	Scatola con 2 blister Alu-PVC (20 compresse) A.I.C. n. 104941099 Scatola con 5 blister Alu-PVC (50 compresse) A.I.C. n. 104941101 Scatola con 10 blister Alu-PVC (100 compresse) A.I.C. n. 104941113 Scatola con 25 blister Alu-PVC (250 compresse) A.I.C. n. 104941125 Scatola con 4 blister Alu- Alu (20 compresse) A.I.C. n. 104941253 Scatola con 10 blister Alu- Alu (50 compresse) A.I.C. n. 104941265 Scatola con 20 blister Alu- Alu (100 compresse) A.I.C. n. 104941277 Scatola con 50 blister Alu- Alu (250 compresse) A.I.C. n. 104941289	Compresse	Vetmedin 2.5 mg Capsule, hard (BE)	Product identifier735273ef-ea57-4aab-9471-d1f9a835ad63 Permanent identifier600000086045
Paracetamolo	PIRESOL 300 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini	1 fustino da 5 litri A.I.C. n. 105227019 1 bottiglia da 1 litro A.I.C. n. 105227021	Soluzione per uso in acqua da bere	PRACETAM 40 % SOLUTION BUvable POUR PORC	Product identifier124f87ce-268d-4d1d-bd5e-0a2f75c3822a Permanent identifier600000044991
Cefquinome	Plenix DC, 150 mg, pomata per uso intramammario per bovini (bovine in asciutta).	Scatola da 20 siringhe – A.I.C. n. 104876014 Scatola da 60 siringhe – A.I.C. n. 104876026 Scatola da 120 siringhe – A.I.C. n. 104876038	Pomata intramammaria	VIRBACTAN 150 mg pomata per uso intramammario	Scatola da 4 siringhe – A.I.C. n. 103706014 Scatola da 20 siringhe – A.I.C. n. 103706026 Scatola da 24 siringhe – A.I.C. n. 103706040 Scatola da 60 siringhe – A.I.C. n. 103706038 Scatola da 120 siringhe – A.I.C. n. 103706053
Cefquinome	Plenix LC 75 mg, pomata per uso intramammario per bovine in lattazione	Confezione da 24 siringhe e 24 salviette detergenti A.I.C. n. 105034019 Confezione da 60 siringhe e 60 salviette detergenti A.I.C. n. 105034021	Pomata intramammaria	Cobactan L, 75 mg, pomata intramammaria per bovine in lattazione.	Scatola da 3 tubi siringa A.I.C. n. 102623016 Scatola da 15 tubi siringa A.I.C. n. 102623028 Scatola da 20 tubi siringa A.I.C. n. 102623030 Scatola da 24 tubi siringa A.I.C. n. 102623042
Permetrina Imidacloprid	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 105429219 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 105429017 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 105429029 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 105429031 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 105429043 confezione da 24 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 103629010 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103629022 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103629034 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103629046 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103629059 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103629061 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 103629135 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103629147 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103629150 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103629162 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103629174 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103629186 confezione da 24 pipette
Permetrina Imidacloprid	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 105429233 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 105429094 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 105429106 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 105429118 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 105429120 confezione da 24 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C. n. 103628018 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103628020 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103628032 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103628044 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103628057 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103628069 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C. n. 103628071 confezione da 1 pipetta A.I.C. n. 103628083 confezione da 2 pipette A.I.C. n. 103628095 confezione da 3 pipette A.I.C. n. 103628107 confezione da 4 pipette A.I.C. n. 103628119 confezione da 6 pipette A.I.C. n. 103628121 confezione da 24 pipette

Permetrina Imidacloprid	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 105429245 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 105429132 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105429144 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 105429157 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105429169 confezione da 24 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 103627016 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103627028 confezione da 2 pipette 10 A.I.C n. 103627030 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103627055 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103627042 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103627067 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 103627079 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103627081 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103627093 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103627105 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103627117 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103627129 confezione da 24 pipette
Permetrina Imidacloprid	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 105429221 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 105429056 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105429068 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 105429070 confezione da 3 pipette A.I.C n. 105429082 confezione da 24 pipette	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Pipetta con beccuccio applicatore corto: A.I.C n. 103626014 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103626026 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103626038 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103626040 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103626053 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103626065 confezione da 24 pipette Pipetta con beccuccio applicatore lungo: A.I.C n. 103626077 confezione da 1 pipetta A.I.C n. 103626089 confezione da 2 pipette A.I.C n. 103626091 confezione da 3 pipette A.I.C n. 103626103 confezione da 4 pipette A.I.C n. 103626115 confezione da 6 pipette A.I.C n. 103626127 confezione da 24 pipette
Permetrina Imidacloprid	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	A.I.C n. 105429258 confezione da 1 pipetta da 6,0 ml A.I.C n. 105429171..... confezione da 3 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 105429183 ..... confezione da 24 pipette da 6,0 ml	Soluzione spot-on	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	A.I.C n. 103629073 confezione da 1 pipetta da 6,0 ml A.I.C n. 103629085 confezione da 2 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629097 confezione da 3 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629109 confezione da 4 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629111 confezione da 6 pipette da 6,0 ml A.I.C n. 103629123 confezione da 24 pipette da 6,0 ml
Fipronil Permetrina	POOF 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola con 1 pipetta da 2,20 ml A.I.C. 105460137 Scatola con 2 pipette da 2,20 ml A.I.C. 105460051 Scatola con 4 pipette da 2,20 ml A.I.C. 105460063	Soluzione spot-on	Effitix 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 2.20ML AIC: 104680095 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680107 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680119 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 2.20ML AIC: 104680121
Fipronil Permetrina	POOF 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	Scatola con 1 pipetta da 0,44 ml A.I.C. 105460113 Scatola con 2 pipette da 0,44 ml A.I.C. 105460012 Scatola con 4 pipette da 0,44 ml A.I.C. 105460024	Soluzione spot-on	Effitix 26.8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 0.44ML AIC: 104680018 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680020 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680032 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 0.44ML AIC: 104680044
Fipronil Permetrina	POOF 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola con 1 pipetta da 4,40 ml A.I.C. 105460149 Scatola con 2 pipette da 4,40 ml A.I.C. 105460075 Scatola con 4 pipette da 4,40 ml A.I.C. 105460087	Soluzione spot-on	Effitix 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 4.40ML AIC: 104680133 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680145 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680158 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 4.40ML AIC: 104680160
Fipronil Permetrina	POOF 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatola con 1 pipetta da 6,60 ml A.I.C. 105460152 Scatola con 2 pipette da 6,60 ml A.I.C. 105460099 Scatola con 4 pipette da 6,60 ml A.I.C. 105460101	Soluzione spot-on	Effitix 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 6.60ML AIC: 104680172 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680184 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680196 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 6.60ML AIC: 104680208
Fipronil Permetrina	POOF 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola con 1 pipetta da 1,10 ml A.I.C. 105460125 Scatola con 2 pipette da 1,10 ml A.I.C. 105460036 Scatola con 4 pipette da 1,10 ml A.I.C. 105460048	Soluzione spot-on	Effitix 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	CONFEZIONE DA 1 PIPETTA DA 1.10ML AIC: 104680057 CONFEZIONE DA 4 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680069 CONFEZIONE DA 24 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680071 CONFEZIONE DA 60 PIPETTE DA 1.10ML AIC: 104680083
Pirantel Embonato Praziquantel	Prazitel Gatto 230/20 mg Compresse Rivestite con film appetibili per Gatti	Confezione da 2 compresse AIC: 104695010 Confezione da 24 compresse AIC: 104695022	Compresse	DRONTAL®, compresse per gatti	scatola da 2 compresse A.I.C. n. 100315011 scatola da 6 compresse A.I.C. n. 100315023 scatola da 8 compresse A.I.C. n. 100315047 scatola da 24 compresse A.I.C. n. 100315050
praziquantel	Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	4 pipette da 0,5 ml A.I.C. 105347013	Soluzione spot-on	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Product identifier4da4eb18-2efb-43e4-af2c-089d7b15e546 Permanent identifier600000075861
praziquantel	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	4 pipette da 1 ml AIC n. 105347025	Soluzione spot-on	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Product identifier4da4eb18-2efb-43e4-af2c-089d7b15e546 Permanent identifier600000075861
praziquantel	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	4 pipette da 1,5 ml AIC n. 105347037	Soluzione spot-on	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Product identifier4da4eb18-2efb-43e4-af2c-089d7b15e546 Permanent identifier600000075861
Deltametrina	PREVENDOG 0.636 g collare medicato per cani molto piccoli	scatola di cartone contenente 1 collare da 35 cm. AIC 105190019 scatola di cartone contenente 2 collari da 35 cm. AIC 105190021 scatola metallica contenente 1 collare da 35 cm. AIC 105190033 Scatola metallica contenente 2 collari da 35 cm. AIC 105190045	Collare	Scalibor protectorband 0,760 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 48 cm: A.I.C. n. 102510056

Deltametrina	PREVENDOG 1.056 g collare medicato per cani di taglia da piccola a media	Scatola di cartone contenente 1 collare da 60 cm. AIC 105190058 Scatola di cartone contenente 2 collari da 60 cm. AIC 105190060 Scatola metallica contenente 1 collare da 60 cm. AIC 105190072 Scatola metallica contenente 2 collari da 60 cm. AIC 105190084	Collare	Scalibor protectorband 1,000 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm: A.I.C. n. 102510043
Deltametrina	PREVENDOG 1.304 g collare medicato per cani di taglia grande	Scatola di cartone contenente 1 collare da 75 cm. AIC 105219012 Scatola di cartone contenente 2 collari da 75 cm. AIC 105219024 Scatola metallica contenente 1 collare da 75 cm. AIC 105219036 Scatola metallica contenente 2 collari da 75 cm. AIC 105219048	Collare	Scalibor protectorband 1,000 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm: A.I.C. n. 102510044
moxidectin	PREVENGO SR 3,4 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per cani.	Astuccio con 1 flacone polvere da 592 mg + 1 flacone solvente da 17 ml + adattatore A.I.C. n. 105275010010 Astuccio con 1 flacone polvere da 592 mg + 1 flacone solvente da 17 ml + adattatore + siringa + ago A.I.C. n. 105275022 Astuccio con 1 flacone polvere da 197,3 mg + 1 flacone solvente da 5,67 ml + adattatore A.I.C. n. 105275034 Astuccio con 1 flacone polvere da 197,3 mg + 1 flacone solvente da 5,67 ml + adattatore + siringa + ago A.I.C. n. 105275046	polvere e solvente per sospensione iniettabile	GUARDIAN* SR 3,4 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per cani	Flacone in vetro da 20 ml di 538 mg + Flaconi in vetro da 28,5 ml + siringa + ago 103186019
Progesterone	Prid delta 1,55 g sistema a rilascio intra-vaginale per bovini	Scatola contenente 10 sacchetti da 1 dispositivo A.I.C. n. 104210012 Scatola contenente 25 sacchetti da 1 dispositivo A.I.C. n. 104210024 Scatola contenente 100 sacchetti da 1 dispositivo A.I.C. n. 104210036	sistema	PRID (FR)	Product identifier3d28f79-a550-432d-b6ab-f8ee778a2d05 Permanent identifier600000041902
Benazepril	Prilben 20 mg compresse rivestite con film per cani	Scatola contenente 1 blister da 14 compresse (14 compresse) - A.I.C. n. 103930057 Scatola contenente 2 blisters da 14 compresse (28 compresse) - A.I.C. n. 103930069 Scatola contenente 4 blisters da 14 compresse (56 compresse) - A.I.C. n. 103930071 scatola contenente 10 blisters da 14 compresse (140 compresse) - A.I.C. n. 103930083	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 20 mg compresse per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962126 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962138 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962140
Benazepril	Prilben 5 mg compresse rivestite con film per cani e gatti	1 blister (14 compresse) - A.I.C. n. 103930018 10 blister (140 compresse) - A.I.C. n. 103930020	Compresse	FORTEKOR FLAVOUR 20 mg compresse per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962090 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962102 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962114
Enalapril maleato	Prilenal 1 mg, compresse	Scatola contenente 4 blisters da 7 compresse A.I.C. n. 103743011	Compresse	ENACARD 1 mg compresse per cani Revocato	28 compresse da 1 mg cad. (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046061 84 compresse da 1 mg cad. (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046111
Enalapril maleato	Prilenal 10 mg, compresse	Scatola contenente 4 blisters da 7 compresse A.I.C. n. 103743047	Compresse	ENACARD 10 mg compresse per cani	28 compresse da 10 mg cad. (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046097 84 compresse da 10 mg cad. (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046147
Enalapril maleato	Prilenal 2,5 mg, compresse	Scatola contenente 4 blisters da 7 compresse A.I.C. n. 103743023	Compresse	ENACARD 2,5 mg compresse per cani	28 compresse da 2,5 mg cad. (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046073 84 compresse da 2,5 mg cad. (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046123
Enalapril maleato	Prilenal 20 mg, compresse	Scatola contenente 4 blisters da 7 compresse A.I.C. n. 103743050	Compresse	ENACARD 20 mg compresse per cani	28 compresse da 20 mg cad. (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046109 84 compresse da 20 mg cad. (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046150
Enalapril maleato	Prilenal 5 mg, compresse	Scatola contenente 4 blisters da 7 compresse A.I.C. n. 103743035	Compresse	ENACARD 5 mg compresse per cani	28 compresse da 5 mg cad. (4 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046085 84 compresse da 5 mg cad. (12 blister da 7 cpr cad.) - A.I.C. n. 100046135
Ramipril	Prilocard 1,25 mg compresse per cani	Scatola da 28 compresse A.I.C. n. 104430018 Scatola da 140 compresse A.I.C. n. 104430020	Compresse	VASOTOP P 1,25 mg, compresse per cani	Scatola da 1 contenitore x 28 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900141 Scatola da 3 contenitori x 28 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900154 Scatola da 6 contenitori x 28 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900166
Ramipril	Prilocard 2,5 mg compresse per cani	Scatola da 28 compresse A.I.C. n. 104430032 Scatola da 140 compresse A.I.C. n. 104430044	Compresse	VASOTOP P 2,5 mg, compresse per cani	Scatola da 1 contenitore x 28 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900178 Scatola da 3 contenitori x 28 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900180 Scatola da 6 contenitori x 28 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900192
Ramipril	Prilocard 5 mg compresse per cani	Scatola da 28 compresse A.I.C. n. 104430057 Scatola da 140 compresse A.I.C. n. 104430069	Compresse	VASOTOP P 5 mg, compresse per cani	Scatola da 1 contenitore x 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102900204 Scatola da 3 contenitori x 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102900216 Scatola da 6 contenitori x 28 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102900228

Benzilpenicillina procaina	PRIMOPEN 300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105444018 Flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 105444020 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 105444032 Flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 105444044 10 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 105444057 30 flaconi in PET da 100 ml - A.I.C. n. 105444069 6 flaconi in PET da 250 ml - A.I.C. n. 105444071	Sospensione iniettabile	DEPOCILLINA 300 mg/ml sospensione acquosa iniettabile per bovini, ovini, suini, equini, cani e gatti	Scatola con 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100044015 Scatola con 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 100044027 Scatola con 1 flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 100044039 Scatola con 1 flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 100044041
Imidacloprid Moxidectina	Prinocate 100 mg/25 mg soluzione spot-on per cani medi	Scatola con 1 pipetta da 1 ml A.I.C. n. 105371165 Scatola con 3 pipette da 1 ml A.I.C. n. 105371177 Scatola con 4 pipette da 1 ml A.I.C. n. 105371189 Scatola con 6 pipette da 1 ml A.I.C. n. 105371417 Scatola con 24 pipette da 1 ml A.I.C. n. 105371191 Scatola con 48 pipette da 1 ml A.I.C. n. 105371203	Soluzione spot-on	Advocate 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi	103522076 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani medi 103522088 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani medi. 103522165 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani medi 103522254 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani medi 103522266 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani medi. 103522431 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani medi. 103522443 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani medi 103522456 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani medi 103522468 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani medi
Imidacloprid Moxidectina	Prinocate 250 mg/62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi	Scatola con 1 pipetta da 2,5 ml A.I.C. n. 105371215 Scatola con 3 pipette da 2,5 ml A.I.C. n. 105371227 Scatola con 4 pipette da 2,5 ml A.I.C. n. 105371239 Scatola con 6 pipette da 2,5 ml A.I.C. n. 105371429 Scatola con 24 pipette da 2,5 ml A.I.C. n. 105371241 Scatola con 48 pipette da 2,5 ml A.I.C. n. 105371254	Soluzione spot-on	Advocate 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi	103522090 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani grandi. 103522102 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani grandi. 103522177 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani grandi. 103522278 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani grandi 103522280 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani grandi 103522470 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani grandi 103522482 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani grandi 103522494 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani grandi. 103522506 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani grandi
Imidacloprid Moxidectina	Prinocate 40 mg/10 mg soluzione spot-on per cani piccoli	Scatola con 1 pipetta da 0,4 ml A.I.C. n. 105371114 Scatola con 3 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 105371126 Scatola con 4 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 105371138 Scatola con 6 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 105371405 Scatola con 24 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 105371140 Scatola con 48 pipette da 0,4 ml A.I.C. n. 105371153	Soluzione spot-on	Advocate 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli	103522052 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani piccoli. 103522064 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani piccoli. 103522153 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani piccoli 103522239 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani piccoli 103522241 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani piccoli 103522393 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani piccoli 103522405 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani piccoli 103522417 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani piccoli 103522429 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani piccoli

Imidacloprid Moxidectina	Prinocate 40 mg/4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti	Scatola con 1 pipetta da 0,4 ml A.I.C. 105371013 Scatola con 3 pipette da 0,4 ml A.I.C. 105371025 Scatola con 4 pipette da 0,4 ml A.I.C. 105371037 Scatola con 6 pipette da 0,4 ml A.I.C. 105371381 Scatola con 24 pipette da 0,4 ml A.I.C. 105371049 Scatola con 48 pipette da 0,4 ml A.I.C. 105371052	Soluzione spot-on	Advocate 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti	103522013 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522025 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522138 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522191 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per gatti piccoli e furetti 103522203 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per gatti piccoli e furetti 103522316 confezione in blister contenente 1 pipetta monodose per gatti piccoli e furetti 103522328 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per gatti piccoli e furetti 103522330 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per gatti piccoli e furetti 103522342 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per gatti piccoli e furetti
Imidacloprid Moxidectina	Prinocate 400 mg/100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi	Scatola con 1 pipetta da 4 ml A.I.C. n. 105371266 Scatola con 3 pipette da 4 ml A.I.C. n. 105371278 Scatola con 4 pipette da 4 ml A.I.C. n. 105371280 Scatola con 6 pipette da 4 ml A.I.C. n. 105371431 Scatola con 24 pipette da 4 ml A.I.C. n. 105371292 Scatola con 48 pipette da 4 ml A.I.C. n. 105371304	Soluzione spot-on	Advocate 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi	103522114 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani molto grandi 103522126 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani molto grandi. 103522189 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani molto grandi 103522292 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani molto grandi 103522304 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani molto grandi 103522518 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani molto grandi 103522520 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani molto grandi 103522532 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani molto grandi 103522544 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani molto grandi
Imidacloprid Moxidectina	Prinocate 80 mg/8 mg soluzione spot-on per gatti grandi	Scatola con 1 pipetta da 0,8 ml A.I.C. n. 105371064 Scatola con 3 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 105371076 Scatola con 4 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 105371088 Scatola con 6 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 105371393 Scatola con 24 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 105371090 Scatola con 48 pipette da 0,8 ml A.I.C. n. 105371102	Soluzione spot-on	Advocate 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi	103522037 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per gatti grandi. 103522049 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per gatti grandi. 103522140 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per gatti grandi 103522215 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per gatti grandi 103522227 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per gatti grandi 103522355 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per gatti grandi 103522367 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per gatti grandi 103522379 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per gatti grandi 103522381 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per gatti grandi
Imidacloprid Moxidectina	Prinovox 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi	Confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081160 Confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081172 Confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081184 Confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081196 Confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081208 Confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081347	Soluzione spot-on	Advocate 100 mg + 25 mg soluzione spot-on per cani medi	103522076 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani medi 103522088 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani medi. 103522165 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani medi 103522254 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani medi 103522266 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani medi. 103522431 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani medi. 103522443 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani medi 103522456 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani medi 103522468 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani medi

Imidacloprid Moxidectina	Prinovox 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi	Confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081210 Confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081222 Confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081234 Confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081246 Confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081259 Confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081350	Soluzione spot-on	Advocate 250 mg + 62,5 mg soluzione spot-on per cani grandi	103522090 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani grandi. 103522102 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani grandi. 103522177 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani grandi. 103522278 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani grandi. 103522280 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani grandi. 103522470 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani grandi. 103522482 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani grandi. 103522494 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani grandi. 103522506 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani grandi.
Imidacloprid Moxidectina	Prinovox 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli	Confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081119 Confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081121 Confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081133 Confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081145 Confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081158 Confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081335	Soluzione spot-on	Advocate 40 mg + 10 mg soluzione spot-on per cani piccoli	103522052 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani piccoli. 103522064 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani piccoli. 103522153 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani piccoli. 103522239 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani piccoli. 103522241 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani piccoli. 103522393 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani piccoli. 103522405 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani piccoli. 103522417 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani piccoli. 103522429 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani piccoli.
Imidacloprid Moxidectina	Prinovox 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti	Confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081018 Confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081020 Confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081032 Confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081044 Confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081057 Confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081311	Soluzione spot-on	Advocate 40 mg + 4 mg soluzione spot-on per gatti piccoli e furetti	103522013 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522025 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522138 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522191 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522203 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522316 confezione in blister contenente 1 pipetta monodose per gatti piccoli e furetti. 103522328 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522330 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per gatti piccoli e furetti. 103522342 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per gatti piccoli e furetti.
Imidacloprid Moxidectina	Prinovox 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi	Confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081261 Confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081273 Confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081285 Confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081297 Confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081309 Confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081362	Soluzione spot-on	Advocate 400 mg + 100 mg soluzione spot-on per cani molto grandi	103522114 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per cani molto grandi. 103522126 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per cani molto grandi. 103522189 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per cani molto grandi. 103522292 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per cani molto grandi. 103522304 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per cani molto grandi. 103522518 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per cani molto grandi. 103522520 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per cani molto grandi. 103522532 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per cani molto grandi. 103522544 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per cani molto grandi.

Imidacloprid Moxidectina	Prinovox 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi	Confezione con 1 pipetta A.I.C. n. 105081069 Confezione con 2 pipette A.I.C. n. 105081071 Confezione con 3 pipette A.I.C. n. 105081083 Confezione con 4 pipette A.I.C. n. 105081095 Confezione con 6 pipette A.I.C. n. 105081107 Confezione con 21 pipette A.I.C. n. 105081323	Soluzione spot-on	Advocate 80 mg + 8 mg soluzione spot-on per gatti grandi	103522037 confezione in blister contenente 3 pipette monodose per gatti grandi. 103522049 confezione in blister contenente 6 pipette monodose per gatti grandi. 103522140 confezione in blister contenente 4 pipette monodose per gatti grandi 103522215 confezione in blister contenente 21 pipette monodose per gatti grandi 103522227 confezione in blister contenente 42 pipette monodose per gatti grandi 103522355 confezione in blister contenente 1 pipette monodose per gatti grandi 103522367 confezione in blister contenente 2 pipette monodose per gatti grandi 103522379 confezione in blister contenente 9 pipette monodose per gatti grandi 103522381 confezione in blister contenente 12 pipette monodose per gatti grandi
Benzilpenicillina procaina	Proactive 300 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini	Scatola di cartone contenente 1 fialone da 100 ml - A.I.C. n. 105178014 Scatola di cartone contenente 1 fialone da 250 ml - A.I.C. n. 105178026	Sospensione iniettabile	Norocillin 300 mg/ml Suspension for Injection (IE)	Product identifier: 47e8fc5-829e-42bc-aa4c-a3610cba97b9 Permanent identifier: 600000064175
Procaina Adrenalina	Procamidol Duo 40 mg/ml + 0,036 mg/ml soluzione iniettabile per Cavalli, bovini, suini e ovini	Scatola di cartone con 1 fialone da 100 ml A.I.C. n. 105241018 Scatola di cartone con 1 fialone da 250 ml A.I.C. n. 105241020 Scatola di cartone con 5 fialone da 100 ml A.I.C. n. 105241032	Soluzione iniettabile	Procaine HCl 4 % + Adrenaline Oplassing voor injectie (BE)	Product identifier: 013f2a8-7167-403c-816a-23fcae033daf Permanent identifier: 600000085343
Procaina	Procamidol, 20 mg/ml soluzione iniettabile	Fiala di vetro da 100 ml AIC n° 104666019 10 Fiale di vetro da 100 ml AIC n° 104666021	Soluzione iniettabile	Procaine HCl 2 % Oplassing voor injectie (BE)	Product identifier: cee67ce-3770-453b-9695-4334a8123d28 Permanent identifier: 600000086426
Benzilpenicillina procaina	Procapen Injector, 3 g sospensione intramammaria per bovini	Astuccio di 24 siringhe intramammarie da 10 ml ciascuna - A.I.C. n. 104817010	Sospensione intramammaria	Procain-Penicillin-G Injektor aniMedica (DE)	Product identifier: b91d3fd-6c03-460b-af52-d6d031ea5ca8 Permanent identifier: 600000073544
Benzilpenicillina procaina	Procapen, 300 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, suini e cavalli	1 fialone da 100 ml - A.I.C. n. 105339016 12 fialoni da 100 ml - A.I.C. n. 105339028	Sospensione iniettabile	PROCAIN-PENICILLIN-G ad us.vet. (DE)	Product identifier: 5bd32b50-294a-4e21-a9e6-3589c2a2531c Permanent identifier: 600000073095
Fipronil	PROCARE FICONTROL 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104072069 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104072071 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104072083 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104072095 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104072107	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml - A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. - A.I.C. n. 103030185
Fipronil	PROCARE FICONTROL 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104072119 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104072121 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104072133 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104072145 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104072158	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml - A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. - A.I.C. n. 103030211
Fipronil	PROCARE FICONTROL 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104072160 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104072172 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104072184 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104072196 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104072208	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml - A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. - A.I.C. n. 103030298
Fipronil	PROCARE FICONTROL 50 mg soluzione spot-on per gatti	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104071028 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104071030 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104071042 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104071055 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104071067	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. - A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. - A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. - A.I.C. n. 103028015
Fipronil	PROCARE FICONTROL 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	Scatola da 1 pipetta :AIC N° 104072018 Scatola da 2 pipette :AIC N° 104072020 Scatola da 3 pipette :AIC N° 104072032 Scatola da 4 pipette :AIC N° 104072044 Scatola da 6 pipette :AIC N° 104072057	Soluzione spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml - A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. - A.I.C. n. 103030159
Carprofen	Profenacarp 20 mg Compresse per cani	1 tubo da 100 compresse - AIC 103957015 Scatola da 2 blister - 20 compresse - AIC 103957027 Scatola da 10 blister - 100 compresse - AIC 103957039	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Profenacarp 50 mg Compresse per cani	1 tubo da 100 compresse - AIC 103957041 1 tubo da 500 compresse - AIC 103957054 Scatola contenente 2 blister da 10 compresse - AIC 103957066 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse - AIC 103957078 Scatola contenente 50 blister da 10 compresse - AIC 103957080	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Fenilpropanolamina	PROIN 15 mg compresse masticabili per cani	Fialone contenente 60 compresse A.I.C. n. 105010019	Compresse	Propalin Syrup (IE)	Product identifier: rcb18fe8f-1f0f-4059-bb8c-2ae4a6376e35 Permanent identifier: 600000064225



Fenilpropanolamina	PROIN 50 mg compresse masticabili per cani	Flacone contenente 60 compresse A.I.C. n. 105010021	Compresse	Propalin Syrup (IE)	Product identifiercb18fe8f-1f0f-4059-bb8c-2ae4a6376e35 Permanent identifier600000064225
Procaina Epinefrina	Pronestetic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini e ovini	Astuccio con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 104897018 Astuccio con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 104897020 Astuccio con 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 104897032 Astuccio con 10 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 104897044	Soluzione iniettabile	Procaine HCl 4 % + Adrenaline Oplossing voor injectie (BE)	Product identifier013f2a8-7167-403c-816a-23fcae033daf Permanent identifier600000085343
Pirantel Praziquantel	Propancat 230/20 mg compresse appetibili rivestite con film per gatti	Astuccio da 2 compresse A.I.C. n. 105025011 Astuccio da 24 compresse A.I.C. n. 105025023	Compresse	DRONTAL®, compresse per gatti	A.I.C. n. 100315011, scatola da 2 compresse A.I.C. n. 100315023, scatola da 6 compresse A.I.C. n. 100315047, scatola da 8 compresse A.I.C. n. 100315050, scatola da 24 compresse
Pirantel Oxantel Praziquantel	PROPANTELM, compresse a base di pirantel, oxantel e praziquantel per cani	Astuccio da 2 compresse in blister A.I.C. n. 104079013 Astuccio da 6 compresse in blister A.I.C. n. 104079025 Astuccio da 20 compresse in blister A.I.C. n. 104079037 Astuccio da 60 compresse in blister A.I.C. n. 104079049 Astuccio da 2 compresse quadrate in blister A.I.C. n. 104079052 Astuccio da 6 compresse quadrate in blister A.I.C. n. 104079064 Astuccio da 20 compresse quadrate in blister A.I.C. n. 104079076 Astuccio da 60 compresse quadrate in blister A.I.C. n. 104079088	Compresse	NEMEX POP compresse per cani	Confezione da 2 compresse in blister AIC n. 102267010 Confezione da 6 compresse in blister AIC n. 102267022 Confezione da 20 compresse in blister AIC n. 102267034 Confezione da 60 compresse in blister AIC n. 102267046
PROPOFOL	PROPOSURE 10 mg/ml per infusione per cani e gatti	Scatola contenente 5 flaconi da 20 ml cad. A.I.C. n. 104502012 Scatola contenente 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 104502024 Scatola contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 104502036	Emulsione iniettabile	RAPINOVET-REVOCATO	102313
Tilosina	PURTYL – 1/1 g polvere solubile ad uso orale per polli da carne, galline ovaiole, vitelli, suini e tacchini	Barattolo da 1 kg: n. 103868016 Sacchetto da 1 kg: n. 103868028 Busta da 100 g: n. 103868030 Sacco da 5 kg: n. 103868042	Polvere per soluzione orale	TYLAN® SOLUBILE polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli	Barattoli da 110 g: AIC n° 100108012 Sacco da 1,100 kg: AIC n° 100108024
Cefquinome	Qivitan 25 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 100 ml AIC n.104970013 Flacone da 250 ml AIC n. 104970025	Sospensione iniettabile	COBACTAN 25 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e suini.	Flacone da 50 ml - A.I.C. 101593010 Flacone da 100 ml - A.I.C. 101593022
Marbofloxacina	Quiflor 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini (scrofe)	SCATOLA CON 1 FLACONE DA 50 ML 104298017 SCATOLA CON 1 FLACONE DA 100 ML 104298029 SCATOLA CON 1 FLACONE DA 250 ML 104298031	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 10 %, soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 102602012 Flaconcino da 50 ml A.I.C. n. 102602024 Flaconcino da 100 ml A.I.C. n. 102602036 Flaconcino da 250 ml A.I.C. n. 102602048
Marbofloxacina	Quiflor 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cani	SCATOLA CON 1 FLACONE DA 20 ML 104299033 SCATOLA CON 1 FLACONE DA 50 ML 104299019 SCATOLA CON 1 FLACONE DA 100 ML 104299021	Soluzione iniettabile	MARBOCYL 2 % soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102854015 Flacone da 20 ml A.I.C. n. 102854027 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 102854039 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 102854041 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 102854054
Marbofloxacina	Quiflor S 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	SCATOLA CON 1 FLACONE DA 100 ML 104297027 SCATOLA CON 1 FLACONE DA 250 ML 104297039	Soluzione iniettabile	Marbocyl S soluzione iniettabile al 10% per bovini	103882 (revocato)
Enrofloxacin	QUINFLOX 100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere, per polli e conigli	Flacone da 1 litro A.I.C. n.104332010 Flacone da 5 litri A.I.C. n. 104332022	Soluzione per uso in acqua da bere	HIPRALONA ENRO-S (ES)	Product identifiera256197a-39b1-419a-a5f7-6794a57d784f Permanent identifier600000054756
Desametasone	RAPIDEXON 2,00 mg / ml, soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani, gatti	Flacone da 25 ml 103870010 Flacone da 30 ml 103870022 Flacone da 50 ml 103870034 Flacone da 100 ml 103870046	Soluzione iniettabile	DEKADRESON, 2 mg/ml Soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti	Flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101866022 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101866010 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101866034
diazinone	READING LONG ACTION 2.10 g Collare antiparassitario per gatti	Scatola contenente un collare 14g (35 cm) A.I.C 105236018	Collare	MEDIX PROCONTROL 2,10g Collare antiparassitario per gatti	A.I.C 103191019 : Sacchetto contenente un collare blu A.I.C 103191021 : Sacchetto contenente un collare verde A.I.C 103191033 : Sacchetto contenente un collare marrone A.I.C 103191045 : Sacchetto contenente un collare beige A.I.C 103191058 : Sacchetto contenente un collare rosso A.I.C 103191060 : Sacchetto contenente un collare rosa A.I.C 103191072 : Sacchetto contenente un collare nero A.I.C 103191084 : Sacchetto contenente un collare grigio
diazinone	READING LONG ACTION 4.5g collare antiparassitario per cani di piccola e media	Per cani di taglia piccola e media : (collare da 30g) A.I.C 105326019 : Sacchetto contenente un collare marrone	Collare	MEDIX PROCONTROL 4.5g collare antiparassitario per cani di piccola e media taglia	Per cani di taglia piccola e media : (collare da 30g) A.I.C 103244 012 : Sacchetto contenente un collare grigio A.I.C 103244 024 : Sacchetto contenente un collare rosso A.I.C 103244 036 : Sacchetto contenente un collare verde A.I.C 103244 048 : Sacchetto contenente un collare nero A.I.C 103244 051 : Sacchetto contenente un collare beige A.I.C 103244 063 : Sacchetto contenente un collare marrone A.I.C 103244 075 : Sacchetto contenente un collare blu
diazinone	READING LONG ACTION 6.3g collare antiparassitario per cani di grande taglia	Per cani di taglia grande : (collare da 42g) A.I.C 105326021 : Sacchetto contenente un collare marrone	Collare	MEDIX PROCONTROL 6.3g collare antiparassitario per cani di grande taglia	Per cani di taglia grande : (collare da 42g) A.I.C 103244 087 : Sacchetto contenente un collare grigio A.I.C 103244 099 : Sacchetto contenente un collare rosso A.I.C 103244 101 : Sacchetto contenente un collare verde A.I.C 103244 013 : Sacchetto contenente un collare nero A.I.C 103244 125 : Sacchetto contenente un collare beige A.I.C 103244 137 : Sacchetto contenente un collare marrone A.I.C 103244 149 : Sacchetto contenente un collare blu
Medetomidina	Reanest 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Scatola con 1 flacone da 10 ml 104031012	Soluzione iniettabile	DOMITOR® 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml: 100103011
Triamcinolone Acido salicilico	Recicort 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml gocce auricolari, soluzione per cani e gatti	Scatola con un flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 104979012	gocce auricolari, soluzione	recicort	

Meloxicam	Recocam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 MG/ML FLACONE VETRO 10 ML AIC 104722018 20 MG/ML FLACONE VETRO 50 ML AIC 104722020 20 MG/ML FLACONE VETRO 100 ML AIC 104722032	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml flaconcino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml flaconcino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli flaconcini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 flaconcini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Deltamettrina	Reflecto 48 cm collare antiparassitario per cani.	Scatola contenente 1 collare da 48 cm: A.I.C. n. 105265019	Collare	Scalbor protectorband 0,760 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 48 cm: A.I.C. n. 102510056
Deltamettrina	Reflecto 65 cm collare antiparassitario per cani.	Scatola contenente 1 collare da 65 cm: A.I.C. n. 105265021	Collare	Scalbor protectorband 1,000 g collare medicato per cani	Scatola contenente 1 collare bianco da 65 cm: A.I.C. n. 102510043
Gonadorelina	RELOSYL 50 microgrammi/ml soluzione iniettabile per bovini	Flacone de 6 ml- A.I.C. n. 104290010 Flacone de 20 ml- A.I.C. n. 104290034 Flacone de 50 ml- A.I.C. n. 104290046 Flacone de 100 ml- A.I.C. n. 104290059 10 Flaconi da 6 ml- A.I.C. n. 104290061	Soluzione iniettabile	GONASYL 50 µg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINO (ES)	Product identifier eee42065-42b9-4d32-b787-dba59de8cbc0 Permanent identifier 600000055013
Deltamettrina	REMUUVET 0,77 g collare antiparassitario per cani di taglia piccola e media	Scatola di cartone contenente 1 collare antiparassitario da 48 cm - A.I.C. n. 105725016 Scatola di cartone contenente 2 collari antiparassitari da 48 cm - A.I.C. n. 105725028	Collare	Scalbor Protectorband 0.76 g medicated collar for small and medium sized dogs (DE)	Product identifier c81dd24d-7578-4906-a13c-aec0347c85bc Permanent identifier 600000060414
Deltamettrina	REMUUVET 0,77 g collare antiparassitario per cani di taglia piccola e media REMUUVET 1,04 g collare antiparassitario per cani di taglia grande	Scatola di cartone contenente 1 collare antiparassitario da 65 cm - A.I.C. n. 105725030 Scatola di cartone contenente 2 collari antiparassitari da 65 cm - A.I.C. n. 105725042	Collare	Scalbor Protectorband 1.0 g medicated collar for large sized dogs (DE)	Product identifier fd5c5165-64c5-4d50-888b-76560fa4d239 Permanent identifier 600000061248
Permetrina	Repelt natura spray antiparassitario lunga durata per cani, 1,88 g/100 g, soluzione spray per uso esterno per cani	Flacone da 250ml AIC N° 103806016	Spray cutaneo, soluzione	DEFENDOG lozione per uso esterno per cani	AIC N° 103144010 - 250 ml con spruzzatore separato AIC N° 103144022 - 500 ml con spruzzatore separato AIC N° 103144034 - 250 ml con spruzzatore già montato AIC N° 103144046 - 500 ml con spruzzatore già montato
Atipamezolo	Revertor 5 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti	AIC N° 103996017 – Confezione di cartone da 1 flaconcino contenente 10 ml AIC N° 103996029 – Confezione di cartone da 5 flaconcini contenenti 10 ml AIC N° 103996031 – Confezione di cartone da 10 flaconcini contenenti 10 ml	Soluzione iniettabile	Antisedan, 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013
Tulatromicina	REXOLIDE 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	AIC 105594016 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 50 ml AIC 105594028 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 100 ml AIC 105594030 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 250 ml	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Amoxicillina	Rhemox 500 mg/g polvere da usare in acqua da bere per suini, polli da carne, anatre da carne e tacchini da carne	Sacchetto da 100 g - A.I.C. n. 104893019 Sacchetto da 300 g - A.I.C. n. 104893021 Sacchetto da 400 g - A.I.C. n. 104893033 Sacchetto da 1 Kg - A.I.C. n. 104893045	Polvere per uso in acqua da bere	CEBIN AMOXICILINA 500 (ES)	Product identifier: b0c04734-f45f-402e-b064-b59c6cadfa71 Permanent identifier: 600000054953
Amoxicillina	Rhemox Forte, 1000 mg/g Polvere per uso in acqua da bere per polli, anatre e tacchini	Sacchetto da 100 g - A.I.C. n. 104831019 Sacchetto da 200 g - A.I.C. n. 104831021 Sacchetto da 500 g - A.I.C. n. 104831033 Sacchetto da 1 Kg - A.I.C. n. 104831045 Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 104831058	Polvere per uso in acqua da bere	AMOXISOL 100% W/W POWDER FOR ORAL SOLUTION	
Meloxicam	Rheumocam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti	0.5 mg/ml - SOSPENSIONE ORALE PER GATTI IN FLACONE DA 10 ml CON UNA SIRINGA DOSATRICE DA 1 ML - 104005222 0.5 mg/ml - SOSPENSIONE ORALE PER GATTI IN FLACONE DA 15 ML CON UNA SIRINGA DOSATRICE DA 1 ML - 104005234 0.5 MG/ML - SOSPENSIONE ORALE PER GATTI IN FLACONE DA 3 ML CON UNA SIRINGA DOSATRICE DA 1 ML - 104005246 0.5 MG/ML - SOSPENSIONE ORALE PER GATTI IN FLACONE DA 5 ML CON UNA SIRINGA DOSATRICE DA 1 ML - 104005259	sospensione orale	Metacam 0,5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India	0.5 mg/ml sospensione orale per gatti e porcellini d'India flacone 3 ml AIC 104378322 0.5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 10 ml AIC 104378334 0.5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 15 ml AIC 104378284 0.5 mg/ml sospensione orale gatti e porcellini d'India - flacone 30 ml AIC 104378486
Meloxicam	Rheumocam 1 mg compresse masticabili per cani	104005069 1mg compresse masticabili per cani 1 blister da 20 104005071 1mg compresse masticabili per cani 1 blister da 100	Compresse	Metacam 1 mg compresse masticabili per cani	7 compresse AIC 104378423 84 compresse AIC 104378435 252 compresse AIC 104378447
Meloxicam	Rheumocam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	104005018 1.5 mg/ml cani uso orale flacone 42 ml 104005020 1.5 mg/ml cani uso orale flacone 100 ml 104005032 1.5 mg/ml cani uso orale flacone 200 ml 104005044 1.5 mg/ml cani uso orale flacone 15 ml	sospensione orale	Metacam 1,5 mg/ml sospensione orale per cani	1,5mg/ml sospensione orale flacone 10 ml cani 10 ml AIC 104378068 1,5mg/ml sospensione orale flacone 32 ml cani AIC 104378106 1,5mg/ml sospensione orale flacone 100 ml cani AIC 104378118 1,5 mg/ml sosp. orale cani flacone 180 ml AIC 104378296

Meloxicam	Rheumocam 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	104005107 15 MG/ml cavalli sospensione orale fialone HDPE 100 ml 104005119 15 MG/ML cavalli sospensione orale fialone HDPE 250 ml	sospensione orale	Metacam 15 mg/ml sospensione orale per cavalli	15 mg/ml sosp. orale per cavalli fialone da 100 ml AIC 104378043 15 mg/ml sospensione orale cavalli fialone 250 ml AIC 104378056
Meloxicam	Rheumocam 2,5 mg compresse masticabili per cani	104005083 2,5 mg compresse masticabili per cani 1 blister da 20 104005095 2,5 mg compresse masticabili per cani 1 blister da 100	Compresse	Metacam 2,5 mg compresse masticabili per cani	7 compresse AIC 104378450 84 compresse AIC 104378462 252 compresse AIC 104378474
Meloxicam	Rheumocam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	104005121 20 mg/ml cavalli bovini suini soluzione iniettabile fialone vetro 20 ml 104005133 20 mg/ml cavalli bovini suini soluzione iniettabile fialone vetro 50 ml 104005145 20 mg/ml cavalli bovini suini soluzione iniettabile fialone vetro 100 ml 104005158 20 mg/ml cavalli bovini suini soluzione iniettabile fialone vetro 250 ml	Soluzione iniettabile	Metacam 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncino da 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378144 20 mg/ml fialoncino da 50 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli AIC 104378029 20 mg/ml fialoncino da 100 ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 1 x 100 ml AIC 104378070 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncino 250 ml 1 x 250 ml AIC 104378308 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncini da 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378169 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378094 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli fialoncini da 100 ml 12 x 100 ml AIC 104378082 20 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini cavalli 6 fialoncini da 250 ml 6 x 250 ml AIC 104378310
Meloxicam	Rheumocam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	104005196 5 mg/ml suini, bovini giovani e vitelli soluzione iniettabile fialone vetro 20 ml 104005208 5 mg/ml suini, bovini giovani e vitelli soluzione iniettabile fialone vetro 50 ml 104005210 5 mg/ml suini, bovini giovani e vitelli soluzione iniettabile fialone vetro 100 ml	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini fialoncino 20 ml 1 x 20 ml AIC 104378346 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini fialoncino 50 ml 1 x 50 ml AIC 104378361 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini fialoncino da 100 ml 1 x 100 ml AIC 104378031 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 fialoncini 20 ml 12 x 20 ml AIC 104378359 5 mg/ml soluzione iniettabile bovini suini 12 fialoncini 50 ml 12 x 50 ml AIC 104378373
Meloxicam	Rheumocam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	104005160 5 mg/ml cani gatti soluzione iniettabile fialone vetro 10 ml 104005172 5 mg/ml cani gatti soluzione iniettabile fialone vetro 20 ml 104005184 5 mg/ml cani gatti soluzione iniettabile fialone vetro 100 ml	Soluzione iniettabile	Metacam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	5mg/ml soluzione iniett. fialoncino 10 ml cani gatti 10 ml AIC 104378017 5 mg/ml soluzione iniettabile fialoncino 20 ml cani e gatti 20 ml AIC 104378132
Ketoprofene	Rifen 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini	Confezione con 1 fialone da 50 ml – A.I.C. n. 104010018 Confezione con 1 fialone da 100 ml – A.I.C. n. 104010020 Confezione con 10 fialoni da 50 ml – A.I.C. n. 104010032 Confezione con 10 fialoni da 100 ml – A.I.C. n. 104010044	Soluzione iniettabile	VET-KETOFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Fialone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 101336067 Fialone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 101336079 Fialone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 101336031 Fialone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 101336105 Fialone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101336093 Fialone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101336081
Cefalessina	Rilexine DC 375 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta	12 Siringhe pre riempite – A.I.C. n.105611014 24 Siringhe pre riempite – A.I.C. n. 105611026 60 Siringhe pre riempite – A.I.C. n. 105611038	Sospensione intramammaria	RILEXINE 500 HL ASCIUTTA sospensione intramammaria per vacche da latte.	Scatola da 12 siringhe : AIC N° 101943013 Scatola da 4 siringhe: AIC N° 101943025 Scatola da 24 siringhe: AIC N° 101943049 Scatola da 60 siringhe : AIC N° 101943037 Scatola da 120 siringhe : AIC N° 101943052
Metamizolo	Rivalgin 500 mg/ml soluzione iniettabile	Scatola di cartone con 1 fialone da 100 ml A.I.C. n. 105302018 Scatola di cartone con 5 fialoni da 100 ml A.I.C. n. 105302020	Soluzione iniettabile	VETALGIN, 500mg/ml, Injekční roztok (cz)	Product identifier6153703b-2ba8-442c-9f3f-afb802af6fd1 Permanent identifier600000065325
Romifidina	Rominervin 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli	SCATOLA CONTENENTE 1 FIALA DA 20 ml A.I.C. n.105160016 SCATOLA CONTENENTE 1 FIALA DA 50 ml A.I.C. n.105160028	Soluzione iniettabile	Sedivet 10 mg/ml Solution for injection for horses (IE)	Product identifier9cdbac59-3287-464d-bf5d-6a85cf437a9f Permanent identifier600000064386
Enrofloxacin	ROXACIN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Fialone da 250ml A.I.C. n° 104264015 Fialone da 100 ml A.I.C. n° 104264027	Soluzione iniettabile	Baytril 100 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini, ovini, caprini e suini	fialone da 50 ml A.I.C. 100155047 fialone da 100 ml A.I.C. 100155050
diclazuril	Rumicox 2,5 mg/ml Sospensione orale per ovini e bovini	Fialone in PET da 200ml A.I.C. n° 105062018 Fialone in HDPE da 1L A.I.C. n° 105062020 Fialone in HDPE da 2,5 L A.I.C. n° 105062032 Fialone in HDPE da 5 L A.I.C. n° 105062044	Sospensione orale	VECOXAN 2,5 mg/ml sospensione orale per agnelli e vitelli.	Fialone da 200 ml: 102891049 Fialone da 1 litro: 102891013 Fialone da 2,5 litri: 102891025 Fialone da 5 litri: 102891037
Carprofen	Rycarfa 100 mg compresse per cani	1 SCATOLA DA 20 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574090 1 SCATOLA DA 50 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574102 1 SCATOLA DA 100 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574114 1 SCATOLA DA 500 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574126	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Rycarfa 20 mg compresse per cani	1 SCATOLA DA 20 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574013 1 SCATOLA DA 50 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574025 1 SCATOLA DA 100 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574037 1 SCATOLA DA 20 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574049	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Rycarfa 50 mg compresse per cani	1 SCATOLA DA 20 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574052 1 SCATOLA DA 50 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574064 1 SCATOLA DA 100 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574076 1 SCATOLA DA 500 COMPRESSE (10 COMPRESSE/BLISTER) 104574088	Compresse	Rimadyl compresse (REVOCATO)	
Carprofen	Rycarfa 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Fialone da 200ml AIC: 104578012	Soluzione iniettabile	Rimadyl Iniettabile 50 mg/ml, soluzione iniettabile per cane e gatto	Fialone da 20 ml - A.I.C. n° 102191119

Acido acetilsalicilico	SALICIL VET, 600 mg/g, polvere per soluzione orale per bovini adulti, vitelli, suini, polli da carne e tacchini.	Secchiello da 3 kg - A.I.C. n. 104527015 Secchiello da 5 kg - A.I.C. n. 104527027	Polvere per soluzione orale	Ganadol 600 mg/g polvere per soluzione orale pr vitelli, suini, polli.	Busta da 1 kg - A.I.C. n. 102372012 Barattolo da 1 kg in HDPE - A.I.C. n. 102372024 Barattolo da 3 kg in HDPE - A.I.C. n. 102372036 Contentitore da 3 kg in PP - A.I.C. n. 102372051 Contentitore da 10 kg in PP - A.I.C. n. 102372048
Cefalonio	Seclaris DC 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Confezione da 20 siringhe e 20 salviette detergenti A.I.C. n. 105069013 Confezione da 72 siringhe e 72 salviette detergenti A.I.C. n. 105069025	Sospensione intramammaria	CEPRAVIN, 250 mg/3 g pomata intramammaria per bovine in asciutta	Scatola da 4 siringhe e 4 salviette - A.I.C. n. 101350027 Scatola da 20 siringhe e 20 salviette - A.I.C. n. 101350015 Scatola da 72 siringhe e 72 salviette - A.I.C. n. 101350039 Scatola da 100 siringhe e 100 salviette - A.I.C. n. 101350042
Xilazina	Sedachem 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti	Sedachem 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti	Soluzione iniettabile	Rompun 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, cani e gatti	Flacone da 25 ml 100390018
Acepromazina	Sedan 35 mg/ml gel orale per cavalli non DPA e cani	Scatola in cartone contenente 1 siringa per uso orale precaricata da 10 ml - A.I.C. n. 105683027 Scatola in cartone contenente 1 siringa per uso orale precaricata da 1 ml - A.I.C. n. 105683015	Gel orale	Sedalin 35 mg/ml oral gel (CZ)	Product identifier: cc0e69dd-054c-47b7-b0a3-91a6250677d2 Permanent identifier: 600000065238
Acepromazina	Sedanine 35 mg/ml gel orale per cani	Confezione contenente una siringa pre-riempita da 10 ml - A.I.C. n. 105513016 Confezione contenente un flacone in vetro ambrato da 10 ml e una siringa dosatrice graduata - A.I.C. n. 105513028	Gel orale	Sedalin Oral Gel 3.5 %w/v (IE)	Product identifier: 4cb77c23-bd45-453a-96f5-fa9e71cc2a5b Permanent identifier: 600000080513
Azaperone	Sedanol 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	1 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 105315016 1 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105315028	Soluzione iniettabile	STRESNIL 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101294015
Detomidina	SEDAQUICK 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini	Flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 104881014	Soluzione iniettabile	DOMOSEEDAN (DE)	Product identifier: 4a60de43-a408-4d36-8317-b67a2bd582cb Permanent identifier: 600000073464
Medetomidina	Sedastart <sup>+</sup> 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	1 FLACONE DA 10 ML 104180017 5 FLACONI DA 10 ML 104180029	Soluzione iniettabile	DOMITOR <sup>+</sup> 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml: 100103011
Atipamezolo	Sedastop 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	1 flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 104183013 5 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 104183025 10 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 104183037	Soluzione iniettabile	Antisedan, 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013
Medetomidina	Sedator, 1,0 mg/ml, soluzione iniettabile per gatti e cani	Fiala da 5 ml AIC 103933014 Fiala da 10 ml AIC 103933026 Fiala da 20 ml AIC 103933038	Soluzione iniettabile	DOMITOR <sup>+</sup> 1 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 10 ml: 100103011
Azaperone	Sediron 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105567010	Soluzione iniettabile	STRESNIL 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101294015
SELAMECTINA	Selames 120 mg soluzione spot-on per cani 10,1 – 20,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105197091 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105197103 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105197115 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105197127	soluzione per spot-on	Stronghold 120 mg soluzione per spot-on per cani 10,1–20,0 kg	AIC 102901055 120 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg AIC 1029010105 120 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg
SELAMECTINA	Selames 15 mg soluzione spot-on per gatti e cani ≤2,5 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105196012 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105196024 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105196036 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105196048	soluzione per spot-on	Stronghold 15 mg soluzione per spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg	AIC 102901016 15 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg AIC 1029010129 15 mg spot on soluzione 15 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg
SELAMECTINA	Selames 240 mg soluzione spot-on per cani 20,1 – 40,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105197139 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105197141 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105197154 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105197166	soluzione per spot-on	Stronghold 240 mg soluzione per spot-on per cani 20,1–40,0 kg	AIC 102901067 240 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo verde 2 ml per cani 20,1–40,0 kg AIC 1029010117 240 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo verdi 2 ml per cani 20,1–40,0 kg
SELAMECTINA	Selames 30 mg soluzione spot-on per cani 2,6 – 5,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105197014 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105197026 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105197038 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105197040	soluzione per spot-on	Stronghold 30 mg soluzione per spot-on per cani 2,6–5,0 kg	AIC 102901030 30 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg AIC 102901079 30 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg
SELAMECTINA	Selames 360 mg soluzione spot-on per cani 40,1 – 60,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105197178 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105197180 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105197192 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105197204	soluzione per spot-on	Stronghold 360 mg soluzione per spot-on per cani 40,1–60,0 kg	AIC 1029010156 360 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40,1–60,0 kg AIC 1029010168 360 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40,1 a 60 kg
SELAMECTINA	Selames 45 mg soluzione spot-on per gatti 2,6 – 7,5 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105196051 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105196063 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105196075 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105196087	soluzione per spot-on	Stronghold 45 mg soluzione per spot-on per gatti 2,6–7,5 kg	AIC 102901028 45 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg AIC 102901081 45 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg
SELAMECTINA	Selames 60 mg soluzione spot-on per cani 5,1 – 10,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105197053 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105197065 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105197077 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105197089	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per cani 5,1–10,0 kg	AIC 102901042 60 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo marrone 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 102901093 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo marroni 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 1029010143 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml per cani 5,1–10 kg
SELAMECTINA	Selames 60 mg soluzione spot-on per gatti 7,6 – 10,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105196099 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105196101 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105196113 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105196125	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per gatti 7,6–10,0 kg	AIC 1029010131 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml per gatti 7,6–10 kg
Fiorfenicolo	SELECTAN, 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	Bottiglia in vetro da 100 ml A.I.C. n. 103902019 Bottiglia in plastica da 250 ml A.I.C. n. 103902021 10 bottiglie in vetro da 100ml A.I.C. n. 103902033 10 bottiglie in plastica da 250 ml A.I.C. n. 103902045 12 bottiglie in vetro da 100 ml A.I.C. n. 103902058 12 bottiglie in plastica da 250 ml A.I.C. n. 103902060 Bottiglia in plastica da 50 ml A.I.C. n. 103902072 Bottiglia in plastica da 100 ml A.I.C. n. 103902084	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039

Selamectina	Selehold 120 mg soluzione spot-on per cani 10,1 – 20,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105195097 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105195109 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105195111 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105195123	soluzione per spot-on	Stronghold 120 mg soluzione per spot-on per cani 10,1–20,0 kg	AIC 102901055 120 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg AIC 1029010105 120 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo rosso 1 ml per cani 10,1–20,0 kg
Selamectina	Selehold 15 mg soluzione spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105194017 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105194029 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105194031 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105194043	soluzione per spot-on	Stronghold 15 mg soluzione per spot-on per gatti e cani ≤ 2,5 kg	AIC 102901016 15 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg AIC 1029010129 15 mg spot on soluzione 15 pipette con tappo rosa 0,25 ml per gatti e cani <2,5 kg
Selamectina	Selehold 240 mg soluzione spot-on per cani 20,1 – 40,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105195135 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105195147 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105195150 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105195162	soluzione per spot-on	Stronghold 240 mg soluzione per spot-on per cani 20,1–40,0 kg	AIC 102901067 240 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo verde 2 ml per cani 20,1–40,0 kg AIC 1029010117 240 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo verdi 2 ml per cani 20,1–40,0 kg
Selamectina	Selehold 30 mg soluzione spot-on per cani 2,6 – 5,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105195010 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105195022 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105195034 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105195046	soluzione per spot-on	Stronghold 30 mg soluzione per spot-on per cani 2,6–5,0 kg	AIC 102901030 30 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg AIC 102901079 30 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo viola 0,25 ml per cani 2,6–5,0 kg
Selamectina	Selehold 360 mg soluzione spot-on per cani 40,1 – 60,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105195174 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105195186 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105195198 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105195200	soluzione per spot-on	Stronghold 360 mg soluzione per spot-on per cani 40,1–60,0 kg	AIC 1029010156 360 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40,1–60,0 kg AIC 1029010168 360 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo prugna 3 ml per cani 40,1 a 60 kg
Selamectina	Selehold 45 mg soluzione spot-on per gatti 2,6 – 7,5 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105194056 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105194068 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105194070 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105194082	soluzione per spot-on	Stronghold 45 mg soluzione per spot-on per gatti 2,6–7,5 kg	AIC 102901028 45 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg AIC 102901081 45 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo blu 0,75 ml per gatti 2,6–7,5 kg
Selamectina	Selehold 60 mg soluzione spot-on per cani 5,1 – 10,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105195059 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105195061 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105195073 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105195085	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per cani 5,1–10,0 kg	AIC 102901042 60 mg spot on soluzione 3 pipette con tappo marrone 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 102901093 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo marroni 0,5 ml per cani 5,1–10,0 kg AIC 1029010143 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml per cani 5,1-10 kg
Selamectina	Selehold 60 mg soluzione spot-on per gatti 7,6 – 10,0 kg	Scatola con 1 pipetta A.I.C. n. 105194094 Scatola con 3 pipette A.I.C. n. 105194106 Scatola con 6 pipette A.I.C. n. 105194118 Scatola con 15 pipette A.I.C. n. 105194120	soluzione per spot-on	Stronghold 60 mg soluzione per spot-on per gatti 7,6–10,0 kg	AIC 1029010131 60 mg spot on soluzione 6 pipette con tappo grigio 1 ml per gatti 7,6-10 kg
Metadone	Semfortan 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cani e gatti	SCATOLA CON 1 FLACONCINO IN VETRO DA 5 ML A.I.C. 104292014 SCATOLA CON 1 FLACONCINO IN VETRO DA 10 ML A.I.C. 104292026 SCATOLA CON 1 FLACONCINO IN VETRO DA 20 ML A.I.C. 104292038 SCATOLA CON 1 FLACONCINO IN VETRO DA 25 ML A.I.C. 104292040 SCATOLA CON 1 FLACONCINO IN VETRO DA 30 ML A.I.C. 104292053 SCATOLA CON 1 FLACONCINO IN VETRO DA 50 ML A.I.C. 104292065	Soluzione iniettabile	Methadone HCl 10 mg/ml	
SEVOFLUORANO	Sevohale 100% v/v vapore liquido per inalazione per cani e gatti.	105089015 Scatola di cartone contenente 1 flacone di vapore liquido per inalazioni . 105089027 Scatola di cartone contenente 6 flaconi di vapore liquido per inalazioni .	vapore per inalazione, liquido	SevoFlo 100% vapore liquido per inalazione per cani e gatti.	Fiacone da 250 ml in polietilene naftalato chiusura Quick –fil II - N.I.N. 103319075
Florfenicolo	Shotaflo 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Fiacone da 50 ml - AIC n 104064011 Fiacone da 100 ml - AIC n 104064023 Fiacone da 250 ml - AIC n 104064035	Soluzione iniettabile	NUFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Fiacone da 50 ml - A.I.C. n. 101595041 Fiacone da 100 ml - A.I.C. n. 101595015 Fiacone da 250 ml - A.I.C. n. 101595039
Subnitrito di bismuto	ShutOut 2,6 g sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Scatola da 24 siringhe A.I.C. n. 105490015 Secchiello da 144 siringhe A.I.C. n. 105490027	Sospensione intramammaria	Orbeseal 2,6 g sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Confezione da 24 siringhe intramammarie: AIC n. 103593012 Confezione da 60 siringhe intramammarie: AIC n. 103593024 Confezione da 120 siringhe intramammarie: AIC n. 103593037
Benazepril	Sirdis 2,5 mg compresse rivestite con film per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 104142056 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 104142031 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 104142118 Scatola da 140 compresse - A.I.C. n. 104142094	Comprese	FORTEKOR FLAVOUR 20 mg compresse per cani	Scatola contenente 14 compresse - A.I.C. n. 101962064 Scatola contenente 28 compresse - A.I.C. n. 101962076 Scatola contenente 56 compresse - A.I.C. n. 101962153 Scatola contenente 84 compresse - A.I.C. n. 101962088
Benazepril	Sirdis 20 mg compresse rivestite con film per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 104142043 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 104142070 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 104142132 Scatola da 140 compresse - A.I.C. n. 104142106	Comprese	FORTEKOR FLAVOUR 20 mg compresse per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962126 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962138 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962140
Benazepril	Sirdis 5 mg compresse rivestite con film per cani	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 104142017 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 104142068 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 104142120 Scatola da 84 compresse - A.I.C. n. 104142029 Scatola da 140 compresse - A.I.C. n. 104142082	Comprese	FORTEKOR FLAVOUR 5 Compresse per cani e gatti	Scatola da 14 compresse - A.I.C. n. 101962090 Scatola da 28 compresse - A.I.C. n. 101962102 Scatola da 56 compresse - A.I.C. n. 101962114
Sodio bicarbonato	Sodio bicarbonato S.A.L.F 8,4% (84 mg/ml) Soluzione per infusione endovenosa	Scatola contenente 12 flaconi da 500 ml - AIC n. 104503014 1 sacca PVC free da 500 ml - AIC n. 104503026	soluzione per infusione	SODIO BICARBONATO 8,4% soluzione per infusione endovenosa.	102326016 Fiacone da 100 ml 102326028 Fiacone da 250 ml 102326030 Fiacone da 500 ml
Acido salicilico	Solacyl 1000 mg/g polvere per uso in acqua da bere per tacchini	Sacco da 100 g A.I.C. n. 105061016 Sacco da 250 g A.I.C. n. 105061028 Sacco da 500 g A.I.C. n. 105061030 Sacco da 1 kg A.I.C. n. 105061042 Sacco da 2,5 Kg A.I.C. n. 105061055 Sacco da 5 kg A.I.C. n. 105061067	Polvere per uso in acqua da bere	Avicylat (DE)	Product identifier: e994f6da-117b-4bbb-8f00-b31ea609c80c Permanent identifier: 600000072975
Amoxicillina	SOLAMOCTA 697 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per polli, anatre e tacchini.	Sacchetto da 100g - A.I.C. n. 104763014 Sacchetto da 250g - A.I.C. n. 104763026 Sacchetto da 500g - A.I.C. n. 104763038 Sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 104763040	Polvere per uso in acqua da bere	AMOXISOL 100% W/W POWER FOR ORAL SOLUTION	

Doxiciclina	SOLDOXIN 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e suini	Flacone da 1 litro AIC 103949018 Tanica da 5 litri AIC 103949020	Soluzione orale	DOXINYL 100 mg/ml SOLUCION PARA ADMINISTRACION EN AGUA DE BEBIDA	Product identifier 0e087bf8-3f85-4f03-9f9f-123dffbae06 Permanent identifier 600000054812
Fenobarbital	SOLIPHEN 120 mg Compresse per cani	Scatola con 5 blister da 12 compresse (60 compresse) A.I.C. n. 104764067 Scatola con 8 blister da 12 compresse (96 compresse) A.I.C. n. 104764079	Compresse	Epiphen	
Fenobarbital	SOLIPHEN 15 mg Compresse per cani	Scatola con 5 blister da 12 compresse (60 compresse) A.I.C. n. 104764042 Scatola con 8 blister da 12 compresse (96 compresse) A.I.C. n. 104764055	Compresse	Epiphen	
Fenobarbital	SOLIPHEN 60 mg compresse per cani	Scatola con 5 blister da 12 compresse (60 compresse) A.I.C. n. 104764016 Scatola con 15 blister da 12 compresse (180 compresse) A.I.C. n. 104764028 Scatola con 25 blister da 12 compresse (300 compresse) A.I.C. n. 104764030	Compresse	Epiphen	
Doxiciclina	Soludox 500 mg/g polvere per uso in acqua di bevanda per tacchini	Sacco da 1 Kg A.I.C. 104455011 Scatola di carone con 10 bustine da 100 g A.I.C. 104455023	Polvere per uso in acqua da bere	LADOXYN 500 mg/g granuli per soluzione orale per suini, polli e tacchini	Confezione da 100 g – A.I.C. n. 103963017 Contentitore rotondo da 1 Kg – A.I.C. n. 103963029 Contentitore rotondo da 5 Kg – A.I.C. n. 103963031 Contentitore quadrato da 1 Kg – A.I.C. n. 103963043 Contentitore quadrato da 5 Kg – A.I.C. n. 103963056 Sacco stand up da 1 kg con cerniera richiudibile – A.I.C. n. 103963068 Sacco stand up da 5 kg con cerniera richiudibile – A.I.C. n. 103963070
Doxiciclina	Soludox 500 mg/g polvere per uso in acqua di bevanda per tacchini	Sacco da 1 Kg A.I.C. 104455011 Scatola di carone con 10 bustine da 100 g A.I.C. 104455023	Polvere per uso in acqua da bere	LADOXYN 500 mg/g granuli per soluzione orale per suini, polli e tacchini	Confezione da 100 g – A.I.C. n. 103963017 Contentitore rotondo da 1 Kg – A.I.C. n. 103963029 Contentitore rotondo da 5 Kg – A.I.C. n. 103963031 Contentitore quadrato da 1 Kg – A.I.C. n. 103963043 Contentitore quadrato da 5 Kg – A.I.C. n. 103963056 Sacco stand up da 1 kg con cerniera richiudibile – A.I.C. n. 103963068 Sacco stand up da 5 kg con cerniera richiudibile – A.I.C. n. 103963070
Diazepam	Solupam 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	un flacone da 10 ml A.I.C. N°105183014	Soluzione iniettabile	DIAZEPAM 0,5% (revocato)	100372
Acetilcisteina	Solvidine 200 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105012013 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105012025	Soluzione iniettabile	EQUIMUCIL® INIETTABILE N-Acetilcisteina 20% Soluzione iniettabile per equidi	Confezione contenente 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101001030 Confezione contenente 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101001016
Butilbromuro di joscina	Spasmpur 20 mg/ml soluzione iniettabile	Scatola di cartone con 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105239014	Soluzione iniettabile	PASMOPIA 20 mg/ml (ES)	Product identifier: f8c7feea-fddb-4ee8-8577-eb579d0dd981 Permanent identifier: 600000055211
METAMIZOLO SODICO, butilbromuro	Spasium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, cani	1 FLACONCINO DA 100 ML A.I.C. 104799010 5 FLACONCINI DA 100 ML A.I.C. 104799022	Soluzione iniettabile	Buscopanvet Compositum, 4 mg/ml + 500 mg/ml, soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti	Flacone da 100 ml AIC n. 102160013
Amoxicillina Acido clavulanico	Spectrabactin Vet 200 mg/50 mg compresse per cani	Scatola da 12 compresse - A.I.C. n. 105491031 Scatola da 24 compresse - A.I.C. n. 105491043 Scatola da 120 compresse - A.I.C. n. 105491082	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C. n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	Spectrabactin Vet 40 mg/10 mg compresse per gatti e cani	Scatola da 12 compresse - A.I.C. n. 105491017 Scatola da 24 compresse - A.I.C. n. 105491029 Scatola da 120 compresse - A.I.C. n. 105491070	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C. n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	Spectrabactin Vet 400 mg/100 mg compresse per cani	Scatola da 12 compresse - A.I.C. n. 105491056 Scatola da 24 compresse - A.I.C. n. 105491068 Scatola da 120 compresse - A.I.C. n. 105491094	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C. n. 100021068
Enrofloxacin	SPECTRON 100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli e tacchini	Bottiglia da 100 ml A.I.C. n. 104231030 Bottiglia da 1 litro A.I.C. n. 104231016 Fustino da 5 litri A.I.C. n. 104231028	Soluzione per uso in acqua da bere	BAYTRIL 10 % SOLUTION BUVABLE (FR)	Product identifier: c12d1533-0e66-4b21-86d1-6ab0c77f0e86 Permanent identifier: 600000039943
Spiramicina Metronidazolo	SPIROXAN , 1.500.000 U.I. + 250 mg, compresse per cani e gatti	Scatola contenente 4 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104380023	Compresse	STOMORGYL 20 compresse divisibili per cani e gatti	scatola da 20 compresse in blister A.I.C. n. 101332017
Spiramicina Metronidazolo	SPIROXAN, 750.000 U.I. + 125 mg, compresse per cani e gatti	Scatola contenente 4 blister da 5 compresse A.I.C. n. 104380011	Compresse	STOMORGYL 10 compresse divisibili per cani e gatti	scatola da 20 compresse in blister A.I.C. n. 101332029
Spiramicina Metronidazolo	Spizobactin 750.000 U/125 mg compresse masticabili per cani	Scatola con 1 blister da 10 compresse A.I.C. n°. 105057018	Compresse	Suanatem forte (DE)	Product identifier: 57c7ca90-f713-4d45-a007-8f51b035bd36 Permanent identifier: 600000072980
Ciclosporina	Sporimune 50 mg/ml soluzione orale per gatti e cani	Flacone di vetro da 25 ml AIC: 104515010 Flacone di vetro da 50 ml AIC: 104515022 Flacone di vetro da 100 ml AIC: 104515034	Soluzione orale	Atoplus 50 mg capsule molli per cani	Confezione da 15 capsule 103635153 Confezione da 30 capsule 103635088 Confezione da 60 capsule 103635090
Deltametrina	Spotinor 10 mg/ml Soluzione spot-on per bovini e ovini	Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104632017 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104632029 Zainetto da 1 litro A.I.C. n. 104632031 Zainetto da 2,5 litri A.I.C. n. 104632043 2 Flaconi da 500 ml A.I.C. n. 104632056	Soluzione Spot-on	Pfizer spot-on insetticida 1%w/v	
Amoxicillina	Stabox 1000 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per polli, anatre, tacchini	Sacchetto da 100 gr - A.I.C. n. 104582010 Sacchetto da 500 gr - A.I.C. n. 104582022 Sacchetto da 1000 gr - A.I.C. n. 104582034 Sacchetto da 5000 gr - A.I.C. n. 104582049	Polvere per uso in acqua da bere	AMOXISOL 100% W/W POWDER FOR ORAL SOLUTION	
Cefoperazone	STANDALONE 258,5 mg/10 ml sospensione intramammaria per bovine da latte in lattazione	Confezione da 4 siringhe intramammarie A.I.C. 105158012 Confezione da 12 siringhe intramammarie A.I.C. 105158024	Sospensione intramammaria	PATHOZONE 258,5 mg/10 ml sospensione intramammaria per bovine da latte in lattazione	Scatola contenente 1 siringa da 12 ml+ 1 salvietta monouso: AIC n° 101299016 Scatola contenente 4 siringhe da 12 ml + 4 salviette monouso: AIC n° 101299028 Scatola contenente 10 siringhe da 12 ml + 10 salviette monouso: AIC n° 101299030

Alofuginone	STENOROL CRYPTO 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	FLACONE DA 500 ml - A.I.C. n. 105410017 FLACONE DA 1000 ml - A.I.C. n. 105410029	Soluzione orale	HALOCUR 0,5 mg/ml soluzione orale per vitelli	flacone da 500 ml contenente 490 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358013 flacone da 1000 ml contenente 980 ml di soluzione orale) - A.I.C. n. 102358025
Pirantel Embonato Praziquantel	Strantel Gatto 230/20 mg Compresse Rivestite con film appetibili per Gatti	Confezione da 2 compresse AIC: 104697014	Compresse	DRONTAL®, compresse per gatti	scatola da 2 compresse A.I.C. n. 100315011 scatola da 6 compresse A.I.C. n. 100315023 scatola da 8 compresse A.I.C. n. 100315047 scatola da 24 compresse A.I.C. n. 100315051
Amoxicillina Acido clavulanico	STRENZEN 500/125 mg / g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini	Sacco in LDPE da 500 g contenuto in contenitore in polipropilene - A.I.C. n. 104369018 Sacco in Alluminio da 500 g - A.I.C. n. 104369020	Polvere per uso in acqua da bere	Amoksiklav, 500/125mg/g, Prášek pro podání v pitné vodě (CZ)	Product identifier: 82966be1-a9dd-427c-ab9f-e6a012e41296 Permanent identifier: 60000059884
Clenbuterolo	SUBESTIN 25 microgrammi/ml soluzione orale per cavalli	Flacone in HDPE da 360 ml – A.I.C. n. 105602015	Soluzione orale	Ventipulmin siroop voor paarden (NL)	Product identifier:88327d52-354b-4713-8fda-2fd0aa896f0d Permanent identifier:600000063785
ALTRENOGEST	Suifertil 4 mg/ml soluzione orale per suini	Flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 104954019	Soluzione orale	REGUMATE SUINI 4 mg/ml, soluzione orale per suini (scrofette).	Flacone da 540 ml – A.I.C. n. 102187046 Flacone da 1 litro – A.I.C. n. 102187034
Azaperone	SUIWELL 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola da 1 Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 105533018 Scatola da 1 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105533020 Scatola da 1 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 105533032 Scatola da 10 Flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 105533044	Soluzione iniettabile	STRESNIL 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101294016
Sulfadiazina Trimetoprim	SULFATRIMDOX 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Flacone da 1 litro A.I.C. n.105181010 Tanica da 5 litri A.I.C. n. 105181022 Tanica da 10 litri A.I.C. n. 105181034	Soluzione orale	NEOPRIDIMET soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102364015 Tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102364027 Bag in box da 5 litri - A.I.C. n. 102364041 Tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102364039 Bag in box da 10 litri - A.I.C. n. 102364054
Amminosidina/Paromomicina	SUPRAMICINA 175 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103938015 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103938027 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103938039	Soluzione iniettabile	AMMINOFARMA, 175 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 100252028 Flacone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 100252030 Flacone plastica da 250 ml - A.I.C. n. 100252055
Amminosidina/Paromomicina	SUPRAMICINA O.S. 200 mg/ml soluzione orale per vitelli da latte, suini, broilers e conigli.	Astuccio con flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103919015 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103919027 Flacone da 5 litri - A.I.C. n. 103919039	Soluzione orale	AMMINOFARMA L 20%, 200 mg/ml, soluzione per uso orale per vitelli da latte, suini, polli, tacchini e conigli.	Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102519030 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102519028 Flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102519016
Tilosina	SUPRATIL 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103789018 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103789020 Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103789032	Soluzione iniettabile	TYLAN® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini	Flacone da 50 ml: AIC n° 100121021 Flacone da 100 ml: AIC n° 100121033 Flacone da 250 ml: AIC n° 100121045
Amprolium	SURRICOX 400 mg/ml Soluzione per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e faraone	Flacone da 100 ml in polietilene alta densità – A.I.C. n. 105497010 Flacone da 1 L in polietilene alta densità – A.I.C. n. 105497022 Contenitore multidose da 5 L in polietilene alta densità – A.I.C. n. 105497034	Soluzione per uso in acqua da bere	NEMAPROL (FR)	Product identifier: 04839eeb-6f4d-4a6d-92ff-88e8e22e5a88 Permanent identifier: 60000038836
Albendazolo	SVERMINATOR 10, 100 mg/ml, sospensione orale per bovini ed ovini.	Contenitore da 1 litro - A.I.C. n. 104304011 Contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 104304023	Sospensione orale	VALBAZEN 100 mg/ml sospensione per uso orale per bovini ed ovini	Confezione da 1 litro - A.I.C. n. 101439065 Confezione da 2,5 litri - A.I.C. n. 101439040
Albendazolo	SVERMINATOR, 19 mg/ml, sospensione orale, per bovini ed ovini.	Tanica da 2,5 litri - A.I.C. n. 104137017	Sospensione orale	VALBAZEN 19 mg/ml sospensione per uso orale per bovini ed ovini	Confezione da 1 litro - A.I.C. n. 101439014 Confezione da 2,5 litri - A.I.C. n. 101439053
Metamizolo Butilbromuro di joscina	Sympagesic 500 mg/ml + 4 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini e cani	1 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 105271011	Soluzione iniettabile	ESTOCELON (fr)	
Cloprostenolo	Synchromate 0,25 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Flaconcino in vetro da 10 ml – A.I.C. n. 105651018 Flaconcino in vetro da 20 ml – A.I.C. n. 105651020	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 100140045
Cloprostenolo	Syncroprost, 0,250 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini e capre	1 flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 105597013 1 flaconcino da 20 ml A.I.C. n. 105597025 10 flaconcini da 20 ml A.I.C. n. 105597037	Soluzione iniettabile	ESTRUMATE, 250 µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini	Flacone da 10 ml – A.I.C. n. 100140021 Flacone da 20 ml – A.I.C. n. 100140033 10 flaconi da 20 ml – A.I.C. n. 100140045
Gonadotropina corionica equina	Syncrostim 500 IU, liofilizzato e solvente per soluzioni iniettabili per bovini ed ovini	Scatola contenente 5 flaconi di liofilizzato ed un flacone da 10 ml di solvente A.I.C. 104240015 Scatola contenente 10 flaconi di liofilizzato e due flaconi da 10 ml di solvente A.I.C. 104240027	Liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile	SYNCRO-PART PMSG 500 UI BOVINS-OVINS-CAPRINS (FR)	Product identifier:8e154e20-3ca3-4f9b-a8bc-558579908802 Permanent identifier:600000039231
Metadone	Synthadon 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 5 ml A.I.C. n. 104665017 Flacone da 10 ml A.I.C. n. 104665029 Flacone da 20 ml A.I.C. n. 104665031 Flacone da 25 ml A.I.C. n. 104665043 Flacone da 30 ml A.I.C. n. 104665056 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104665068	Soluzione iniettabile	Methadone HCl 10 mg/ml	
Metadone	Synthadon 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 5 ml A.I.C. n. 104664014 Flacone da 10 ml A.I.C. n. 104664026 Flacone da 20 ml A.I.C. n. 104664038 Flacone da 25 ml A.I.C. n. 104664040 Flacone da 30 ml A.I.C. n. 104664053 Flacone da 50 ml A.I.C. n. 104664065	Soluzione iniettabile	Methadone HCl 10 mg/ml	
Fiorfenicolo	SYVAFLO 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Scatola di cartone con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105471015 Scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 105471027 Scatola di cartone con 6 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 105471039 Scatola di cartone con 6 flaconi da 250 ml A.I.C. n. 105471041	Soluzione iniettabile	NUFLOR Suini iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Flacone da 20 ml AIC 103258012 Flacone da 50 ml AIC 103258024 Flacone da 100 ml AIC 103258036 Flacone da 250 ml AIC 103258048 Flacone da 500 ml AIC 103258051
Trimetoprim Sulfametossazolo	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Bottiglia da 1L A.I.C. 105051015 Bottiglia da 5L A.I.C. 105051027	Soluzione per uso in acqua da bere	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskuikens (NL)	Product identifier:ff369dad-cbe4-4713-b193-b0e0825f9bda Permanent identifier:600000059162

Benzilpenicillina procaina	Taneven 300 mg/ml sospensione iniettabile per equini, bovini, ovini, caprini, cani e gatti	Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105454019	Sospensione iniettabile	Procain Penicillin G "aniMedica" 300 mg/ml - Injektionssuspension für Tiere (AT)	Product identifier: 63b064eb-2f7b-4945-82ad-61b9a034a98a Permanent identifier: 60000083563
Cefalessina	Therios 750 compresse appetibili per cani	Scatola con 1 blister da 10 compresse AIC n. 104316031 Scatola con 3 blister da 10 compresse AIC n. 104316056 Scatola con 20 blister da 10 compresse AIC n. 104316043	Compresse	RILEXINE APPETIBILE 600 mg, compresse per cani e gatti.	RILEXINE APPETIBILE 600 mg Scatola da 14 compresse A.I.C. n° 103759078 Scatola da 140 compresse A.I.C. n° 103759080 Scatola da 7 compresse A.I.C. n° 103759092
Cefalessina	Therios 300 compresse appetibili per cani.	Scatola con 1 blister da 10 compresse AIC n. 104316017 Scatola con 20 blister da 10 compresse AIC n. 104316029	Compresse	RILEXINE APPETIBILE 300 mg, compresse per cani e gatti	RILEXINE APPETIBILE 300 mg Scatola da 7 compresse A.I.C. n° 103759066 Scatola da 14 compresse A.I.C. n° 103759041 Scatola da 140 compresse A.I.C. n° 103759054
Tiamazolo	Thiafeline 2,5 mg compresse rivestite per gatti	Scatola da 120 compresse A.I.C. n. 104533017	Compresse	Felimazole 2,5 mg compresse rivestite per gatti	Contenitore da 100 compresse A.I.C. n. 103685020 Scatola contenente 4 blister da 25 compresse A.I.C. n. 103685057
Tiamazolo	Thiafeline 5 mg compresse rivestite per gatti	Scatola da 120 compresse A.I.C. n. 104534019	Compresse	Felimazole 5 mg compresse rivestite per gatti	Felimazole 5 mg compresse rivestite per gatti Tubo da 100 compresse: A.I.C. n. 103685018 Scatola contenente 4 blister da 25 compresse A.I.C. n. 103685044
TIAMAZOLO	Thiamacare 10 mg/mL soluzione orale per gatti	Flacone da 30 ml - A.I.C. 105367015	Soluzione orale	Felimazole 5 mg compresse rivestite per gatti	Tubo da 100 compresse: A.I.C. n. 103685018 Scatola contenente 4 blister da 25 compresse A.I.C. n. 103685044
TIAMAZOLO	Thyrasol 5 mg/ml, soluzione orale per gatti	Scatola di cartone contenente 1 flacone in vetro da 30 ml e 1 siringa graduata da 1,5 ml - A.I.C. n.105656019 Scatola di cartone contenente 1 flacone in vetro da 50 ml e 1 siringa graduata da 1,5 ml - A.I.C. n.105656021 Scatola di cartone contenente 1 flacone in vetro da 100 ml e 1 siringa graduata da 1,5 ml - A.I.C. n.105656033	Soluzione orale	Felimazole 5 mg compresse rivestite per gatti	Tubo da 100 compresse: A.I.C. n. 103685018 Scatola contenente 4 blister da 25 compresse A.I.C. n. 103685044
Levotiroxina	Thyroxanil 200 microgrammi compresse per cani e gatti	Scatola contenente 1 blister da 30 compresse A.I.C. n.104870011 Scatola contenente 2 blister da 30 compresse A.I.C. n.104870023 Scatola contenente 4 blister da 30 compresse A.I.C. n.104870035	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Levotiroxina	Thyroxanil 600 microgrammi compresse per cani e gatti	Scatola contenente 1 blister da 30 compresse A.I.C. n.104871013 Scatola contenente 2 blister da 30 compresse A.I.C. n.104871025 Scatola contenente 4 blister da 30 compresse A.I.C. n.104871037	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Levotiroxina	Thyroxavet 200 microgrammi compresse per cani e gatti	Scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105532016 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105532028	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Levotiroxina	Thyroxavet 400 microgrammi compresse per cani e gatti	Scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105532030 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105532042	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Levotiroxina	Thyroxavet 800 microgrammi compresse per cani e gatti	Scatola contenente 5 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105532055 Scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105532079 Scatola contenente 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 105532067	Compresse	L-Thyroxine tabletten, 200 mcg voor honden en katten (NL)	Product identifier07f0300f-ee0-45a3-a72d-22da2099e049 Permanent identifier600000074424
Tiamulina	Tialin 125 mg/ml soluzione da somministrare nell'acqua da bere per suini, polli e tacchini	Flacone da 1 L A.I.C. n. 105128019 Flacone da 5 L A.I.C. n. 105128021	Soluzione per uso in acqua da bere	DENAGARD 12,5%, πρόσμμο διάλυμα για χοίρους, όρνιθες και υδόρνιθες (EE)	Product identifier19297f06-4473-4263-bfa4-ac1ee97a9d16 Permanent identifier600000100942
Tiamulina	TIAMVET 125 mg/ml Soluzione Orale per polli, tacchini e suini	Bottiglia da 500 ml A.I.C. n 103844015 Bottiglia da 1 litro A.I.C. n 103844027 Bottiglia da 2 litri A.I.C. n 103844039 Bottiglia da 5 litri A.I.C. n 103844041	Soluzione orale	Tiamutin 12.5 % Oplissing voor gebruik in drinkwater	Product identifier2c155e64-189f-4a02-b092-a2d1119b917 Permanent identifier600000086401
Tiamulina	TIAMVET 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 100 ml A.I.C. 104129010	Soluzione iniettabile	DENAGARD 20% , 162,2 mg/ml, soluzione iniettabile per suini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 101564021 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 101564019
Tiamulina	TIAMVET PLUS 100 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 10 kg A.I.C. 105246019 Sacco da 25 kg A.I.C. 105246021	Premiscela per mangimi medicati	DENAGARD 10% PREMIX PLUS Premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli, tacchini e conigli	Sacco da 10 kg 102695018 Sacco da 25 kg 102695020
Tilmicosina	TILDOSIN 250 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere o nel latte ricostituito per bovini, suini, polli e tacchini	Flacone da 960 ml A.I.C. N° 105096010 Flacone da 5040 ml A.I.C. N° 105096022	Soluzione per uso in acqua da bere	Pulmotil AC 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per uso in acqua da bere o succedaneo del latte, per polli, tacchini, suini e vitelli	A.I.C. n° 102570013 - Flacone da 960 ml A.I.C. n° 102570025 - Flacone da 240 ml
Tilmicosina	TILMICOSINA CALIER 250 mg/ml soluzione per somministrazione in acqua da bere/latte	Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 105346011 Flacone da 5 litri - A.I.C. n. 105346023	Soluzione orale	Pulmotil AC 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per uso in acqua da bere o succedaneo del latte, per polli, tacchini, suini e vitelli	A.I.C. n° 102570013 - Flacone da 960 ml A.I.C. n° 102570025 - Flacone da 240 ml
Tilmicosina	Tilmicosol 250 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere/latte	Flacone da 250 ml A.I.C. n. 105217018 Flacone da 1000 ml A.I.C. n. 105217020	Soluzione per uso in acqua da bere	Pulmotil AC 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per uso in acqua da bere o succedaneo del latte, per polli, tacchini, suini e vitelli	A.I.C. n° 102570013 - Flacone da 960 ml A.I.C. n° 102570025 - Flacone da 240 ml
Tilmicosina	TILMI-keI 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml: 104132/016 Flacone da 100 ml: 104132/028 Flacone da 250 ml: 104132/030	Soluzione iniettabile	Antisedan, 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 100104015
Tilmicosina	Tilmipril 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml AIC n.104126014 Flacone da 100 ml AIC n.104126026 Flacone da 250 ml AIC n.104126038	Soluzione iniettabile	MICOTIL® 300, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml: n° 101150011 Flacone da 100 ml: n° 101150035 Flacone da 250 ml: n° 101150047



Tilmicosina	Tilmisone 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml AIC n.104127016 Flacone da 100 ml AIC n.104127028 Flacone da 250 ml AIC n.104127030	Soluzione iniettabile	MICOTIL® 300, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml: n° 101150011 Flacone da 100 ml: n° 101150035 Flacone da 250 ml: n° 101150048
Tilmicosina	Tilmovet 100 g/kg Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 5 kg AIC n. 103990014 Sacco da 20 kg AIC n. 103990026	Premiscela per mangimi medicati	PULMOTIL G200 PREMIX (Tilmicosina, Elanco) premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 10 Kg: AIC n° 102723018 Sacco da 1 Kg: AIC n° 102723021
Tilmicosina	Tilmovet 100 mg/g granulato per uso orale per suini	Sacco da 1 kg 104139011 Sacco da 250 g 104139023	granuli per soluzione orale	Tiamutin 10 % Pulvis Poeder voor oraal gebruik (BE)	Product identifierc03eb8d8-8eb7-4a4e-8c49-104d546a205b Permanent identifier600000086369
Tilmicosina	Tilmovet 200 g/kg Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 1 kg - AIC n. 103989012 Sacco da 5 kg - AIC n. 103989024 Sacco da 20 kg - AIC n. 103989036	Premiscela per mangimi medicati	PULMOTIL G200 PREMIX (Tilmicosina, Elanco) premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 10 Kg: AIC n° 102723018 Sacco da 1 Kg: AIC n° 102723020
Tilmicosina	Tilmovet 250 mg/ml Concentrato per soluzione orale per suini, polli, tacchini e bovini (vitelli)	Flacone da 960 ml - AIC n° 103959019 Flacone da 240 ml - AIC n° 103959021	concentrato per soluzione orale	Pulmotil AC 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per uso in acqua da bere o succedaneo del latte, per polli, tacchini, suini e vitelli	A.I.C. n° 102570013 - Flacone da 960 ml A.I.C. n° 102570025 - Flacone da 240 ml
Imicosina	Tilmovet 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 100 ml AIC n. 105193015 Flacone da 250 ml AIC n. 105193027	Soluzione iniettabile	MICOTIL® 300, 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e ovini	Flacone da 50 ml: n° 101150011 Flacone da 100 ml: n° 101150035 Flacone da 250 ml: n° 101150047
Tilmicosina	Tilmovet 40 g/kg Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	SACCO DA 5 KG - AIC n° 104000017 SACCO DA 20 KG - AIC n° 104000029	Premiscela per mangimi medicati	PULMOTIL G200 PREMIX (Tilmicosina, Elanco) premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 10 Kg: AIC n° 102723018 Sacco da 1 Kg: AIC n° 102723022
acido tolfenamico	TOLFELAB 40 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, gatti e cani	Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 105670018 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105670020 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105670032 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 250 ml - A.I.C. n. 105670044	Soluzione iniettabile	TOLFEDINE CS TOLFEDINE	Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 105670018 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105670020 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 100 ml - A.I.C. n. 105670032 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 250 ml - A.I.C. n. 105670044 Astuccio da 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100076013
Ivermectina	TOLOMEC O.S. 0,80 mg/ml soluzione orale per ovini e caprini	Astuccio con flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103904013 Astuccio con flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 103904025 Flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 103904037	Soluzione orale	ORAMEC 0,8 mg/ml soluzione orale per ovini e caprini	Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 100064017 Flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 100064029
Ivermectina Clorsulon	TOLOMEC PLUS, 10 mg/ml + 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n.104107014 Flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n.104107026 Flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n.104107038 Flacone in PE da 200 ml - A.I.C. n.104107040 Flacone in PE da 500 ml - A.I.C. n.104107053 Flacone in PE da 1000 ml - A.I.C. n.104107065 Flacone in PP da 200 ml - A.I.C. n.104107077 Flacone in PP da 500 ml - A.I.C. n.104107089 Flacone in PP da 1000 ml - A.I.C. n.104107091	Soluzione iniettabile	IVOMEK Plus (ivermectina 10 mg/ml + clorsulon 100 mg/ml), Soluzione iniettabile per bovini	Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100296019 Flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100296021 Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100296033 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 100296045
Ivermectina	TOLOMEC soluzione iniettabile, 10 mg/ml, per bovini, ovini e suini	Flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103828012 Flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 103828024 Flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 103828036 Flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 103828048 Flacone in PE da 50 ml - A.I.C. n. 103828051 Flacone in PE da 200 ml - A.I.C. n. 103828063 Flacone in PE da 500 ml - A.I.C. n. 103828075 Flacone in PE da 1000 ml - A.I.C. n. 103828087 Flacone in PP da 50 ml - A.I.C. n. 103828099 Flacone in PP da 200 ml - A.I.C. n. 103828101 Flacone in PP da 500 ml - A.I.C. n. 103828113 Flacone in PP da 1000 ml - A.I.C. n. 103828125 Flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 103828137 Flacone in PET da 200 ml - A.I.C. n. 103828149 Flacone in PET da 500 ml - A.I.C. n. 103828152 Flacone in PET da 1000 ml - A.I.C. n. 103828164	Soluzione iniettabile	IVOMEK, 10 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 100197019 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 100197021 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 100197033 Scatola con 1 flacone da 1000 ml A.I.C. n. 100197045
Toltrazuril	Toltracol 50 mg/ml sospensione orale per suini, bovini e ovini	Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104717018 Flacone da 1000 ml A.I.C. n. 104717020	sospensione orale	BAYCOX 50 MG/ML	103566 (revocato)
Toltrazuril	TOLTRA-K-25 mg/ml Soluzione da usare nell'acqua di bevanda per polli e tacchini	Contentitore da 1 lt A.I.C. n. 104598014 Contentitore da 5 lt A.I.C. n. 104598026	Soluzione per uso in acqua da bere	Baycox 2.5 % Drank (BE)	Product identifier44743eaa-120f-4c00-848a-ef29a3ccaf97 Permanent identifier600000086451
Toltrazuril	Toltramax 50 mg/ml sospensione orale per suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104460011 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104460023	sospensione orale	BAYCOX 50 MG/ML	103566 (revocato)
Butorfanolo	Torphanide 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti e cavalli	Scatola con un flaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 104946013 Scatola con un flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104946025	Soluzione iniettabile	Torbugestic 10 mg/ml Solution for Injection (IE)	Product identifier: d132c0a6-b352-46fa-9e96-05e58fb2d73 Permanent identifier: 600000064364
Tramadol	Tralieve 20 mg compresse masticabili per cani	Scatola contenente 3 blister da 10 compresse da 20 mg n. A.I.C.105119010	Compresse	ALTADOL 50 mg compresse solubili per cani	Confezione da 30 compresse - A.I.C. n. 103703029 Confezione da 100 compresse - A.I.C. n. 103703031

Tramadolo	Tralieve 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani	Scatola con 1 flaconcino da 10 ml A.I.C. n. 105088013	Soluzione iniettabile	ALTADOL® 50 mg/ml soluzione iniettabile per cani	confezione da 10 fiale – A.I.C. n. 103703017
Tramadolo	Tralieve 80 mg compresse masticabili per cani	Scatola contenente 3 blister da 10 compresse da 80 mg A.I.C. n.105119022	Compresse	ALTADOL 50 mg compresse solubili per cani	Confezione da 30 compresse – A.I.C. n. 103703029 Confezione da 100 compresse – A.I.C. n. 103703031
Tramadolo	TRAMADOG 50 mg Compresse per cani		Compresse	ALTADOL 50 mg compresse solubili per cani	Confezione da 30 compresse – A.I.C. n. 103703029 Confezione da 100 compresse – A.I.C. n. 103703031
Tramadolo	Tramadolo, 50 mg/ml, soluzione iniettabile per cani	Scatola contenente 10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 105090017	Soluzione iniettabile	acp injection 10 mg/ml solution for injection	
Toltrazuril	TREIZURIL, 25 mg/ml, soluzione orale per polli da carne e tacchini.	Flacone da 1 L AIC n. 104583012 Tanica da 5 L AIC n. 104583024 Tanica da 10 L AIC n. 104583036	Soluzione orale	Baycox ®, 25 mg/ml, soluzione orale per polli da carne e tacchini, da somministrare diluita in acqua da bere	Flacone da 100 ml: 102253010 Flacone da 1 litro: 102253022 Tanica da 5 litri: 102253034
OSSITETRACICLINA	TREPOX, 500 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere per suini, polli da carne, tacchini e conigli.	Sacco da 5kg A.I.C. 105048019	Polvere per uso in acqua da bere	PENTEMICIN 500 mg/g Polvere per uso in acqua da bere per suini, polli da carne, tacchini e conigli	Sacchetto da 1 kg A.I.C. n° 103661017 Sacco da 5 kg A.I.C. n° 103661029 Sacco da 10 kg A.I.C. n° 103661031
Tulatromicina	TROXXAN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Flacone da 100 ml A.I.C. 105509018 Flacone da 250 ml A.I.C. 105509020	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	Troxan 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola con 1 flaconcino da 100 ml – A.I.C. n. 105573012	Soluzione iniettabile	Draxxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 50 ml NIN 103619060 Flacone da 100 ml NIN 103619072 Flacone da 250 ml NIN 103619084
Amoxicillina	Trymox LA 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, ovini, suini, cani, gatti	1 Flacone di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 105242010 1 Flacone di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105242022 1 Flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 105242034 12 Flaconi di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 105242046 12 Flaconi di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 105242059 6 Flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 105242061	Sospensione iniettabile	BETAMOX LA, 150 mg/ml sospensione iniettabile per bovini, suini, cani e gatti.	Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102806015 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 102806027 Flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 102806039 Flacone in PET da 50 ml - A.I.C. n. 102806041 Flacone in PET da 100 ml - A.I.C. n. 102806054 Flacone in PET da 250 ml - A.I.C. n. 102806066 Flacone in PET da 500 ml - A.I.C. n. 102806078
Cefalessina	Tsefalen 50mg/ml polvere per sospensione orale per cani fino a 20 kg e per gatti	A.I.C. n. 105363016 Flacone da 100 ml	Polvere per sospensione orale	ICFVET (Cefalexina come monidrato eq. a cefalexina). Granulare per uso orale per cani fino a 20 Kg e gatti.	Bottiglia in plastica da 100 ml con siringa dosatrice in polietene e pistone in polistirene da 5 ml A.I.C. n. 103501019
Bromexina	TUDOMAX,10 mg/g, polvere per uso in acqua da bere/latte	Sacchetto da 1 Kg - A.I.C. n. 104957016 Sacchetto da 500 g - A.I.C. n. 104957028	Polvere per uso in acqua da bere/latte	QUENTAN POWDRE (FR)	Product identifier: bd8d63f1-5692-4377-b2cf-13ff1d718756 Permanent identifier: 60000037849
Tulatromicina	Tulaject 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed ovini	Scatola di cartone contenente 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 105465013 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105465025 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 105465037	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 (Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	Tulaven 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	105502013 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 20 ml in vetro 105502025 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino in plastica da 50 ml 105502037 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino in plastica da 100 ml 105502049 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino in plastica da 250 ml 105502052 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino in plastica da 500 ml	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	Tulaven 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	105502064 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino in plastica da 50 ml. 105502076 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino in plastica da 100 ml. 105502088 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino in plastica da 250 ml.	Soluzione iniettabile	Draxxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 50 ml NIN 103619060 Flacone da 100 ml NIN 103619072 Flacone da 250 ml NIN 103619084
Tulatromicina	Tulaxa 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Scatola contenente 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 105212017 Scatola contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105212029 Scatola contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 105212031	Soluzione iniettabile	TULATHROMICIN	
Tulatromicina	Tulaxa 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola contenente un flacone da 50 ml A.I.C. n. 105212043 Scatola contenente un flacone da 100 ml A.I.C. n. 105212056 Scatola contenente un flacone da 250 ml A.I.C. n. 105212068	Soluzione iniettabile	TULATHROMICIN	
Tulatromicina	Tulieve 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Flacone in vetro da 50 ml di soluzione iniettabile – AIC n. 105380012 Flacone in vetro da 100 ml di soluzione iniettabile – AIC n.105380024 Flacone in vetro da 250 ml di soluzione iniettabile – AIC n.105380036 Flacone in vetro da 500 ml di soluzione iniettabile – AIC n.105380048 Flacone in HDPE da 50 ml di soluzione iniettabile – AIC n.105380051 Flacone in HDPE da 100 ml di soluzione iniettabile – AIC n.105380063 Flacone in HDPE da 250 ml di soluzione iniettabile – AIC n.105380075 Flacone in HDPE da 500 ml di soluzione iniettabile – AIC n.105380087 Flacone in HDPE da 1000 ml di soluzione iniettabile – AIC n. 105380099	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	Tulinovet 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 25 ml 105538019 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 50 ml 105538021 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 100 ml 105538033 Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 250 ml 105538045	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058

Tulatromicina	Tulissin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Scatola di cartone contenente un flaconcino da 20 ml 105514018 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 50 ml 105514020 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 100 ml 105514032 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 250 ml senza manicotto protettivo 105514044 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 250 ml con manicotto protettivo 105514057 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 500 ml senza manicotto protettivo 105514069 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 500 ml con o senza manicotto protettivo 105514071	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	Tulissin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola di cartone contenente un flaconcino da 20 ml 105514083 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 50 ml 105514095 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 100 ml 105514107 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 250 ml senza manicotto protettivo 105514119 Scatola di cartone contenente un flaconcino da 250 ml con manicotto protettivo 105514121	Soluzione iniettabile	Draxxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 50 ml NIN 103619060 Flacone da 100 ml NIN 103619072 Flacone da 250 ml NIN 103619084
Tulatromicina	Tullavis 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Scatola di cartone contenente 1 flacone da 20 ml A.I.C. 105436012 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 50 ml A.I.C. 105436024 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. 105436036 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. 105436048	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Flacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Flacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Flacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Flacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Flacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	Tullavis 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. 105437014 Scatola di cartone contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. 105437026	Soluzione iniettabile	Draxxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Flacone da 50 ml NIN 103619060 Flacone da 100 ml NIN 103619072 Flacone da 250 ml NIN 103619084
Tulatromicina	Tuloxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Scatola contenente 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 105211015 Scatola contenente 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 105211027 Scatola contenente 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 105211039	Soluzione iniettabile	Tulathromicin	
Tulatromicina	Tuloxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola contenente un flacone da 50 ml A.I.C. n. 105211041 Scatola contenente un flacone da 100 ml A.I.C. n. 105211054 Scatola contenente un flacone da 250 ml A.I.C. n. 105211066	Soluzione iniettabile	Tulathromicin	
Amoxicillina Acido clavulanico	Twinox 200 mg/50 mg compresse masticabili per gatti e cani	10 compresse masticabili da 250 mg - A.I.C. n. 105545053 20 compresse masticabili da 250 mg - A.I.C. n. 105545065 100 compresse masticabili da 250 mg - A.I.C. n. 105545077 500 compresse masticabili da 250 mg - A.I.C. n. 105545089	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 250 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 250 - A.I.C n. 100021031 Scatola da 100 compresse da mg 250 - A.I.C n. 100021043
Amoxicillina Acido clavulanico	Twinox 40 mg/10 mg compresse masticabili per gatti e cani	10 compresse masticabili da 50 mg - A.I.C. n. 105545014 20 compresse masticabili da 50 mg - A.I.C. n. 105545026 100 compresse masticabili da 50 mg - A.I.C. n. 105545038 500 compresse masticabili da 50 mg - A.I.C. n. 105545040	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 50 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 50 - A.I.C n. 100021017 Scatola da 100 compresse da mg 50 - A.I.C n. 100021029
Amoxicillina Acido clavulanico	Twinox 400 mg/100 mg compresse masticabili per cani	12 compresse masticabili da 500 mg - A.I.C. n. 105545091 60 compresse masticabili da 500 mg - A.I.C. n. 105545103 300 compresse masticabili da 500 mg - A.I.C. n. 105545115	Compresse	SYNULOX Palatable Tablets 500 mg, compresse appetibili per cani e gatti	Scatola da 10 compresse da mg 500 - A.I.C n. 100021056 Scatola da 20 compresse da mg 500 - A.I.C n. 100021082 Scatola da 100 compresse da mg 500 - A.I.C n. 100021068
Tilosina	Tylmasin 100 000 UI /g premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli da carne (broiler) e pollastre.	Sacco da 5 kg A.I.C. n. 104018039 Sacco da 20 kg A.I.C. n. 104018041	Premiscela per mangimi medicati		
Tilosina	Tylmasin 1g/g granulato per soluzione orale per suini, polli, tacchini e vitelli	SACCO IN PET DA 1.1 KG AIC n° 104368016 BARATTOLO IN HDPE DA 110 G AIC n° 104368028	granuli per soluzione orale	TYLAN® SOLUBILE polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli	Barattoli da 110 g: AIC n° 100108012 Sacco da 1,100 kg: AIC n° 100108024
Tilosina	Tylmasin 250 000 UI /g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini e polli	Sacco da 1 kg A.I.C. n. 104818012 Sacco da 5 kg A.I.C. n. 104818024 Sacco da 20 kg A.I.C. n. 104818036	Premiscela per mangimi medicati	Neo Tylan G250 Premix, 250 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per polli e suini	AIC n° 102890011 sacco da 25 kg
Tilosina	Tylosine Ceva 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, pecore, capre e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 105200012 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 105200024	Soluzione iniettabile	TYLAN® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini	Flacone da 50 ml: AIC n° 100121021 Flacone da 100 ml: AIC n° 100121033 Flacone da 250 ml: AIC n° 100121045
Tilosina	Tylovet 1 g/g Granulato per Soluzione Orale Polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli	Barattolo da 110 g; AIC n° 104670029 Sacco da 1,100 kg: AIC n° 104670017	Polvere per soluzione orale	TYLAN® SOLUBILE polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli.	Barattoli da 110 g: AIC n° 100108012 Sacco da 1,100 kg: AIC n° 100108024
Tilosina	TYLUCYL 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Flaconcino da 50 ml A.I.C. 104872015 Flaconcino da 100 ml A.I.C. 104872027 Flaconcino da 250 ml A.I.C. 104872039	Soluzione iniettabile	TYLAN® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini	Flacone da 50 ml: AIC n° 100121021 Flacone da 100 ml: AIC n° 100121033 Flacone da 250 ml: AIC n° 100121045
Benzilpenicillina procaina	UBROPEN 600 mg sospensione intramammaria per vacche in lattazione	Scatola con 3 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713019 Scatola con 5 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713021 Scatola con 20 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713033 Scatola con 40 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713045 Scatola con 100 siringhe da 10 g - A.I.C. n. 104713058	Sospensione intramammaria	Caremast VET	

Subnitrito di bismuto	Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g sospensione intramammaria per bovini	Scatola di cartone da 20 siringhe da 4 g e 20 salviette detergenti AIC n. 105111013 Contentore in polietilene da 60 siringhe da 4 g e 60 salviette detergenti - AIC n. 105111025 Contentore in polietilene da 120 siringhe da 4 g e 120 salviette detergenti - AIC n. 105111037	sospensione intramammaria	Orbeseal 2,6 g sospensione intramammaria per bovine in asciutta	Confezione da 24 siringhe intramammarie: AIC n. 103593012 Confezione da 60 siringhe intramammarie: AIC n. 103593024 Confezione da 120 siringhe intramammarie: AIC n. 103593036
CEFADROXIL	UNACEF, 1000 mg, compresse divisibili aromatizzate per cani e gatti	Astuccio da 1 blister da 6 compresse da 1000 mg A.I.C. n.104879010 Astuccio da 10 blister da 6 compresse da 1000 mg A.I.C. n. 104879022	Compresse	Cefa-cure tabs 1000 mg compresse per cani e gatti.	5 compresse da 1 g – A.I.C. n. 101917058 10 compresse da 1 g – A.I.C. n. 101917060 50 compresse da 1 g (5 blister da 10 compresse) – A.I.C. n. 101917072 50 compresse da 1 g (10 blister da 5 compresse) – A.I.C. n. 101917084
CEFADROXIL	UNACEF, 200 mg, compresse divisibili aromatizzate per cani e gatti	Astuccio da 1 blister da 10 compresse da 200 mg A.I.C. n.104879034 Astuccio da 10 blister da 10 compresse da 200 mg A.I.C. n. 104879046	Compresse	Cefa-cure tabs 200 mg compresse per cani e gatti.	10 compresse da 200 mg – A.I.C. n. 101917033 100 compresse da 200 mg – A.I.C. n. 101917045
Enrofloxacin	UNISOL 100mg/ml Soluzione orale per uso in acqua da bere per polli e tacchini	Fiacone da 250 ml: A.I.C. numero 104216015 Bottiglia da 1 litro: A.I.C. numero 104216027 Tanica da 5 litri: A.I.C. numero 104216039	Soluzione orale	BAYTRIL 10%	101063
Enrofloxacin	Unisol 25 mg/ml soluzione orale per vitelli	Fiacone da 250 ml A.I.C. 104750017 Fiacone da 500 ml A.I.C. 104750029 Fiacone da 1 litro A.I.C. 104750031	Soluzione orale	Baytril 2.5% Oral Solution (IE)	Product identifier11878042-e164-4252-8de5-5f96a591691a Permanent identifier600000064272
Enrofloxacin	UNISOL 5 mg/ml soluzione orale per suinetti	Fiacone da 250 ml A.I.C. n. 104754015	Soluzione orale	Baytril 2.5% Oral Solution (IE)	Product identifier11878042-e164-4252-8de5-5f96a591691a Permanent identifier600000064272
Tetraciclina	Utertab 2000 mg Compresse intrauterina per bovine	SCATOLA CONTENENTE 10 COMPRESSE (2 BLISTER DA 5 COMPRESSE) AIC 105161018 SCATOLA CONTENENTE 100 COMPRESSE (20 BLISTER DA 5 COMPRESSE) AIC 105161020	Compresa intrauterina	Tetracyclin HCl Uterus-Stab (DE)	Product identifier1ff246f-5207-48c5-9b8e-3c8c366f2d74 Permanent identifier600000073573
Enrofloxacin	VALEMAS 10, 100 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini	Fiacone 50 ml - A.I.C. n. 104150014 Fiacone 100 ml - A.I.C. n. 104150026 Fiacone 250 ml - A.I.C. n. 104150038	Soluzione iniettabile	Baytril 100 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini, ovini, caprini e suini	flacone da 50 ml A.I.C. 100155047 flacone da 100 ml A.I.C. 100155050
Enrofloxacin	VALEMAS 5, 50 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini (vitelli), ovini, caprini e suini, cani e gatti	Fiacone 100 ml A.I.C. n.104219023 Fiacone 250 ml A.I.C. n.104219035	Soluzione iniettabile	Baytril 50 mg/ml soluzione iniettabile per Bovini (vitelli), ovini, caprini, suini, cani e gatti	flacone da 50 ml A.I.C. 100155023 flacone da 100 ml A.I.C. 100155035
VALNEMULINA	VALMUVET 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Sacco da 25 kg A.I.C. 105675019	Premiscela per mangimi medicati	Econor 10% premiscela per alimenti medicamentosi per suini e conigli	Econor 10%, Sacchi di plastica foderati in alluminio da 1 kg per suini e conigli 102897093 Econor 10%, Sacchi di plastica foderati in alluminio da 25 kg per suini e conigli 102897105
Ivermectina	Vectimax 1% Soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Fiacone da 50 ml in HPDE 104034018 Fiacone da 200 ml in HPDE- 104034020 Fiacone da 500 ml in HPDE- 104034032 Fiacone da 50 ml in PET 104034044 Fiacone da 250 ml in PET 104034057 Fiacone da 500 ml in PET 104034069	Soluzione iniettabile	Ecomectin 10 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Fiacone da 50 ml in HPDE 103640013 Fiacone da 200 ml in HPDE- 103640037 Fiacone da 500 ml in HPDE- 103640025 Fiacone da 50 ml in PET 103640049 Fiacone da 250 ml in PET 103640052 Fiacone da 500 ml in PET 103640064
Ivermectina	Vectimax 18,7 mg/g Pasta orale per cavalli	Scatola contenente 1 Siringa da 7,49 g A.I.C. numero 105261010 Scatola contenente 50 Siringhe da 7,49 g A.I.C. numero 105261022 Scatola contenente 1 Siringa da 6,42 g A.I.C. numero 105261034	Pasta orale	Avatar 18,7 mg/g Pasta orale per cavall	scatola con una siringa di 6,42 g A.I.C. n. 103926010 scatola con una siringa di 7,49 g A.I.C. n. 103926022 scatola con 50 siringhe di 7,49 g A.I.C. n. 103926034
Ivermectina	Vectimax 6 mg/g Premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Busta d'alluminio da 333 G N° AIC 103932012 Busta d'alluminio da 5 KG N° AIC 103932024	Premiscela per mangimi medicati	Ivomex premix pigs -UK	
Tulatromicina	VETDRAX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	Fiacone da 100 ml A.I.C. 105508016 Fiacone da 250 ml A.I.C. 105508028	Soluzione iniettabile	Draxxin 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e ovini	(Fiacone da 20 ml) N.I.N. 103619019 (Fiacone da 50 ml) N.I.N. 103619021 (Fiacone da 100 ml) N.I.N. 103619033 (Fiacone 250 ml) N.I.N. 103619045 Fiacone 500 ml) N.I.N. 103619058
Tulatromicina	VETDRAX 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Scatola di cartone contenente 1 flacone da 100 ml – A.I.C. n. 105574014	Soluzione iniettabile	Draxxin 25 mg/ml soluzione iniettabile per suini	Fiacone da 50 ml NIN 103619060 Fiacone da 100 ml NIN 103619072 Fiacone da 250 ml NIN 103619084
MAROPITANT	Vetemex 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	Fiaconcino da 10 ml - A.I.C. n. 105295012 Fiaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 105295024 Fiaconcino da 25 ml - A.I.C. n. 105295036 Fiaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 105295048	Soluzione iniettabile	Cerenia 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	10 MG/ML FLACONE DA 20 ML 103832059
Buserelin	VETERELIN 0,004 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, suini e conigli	Fiala da 10 ml - A.I.C. n. 104320015 Fiala da 20 ml - A.I.C. n. 104320027 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 104320039	Soluzione iniettabile	RECEPTAL, 4,0 µg/ml soluzione iniettabile per bovine, cavalle, coniglie e scrofette.	Fiacone da 10 ml - A.I.C. n. 101394029 Fiacone da 50 ml – A.I.C. n. 101394031 5 Fiaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101394017
Isoflurano	Vetflurane 1000 mg/g vapore per inalazione, liquido	Fiacone da 100 ml A.I.C. n° 104244013 Fiacone da 250 ml A.I.C. n° 104244025	Vapore per inalazione, liquido	isoFlo 100% p/p Vapore per inalazione, liquido	Scatola con un flacone da 100 ml A.I.C. n. 103287013 Scatola con un flacone da 250 ml A.I.C. n. 103287025
Pimobendan	Vetmedin Chew 1,25 mg compresse appetibili per cani	Scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) A.I.C. n.104862014 Scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) A.I.C. n.104862026 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. n.104862038	Compresse	Vetmedin 1,25 mg capsule per cani	100 capsule da 1,25 mg AIC n. 102409036

Pimobendan	Vetmedin Chew 10 mg compresse appetibili per cani	Scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) A.I.C. n. 104862103 Scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) A.I.C. n. 104862115 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. n. 104862127	Comprese	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
Pimobendan	Vetmedin Chew 2,5 mg compresse appetibili per cani	Scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) A.I.C. n. 104862040 Scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) A.I.C. n. 104862053 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. n. 104862065	Comprese	Vetmedin 2,5 mg capsule per cani	100 capsule da 2,5 mg AIC n. 102409012
Pimobendan	Vetmedin Chew 5 mg compresse appetibili per cani	Scatola di cartone con 2 blister da 10 compresse (20 compresse) A.I.C. n. 104862077 Scatola di cartone con 5 blister da 10 compresse (50 compresse) A.I.C. n. 104862089 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse (100 compresse) A.I.C. n. 104862091	Comprese	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
Pimobendan	Vetmedin vet 1,25 mg compresse appetibili per cani	FLACONE HDPE DA 50 COMPRESSE MASTICABILI DA 1,25 MG AIC N°104538018 FLACONE HDPE DA 100 COMPRESSE MASTICABILI DA 1,25MG AIC N°104538020	Comprese	Vetmedin 1,25 mg capsule per cani	100 capsule da 1,25 mg AIC n. 102409036
Pimobendan	Vetmedin vet. 10 mg compresse appetibili per cani	Flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 10 mg A.I.C. n°104538057	Comprese	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
Pimobendan	Vetmedin vet. 2,5 mg compresse appetibili per cani	Flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 2,5 mg A.I.C. n°104538032	Comprese	Vetmedin 2,5 mg capsule per cani	100 capsule da 2,5 mg AIC n. 102409012
Pimobendan	Vetmedin vet. 5 mg compresse appetibili per cani	Flacone HDPE da 50 compresse appetibili da 5 mg A.I.C. n°104538044	Comprese	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
tiamulina	VETMULIN 100 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli, tacchini e conigli	Sacco da 1 kg AIC n° 104021011 Sacco da 5 kg AIC n° : 104021023 Sacco da 20 kg AIC n° : 104021035	Premiscela per mangimi medicati	DENAGARD 10% PREMIX PLUS Premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli, tacchini e conigli	Sacco da 10 kg 102695018 Sacco da 25 kg 102695020
tiamulina	VETMULIN 100 mg/g Granulato per uso orale per suini	Sacco in LPDE da 250 g AIC n° 104141027 Sacco in LPDE da 1,0 kg AIC n° : 104141015	granuli per soluzione orale	DENAGARD 10% PREMIX PLUS Premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli, tacchini e conigli	Sacco da 10 kg 102695018 Sacco da 25 kg 102695020
Tiamulina	Vetmulin 125 mg/ml soluzione per somministrazione in acqua da bere per suini e galline ovaiole	Bottiglia da 1 litro AIC n°. 105179016 Flacone da 5 litri AIC n°. 105179028	soluzione per somministrazione in acqua da bere	DENAGARD 12,5% , 125 mg/ml Soluzione orale per uso in acqua da bere per suini e broilers	Flacone da 1 litro A.I.C. n. 102694015 Flacone da 5 litri A.I.C. n. 102694039
Tiamulina	Vetmulin 162 mg/ml Soluzione iniettabile per suini	Flacone da 100 ml AIC n° 104236017	Soluzione iniettabile	DENAGARD 20% , 162,2 mg/ml, soluzione iniettabile per suini	Flacone da 50 ml A.I.C. n. 101564021 Flacone da 100 ml A.I.C. n. 101564019
PROPOFOL	Vetofol 10 mg/ml Emulsione iniettabile per gatti e cani	Flacone di vetro da 20 ml n° AIC 104504/016 Flacone di vetro da 50 ml n° AIC 104504/028 Scatola con 5 flaconi da 20 ml n° AIC 104504/030 Scatola con 5 flaconi da 50 ml n° AIC 104504/042	Emulsione iniettabile	RAPINOVET-REVOCATO	102313
Amoxicillina	Vetrimoxin 50 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini	Sacco da 10 kg - A.I.C. n. 104008014 Sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104008026	Premiscela per mangimi medicati	STABOX 5% PREMIX, 50 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suinetti svezziati	Barattolo da 1 kg - A.I.C. n.102486014 Sacco da 6 kg - A.I.C. n.102486026 Sacco da 8 kg - A.I.C. n.102486038 Sacco da 20 kg - A.I.C. n.102486040 Sacco da 25 kg - A.I.C. n.102486053 Sacco da 50 kg - A.I.C. n.102486065
Butafosfano Cianocobalamina (vitamina B12)	Vigophos 100 mg / ml + 0,05 mg / ml soluzione iniettabile per bovini	1 Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 105123018 6 Flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 105123020 12 Flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 105123032	Soluzione iniettabile	CATOSAL, 100/0,05mg/ml, injekční roztok (CZ)	Product identifier: 301b7d0b-2207-445d-9e24-6be805fbff42 Permanent identifier: 60000060182
ALTRENOGEST	VIRBAGEST 4 mg/ml, soluzione orale per suini	Flacone da 450 ml - A.I.C. n. 104166018 Flacone da 900 ml - A.I.C. n. 104166020	Soluzione orale	REGUMATE SUINI 4 mg/ml, soluzione orale per suini (scrofette).	Flacone da 540 ml - A.I.C. n. 102187046 Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102187034
Ivermectina	VIRBAMEC 10 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini da carne, ovini e suini	A.I.C. N° 102480011 Flacone da 50 ml A.I.C. N° 102480023 Flacone da 200 ml A.I.C. N° 102480035 Flacone da 500 ml A.I.C. N° 102480047 Flacone da 1000 ml	Soluzione iniettabile	IVOMEC Ovini, 10 mg/ml soluzione iniettabile per ovini	Scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 101286021 Scatola con 1 flacone da 200 ml A.I.C. n. 101286019 Scatola con 1 flacone da 500 ml A.I.C. n. 101286033
Ivermectina Clorsulon	VIRBAMEC F soluzione iniettabile per bovini	FLACONE IN LDPE DA 50 ML AIC : 103745016 FLACONE IN LDPE DA 200 ML AIC 103745028 FLACONE IN LDPE DA 500 ML AIC 103745030 FLACONE IN LDPE DA 1000 ML AIC 103745042	Soluzione iniettabile	Ivomec Super Injection for Cattle (IE)	Product identifier4c27cded-c3a1-40c3-b6d3-64ea3057308d Permanent identifier60000064600
Retinolo vitamina E colecalfiferolo	Vitamin AD3E pro injection, soluzione iniettabile per equini, bovini, suini e cani	1 fiala da 100 ml - A.I.C. n. 105352013 6 fiale da 100 ml - A.I.C. n. 105352025 12 fiale da 100 ml - A.I.C. n. 105352037	Soluzione iniettabile	Belavit AD3E 176,47/2,5/50 mg/ml oldatos injekció lovak, szarvasmarhák, sertések, kutyák számára A.U.V. (HU)	Product identifier2442ae70-e555-4cc3-a52a-cb686cc60ab4 Permanent identifier600000081954

Propentofyllina	Vitofyllin 50 mg compresse rivestite con film per cani	Scatola da 56 compresse A.I.C. n. 104402019 Scatola da 140 compresse A.I.C. n. 104402021	Compresse	vivitonin 50 e 100 mg (IE)	Product identifier d10ebb7a-6f5b-400b-ad83-1c8b5cdccf8a Permanent identifier 600000064627 Product identifier ac715b74-c6f4-44b7-a1aa-cdea11b9159a Permanent identifier 600000064628
Metoclopramide	Vomend 5 mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti	FLACONE DA 5 ML 104256019 FLACONE DA 10 ML 104256021 FLACONE DA 20 ML 104256033 FLACONE DA 25 ML 104256045 FLACONE DA 30 ML 104256058 FLACONE DA 50 ML 104256060	Soluzione iniettabile	primperid injection reg nl 1947	
Flunixin meglumina	Wellicox 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Scatola con 1 flacone di vetro da 50 ml A.I.C. n. 104491016 Scatola con 1 flacone di vetro da 100 ml A.I.C. n. 104491028 Scatola con 1 flacone di vetro da 250 ml A.I.C. n. 104491030 Scatola con 1 flacone di plastica da 50 ml A.I.C. n. 104491079 Scatola con 1 flacone di plastica da 100 ml A.I.C. n. 104491081 Scatola con 1 flacone di plastica da 250 ml A.I.C. n. 104491093	Soluzione iniettabile	finadyne 50 mg/ml (fr)	
Ceftiofur	WONDERCEF, ceftiofur, polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini	Astuccio contenente 1 flacone polvere da 1 g + 1 flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 103976015 Astuccio contenente 1 flacone polvere da 4 g + 1 flacone solvente da 80 ml - A.I.C. n. 103976027	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	EXCENEL Polvere sterile per soluzione iniettabile da 1 e 4 g per equide non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano	1 flacone da 1 grammo: AIC n° 100403031 1 flacone da 4 grammi: AIC n° 100403043
Enrofloxacin	XEDEN 15 mg compresse per gatti	Scatola di cartone con 1 blister da 12 compresse A.I.C. 103993010 Scatola di cartone con 2 blister da 12 compresse A.I.C. 103993046	Compresse	Baytril flavour 15 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155124 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155163
Enrofloxacin	XEDEN 150 mg compresse per cani	Scatola di cartone con 2 blister da 6 compresse A.I.C. 103993034 Scatola di cartone con 20 blister da 6 compresse A.I.C. 103993061	Compresse	Baytril flavour 150 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155148 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155151
Enrofloxacin	XEDEN 50 mg compresse per cani	Scatola di cartone con 1 blister da 10 compresse A.I.C. 103993022 Scatola di cartone con 10 blister da 10 compresse A.I.C. 103993059	Compresse	Baytril flavour 50 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155136 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155175
Praziquantel Pirantel Febantel	Xindex Compresse Masticabili per Cani	Scatola contenente 1 blister da 2 compresse masticabili (2 compresse masticabili) –A.I.C. n. 104510019 Scatola contenente 2 blister da 2 compresse masticabili (4 compresse masticabili) –A.I.C. n. 104510021 Scatola contenente 52 blister da 2 compresse masticabili (104 compresse masticabili) –A.I.C. n. 104510033 Scatola contenente 1 blister da 8 compresse masticabili (8 compresse masticabili) –A.I.C. n. 104510045 Scatola contenente 13 blister da 8 compresse masticabili (104 compresse masticabili) –A.I.C. n. 104510058	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Praziquantel Pirantel Febantel	XINDEX FORTE COMPRESSE MASTICABILI PER CANI	Scatola contenente 1 blister da 2 compresse masticabili (2 compresse masticabili) –A.I.C. 104511011 Scatola contenente 2 blister da 2 compresse masticabili (4 compresse masticabili) –A.I.C. 104511023 Scatola contenente 4 blister da 2 compresse masticabili (8 compresse masticabili) –A.I.C. 104511035 Scatola contenente 24 blister da 2 compresse masticabili (48 compresse masticabili) –A.I.C. 104511047 Scatola contenente 48 blister da 2 compresse masticabili (96 compresse masticabili) –A.I.C. 104511050	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Xilazina	Xylagesic Multi 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, cani e gatti	Scatola di cartone contenente 1 flaconcino da 20 ml A.I.C. 105640015	Soluzione iniettabile	Rompun 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, cani e gatti	Flacone da 25 ml 100390019
Xilazina	Xylexx 20 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, cani e gatti	Confezione contenente 1 flaconcino da 30 ml – A.I.C. n. 105633010	Soluzione iniettabile	Rompun REG NL 5409- NL	
Pimobendan	Zelys 1,25 mg compresse masticabili per cani	60 compresse masticabili per cani 1,25 mg - A.I.C. n. 105082010 36 compresse masticabili per cani 1,25 mg - A.I.C. n. 105082046 96 compresse masticabili per cani 1,25 mg - A.I.C. n. 105082059	Compresse	Vetmedin 1,25 mg capsule per cani	100 capsule da 1,25 mg AIC n. 102409036
Pimobendan	Zelys 10 mg compresse masticabili per cani	30 compresse masticabili per cani 10 mg - A.I.C. n. 105082034 32 compresse masticabili per cani 10 mg - A.I.C. n. 105082085 96 compresse masticabili per cani 10 mg - A.I.C. n. 105082097	Compresse	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024
Pimobendan	Zelys 5 mg compresse masticabili per cani	60 compresse masticabili per cani 5 mg - A.I.C. n. 105082022 30 compresse masticabili per cani 5 mg - A.I.C. n. 105082061 96 compresse masticabili per cani 5 mg - A.I.C. n. 105082073	Compresse	Vetmedin 5 mg capsule per cani	100 capsule da 5 mg AIC n. 102409024

Fipronil	ZERONIL 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media	SCATOLA CON 1 PIPETTA A.I.C. 104375175 SCATOLA CON 3 PIPETTE A.I.C. 104375187 SCATOLA CON 6 PIPETTE A.I.C. 104375201 SCATOLA CON 9 PIPETTE A.I.C. 104375567 SCATOLA CON 12 PIPETTE A.I.C. 104375225 SCATOLA CON 15 PIPETTE A.I.C. 104375213 SCATOLA CON 21 PIPETTE A.I.C. 104375237 SCATOLA CON 30 PIPETTE A.I.C. 104375249	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 1,34 ml – A.I.C. n. 103030312 Scatola contenente 2 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030021 Scatola contenente 3 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030161 Scatola contenente 4 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030058 Scatola contenente 6 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030084 Scatola contenente 8 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030110 Scatola contenente 9 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030173 Scatola contenente 12 pipette da 1,34 ml cad. – A.I.C. n. 103030185
Fipronil	ZERONIL 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande	SCATOLA CON 1 PIPETTA A.I.C. 104375252 SCATOLA CON 3 PIPETTE A.I.C. 104375290 SCATOLA CON 6 PIPETTE A.I.C. 104375288 SCATOLA CON 9 PIPETTE A.I.C. 104375631 SCATOLA CON 12 PIPETTE A.I.C. 104375302 SCATOLA CON 15 PIPETTE A.I.C. 104375276 SCATOLA CON 21 PIPETTE A.I.C. 104375314 SCATOLA CON 30 PIPETTE A.I.C. 104375326	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 2,68 ml – A.I.C. n. 103030324 Scatola contenente 2 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030033 Scatola contenente 3 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030197 Scatola contenente 4 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030060 Scatola contenente 6 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030096 Scatola contenente 8 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030122 Scatola contenente 9 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030209 Scatola contenente 12 pipette da 2,68 ml cad. – A.I.C. n. 103030211
Fipronil	ZERONIL 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande	SCATOLA CON 1 PIPETTA A.I.C. 104375338 SCATOLA CON 3 PIPETTE A.I.C. 104375340 SCATOLA CON 6 PIPETTE A.I.C. 104375365 SCATOLA CON 9 PIPETTE A.I.C. 104375377 SCATOLA CON 12 PIPETTE A.I.C. 104375706 SCATOLA CON 15 PIPETTE A.I.C. 104375353 SCATOLA CON 21 PIPETTE A.I.C. 104375391 SCATOLA CON 30 PIPETTE A.I.C. 104375403	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 4,02 ml – A.I.C. n. 103030223 Scatola contenente 2 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030235 Scatola contenente 3 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030247 Scatola contenente 4 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030250 Scatola contenente 6 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030262 Scatola contenente 8 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030274 Scatola contenente 9 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030286 Scatola contenente 12 pipette da 4,02 ml cad. – A.I.C. n. 103030298
Fipronil	ZERONIL 50 mg soluzione spot-on per gatti	SCATOLA CON 1 PIPETTA A.I.C. 104375011 SCATOLA CON 3 PIPETTE A.I.C. 104375023 SCATOLA CON 6 PIPETTE A.I.C. 104375047 SCATOLA CON 9 PIPETTE A.I.C. 104375050 SCATOLA CON 12 PIPETTE A.I.C. 104375415 SCATOLA CON 15 PIPETTE A.I.C. 104375035 SCATOLA CON 21 PIPETTE A.I.C. 104375074 SCATOLA CON 30 PIPETTE A.I.C. 104375086	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON GATTI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,5 ml – A.I.C. n. 103028039 Scatola contenente 3 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028027 Scatola contenente 4 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028041 Scatola contenente 6 pipette da 0,5 ml cad. – A.I.C. n. 103028015
Fipronil	ZERONIL 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola	SCATOLA CON 1 PIPETTA A.I.C. 104375098 SCATOLA CON 3 PIPETTE A.I.C. 104375100 SCATOLA CON 6 PIPETTE A.I.C. 104375124 SCATOLA CON 9 PIPETTE A.I.C. 104375136 SCATOLA CON 12 PIPETTE A.I.C. 104375480 SCATOLA CON 15 PIPETTE A.I.C. 104375112 SCATOLA CON 21 PIPETTE A.I.C. 104375151 SCATOLA CON 30 PIPETTE A.I.C. 104375163	Soluzione per spot-on	FRONTLINE SPOT ON CANI 100 mg / ml	Scatola contenente 1 pipetta da 0,67 ml – A.I.C. n. 103030300 Scatola contenente 2 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030019 Scatola contenente 3 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030134 Scatola contenente 4 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030045 Scatola contenente 6 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030072 Scatola contenente 8 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030108 Scatola contenente 9 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030146 Scatola contenente 12 pipette da 0,67 ml cad. – A.I.C. n. 103030159
Diazepam	ZIAPAM 5 mg/ml, soluzione iniettabile per cani e gatti	Scatola con 6 fiale di vetro da 2 ml : AIC: 104625013	Soluzione iniettabile	DIAZEPAM 0,5% (revocato)	100372
Praziquantel Pirantel Febantel	ZIPYRAN COMPRESSE PER CANI	Scatola di cartone con 1 blister da 2 compresse – A.I.C. n. 104301015 Scatola di cartone con 1 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104301027 Scatola di cartone con 25 blister da 10 compresse – A.I.C. n. 104301039 Scatola di cartone contenente 1 blister da 4 compresse- A.I.C. n. 104301142 Scatola di cartone contenente 2 blister da 2 compresse- A.I.C. n. 104301130 Scatola di cartone contenente 4 blister da 2 compresse-AIC n. 104301128 Scatola di cartone contenente 3 blister da 2 compresse -AIC n. 104301116	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Praziquantel Pirantel Febantel	ZIPYRAN COMPRESSE PER CANI XL	per cani XL Scatola di cartone contenente 1 blister di 2 compresse AIC n°104301041 Scatola di cartone contenente 2 blister da 2 compresse AIC n°104301054 Scatola di cartone contenente 5 blister di 2 compresse AIC n°104301066 Scatola di cartone contenente 12 blister di 2 compresse AIC n°104301078 Scatola di cartone contenente 16 blister da 2 compresse AIC n°104301080 Scatola di cartone contenente 24 blister da 2 compresse AIC n°104301092 Scatola di cartone contenente 30 blister da 2 compresse AIC n°104301104	Compresse	DRONTAL PLUS FLAVOUR ( Revocato)	100404
Enrofloxacin	Zobuxa 15 mg compresse per cani di piccola taglia e gatti	1 blister da 10 compresse A.I.C. 104350018 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104350020	Compresse	Baytril flavour 15 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155124 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155163
Enrofloxacin	Zobuxa 150 mg compresse per cani	1 blister da 10 compresse A.I.C. 104350071 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104350083	Compresse	Baytril flavour 150 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155148 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155151
Enrofloxacin	Zobuxa 50 mg compresse per cani e gatti Zobuxa 100 mg compresse per cani	1 blister da 10 compresse A.I.C. 104350032 10 blister da 10 compresse A.I.C. 104350044 1 blister da 10 compresse A.I.C.104350057 (100 mg) 10 blister da 10 compresse A.I.C.104350069(100 mg)	Compresse	Baytril flavour 50 mg compresse per cani e gatti	blister da 10 compresse A.I.C. 100155136 10 blister da 10 compresse A.I.C. 100155175
Clindamicina	Zodon 25 mg/ml soluzione orale per gatti e cani	Flacone multidose da 20 ml + una siringa da 3 ml uso orale A.I.C. 104626015	Soluzione orale	ANTIROBE GOUTTES (FR)	Product identifierbec8bf2c-f221-4408-bdb3-d30b0daab294 Permanent identifier600000039971
Ketoprofene	ZOOKETO 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone da 100 ml A.I.C. n. 104716016 Flacone da 250 ml A.I.C. n. 104716028 Flacone da 500 ml A.I.C. n. 104716030	Soluzione iniettabile	VET-KETOFEN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini	Flacone in plastica multistrato da 50 ml - A.I.C. n. 101336067 Flacone in plastica multistrato da 100 ml - A.I.C. n. 101336079 Flacone in plastica multistrato da 250 ml - A.I.C. n. 101336031 Flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 101336105 Flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101336093 Flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101336081

Tilosina	ZOOTYL 945 000 UI/g polvere per uso in acqua da bere per suini, polli e tacchini	SACCHETTO DA 100 g A.I.C. 105319014 SACCHETTO DA 1 Kg A.I.C. 105319026	Polvere per uso in acqua da bere	TYLAN® SOLUBILE polvere per soluzione orale per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli	Barattoli da 110 g; AIC n° 100108012 Sacco da 1,100 kg; AIC n° 100108023
Toltrazuril	Zuritol 25 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli	Flacone da 1 litro; AIC n°104383017 Flacone da 5 litri; AIC 104383029	Soluzione per uso in acqua da bere	Baycox 2.5 % Drank (BE)	Product identifier44743eaa-120f-4c00-848a-ef29a3ccaf97 Permanent identifier600000086451
Toltrazuril	Zuritol 50 mg/ml sospensione orale per suini	A.I.C n 104569013 Flacone da 250 ml A.I.C n 104569025 Flacone da 1000 ml	sospensione orale	Baycox 2.5 % Drank (BE)	Product identifier44743eaa-120f-4c00-848a-ef29a3ccaf97 Permanent identifier600000086451