

Traduzione in lingua inglese dei codici della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici

(come modificata dal DM 07.10.2011)

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A01	AGHI <i>NEEDLES</i>
A0101	AGHI E KIT PER INFUSIONE E PRELIEVO <i>INFUSION AND COLLECTING NEEDLES</i>
A010101	AGHI IPODERMICI <i>HYPODERMIC NEEDLES</i>
A01010101	AGHI IPODERMICI PER SIRINGA <i>HYPODERMIC NEEDLES FOR SYRINGE</i>
A01010102	AGHI IPODERMICI PER PENNA <i>HYPODERMIC NEEDLES FOR PEN</i>
A01010199	AGHI IPODERMICI - ALTRI <i>HYPODERMIC NEEDLES - OTHERS</i>
A010102	AGHI A FARFALLA <i>BUTTERFLY NEEDLES</i>
A010103	AGHI E KIT PER SISTEMI IMPIANTABILI <i>NEEDLES AND KIT FOR IMPLANTABLE SYSTEMS</i>
A010104	AGHI E SISTEMI PER PRELIEVO DA FLACONE <i>NEEDLES AND SYSTEMS FOR BOTTLE COLLECTING</i>
A010105	AGHI PER PRELIEVO SOTTO VUOTO <i>NEEDLES, CLOSED SYSTEMS COLLECTING</i>
A010199	AGHI E KIT PER INFUSIONE E PRELIEVO - ALTRI <i>INFUSION AND COLLECTING NEEDLES - OTHERS</i>
A0102	AGHI E KIT PER BIOPSIA <i>BIOPSY NEEDLES AND KITS</i>
A010201	AGHI E KIT PER BIOPSIA ISTOLOGICA E CITOLOGICA DI TESSUTI MOLLI <i>NEEDLES AND KITS - HISTOLOGIC AND CYTOLOGIC BYOPSY OF SMALL TISSUES</i>
A01020101	AGHI TRACCIANTI E KIT <i>SHEARING NEEDLES AND KITS</i>
A01020102	AGHI ASPIRANTI E KIT <i>ASPIRANT NEEDLES AND KITS</i>
A01020199	AGHI E KIT PER BIOPSIA ISTOLOGICA E CITOLOGICA DI TESSUTI MOLLI - ALTRI <i>NEEDLES AND KITS - HISTOLOGIC AND CYTOLOGIC BYOPSY OF SMALL TISSUES - OTHERS</i>
A010202	AGHI E KIT PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE <i>NEEDLES AND KITS - OSTEOMEDULLARY BIOPSY</i>
A01020201	AGHI E KIT PER BIOPSIA ILIACO-STERNALE <i>NEEDLES AND KITS - ILIAC-STERNAL BIOPSY</i>
A01020202	AGHI E KIT PER ESPIANTO MIDOLLARE <i>NEEDLES AND KITS - MEDULLARY EXPLANT</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A01020203	AGHI E KIT PER BIOPSIA VERTEBRALE O PARAVERTEBRALE <i>NEEDLES AND KITS - VERTEBRAL AND PARAVERTEBRAL BIOPSY</i>
A01020299	AGHI E KIT PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE - ALTRI <i>NEEDLES AND KITS - OSTEOMEDULLARY BIOPSY - OTHERS</i>
A010203	AGHI E PUNCH PER BIOPSIA CUTANEA <i>NEEDLES AND PUNCHES - CUTANEOUS BIOPSY</i>
A010204	AGHI E KIT PER AMNIOCENTESI <i>NEEDLES AND KITS - AMNIOCENTESIS</i>
A010299	AGHI E KIT PER BIOPSIA - ALTRI <i>BIOPSY NEEDLES AND KITS - OTHERS</i>
A0103	AGHI E KIT PER ANESTESIA <i>NEEDLES AND KITS - ANAESTHESIA</i>
A010301	AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE E PERIDURALE <i>NEEDLES AND KITS - SPINAL AND PERIDURAL ANAESTHESIA</i>
A01030101	AGHI E KIT PER ANESTESIA SPINALE <i>NEEDLES AND KITS - SPINAL ANAESTHESIA</i>
A01030102	AGHI E KIT PER ANESTESIA PERIDURALE <i>NEEDLES AND KITS - PERIDURAL ANAESTHESIA</i>
A01030103	AGHI E KIT PER ANESTESIA COMBINATA PERIDURALE E SPINALE <i>NEEDLES AND KITS - SPINAL AND PERIDURAL ANAESTHESIA IN COMBINATION</i>
A010302	AGHI E KIT PER BLOCCO DI PLESSO <i>NEEDLES AND KITS - PLEXUS BLOCK</i>
A010399	AGHI E KIT PER ANESTESIA - ALTRI <i>ANAESTHESIA NEEDLES - OTHERS</i>
A0104	AGHI PER DIALISI <i>DIALYSIS NEEDLES</i>
A010401	AGHI FISTOLA ARTERO-VENOSI <i>NEEDLES - ARTERIOVENOUS FISTULA</i>
A010499	AGHI PER DIALISI - ALTRI <i>DIALYSIS NEEDLES - OTHERS</i>
A0105	AGHI E KIT PER INIEZIONE IN OFTALMOLOGIA <i>NEEDLES ND KITS - OCULAR INJECTION</i>
A010501	AGHI DA CAMERA ANTERIORE <i>NEEDLES - ANTERIOR CHAMBER</i>
A010502	AGHI PER IRRIGAZIONE OCULARE <i>NEEDLES - OCULAR IRRIGATION</i>
A010503	AGHI PERIBULBARI <i>PERIBULBAR NEEDLES</i>
A010504	AGHI RETROBULBARI <i>RETROBULBAR NEEDLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A010599	AGHI E KIT PER INIEZIONE IN OFTALMOLOGIA - ALTRI <i>NEEDLES ND KITS - OCULAR INJECTION - OTHERS</i>
A0106	AGHI E KIT PER ODONTOIATRIA <i>NEEDLES ND KITS - DENTAL</i>
A010601	AGHI CARPULA <i>CARPULE NEEDLES</i>
A010699	AGHI E KIT PER ODONTOIATRIA - ALTRI <i>NEEDLES ND KITS - DENTAL - OTHERS</i>
A0180	AGHI - ACCESSORI <i>NEEDLES - ACCESSORIES</i>
A018001	CAPPUCCI PER AGHI <i>NEEDLE GUARDS</i>
A018002	GUIDE PER AGHI <i>NEEDLE GUIDES</i>
A018003	INTRODUTTORI PER AGHI <i>NEEDLE INTROUCERS</i>
A018099	AGHI - ACCESSORI ALTRI <i>NEEDLES - OTHER ACCESSORIES</i>
A0190	AGHI PER PROCEDURE VARIE <i>NEEDLES - OTHER PROCEDURES</i>
A019001	AGHI BOTTONUTI <i>BLUNT NEEDLES</i>
A019002	AGHI PER AGOPUNTURA <i>ACUPUNCTURE NEEDLES</i>
A019003	AGHI PER ALCOOLIZZAZIONE <i>ALCOHOLIZATION NEEDLES</i>
A019004	AGHI PER COLANGIOGRAFIA A CIELO APERTO <i>"OPEN SKY" CHOLANGIOGRAPHY NEEDLES</i>
A019005	AGHI PER GALATTOGRAFIA <i>GALACTOGRAPHY NEEDLES</i>
A019006	AGHI PER MESOTERAPIA <i>MESOTHERAPY NEEDLES</i>
A019007	AGHI PER SCLEROTERAPIA <i>SCLEROTHERAPY NEEDLES</i>
A019008	AGHI PER TATUAGGIO NON ENDOSCOPICO DURANTE PROCEDURE MEDICHE <i>TATTOOING NEEDLES (NOT ENDOSCOPIC)</i>
A019009	AGHI PER DRENAGGIO <i>DRAINAGE NEEDLES</i>
A019010	AGHI PER ANGIOGRAFIA <i>ANGIOGRAPHY NEEDLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A019011	AGHI PER INFUSIONE OSSEA E VERTEBROPLASTICA <i>NEEDLES - BONE INFUSION AND VERTEBROPLASTIC</i>
A019012	AGHI E SISTEMI PER LOCALIZZAZIONE DEI NODULI MAMMARI E DI ALTRE STRUTTURE <i>NEEDLES AND SYSTEMS - BREAST NODES LOCATION (AND OTHERS SITES)</i>
A019013	AGHI PER INTRODUZIONE PERCUTANEA <i>PERCUTANEOUS NEEDLES</i>
A019099	AGHI PER PROCEDURE VARIE - ALTRI <i>NEEDLES - VARIOUS OTHER PROCEDURES</i>
A0199	AGHI - ALTRI <i>NEEDLES - OTHERS</i>
A02	SIRINGHE <i>SYRINGES</i>
A0201	SIRINGHE MONOUSO <i>SINGLE USE SYRINGES</i>
A020101	SIRINGHE A PERDITA DI RESISTENZA <i>LOW-RESISTANCE SYRINGES</i>
A020102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES</i>
A02010201	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER CONE</i>
A0201020101	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A DUE PEZZI <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER CONE, 2-PIECES</i>
A020102010101	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A DUE PEZZI CON AGO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER CONE, 2-PIECES WITH NEEDLE</i>
A020102010102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A DUE PEZZI SENZA AGO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER CONE, 2-PIECES WITHOUT NEEDLE</i>
A0201020102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER CONE, 3-PIECES</i>
A020102010201	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER CONE, 3-PIECES WITH NEEDLE</i>
A020102010202	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER CONE, 3-PIECES WITHOUT NEEDLE</i>
A02010202	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER LOCK CONE</i>
A0201020201	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER LOCK CONE, 3-PIECES</i>
A020102020101	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI CON AGO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER LOCK CONE, 3-PIECES WITH NEEDLE</i>
A020102020102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - LUER LOCK CONE, 3-PIECES WITHOUT NEEDLE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A02010203	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - CATHETER/CONE</i>
A02010204	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA CONO CON AGO FISSO <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - NO CONE, WITH FIXED NEEDLE</i>
A02010205	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON SISTEMA DI SICUREZZA <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - RETRACTABLE-NEEDLE</i>
A02010299	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO - ALTRE <i>INFUSION AND IRRIGATION DISPOSABLE SYRINGES - OTHERS</i>
A020104	SIRINGHE PER INIETTORE <i>INJECTOR SYRINGES</i>
A020105	SIRINGHE PER EMOGASANALISI CON AGO <i>EMOGASANALYSIS SYRINGES WITH NEEDLE</i>
A020199	SIRINGHE MONOUSO - ALTRE <i>DISPOSABLE SYRINGES - OTHERS</i>
A0202	SIRINGHE PLURIUSO <i>REUSABLE SYRINGES</i>
A020201	SIRINGHE DA INFUSIONE PLURIUSO <i>REUSABLE INFUSION SYRINGES</i>
A020202	SIRINGHE DA IRRIGAZIONE PLURIUSO <i>REUSABLE IRRIGATION SYRINGES</i>
A020203	SIRINGHE PER TUBOFIALA <i>CARTRIDGE SYRINGES</i>
A020299	SIRINGHE PLURIUSO - ALTRE <i>REUSABLE SYRINGES - OTHERS</i>
A0280	SIRINGHE - ACCESSORI <i>SYRINGES - ACCESSORIES</i>
A0299	SIRINGHE - ALTRE <i>SYRINGES - OTHERS</i>
A03	APPARATI TUBOLARI <i>TUBULAR DEVICES</i>
A0301	DEFLUSSORI <i>CONTROLLERS</i>
A030101	DEFLUSSORI PER INFUSIONE <i>INFUSION CONTROLLERS</i>
A03010101	DEFLUSSORI CON E SENZA PRESA D'ARIA <i>INFUSION CONTROLLERS WITH AND WITHOUT AIR VENT</i>
A03010102	DEFLUSSORI CON FILTRO IN LINEA (CONTENGONO ANCHE DEFLUSSORI PER TERAPIA TRASFUSIONALE) <i>INFUSION CONTROLLERS WITH FILTER (ALSO TRANSFUSION CONTROLLERS)</i>
A03010103	DEFLUSSORI CON REGOLATORE DI FLUSSO <i>INFUSION CONTROLLERS WITH FLOW REGULATOR</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A03010104	DEFLUSSORI MICROGOCCIOLATORI <i>INFUSION MICRO-CONTROLLERS</i>
A03010105	DEFLUSSORI PER POMPA INFUSIONALE <i>INFUSION CONTROLLERS FOR PUMP</i>
A03010199	DEFLUSSORI PER INFUSIONE - ALTRI <i>INFUSION CONTROLLERS - OTHERS</i>
A030102	DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE <i>IRRIGATION CONTROLLERS</i>
A03010201	DEFLUSSORI ARTROSCOPICI <i>IRRIGATION CONTROLLERS IN ARTHROSCOPY</i>
A03010202	DEFLUSSORI UROLOGICI <i>UROLOGICAL CONTROLLERS</i>
A03010299	DEFLUSSORI PER IRRIGAZIONE - ALTRI <i>IRRIGATION CONTROLLERS - OTHERS</i>
A030103	DEFLUSSORI PER NUTRIZIONE ENTERALE <i>ENTERAL FEEDING CONTROLLERS</i>
A03010301	DEFLUSSORI PER GRAVITA' <i>GRAVITY CONTROLLERS IN ENTERAL FEEDING</i>
A03010302	DEFLUSSORI PER POMPA <i>PUMP CONTROLLERS IN ENTERAL FEEDING</i>
A03010399	DEFLUSSORI PER NUTRIZIONE ENTERALE - ALTRI <i>ENTERAL FEEDING CONTROLLERS - OTHERS</i>
A030104	REGOLATORI DI FLUSSO <i>FLOW REGULATORS</i>
A030105	SISTEMI PER RISCALDAMENTO DEI FLUIDI <i>SYSTEMS FOR FLUIDS HEATING</i>
A030199	DEFLUSSORI - ALTRI <i>CONTROLLERS - OTHERS</i>
A0302	LINEE DI PROLUNGAMENTO <i>EXTENSION LINES</i>
A030201	PROLUNGHE <i>EXTENSIONS</i>
A03020101	PROLUNGHE A BASSA PRESSIONE <i>LOW PRESSURE EXTENSION LINES</i>
A03020102	PROLUNGHE AD ALTA PRESSIONE <i>HIGH PRESSURE EXTENSION LINES</i>
A03020199	PROLUNGHE - ALTRE <i>EXTENSIONS - OTHERS</i>
A0303	SISTEMI PER INFUSIONE RAPIDA (ALTO FLUSSO) <i>FAST INFUSION SYSTEMS (HIGH FLOW)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A0304	KIT PER SOMMINISTRAZIONE <i>ADMINISTRATION KITS</i>
A030401	KIT PER INFUSIONE <i>INFUSION KITS</i>
A030402	KIT PER IRRIGAZIONE <i>IRRIGATION KITS</i>
A030403	KIT PER NUTRIZIONE ENTERALE <i>ENTERAL FEEDING KITS</i>
A030499	KIT PER SOMMINISTRAZIONE - ALTRI <i>ADMINISTRATION KITS - OTHERS</i>
A0380	APPARATI TUBOLARI - ACCESSORI <i>TUBULAR DEVICES - ACCESSORIES</i>
A0399	APPARATI TUBOLARI - ALTRI <i>TUBULAR DEVICES - OTHERS</i>
A04	FILTRI PER SOLUZIONI <i>SOLUTION FILTERS</i>
A0401	FILTRI PER INFUSIONE E PRELIEVO <i>INFUSION AND COLLECTING FILTERS</i>
A040101	FILTRI PER SOMMINISTRAZIONE ED ASPIRAZIONE <i>ADMINISTRATION AND ASPIRATION FILTERS</i>
A04010101	FILTRI PER PRELIEVO E SOMMINISTRAZIONE (0,2-1,2 MICRON) <i>ADMINISTRATION AND COLLECTING FILTERS (0,2-1,2 MICRONS)</i>
A04010102	FILTRI PER ASPIRAZIONE E TRASFERIMENTO (MAGGIORI ED UGUALI A 5 MICRON) <i>ADMINISTRATION AND TRANSFER FILTERS (>= 5 MICRONS)</i>
A04010199	FILTRI PER SOMMINISTRAZIONE ED ASPIRAZIONE - ALTRI <i>ADMINISTRATION AND ASPIRATION FILTERS - OTHERS</i>
A040180	FILTRI PER INFUSIONE E PRELIEVO - ACCESSORI <i>INFUSION AND COLLECTING FILTERS - ACCESSORIES</i>
A040199	FILTRI PER INFUSIONE E PRELIEVO - ALTRI <i>INFUSION AND COLLECTING FILTERS - OTHERS</i>
A0499	FILTRI PER SOLUZIONI - ALTRI <i>SOLUTION FILTERS - OTHERS</i>
A05	SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO <i>DISPOSABLE INFUSION MECHANICAL SYSTEMS</i>
A0501	SISTEMI ELASTOMERICI <i>ELASTOMERIC SYSTEMS</i>
A050101	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO <i>ELASTOMERIC SYSTEMS - FIXED FLOW</i>
A05010101	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO SENZA BOLO ADDIZIONALE <i>ELASTOMERIC SYSTEMS - FIXED FLOW WITHOUT ADDITIONAL BOLE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A05010102	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO CON BOLO ADDIZIONALE <i>ELASTOMERIC SYSTEMS - FIXED FLOW WITH ADDITIONAL BOLE</i>
A050102	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE <i>ELASTOMERIC SYSTEMS - VARIABLE FLOW</i>
A05010201	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE SENZA BOLO ADDIZIONALE <i>ELASTOMERIC SYSTEMS - VARIABLE FLOW WITHOUT ADDITIONAL BOLE</i>
A05010202	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE CON BOLO ADDIZIONALE <i>ELASTOMERIC SYSTEMS - VARIABLE FLOW WITH ADDITIONAL BOLE</i>
A0502	SISTEMI NON ELASTOMERICI <i>NO ELASTOMERIC SYSTEMS</i>
A0580	SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO - ACCESSORI <i>DISPOSABLE INFUSION MECHANICAL SYSTEMS - ACCESSORIES</i>
A0599	SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO - ALTRI <i>DISPOSABLE INFUSION MECHANICAL SYSTEMS - OTHERS</i>
A06	DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI <i>DRAINAGE AND COLLECTING FLUIDS DEVICES</i>
A0601	SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO <i>SURGICAL DRAINAGE SYSTEMS</i>
A060101	DRENAGGI SOTTOVUOTO E A CADUTA <i>CLOSED-DRAINAGE SYSTEMS AND GRAVITY DRAINAGES</i>
A06010101	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE PREDEFINITA <i>DRAINAGE SYSTEMS WITH PREDEFINED SUCTION</i>
A0601010101	SISTEMI DI DRENAGGIO A CONTENITORE RIGIDO TIPO REDON <i>DRAINAGES, REDON TYPE</i>
A0601010102	SISTEMI DI DRENAGGIO A SERBATOIO <i>DRAINAGE SYSTEMS WITH RESERVOIR</i>
A0601010103	SISTEMI DI DRENAGGIO A SOFFIETTO <i>BELLOWS DRAINAGES</i>
A0601010199	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE PREDEFINITA - ALTRI <i>DRAINAGE SYSTEMS WITH PREDEFINED SUCTION - OTHERS</i>
A06010102	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE REGOLABILE <i>DRAINAGE SYSTEMS WITH ADJUSTABLE SUCTION</i>
A0601010201	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE CONTROLLATA CON CAMERA DI RACCOLTA <i>DRAINAGE SYSTEMS WITH ADJUSTABLE SUCTION AND ASPIRATION CHAMBER</i>
A0601010299	SISTEMI DI DRENAGGIO PER ASPIRAZIONE REGOLABILE - ALTRI <i>DRAINAGE SYSTEMS WITH ADJUSTABLE SUCTION - OTHERS</i>
A06010103	CANNULE DI ASPIRAZIONE <i>SUCTION CANNULAS</i>
A06010104	SONDE DI DRENAGGIO <i>DRAINAGE PROBES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A0601010401	DRENAGGI TORACICI (RETTI ED ANGOLATI) <i>THORACIC DRAIN (STRAIGHT AND ANGLED)</i>
A0601010402	DRENAGGI CILINDRICI O ROTONDI (RETTI ED A T) <i>CYLINDRICAL OR CIRCULAR DRAINAGES (STRAIGHT AND T)</i>
A0601010403	DRENAGGI PIATTI E LAMELLARI <i>DRAINAGE, SHEET</i>
A0601010499	SONDE DI DRENAGGIO - ALTRE <i>DRAINAGE PROBES - OTHERS</i>
A06010199	DRENAGGI SOTTOVUOTO E A CADUTA - ALTRI <i>CLOSED-DRAINAGE SYSTEMS AND GRAVITY DRAINAGES - OTHERS</i>
A060102	TUBI MEDICALI DI RACCORDO <i>CONNECTION TUBING</i>
A060199	SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO - ALTRI <i>SURGICAL DRAINAGE SYSTEMS - OTHERS</i>
A0602	SISTEMI DI DRENAGGIO PERCUTANEO <i>PERCUTANEOUS DRAINAGES</i>
A060201	CATETERI E KIT PER DRENAGGI ESTERNI (ASCESSI, BILIARI, CISTI) <i>EXTERNAL DRAINAGES, CATHETERS AND SETS</i>
A060202	DRENAGGI TROCAR 3/4 <i>TROCAR DRAINAGE 3/4</i>
A060203	DRENAGGI PLEURICI CON VAVOLA E KIT <i>VALVULATED PLEURAL DRAINAGES AND SETS</i>
A060204	DRENAGGI PER PARA- E TORACENTESI E KIT <i>THORACENTESIS AND PARACENTESIS DRAINAGES AND SETS</i>
A060205	DRENAGGI PER PERICARDIOCENTESI E KIT <i>PERICARDIUM DRAINAGES AND SETS</i>
A060206	DRENAGGI PERITONEALI E KIT <i>PERITONEAL DRAINAGES AND SETS</i>
A060299	SISTEMI DI DRENAGGIO PERCUTANEO - ALTRI <i>PERCUTANEOUS DRAINAGES - OTHERS</i>
A0603	SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI <i>FLUIDS COLLECTION BAGS AND SYSTEMS</i>
A060301	SACCHE DI RACCOLTA PER DRENAGGI E FISTOLE <i>DRAINAGE COLLECTION BAGS</i>
A060302	SACCHE DI RACCOLTA PER LAVAGGI UROLOGICI E ARTROSCOPICI <i>COLLECTION BAGS, UROLOGICAL AND ARTHROSCOPIC IRRIGATION</i>
A060303	SISTEMI E SACCHE DI RACCOLTA URINA <i>COLLECTION BAGS, URINE</i>
A06030301	SACCHE PER URINA (N.T.COD. ISO 0927) <i>URINE COLLECTING BAGS (N.T.COD.ISO 0927)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A06030302	SET PER LA MISURAZIONE DELLA DIURESI ORARIA <i>URINE FLOWMETERS</i>
A06030399	SISTEMI DI RACCOLTA URINA - ALTRI <i>URINE COLLECTION SYSTEMS - OTHERS</i>
A060304	DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA INTRAOPERATORIA DEI LIQUIDI ASPIRATI <i>DEVICES FOR COLLECTION OF FLUIDS FROM SITES OF OPERATION</i>
A06030401	CONTENITORI PER ASPIRAZIONE INTRAOPERATORIA <i>SUCTION SYSTEM CANISTERS</i>
A06030499	DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA INTRAOPERATORIA DEI LIQUIDI ASPIRATI - ALTRI <i>DEVICES FOR COLLECTION OF FLUIDS FROM SITES OF OPERATION - OTHERS</i>
A060399	SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI <i>FLUIDS COLLECTION BAGS AND SYSTEMS - OTHERS</i>
A0680	DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ACCESSORI <i>DRAINAGE AND COLLECTING FLUIDS DEVICES - ACCESSORIES</i>
A0699	DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI - ALTRI <i>DRAINAGE AND COLLECTING FLUIDS DEVICES - OTHERS</i>
A07	RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE <i>CONNECTORS, CAPS, STOPCOCKS AND RAMPS</i>
A0701	RACCORDI <i>CONNECTORS</i>
A0702	RAMPE <i>RAMPS</i>
A0703	RUBINETTI <i>STOPCOCKS</i>
A0704	SISTEMI DI RICOSTITUZIONE DI FARMACI <i>MEDICINES PREPARATION SYSTEMS</i>
A0705	TAPPI O OTTURATORI <i>CAPS OR OBTURATORS</i>
A070501	TAPPI / OTTURATORI NON PERFORABILI <i>CAPS OR OBTURATORS, NOT DRILLABLE</i>
A070502	TAPPI / OTTURATORI PERFORABILI <i>CAPS OR OBTURATORS, DRILLABLE</i>
A07050201	TAPPI / OTTURATORI PERFORABILI CON AGO <i>CAPS OR OBTURATORS, DRILLABLE WITH NEEDLE</i>
A07050202	TAPPI / OTTURATORI CON VIA DI ACCESSO SENZA AGO <i>CAPS OR OBTURATORS, DRILLABLE WITHOUT NEEDLE</i>
A070599	TAPPI O OTTURATORI - ALTRI <i>CAPS OR OBTURATORS - OTHERS</i>
A0706	PROTEZIONI ANTISETTICHE PER RACCORDI <i>ADAPTORS, ANTISPETIC PROTECTIONS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A0799	RACCORDI, TAPPI, RUBINETTI E RAMPE - ALTRI <i>CONNECTORS, CAPS, STOPCOCKS AND RAMPS - OTHERS</i>
A08	SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE <i>BAGS AND CONTAINERS, FEEDING AND INFUSION</i>
A0801	SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE <i>BAGS AND CONTAINERS, FEEDING</i>
A080101	SACCHE E CONTENITORI PER ALIMENTAZIONE ENTERALE <i>BAGS AND CONTAINERS, ENTERAL FEEDING</i>
A080102	SACCHE E CONTENITORI PER ALIMENTAZIONE PARENTERALE <i>BAGS AND CONTAINERS, PARENTERAL FEEDING</i>
A0802	SACCHE E CONTENITORI PER INFUSIONE <i>BAGS AND CONTAINERS, INFUSION</i>
A080201	SACCHE E CONTENITORI PER POMPA INFUSIONALE <i>BAGS AND CONTAINERS, INFUSIONAL PUMP</i>
A080299	SACCHE E CONTENITORI PER INFUSIONE - ALTRI <i>BAGS AND CONTAINERS, INFUSION - OTHERS</i>
A0880	SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE - ACCESSORI <i>BAGS AND CONTAINERS, FEEDING AND INFUSION - ACCESSORIES</i>
A0899	SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE - ALTRE <i>BAGS AND CONTAINERS, FEEDING AND INFUSION - OTHERS</i>
A09	CONTENITORI PER ORGANI <i>ORGANUMS AND TISSUES CONTAINERS</i>
A0901	CONTENITORI PER IL PRELIEVO DI ORGANI <i>CONTAINERS, ORGANUMS COLLECTION</i>
A090101	SACCHE PER LA RACCOLTA DI ORGANI <i>BAGS, ORGANUMS COLLECTION</i>
A090199	CONTENITORI PER IL PRELIEVO DI ORGANI - ALTRI <i>CONTAINERS, ORGANUMS COLLECTION - OTHERS</i>
A0980	CONTENITORI PER ORGANI - ACCESSORI <i>ORGANUMS AND TISSUES CONTAINERS - ACCESSORIES</i>
A0999	CONTENITORI PER ORGANI - ALTRI <i>ORGANUMS AND TISSUES CONTAINERS - OTHERS</i>
A10	DISPOSITIVI PER STOMIA (N.T.COD. En ISO 0918) <i>OSTOMY DEVICES (N.T.COD. En ISO 0918)</i>
A1001	SISTEMI PER STOMIA MONOPEZZO <i>OSTOMY DEVICES, ONE-PIECE</i>
A100101	SACCHE PER COLOSTOMIA (N.T.COD. En ISO 091804) <i>COLOSTOMY BAGS, ONE-PIECE (N.T.COD. En ISO 091804)</i>
A100102	SACCHE PER ILEOSTOMIA (N.T.COD. En ISO 091804) <i>ILEOSTOMY BAGS, ONE-PIECE (N.T.COD. En ISO 091804)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING</i>
A100103	SACCHE PER UROSTOMIA (N.T.COD. En ISO 091807) <i>UROSTOMY BAGS, ONE-PIECE (N.T.COD. En ISO 091807)</i>
A100104	TAPPI AD ESPANSIONE PER SISTEMI PER STOMIA MONOPEZZO <i>ONE-PIECE OSTOMY DEVICES, CAPS</i>
A100199	SISTEMI PER STOMIA MONOPEZZO - ALTRI <i>OSTOMY DEVICES, ONE-PIECE - OTHERS</i>
A1002	SISTEMI PER STOMIA A DUE PEZZI <i>OSTOMY DEVICES, TWO-PIECES</i>
A100201	PLACCHE PER STOMIA <i>OSTOMY PLATES</i>
A10020101	PLACCHE PER COLOSTOMIA <i>COLOSTOMY PLATES</i>
A10020102	PLACCHE PER ILEOSTOMIA <i>ILEOSTOMY PLATES</i>
A10020103	PLACCHE PER UROSTOMIA <i>UROSTOMY PLATES</i>
A100202	SACCHE PER COLOSTOMIA (N.T.COD. En ISO 091805) <i>COLOSTOMY BAGS, TWO-PIECES (N.T.COD. En ISO 091805)</i>
A100203	SACCHE PER ILEOSTOMIA (N.T.COD. En ISO 091805) <i>ILEOSTOMY BAGS, TWO-PIECES (N.T.COD. En ISO 091805)</i>
A100204	SACCHE PER UROSTOMIA (N.T.COD. En ISO 091808) <i>UROSTOMY BAGS, TWO-PIECES (N.T.COD. En ISO 091808)</i>
A100205	TAPPI AD ESPANSIONE PER SISTEMI PER STOMIA A DUE PEZZI <i>TWO-PIECES OSTOMY DEVICES, CAPS</i>
A100299	SISTEMI PER STOMIA A DUE PEZZI - ALTRI <i>OSTOMY DEVICES, TWO-PIECES - OTHERS</i>
A1003	SISTEMI DI IRRIGAZIONE PER STOMIA (N.T.COD. En ISO 091824) <i>OSTOMY IRRIGATION SYSTEMS (N.T.COD. En ISO 091824)</i>
A100301	KIT PER IRRIGAZIONE DI STOMIA <i>OSTOMY IRRIGATION KITS</i>
A100302	SACCHE DI RICAMBIO PER IRRIGAZIONE DI STOMIA <i>OSTOMY IRRIGATION, BAGS</i>
A100399	SISTEMI DI IRRIGAZIONE PER STOMIA - ALTRI <i>OSTOMY IRRIGATION SYSTEMS - OTHERS</i>
A1080	DISPOSITIVI PER STOMIA - ACCESSORI <i>OSTOMY DEVICES - ACCESSORIES</i>
A1099	DISPOSITIVI PER STOMIA - ALTRI <i>OSTOMY DEVICES - OTHERS</i>
A99	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA - ALTRI <i>DEVICES FOR ADMINISTRATION, COLLECTING AND PICKING - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA <i>HEMATOLOGY AND HEMOTRANSFUSION DEVICES</i>
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA <i>HEMATOLOGY AND HEMOTRANSFUSION DEVICES</i>
B01	SACCHE PER SANGUE <i>BLOOD BAGS</i>
B0101	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE (compresi i kit) <i>BLOOD COLLECTION BAGS AND SET</i>
B010101	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE AUTOLOGO <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOLOGOUS</i>
B01010101	SACCHE PER PREDEPOSITO CON FILTRO <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, WITH FILTER</i>
B0101010101	SACCHE DOPPIE PER PREDEPOSITO CON FILTRO <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, DOUBLE-PACK WITH FILTER</i>
B0101010199	SACCHE PER PREDEPOSITO CON FILTRO - ALTRE <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, WITH FILTER - OTHERS</i>
B01010102	SACCHE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, WITHOUT FILTER</i>
B0101010201	SACCHE SINGOLE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, SINGLE-PACK WITHOUT FILTER</i>
B0101010202	SACCHE DOPPIE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, DOUBLE-PACK WITHOUT FILTER</i>
B0101010203	SACCHE TRIPLE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, TRIPLE-PACK WITHOUT FILTER</i>
B0101010299	SACCHE PER PREDEPOSITO SENZA FILTRO - ALTRE <i>BLOOD COLLECTION BAGS, AUTOTRANSFUSION, WITHOUT FILTER - OTHERS</i>
B010102	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE OMOLOGO DA DONATORE <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS</i>
B01010201	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, WITH FILTER</i>
B0101020101	SACCHE QUADRUPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, QUADRUPLE-PACK WITH FILTER</i>
B0101020102	SACCHE QUINTUPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, QUINTUPLE-PACK WITH FILTER</i>
B0101020199	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO - ALTRE <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, WITH FILTER - OTHERS</i>
B01010202	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, WITHOUT FILTER</i>
B0101020201	SACCHE TRIPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, TRIPLE-PACK WITHOUT FILTER</i>
B0101020202	SACCHE QUADRUPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, QUADRUPLE-PACK WITHOUT FILTER</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA <i>HEMATOLOGY AND HEMOTRANSFUSION DEVICES</i>
B0101020299	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE SENZA FILTRO - ALTRE <i>BLOOD DONOR COLLECTION BAGS, WITHOUT FILTER - OTHERS</i>
B010199	SACCHE PER PRELIEVO DI SANGUE (compresi i kit) - ALTRE <i>BLOOD COLLECTION BAGS AND SET - OTHERS</i>
B0102	SACCHE PER IL TRASFERIMENTO DI SANGUE <i>BLOOD TRANSFER BAGS</i>
B010201	SACCHE PER TRASFERIMENTO DI SANGUE INTERO, EMAZIE O PLASMA <i>BLOOD, RBC OR PLASMA TRANSFER BAGS</i>
B010202	SACCHE PER TRASFERIMENTO DI CONCENTRATI PIASTRINICI <i>PLATELETS TRANSFER BAGS</i>
B010299	SACCHE PER IL TRASFERIMENTO DI SANGUE - ALTRE <i>BLOOD TRANSFER BAGS - OTHERS</i>
B0103	SACCHE PER RACCOLTA, PURIFICAZIONE, CRIOPRESERVAZIONE DEL SANGUE MIDOLLARE <i>BONE MARROW BLOOD BAGS, COLLECTION, PURIFICATION AND CRYOPRESERVATION</i>
B0104	SACCHE PER SANGUE PLACENTARE <i>PLACENTAL BLOOD BAGS</i>
B010401	SACCHE PER RACCOLTA DI SANGUE PLACENTARE <i>PLACENTAL BLOOD COLLECTION BAGS</i>
B010402	SACCHE PER PURIFICAZIONE DI SANGUE PLACENTARE <i>PLACENTAL BLOOD PURIFICATION BAGS</i>
B010403	SACCHE PER CRIOPRESERVAZIONE DI SANGUE PLACENTARE <i>PLACENTAL BLOOD CRYOPRESERVATION BAGS</i>
B010499	SACCHE PER SANGUE PLACENTARE - ALTRE <i>PLACENTAL BLOOD BAGS - OTHERS</i>
B0180	SACCHE PER SANGUE - ACCESSORI <i>BLOOD BAGS - ACCESSORIES</i>
B0190	SACCHE PER SANGUE - VARIE <i>BLOOD BAGS - VARIOUS</i>
B019001	SACCHE PER PRODUZIONE DI GEL PIASTRINICO E COLLA DI FIBRINA <i>BAGS, PRODUCTION OF PLATELETS GEL AND FIBRIN GLUE</i>
B019002	SACCHE PER RACCOLTA E FILTRAZIONE DI SANGUE INTERO CON ALIQUOTAZIONE DI EMAZIE CONCENTRATE <i>BAGS, BLOOD COLLECTION AND FILTRATION WITH CONCENTRATED RBC QUOTATION</i>
B019003	KIT PER ALIQUOTAZIONE DI EMOCOMPONENTI <i>HAEMOCOMPONENTS QUOTATION KITS</i>
B019004	SACCHE PER CAMPIONAMENTO DI EMOCOMPONENTI <i>BAGS, HAEMOCOMPONENTS SAMPLING</i>
B0199	SACCHE PER SANGUE - ALTRE <i>BLOOD BAGS - OTHERS</i>
B02	FILTRI DA SANGUE <i>BLOOD FILTERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA <i>HEMATOLOGY AND HEMOTRANSFUSION DEVICES</i>
B0201	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS</i>
B020101	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE A LETTO DEL PAZIENTE (BED-SIDE) <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, BED-SIDE</i>
B02010101	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE A LETTO DEL PAZIENTE PER ERITROCITI (CON DEFLUSSORE E SENZA) <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, BED-SIDE, RBC (WITH OR WITHOUT INFUSION CONTROLLER)</i>
B02010102	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE A LETTO DEL PAZIENTE PER PIASTRINE (CON DEFLUSSORE E SENZA) <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, BED-SIDE, PLATELETS (WITH OR WITHOUT INFUSION CONTROLLER)</i>
B02010199	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE A LETTO DEL PAZIENTE - ALTRI <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, BED-SIDE - OTHERS</i>
B020102	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE DA LABORATORIO <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, LABORATORY</i>
B02010201	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE DA LABORATORIO PER ERITROCITI <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, LABORATORY, RBC</i>
B02010202	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE DA LABORATORIO PER PIASTRINE <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, LABORATORY, PLATELETS</i>
B02010299	FILTRI PER LEUCORIDUZIONE DA LABORATORIO - ALTRI <i>BLOOD FILTERS, LEUKAPHERESIS, LABORATORY - OTHERS</i>
B0202	FILTRI PER TERAPIA TRASFUSIONALE MASSIVA (PER MICROAGGREGATI 40 MICRON) <i>BLOOD FILTERS, MASSIVE TRANSFUSIONAL THERAPY (40 MICRONS)</i>
B020201	FILTRI PER TERAPIA TRASFUSIONALE MASSIVA CON DEFLUSSORE <i>BLOOD FILTERS, MASSIVE TRANSFUSIONAL THERAPY, WITH TRANSFUSION CONTROLLER</i>
B020202	FILTRI PER TERAPIA TRASFUSIONALE MASSIVA SENZA DEFLUSSORE <i>BLOOD FILTERS, MASSIVE TRANSFUSIONAL THERAPY, WITHOUT TRANSFUSION CONTROLLER</i>
B0280	FILTRI DA SANGUE - ACCESSORI <i>BLOOD FILTERS - ACCESSORIES</i>
B0299	FILTRI DA SANGUE - ALTRI <i>BLOOD FILTERS - OTHERS</i>
B03	DISPOSITIVI PER AFERESI <i>APHERESIS DEVICES</i>
B0301	DISPOSITIVI PER RACCOLTA MEDIANTE AFERESI <i>APHERESIS DEVICES, COLLECTION</i>
B030101	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI PLASMA <i>APHERESIS DEVICES, PLASMA COLLECTION</i>
B030102	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI PIASTRINE <i>APHERESIS DEVICES, PLATELETS COLLECTION</i>
B030103	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI LEUCOCITI <i>APHERESIS DEVICES, LEUKOCYTES COLLECTION</i>
B030104	DISPOSITIVI PER RACCOLTA MULTIPLA DI EMOCOMPONENTI <i>APHERESIS DEVICES, MULTIPLE COLLECTION</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA <i>HEMATOLOGY AND HEMOTRANSFUSION DEVICES</i>
B030199	DISPOSITIVI PER RACCOLTA MEDIANTE AFERESI - ALTRI <i>APHERESIS DEVICES, COLLECTION - OTHERS</i>
B0302	DISPOSITIVI PER TERAPIA MEDIANTE AFERESI <i>APHERESIS DEVICES, THERAPY</i>
B030201	DISPOSITIVI PER PLASMAFERESI E KIT <i>APHERESIS DEVICES AND SET, PLASMAPHERESIS</i>
B030202	DISPOSITIVI PER CITOAFERESI E KIT <i>APHERESIS DEVICES AND SET, CYTAPHERESIS</i>
B030203	DISPOSITIVI PER RIMOZIONE DI SINGOLI COMPONENTI PLASMATICI E KIT <i>DEVICES AND KITS FOR PLASMATIC COMPONENTS REMOVAL</i>
B030204	DISPOSITIVI PER FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA O FOTOAFERESI E KIT <i>DEVICES AND KITS FOR EXTRACORPOREAL PHOTOCHEMOTHERAPY OR PHOTOAPHERESIS</i>
B030299	DISPOSITIVI PER TERAPIA MEDIANTE AFERESI - ALTRI <i>APHERESIS DEVICES, THERAPY - OTHERS</i>
B0380	DISPOSITIVI PER AFERESI - ACCESSORI <i>APHERESIS DEVICES - ACCESSORIES</i>
B0399	DISPOSITIVI PER AFERESI - ALTRI <i>APHERESIS DEVICES - OTHERS</i>
B04	DISPOSITIVI PER AUTOTRASFUSIONE <i>AUTOTRANSFUSION DEVICES</i>
B0401	DISPOSITIVI E KIT INTRA- E POSTOPERATORI PER RECUPERO, LAVAGGIO E REINFUSIONE DEL SANGUE <i>INTRA- AND POSTOPERATORY DEVICES AND KITS FOR BLOOD COLLECTION, WASHING AND REINFUSION</i>
B0402	DISPOSITIVI E KIT INTRA- E POSTOPERATORI PER SOLO RECUPERO E REINFUSIONE DEL SANGUE <i>INTRA- AND POSTOPERATORY DEVICES AND KITS FOR BLOOD COLLECTION AND REINFUSION</i>
B0480	DISPOSITIVI PER AUTOTRASFUSIONE - ACCESSORI <i>AUTOTRANSFUSION DEVICES - ACCESSORIES</i>
B0499	DISPOSITIVI PER AUTOTRASFUSIONE - ALTRI <i>AUTOTRANSFUSION DEVICES - OTHERS</i>
B05	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO TOPICO <i>DEVICES FOR TOPICAL HAEMOCOMPONENTS FITTING</i>
B0501	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE AUTOMATICA DI GEL DI PIASTRINE (escluse le sacche) <i>DEVICES FOR AUTOMATIC FITTING OF PLATELETS GEL (no bags)</i>
B0502	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE AUTOMATICA DI COLLA DI FIBRINA (escluse le sacche) <i>DEVICES FOR AUTOMATIC FITTING OF FIBRIN GLUE (no bags)</i>
B0599	DISPOSITIVI PER LA PREPARAZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO TOPICO - ALTRI <i>DEVICES FOR TOPICAL HAEMOCOMPONENTS FITTING - OTHERS</i>
B06	DISPOSITIVI PER LA MANIPOLAZIONE CELLULARE O BIOLOGICA <i>DEVICES FOR CELLULAR OR BIOLOGICAL MANIPULATION</i>
B99	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA - ALTRI <i>HEMATOLOGY AND HEMOTRANSFUSION DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C01	DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO <i>ARTERIO-VEINUS DEVICES</i>
C0101	CATETERI VENOSI PERIFERICI <i>PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETERS</i>
C010101	AGHI CATETERE (AGHI CANNULA) <i>PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETERS (I.V. CANNULAS)</i>
C01010101	AGHI CANNULA <i>I.V. CANNULAS</i>
C0101010101	AGHI CANNULA CON VALVOLA DI INIEZIONE <i>I.V. CANNULAS, WITH INJECTION VALVE</i>
C0101010102	AGHI CANNULA SENZA VALVOLA DI INIEZIONE <i>I.V. CANNULAS, WITHOUT INJECTION VALVE</i>
C01010102	AGHI CANNULA DI SICUREZZA <i>SAFETY I.V. CANNULAS</i>
C0101010201	AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON VALVOLA DI INIEZIONE <i>SAFETY I.V. CANNULAS, WITH INJECTION VALVE</i>
C0101010202	AGHI CANNULA DI SICUREZZA SENZA VALVOLA DI INIEZIONE <i>SAFETY I.V. CANNULAS, WITHOUT INJECTION VALVE</i>
C01010103	AGHI CANNULA CON PROLUNGA INTEGRATA <i>I.V. CANNULAS, WITH EXTENSION LINE</i>
C01010199	AGHI CATETERE (AGHI CANNULA) - ALTRI <i>I.V. CANNULAS - OTHERS</i>
C010102	CATETERI PERIFERICI PER SISTEMA VENOSO <i>PERIPHERAL VEINUS SYSTEM, CATHETERS</i>
C010103	DISPOSITIVI VENOSI PERIFERICI INTEGRATI <i>INTEGRATED PERIPHERAL VEINUS DEVICES</i>
C010104	CANNULE VENOSE PER ACCESSO OMBELICALE <i>UMBILICAL VEINUS CANNULAS</i>
C010180	CATETERI VENOSI PERIFERICI - ACCESSORI <i>PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETERS - ACCESSORIES</i>
C010199	CATETERI VENOSI PERIFERICI - ALTRI <i>PERIPHERAL INTRAVENOUS CATHETERS - OTHERS</i>
C0102	CATETERI VENOSI CENTRALI <i>CENTRAL VEINUS CATHETERS</i>
C010201	CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO <i>CENTRAL VEINUS CATHETERS, PERIPHERAL ACCESS</i>
C01020101	CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO MONOLUME <i>CENTRAL VEINUS MONO-LUMEN CATHETERS, PERIPHERAL ACCESS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C01020102	CATETERI VENOSI CENTRALI CON ACCESSO PERIFERICO MULTILUME <i>CENTRAL VENOUS MULTI-LUMEN CATHETERS, PERIPHERAL ACCESS</i>
C010202	CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELIZZABILI <i>CENTRAL VENOUS CATHETERS, NOT TUNNELIZED</i>
C01020201	CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELIZZABILI MONOLUME <i>CENTRAL VENOUS MONO-LUMEN CATHETERS, NOT TUNNELIZED</i>
C01020202	CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELIZZABILI BILUME <i>CENTRAL VENOUS BI-LUMEN CATHETERS, NOT TUNNELIZED</i>
C01020203	CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELIZZABILI A TRE O PIU' LUMI <i>CENTRAL VENOUS MULTI-LUMEN (>2) CATHETERS, NOT TUNNELIZED</i>
C010203	CATETERI VENOSI CENTRALI PARZIALMENTE TUNNELIZZABILI <i>CENTRAL VENOUS CATHETERS, PARTIALLY TUNNELIZED</i>
C01020301	CATETERI VENOSI CENTRALI PARZIALMENTE TUNNELIZZABILI MONOLUME <i>CENTRAL VENOUS MONO-LUMEN CATHETERS, PARTIALLY TUNNELIZED</i>
C01020302	CATETERI VENOSI CENTRALI PARZIALMENTE TUNNELIZZABILI BILUME <i>CENTRAL VENOUS BI-LUMEN CATHETERS, PARTIALLY TUNNELIZED</i>
C01020303	CATETERI VENOSI CENTRALI PARZIALMENTE TUNNELIZZABILI A TRE O PIU' LUMI <i>CENTRAL VENOUS MULTI-LUMEN (>2) CATHETERS, PARTIALLY TUNNELIZED</i>
C010204	SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI <i>SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE ACCESS PORT SYSTEMS, VENOUS</i>
C01020401	SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI MONOCAMERA <i>SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE ACCESS PORT SYSTEMS, VENOUS, ONE-CHAMBER</i>
C01020402	SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI DOPPIA CAMERA O BILUME <i>SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE ACCESS PORT SYSTEMS, VENOUS, TWO-CHAMBERS</i>
C01020499	SISTEMI DI ACCESSO VENOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI - ALTRI <i>SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE ACCESS PORT SYSTEMS, VENOUS - OTHERS</i>
C010280	CATETERI VENOSI CENTRALI - ACCESSORI <i>CENTRAL VENOUS CATHETERS - ACCESSORIES</i>
C010299	CATETERI VENOSI CENTRALI - ALTRI <i>CENTRAL VENOUS CATHETERS - OTHERS</i>
C0103	CANNULE PER ACCESSO ARTERIOSO <i>ARTERIAL CANNULAS</i>
C010301	CANNULE PER ACCESSO RADIALE <i>RADIAL CANNULAS</i>
C010302	CANNULE PER ACCESSO OMBELICALE <i>UMBILICAL CANNULAS</i>
C010303	CANNULE PER ACCESSO FEMORALE <i>FEMORAL CANNULAS</i>
C010380	CANNULE PER ACCESSO ARTERIOSO - ACCESSORI <i>ARTERIAL CANNULAS - ACCESSORIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C010399	CANNULE PER ACCESSO ARTERIOSO - ALTRE <i>ARTERIAL CANNULAS - OTHERS</i>
C0104	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA ED EMODINAMICA <i>ANGIOGRAPHY AND HEMODYNAMIC DEVICES</i>
C010401	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA <i>CARDIAC ANGIOGRAPHY DEVICES</i>
C01040101	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA DIAGNOSTICA <i>CARDIAC ANGIOGRAPHY DEVICES, DIAGNOSTIC</i>
C0104010101	CATETERI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA DIAGNOSTICA <i>CORONARY ANGIOGRAPHY DIAGNOSTIC CATHETERS</i>
C0104010102	CATETERI PER ULTRASONOGRAFIA INTRACARDIACA E INTRACORONARICA <i>CARDIAC AND INTRACORONARIC CATHETERS, ULTRASOUND</i>
C0104010199	CATETERI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA DIAGNOSTICA - ALTRI <i>CARDIAC ANGIOGRAPHY DEVICES, DIAGNOSTIC - OTHERS</i>
C01040102	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CORONARICA INTERVENTISTICA <i>CORONARIC ANGIOGRAPHY DEVICES, THERAPEUTICAL</i>
C0104010201	CATETERI DILATATORI PER PTCA <i>ANGIOPLASTY CATHETERS, DILATATION, CORONARY</i>
C010401020101	CATETERI DILATATORI A PALLONE PER PTCA <i>ANGIOPLASTY CATHETERS, BALLOON DILATATION, CORONARY</i>
C010401020102	CATETERI DILATATORI PER IMPIANTO DI STENT CORONARICI <i>ANGIOPLASTY CATHETERS, DILATATION, FOR CORONARY STENTS</i>
C010401020199	CATETERI DILATATORI PER PTCA - ALTRI <i>ANGIOPLASTY CATHETERS, DILATATION, CORONARY - OTHERS</i>
C0104010202	CATETERI GUIDA PER ANGIOGRAFIA CARDIACA <i>CARDIAC ANGIOGRAPHY, GUIDES</i>
C0104010203	CATETERI PER INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INTRACARDIACI E INTRACORONARICI <i>INTRACORONARIC AND INTRACARDIAC CATHETERS, DRUGS INFUSION</i>
C0104010204	SISTEMI PER ATEREECTOMIA CORONARICA <i>CORONARY ARTERY ATHERECTOMY SYSTEMS</i>
C010401020401	SISTEMI PER ATEREECTOMIA CORONARICA DIREZIONALE <i>CORONARY ARTERY ATHERECTOMY SYSTEMS, DIRECTIONAL</i>
C010401020402	SISTEMI PER ATEREECTOMIA CORONARICA ROTAZIONALE <i>CORONARY ARTERY ATHERECTOMY SYSTEMS, ROTATIONAL</i>
C010401020499	SISTEMI PER ATEREECTOMIA CORONARICA - ALTRI <i>CORONARY ARTERY ATHERECTOMY SYSTEMS - OTHERS</i>
C0104010205	SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE CARDIACA <i>CARDIAC THROMBECTOMY AND THROMBOASPIRATION SYSTEMS</i>
C010401020501	SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE CARDIACA MANUALE <i>CARDIAC THROMBECTOMY AND THROMBOASPIRATION SYSTEMS, HAND-ASSISTED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C010401020502	SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE CARDIACA MOTORIZZATA <i>CARDIAC THROMBECTOMY AND THROMBOASPIRATION SYSTEMS, POWERED</i>
C0104010299	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CORONARICA INTERVENTISTICA - ALTRI <i>CORONARIC ANGIOGRAPHY DEVICES, THERAPEUTICAL - OTHERS</i>
C01040180	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA - ACCESSORI <i>CARDIAC ANGIOGRAPHY DEVICES - ACCESSORIES</i>
C01040199	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA - ALTRI <i>CARDIAC ANGIOGRAPHY DEVICES - OTHERS</i>
C010402	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA <i>PERIPHERAL ANGIOGRAPHY DEVICES</i>
C01040201	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA DIAGNOSTICA <i>PERIPHERAL ANGIOGRAPHY DEVICES, DIAGNOSTIC</i>
C0104020101	CATETERI E MICROCATETERI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA DIAGNOSTICA, PANORAMICA E SELETTIVA <i>PANORAMIC AND SELECTIVE PERIPHERAL ANGIOGRAPHY, DIAGNOSTIC CATHETERS AND MICRO CATHETERS</i>
C0104020102	CATETERI PER ULTRASONOGRAFIA INTRAVASCOLARE <i>INTRAVASCULAR ULTRASOUND CATHETERS</i>
C0104020103	CATETERI DA OCCLUSIONE VASCOLARE <i>VASCULAR OCCLUSION CATHETERS</i>
C0104020199	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA DIAGNOSTICA - ALTRI <i>PERIPHERAL ANGIOGRAPHY DEVICES, DIAGNOSTIC - OTHERS</i>
C01040202	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA INTERVENTISTICA <i>PERIPHERAL ANGIOGRAPHY DEVICES, THERAPEUTICAL</i>
C0104020201	CATETERI DILATATORI PER PTA <i>VASCULAR DILATION CATHETERS, PTA</i>
C010402020101	CATETERI DILATATORI A PALLONE PER PTA <i>VASCULAR DILATION BALLOON CATHETERS, PTA</i>
C010402020102	CATETERI DILATATORI PER IMPIANTO DI STENT PERIFERICI <i>VASCULAR DILATION BALLOON CATHETERS, STENT POSITIONING</i>
C010402020199	CATETERI DILATATORI PER PTA - ALTRI <i>VASCULAR DILATION CATHETERS, PTA - OTHERS</i>
C0104020202	CATETERI E MICROCATETERI PER EMBOLIZZAZIONE PERIFERICA <i>CATHETERS AND MICRO-CATHETERS, PERIPHERAL EMBOLIZATION</i>
C0104020203	SPIRALI E SISTEMI EMBOLIZZANTI <i>EMBOLIZATION IMPLANTS AND SYSTEMS</i>
C0104020204	CATETERI GUIDA PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA <i>GUIDE CATHETERS, PERIPHERAL ANGIOGRAPHY</i>
C0104020205	CATETERI E MICROCATETERI PER INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI INTRAVASCOLARI <i>CATHETERS AND MICRO-CATHETERS, INTRAVASCULAR DRUGS INFUSION</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C0104020206	SISTEMI PER ATERECTOMIA PERIFERICA <i>PERIPHERAL ATHERECTOMY SYSTEMS</i>
C010402020601	SISTEMI PER ATERECTOMIA PERIFERICA DIREZIONALE <i>PERIPHERAL ATHERECTOMY SYSTEMS, DIRECTIONAL</i>
C010402020602	SISTEMI PER ATERECTOMIA PERIFERICA ROTAZIONALE <i>PERIPHERAL ATHERECTOMY SYSTEMS, ROTATIONAL</i>
C010402020699	SISTEMI PER ATERECTOMIA PERIFERICA - ALTRI <i>PERIPHERAL ATHERECTOMY SYSTEMS - OTHERS</i>
C0104020207	SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA <i>PERIPHERAL THROMBECTOMY AND THROMBOASPIRATION SYSTEMS</i>
C010402020701	SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA MANUALE <i>PERIPHERAL THROMBECTOMY AND THROMBOASPIRATION SYSTEMS, HAND-ASSISTED</i>
C010402020702	SISTEMI PER TROMBECTOMIA E TROMBOASPIRAZIONE PERIFERICA MECCANICA <i>PERIPHERAL THROMBECTOMY AND THROMBOASPIRATION SYSTEMS, MECHANICAL</i>
C0104020208	SISTEMI PERCUTANEI PER ANASTOMOSI PORTO-SISTEMICA (TIPS) <i>TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (TIPS) PERCUTANEOUS SYSTEMS</i>
C0104020209	DISPOSITIVI PER OCCLUSIONI CRONICHE TOTALI DELL'APPARATO VASCOLARE PERIFERICO <i>DEVICES FOR TOTAL CHRONIC OCCLUSION OF PERIPHERAL VASCULAR SYSTEM</i>
C0104020299	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA INTERVENTISTICA - ALTRI <i>PERIPHERAL ANGIOGRAPHY DEVICES, THERAPEUTICAL - OTHERS</i>
C01040280	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA - ACCESSORI <i>PERIPHERAL ANGIOGRAPHY DEVICES - ACCESSORIES</i>
C01040299	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA PERIFERICA - ALTRI <i>PERIPHERAL ANGIOGRAPHY DEVICES - OTHERS</i>
C010480	DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA ED EMODINAMICA - ACCESSORI ALTRI <i>ANGIOGRAPHY AND HEMODYNAMIC DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
C0105	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE <i>INTRAVASCULAR PROTECTION DEVICES</i>
C010501	FILTRI CAVALI <i>VENA CAVA FILTERS</i>
C01050101	FILTRI CAVALI RIMOVIBILI <i>VENA CAVA FILTERS, REMOVABLE</i>
C01050102	FILTRI CAVALI NON RIMOVIBILI <i>VENA CAVA FILTERS, UNREMOVABLE</i>
C010502	SISTEMI E CATETERI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE <i>INTRAVASCULAR EMBOLIZATION PREVENTION CATHETERS AND SYSTEMS</i>
C01050201	SISTEMI E CATETERI DI PROTEZIONE PER PTCA <i>EMBOIZATION PREVENTION CATHETERS AND SYSTEMS, PTCA</i>
C01050202	SISTEMI E CATETERI DI PROTEZIONE PER PTA <i>EMBOIZATION PREVENTION CATHETERS AND SYSTEMS, PTA</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C01050203	SISTEMI E CATETERI DI PROTEZIONE ARTERIOSA CHIRURGICA <i>EMBOLIZATION PREVENTION CATHETERS AND SYSTEMS, SURGERY</i>
C01050299	SISTEMI E CATETERI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE - ALTRI <i>INTRAVASCULAR EMBOLIZATION PREVENTION CATHETERS AND SYSTEMS - OTHERS</i>
C010580	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE - ACCESSORI <i>INTRAVASCULAR PROTECTION DEVICES - ACCESSORIES</i>
C010599	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INTRAVASCOLARE - ALTRI <i>INTRAVASCULAR PROTECTION DEVICES - OTHERS</i>
C0180	DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO - ACCESSORI ALTRI <i>ARTERO-VEINUS DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
C0190	DISPOSITIVI PER PROCEDURE VASCOLARI - VARI <i>VASCULAR PROCEDURES DEVICES - VARIOUS</i>
C019001	CATETERI PER CONTROPULSAZIONE AORTICA <i>AORTIC COUNTERPULSATION CATHETERS</i>
C019002	CATETERI PER EMBOLECTOMIA <i>EMBOLECTOMY CATHETERS</i>
C019003	CATETERI PER TERMODILUIZIONE <i>THERMODILUTION CATHETERS</i>
C019004	SISTEMI DI MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE <i>CARDIOVASCULAR MONITORING SYSTEMS</i>
C019005	SISTEMI PER RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI VASCOLARI <i>VASCULAR FOREIGN BODIES, RETRIEVING SYSTEMS</i>
C019006	SHUNT CAROTIDEI <i>CAROTID ARTERY SHUNTS</i>
C019007	SISTEMI PER BRACHITERAPIA A RADIOFREQUENZA DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE <i>CARDIOVASCULAR DEVICES, RADIO-FREQUENCY BRACHITERAPY</i>
C019008	SISTEMI DI ACCESSO ARTERIOSO IMPIANTABILI SOTTOCUTANEI <i>SUBCUTANEOUS IMPLANTABLE ACCESS PORT SYSTEMS, ARTERIAL</i>
C019009	SISTEMI PER OCCLUSIONE AORTICA <i>AORTIC OBSTRUCTION SYSTEMS</i>
C019010	SISTEMI DI RICANALIZZAZIONE INTRAVASCOLARE <i>INTRAVASCULAR RECANALIZATION SYSTEMS</i>
C019011	SISTEMI PER BIOPSIA ENDOVASCOLARE E CARDIACA <i>INTRAVASCULAR AND CARDIAC BIOPSY SYSTEMS</i>
C01901101	SISTEMI PER BIOPSIA ENDOVASCOLARE <i>INTRAVASCULAR BIOPSY SYSTEMS</i>
C01901102	KIT PER BIOPSIA MIocardica <i>MYOCARDIAL BIOPSY, KITS</i>
C019012	AORTOTOMI E SISTEMI PER AORTOTOMIA <i>AORTOTOMES AND AORTOTOMY SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C01901201	AORTOTOMI <i>AORTOTOMES</i>
C01901202	SISTEMI PER AORTOTOMIA <i>AORTOTOMY SYSTEMS</i>
C019013	SISTEMI DI PERFUSIONE ISOLATA DI ORGANO (trattamento locoregionale delle neoplasie) <i>INSULATED TISSUE PERFUSION SYSTEMS (tumor locoregional therapy)</i>
C019014	CATETERI PER VALVULOPLASTICA <i>CARDIAC VALVULOPLASTY CATHETERS</i>
C019015	KIT PER PUNTURA TRANSETTALE <i>CARDIAC TRANS-SEPTAL PUNCTURE KITS</i>
C019016	SHUNT PERITONEO-VENOSI <i>PERITONEO-VEINOUS SHUNTS</i>
C019017	VALVULOTOMI <i>CARDIAC VALVULOTOMES</i>
C019018	SISTEMI CHIRURGICI PER IL RIMODELLAMENTO VENTRICOLARE <i>VENTRICULAR REMODELLING SURGICAL SYSTEMS</i>
C019019	SISTEMI PER ESTRAZIONE DEI VASI <i>VESSEL STRIPPERS, SINGLE-USE</i>
C01901901	DISPOSITIVI PER STRIPPING VENOSO <i>VEIN STRIPPERS, SINGLE-USE</i>
C01901902	CATETERI PER ABLAZIONE VENOSA A RADIOFREQUENZA <i>VEINOUS ABLATION CATHETERS, RADIOFREQUENCY</i>
C01901903	SISTEMI DI PRELIEVO DI VASI <i>VASCULAR EXTRACTION SYSTEMS</i>
C01901999	SISTEMI PER ESTRAZIONE DEI VASI - ALTRI <i>VESSEL STRIPPERS, SINGLE-USE - OTHERS</i>
C019020	KIT PER IPERTERMIE DISTRETTUALI SELETTIVE <i>SELECTIVE DISTRICT HYPERTHERMIAS KITS</i>
C0199	DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO-VENOSO - ALTRI <i>ARTERIO-VEINOUS DEVICES - OTHERS</i>
C02	DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY DEVICES</i>
C0201	DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA E MAPPAGGIO <i>CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY AND MAPPING DEVICES</i>
C020101	ELETTROCATETERI BIPOLARI PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY, BIPOLAR ELECTROCATETERS</i>
C020102	ELETTROCATETERI TRIPOLARI PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY, TRIPOLAR ELECTROCATETERS</i>
C020103	ELETTROCATETERI TETRAPOLARI PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY, TETRAPOLAR ELECTROCATETERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C020104	ELETTROCATETERI MULTIPOLARI PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY, MULTIPOLAR ELECTROCATHETERS</i>
C02010401	ELETTROCATETERI MULTIPOLARI CONVENZIONALI PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY, MULTIPOLAR ELECTROCATHETERS, CONVENTIONAL</i>
C02010402	ELETTROCATETERI MULTIPOLARI TIPO BASKET PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY, MULTIPOLAR ELECTROCATHETERS, BASKET TYPE</i>
C02010403	ELETTROCATETERI MULTIPOLARI DIREZIONABILI PER ARITMOLOGIA <i>ARITMOLOGY, MULTIPOLAR ELECTROCATHETERS, ADJUSTABLE</i>
C02010499	ELETTROCATETERI MULTIPOLARI PER ARITMOLOGIA - ALTRI <i>ARITMOLOGY, MULTIPOLAR ELECTROCATHETERS - OTHERS</i>
C020105	ELETTROCATETERI TRIDIMENSIONALI PER MAPPAGGIO NON CONVENZIONALE (CONTACT E NON-CONTACT) <i>THREE-DIMENSIONAL ELECTROCATHETERS, NON-AGREED MAPPING (CONTACT AND NON-CONTACT)</i>
C020199	DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA CARDIACA E MAPPAGGIO - ALTRI <i>CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY AND MAPPING DEVICES - OTHERS</i>
C0202	DISPOSITIVI PER ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA TEMPORANEA (CON PRINCIPIO ATTIVO E SENZA) <i>CARDIAC TEMPORARY STIMULATION DEVICES (WITH OR WITHOUT DRUGS)</i>
C020201	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PROVVISORI <i>ENDOCARDIAL ELECTROCATHETERS, TEMPORARY</i>
C020202	ELETTROCATETERI EPICARDICI (monopolari e bipolari) <i>EPICARDIAL ELECTROCATHETERS (mono- and bipolar)</i>
C020203	ELETTROCATETERI PER REGISTRAZIONE E STIMOLAZIONE TRANSESOFAGEA <i>ELECTROCATHETERS, TRANSOESOPHAGEAL RECORDING AND PACING</i>
C020299	DISPOSITIVI PER ELETTROSTIMOLAZIONE CARDIACA TEMPORANEA - ALTRI <i>CARDIAC TEMPORARY STIMULATION DEVICES - OTHERS</i>
C0203	DISPOSITIVI PER ABLAZIONE DI FOCI ARITMOGENI <i>CARDIAC TISSUE ABLATION DEVICES</i>
C020301	ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA DI FOCI ARITMOGENI <i>CARDIAC TISSUE ABLATION ELECTROCATHETERS, RADIOFREQUENCY</i>
C020302	ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE CON CRIOENERGIA DI FOCI ARITMOGENI <i>CARDIAC TISSUE ABLATION ELECTROCATHETERS, CRYOENERGY</i>
C020303	ELETTROCATETERI PER ABLAZIONE CON ALTRE FONTI ENERGETICHE DI FOCI ARITMOGENI <i>CARDIAC TISSUE ABLATION ELECTROCATHETERS, OTHER ENERGY</i>
C020399	DISPOSITIVI PER ABLAZIONE DI FOCI ARITMOGENI - ALTRI <i>CARDIAC TISSUE ABLATION DEVICES - OTHERS</i>
C0204	DISPOSITIVI PER CARDIOVERSIONE E DEFIBRILLAZIONE ESTERNA <i>EXTERNAL CARDIOVERSION AND DEFIBRILLATION DEVICES</i>
C020401	PIASTRE O PLACCHE PER CARDIOVERSIONE ESTERNA <i>DEFIBRILLATOR ELECTRODE PADS</i>
C020402	ELETTROCATETERI PER CARDIOVERSIONE TEMPORANEA <i>TEMPORARY CARDIOVERSION ELECTROCATHETERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C02040201	ELETTROCATETERI PER CARDIOVERSIONE TEMPORANEA ENDOCAVITARIA <i>TEMPORARY CARDIOVERSION ELECTROCATHETERS, ENDOCAVITARY</i>
C02040202	ELETTROCATETERI PER CARDIOVERSIONE TEMPORANEATRANSESOFAGEA <i>TEMPORARY CARDIOVERSION ELECTROCATHETERS, TRANSOESOPAGHEAL</i>
C02040299	ELETTROCATETERI PER CARDIOVERSIONE TEMPORANEA - ALTRI <i>TEMPORARY CARDIOVERSION ELECTROCATHETERS - OTHERS</i>
C020499	DISPOSITIVI PER CARDIOVERSIONE E DEFIBRILLAZIONE ESTERNA - ALTRI <i>EXTERNAL CARDIOVERSION AND DEFIBRILLATION DEVICES - OTHERS</i>
C0205	DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA <i>CARDIAC DIAGNOSTIC DEVICES</i>
C020501	ELETTRODI PER E.C.G. <i>ECG ELECTRODES</i>
C020599	DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA - ALTRI <i>CARDIAC DIAGNOSTIC DEVICES - OTHERS</i>
C0280	DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA - ACCESSORI <i>ARITMOLOGY DEVICES - ACCESSORIES</i>
C0299	DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA - ALTRI <i>ARITMOLOGY DEVICES - OTHERS</i>
C03	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI ORGANO <i>CARDIOSURGERY AND HEART TRANSPLANT DEVICES</i>
C0301	DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ED ASSISTITA <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION DEVICES</i>
C030101	KIT PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION KITS</i>
C03010101	CIRCUITI PER CEC <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CIRCUITS</i>
C03010102	KIT PER OSSIGENATORI <i>OXYGENATORS KITS</i>
C03010104	FILTRI PER CEC <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION FILTERS</i>
C03010199	KIT PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - ALTRI <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION KITS - OTHERS</i>
C030102	KIT PER INFUSIONE CARDIOPLEGICA <i>CARDIOPLEGIA SOLUTION ADMINISTRATION KITS</i>
C030103	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA <i>CIRCULATORY SUPPORT KITS</i>
C03010301	KIT PER SUPPORTO CARDIOPOLMONARE (C.P.S. e ECMO) <i>C.P.S. AND ECMO KITS</i>
C03010399	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA - ALTRI <i>CIRCULATORY SUPPORT KITS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C030104	CANNULE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CANNULAS</i>
C03010401	CANNULE ARTERIOSE PER CEC <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CANNULAS, ARTERIAL</i>
C0301040101	CANNULE ARTERIOSE PER CEC SENZA FILTRO ANTIEMBOLI <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CANNULAS, ARTERIAL, WITHOUT FILTER</i>
C0301040102	CANNULE ARTERIOSE PER CEC CON FILTRO ANTIEMBOLI <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CANNULAS, ARTERIAL, WITH FILTER</i>
C03010402	CANNULE VENOSE PER CEC <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CANNULAS, VENOUS</i>
C0301040201	CANNULE VENOSE PER CANNULAZIONE ATRIOCAVALE <i>ATRIOCAVAL CANNULAS</i>
C0301040202	CANNULE VENOSE PER CANNULAZIONE BICAVALE <i>BICAVAL CANNULAS</i>
C03010403	CANNULE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA <i>ENDOCAVITARY SUCTION CANNULAS</i>
C03010404	CANNULE PER CARDIOPLEGIA <i>CARDIOPLEGIA CANNULAS</i>
C0301040401	CANNULE PER PERFUSIONE NON SELETTIVA IN CEC (inclusiva di lume per venting aortico) <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CANNULAS, NON-SELECTIVE PERFUSION (with aortic venting way)</i>
C0301040402	CANNULE PER PERFUSIONE CORONARICA SELETTIVA <i>CORONARY ARTERIES PERFUSION, CANNULAS</i>
C0301040499	CANNULE PER CARDIOPLEGIA - ALTRE <i>CARDIOPLEGIA CANNULAS - OTHERS</i>
C03010405	CANNULE PER PERFUSIONE CAROTIDEA SELETTIVA E DEL SENO CORONARICO <i>PERFUSION CANNULAS, CAROTID ARTERY AND CORONARY SINUS</i>
C03010406	CANNULE PER CANNULAZIONE ARTERO-VENOSA PERCUTANEA (inclusivo di endoclamp e lume cardioplegia/vent) <i>PERCUTANEOUS ARTERO-VEIN CANNULAS (with endoclamp and cardioplegia/vent way)</i>
C03010499	CANNULE PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - ALTRE <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION CANNULAS - OTHERS</i>
C030180	DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ED ASSISTITA - ACCESSORI <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION DEVICES - ACCESSORIES</i>
C030199	DISPOSITIVI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ED ASSISTITA - ALTRI <i>EXTRACORPOREAL CIRCULATION DEVICES - OTHERS</i>
C0380	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI ORGANO - ACCESSORI ALTRI <i>CARDIOSURGERY AND HEART TRANSPLANT DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
C0390	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI ORGANO - VARI <i>CARDIOSURGERY AND HEART TRANSPLANT DEVICES - VARIOUS</i>
C039001	SISTEMI CARDIOCHIRURGICI PER ACCESSI MINI-INVASIVI <i>CARDIOSURGERY SYSTEMS, MINI-INVASIVE ACCESS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C03900101	KIT PER ACCESSI CARDIOCHIRURGICI MINI-INVASIVI A VISIONE DIRETTA <i>CARDIOSURGERY KITS, MINI-INVASIVE ACCESS, DIRECT VISION</i>
C03900102	KIT PER ACCESSI CARDIOCHIRURGICI MINI-INVASIVI VIDEOASSISTITI (con monitor esterno) <i>CARDIOSURGERY KITS, MINI-INVASIVE ACCESS, VIDEO-ASSISTED (external monitor)</i>
C039002	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA A CUORE BATTENTE <i>CARDIOSURGERY DEVICES, BEATING HEART</i>
C03900201	KIT PER STABILIZZAZIONE EPI-MIocardica <i>EPI-MYOCARDIAL STABILIZATION KITS</i>
C03900202	SHUNT INTRACORONARICI <i>CORONARY ARTERIES SHUNTS</i>
C03900203	KIT PER DETERSIONE DEL CAMPO OPERATORIO CARDIOCHIRURGICO A GETTO DI GAS (BLOWER) <i>CARDIOSURGERY SITE CLEANING KITS, GAS (BLOWER)</i>
C03900299	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA A CUORE BATTENTE - ALTRI <i>CARDIOSURGERY DEVICES, BEATING HEART - OTHERS</i>
C0399	DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA E TRAPIANTO DI ORGANO - ALTRI <i>CARDIOSURGERY AND HEART TRANSPLANT DEVICES - OTHERS</i>
C04	GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOVASCULAR GUIDEWIRES</i>
C0401	GUIDE CORONARICHE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES</i>
C040101	GUIDE CORONARICHE DIAGNOSTICHE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC</i>
C04010101	GUIDE CORONARICHE DIAGNOSTICHE IDROFILE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC, HYDROPHILIC</i>
C04010102	GUIDE CORONARICHE DIAGNOSTICHE NON IDROFILE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC, NOT HYDROPHILIC</i>
C04010103	GUIDE CORONARICHE PER MISURAZIONI VALUTATIVE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC, MEASUREMENT</i>
C04010199	GUIDE CORONARICHE DIAGNOSTICHE - ALTRE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC - OTHERS</i>
C040102	GUIDE CORONARICHE INTERVENTISTICHE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL</i>
C04010201	GUIDE CORONARICHE INTERVENTISTICHE IDROFILE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL, HYDROPHILIC</i>
C04010202	GUIDE CORONARICHE INTERVENTISTICHE NON IDROFILE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL, NOT HYDROPHILIC</i>
C04010299	GUIDE CORONARICHE INTERVENTISTICHE - ALTRE <i>CORONARY ARTERY GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL - OTHERS</i>
C0402	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C040201	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE DIAGNOSTICHE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC</i>
C04020101	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE DIAGNOSTICHE IDROFILE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC, HYDROPHILIC</i>
C04020102	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE DIAGNOSTICHE NON IDROFILE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC, NOT HYDROPHILIC</i>
C04020103	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE PER MISURAZIONI VALUTATIVE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, MEASUREMENT</i>
C04020199	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE DIAGNOSTICHE - ALTRE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, DIAGNOSTIC - OTHERS</i>
C040202	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL</i>
C04020201	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE IDROFILE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL, HYDROPHILIC</i>
C04020202	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE NON IDROFILE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL, NOT HYDROPHILIC</i>
C04020299	GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE INTERVENTISTICHE - ALTRE <i>PERIPHERAL VASCULAR GUIDEWIRES, THERAPEUTICAL - OTHERS</i>
C0480	GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ACCESSORI <i>CARDIOVASCULAR GUIDEWIRES - ACCESSORIES</i>
C0499	GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRE <i>CARDIOVASCULAR GUIDEWIRES - OTHERS</i>
C05	INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOVASCULAR INTRODUCING SHEATHS</i>
C0501	INTRODUTTORI NON VALVOLATI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOVASCULAR INTRODUCING SHEATHS, NON VALVULATED</i>
C0502	INTRODUTTORI VALVOLATI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOVASCULAR INTRODUCING SHEATHS, VALVULATED</i>
C0503	INTRODUTTORI PEEL-AWAY PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOVASCULAR INTRODUCING SHEATHS, PEEL-AWAY</i>
C0504	SET PER INTRODUZIONE ARTERIOSA <i>ARTERIAL INTRODUCTION SETS</i>
C0580	INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ACCESSORI <i>CARDIOVASCULAR INTRODUCING SHEATHS - ACCESSORIES</i>
C0599	INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRI <i>CARDIOVASCULAR INTRODUCING SHEATHS - OTHERS</i>
C90	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES - VARIOUS</i>
C9001	VALVOLE E SISTEMI PER EMOSTASI <i>HAEMOSTASIS, VALVES AND SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES</i>
C900101	VALVOLE PER EMOSTASI <i>HAEMOSTASIS VALVES</i>
C900102	ADATTATORI PER EMOSTASI <i>HAEMOSTASIS, ADAPTORS</i>
C900103	SISTEMI PERCUTANEI PER EMOSTASI DEGLI ACCESSI ARTERIOSI <i>ARTERIAL ACCESS HAEMOSTASIS, PERCUTANEOUS SYSTEMS</i>
C90010301	SISTEMI PER EMOSTASI MECCANICI (COMPRESI I TOURNIQUET MONOUSO) <i>HAEMOSTASIS SYSTEMS, MECHANICAL (include single-use tourniquets)</i>
C90010302	SISTEMI PER EMOSTASI A BASE DI COLLAGENE <i>HAEMOSTASIS SYSTEMS, COLLAGEN</i>
C90010303	SISTEMI PER EMOSTASI CON SISTEMA DI SUTURA O DI CLIP <i>HAEMOSTASIS, SUTURE OR CLIP SYSTEMS</i>
C90010399	SISTEMI PERCUTANEI PER EMOSTASI DEGLI ACCESSI ARTERIOSI - ALTRI <i>ARTERIAL ACCESS HAEMOSTASIS, PERCUTANEOUS SYSTEMS - OTHERS</i>
C900180	SISTEMI PER EMOSTASI - ACCESSORI <i>HAEMOSTASIS SYSTEMS - ACCESSORIES</i>
C900199	SISTEMI PER EMOSTASI - ALTRI <i>HAEMOSTASIS SYSTEMS - OTHERS</i>
C9002	DILATATORI VASCOLARI E FASCIALI <i>VASCULAR AND FASCIAL DILATORS</i>
C9003	SENSORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO <i>CARDIOVASCULAR SENSORS</i>
C900301	SENSORI PER OSSIMETRIA <i>PULSE OXIMETER SENSORS</i>
C900399	SENSORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRI <i>CARDIOVASCULAR SENSORS - OTHERS</i>
C9005	FONENDOSCOPI E STETOSCOPI <i>STETHOSCOPES</i>
C9006	SFIGMOMANOMETRI A TRASDUZIONE MECCANICA <i>SPHYGMOMANOMETERS, ANEROID</i>
C99	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRI <i>CARDIOCIRCULATORY DEVICES - OTHERS</i>

Traduzione in lingua inglese dei codici della CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: D	DISINFETTANTI, ANTISEPTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97) <i>DISINFECTANTS, ANTISEPTICS AND PROTEOLYTICS FOR MEDICAL DEVICES (D. Lgs. 46/97)</i>
D	DISINFETTANTI, ANTISEPTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97) <i>DISINFECTANTS, ANTISEPTICS AND PROTEOLYTICS FOR MEDICAL DEVICES (D. Lgs. 46/97)</i>
D01	ALDEIDI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ALDEHYDES</i>
D0101	ALDEIDE GLUTARICA E ASSOCIAZIONI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, GLUTARALDEHYDE (also associated)</i>
D010101	ALDEIDE GLUTARICA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, GLUTARALDEHYDE</i>
D01010101	ALDEIDE GLUTARICA SOLUZIONE BASICA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, GLUTARALDEHYDE, BASIC SOLUTION</i>
D01010102	ALDEIDE GLUTARICA SOLUZIONE ACIDA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, GLUTARALDEHYDE, ACID SOLUTION</i>
D01010103	ALDEIDE GLUTARICA SOLUZIONE NEUTRA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, GLUTARALDEHYDE, NEUTRAL SOLUTION</i>
D010102	ALDEIDE GLUTARICA E POLIFENOLI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, GLUTARALDEHYDE AND POLYPHENOLS</i>
D01010201	ALDEIDE GLUTARICA E POLIFENOLI SOLUZIONE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, GLUTARALDEHYDE AND POLYPHENOLS, SOLUTION</i>
D010103	ORTOFTALALDEIDE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ORTHOPHTALALDEHYDE</i>
D010199	ALDEIDE GLUTARICA IN ASSOCIAZIONE - ALTRE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ASSOCIATED GLUTARALDEHYDE - OTHERS</i>
D0199	ALDEIDI - ALTRE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ALDEHYDES - OTHERS</i>
D02	BIGUANIDI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, BIGUANIDES</i>
D0201	CLOREXIDINA E ASSOCIAZIONI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE (also associated)</i>
D020101	CLOREXIDINA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE</i>
D02010101	CLOREXIDINA SOLUZIONE ACQUOSA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE, AQUEOUS SOLUTION</i>
D02010102	CLOREXIDINA SOLUZIONE IDROALCOOLICA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE, HYDROALCOHOLIC SOLUTION</i>
D02010103	CLOREXIDINA IN GEL <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE, GEL</i>
D02010199	CLOREXIDINA - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE - OTHERS</i>
D020102	CLOREXIDINA CON DETERGENTE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE AND DETERGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97) <i>DISINFECTANTS, ANTISEPTICS AND PROTEOLYTICS FOR MEDICAL DEVICES (D. Lgs. 46/97)</i>
D020103	CLOREXIDINA CON ANESTETICO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, CHLORHEXIDINE AND ANESTHETICS</i>
D020199	CLOREXIDINA IN ASSOCIAZIONE - ALTRE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ASSOCIATED CHLORHEXIDINE - OTHERS</i>
D0299	BIGUANIDI - ALTRE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, BIGUANIDES - OTHERS</i>
D03	CLORODERIVATI <i>CHLORUM DERIVATIVES</i>
D0301	IPOCLORITI E ASSOCIAZIONI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, HYPOCHLORITES (also associated)</i>
D030101	IPOCLORITO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, HYPOCHLORITE</i>
D03010101	IPOCLORITO SOLUZIONE ACQUOSA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, HYPOCHLORITE, AQUEOUS SOLUTION</i>
D03010102	IPOCLORITO SOLUZIONE IDROALCOLICA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, HYPOCHLORITE, HYDROALCOHOLIC SOLUTION</i>
D03010199	IPOCLORITO - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, HYPOCHLORITE - OTHERS</i>
D030102	IPOCLORITO CON DETERGENTE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, HYPOCHLORITE AND DETERGENTS</i>
D030103	IPOCLORITO CON DISINCROSTANTE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, HYPOCHLORITE AND DISINCRUSTANTS</i>
D030199	IPOCLORITI IN ASSOCIAZIONE - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ASSOCIATED HYPOCHLORITES - OTHERS</i>
D0302	DICLOROISOCIANURATI <i>DICHLORUM-ISOCYANURATES</i>
D0303	CLORITI DI SODIO E ASSOCIAZIONI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, SODIUM CHLORITES (also associated)</i>
D030301	CLORITO DI SODIO E ACIDO LATTICO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, SODIUM CHLORITES AND LACTIC ACID</i>
D030302	CLORITO DI SODIO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, SODIUM CHLORITE</i>
D030399	CLORITI DI SODIO IN ASSOCIAZIONE - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ASSOCIATED SODIUM CHLORITES - OTHERS</i>
D0399	CLORODERIVATI - ALTRI <i>CHLORUM DERIVATIVES - OTHERS</i>
D04	IODODERIVATI <i>IODINE DERIVATIVES</i>
D0401	ODOPOVIDONE E ASSOCIAZIONI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, IODOPOVIDONE (also associated)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97) <i>DISINFECTANTS, ANTISEPTICS AND PROTEOLYTICS FOR MEDICAL DEVICES (D. Lgs. 46/97)</i>
D040101	ODOPOVIDONE <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, IODOPOVIDONE</i>
D04010101	ODOPOVIDONE SOLUZIONE ACQUOSA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, IODOPOVIDONE, AQUEOUS SOLUTION</i>
D04010102	ODOPOVIDONE SOLUZIONE IDROALCOOLICA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, IODOPOVIDONE, HYDROALCOHOLIC SOLUTION</i>
D04010199	ODOPOVIDONE - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, IODOPOVIDONE - OTHERS</i>
D040102	ODOPOVIDONE CON DETERGENTI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, IODOPOVIDONE AND DETERGENTS</i>
D040199	ODOPOVIDONE IN ASSOCIAZIONE - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ASSOCIATED IODOPOVIDONE - OTHERS</i>
D0499	IODODERIVATI - ALTRI <i>IODINE DERIVATIVES - OTHERS</i>
D05	OSSIGENOPRODUTTORI <i>OXYGEN PRODUCERS</i>
D0501	ACIDO PERACETICO E ASSOCIAZIONI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PERACETIC ACID (also associated)</i>
D050101	ACIDO PERACETICO E ACETICO CON PEROSSIDO DI IDROGENO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PERACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE</i>
D050102	ACIDO PERACETICO E DERIVATI ADAMANTANICI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PERACETIC ACID AND ADAMANTANIC DERIVATIVES</i>
D050103	ACIDO PERACETICO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PERACETIC ACID</i>
D050199	ACIDO PERACETICO IN ASSOCIAZIONE - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ASSOCIATED PERACETIC ACID - OTHERS</i>
D0599	OSSIGENOPRODUTTORI - ALTRI <i>OXYGEN PRODUCERS - OTHERS</i>
D06	FENOLI PER DISINFEZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PHENOLS</i>
D0601	POLIFENOLI E ASSOCIAZIONI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, POLYPHENOLS (also associated)</i>
D060101	POLIFENOLI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, POLYPHENOLS</i>
D06010101	POLIFENOLI SOLUZIONE ACQUOSA <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, POLYPHENOLS, AQUEOUS SOLUTION</i>
D06010199	POLIFENOLI - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, POLYPHENOLS - OTHERS</i>
D060102	POLIFENOLI CON DETERGENTI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, POLYPHENOLS AND DETERGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: D	DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97) <i>DISINFECTANTS, ANTISEPTICS AND PROTEOLYTICS FOR MEDICAL DEVICES (D. Lgs. 46/97)</i>
D060199	POLIFENOLI IN ASSOCIAZIONE - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ASSOCIATED POLYPHENOLS - OTHERS</i>
D0699	FENOLI - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PHENOLS - OTHERS</i>
D07	ALCOLI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ALCOHOLS</i>
D0701	ALCOOL ETILICO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ETHANOL</i>
D0702	ALCOOL ISOPROPILICO <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ISOPROPYL ALCOHOL</i>
D0799	ALCOLI - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, ALCOHOLS - OTHERS</i>
D08	PROTEOLITICI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PROTEOLYTIC SUBSTANCES</i>
D0801	PROTEOLITICI ENZIMATICI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PROTEOLYTIC ENZYMES</i>
D0899	PROTEOLITICI - ALTRI <i>DISINFECTANTS, MEDICAL DEVICES, PROTEOLYTIC SUBSTANCES - OTHERS</i>
D99	DISINFETTANTI E ANTISETTICI - ALTRI <i>DISINFECTANTS AND ANTISEPTICS FOR MEDICAL DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: F	DISPOSITIVI PER DIALISI <i>DIALYSIS DEVICES</i>
F	DISPOSITIVI PER DIALISI <i>DIALYSIS DEVICES</i>
F01	FILTRI PER DIALISI <i>DIALYSIS FILTERS</i>
F0106	FILTRI PER EMODIALISI, EMOFILTRAZIONE, EMODIAFILTRAZIONE <i>HEMODIALYSIS, HEMOFILTRATION, HEMODIAFILTRATION FILTERS</i>
F010601	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE < 18 ml/h/mmHg <i>DIALYZERS - UHF< 18 ml/h/mmHg</i>
F01060101	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE < 18 ml/h/mmHg IN MATERIALE CELLULOSICO <i>DIALYZERS - UHF < 18 ml/h/mmHg, CELLULOSE MEMBRANES</i>
F01060102	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE < 18 ml/h/mmHg IN MATERIALE CELLULOSICO MODIFICATO <i>DIALYZERS - UHF < 18 ml/h/mmHg, SUBSTITUTED CELLULOSE MEMBRANES</i>
F01060103	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE < 18 ml/h/mmHg IN MATERIALE SINTETICO <i>DIALYZERS - UHF < 18 ml/h/mmHg, SYNTHETIC MEMBRANES</i>
F01060199	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE < 18 ml/h/mmHg - ALTRI <i>DIALYZERS - UHF < 18 ml/h/mmHg - OTHERS</i>
F010602	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE di 18 - 35 ml/h/mmHg <i>DIALYZERS - UHF= 18 - 35 ml/h/mmHg</i>
F01060201	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE di 18 - 35 ml/h/mmHg IN MATERIALE CELLULOSICO <i>DIALYZERS - UHF= 18 - 35 ml/h/mmHg, CELLULOSE MEMBRANES</i>
F01060202	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE di 18 - 35 ml/h/mmHg IN MATERIALE CELLULOSICO MODIFICATO <i>DIALYZERS - UHF= 18 - 35 ml/h/mmHg, SUBSTITUTED CELLULOSE MEMBRANES</i>
F01060203	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE di 18 - 35 ml/h/mmHg IN MATERIALE SINTETICO <i>DIALYZERS - UHF= 18 - 35 ml/h/mmHg, SYNTHETIC MEMBRANES</i>
F01060299	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE di 18 - 35 ml/h/mmHg - ALTRI <i>DIALYZERS - UHF= 18 - 35 ml/h/mmHg - OTHERS</i>
F010603	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE > 35 ml/h/mmHg <i>DIALYZERS - UHF> 35 ml/h/mmHg</i>
F01060301	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE > 35 ml/h/mmHg IN MATERIALE CELLULOSICO <i>DIALYZERS - UHF> 35 ml/h/mmHg, CELLULOSE MEMBRANES</i>
F01060302	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE > 35 ml/h/mmHg IN MATERIALE CELLULOSICO MODIFICATO <i>DIALYZERS - UHF> 35 ml/h/mmHg, SUBSTITUTED CELLULOSE MEMBRANES</i>
F01060303	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE > 35 ml/h/mmHg IN MATERIALE SINTETICO <i>DIALYZERS - UHF> 35 ml/h/mmHg, SYNTHETIC MEMBRANES</i>
F01060399	FILTRI CON COEFFICIENTE DI ULTRAFILTRAZIONE > 35 ml/h/mmHg - ALTRI <i>DIALYZERS - UHF> 35 ml/h/mmHg - OTHERS</i>
F010604	FILTRI PER EMODIAFILTRAZIONE PARTICOLARE E ALTRI TRATTAMENTI PARTICOLARI <i>DIALYZERS FOR SPECIAL HEMODIAFILTRATION AND OTHER THERAPIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: F	DISPOSITIVI PER DIALISI <i>DYALYSIS DEVICES</i>
F0107	FILTRI PER EMOPERFUSIONE <i>HEMOPERFUSION FILTERS</i>
F010701	FILTRI DI CARBONE PER EMOPERFUSIONE <i>HEMOPERFUSION CARBON FILTERS</i>
F010702	FILTRI DI RESINE PER EMOPERFUSIONE <i>HEMOPERFUSION RESIN FILTERS</i>
F010799	FILTRI PER EMOPERFUSIONE - ALTRI <i>HEMOPERFUSION FILTERS - OTHERS</i>
F0108	FILTRI E COLONNE PER ASSORBIMENTO <i>ABSORPTION FILTERS AND COLUMNS</i>
F010801	FILTRI E COLONNE PER IMMUNOASSORBIMENTO <i>IMMUNOABSORPTION FILTERS AND COLUMNS</i>
F01080101	FILTRI PER IMMUNOASSORBIMENTO <i>IMMUNOABSORPTION FILTERS</i>
F01080102	COLONNE PER IMMUNOASSORBIMENTO <i>IMMUNOABSORPTION COLUMNS</i>
F010802	FILTRI E COLONNE PER ASSORBIMENTO DI ENDOTOSSINE <i>ENDOTOXIN REMOVAL FILTERS AND COLUMNS</i>
F01080201	FILTRI PER ASSORBIMENTO DI ENDOTOSSINE <i>ENDOTOXIN REMOVAL FILTERS</i>
F01080202	COLONNE PER ASSORBIMENTO DI ENDOTOSSINE <i>ENDOTOXIN REMOVAL COLUMNS</i>
F0199	FILTRI PER DIALISI - ALTRI <i>HEMODYALYSIS FILTERS - OTHERS</i>
F02	LINEE PER DIALISI <i>DYALYSIS LINES</i>
F0201	LINEE ARTEROVENOSE PER EMODIALISI-EMOFILTRAZIONE-EMODIAFILTRAZIONE <i>DYALYSIS LINES - HAEMODYALYSIS-HAEMOFILTRATION-HAEMODIAFILTRATION</i>
F020101	LINEE ARTEROVENOSE MONOAGO <i>ARTERO-VEINUS DYALYSIS LINES, ONE NEEDLE</i>
F020102	LINEE ARTEROVENOSE A DOPPIOAGO <i>ARTERO-VEINUS DYALYSIS LINES, TWO NEEDLES</i>
F020104	LINEE DI REINFUSIONE PER DIALISI <i>REINFUSION DYALYSIS LINES</i>
F020180	LINEE ARTEROVENOSE PER DIALISI - ACCESSORI <i>ARTERO-VEINUS DYALYSIS LINES - ACCESSORIES</i>
F020199	LINEE ARTEROVENOSE PER DIALISI - ALTRE <i>ARTERO-VEINUS DYALYSIS LINES - OTHERS</i>
F0202	LINEE PER DIALISI PERITONEALE <i>PERITONEAL DYALYSIS LINES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: F	DISPOSITIVI PER DIALISI <i>DYALYSIS DEVICES</i>
F020201	LINEE PER DIALISI PERITONEALE CONTINUA <i>PERMANENT PERITONEAL DYALYSIS LINES</i>
F02020101	LINEE PER DIALISI PERITONEALE CONTINUA MONOSACCA (CAPD) <i>PERMANENT PERITONEAL DYALYSIS LINES, ONE BAG (CAPD)</i>
F02020102	LINEE PER DIALISI PERITONEALE CONTINUA A DOPPIA SACCA (CAPD) <i>PERMANENT PERITONEAL DYALYSIS LINES, TWO BAGS (CAPD)</i>
F02020199	LINEE PER DIALISI PERITONEALE CONTINUA - ALTRE <i>PERMANENT PERITONEAL DYALYSIS LINES - OTHERS</i>
F020202	LINEE PER DIALISI PERITONEALE ESTEMPORANEA <i>TEMPORARY PERITONEAL DYALYSIS LINES</i>
F02020201	LINEE PER DIALISI PERITONEALE ESTEMPORANEA GRAVIMETRICA (APD) <i>TEMPORARY PERITONEAL DYALYSIS LINES, GRAVIMETRIC (APD)</i>
F02020202	LINEE PER DIALISI PERITONEALE ESTEMPORANEA PER POMPA (APD) <i>TEMPORARY PERITONEAL DYALYSIS LINES, WITH PUMP (APD)</i>
F02020299	LINEE PER DIALISI PERITONEALE ESTEMPORANEA - ALTRE <i>TEMPORARY PERITONEAL DYALYSIS LINES - OTHERS</i>
F020280	LINEE PER DIALISI PERITONEALE - ACCESSORI <i>PERITONEAL DYALYSIS LINES - ACCESSORIES</i>
F020299	LINEE PER DIALISI PERITONEALE - ALTRE <i>PERITONEAL DYALYSIS LINES - OTHERS</i>
F0299	LINEE PER DIALISI - ALTRE <i>DYALYSIS LINES - OTHERS</i>
F03	KIT PER DIALISI <i>DYALYSIS SETS</i>
F0301	KIT PER EMOFILTRAZIONE-EMODIAFILTRAZIONE <i>HAEMOFILTRATION-HAEMODIAFILTRATION SETS</i>
F0302	KIT PER BIOFILTRAZIONE <i>BIOFILTRATION SETS</i>
F0303	KIT PER EMODIALISI <i>HAEMODYALYSIS SETS</i>
F0304	KIT PER LAVAGGIO/RIEMPIMENTO IN PROCEDURE DIALITICHE <i>DYALYSIS, WASHING/FILLING SETS</i>
F0305	KIT PER EMOPERFUSIONE <i>HAEMOPERFUSION SETS</i>
F0306	KIT PER TRATTAMENTI DIALITICI CONTINUI <i>CONTINUOUS DYALYSIS SETS</i>
F0307	KIT PER ULTRAFILTRAZIONE <i>ULTRAFILTRATION SETS</i>
F0399	KIT PER DIALISI - ALTRI <i>DYALYSIS SETS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: F	DISPOSITIVI PER DIALISI <i>DYALYSIS DEVICES</i>
F04	CONCENTRATI DIALITICI <i>DYALISATES</i>
F0401	CONCENTRATI DIALITICI ACIDI <i>DYALISATES, ACID SOLUTIONS</i>
F040101	CONCENTRATI DIALITICI ACIDI NON STERILI <i>DYALISATES, ACID SOLUTIONS, NON-STERILE</i>
F040102	CONCENTRATI DIALITICI ACIDI STERILI <i>DYALISATES, ACID SOLUTIONS, STERILE</i>
F0402	CONCENTRATI DIALITICI BASICI <i>DYALISATES, BASIC SOLUTIONS</i>
F040201	CONCENTRATI DIALITICI BASICI IN POLVERE <i>DYALISATES, BASIC SOLUTIONS, POWDER</i>
F040202	CONCENTRATI DIALITICI BASICI LIQUIDI <i>DYALISATES, BASIC SOLUTIONS, LIQUID</i>
F0403	CONCENTRATI DIALITICI PRIVI DI TAMPONE ACETATO <i>DYALISATES, WITHOUT ACETATE BUFFER</i>
F040302	CONCENTRATI DIALITICI PRIVI DI TAMPONE ACETATO PER AFB <i>DYALISATES, WITHOUT ACETATE BUFFER - AFB</i>
F040399	CONCENTRATI DIALITICI PRIVI DI TAMPONE ACETATO PER ALTRI TRATTAMENTI <i>DYALISATES, WITHOUT ACETATE BUFFER - OTHER TREATMENTS</i>
F0404	SALI ADDITIVANTI PER PROCEDURE DIALITICHE <i>DYALYSIS PROCEDURES, SALTS</i>
F0499	CONCENTRATI DIALITICI - ALTRI <i>DYALISATES - OTHERS</i>
F90	DISPOSITIVI PER DIALISI - VARI <i>DYALYSIS DEVICES - VARIOUS</i>
F9001	DISPOSITIVI PER DIALISI PERITONEALE (non compresi in altri gruppi) <i>PERITONEAL DYALYSIS DEVICES (not in other groups)</i>
F900101	CATETERI PER DIALISI PERITONEALE <i>PERITONEAL DIALYSIS, CATHETERS</i>
F900199	DISPOSITIVI PER DIALISI PERITONEALE - ALTRI <i>PERITONEAL DIALYSIS - OTHERS</i>
F9002	DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE (utilizzati esclusivamente per emodialisi) <i>VASCULAR ACCESS DEVICES (only for haemodialysis)</i>
F900201	CATETERI PER EMODIALISI TEMPORANEA <i>TEMPORARY HAEMODYALYSIS, CATHETERS</i>
F900202	CATETERI PER EMODIALISI PERMANENTE <i>PERMANENT HAEMODYALYSIS, CATHETERS</i>
F900299	DISPOSITIVI PER ACCESSO VASCOLARE (utilizzati esclusivamente per emodialisi) - ALTRI <i>VASCULAR ACCESS DEVICES (only for haemodialysis) - OTHERS</i>

Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: F	DISPOSITIVI PER DIALISI <i>DYALISIS DEVICES</i>
<hr/>	
F9003	RACCORDI PER DIALISI <i>DYALISIS, ADAPTORS</i>
F900301	RACCORDI PER EMODIALISI <i>HAEMODYALISIS, ADAPTORS</i>
F900302	RACCORDI PER DIALISI PERITONEALE <i>PERITONEAL DYALISIS, ADAPTORS</i>
F9004	SACCHE PER RACCOLTA E REINFUSIONE DI LIQUIDI DIALITICI <i>DYALISATE TANKS, COLLECTION AND REINFUSION</i>
F900401	SACCHE PER RACCOLTA DI LIQUIDI DIALITICI <i>DYALISATE TANKS, COLLECTION</i>
F90040101	SACCHE PER RACCOLTA DI LIQUIDI DA EMODIALISI <i>HAEMODYALISATE TANKS, COLLECTION</i>
F90040102	SACCHE PER RACCOLTA DI LIQUIDI DA DIALISI PERITONEALE <i>PERITONEAL DYALISATE TANKS, COLLECTION</i>
F900402	SACCHE PER REINFUSIONE DI LIQUIDI DIALITICI <i>DYALISATE TANKS, REINFUSION</i>
F9005	DISPOSITIVI PER DIALISI EXTRACORPOREA <i>EXTRACORPOREAL DYALISIS DEVICES</i>
F9080	DISPOSITIVI PER DIALISI - ACCESSORI ALTRI <i>DYALISIS DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
F9099	DISPOSITIVI PER DIALISI - ALTRI <i>DYALISIS DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G01	SONDE ORO-ESOFAGEE <i>ORO-OESOPHAGEAL CATHETERS</i>
G0101	SONDE PER DILATAZIONE ESOFAGEA <i>OESOPHAGEAL DILATION PROBES</i>
G010101	CANDELETTE ESOFAGEE <i>OESOPHAGEAL BOUGIES</i>
G010102	SONDE PER DILATAZIONE DEL CARDIAS <i>CARDIAS BOUGIES</i>
G010199	SONDE PER DILATAZIONE ESOFAGEA - ALTRE <i>OESOPHAGEAL DILATION PROBES - OTHERS</i>
G0102	SONDE PER EMOSTASI ESOFAGEA <i>OESOPHAGEAL HAEMOSTASIS CATHETERS</i>
G010201	SONDE DI SENGSTAKEN <i>SENGSTAKEN CATHETERS</i>
G010299	SONDE PER EMOSTASI ESOFAGEA - ALTRE <i>OESOPHAGEAL HAEMOSTASIS CATHETERS - OTHERS</i>
G0103	SONDE PER DIAGNOSTICA ORO-ESOFAGEA <i>ORO-OESOPAGHEAL DIAGNOSTIC PROCEDURES, PROBES</i>
G010301	SONDE PER pH-METRIA ESOFAGEA <i>OESOPHAGEAL PH-METRY, PROBES</i>
G010302	CATETERI PER MANOMETRIA ESOFAGEA <i>OESOPHAGEAL MANOMETRY, CATHETERS</i>
G010303	CATETERI PER SCIALOGRAFIA <i>SCIALOGRAPHY, CATHETERS</i>
G010399	SONDE PER DIAGNOSTICA ORO-ESOFAGEA - ALTRE <i>ORO-OESOPAGHEAL DIAGNOSTIC PROCEDURES, PROBES - OTHERS</i>
G0180	SONDE ORO-ESOFAGEE - ACCESSORI <i>ORO-OESOPHAGEAL CATHETERS - ACCESSORIES</i>
G0199	SONDE ORO-ESOFAGEE - ALTRE <i>ORO-OESOPHAGEAL CATHETERS - OTHERS</i>
G02	SONDE GASTRO-INTESTINALI <i>GASTROINTESTINAL TUBES</i>
G0201	SONDE PER LAVAGGIO GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL CLEARING, PROBES</i>
G020101	SISTEMI PER LAVANDA GASTRICA <i>STOMACH EVACUATOR TUBES</i>
G020199	SONDE PER LAVAGGIO GASTRO-INTESTINALE - ALTRE <i>GASTROINTESTINAL CLEARING, PROBES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G0202	SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL FEEDING/ASPIRATION TUBES</i>
G020201	SONDE NASO-GASTRO-INTESTINALI <i>NASO-GASTRIC-INTESTINAL TUBES</i>
G02020101	SONDE NASO-GASTRICHE <i>NASO-GASTRIC TUBES</i>
G02020102	SONDE NASO-DUODENO-DIGIUNALI <i>NASO-DUODENUM-JEJUNAL TUBES</i>
G02020199	SONDE NASO-GASTRO-INTESTINALI - ALTRE <i>NASO-GASTRIC-INTESTINAL TUBES - OTHERS</i>
G020202	SONDE E KIT PER GASTRO-DIGIUNOSTOMIA <i>GASTRO-JEJUNOSTOMY, TUBES AND SETS</i>
G02020201	SONDE E KIT PER GASTROSTOMIA <i>GASTROSTOMY, TUBES AND SETS</i>
G02020202	SONDE E KIT PER DIGIUNOSTOMIA <i>ENTEROSTOMY, TUBES AND SETS</i>
G020299	SONDE PER ALIMENTAZIONE ED ASPIRAZIONE GASTRO-INTESTINALE - ALTRE <i>GASTROINTESTINAL FEEDING/ASPIRATION TUBES - OTHERS</i>
G0203	SONDE PER EVACUAZIONE (N.T.COD. ISO 0912) <i>EVACUATION TUBES</i>
G020301	SONDE RETTALI <i>RECTAL TUBES</i>
G020399	SONDE PER EVACUAZIONE - ALTRE <i>EVACUATION TUBES - OTHERS</i>
G0204	DISPOSITIVI PER EMOSTASI GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL HAEMOSTASIS DEVICES</i>
G020401	SET PER LEGATURA DELLE EMORROIDI <i>HEMORRHOID LIGATURE SETS</i>
G020402	DISPOSITIVI PER SCLEROTERAPIA DELLE EMORROIDI <i>HEMORRHOID SCLEROTHERAPY DEVICES</i>
G020499	DISPOSITIVI PER EMOSTASI GASTRO-INTESTINALE - ALTRI <i>GASTROINTESTINAL HAEMOSTASIS DEVICES - OTHERS</i>
G0205	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL'OBESITA' <i>OBESITY, DEVICES FOR SURGICAL THERAPY</i>
G020501	SISTEMI DI BENDAGGIO GASTRICO <i>GASTRIC BANDS</i>
G020599	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO CHIRURGICO DELL'OBESITA' - ALTRI <i>OBESITY, DEVICES FOR SURGICAL THERAPY - OTHERS</i>
G0206	DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA GASTRO-INTESTINALE <i>DEVICES FOR GASTROINTESTINAL DIAGNOSTIC PROCEDURES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G020601	SONDE PER DIAGNOSTICA GASTRO-DUODENALE <i>GASTROINTESTINAL DIAGNOSTIC PROCEDURES, PROBES</i>
G02060101	SONDE PER DUODENOGRAFIA <i>DUODENOGRAPHY PROBES</i>
G02060199	SONDE PER DIAGNOSTICA GASTRO-DUDENALE - ALTRE <i>GASTROINTESTINAL DIAGNOSTIC PROCEDURES, PROBES - OTHERS</i>
G020602	SONDE PER DIAGNOSTICA BILIARE E PANCREATICA <i>BILIARY AND PANCREATIC DIAGNOSTIC PROCEDURES, PROBES</i>
G02060201	SONDE PER COLANGIOGRAFIA A CIELO APERTO <i>CHOLANGIOGRAPHY CATHETERS, OPEN</i>
G02060299	SONDE PER DIAGNOSTICA BILIARE E PANCREATICA - ALTRE <i>BILIARY AND PANCREATIC DIAGNOSTIC PROCEDURES, PROBES - OTHERS</i>
G020603	DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA COLO-RETTALE <i>DEVICES FOR COLO-RECTAL DIAGNOSTIC PROCEDURES</i>
G02060301	ANOSCOPI <i>ANOSCOPES, SINGLE-USE</i>
G02060302	RETTOSCOPI RIGIDI <i>RIGID PROCTOSCOPES, SINGLE-USE</i>
G02060303	SONDE A PALLONCINO PER CLISMA OPACO <i>BALLOON CATHETERS, BARIUM ENEMA</i>
G02060304	SONDE PER INSUFFLAZIONE COLO-RETTALE <i>COLO-RECTAL INSUFFLATION PROBES</i>
G02060399	DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA COLO-RETTALE - ALTRI <i>DEVICES FOR COLO-RECTAL DIAGNOSTIC PROCEDURES - OTHERS</i>
G0280	SONDE GASTRO-INTESTINALI - ACCESSORI <i>GASTROINTESTINAL TUBES - ACCESSORIES</i>
G0299	SONDE GASTRO-INTESTINALI - ALTRE <i>GASTROINTESTINAL TUBES - OTHERS</i>
G03	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY DEVICES</i>
G0301	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI <i>DEVICES FOR DILATION IN DIGESTIVE ENDOSCOPY</i>
G030101	CATETERI A PALLONCINO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, BALLOON CATHETERS</i>
G03010101	CATETERI A PALLONCINO ESOFAGEI <i>ESOPHAGEAL BALLOON CATHETERS</i>
G0301010101	CATETERI A PALLONCINO ESOFAGEI A BASSA PRESSIONE <i>ESOPHAGEAL BALLOON CATHETERS, LOW PRESSURE</i>
G0301010102	CATETERI A PALLONCINO ESOFAGEI AD ALTA PRESSIONE <i>ESOPHAGEAL BALLOON CATHETERS, HIGH PRESSURE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G03010102	CATETERI A PALLONCINO PER ACALASIA <i>ACHALASIA BALLOON CATHETERS</i>
G0301010201	CATETERI A PALLONCINO PER ACALASIA A BASSA PRESSIONE <i>ACHALASIA BALLOON CATHETERS, LOW PRESSURE</i>
G0301010202	CATETERI A PALLONCINO PER ACALASIA AD ALTA PRESSIONE <i>ACHALASIA BALLOON CATHETERS, HIGH PRESSURE</i>
G03010103	CATETERI A PALLONCINO PILORICI <i>PYLORI BALLOON CATHETERS</i>
G0301010301	CATETERI A PALLONCINO PILORICI A BASSA PRESSIONE <i>PYLORI BALLOON CATHETERS, LOW PRESSURE</i>
G0301010302	CATETERI A PALLONCINO PILORICI AD ALTA PRESSIONE <i>PYLORI BALLOON CATHETERS, HIGH PRESSURE</i>
G03010104	CATETERI A PALLONCINO BILIARI <i>BILIARY BALLOON CATHETERS</i>
G0301010401	CATETERI A PALLONCINO BILIARI A BASSA PRESSIONE <i>BILIARY BALLOON CATHETERS, LOW PRESSURE</i>
G0301010402	CATETERI A PALLONCINO BILIARI AD ALTA PRESSIONE <i>BILIARY BALLOON CATHETERS, HIGH PRESSURE</i>
G03010105	CATETERI A PALLONCINO COLICI <i>COLONIC BALLOON CATHETERS</i>
G0301010501	CATETERI A PALLONCINO COLICI A BASSA PRESSIONE <i>COLONIC BALLOON CATHETERS, LOW PRESSURE</i>
G0301010502	CATETERI A PALLONCINO COLICI AD ALTA PRESSIONE <i>COLONIC BALLOON CATHETERS, HIGH PRESSURE</i>
G03010199	CATETERI A PALLONCINO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - ALTRI <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, BALLOON CATHETERS - OTHERS</i>
G030102	DILATATORI ENDOSCOPICI PROGRESSIVI DELLE VIE DIGERENTI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, PROGRESSIVE DILATORS</i>
G03010201	DILATATORI ENDOSCOPICI PROGRESSIVI RIGIDI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, PROGRESSIVE HARD DILATORS</i>
G03010202	DILATATORI ENDOSCOPICI PROGRESSIVI FLESSIBILI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, PROGRESSIVE FLEXIBLE DILATORS</i>
G0302	DISPOSITIVI PER EMOSTASI ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, HAEMOSTASIS DEVICES</i>
G030201	AGHI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, NEEDLES</i>
G03020101	AGHI MONOLUME PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, MONOLUME NEEDLES</i>
G03020102	AGHI PLURILUME PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, MULTILUME NEEDLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G030202	CLIP PER EMOSTASI ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, HAEMOSTASIS CLIPS</i>
G030203	SISTEMI DI LEGATURA ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, LIGATURE SYSTEMS</i>
G03020301	DISPOSITIVI DI LEGATURA DELLE VARICI ESOFAGEE <i>LIGATURE SYSTEMS, OESOPHAGEAL VARICES</i>
G03020302	DISPOSITIVI DI LEGATURA DEI POLIPI DELLE VIE DIGERENTI <i>DIGESTIVE LIGATURE DEVICES, POLYPS</i>
G03020399	SISTEMI DI LEGATURA ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI - ALTRI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, LIGATURE SYSTEMS - OTHERS</i>
G030204	SONDE PER TERMOCOAGULAZIONE ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, THERMOCOAGULATION PROBES</i>
G030299	DISPOSITIVI PER EMOSTASI ENDOSCOPICA DELLE VIE DIGERENTI - ALTRI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, HAEMOSTASIS DEVICES - OTHERS</i>
G0303	DISPOSITIVI PER POLIPECTOMIA <i>POLYPECTOMY DEVICES</i>
G030301	ANSE PER POLIPECTOMIA <i>POLYPECTOMY SNARES</i>
G03030101	ANSE ROTANTI PER POLIPECTOMIA <i>POLYPECTOMY SNARES, REVOLVING</i>
G03030102	ANSE NON ROTANTI PER POLIPECTOMIA <i>POLYPECTOMY SNARES, NON-REVOLVING</i>
G03030199	ANSE PER POLIPECTOMIA - ALTRE <i>POLYPECTOMY SNARES - OTHERS</i>
G030399	DISPOSITIVI PER POLIPECTOMIA - ALTRI <i>POLYPECTOMY DEVICES - OTHERS</i>
G0304	DISPOSITIVI PER ERCP E SFINTEROTOMIA <i>ERCP AND SPHINCTEROTOMY DEVICES</i>
G030401	CANNULE PER ERCP <i>ERCP CANNULAS</i>
G03040101	CANNULE PER ERCP MONOLUME <i>ERCP CANNULAS, ONE-WAY</i>
G0304010101	CANNULE PER ERCP MONOLUME A PUNTA STANDARD <i>ERCP CANNULAS, ONE-WAY, STANDARD TIP</i>
G0304010102	CANNULE PER ERCP MONOLUME A PUNTA CONICA <i>ERCP CANNULAS, ONE-WAY, CONIC TIP</i>
G0304010103	CANNULE PER ERCP MONOLUME A PUNTA RASTREMATA <i>ERCP CANNULAS, ONE-WAY, TAPERED TIP</i>
G0304010104	CANNULE PER ERCP MONOLUME A PUNTA SFERICA <i>ERCP CANNULAS, ONE-WAY, CIRCULAR TIP</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G0304010199	CANNULE PER ERCP MONOLUME - ALTRE <i>ERCP CANNULAS, ONE-WAY - OTHERS</i>
G03040102	CANNULE PER ERCP PLURILUME <i>ERCP CANNULAS, MORE WAYS</i>
G0304010201	CANNULE PER ERCP PLURILUME A PUNTA STANDARD <i>ERCP CANNULAS, MORE WAYS, STANDARD TIP</i>
G0304010202	CANNULE PER ERCP PLURILUME A PUNTA CONICA <i>ERCP CANNULAS, MORE WAYS, CONIC TIP</i>
G0304010203	CANNULE PER ERCP PLURILUME A PUNTA RASTREMATA <i>ERCP CANNULAS, MORE WAYS, TAPERED TIP</i>
G0304010204	CANNULE PER ERCP PLURILUME A PUNTA SFERICA <i>ERCP CANNULAS, MORE WAYS, CIRCULAR TIP</i>
G0304010299	CANNULE PER ERCP PLURILUME - ALTRE <i>ERCP CANNULAS, MORE WAYS - OTHERS</i>
G030402	PAPILLOTOMI O SFINTEROTOMI <i>PAPILLOTOMES / SPHINCTEROTOMES</i>
G03040201	PAPILLOTOMI O SFINTEROTOMI BILUME <i>PAPILLOTOMES / SPHINCTEROTOMES, BILUMEN</i>
G03040202	PAPILLOTOMI O SFINTEROTOMI TRILUME E PIU' <i>PAPILLOTOMES / SPHINCTEROTOMES, TRILUMEN OR MORE</i>
G03040299	PAPILLOTOMI O SFINTEROTOMI - ALTRI <i>PAPILLOTOMES / SPHINCTEROTOMES - OTHERS</i>
G030403	SONDINI NASO-BILIARI-PANCREATICI <i>NASO-BILIARY-PANCREATIC TUBES</i>
G03040301	SONDINI BILIARI <i>BILIARY TUBES</i>
G03040302	SONDINI PER DOTTI EPATICI <i>HEPATIC DUCTS TUBES</i>
G03040303	SONDINI PANCREATICI <i>PANCREATIC TUBES</i>
G030499	DISPOSITIVI PER ERCP E SFINTEROTOMIA - ALTRI <i>ERCP AND SPHINCTEROTOMY DEVICES - OTHERS</i>
G0305	DISPOSITIVI PER RECUPERO E LITOTRISSIA (recupero calcoli, polipi e corpi estranei) <i>RETRIEVAL AND LITHOTRIPSY DEVICES (stones, polyps and foreign bodies)</i>
G030501	DISPOSITIVI PER RECUPERO IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, RETRIEVAL DEVICES</i>
G03050101	DISPOSITIVI PER RECUPERO A PALLONCINO IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, RETRIEVAL BALLOON DEVICES</i>
G03050102	DISPOSITIVI PER RECUPERO A CESTELLO IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, RETRIEVAL BASKET DEVICES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G0305010201	DISPOSITIVI PER RECUPERO A CESTELLO ROTANTE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, RETRIEVAL BASKET DEVICES, REVOLVING</i>
G0305010202	DISPOSITIVI PER RECUPERO A CESTELLO NON ROTANTE IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, RETRIEVAL BASKET DEVICES, NON-REVOLVING</i>
G03050199	DISPOSITIVI PER RECUPERO IN ENDOSCOPIA DIGESTIVA - ALTRI <i>DIGESTIVE ENDOSCOPY, RETRIEVAL DEVICES - OTHERS</i>
G030502	DISPOSITIVI PER LITOTRISSIA <i>LITHOTRIPSY DEVICES</i>
G0306	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DELL'OBESITA' <i>DEVICES FOR NON-SURGICAL THERAPY OF OBESITY</i>
G030601	SISTEMI A PALLONCINO INTRAGASTRICI <i>GASTRIC APPETITE-SUPPRESSING BALLOONS</i>
G030699	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO NON CHIRURGICO DELL'OBESITA' - ALTRI <i>DEVICES FOR NON-SURGICAL THERAPY OF OBESITY - OTHERS</i>
G0307	DISPOSITIVI ENDOSCOPICI PER DIAGNOSTICA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, DIAGNOSTIC DEVICES</i>
G030701	DISPOSITIVI DI DIAGNOSI PER IMMAGINE GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL IMAGE DIAGNOSTIC DEVICES</i>
G030702	DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO DEL PH <i>PH MONITORING DEVICES</i>
G030703	MARCATORI PER LO STUDIO DEL TRANSITO GASTRO-INTESTINALE <i>STUDY OF GASTROINTESTINAL TRANSIT, MARKERS</i>
G030799	DISPOSITIVI ENDOSCOPICI PER DIAGNOSTICA GASTRO-INTESTINALE - ALTRI <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, DIAGNOSTIC DEVICES - OTHERS</i>
G0308	STRUMENTARIO MONOUSO PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY AND ECHOENDOSCOPY, SINGLE-USE INSTRUMENTARY</i>
G030801	PINZE MONOUSO PER ENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, FORCEPS, SINGLE-USE</i>
G03080101	PINZE DA BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, BIOPSY FORCEPS, SINGLE-USE</i>
G0308010101	PINZE DA BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRO-INTESTINALE A FREDDO <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, COLD BIOPSY FORCEPS, SINGLE-USE</i>
G0308010102	PINZE DA BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRO-INTESTINALE A CALDO <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, HOT BIOPSY FORCEPS, SINGLE-USE</i>
G03080102	PINZE DA ESTRAZIONE ENDOSCOPICA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, EXTRACTION FORCEPS, SINGLE-USE</i>
G03080199	PINZE MONOUSO PER ENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE - ALTRE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, FORCEPS, SINGLE-USE - OTHERS</i>
G030803	SPAZZOLINI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY AND ECHOENDOSCOPY, BRUSHES</i>

Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL DEVICES</i>
G03080301	SPAZZOLINI PER CITOLOGIA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL CYTOLOGY, BRUSHES</i>
G03080302	SPAZZOLINI PER PULIZIA <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY AND ECHOENDOSCOPY, CLEANING BRUSHES</i>
G03080399	SPAZZOLINI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE - ALTRI <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY AND ECHOENDOSCOPY, BRUSHES - OTHERS</i>
G030804	BOCCAGLI PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, BITE BLOCKS</i>
G030805	SISTEMI DI TATUAGGIO ENDOSCOPICO GASTRO-INTESTINALE <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY, TISSUE MARKERS</i>
G030899	STRUMENTARIO MONOUSO PER ENDOSCOPIA ED ECOENDOSCOPIA GASTRO-INTESTINALE - ALTRO <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY AND ECHOENDOSCOPY, SINGLE-USE INSTRUMENTARY - OTHERS</i>
G0380	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - ACCESSORI <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY DEVICES - ACCESSORIES</i>
G0399	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA - ALTRI <i>GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY DEVICES - OTHERS</i>
G99	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE - ALTRI <i>GASTROINTESTINAL DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H01	SUTURE CHIRURGICHE <i>SURGICAL SUTURES</i>
H0101	SUTURE RIASSORBIBILI <i>ABSORBABLE SUTURES</i>
H010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE <i>ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES</i>
H01010101	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO <i>MONOFILAMENT ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES</i>
H0101010101	POLIDIOSSANONE <i>SUTURES, POLYDIOXANONE</i>
H010101010101	POLIDIOSSANONE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA <i>SUTURES, POLYDIOXANONE WITH NEEDLE, OPEN SURGERY</i>
H010101010102	POLIDIOSSANONE MONTATO PER VIDEOCHIRURGIA <i>SUTURES, POLYDIOXANONE WITH NEEDLE, VIDEOSURGERY</i>
H010101010103	POLIDIOSSANONE NON MONTATO <i>SUTURES, POLYDIOXANONE WITHOUT NEEDLE</i>
H0101010102	POLIGLICONATO E DERIVATI (POLIGLICONATO E GLICOMER, ECC...) <i>SUTURES, POLYGLYCONATE AND DERIVATIVES (POLYGLYCONATE AND GLICOMER, ETC.)</i>
H010101010201	POLIGLICONATO MONTATO <i>SUTURES, POLYGLYCONATE WITH NEEDLE</i>
H010101010202	POLIGLICONATO NON MONTATO <i>SUTURES, POLYGLYCONATE WITHOUT NEEDLE</i>
H0101010103	POLIGLECAPRONE E DERIVATI (POLIGLECAPRONE, GLICONATO, POLYGLYTONE, ECC..) <i>SUTURES, POLYGLECAPRONE AND DERIVATIVES (POLYGLECAPRONE, GLYCONATE, POLYGLYTONE, ETC.)</i>
H010101010301	POLIGLECAPRONE E DERIVATI MONTATI <i>SUTURES, POLYGLECAPRONE AND DERIVATIVES WITH NEEDLE</i>
H010101010302	POLIGLECAPRONE E DERIVATI NON MONTATI <i>SUTURES, POLYGLECAPRONE AND DERIVATIVES WITHOUT NEEDLE</i>
H0101010199	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO - ALTRE <i>MONOFILAMENT ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES - OTHERS</i>
H01010102	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE PLURIFILAMENTO <i>MULTIFILAMENT ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES</i>
H0101010201	ACIDO POLIGLICOLICO <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID</i>
H010101020101	ACIDO POLIGLICOLICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID WITH NEEDLE, OPEN SURGERY</i>
H010101020102	ACIDO POLIGLICOLICO MONTATO PER VIDEOCHIRURGIA <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID WITH NEEDLE, VIDEOSURGERY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H010101020103	ACIDO POLIGLICOLICO NON MONTATO <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID WITHOUT NEEDLE</i>
H0101010202	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID WITH LACTIC ACID</i>
H010101020201	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID WITH LACTIC ACID WITH NEEDLE, OPEN SURGERY</i>
H010101020202	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO PER VIDEOCHIRURGIA <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID WITH LACTIC ACID WITH NEEDLE, VIDEOSURGERY</i>
H010101020203	ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO NON MONTATO <i>SUTURES, POLYGLYCOLIC ACID WITH LACTIC ACID WITHOUT NEEDLE</i>
H0101010299	SUTURE RIASSORBIBILI SINTETICHE PLURIFILAMENTO - ALTRE <i>MULTIFILAMENT ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES - OTHERS</i>
H010102	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI <i>ABSORBABLE NATURAL SUTURES</i>
H01010201	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI RITORTE <i>RETORTED ABSORBABLE NATURAL SUTURES</i>
H0101020101	CATGUT <i>CATGUT</i>
H010102010101	CATGUT MONTATO <i>CATGUT WITH NEEDLE</i>
H010102010102	CATGUT NON MONTATO <i>CATGUT WITHOUT NEEDLE</i>
H0101020102	CATGUT CROMICO <i>CHROMIC CATGUT</i>
H010102010201	CATGUT CROMICO MONTATO <i>CHROMIC CATGUT WITH NEEDLE</i>
H010102010202	CATGUT CROMICO NON MONTATO <i>CHROMIC CATGUT WITHOUT NEEDLE</i>
H0101020199	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI RITORTE - ALTRE <i>RETORTED ABSORBABLE NATURAL SUTURES - OTHERS</i>
H01010299	SUTURE RIASSORBIBILI NATURALI - ALTRE <i>ABSORBABLE NATURAL SUTURES - OTHERS</i>
H0102	SUTURE NON RIASSORBIBILI <i>NON-ABSORBABLE SUTURES</i>
H010201	SUTURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE <i>NON-ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES</i>
H01020101	SUTURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO <i>MONOFILAMENT NON-ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES</i>
H0102010101	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO <i>SUTURES, MONOFILAMENT POLYAMIDE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H0102010101	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO <i>SUTURES, MONOFILAMENT POLYAMIDE WITH NEEDLE</i>
H0102010102	POLIAMMIDE MONOFILAMENTO NON MONTATO <i>SUTURES, MONOFILAMENT POLYAMIDE WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010102	POLIESTERE E DERIVATI (POLIBUTESTERE) MONOFILAMENTO <i>SUTURES, MONOFILAMENT POLYESTER AND DERIVATIVES (POLYBUTESTER)</i>
H010201010201	POLIESTERE E DERIVATI MONOFILAMENTO MONTATI <i>SUTURES, MONOFILAMENT POLYESTER AND DERIVATIVES WITH NEEDLE</i>
H010201010202	POLIESTERE E DERIVATI MONOFILAMENTO NON MONTATI <i>SUTURES, MONOFILAMENT POLYESTER AND DERIVATIVES WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010103	POLIETEREPOLIURETANICO <i>SUTURES, POLYETHER POLYURETHANE</i>
H010201010301	POLIETEREPOLIURETANICO MONTATO <i>SUTURES, POLYETHER POLYURETHANE WITH NEEDLE</i>
H010201010302	POLIETEREPOLIURETANICO NON MONTATO <i>SUTURES, POLYETHER POLYURETHANE WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010104	POLIPROPILENE <i>SUTURES, POLYPROPYLENE</i>
H010201010401	POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA <i>SUTURES, POLYPROPYLENE WITH NEEDLE, OPEN SURGERY</i>
H010201010402	POLIPROPILENE MONTATO PER VIDEOCHIRURGIA <i>SUTURES, POLYPROPYLENE WITH NEEDLE, VIDEOSURGERY</i>
H010201010403	POLIPROPILENE NON MONTATO <i>SUTURES, POLYPROPYLENE WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010105	POLITETRAFLUORURO DI ETILENE (PTFE) <i>SUTURES, POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE)</i>
H010201010501	POLITETRAFLUORURO DI ETILENE MONTATO <i>SUTURES, POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) WITH NEEDLE</i>
H010201010502	POLITETRAFLUORURO DI ETILENE NON MONTATO <i>SUTURES, POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010106	POLIVINILIDENFLUORURO E DERIVATI <i>SUTURES, POLYVINYLDENE FLUORIDE AND DERIVATIVES</i>
H010201010601	POLIVINILIDENFLUORURO E DERIVATI MONTATI <i>SUTURES, POLYVINYLDENE FLUORIDE AND DERIVATIVES WITH NEEDLE</i>
H010201010602	POLIVINILIDENFLUORURO E DERIVATI NON MONTATI <i>SUTURES, POLYVINYLDENE FLUORIDE AND DERIVATIVES WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010199	SUTURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE MONOFILAMENTO - ALTRE <i>MONOFILAMENT NON-ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES - OTHERS</i>
H01020102	SUTURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE PLURIFILAMENTO <i>MULTIFILAMENT NON-ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H0102010201	POLIAMMIDE PLURIFILAMENTO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT POLYAMIDE</i>
H010201020101	POLIAMMIDE PLURIFILAMENTO MONTATO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT POLYAMIDE WITH NEEDLE</i>
H010201020102	POLIAMMIDE PLURIFILAMENTO NON MONTATO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT POLYAMIDE WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT POLYESTER</i>
H010201020201	POLIESTERE PLURIFILAMENTO MONTATO PER CHIRURGIA APERTA <i>SUTURES, MULTIFILAMENT POLYESTER WITH NEEDLE, OPEN SURGERY</i>
H010201020202	POLIESTERE PLURIFILAMENTO MONTATO PER VIDEOCHIRURGIA <i>SUTURES, MULTIFILAMENT POLYESTER WITH NEEDLE, VIDEOSURGERY</i>
H010201020203	POLIESTERE PLURIFILAMENTO NON MONTATO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT POLYESTER WITHOUT NEEDLE</i>
H0102010299	SUTURE NON RIASSORBIBILI SINTETICHE PLURIFILAMENTO - ALTRE <i>MULTIFILAMENT NON-ABSORBABLE SYNTHETIC SUTURES - OTHERS</i>
H010202	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE <i>NON-ABSORBABLE NON-SYNTHETIC SUTURES</i>
H01020201	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE MONOFILAMENTO <i>MONOFILAMENT NON-ABSORBABLE NON-SYNTHETIC SUTURES</i>
H0102020101	ACCIAIO MONOFILAMENTO <i>SUTURES, MONOFILAMENT STAINLESS STEEL</i>
H010202010101	ACCIAIO MONOFILAMENTO MONTATO <i>SUTURES, MONOFILAMENT STAINLESS STEEL WITH NEEDLE</i>
H010202010102	ACCIAIO MONOFILAMENTO NON MONTATO <i>SUTURES, MONOFILAMENT STAINLESS STEEL WITHOUT NEEDLE</i>
H0102020102	ARGENTO MONOFILAMENTO <i>SUTURES, MONOFILAMENT SILVER</i>
H010202010201	ARGENTO MONOFILAMENTO MONTATO <i>SUTURES, MONOFILAMENT SILVER WITH NEEDLE</i>
H010202010202	ARGENTO MONOFILAMENTO NON MONTATO <i>SUTURES, MONOFILAMENT SILVER WITHOUT NEEDLE</i>
H0102020199	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE MONOFILAMENTO - ALTRE <i>MONOFILAMENT NON-ABSORBABLE NON-SYNTHETIC SUTURES - OTHERS</i>
H01020202	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE PLURIFILAMENTO <i>MULTIFILAMENT NON-ABSORBABLE NON-SYNTHETIC SUTURES</i>
H0102020201	ACCIAIO PLURIFILAMENTO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT STAINLESS STEEL</i>
H010202020101	ACCIAIO PLURIFILAMENTO MONTATO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT STAINLESS STEEL WITH NEEDLE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H010202020102	ACCIAIO PLURIFILAMENTO NON MONTATO <i>SUTURES, MULTIFILAMENT STAINLESS STEEL WITHOUT NEEDLE</i>
H0102020202	LINO <i>SUTURES, LINEN</i>
H010202020201	LINO MONTATO <i>SUTURES, LINEN WITH NEEDLE</i>
H010202020202	LINO NON MONTATO <i>SUTURES, LINEN WITHOUT NEEDLE</i>
H0102020203	SETA <i>SUTURES, SILK</i>
H010202020301	SETA MONTATA <i>SUTURES, SILK WITH NEEDLE</i>
H010202020302	SETA NON MONTATA <i>SUTURES, SILK WITHOUT NEEDLE</i>
H0102020299	SUTURE NON RIASSORBIBILI NON SINTETICHE PLURIFILAMENTO - ALTRE <i>MULTIFILAMENT NON-ABSORBABLE NON-SYNTHETIC SUTURES - OTHERS</i>
H0199	SUTURE CHIRURGICHE - ALTRE <i>SURGICAL SUTURES - OTHERS</i>
H02	SUTURATRICI MECCANICHE <i>MECHANICAL SURGICAL STAPLERS</i>
H0201	SUTURATRICI CUTANEE <i>SKIN STAPLERS</i>
H020101	SUTURATRICI MECCANICHE CUTANEE <i>MECHANICAL SKIN STAPLERS</i>
H02010101	SUTURATRICI CUTANEE MONOUSO <i>SKIN STAPLERS, SINGLE-USE</i>
H02010102	SUTURATRICI CUTANEE MONOPAZIENTE <i>SKIN STAPLERS, MONOPATIENT</i>
H02010103	SUTURATRICI CUTANEE PLURIUSO (IN ACCIAIO) <i>SKIN STAPLERS, REUSABLE (STAINLESS STEEL)</i>
H02010104	CARICATORI MONOUSO PER SUTURATRICI MONOPAZIENTE <i>MONOPATIENT STAPLERS, SINGLE-USE CARTRIDGES</i>
H02010105	CARICATORI MONOUSO PER SUTURATRICI PLURIUSO <i>REUSABLE STAPLERS, SINGLE-USE CARTRIDGES</i>
H02010106	ESTRATTORI DI PUNTI METALLICI MONOUSO <i>METAL SURGICAL STAPLES REMOVERS, SINGLE-USE</i>
H02010199	SUTURATRICI MECCANICHE CUTANEE - ALTRE <i>MECHANICAL SKIN STAPLERS - OTHERS</i>
H020102	AGRAPHES <i>AGRAFES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H02010201	AGRAPHES CUTANEE <i>SKIN AGRAFES</i>
H02010202	AGRAPHES STERNALI <i>STERNAL AGRAFES</i>
H02010299	AGRAPHES - ALTRE <i>AGRAFES - OTHERS</i>
H020180	SUTURATRICI CUTANEE - ACCESSORI <i>SKIN STAPLERS - ACCESSORIES</i>
H020199	SUTURATRICI CUTANEE - ALTRE <i>SKIN STAPLERS - OTHERS</i>
H0202	SUTURATRICI PER CHIRURGIA APERTA <i>STAPLERS, OPEN-SURGERY</i>
H020201	SUTURATRICI LINEARI PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, OPEN-SURGERY</i>
H02020101	SUTURATRICI LINEARI RETTE PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, OPEN-SURGERY</i>
H0202010101	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT, OPEN-SURGERY</i>
H020201010101	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITH BLADE , OPEN-SURGERY</i>
H020201010102	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITHOUT BLADE , OPEN-SURGERY</i>
H0202010102	SUTURATRICI LINEARI RETTE PLURIUSO (IN ACCIAIO) PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, REUSABLE (STAINLESS STEEL), OPEN-SURGERY</i>
H020201010201	SUTURATRICI LINEARI RETTE PLURIUSO CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, REUSABLE WITH BLADE , OPEN-SURGERY</i>
H020201010202	SUTURATRICI LINEARI RETTE PLURIUSO SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, REUSABLE WITHOUT BLADE , OPEN-SURGERY</i>
H0202010199	SUTURATRICI LINEARI RETTE PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, OPEN-SURGERY - OTHERS</i>
H02020102	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, OPEN-SURGERY</i>
H0202010201	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, SINGLE-USE, OPEN-SURGERY</i>
H020201020101	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOUSO SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, SINGLE-USE WITHOUT BLADE, OPEN-SURGERY</i>
H020201020102	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOUSO CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, SINGLE-USE WITH BLADE, OPEN-SURGERY</i>
H0202010202	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT, OPEN-SURGERY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H020201020201	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITH BLADE, OPEN-SURGERY</i>
H020201020202	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITHOUT BLADE, OPEN-SURGERY</i>
H02020103	CARICATORI PER SUTURATRICI LINEARI MONOPAZIENTE PER CHIRURGIA APERTA <i>MONOPATIENT LINEAR STAPLERS, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H0202010301	CARICATORI PER SUTURATRICI LINEARI CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS WITH BLADE, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H0202010302	CARICATORI PER SUTURATRICI LINEARI SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>LINEAR STAPLERS WITHOUT BLADE, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H02020104	CARICATORI PER SUTURATRICI PLURIUSO LINEARI PER CHIRURGIA APERTA <i>REUSABLE LINEAR STAPLERS, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H0202010401	CARICATORI PER SUTURATRICI PLURIUSO LINEARI CON LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>REUSABLE LINEAR STAPLERS WITH BLADE, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H0202010402	CARICATORI PER SUTURATRICI PLURIUSO LINEARI SENZA LAMA PER CHIRURGIA APERTA <i>REUSABLE LINEAR STAPLERS WITHOUT BLADE, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H02020199	SUTURATRICI LINEARI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE <i>LINEAR STAPLERS, OPEN-SURGERY - OTHERS</i>
H020202	SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA <i>CIRCULAR STAPLERS, OPEN-SURGERY</i>
H02020201	SUTURATRICI CIRCOLARI RETTE PER CHIRURGIA APERTA <i>CIRCULAR STAPLERS, STRAIGHT, OPEN-SURGERY</i>
H0202020101	SUTURATRICI CIRCOLARI RETTE MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>CIRCULAR STAPLERS, STRAIGHT, SINGLE-USE, OPEN-SURGERY</i>
H0202020102	SUTURATRICI CIRCOLARI RETTE PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>CIRCULAR STAPLERS, STRAIGHT, REUSABLE, OPEN-SURGERY</i>
H02020202	SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE PER CHIRURGIA APERTA <i>CIRCULAR STAPLERS, CURVED, OPEN-SURGERY</i>
H0202020201	SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>CIRCULAR STAPLERS, CURVED, SINGLE-USE, OPEN-SURGERY</i>
H0202020202	SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>CIRCULAR STAPLERS, CURVED, REUSABLE, OPEN-SURGERY</i>
H02020203	SUTURATRICI PER BORSA DI TABACCO <i>TOBACCO BAG STAPLERS</i>
H02020204	CARICATORI PER SUTURATRICI PLURIUSO CIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA <i>REUSABLE CIRCULAR STAPLERS, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H02020299	SUTURATRICI CIRCOLARI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE <i>CIRCULAR STAPLERS, OPEN-SURGERY - OTHERS</i>
H020280	SUTURATRICI PER CHIRURGIA APERTA - ACCESSORI <i>STAPLERS, OPEN-SURGERY - ACCESSORIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H020299	SUTURATRICI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE <i>STAPLERS, OPEN-SURGERY - OTHERS</i>
H0203	SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA <i>STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H020301	SUTURATRICI LINEARI PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H02030104	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H0203010401	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITH BLADE, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H020301040101	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER TORACOSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITH BLADE, TORACOSCOPY</i>
H020301040102	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE CON LAMA PER LAPAROSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITH BLADE, LAPAROSCOPY</i>
H0203010402	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITHOUT BLADE, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H020301040201	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER TORACOSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITHOUT BLADE, TORACOSCOPY</i>
H020301040202	SUTURATRICI LINEARI RETTE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER LAPAROSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, STRAIGHT, MONOPATIENT WITHOUT BLADE, LAPAROSCOPY</i>
H02030105	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H0203010501	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE CON LAMA PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITH BLADE, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H020301050101	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE CON LAMA PER TORACOSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITH BLADE, TORACOSCOPY</i>
H020301050102	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE CON LAMA PER LAPAROSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITH BLADE, LAPAROSCOPY</i>
H0203010502	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITHOUT BLADE, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H020301050201	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER TORACOSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITHOUT BLADE, TORACOSCOPY</i>
H020301050202	SUTURATRICI LINEARI ARTICOLATE MONOPAZIENTE SENZA LAMA PER LAPAROSCOPIA <i>LINEAR STAPLERS, ARTICULATED, MONOPATIENT WITHOUT BLADE, LAPAROSCOPY</i>
H02030106	CARICATORI PER SUTURATRICI LINEARI PER VIDEOCHIRURGIA <i>LINEAR STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY, CARTRIDGES</i>
H02030199	SUTURATRICI LINEARI PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRE <i>LINEAR STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY - OTHERS</i>
H020302	SUTURATRICI CIRCOLARI PER VIDEOCHIRURGIA <i>CIRCULAR STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H02030201	SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE PER VIDEOCHIRURGIA <i>CIRCULAR STAPLERS, CURVED, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H0203020101	SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE MONOUSO PER VIDEOCHIRURGIA <i>CIRCULAR STAPLERS, CURVED, SINGLE-USE, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H02030299	SUTURATRICI CIRCOLARI PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRE <i>CIRCULAR STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY - OTHERS</i>
H020303	APPLICATORI DI AGRAPHES <i>AGRAFES APPLIERS</i>
H020380	SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA - ACCESSORI <i>STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY - ACCESSORIES</i>
H020399	SUTURATRICI PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRE <i>STAPLERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY - OTHERS</i>
H0299	SUTURATRICI MECCANICHE - ALTRE <i>MECHANICAL SURGICAL STAPLERS - OTHERS</i>
H03	CLIPS PER EMOSTASI <i>HAEMOSTASIS CLIPS</i>
H0301	CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA APERTA <i>HAEMOSTASIS CLIPS, OPEN-SURGERY</i>
H030101	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER CHIRURGIA APERTA <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, OPEN-SURGERY</i>
H03010101	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, SINGLE-USE, OPEN-SURGERY</i>
H03010102	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOPAZIENTE PER CHIRURGIA APERTA <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, MONOPATIENT, OPEN-SURGERY</i>
H03010103	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, REUSABLE, OPEN-SURGERY</i>
H03010104	CARICATORI PER APPLICATORI DI CLIPS MONOPAZIENTE PER CHIRURGIA APERTA <i>MONOPATIENT CLIPS APPLIERS, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H03010105	CARICATORI PER APPLICATORI DI CLIPS PLURIUSO PER CHIRURGIA APERTA <i>REUSABLE CLIPS APPLIERS, OPEN-SURGERY, CARTRIDGES</i>
H03010199	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER CHIRURGIA APERTA - ALTRI <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, OPEN-SURGERY - OTHERS</i>
H030102	CLIPS SINGOLE PER CHIRURGIA APERTA <i>SURGICAL CLIPS, OPEN-SURGERY</i>
H03010201	CLIPS SINGOLE NON RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA APERTA <i>SURGICAL CLIPS, NOT ABSORBABLE, OPEN-SURGERY</i>
H03010202	CLIPS SINGOLE RIASSORBIBILI PER CHIRURGIA APERTA <i>SURGICAL CLIPS, ABSORBABLE, OPEN-SURGERY</i>
H030199	CLIPS PER EMOSTASI PER CHIRURGIA APERTA - ALTRE <i>HAEMOSTASIS CLIPS, OPEN-SURGERY - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H0302	CLIPS PER EMOSTASI PER VIDEOCHIRURGIA <i>HAEMOSTASIS CLIPS, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H030201	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER VIDEOCHIRURGIA <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H03020101	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS MONOUSO PER VIDEOCHIRURGIA <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, SINGLE-USE, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H03020102	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PLURIUSO PER VIDEOCHIRURGIA <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, REUSABLE, VIDEO-ASSISTED SURGERY</i>
H03020103	CARICATORI PER APPLICATORI DI CLIPS PLURIUSO PER VIDEOCHIRURGIA <i>REUSABLE CLIPS APPLIERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY, CARTRIDGES</i>
H03020199	APPLICATORI MULTIPLI DI CLIPS PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRI <i>MULTIPLE CLIPS APPLIERS, VIDEO-ASSISTED SURGERY - OTHERS</i>
H030299	CLIPS PER EMOSTASI PER VIDEOCHIRURGIA - ALTRE <i>HAEMOSTASIS CLIPS, VIDEO-ASSISTED SURGERY - OTHERS</i>
H0399	CLIPS PER EMOSTASI - ALTRE <i>HAEMOSTASIS CLIPS - OTHERS</i>
H90	DISPOSITIVI DA SUTURA - VARI <i>SUTURE DEVICES - VARIOUS</i>
H9001	ADESIVI TISSUTALI <i>TISSUE ADHESIVES</i>
H900101	COLLE <i>TISSUE GLUES</i>
H90010101	COLLE BIOLOGICHE <i>TISSUE GLUES, BIOLOGICAL</i>
H90010102	COLLE SINTETICHE <i>TISSUE GLUES, SYNTHETIC</i>
H900102	CEROTTI PER SUTURA <i>ADHESIVE STRIPS, SKIN-CLOSURE</i>
H900199	ADESIVI TISSUTALI - ALTRI <i>TISSUE ADHESIVES - OTHERS</i>
H9002	NASTRI <i>TAPES, MEDICAL/SURGICAL</i>
H900201	NASTRI PER SUTURA <i>SUTURE TAPES</i>
H90020101	NASTRI OMBELICALI <i>UMBILICAL CORD TAPES</i>
H90020102	NASTRI PER CERCHIAGGIO <i>CERCLAGE TAPES</i>
H90020103	NASTRI PER TESSUTI PARENCHIMATOSI <i>TISSUES TAPES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: H	DISPOSITIVI DA SUTURA <i>SUTURE DEVICES</i>
H90020199	NASTRI PER SUTURA - ALTRI <i>SUTURE TAPES - OTHERS</i>
H900202	NASTRI PER REPERTAMENTO VASI <i>VASCULAR RETRIEVAL TAPES</i>
H900203	NASTRI PER OCCLUSIONE VASI <i>VASCULAR OCCLUSION TAPES</i>
H900299	NASTRI - ALTRI <i>TAPES, MEDICAL/SURGICAL - OTHERS</i>
H9003	DISPOSITIVI DI RINFORZO O SUPPORTO PER SUTURA <i>SUTURE REINFORCEMENT OR SUPPORT DEVICES</i>
H900301	BOTTONI E PONTICELLI <i>SUTURE BUTTONS</i>
H900302	FELTRI <i>SUTURE FELTS</i>
H900303	PLEDGET <i>PLEDGETS</i>
H900304	PLUG <i>PLUGS</i>
H900305	RINFORZI PER SUTURATRICI <i>STAPLER REINFORCEMENTS</i>
H900399	DISPOSITIVI DI RINFORZO O SUPPORTO PER SUTURA - ALTRI <i>SUTURE REINFORCEMENT OR SUPPORT DEVICES</i>
H9004	CERE <i>WAXES</i>
H9005	CERNIERE <i>SUTURE ZIPPERS</i>
H9006	TAPPI CRANICI <i>CRANIAL HOLE COVERS</i>
H9099	DISPOSITIVI DA SUTURA - ALTRI <i>SUTURE DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J01	DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES</i>
J0101	PACE MAKER <i>IMPLANTABLE PACEMAKERS</i>
J010101	PACE MAKER MONOCAMERALI <i>SINGLE-CHAMBER IMPLANTABLE PACEMAKERS</i>
J01010101	PACE MAKER MONOCAMERALI (SC) <i>SINGLE-CHAMBER IMPLANTABLE PACEMAKERS (SC)</i>
J01010102	PACE MAKER MONOCAMERALI CON SENSORE (SR) <i>SINGLE-CHAMBER IMPLANTABLE PACEMAKERS WITH RATE MODULATION SENSOR (SR)</i>
J010102	PACE MAKER MONOCATETERE <i>SINGLE-LEAD PACEMAKERS</i>
J01010201	PACE MAKER MONOCATETERE VDD <i>SINGLE-LEAD VDD PACEMAKERS</i>
J01010202	PACE MAKER MONOCATETERE VDDR CON SENSORE <i>SINGLE-LEAD VDDR PACEMAKERS WITH RATE MODULATION SENSOR</i>
J010103	PACE MAKER BICAMERALI <i>DUAL-CHAMBER IMPLANTABLE PACEMAKERS</i>
J01010301	PACE MAKER BICAMERALI (DC) <i>DUAL-CHAMBER IMPLANTABLE PACEMAKERS (DC)</i>
J01010302	PACE MAKER BICAMERALI CON SENSORE (DR) <i>DUAL-CHAMBER IMPLANTABLE PACEMAKERS WITH RATE MODULATION SENSOR (DR)</i>
J010104	PACE MAKER TRICAMERALI <i>TRIPLE-CHAMBER IMPLANTABLE PACEMAKERS</i>
J01010401	PACE MAKER TRICAMERALI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (TR) <i>CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY TRIPLE CHAMBER PACEMAKERS</i>
J010180	PACE MAKER - ACCESSORI <i>PACEMAKERS - ACCESSORIES</i>
J010199	PACE MAKER - ALTRI <i>PACEMAKERS - OTHERS</i>
J0102	DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER FUNZIONALITA' CARDIACA <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES, DIAGNOSTIC</i>
J010201	DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER LA REGISTRAZIONE DELLE ARITMIE <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES, DIAGNOSTIC, ARRHYTHMIAS RECORDING</i>
J010280	DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER FUNZIONALITA' CARDIACA - ACCESSORI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES, DIAGNOSTIC - ACCESSORIES</i>
J010299	DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER FUNZIONALITA' CARDIACA - ALTRI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES, DIAGNOSTIC - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J0103	SISTEMI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE E KIT <i>CIRCULATORY ASSIST SYSTEMS AND KITS, VENTRICULAR</i>
J010301	SISTEMI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE <i>CIRCULATORY ASSIST SYSTEMS, VENTRICULAR</i>
J010302	KIT PER ASSISTENZA VENTRICOLARE <i>CIRCULATORY ASSIST KITS, VENTRICULAR</i>
J01030201	KIT PER ASSISTENZA MONOVENTRICOLARE (con pompa centrifuga e assiale trans-valvolare aortica) <i>CIRCULATORY ASSIST KITS, MONOVENTRICULAR (with centrifugal and axial trans-valvular aortic pump)</i>
J01030202	KIT PER ASSISTENZA BIVENTRICOLARE <i>CIRCULATORY ASSIST KITS, BIVENTRICULAR</i>
J01030203	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA PROLUNGATA <i>CIRCULATORY ASSIST KITS, PROTRACTED</i>
J0103020301	KIT PER VENTRICOLO ARTIFICIALE PARACORPOREO <i>ARTIFICIAL PARACORPOREAL VENTRICLE, KITS</i>
J0103020399	KIT PER ASSISTENZA CIRCOLATORIA PROLUNGATA - ALTRI <i>CIRCULATORY ASSIST KITS, PROTRACTED - OTHERS</i>
J01030299	KIT PER ASSISTENZA VENTRICOLARE - ALTRI <i>CIRCULATORY ASSIST KITS, VENTRICULAR - OTHERS</i>
J010380	SISTEMI DI ASSISTENZA VENTRICOLARE - ACCESSORI <i>CIRCULATORY ASSIST SYSTEMS, VENTRICULAR - ACCESSORIES</i>
J0104	CUORE ARTIFICIALE E KIT <i>ARTIFICIAL HEART AND KITS</i>
J010401	CUORE ARTIFICIALE <i>ARTIFICIAL HEART</i>
J010402	KIT PER CUORE ARTIFICIALE TOTALMENTE IMPIANTABILE <i>ARTIFICIAL TOTAL-IMPLANTABLE HEART. KITS</i>
J010480	CUORE ARTIFICIALE - ACCESSORI <i>ARTIFICIAL HEART - ACCESSORIES</i>
J0105	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI <i>IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS</i>
J010501	DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI <i>SINGLE-CHAMBER IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS</i>
J01050101	DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI CON SENSORE <i>SINGLE-CHAMBER IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS WITH RATE MODULATION SENSOR</i>
J010502	DEFIBRILLATORI BICAMERALI <i>DUAL-CHAMBER IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS</i>
J01050201	DEFIBRILLATORI BICAMERALI CON SENSORE <i>DUAL-CHAMBER IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS WITH RATE MODULATION SENSOR</i>
J010503	DEFIBRILLATORI TRICAMERALI <i>TRIPLE-CHAMBER IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J01050301	DEFIBRILLATORI TRICAMERALI CON SENSORE <i>TRIPLE-CHAMBER IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS WITH RATE MODULATION SENSOR</i>
J010580	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI - ACCESSORI <i>IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS - ACCESSORIES</i>
J010599	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI - ALTRI <i>IMPLANTABLE DEFIBRILLATORS - OTHERS</i>
J0190	DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA - VARI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES - VARIOUS</i>
J019001	ELETTROCATETERI PERMANENTI <i>PERMANENT CARDIAC ELECTROCATHETERS</i>
J01900101	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER PACE MAKER (INCLUSI A RILASCIO DI STEROIDE) <i>PACE-MAKER PERMANENT ELECTROCATHETERS (ALSO STEROID-ELUTING)</i>
J0190010101	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI UNIPOLARI ATRIALI E VENTRICOLARI <i>CARDIAC ELECTROCATHETERS, ENDOCARDIAL UNIPOLAR, ATRIAL AND VENTRICULAR</i>
J019001010101	ELETTROCATETERI ATRIALI CON FISSAGGIO PASSIVO <i>ATRIAL ELECTROCATHETERS, PASSIVE FIXING</i>
J019001010102	ELETTROCATETERI VENTRICOLARI CON FISSAGGIO PASSIVO <i>VENTRICULAR ELECTROCATHETERS, PASSIVE FIXING</i>
J0190010102	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI BIPOLARI ATRIALI E VENTRICOLARI (A FISSAGGIO ATTIVO E PASSIVO) <i>CARDIAC ELECTROCATHETERS, ENDOCARDIAL BIPOLAR, ATRIAL AND VENTRICULAR (WITH ACTIVE OR PASSIVE FIXING)</i>
J0190010103	ELETTROCATETERI PER VENTRICOLO SINISTRO CON SISTEMA DI CANNULAMENTO DEL SENO CORONARICO (P.M. TRICAMERALI) <i>LEFT VENTRICULAR ELECTROCATHETERS, CORONARY SINUS (TRICHAMBER P.M.)</i>
J0190010104	ELETTROCATETERI ENDOCARDICI PER PACE MAKER MONOCATETERE <i>PACE-MAKER ELECTROCATHETERS, ENDOCARDIAL, MONOCATHETER</i>
J0190010105	ELETTROCATETERI EPICARDICI PER STIMOLAZIONE CARDIACA PERMANENTE <i>PERMANENT CARDIAC ELECTROCATHETERS, EPICARDIAL</i>
J01900102	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER DEFIBRILLATORI <i>PERMANENT CARDIAC ELECTROCATHETERS, DEFIBRILLATOR</i>
J0190010201	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER STIMOLAZIONE E DEFIBRILLAZIONE IN VENTRICOLO DESTRO (a fissaggio attivo e passivo) <i>PERMANENT RIGHT VENTRICULAR ELECTROCATHETERS, PACING AND DEFIBRILLATION (with active and passive fixing)</i>
J019001020101	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER DEFIBRILLATORI A SINGOLA SPIRALE <i>PERMANENT CARDIAC ELECTROCATHETERS, SINGLE SPIRAL DEFIBRILLATOR</i>
J019001020102	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER DEFIBRILLATORI A DOPPIA SPIRALE <i>PERMANENT CARDIAC ELECTROCATHETERS, DOUBLE SPIRAL DEFIBRILLATOR</i>
J019001020199	ELETTROCATETERI PERMANENTI PER STIMOLAZIONE E DEFIBRILLAZIONE IN VENTRICOLO DESTRO - ALTRI <i>PERMANENT RIGHT VENTRICULAR ELECTROCATHETERS, PACING AND DEFIBRILLATION - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J01900180	ELETTROCATETERI PERMANENTI - ACCESSORI <i>PERMANENT CARDIAC ELECTROCATETERS - ACCESSORIES</i>
J01900199	ELETTROCATETERI PERMANENTI - ALTRI <i>PERMANENT CARDIAC ELECTROCATETERS - OTHERS</i>
J019002	PROGRAMMATORI E RELATIVI ACCESSORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI <i>PROGRAMMING UNITS AND ACCESSORIES FOR IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES</i>
J01900203	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES</i>
J01900280	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES - HARDWARE</i>
J01900282	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES - SOFTWARE</i>
J01900285	PROGRAMMATORI PER DISPOSITIVI CARDIACI IMPIANTABILI - MATERIALI SPECIFICI <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES - CONSUMABLES</i>
J019003	MAGNETI PER SISTEMI PER FUNZIONALITA' CARDIACA <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC SYSTEMS, MAGNETIZED DEVICES</i>
J019004	ADATTATORI PER SISTEMI PER FUNZIONALITA' CARDIACA <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC SYSTEMS, ADAPTORS</i>
J019005	SISTEMI PER RIMOZIONE DI ELETTROCATETERI CARDIACI <i>CARDIAC ELECTROCATETERS, EXTRACTION SYSTEMS</i>
J019099	DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA - ALTRI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE CARDIAC DEVICES - OTHERS</i>
J02	NEUROSTIMOLATORI <i>NEUROSTIMULATORS</i>
J0201	NEUROSTIMOLATORI CEREBRALI <i>NEUROSTIMULATORS, CENTRAL NERVOUS SYSTEM</i>
J020101	NEUROSTIMOLATORI PER LA TERAPIA DEL MORBO DI PARKINSON <i>NEUROSTIMULATORS, PARKINSON DISEASE</i>
J020180	NEUROSTIMOLATORI CEREBRALI - ACCESSORI <i>NEUROSTIMULATORS, CENTRAL NERVOUS SYSTEM - ACCESSORIES</i>
J020199	NEUROSTIMOLATORI CEREBRALI - ALTRI <i>NEUROSTIMULATORS, CENTRAL NERVOUS SYSTEM - OTHERS</i>
J0202	NEUROSTIMOLATORI SPINALI <i>NEUROSTIMULATORS, SPINE</i>
J020201	NEUROSTIMOLATORI SPINALI A RADIOFREQUENZA <i>NEUROSTIMULATORS, SPINE, RADIO-FREQUENCY</i>
J020202	NEUROSTIMOLATORI SPINALI TOTALMENTE IMPIANTABILI <i>NEUROSTIMULATORS, SPINE, TOTAL-IMPLANTABLE</i>
J020280	NEUROSTIMOLATORI SPINALI - ACCESSORI <i>NEUROSTIMULATORS, SPINE - ACCESSORIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J020299	NEUROSTIMOLATORI SPINALI - ALTRI <i>NEUROSTIMULATORS, SPINE - OTHERS</i>
J0203	NEUROSTIMOLATORI VAGALI <i>NEUROSTIMULATORS, VAGUS NERVE</i>
J020301	NEUROSTIMOLATORI PER LA TERAPIA NON CHIRURGICA DELL'EPILESSIA FARMACO-RESISTENTE <i>NEUROSTIMULATORS, ANTISEIZURE</i>
J020380	NEUROSTIMOLATORI VAGALI - ACCESSORI <i>NEUROSTIMULATORS, VAGUS NERVE - ACCESSORIES</i>
J020399	NEUROSTIMOLATORI VAGALI - ALTRI <i>NEUROSTIMULATORS, VAGUS NERVE - OTHERS</i>
J0204	NEUROSTIMOLATORI DEL RACHIDE SACRALE <i>NEUROSTIMULATORS, SACRAL SPINE</i>
J020401	NEUROSTIMOLATORI PER L'INCONTINENZA VESCICALE <i>NEUROSTIMULATORS, URINARY INCONTINENCE</i>
J020402	NEUROSTIMOLATORI PER L'INCONTINENZA INTESTINALE <i>NEUROSTIMULATORS, FAECAL INCONTINENCE</i>
J020480	NEUROSTIMOLATORI DEL RACHIDE SACRALE - ACCESSORI <i>NEUROSTIMULATORS, SACRAL SPINE - ACCESSORIES</i>
J020499	NEUROSTIMOLATORI DEL RACHIDE SACRALE - ALTRI <i>NEUROSTIMULATORS, SACRAL SPINE - OTHERS</i>
J0205	NEUROSTIMOLATORI PER IL RECUPERO MOTORIO <i>NEUROSTIMULATORS, MOTOR RECOVERY</i>
J020501	NEUROSTIMOLATORI PER GLI ARTI SUPERIORI <i>NEUROSTIMULATORS, ARMS</i>
J020502	NEUROSTIMOLATORI PER GLI ARTI INFERIORI <i>NEUROSTIMULATORS, LEGS</i>
J020580	NEUROSTIMOLATORI PER IL RECUPERO MOTORIO - ACCESSORI <i>NEUROSTIMULATORS, MOTOR RECOVERY - ACCESSORIES</i>
J020599	NEUROSTIMOLATORI PER IL RECUPERO MOTORIO - ALTRI <i>NEUROSTIMULATORS, MOTOR RECOVERY - OTHERS</i>
J0206	NEUROSTIMOLATORI DEL NERVO FRENICO <i>NEUROSTIMULATORS, PHRENIC NERVE</i>
J0207	PROGRAMMATORI E RELATIVI ACCESSORI PER NEUROSTIMOLATORI <i>PROGRAMMING UNITS AND ACCESSORIES FOR NEUROSTIMULATORS</i>
J020701	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI <i>PROGRAMMING UNITS FOR NEUROSTIMULATORS</i>
J020780	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PROGRAMMING UNITS FOR NEUROSTIMULATORS - HARDWARE</i>
J020782	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PROGRAMMING UNITS FOR NEUROSTIMULATORS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J020785	PROGRAMMATORI PER NEUROSTIMOLATORI - MATERIALI SPECIFICI <i>PROGRAMMING UNITS FOR NEUROSTIMULATORS - CONSUMABLES</i>
J0299	NEUROSTIMOLATORI - ALTRI <i>NEUROSTIMULATORS - OTHERS</i>
J03	IMPIANTI AURICOLARI ATTIVI <i>AUDITORY ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES</i>
J0301	IMPIANTI COCLEARI <i>AUDITORY ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES, COCHLEAR</i>
J0302	IMPIANTI ATTIVI PER L'ORECCHIO MEDIO <i>AUDITORY ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES, MIDDLE EAR</i>
J0303	IMPIANTI AL TRONCO PER SORDITA' PROFONDA <i>AUDITORY ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES, BRAINSTEM</i>
J0380	IMPIANTI AURICOLARI ATTIVI - ACCESSORI <i>AUDITORY ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES - ACCESSORIES</i>
J0399	IMPIANTI AURICOLARI ATTIVI - ALTRI <i>AUDITORY ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES - OTHERS</i>
J04	POMPE IMPIANTABILI <i>IMPLANTABLE PUMPS</i>
J0401	POMPE IMPIANTABILI ELETTRONICHE <i>IMPLANTABLE PUMPS, ELECTRONIC</i>
J0402	POMPE IMPIANTABILI MECCANICHE <i>IMPLANTABLE PUMPS, MECHANICAL</i>
J0403	PROGRAMMATORI E RELATIVI ACCESSORI PER POMPE IMPIANTABILI <i>PROGRAMMING UNITS AND ACCESSORIES FOR IMPLANTABLE PUMPS</i>
J040301	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE PUMPS</i>
J040380	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE PUMPS - HARDWARE</i>
J040382	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE PUMPS - SOFTWARE</i>
J040385	PROGRAMMATORI PER POMPE IMPIANTABILI - MATERIALI SPECIFICI <i>PROGRAMMING UNITS FOR IMPLANTABLE PUMPS - CONSUMABLES</i>
J0480	POMPE IMPIANTABILI - ACCESSORI <i>IMPLANTABLE PUMPS - ACCESSORIES</i>
J0499	POMPE IMPIANTABILI - ALTRE <i>IMPLANTABLE PUMPS - OTHERS</i>
J99	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI - ALTRI <i>ACTIVE-IMPLANTABLE DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA <i>ENDOTHERAPY AND ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA <i>ENDOTHERAPY AND ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K01	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY DEVICES</i>
K0101	TROCAR E KIT MONOUSO <i>ENDOTHERAPY TROCARS AND SETS, SINGLE-USE</i>
K010101	TROCAR MONOUSO <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE</i>
K01010101	TROCAR MONOUSO STANDARD <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE, STANDARD</i>
K01010102	TROCAR DI HASSON MONOUSO <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE, HASSON</i>
K01010103	TROCAR OTTICI MONOUSO <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE, OPTICAL</i>
K01010104	TROCAR TORACICI MONOUSO <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE, THORACIC</i>
K01010105	TROCAR SPECIALI MONOUSO <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE, SPECIAL MODELS</i>
K01010180	TROCAR MONOUSO - ACCESSORI <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE - ACCESSORIES</i>
K01010199	TROCAR MONOUSO - ALTRI <i>ENDOTHERAPY TROCARS, SINGLE-USE - OTHERS</i>
K010102	KIT PER INTERVENTI DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY SETS</i>
K010190	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - VARI <i>ENDOTHERAPY DEVICES - VARIOUS</i>
K01019001	AGHI DI VERESS <i>PNEUMOPERITONEAL NEEDLES, VERESS MODELS</i>
K01019002	FILETTATURE DI STABILITA' PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, STABILITY THREADINGS</i>
K01019003	RIDUTTORI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, ADAPTORS</i>
K01019004	SONDE PER COLANGIOGRAFIA <i>ENDOTHERAPY, CHOLANGIOGRAPHY PROBES</i>
K01019005	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MANO-ASSISTITA (HAND-ASSISTED) <i>HAND-ASSISTED SURGERY DEVICES</i>
K0102	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, SINGLE-USE INSTRUMENTARY</i>
K010201	STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, SINGLE-USE SURGICAL INSTRUMENTARY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA <i>ENDOTHERAPY AND ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K01020101	DISSETTORI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, DISSECTORS, SINGLE-USE</i>
K01020102	FORBICI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, SCISSORS, SINGLE-USE</i>
K01020103	MANIPOLATORI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, HANDPIECES, SINGLE-USE</i>
K01020104	PINZE MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, FORCEPS, SINGLE-USE</i>
K01020105	PORTAGHI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, NEEDLE HOLDERS, SINGLE-USE</i>
K01020106	RETRATTORI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, RETRACTORS, SINGLE-USE</i>
K01020107	SACCHETTI DI RECUPERO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, BAGS FOR TISSUE EXTRACTION</i>
K01020109	TAMPONI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOTHERAPY, SWABS</i>
K01020110	CANNULE MONOUSO PER ASPIRAZIONE/IRRIGAZIONE IN CHIRURGIA MINI-INVASIVA (non elettrificate) <i>ENDOTHERAPY, ASPIRATION/IRRIGATION CANNULAS, SINGLE-USE (not electrosurgical)</i>
K01020199	STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ALTRI <i>ENDOTHERAPY, SINGLE-USE SURGICAL INSTRUMENTARY - OTHERS</i>
K010202	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY, SINGLE-USE INSTRUMENTARY</i>
K01020201	BISTURI E LAME MONOUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY, SCALPELS AND BLADES, SINGLE-USE</i>
K01020202	CLIP MONOUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY, CLIPS, SINGLE-USE</i>
K01020203	FORBICI MONOUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY, SCISSORS, SINGLE-USE</i>
K01020204	PINZE MONOUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY, FORCEPS, SINGLE-USE</i>
K01020299	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA - ALTRO <i>ROBOTIC SURGERY, SINGLE-USE INSTRUMENTARY - OTHERS</i>
K0103	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA SPINALE <i>SPINAL ENDOTHERAPY DEVICES</i>
K010301	DISPOSITIVI PER PLASTICA PERCUTANEA DELLA COLONNA VERTEBRALE <i>SPINAL PERCUTANEOUS PLASTIC DEVICES WITH BALLOON</i>
K010399	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA SPINALE - ALTRI <i>SPINAL ENDOTHERAPY DEVICES - OTHERS</i>
K0180	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ACCESSORI ALTRI <i>ENDOTHERAPY DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA <i>ENDOTHERAPY AND ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K0199	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ALTRI <i>ENDOTHERAPY DEVICES - OTHERS</i>
K02	DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K0201	DISPOSITIVI MONO- E BIPOLARI <i>ELECTROSURGICAL DEVICES, MONO- AND BIPOLAR</i>
K020101	STRUMENTARIO MONOUSO MONO- E BIPOLARE <i>ELECTROSURGICAL INSTRUMENTARY, MONO- AND BIPOLAR, SINGLE-USE</i>
K02010101	CANNULE MULTIFUNZIONE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL MULTIFUNCTIONAL CANNULAS, SINGLE-USE</i>
K0201010101	CANNULE MULTIFUNZIONE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL MULTIFUNCTIONAL CANNULAS, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0201010102	CANNULE MULTIFUNZIONE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL MULTIFUNCTIONAL CANNULAS, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02010102	DISSETTORI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL DISSECTORS, SINGLE-USE</i>
K0201010201	DISSETTORI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL DISSECTORS, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0201010202	DISSETTORI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL DISSECTORS, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02010103	ELETTRODI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL ELECTRODES, SINGLE-USE</i>
K0201010301	ELETTRODI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL ELECTRODES, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0201010302	ELETTRODI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL ELECTRODES, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02010104	FORBICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL SCISSORS, SINGLE-USE</i>
K0201010401	FORBICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL SCISSORS, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0201010402	FORBICI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL SCISSORS, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02010105	MANIPOLI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL HANDPIECES, SINGLE-USE</i>
K0201010501	MANIPOLI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL HANDPIECES, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0201010502	MANIPOLI MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL HANDPIECES, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02010106	PINZE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL FORCEPS, SINGLE-USE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA <i>ENDOTHERAPY AND ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K0201010601	PINZE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL FORCEPS, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0201010602	PINZE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL FORCEPS, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02010107	SISTEMI PER EVACUAZIONE DEI FUMI <i>SMOKE EVACUATION DEVICES</i>
K02010199	STRUMENTARIO MONOUSO MONO- E BIPOLARE - ALTRO <i>ELECTROSURGICAL INSTRUMENTARY, MONO- AND BIPOLAR, SINGLE-USE - OTHERS</i>
K020102	PIASTRE E CAVI PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL PADS AND CABLES</i>
K02010201	PIASTRE PAZIENTE MONOPARTITE PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL RETURN ELECTRODES, MONOPARTITE</i>
K02010202	PIASTRE PAZIENTE BIPARTITE PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL RETURN ELECTRODES, BIPARTITE</i>
K02010203	CAVI DI COLLEGAMENTO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL CABLES, SINGLE-USE</i>
K020103	ELETTROCAUTERI BIPOLARI AUTOALIMENTATI <i>BIPOLAR ELECTROCAUTERY SYSTEMS, BATTERY-POWERED</i>
K02010301	ELETTROCAUTERI BIPOLARI A BASSA TEMPERATURA <i>BIPOLAR ELECTROCAUTERY SYSTEMS, LOW TEMPERATURE</i>
K02010302	ELETTROCAUTERI BIPOLARI A MEDIA TEMPERATURA <i>BIPOLAR ELECTROCAUTERY SYSTEMS, MIDDLE TEMPERATURE</i>
K02010303	ELETTROCAUTERI BIPOLARI AD ALTA TEMPERATURA <i>BIPOLAR ELECTROCAUTERY SYSTEMS, HIGH TEMPERATURE</i>
K020180	DISPOSITIVI MONO- E BIPOLARI - ACCESSORI <i>ELECTROSURGICAL DEVICES, MONO- AND BIPOLAR - ACCESSORIES</i>
K020199	DISPOSITIVI MONO- E BIPOLARI - ALTRI <i>ELECTROSURGICAL DEVICES, MONO- AND BIPOLAR - OTHERS</i>
K0202	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A ULTRASUONI <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC DEVICES</i>
K020201	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC INSTRUMENTARY, SINGLE-USE</i>
K02020101	FORBICI MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC SCISSORS, SINGLE-USE</i>
K0202010101	FORBICI MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC SCISSORS, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0202010102	FORBICI MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC SCISSORS, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02020102	MANIPOLI MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC HANDPIECES, SINGLE-USE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA <i>ENDOTHERAPY AND ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K0202010201	MANIPOLI MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC HANDPIECES, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0202010202	MANIPOLI MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC HANDPIECES, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02020103	LAME MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC BLADES, SINGLE-USE</i>
K0202010301	LAME MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI A CIELO APERTO <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC BLADES, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0202010302	LAME MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI LAPAROSCOPICA <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC BLADES, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>
K02020199	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA A ULTRASUONI - ALTRO <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC INSTRUMENTARY, SINGLE-USE - OTHERS</i>
K020280	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A ULTRASUONI - ACCESSORI <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC DEVICES - ACCESSORIES</i>
K020299	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A ULTRASUONI - ALTRI <i>ELECTROSURGICAL ULTRASONIC DEVICES - OTHERS</i>
K0203	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA <i>ELECTROSURGICAL RADIOFREQUENCY DEVICES</i>
K020301	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA A RADIOFREQUENZA <i>ELECTROSURGICAL RADIOFREQUENCY INSTRUMENTARY, SINGLE-USE</i>
K02030101	ELETTRODI MONOUSO PER CHIRURGIA A RADIOFREQUENZA <i>ELECTROSURGICAL RADIOFREQUENCY ELECTRODES, SINGLE-USE</i>
K02030102	PINZE MONOUSO PER CHIRURGIA A RADIOFREQUENZA <i>ELECTROSURGICAL RADIOFREQUENCY FORCEPS, SINGLE-USE</i>
K02030199	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA A RADIOFREQUENZA - ALTRO <i>ELECTROSURGICAL RADIOFREQUENCY INSTRUMENTARY, SINGLE-USE - OTHERS</i>
K020380	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA - ACCESSORI <i>ELECTROSURGICAL RADIOFREQUENCY DEVICES - ACCESSORIES</i>
K020399	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A RADIOFREQUENZA - ALTRI <i>ELECTROSURGICAL RADIOFREQUENCY DEVICES - OTHERS</i>
K0204	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A GAS ARGON <i>ARGON GAS SURGICAL DEVICES</i>
K020401	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA A GAS ARGON <i>ARGON GAS SURGICAL INSTRUMENTARY, SINGLE-USE</i>
K02040101	ELETTRODI MONOUSO PER CHIRURGIA A GAS ARGON <i>ARGON GAS SURGICAL ELECTRODES, SINGLE-USE</i>
K0204010101	ELETTRODI MONOUSO PER CHIRURGIA A GAS ARGON A CIELO APERTO <i>ARGON GAS SURGICAL ELECTRODES, OPEN SURGERY, SINGLE-USE</i>
K0204010102	ELETTRODI MONOUSO PER CHIRURGIA A GAS ARGON LAPAROSCOPICA <i>ARGON GAS SURGICAL ELECTRODES, LAPAROSCOPIC, SINGLE-USE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTRICITÀ <i>ENDOTHERAPY AND ELECTROSURGICAL DEVICES</i>
K02040102	MANIPOLI MONOUSO PER CHIRURGIA A GAS ARGON <i>ARGON GAS SURGICAL HANDPIECES, SINGLE-USE</i>
K02040199	STRUMENTARIO MONOUSO PER CHIRURGIA A GAS ARGON - ALTRO <i>ARGON GAS SURGICAL INSTRUMENTARY, SINGLE-USE - OTHERS</i>
K020480	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A GAS ARGON - ACCESSORI <i>ARGON GAS SURGICAL DEVICES - ACCESSORIES</i>
K020499	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA CON GENERATORE A GAS ARGON - ALTRI <i>ARGON GAS SURGICAL DEVICES - OTHERS</i>
K0299	DISPOSITIVI PER ELETTRICITÀ - ALTRI <i>ELECTROSURGICAL DEVICES - OTHERS</i>
K03	DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPIC DEVICES</i>
K0301	SISTEMI DI TRAZIONE PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPY, TRACTION SYSTEMS</i>
K0302	DISPOSITIVI CHIRURGICI MONOUSO PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPIC SURGICAL DEVICES, SINGLE-USE</i>
K030201	CANNULE MONOUSO PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPIC CANNULAS, SINGLE-USE</i>
K030202	FILI GUIDA MONOUSO PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPY, SINGLE-USE GUIDEWIRES</i>
K030203	LAME MONOUSO PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPIC BLADES, SINGLE-USE</i>
K030204	FRESE MONOUSO PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPIC BURS, SINGLE-USE</i>
K030205	DISPOSITIVI DA SUTURA PER ARTROSCOPIA <i>ARTHROSCOPIC SUTURE DEVICES</i>
K030299	DISPOSITIVI CHIRURGICI MONOUSO PER ARTROSCOPIA - ALTRI <i>ARTHROSCOPIC SURGICAL DEVICES, SINGLE-USE - OTHERS</i>
K0380	DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA - ACCESSORI <i>ARTHROSCOPIC DEVICES - ACCESSORIES</i>
K0399	DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA - ALTRI <i>ARTHROSCOPIC DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS

L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS

L01 STRUMENTI TAGLIENTI (non ricompresi nel gruppo V01)
CUTTING INSTRUMENTS (not in V01)

L0101 BISTURI NON STERILI
SCALPELS - NOT STERILE

L010101 BISTURI CHIRURGICI MONOBLOCCO
ONE-PIECE SCALPELS

L010102 LAME PER BISTURI
SCALPEL BLADES

L010103 MANICI PER BISTURI
SCALPEL HANDLES

L0102 COLTELLI CHIRURGICI
SURGICAL KNIVES

L0103 DERMOTOMI E LAME
DERMATOMES AND BLADES

L0104 FORBICI
SURGICAL SCISSORS

L010401 FORBICI PER BENDE E VESTIARIO
SCISSORS, BANDAGE AND CLOTHING

L01040101 FORBICI PER GESSO
SCISSORS, CAST

L01040199 FORBICI PER BENDE E VESTIARIO - ALTRE
SCISSORS, BANDAGE AND CLOTHING - OTHERS

L010402 FORBICI PER SUTURE
SCISSORS, SUTURE

L01040201 FORBICI LEVAPUNTI
SCISSORS, SUTURE REMOVERS

L01040202 FORBICI PER LEGATURE
SCISSORS - LIGATURE

L01040299 FORBICI PER SUTURE - ALTRE
SCISSORS, SUTURE - OTHERS

L010403 FORBICI PER DISSEZIONE
DISSECTING SCISSORS

L010404 FORBICI PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
SCISSORS, CARDIOVASCULAR

L01040401 FORBICI CARDIACHE
SCISSORS, CARDIAC

L01040402 FORBICI VASCOLARI
SCISSORS, VASCULAR

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L010405	FORBICI PER OFTALMOLOGIA <i>SCISSORS, OPHTHALMIC</i>
L01040501	FORBICI CORNEALI <i>SCISSORS, CORNEAL</i>
L01040502	FORBICI PER ENUCLEAZIONE OCULARE <i>SCISSORS, OPHTHALMIC ENUCLEATION</i>
L01040503	FORBICI PER IRIDE <i>SCISSORS, IRIS</i>
L01040504	FORBICI PER CHIRURGIA VITREO-RETINICA <i>SCISSORS, VITREO-RETINAL</i>
L01040505	FORBICI PER CONGIUNTIVA <i>SCISSORS, CONJUNCTIVAL</i>
L01040506	FORBICI PER TENOTOMIA E CORREZIONE DELLO STRABISMO <i>SCISSORS, TENOTOMY AND STRABISMUS</i>
L01040599	FORBICI PER OFTALMOLOGIA - ALTRE <i>SCISSORS, OPHTHALMIC - OTHERS</i>
L010406	FORBICI PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA <i>SCISSORS, ENT</i>
L01040601	FORBICI NASALI <i>SCISSORS, NASAL</i>
L01040602	FORBICI PER CHIRURGIA DELL'ORECCHIO <i>SCISSORS, EAR</i>
L01040603	FORBICI TONSILLARI <i>SCISSORS. TONSIL</i>
L01040699	FORBICI PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA - ALTRE <i>SCISSORS, ENT - OTHERS</i>
L010407	FORBICI PER NEUROCHIRURGIA <i>SCISSORS, NEUROSURGICAL</i>
L01040701	FORBICI PER DURA MADRE <i>SCISSORS, DURA</i>
L01040799	FORBICI PER NEUROCHIRURGIA - ALTRE <i>SCISSORS, NEUROSURGICAL - OTHERS</i>
L010408	FORBICI PER GASTROENTEROLOGIA <i>SCISSORS, GASTRO-INTESTINAL</i>
L01040801	FORBICI INTESTINALI <i>SCISSORS, INTESTINAL</i>
L0104080101	FORBICI RETTALI <i>SCISSORS, RECTAL</i>
L0104080199	FORBICI INTESTINALI - ALTRE <i>SCISSORS, INTESTINAL - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L01040899	FORBICI PER GASTROENTEROLOGIA - ALTRE <i>SCISSORS, GASTRO-INTESTINAL - OTHERS</i>
L010409	FORBICI PER CHIRURGIA TORACICA <i>SCISSORS, THORACIC</i>
L010410	FORBICI PER ODONTOSTOMATOLOGIA <i>SCISSORS, ODONTOLOGY</i>
L010411	FORBICI PER CHIRURGIA OSTETRICO-GINECOLOGICA <i>SCISSORS, OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY</i>
L01041101	FORBICI PER OSTETRICIA <i>SCISSORS, OBSTETRICS</i>
L0104110101	FORBICI OMBELICALI <i>SCISSORS, UMBILICAL CORD</i>
L0104110102	FORBICI PER EPISIOTOMIA <i>SCISSORS, EPISIOTOMY</i>
L0104110103	FORBICI PER CEFALOTOMIA <i>SCISSORS, CEPHALECTOMY</i>
L0104110199	FORBICI PER OSTETRICIA - ALTRE <i>SCISSORS, OBSTETRICS - OTHERS</i>
L01041102	FORBICI PER GINECOLOGIA <i>SCISSORS, GYNAECOLOGICAL</i>
L0104110201	FORBICI UTERINE <i>SCISSORS, UTERINE</i>
L0104110202	FORBICI PER PARAMETRIO <i>SCISSORS, PARAMETRIUM</i>
L0104110299	FORBICI PER GINECOLOGIA - ALTRE <i>SCISSORS, GYNAECOLOGICAL - OTHERS</i>
L01041199	FORBICI PER CHIRURGIA OSTETRICO-GINECOLOGICA - ALTRE <i>SCISSORS, OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY - OTHERS</i>
L010412	FORBICI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>SCISSORS, ORTHOPAEDIC</i>
L01041201	FORBICI OSSEE <i>SCISSORS, BONE</i>
L01041299	FORBICI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - ALTRE <i>SCISSORS, ORTHOPAEDIC - OTHERS</i>
L010413	FORBICI PER MICROCHIRURGIA <i>MICROSCISSORS</i>
L010499	FORBICI CHIRURGICHE - ALTRE <i>SURGICAL SCISSORS - OTHERS</i>
L0107	SEGHE <i>SURGICAL SAWS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE

REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS

L0180 STRUMENTI TAGLIENTI - ACCESSORI

CUTTING INSTRUMENTS - ACCESSORIES

L0199 STRUMENTI TAGLIENTI - ALTRI

CUTTING INSTRUMENTS - OTHERS

L02 STRUMENTI PER SUTURA

SUTURE INSTRUMENTS

L0201 AGHI PER LEGATURA

LIGATURE NEEDLES

L0202 AGHI PER SUTURA

SUTURE NEEDLES

L0203 CONTENITORI PER AGHI

NEEDLE CONTAINERS

L0204 LEVAPUNTI

SUTURE REMOVERS

L0205 PORTAGHI

NEEDLE HOLDERS

L0206 SONDE SCANALATE

FLUTED PROBES

L0299 STRUMENTI PER SUTURA - ALTRI

SUTURE INSTRUMENTS - OTHERS

L03 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GENERALE

GENERAL SURGERY INSTRUMENTS

L0301 CANNULE CHIRURGICHE (non ricomprese nel gruppo A)

SURGICAL CANNULAS (not in category A)

L030101 CANNULE CHIRURGICHE DA ASPIRAZIONE E LAVAGGIO

SURGICAL CANNULAS, ASPIRATION AND IRRIGATION

L030199 CANNULE CHIRURGICHE - ALTRE

SURGICAL CANNULAS - OTHERS

L0311 SONDE E SPECILLI

PROBES AND STYLETS

L031101 SONDE PER FISTOLE

FISTULA PROBES

L031199 SONDE E SPECILLI - ALTRI

PROBES AND STYLETS - OTHERS

L0312 TREQUARTI (non ricompresi nel gruppo A)

TROCARS (not in category A)

L0313 PINZE PER CHIRURGIA GENERALE

FORCEPS, GENERAL SURGERY

L031301 PINZE DA BIOPSIA PER CHIRURGIA GENERALE

BIOPSY FORCEPS, GENERAL SURGERY

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L031302	PINZE DA MEDICAZIONE <i>FORCEPS, DRESSING</i>
L031303	PINZE PORTATAMPONI <i>FORCEPS, SPONGE</i>
L031304	PINZE DA PRESA <i>FORCEPS, GRASPING</i>
L03130401	PINZE DA PRESA DI TESSUTI E ORGANI <i>FORCEPS, ORGAN- AND TISSUE GRASPING</i>
L03130402	PINZE PER CORPI ESTRANEI <i>FORCEPS, FOREIGN BODIES</i>
L03130403	PINZE PER SCHEGGE <i>FORCEPS, SLIVERS</i>
L03130499	PINZE DA PRESA - ALTRE <i>FORCEPS, GRASPING - OTHERS</i>
L031305	PINZE PER TESSUTI E BENDAGGI <i>FORCEPS, TOWEL AND BANDAGE</i>
L031306	PINZE EMOSTATICHE <i>FORCEPS, HEMOSTATIC</i>
L031307	PINZE FERMATELI E FERMATUBI <i>FORCEPS, TUBES AND TOWELS</i>
L031308	PINZETTE CHIRURGICHE E ANATOMICHE <i>SURGICAL AND ANATOMIC TWEEZERS</i>
L031309	PINZE PASSAFILI <i>LIGATURES PASSERS</i>
L031310	PINZE PER DISSEZIONE <i>DISSECTING FORCEPS</i>
L031311	CLIPS CUTANEE <i>SURGICAL CLIPS, SKIN</i>
L031312	PINZE DA INTUBAZIONE <i>FORCEPS, TUBE INTRODUCING</i>
L031399	PINZE PER CHIRURGIA GENERALE - ALTRE <i>FORCEPS, GENERAL SURGERY - OTHERS</i>
L0314	DIVARICATORI E SPATOLE PER CHIRURGIA GENERALE <i>RETRACTORS AND SPATULAE, GENERAL SURGERY</i>
L031401	DIVARICATORI E RETRATTORI PER CHIRURGIA GENERALE <i>RETRACTORS, GENERAL SURGERY</i>
L03140101	DIVARICATORI AUTOSTATICI <i>SELF-RETAINING RETRACTORS</i>
L03140102	DIVARICATORI VAGINALI <i>VAGINAL RETRACTORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L03140103	RETRATTORI E DIVARICATORI VASCOLARI <i>VASCULAR RETRACTORS</i>
L03140104	UNCINI DIVARICATORI <i>RETRACTORS, HOOKS</i>
L03140105	RETRATTORI CUTANEI <i>SKIN RETRACTORS</i>
L03140199	DIVARICATORI E RETRATTORI PER CHIRURGIA GENERALE - ALTRI <i>RETRACTORS, GENERAL SURGERY - OTHERS</i>
L031402	SPATOLE PER CHIRURGIA GENERALE <i>SPATULAE, GENERAL SURGERY</i>
L0315	DISSETTORI PER CHIRURGIA GENERALE <i>DISSECTORS, GENERAL SURGERY</i>
L0399	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GENERALE - ALTRO <i>GENERAL SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L04	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ADDOMINALE <i>ABDOMINAL SURGERY INSTRUMENTS</i>
L0406	RETTOSCOPI E ANOSCOPI RIGIDI <i>HARD RECTOSCOPES AND ANOSCOPES</i>
L0408	PINZE SPECIALI PER CHIRURGIA ADDOMINALE <i>SPECIALIZED FORCEPS, ABDOMINAL SURGERY</i>
L040801	PINZE SPECIALI PER FEGATO E VIE BILIARI <i>SPECIALIZED FORCEPS, LIVER AND BILIARY TRACT</i>
L04080101	PINZE PER COLECISTI <i>FORCEPS, GALLBLADDER</i>
L04080102	PINZE PER CALCOLI BILIARI <i>FORCEPS, BILIARY STONES</i>
L04080103	PINZE PER VIE BILIARI <i>FORCEPS, BILIARY TRACT</i>
L04080199	PINZE SPECIALI PER FEGATO E VIE BILIARI - ALTRE <i>SPECIALIZED FORCEPS, LIVER AND BILIARY TRACT - OTHERS</i>
L040802	PINZE SPECIALI PER APPARATO GASTROINTESTINALE <i>SPECIALIZED FORCEPS, GASTROINTESTINAL</i>
L04080201	PINZE ESOFAGEE <i>FORCEPS, ESOPHAGUS</i>
L04080202	PINZE GASTRICHE <i>FORCEPS, GASTRIC</i>
L04080203	PINZE INTESTINALI <i>FORCEPS, INTESTINAL</i>
L0408020301	PINZE DA PRESA DI TESSUTI INTESTINALI <i>GRASPING FORCEPS, INTESTINAL</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L0408020302	ENTEROSTATI <i>INTESTINAL CLAMPS</i>
L0408020303	PINZE BIOPTICHE RETTALI <i>FORCEPS, INTESTINAL BIOPSY</i>
L0408020304	PINZE PER COMPRESSIONE INTESTINALE <i>FORCEPS, INTESTINAL COMPRESSION</i>
L0408020305	PINZE PER ANASTOMOSI INTESTINALI <i>FORCEPS, INTESTINAL ANASTOMOSIS</i>
L0408020306	PINZE EMORROIDALI <i>FORCEPS, HAEMORRHOIDAL</i>
L0408020399	PINZE INTESTINALI - ALTRE <i>FORCEPS, INTESTINAL - OTHERS</i>
L04080204	PINZE PERITONEALI <i>FORCEPS, PERITONAEAL</i>
L04080299	PINZE SPECIALI PER APPARATO GASTROINTESTINALE - ALTRE <i>SPECIALIZED FORCEPS, GASTROINTESTINAL - OTHERS</i>
L0409	DILATATORI E DIVARICATORI PER CHIRURGIA ADDOMINALE <i>RETRACTORS, ABDOMINAL SURGERY</i>
L040901	DIVARICATORI ADDOMINALI <i>ABDOMINAL RETRACTORS</i>
L040902	DIVARICATORI RETTALI E ANALI <i>RECTAL AND ANAL RETRACTORS</i>
L040903	DILATATORI GASTRICI <i>GASTRIC RETRACTORS</i>
L040999	DILATATORI E DIVARICATORI PER CHIRURGIA ADDOMINALE - ALTRI <i>RETRACTORS, ABDOMINAL SURGERY - OTHERS</i>
L0410	SONDE PER CHIRURGIA ADDOMINALE <i>PROBES, ABDOMINAL SURGERY</i>
L041001	SONDE CHIRURGICHE PER FEGATO E VIE BILIARI <i>SURGICAL PROBES, LIVER AND BILIARY TRACT</i>
L04100101	SONDE CHIRURGICHE BILIARI <i>SURGICAL PROBES, BILIARY TRACT</i>
L04100102	SONDE CHIRURGICHE PER FEGATO <i>SURGICAL PROBES, LIVER</i>
L041002	SONDE CHIRURGICHE PER APPARATO DIGERENTE <i>SURGICAL PROBES, DIGESTIVE SYSTEM</i>
L04100201	SONDE CHIRURGICHE ESOFAGEE <i>SURGICAL PROBES, ESOPHAGUS</i>
L04100202	SONDE CHIRURGICHE RETTALI <i>SURGICAL PROBES, RECTAL</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L04100299	SONDE CHIRURGICHE PER APPARATO DIGERENTE - ALTRE <i>SURGICAL PROBES, DIGESTIVE SYSTEM - OTHERS</i>
L0499	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ADDOMINALE - ALTRO <i>ABDOMINAL SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L05	STRUMENTARIO PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA <i>OBSTETRICAL AND GYNAECOLOGICAL INSTRUMENTS</i>
L0508	STRUMENTARIO PER OSTETRICIA <i>OBSTETRICAL INSTRUMENTS</i>
L050801	FORCIPI <i>OBSTETRICAL FORCEPS</i>
L050802	AMNIOTOMI PLURIUSO <i>REUSABLE AMNIOTOMES</i>
L050803	PINZE PER CHIRURGIA OSTETRICA <i>OBSTETRICAL SURGERY, FORCEPS</i>
L05080301	CLAMP PER CHIRURGIA OSTETRICA <i>OBSTETRICAL SURGERY, CLAMPS</i>
L0508030101	PINZE PER CLAMPAGGIO OMBELICALE <i>UMBILICAL CORD CLAMPS</i>
L0508030199	CLAMP PER CHIRURGIA OSTETRICA - ALTRI <i>OBSTETRICAL SURGERY, CLAMPS - OTHERS</i>
L05080302	PINZE DA PRESA OSTETRICHE <i>OBSTETRICAL SURGERY, GRASPING FORCEPS</i>
L05080303	PINZE PER PLACENTA E TESSUTI ABORTIVI <i>OSTETRICAL SURGERY, PLACENTA AND ABORTION FORCEPS</i>
L05080399	PINZE PER CHIRURGIA OSTETRICA - ALTRE <i>OBSTETRICAL SURGERY, FORCEPS - OTHERS</i>
L050804	UNCINI PER OSTETRICIA <i>OBSTETRICAL HOOKS</i>
L050899	STRUMENTARIO PER OSTETRICIA - ALTRO <i>OBSTETRICAL INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L0509	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GINECOLOGICA <i>GYNAECOLOGICAL INSTRUMENTS</i>
L050901	CURETTE UTERINE <i>UTERINE CURETTES</i>
L050902	DILATATORI E DIVARICATORI PER USO GINECOLOGICO <i>GYNAECOLOGICAL DILATORS AND RETRACTORS</i>
L05090201	DILATATORI PER USO GINECOLOGICO <i>GYNAECOLOGICAL DILATORS</i>
L0509020101	DILATATORI VAGINALI <i>VAGINAL DILATORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L0509020102	DILATATORI CERVICALI <i>CERVICAL DILATORS</i>
L0509020199	DILATATORI PER USO GINECOLOGICO - ALTRI <i>GYNAECOLOGICAL DILATORS - OTHERS</i>
L05090202	DIVARICATORI PER USO GINECOLOGICO <i>GYNAECOLOGICAL RETRACTORS</i>
L0509020201	RETRATTORI UTERINI <i>UTERINE RETRACTORS</i>
L0509020299	DIVARICATORI PER USO GINECOLOGICO - ALTRI <i>GYNAECOLOGICAL RETRACTORS - OTHERS</i>
L050903	PINZE PER CHIRURGIA GINECOLOGICA <i>FORCEPS, GYNAECOLOGICAL SURGERY</i>
L05090301	PINZE DA BIOPSIA GINECOLOGICA <i>FORCEPS, GYNAECOLOGICAL BIOPSY</i>
L05090302	PINZE UTERINE <i>FORCEPS, UTERINE</i>
L0509030201	PINZE PER ISTERECTOMIA <i>FORCEPS, HYSTERECTOMY</i>
L0509030202	PINZE DA PRESA UTERINE <i>GRASPING FORCEPS, UTERINE</i>
L0509030203	PINZE PER PARAMETRIO <i>FORCEPS, PARAMETRIUM</i>
L0509030299	PINZE UTERINE - ALTRE <i>FORCEPS, UTERINE - OTHERS</i>
L05090399	PINZE PER CHIRURGIA GINECOLOGICA - ALTRE <i>FORCEPS, GYNAECOLOGICAL SURGERY - OTHERS</i>
L050905	SONDE PER CHIRURGIA GINECOLOGICA <i>PROBES, GYNAECOLOGICAL SURGERY</i>
L05090501	SONDE CHIRURGICHE UTERINE <i>UTERINE PROBES</i>
L05090599	SONDE PER CHIRURGIA GINECOLOGICA - ALTRE <i>PROBES, GYNAECOLOGICAL SURGERY - OTHERS</i>
L0590	STRUMENTARIO PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA - VARIO <i>OBSTETRICAL AND GYNAECOLOGICAL INSTRUMENTS - VARIOUS</i>
L059001	SPECULI VAGINALI PLURIUSO <i>REUSABLE VAGINAL SPECULA</i>
L059002	LEVE UTERINE <i>UTERINE ELEVATORS</i>
L059003	UNCINI PER USO GINECOLOGICO <i>GYNAECOLOGICAL HOOKS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L059099	STRUMENTARIO PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA - ALTRO <i>OBSTETRICAL AND GYNAECOLOGICAL INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L06	STRUMENTARIO PER UROLOGIA <i>UROLOGICAL INSTRUMENTS</i>
L0604	STRUMENTARIO PER ENDOUROLOGIA <i>ENDOUROLOGICAL INSTRUMENTS</i>
L0605	DILATATORI E DIVARICATORI UROLOGICI <i>UROLOGICAL DILATORS AND RETRACTORS</i>
L060501	STRUMENTARIO PER DILATAZIONE UROLOGICA <i>UROLOGICAL DILATORS</i>
L06050101	STRUMENTARIO PER DILATAZIONE URETRALE <i>URETHRAL DILATORS</i>
L06050199	STRUMENTARIO PER DILATAZIONE UROLOGICA - ALTRO <i>UROLOGICAL DILATORS - OTHERS</i>
L060502	DIVARICATORI UROLOGICI <i>UROLOGICAL RETRACTORS</i>
L06050201	DIVARICATORI E RETRATTORI VESCICALI <i>BLADDER RETRACTORS</i>
L06050299	DIVARICATORI UROLOGICI - ALTRI <i>UROLOGICAL RETRACTORS - OTHERS</i>
L0606	PINZE PER UROLOGIA <i>UROLOGICAL FORCEPS</i>
L060601	PINZE RENALI <i>FORCEPS, KIDNEY</i>
L06060101	PINZE DA CALCOLI RENALI <i>FORCEPS, KIDNEY STONES</i>
L06060102	PINZE DA PEDUNCOLO RENALE <i>FORCEPS, RENAL PEDICLE</i>
L06060103	PINZE DA PRESA RENALI <i>GRASPING FORCEPS, KIDNEY</i>
L06060199	PINZE RENALI - ALTRE <i>FORCEPS, KIDNEY - OTHERS</i>
L060602	PINZE PER VIE URINARIE <i>FORCEPS, URINARY TRACT</i>
L060603	PINZE PER GENITALI MASCHILI ESTERNI <i>FORCEPS, MALE GENITALIA</i>
L06060301	CLAMP PER GENITALI MASCHILI ESTERNI <i>MALE GENITALIA CLAMPS</i>
L0606030101	CLAMP PENIENI <i>PENILE CLAMPS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS

L0606030199 CLAMP PER GENITALI MASCHILI ESTERNI - ALTRI
MALE GENITALIA CLAMPS - OTHERS

L06060399 PINZE PER GENITALI MASCHILI ESTERNI - ALTRE
FORCEPS, MALE GENITALIA - OTHERS

L060604 PINZE PROSTATICHE
FORCEPS, PROSTATE GLAND

L060699 PINZE PER UROLOGIA - ALTRE
UROLOGICAL FORCEPS - OTHERS

L0699 STRUMENTARIO PER UROLOGIA - ALTRO
UROLOGICAL INSTRUMENTS - OTHERS

L07 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
CARDIOVASCULAR SURGERY INSTRUMENTS

L0707 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA CARDIACA
CARDIAC SURGERY INSTRUMENTS

L070701 PINZE PER CHIRURGIA CARDIACA
FORCEPS, CARDIAC SURGERY

L070702 DILATATORI E DIVARICATORI CARDIACI
CARDIAC DILATORS AND RETRACTORS

L07070201 DILATATORI CARDIACI
CARDIAC DILATORS

L0707020101 DILATATORI VALVOLARI
VALVULAR DILATORS

L0707020199 DILATATORI CARDIACI - ALTRI
CARDIAC DILATORS - OTHERS

L07070202 RETRATTORI CARDIACI
CARDIAC RETRACTORS

L070703 VALVULOTOMI CARDIACI
CARDIAC VALVULOTOMES

L070799 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA CARDIACA - ALTRO
CARDIAC SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS

L0708 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA VASCOLARE
VASCULAR SURGERY INSTRUMENTS

L070801 PINZE PER CHIRURGIA VASCOLARE
FORCEPS, VASCULAR

L07080101 CLIPS VASCOLARI
VASCULAR CLIPS

L0708010101 CLIPS VASCOLARI BULLDOG
VASCULAR CLIPS, BULLDOG

L0708010180 CLIPS VASCOLARI - ACCESSORI
VASCULAR CLIPS - ACCESSORIES

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L070801018001	PINZE PER APPLICAZIONE E RIMOZIONE DI CLIPS VASCOLARI <i>SURGICAL CLIPS APPLIERS AND REMOVERS</i>
L0708010199	CLIPS VASCOLARI - ALTRE <i>VASCULAR CLIPS - OTHERS</i>
L07080102	ANGIOSTATI E PINZE PER CLAMPAGGIO VASCOLARE GENERICO <i>VASCULAR CLAMPS, GENERAL-PURPOSE</i>
L07080103	PINZE PER ANASTOMOSI VASCOLARI <i>VASCULAR ANASTOMOSIS CLAMPS</i>
L07080104	APPROSSIMATORI VASCOLARI <i>VASCULAR APPROXIMATORS</i>
L07080105	PINZE PER VASI SPECIFICI <i>FORCEPS, SPECIFIC VESSELS</i>
L0708010501	PINZE AORTICHE <i>FORCEPS, AORTA</i>
L0708010502	PINZE CAROTIDEE <i>FORCEPS, CAROTID</i>
L0708010503	PINZE PER VENA CAVA <i>FORCEPS, VENA CAVA</i>
L0708010599	PINZE PER VASI SPECIFICI - ALTRE <i>FORCEPS, SPECIFIC VESSELS - OTHERS</i>
L07080199	PINZE PER CHIRURGIA VASCOLARE - ALTRE <i>FORCEPS, VASCULAR - OTHERS</i>
L070802	DILATATORI VASCOLARI <i>VASCULAR DILATORS</i>
L070803	SPATOLE VASCOLARI <i>VASCULAR SPATULA</i>
L070804	STRIPPER VENOSI <i>VENOUS STRIPPERS</i>
L070805	TUNNELLIZZATORI VASCOLARI <i>VASCULAR TUNNELLERS</i>
L070806	STRUMENTARIO PLURIUSO PER PROTESICA CARDIOVASCOLARE <i>REUSABLE INSTRUMENTS, CARDIOVASCULAR PROSTHESES</i>
L07080601	PINZE PER PROTESICA VASCOLARE <i>FORCEPS, VASCULAR PROSTHESES</i>
L0708060101	PINZE PER APPLICAZIONE DI PROTESI VASCOLARI <i>FORCEPS, VASCULAR PROSTHESES APPLIERS</i>
L0708060199	PINZE PER PROTESICA VASCOLARE - ALTRE <i>FORCEPS, VASCULAR PROSTHESES - OTHERS</i>
L07080699	STRUMENTARIO PLURIUSO PER PROTESICA CARDIOVASCOLARE - ALTRO <i>REUSABLE INSTRUMENTS, CARDIOVASCULAR PROSTHESES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS

L070807 PERFORATORI VASCOLARI
VASCULAR PUNCHES

L070899 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA VASCOLARE - ALTRO
VASCULAR SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS

L08 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA TORACICA
THORACIC SURGERY INSTRUMENTS

L0801 COSTOTOMI
COSTOTOMES

L0804 STRUMENTARIO CHIRURGICO PER STERNOTOMIA
STERNOTOMY INSTRUMENTS

L0805 PINZE PER CHIRURGIA TORACICA
FORCEPS, THORACIC SURGERY

L080501 PINZE DA BRONCO
FORCEPS, BRONCHUS

L080502 PINZE POLMONARI
FORCEPS, LUNG

L08050201 PINZE DA PRESA DI TESSUTI POLMONARI
GRASPING FORCEPS, LUNG

L08050299 PINZE POLMONARI - ALTRE
FORCEPS, LUNG - OTHERS

L080599 PINZE PER CHIRURGIA TORACICA - ALTRE
FORCEPS, THORACIC SURGERY - OTHERS

L0806 DILATATORI E DIVARICATORI PER CHIRURGIA TORACICA
THORACIC SURGERY DILATORS AND RETRACTORS

L080601 DILATATORI PER CHIRURGIA TORACICA
THORACIC SURGERY DILATORS

L08060101 DILATATORI POLMONARI
PULMONARY DILATORS

L08060199 DILATATORI PER CHIRURGIA TORACICA - ALTRI
THORACIC SURGERY DILATORS - OTHERS

L080602 DIVARICATORI PER CHIRURGIA TORACICA
THORACIC SURGERY RETRACTORS

L08060201 DIVARICATORI COSTALI E STERNALI
RIBS AND STERNUM RETRACTORS

L08060299 DIVARICATORI PER CHIRURGIA TORACICA - ALTRI
THORACIC SURGERY RETRACTORS - OTHERS

L0807 SPATOLE PER CHIRURGIA TORACICA
THORACIC SURGERY SPATULA

L0899 STRUMENTARIO PER CHIRURGIA TORACICA - ALTRO
THORACIC SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L09	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC INSTRUMENTS</i>
L0901	CUCCHIAI E CURETTE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>BONE SPOONS AND CURETTES</i>
L0902	LEVE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>ELEVATORS, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L0903	MARTELLI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>MALLETS, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L0904	OSTEOTOMI E SCALPELLI <i>OSTEOTOMES AND CHISELS</i>
L090401	OSTEOTOMI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>OSTEOTOMES, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L090402	SCALPELLI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>CHISELS, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L090403	SGORBIE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>GOUGES, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L090404	LAME PER OSTEOTOMI E SCALPELLI <i>OSTEOTOMES AND CHISELS BLADES</i>
L0908	STAFFE PER TRAZIONE ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC TRACTION, BRACKETS</i>
L0909	STRUMENTI DA TAGLIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC SURGERY, CUTTING INSTRUMENTS</i>
L090901	TRONCHESI PER OSSA <i>BONE CUTTING FORCEPS</i>
L090999	STRUMENTI DA TAGLIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - ALTRI <i>ORTHOPAEDIC SURGERY, CUTTING INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L0910	STRUMENTARIO PLURIUSO PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS INSTRUMENTS, REUSABLE</i>
L091001	STRUMENTI PER INSERIMENTO E ESTRAZIONE DI MATERIALI PER OSTEOSINTESI <i>INSTRUMENTS FOR INSERTION AND EXTRACTION OF OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
L091002	STRUMENTI PER LAVORAZIONE DI MATERIALI PER OSTEOSINTESI <i>INSTRUMENTS FOR OSTEOSYNTHESIS DEVICES, PREPARATION</i>
L091003	FORBICI PER FILI E PLACCHE METALLICHE <i>WIRE AND PLATES SCISSORS</i>
L091099	STRUMENTARIO PLURIUSO PER OSTEOSINTESI - ALTRO <i>OSTEOSYNTHESIS INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHERS</i>
L0911	STRUMENTARIO PLURIUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES INSTRUMENTS, REUSABLE</i>
L091101	ESTRATTORI PER PROTESI ORTOPEDICHE <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES EXTRACTORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L091102	ALESATORI E FRESE PER PROTESI ORTOPEDICHE <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES REAMERS AND BURS</i>
L091103	PINZE PER PROTESI ORTOPEDICHE <i>FORCEPS, ORTHOPAEDIC PROSTHESES</i>
L091104	POSIZIONATORI PER PROTESI ORTOPEDICHE <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES POSITIONERS</i>
L091105	STRUMENTARIO PER CEMENTAZIONE <i>CEMENT INSTRUMENTS</i>
L091199	STRUMENTARIO PLURIUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA - ALTRO <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHERS</i>
L0912	RASPE E LIME ORTOPEDICHE <i>ORTHOPAEDIC RASPATORIES AND FILES</i>
L091201	RASPE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>RASPATORIES, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L091202	LIME PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>FILES, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L0913	PINZE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>FORCEPS, ORTHOPAEDIC SURGERY</i>
L091301	PINZE DA PRESA PER OSSO <i>GRASPING FORCEPS, BONE</i>
L091302	PINZE OSSIVORE <i>ORTHOPAEDIC RONGEURS</i>
L091303	PINZE DA RIDUZIONE OSSEA <i>FORCEPS, BONE REDUCTION</i>
L091304	PINZE PER SEQUESTRO <i>FORCEPS, BONE SEQUESTERUM</i>
L091305	PINZE PER TENDINI E LEGAMENTI <i>FORCEPS, TENDONS AND LIGAMENTA</i>
L091306	PINZE PER CARTILAGINE <i>FORCEPS, CARTILAGE</i>
L091399	PINZE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - ALTRE <i>FORCEPS, ORTHOPAEDIC SURGERY - OTHERS</i>
L0914	SCOLLAPERIOSTIO <i>ORTHOPAEDIC ELEVATORS, PERIOSTEAL</i>
L0915	DIVARICATORI E RETRATTORI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC SURGERY DILATORS AND RETRACTORS</i>
L0916	FRESE ORTOPEDICHE PLURIUSO <i>ORTHOPAEDIC BURS, REUSABLE</i>
L0917	SPATOLE ORTOPEDICHE <i>ORTHOPAEDIC SPATULA</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS

L0918	TUNNELIZZATORI ORTOPEDICI <i>ORTHOPAEDIC TUNNELLERS</i>
L0999	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - ALTRO <i>ORTHOPAEDIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L10	STRUMENTARIO PER MICROCHIRURGIA <i>MICROSURGICAL INSTRUMENTS</i>
L1001	APPROSSIMATORI PER MICROCHIRURGIA <i>APPROXIMATORS, MICROSURGERY</i>
L1002	FORBICI PER MICROCHIRURGIA <i>SCISSORS, MICROSURGERY</i>
L1003	PINZE PER MICROCHIRURGIA <i>FORCEPS, MICROSURGERY</i>
L1004	PORTAGHI PER MICROCHIRURGIA <i>NEEDLE HOLDERS, MICROSURGERY</i>
L1099	STRUMENTARIO PER MICROCHIRURGIA - ALTRO <i>MICROSURGICAL INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L11	STRUMENTARIO PER NEUROCHIRURGIA <i>NEUROSURGICAL INSTRUMENTS</i>
L1102	SPATOLE E DISSETTORI PER NEUROCHIRURGIA <i>NEUROSURGICAL SPATULA AND DISSECTORS</i>
L1103	STAFFE DI TRAZIONE CERVICALE <i>CERVICAL SPINE TRACTION, BRACKETS</i>
L1104	TRAPANI E DRILLS <i>DRILLS AND BURS</i>
L1105	DIVARICATORI PER NEUROCHIRURGIA <i>NEUROSURGICAL RETRACTORS</i>
L110501	DIVARICATORI PER CHIRURGIA VERTEBRALE <i>VERTEBRAL SURGERY RETRACTORS</i>
L11050101	DIVARICATORI PER LAMINECTOMIA <i>LAMINECTOMY RETRACTORS</i>
L11050199	DIVARICATORI PER CHIRURGIA VERTEBRALE - ALTRI <i>VERTEBRAL SURGERY RETRACTORS - OTHERS</i>
L110502	UNCINI DIVARICATORI PER NERVI E VASI <i>NERVE/VESSEL HOOKS</i>
L110503	DIVARICATORI PER CHIRURGIA CRANICA <i>CRANIAL SURGERY RETRACTORS</i>
L11050301	DIVARICATORI CEREBRALI <i>BRAIN RETRACTORS</i>
L11050399	DIVARICATORI PER CHIRURGIA CRANICA - ALTRI <i>CRANIAL SURGERY RETRACTORS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L110599	DIVARICATORI PER NEUROCHIRURGIA - ALTRI <i>NEUROSURGICAL RETRACTORS - OTHERS</i>
L1106	PINZE PER NEUROCHIRURGIA <i>FORCEPS, NEUROSURGERY</i>
L110601	PINZE DA ERNIA DISCALE <i>INTERVERTEBRAL DISC RONGEURS</i>
L110602	PINZE DA PRESA PER NEUROCHIRURGIA <i>GRASPING FORCEPS, NEUROSURGERY</i>
L110603	CLIPS CRANICHE <i>CRANIAL CLIPS</i>
L11060301	CLIPS PER CUIOIO CAPELLUTO <i>SCALP CLIPS</i>
L11060399	CLIPS CRANICHE - ALTRE <i>CRANIAL CLIPS - OTHERS</i>
L110699	PINZE PER NEUROCHIRURGIA - ALTRE <i>FORCEPS, NEUROSURGERY - OTHERS</i>
L1107	LAME PER NEUROCHIRURGIA <i>NEUROSURGICAL BLADES</i>
L110701	LAME PER CHIRURGIA CEREBRALE <i>BRAIN BLADES</i>
L11070101	LEUCOTOMI <i>LEUKOTOMES</i>
L11070199	LAME PER CHIRURGIA CEREBRALE - ALTRE <i>BRAIN BLADES - OTHERS</i>
L110799	LAME PER NEUROCHIRURGIA - ALTRE <i>NEUROSURGICAL BLADES - OTHERS</i>
L1108	LEVE PER NEUROCHIRURGIA <i>NEUROSURGICAL ELEVATORS</i>
L1199	STRUMENTARIO PER NEUROCHIRURGIA - ALTRO <i>NEUROSURGICAL INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L12	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>MINI-INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS, REUSABLE</i>
L1201	DISSETTORI PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>MINI-INVASIVE SURGERY DISSECTORS, REUSABLE</i>
L1202	FORBICI PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>SCISSORS, MINI-INVASIVE SURGERY, REUSABLE</i>
L1203	MANIPOLATORI PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>HANDPIECES, MINI-INVASIVE SURGERY, REUSABLE</i>
L1204	PINZE PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>FORCEPS, MINI-INVASIVE SURGERY, REUSABLE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L1205	PORTAGHI PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>NEEDLE HOLDERS, MINI-INVASIVE SURGERY, REUSABLE</i>
L1206	RETRATTORI PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>RETRACTORS, MINI-INVASIVE SURGERY, REUSABLE</i>
L1299	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA - ALTRO <i>MINI-INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L13	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY INSTRUMENTS, REUSABLE</i>
L1301	BISTURI E LAME PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY SCALPELS AND BLADES , REUSABLE</i>
L1302	CLIPS PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY CLIPS, REUSABLE</i>
L1303	FORBICI PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY SCISSORS, REUSABLE</i>
L1304	PINZE PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>ROBOTIC SURGERY FORCEPS, REUSABLE</i>
L1399	STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA - ALTRO <i>ROBOTIC SURGERY INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHERS</i>
L14	STRUMENTARIO PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>ENT INSTRUMENTS</i>
L1401	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA FARINGE <i>PHARYNX INSTRUMENTS</i>
L140101	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA RINOFARINGE <i>RHINOPHARYNX INSTRUMENTS</i>
L14010101	ADENOTOMI <i>ADENOTOMES</i>
L14010102	LAME PER CHIRURGIA DELLA RINOFARINGE <i>RHINOPHARYNX SURGERY, BLADES</i>
L14010199	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA RINOFARINGE - ALTRO <i>RHINOPHARYNX INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L140102	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA OROFARINGE <i>OROPHARYNX INSTRUMENTS</i>
L14010201	PINZE TONSILLARI <i>FORCEPS, TONSIL</i>
L14010202	UNCINI TONSILLARI <i>HOOKS, TONSIL</i>
L14010203	TONSILLOTOMI <i>TONSILLECTOMES</i>
L14010299	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA OROFARINGE - ALTRO <i>OROPHARYNX INSTRUMENTS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L1402	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLE CAVITA' NASALI E PARANASALI <i>NASAL AND PARANASAL SURGERY INSTRUMENTS</i>
L140201	DILATATORI NASALI <i>NASAL DILATORS</i>
L140202	PINZE PER CHIRURGIA DELLE CAVITA' NASALI E PARANASALI <i>FORCEPS, NASAL AND PARANASAL</i>
L140203	UNCINI NASALI <i>NASAL HOOKS</i>
L140204	RASPE E LIME PER CHIRURGIA NASALE <i>NASAL AND PARANASAL RASPATORIES AND FILES</i>
L140299	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLE CAVITA' NASALI E PARANASALI - ALTRO <i>NASAL AND PARANASAL SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L1403	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA LARINGE <i>LARYNX INSTRUMENTS</i>
L1404	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA TRACHEA <i>TRACHEA INSTRUMENTS</i>
L140401	DILATATORI TRACHEALI <i>TRACHEAL DILATORS</i>
L140402	STRUMENTARIO PER TRACHEOTOMIA <i>TRACHEOTOMES</i>
L140499	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA TRACHEA - ALTRO <i>TRACHEA INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L1405	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELL'ORECCHIO <i>EAR SURGERY INSTRUMENTS</i>
L140501	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELL'ORECCHIO MEDIO <i>MIDDLE EAR SURGERY INSTRUMENTS</i>
L14050101	UNCINI PER CHIRURGIA OSSICULARE <i>HOOKS, OSSICULAR SURGERY</i>
L14050102	RASPE E LIME PER CHIRURGIA OSSICULARE <i>RASPATORIES AND FILES, OSSICULAR SURGERY</i>
L14050103	SPATOLE PER CHIRURGIA OSSICULARE <i>SPATULA, OSSICULAR SURGERY</i>
L14050199	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELL'ORECCHIO MEDIO - ALTRO <i>MIDDLE EAR SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L140502	PINZE PER CHIRURGIA DELL'ORECCHIO <i>FORCEPS, MIDDLE EAR SURGERY</i>
L140599	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELL'ORECCHIO - ALTRO <i>EAR SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L1406	OSTEOTOMI E SCALPELLI PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>ENT OSTEOTOMES AND CHISELS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE

REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS

L140601 OSTEOTOMI PER OTORINOLARINGOIATRIA

ENT OSTEOTOMES

L140602 SCALPELLI PER OTORINOLARINGOIATRIA

ENT CHISELS

L1490 STRUMENTARIO PER OTORINOLARINGOIATRIA - VARIO

ENT INSTRUMENTS - VARIOUS

L149001 CURETTE PER ORL

ENT CURETTES

L149002 LEVE PER ORL

ENT ELEVATORS

L149003 RETRATTORI PER ORL

ENT RETRACTORS

L149004 SPECULI PLURIUSO PER ORL

ENT SPECULA, REUSABLE

L149005 SONDE PER ORL

ENT PROBES

L149006 PERFORATORI PER ORL

ENT PERFORATORS

L149007 CUCCHIAI PER ORL

ENT SPOONS

L149008 STRUMENTI PER ENUCLEAZIONE IN ORL

ENT ENUCLEATION INSTRUMENTS

L149099 STRUMENTARIO PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRO

ENT INSTRUMENTS - OTHERS

L15 STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA

ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS

L1501 OSTEOTOMI E SCALPELLI PER ODONTOSTOMATOLOGIA

OSTEOTOMES AND CHISELS, ODONTOSTOMATOLOGY

L150101 OSTEOTOMI PER ODONTOSTOMATOLOGIA

OSTEOTOMES, ODONTOSTOMATOLOGY

L150102 SCALPELLI PER ODONTOSTOMATOLOGIA

CHISELS, ODONTOSTOMATOLOGY

L150103 LAME PER OSTEOTOMI DENTALI

DENTAL OSTEOTOMES, BLADES

L1502 DIVARICATORI PER ODONTOSTOMATOLOGIA

RETRACTORS, ODONTOSTOMATOLOGY

L150201 RETRATTORI DENTALI

DENTAL RETRACTORS

L150202 DIVARICATORI BUCCALI

ORAL GAGS

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L150299	DIVARICATORI PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRI <i>RETRACTORS, ODONTOSTOMATOLOGY - OTHERS</i>
L1503	PINZE PER ODONTOSTOMATOLOGIA <i>FORCEPS, ODONTOSTOMATOLOGY</i>
L150301	PINZE PER ESTRAZIONE DENTALE <i>FORCEPS, TEETH EXTRACTION</i>
L150302	RONGEURS DENTALI <i>DENTAL RONGEURS</i>
L150399	PINZE PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRE <i>FORCEPS, ODONTOSTOMATOLOGY - OTHERS</i>
L1504	MODELLATORI PER ODONTOSTOMATOLOGIA <i>MOULDERS, ODONTOSTOMATOLOGY</i>
L1505	LEVE PER ODONTOSTOMATOLOGIA <i>ELEVATORS, ODONTOSTOMATOLOGY</i>
L1506	OTTURATORI PER ODONTOSTOMATOLOGIA <i>OBTURATORS, ODONTOSTOMATOLOGY</i>
L1507	STRUMENTARIO PER ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC INSTRUMENTS</i>
L150701	STRUMENTI PER LEGATURA IN ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC LIGATURE INSTRUMENTS</i>
L150702	PINZE PER ORTODONZIA <i>FORCEPS, ORTHODONTIC</i>
L150799	STRUMENTARIO PER ORTODONZIA - ALTRO <i>ORTHODONTIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L1508	REAMER <i>REAMERS</i>
L1590	STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - VARIO <i>ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS - VARIOUS</i>
L159001	CURETTE DENTALI E PERIODONTALI <i>DENTAL AND PERIODONTIC CURETTES</i>
L159002	ESCAVATORI DENTALI <i>DENTAL EXCAVATORS</i>
L159003	SONDE E SPECILLI DENTALI <i>DENTAL PROBES AND EXPLORERS</i>
L159004	RASPE E LIME ENDODONTALI <i>ENDODONTIC RASPATORIES AND FILES</i>
L159005	SINDESMOTOMI <i>SYNDESMOTOMES</i>
L159006	STRUMENTI PER LAVORAZIONE DI MATERIALI DENTALI <i>INSTRUMENTS FOR DENTAL MATERIALS, PREPARATION</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L159099	STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA - ALTRO <i>ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L16	STRUMENTARIO PER DIAGNOSTICA <i>DIAGNOSTIC INSTRUMENTS</i>
L1601	MARTELLI PER DIAGNOSTICA <i>DIAGNOSTIC MALLETS</i>
L160101	MARTELLI NEUROLOGICI <i>NEUROLOGICAL MALLETS</i>
L160199	MARTELLI PER DIAGNOSTICA - ALTRI <i>DIAGNOSTIC MALLETS - OTHERS</i>
L1602	SPECCHIETTI PER USO DIAGNOSTICO <i>DIAGNOSTIC MIRRORS</i>
L160201	SPECCHIETTI ODONTOIATRICI <i>DENTAL MIRRORS</i>
L160202	SPECCHIETTI LARINGEI <i>LARYNGEAL MIRRORS</i>
L160299	SPECCHIETTI PER USO DIAGNOSTICO - ALTRI <i>DIAGNOSTIC MIRRORS - OTHERS</i>
L1603	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI <i>DIAGNOSTIC INSTRUMENTS , SET</i>
L160301	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI PER ORL <i>DIAGNOSTIC INSTRUMENTS , ENT SET</i>
L160302	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI PER OCULISTICA <i>DIAGNOSTIC INSTRUMENTS , OPHTHALMIC SET</i>
L160303	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI COMBINATI PER ORL E OCULISTICA <i>DIAGNOSTIC INSTRUMENTS , ENT AND OPHTHALMIC SET</i>
L160399	SET DI STRUMENTARI DIAGNOSTICI - ALTRI <i>DIAGNOSTIC INSTRUMENTS , SET - OTHERS</i>
L17	STRUMENTARIO PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC INSTRUMENTS</i>
L1701	DILATATORI E DIVARICATORI PER OFTALMOLOGIA <i>DILATORS AND RETRACTORS, OPHTHALMIC</i>
L170101	DILATATORI OCULARI <i>DILATORS, EYE</i>
L17010101	DILATATORI PER VIE LACRIMALI <i>DILATORS, LACRIMAL TRACT</i>
L17010199	DILATATORI OCULARI - ALTRI <i>DILATORS, EYE - OTHERS</i>
L170102	RETRATTORI OCULARI <i>EYE RETRACTORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L1702	PINZE PER OFTALMOLOGIA <i>FORCEPS, OPHTHALMIC</i>
L170201	PINZE DA PRESA OFTALMICHE <i>GRASPING FORCEPS, OPHTHALMIC</i>
L170299	PINZE PER OFTALMOLOGIA - ALTRE <i>FORCEPS, OPHTHALMIC - OTHERS</i>
L1703	CURETTE PER OFTALMOLOGIA <i>CURETTES, OPHTHALMIC</i>
L1704	LAME PLURIUSO PER OFTALMOLOGIA <i>REUSABLE BLADES, OPHTHALMIC</i>
L1705	SONDE PER OFTALMOLOGIA <i>PROBES, OPHTHALMIC</i>
L1706	SPATOLE PER OFTALMOLOGIA <i>SPATULA, OPHTHALMIC</i>
L1707	CUCCHIAI PER OFTALMOLOGIA <i>SPOONS, OPHTHALMIC</i>
L1708	STRUMENTI PER ENUCLEAZIONE IN OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC ENUCLEATION INSTRUMENTS</i>
L1799	STRUMENTARIO PER OFTALMOLOGIA - ALTRO <i>OPHTHALMIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>
L18	STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS, REUSABLE</i>
L1801	DISSETTORI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>DISSECTORS, ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180101	DISSETTORI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>DISSECTORS, "OPEN SKY" ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180102	DISSETTORI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>DISSECTORS, ELECTROSURGICAL ENDOTHERAPY, REUSABLE</i>
L1802	FORBICI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>SCISSORS, ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180201	FORBICI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>SCISSORS, "OPEN SKY" ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180202	FORBICI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>SCISSORS, ELECTROSURGICAL ENDOTHERAPY, REUSABLE</i>
L1803	MANIPOLI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>HANDPIECES, ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180301	MANIPOLI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>HANDPIECES, "OPEN SKY" ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180302	MANIPOLI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>HANDPIECES, ELECTROSURGICAL ENDOTHERAPY, REUSABLE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS</i>
L1804	PINZE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>FORCEPS, ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180401	PINZE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>FORCEPS, "OPEN SKY" ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180402	PINZE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>FORCEPS, ELECTROSURGICAL ENDOTHERAPY, REUSABLE</i>
L1805	CANNULE MULTIFUNZIONE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>MULTIFUNCTIONAL CANNULAS, ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180501	CANNULE MULTIFUNZIONE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>MULTIFUNCTIONAL CANNULAS, "OPEN SKY" ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180502	CANNULE MULTIFUNZIONE PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>MULTIFUNCTIONAL CANNULAS, ELECTROSURGICAL ENDOTHERAPY, REUSABLE</i>
L1806	ELETTRODI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTRODES, ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180601	ELETTRODI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA A CIELO APERTO <i>ELECTRODES, "OPEN SKY" ELECTROSURGICAL, REUSABLE</i>
L180602	ELETTRODI PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>ELECTRODES, ELECTROSURGICAL ENDOTHERAPY, REUSABLE</i>
L1899	STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA - ALTRO <i>ELECTROSURGICAL INSTRUMENTS, REUSABLE - OTHERS</i>
L90	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - VARIO <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS - VARIOUS</i>
L9001	STRUMENTARIO PER CHIRURGIA DELLA TIROIDE <i>THYROID INSTRUMENTS</i>
L9099	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - ALTRO <i>REUSABLE SURGICAL INSTRUMENTS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M **DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE**
DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION

M **DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE**
DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION

M01 **OVATTA DI COTONE E SINTETICA**
COTTON AND SYNTHETIC WOOL

M0101 **OVATTA DI COTONE**
COTTON WOOL

M010101 **COTONE IDROFILO**
HYDROPHILIC COTTON

M010102 **COTONE GREGGIO**
PURE COTTON

M010103 **TAMPONI DI OVATTA**
COTTON FLUFFS

M0102 **OVATTA PER ORTOPEDIA**
WOOL, ORTHOPAEDIC USE

M010201 **OVATTA DI COTONE PER ORTOPEDIA**
COTTON WOOL, ORTHOPAEDICS

M010202 **OVATTA IN FIBRA SINTETICA**
SYNTHETIC WOOL

M01020201 **OVATTA GOMMATA**
SYNTHETIC WOOL, RUBBERED

M01020202 **OVATTA NON GOMMATA**
SYNTHETIC WOOL, UNRUBBERED

M010203 **FELTRO PER IMBOTTITURE**
STIFFENING FELT

M010299 **OVATTA PER ORTOPEDIA - ALTRA**
WOOL, ORTHOPAEDIC USE - OTHERS

M0199 **OVATTA - ALTRA**
WOOL - OTHERS

M02 **GARZE IN COTONE E TNT**
GAUZES, COTTON AND NON-WOVEN MATERIAL

M0201 **GARZE IN COTONE**
COTTON GAUZES

M020101 **GARZE IN COTONE TAGLiate**
COTTON GAUZES, CUT

M02010101 **GARZE IN COTONE TAGLiate SENZA FILO RX**
COTTON GAUZES, CUT, NOT RX

M0201010101 **GARZE IN COTONE TAGLiate SENZA FILO RX STERILI**
COTTON GAUZES, CUT, NOT RX, STERILE

M0201010102 **GARZE IN COTONE TAGLiate SENZA FILO RX NON STERILI**
COTTON GAUZES, CUT, NOT RX, NOT STERILE

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M02010102	GARZE IN COTONE TAGLIATE CON FILO RX <i>COTTON GAUZES, CUT, RX</i>
M0201010201	GARZE IN COTONE TAGLIATE CON FILO RX STERILI <i>COTTON GAUZES, CUT, RX, STERILE</i>
M0201010202	GARZE IN COTONE TAGLIATE CON FILO RX NON STERILI <i>COTTON GAUZES, CUT, RX, NOT STERILE</i>
M020102	GARZE IN COTONE PIEGATE <i>COTTON GAUZES, FOLDED</i>
M02010201	GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX <i>COTTON GAUZES, FOLDED, NOT RX</i>
M0201020101	GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX STERILI <i>COTTON GAUZES, FOLDED, NOT RX, STERILE</i>
M0201020102	GARZE IN COTONE PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI <i>COTTON GAUZES, FOLDED, NOT RX, NOT STERILE</i>
M02010202	GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX <i>COTTON GAUZES, FOLDED, RX</i>
M0201020201	GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX STERILI <i>COTTON GAUZES, FOLDED, RX, STERILE</i>
M0201020202	GARZE IN COTONE PIEGATE CON FILO RX NON STERILI <i>COTTON GAUZES, FOLDED, RX, NOT STERILE</i>
M020103	GARZE IN COTONE CUCITE <i>COTTON GAUZES, FINISHED EDGE</i>
M02010301	GARZE IN COTONE CUCITE SENZA FILO RX <i>COTTON GAUZES, FINISHED EDGE, NOT RX</i>
M0201030101	GARZE IN COTONE CUCITE SENZA FILO RX STERILI <i>COTTON GAUZES, FINISHED EDGE, NOT RX, STERILE</i>
M0201030102	GARZE IN COTONE CUCITE SENZA FILO RX NON STERILI <i>COTTON GAUZES, FINISHED EDGE, NOT RX, NOT STERILE</i>
M02010302	GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX <i>COTTON GAUZES, FINISHED EDGE, RX</i>
M0201030201	GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX STERILI <i>COTTON GAUZES, FINISHED EDGE, RX, STERILE</i>
M0201030202	GARZE IN COTONE CUCITE CON FILO RX NON STERILI <i>COTTON GAUZES, FINISHED EDGE, RX, NOT STERILE</i>
M020104	GARZE IN COTONE AMIDATE <i>COTTON GAUZES, STARCHED</i>
M020105	GARZE IN TAMPONI <i>SPONGES, GAUZE</i>
M02010501	TAMPONI DI GARZA SENZA FILO RX <i>SPONGES, GAUZE, NOT RX</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M **DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE**
DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION

M0201050101	TAMPONI DI GARZA SENZA FILO RX STERILI <i>SPONGES, GAUZE, NOT RX, STERILE</i>
M0201050102	TAMPONI DI GARZA SENZA FILO RX NON STERILI <i>SPONGES, GAUZE, NOT RX, NOT STERILE</i>
M02010502	TAMPONI DI GARZA CON FILO RX <i>SPONGES, GAUZE, RX</i>
M0201050201	TAMPONI DI GARZA CON FILO RX STERILI <i>SPONGES, GAUZE, RX, STERILE</i>
M0201050202	TAMPONI DI GARZA CON FILO RX NON STERILI <i>SPONGES, GAUZE, RX, NOT STERILE</i>
M020106	GARZE IN PEZZE/RULLI <i>GAUZES, PATCHES/ROLLS</i>
M020199	GARZE IN COTONE - ALTRE <i>COTTON GAUZES - OTHERS</i>
M0202	GARZE IN TNT <i>NON-WOVEN GAUZES</i>
M020201	GARZE IN TNT PIEGATE <i>NON-WOVEN GAUZES, FOLDED</i>
M02020101	GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX <i>NON-WOVEN GAUZES, FOLDED, NOT RX</i>
M0202010101	GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX STERILI <i>NON-WOVEN GAUZES, FOLDED, NOT RX, STERILE</i>
M0202010102	GARZE IN TNT PIEGATE SENZA FILO RX NON STERILI <i>NON-WOVEN GAUZES, FOLDED, NOT RX, NOT STERILE</i>
M02020102	GARZE IN TNT PIEGATE CON FILO RX <i>NON-WOVEN GAUZES, FOLDED, RX</i>
M0202010201	GARZE IN TNT PIEGATE CON FILO RX STERILI <i>NON-WOVEN GAUZES, FOLDED, RX, STERILE</i>
M0202010202	GARZE IN TNT PIEGATE CON FILO RX NON STERILI <i>NON-WOVEN GAUZES, FOLDED, RX, NOT STERILE</i>
M020202	GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT <i>NON-WOVEN LAPAROTOMIC GAUZES</i>
M02020201	GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT SENZA FILO RX <i>NON-WOVEN LAPAROTOMIC GAUZES, NOT RX</i>
M0202020101	GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT SENZA FILO RX STERILI <i>NON-WOVEN LAPAROTOMIC GAUZES, NOT RX, STERILE</i>
M0202020102	GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT SENZA FILO RX NON STERILI <i>NON-WOVEN LAPAROTOMIC GAUZES, NOT RX, NOT STERILE</i>
M02020202	GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX <i>NON-WOVEN LAPAROTOMIC GAUZES, RX</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M0202020201	GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX STERILI <i>NON-WOVEN LAPAROTOMIC GAUZES, RX, STERILE</i>
M0202020202	GARZE LAPAROTOMICHE IN TNT CON FILO RX NON STERILI <i>NON-WOVEN LAPAROTOMIC GAUZES, RX, NOT STERILE</i>
M020203	TAMPONI IN TNT <i>NON-WOVEN SPONGES</i>
M02020301	TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX <i>NON-WOVEN SPONGES, NOT RX</i>
M0202030101	TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX STERILI <i>NON-WOVEN SPONGES, NOT RX, STERILE</i>
M0202030102	TAMPONI IN TNT SENZA FILO RX NON STERILI <i>NON-WOVEN SPONGES, NOT RX, NOT STERILE</i>
M02020302	TAMPONI IN TNT CON FILO RX <i>NON-WOVEN SPONGES, RX</i>
M0202030201	TAMPONI IN TNT CON FILO RX STERILI <i>NON-WOVEN SPONGES, RX, STERILE</i>
M0202030202	TAMPONI IN TNT CON FILO RX NON STERILI <i>NON-WOVEN SPONGES, RX, NOT STERILE</i>
M020299	GARZE IN TNT - ALTRE <i>NON-WOVEN GAUZES - OTHERS</i>
M0203	GARZE MEDICATE <i>MEDICATED GAUZES</i>
M020301	GARZE ALLO IODOFORMIO <i>ODOFORM MEDICATED GAUZES</i>
M020302	GARZE PARAFFINATE E CON ALTRI COMPONENTI <i>GAUZES, WITH PARAFFIN AND OTHER COMPONENTS</i>
M02030201	GARZE PARAFFINATE <i>GAUZES, WITH PARAFFIN</i>
M02030202	GARZE PARAFFINATE CON ANTISETTICO <i>GAUZES, WITH PARAFFIN AND ANTISEPTIC</i>
M02030299	GARZE PARAFFINATE E CON ALTRI COMPONENTI - ALTRE <i>GAUZES, WITH PARAFFIN AND OTHER COMPONENTS - OTHERS</i>
M020399	GARZE MEDICATE - ALTRE <i>MEDICATED GAUZES - OTHERS</i>
M0299	GARZE DI COTONE E TNT - ALTRE <i>GAUZES, COTTON AND NON-WOVEN MATERIAL - OTHERS</i>
M03	BENDAGGI <i>BANDAGES</i>
M0301	BENDE IN GARZA IDROFILA E TNT <i>BANDAGES, COTTON AND NON-WOVEN MATERIAL</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M030101	BENDE IN GARZA IDROFILA <i>BANDAGES, COTTON GAUZES</i>
M030102	BENDE IN TNT <i>NON-WOVEN BANDAGES</i>
M0302	BENDE MEDICATE <i>MEDICATED BANDAGES</i>
M030201	BENDE MEDICATE CON IODOFORMIO <i>ODOFORM MEDICATED BANDAGES</i>
M030202	BENDE MEDICATE CON ZINCO OSSIDO E CON ALTRI COMPONENTI <i>MEDICATED BANDAGES, WITH ZINC OXIDE AND OTHER COMPONENTS</i>
M03020201	BENDE MEDICATE CON ZINCO OSSIDO <i>MEDICATED BANDAGES, WITH ZINC OXIDE</i>
M03020202	BENDE MEDICATE CON ZINCO OSSIDO E ITTIOLO <i>MEDICATED BANDAGES, WITH ZINC OXIDE AND ICTHYOL</i>
M03020299	BENDE MEDICATE CON ZINCO OSSIDO E CON ALTRI COMPONENTI - ALTRE <i>MEDICATED BANDAGES, WITH ZINC OXIDE AND OTHER COMPONENTS - OTHERS</i>
M030299	BENDE MEDICATE - ALTRE <i>MEDICATED BANDAGES - OTHERS</i>
M0303	BENDAGGI ELASTICI DI FISSAGGIO O PROTEZIONE <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING OR PROTECTION</i>
M030301	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING</i>
M03030101	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING, NON-ADHESIVE</i>
M0303010101	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE MONOESTENSIBILI <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING, NON-ADHESIVE MONOEXTENSIBLE</i>
M0303010103	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO NON ADESIVE BIESTENSIBILI <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING, NON-ADHESIVE BIEXTENSIBLE</i>
M03030102	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING, COHESIVE</i>
M0303010201	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE MONOESTENSIBILI <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING, COHESIVE MONOEXTENSIBLE</i>
M0303010203	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO AUTOADESIVE BIESTENSIBILI <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING, COHESIVE BIEXTENSIBLE</i>
M03030103	RETI TUBULARI <i>TUBULAR NET BANDAGES</i>
M03030199	BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO - ALTRE <i>ELASTIC BANDAGES, FIXING - OTHERS</i>
M030302	SISTEMI DI PROTEZIONE <i>PROTECTION SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M03030201	MAGLIE TUBULARI <i>STOCKINETS</i>
M03030202	SALVAPELLE <i>SKIN-SAVE BANDAGES</i>
M03030203	CUSCINETTI IN GOMMAPIUMA <i>FOAM RUBBER PADS</i>
M03030299	SISTEMI DI PROTEZIONE - ALTRI <i>PROTECTION SYSTEMS - OTHERS</i>
M0304	BENDAGGI ELASTICI DI SOSTEGNO E COMPRESSIONE <i>ELASTIC BANDAGES, SUPPORT AND COMPRESSION</i>
M030401	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES</i>
M03040101	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, NON-ADHESIVE</i>
M0304010101	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A CORTA ESTENSIBILITA' (< 70%) <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, NON-ADHESIVE, SHORT EXTENSIBILITY (<70%)**</i>
M0304010102	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, NON-ADHESIVE, MEDIUM EXTENSIBILITY (70-140%)**</i>
M0304010103	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE NON ADESIVE A LUNGA ESTENSIBILITA' (> 140%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, NON-ADHESIVE, LONG EXTENSIBILITY (>140%)**</i>
M03040102	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE COESIVE <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, COHESIVE</i>
M0304010201	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE COESIVE A CORTA ESTENSIBILITA' (< 70%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, COHESIVE, SHORT EXTENSIBILITY (<70%)**</i>
M0304010202	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE COESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, COHESIVE, MEDIUM EXTENSIBILITY (70-140%)**</i>
M0304010203	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE COESIVE A LUNGA ESTENSIBILITA' (> 140%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, COHESIVE, LONG EXTENSIBILITY (>140%)**</i>
M03040103	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, ADHESIVE</i>
M0304010301	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A CORTA ESTENSIBILITA' (< 70%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, ADHESIVE, SHORT EXTENSIBILITY (<70%)**</i>
M0304010302	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A MEDIA ESTENSIBILITA' (70-140%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, ADHESIVE, MEDIUM EXTENSIBILITY (70-140%)**</i>
M0304010303	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE ADESIVE A LUNGA ESTENSIBILITA' (> 140%)** <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES, ADHESIVE, LONG EXTENSIBILITY (>140%)**</i>
M03040199	BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE - ALTRE <i>ELASTIC COMPRESSION BANDAGES - OTHERS</i>
M030402	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M03040201	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, NON-ADHESIVE</i>
M0304020101	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' (>140%)** <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, NON-ADHESIVE, LONG EXTENSIBILITY (>140%)**</i>
M030402010101	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' MONOESTENSIBILI <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, NON-ADHESIVE MONOEXTENSIBLE, LONG EXTENSIBILITY</i>
M030402010103	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO NON ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' BIESTENSIBILI <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, NON-ADHESIVE BIEXTENSIBLE, LONG EXTENSIBILITY</i>
M03040202	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO COESIVE (AUTOADESIVE) <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, COHESIVE</i>
M0304020201	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO COESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' (>140%)** <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, COHESIVE, LONG EXTENSIBILITY (>140%)**</i>
M030402020101	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO COESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' MONOESTENSIBILI <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, COHESIVE MONOEXTENSIBLE, LONG EXTENSIBILITY</i>
M030402020103	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO COESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' BIESTENSIBILI <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, COHESIVE BIEXTENSIBLE, LONG EXTENSIBILITY</i>
M03040203	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO ADESIVE <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, ADHESIVE</i>
M0304020301	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' (>140%)** <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, ADHESIVE, LONG EXTENSIBILITY (>140%)**</i>
M030402030102	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' MONOESTENSIBILI <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, ADHESIVE MONOEXTENSIBLE, LONG EXTENSIBILITY</i>
M030402030103	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO ADESIVE AD ALTA ESTENSIBILITA' BIESTENSIBILI <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES, ADHESIVE BIEXTENSIBLE, LONG EXTENSIBILITY</i>
M03040299	BENDE ELASTICHE DI SOSTEGNO - ALTRE <i>ELASTIC SUPPORT BANDAGES - OTHERS</i>
M030403	BENDAGGI FUNZIONALI CON TAPES ANAELASTICI <i>FUNCTIONAL BANDAGES WITH ANELASTIC TAPES</i>
M030404	BENDE PREMIFISTOLA <i>DIALYSIS FISTULA, BANDAGES</i>
M030405	CALZE E GAMBALI COMPRESSIVI <i>COMPRESSION STOCKINGS</i>
M030499	BENDAGGI ELASTICI DI SOSTEGNO E COMPRESSIONE - ALTRI <i>ELASTIC BANDAGES, SUPPORT AND COMPRESSION - OTHERS</i>
M0305	SISTEMI E PRODOTTI PER IMMOBILIZZAZIONE <i>IMMOBILIZATION SYSTEMS AND DEVICES</i>
M030501	BENDAGGI PRONTI PER IMMOBILIZZAZIONE DI SPALLA, BRACCIO E CLAVICOLA <i>IMMOBILIZATION BANDAGES FOR SHOULDER, ARM AND CLAVICLE</i>
M030502	BENDE E STECCHE <i>BANDAGES AND SPLINTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M03050201	BENDE E STECCHE IN GESSO NATURALE <i>NATURAL CAST BANDAGES AND SPLINTS</i>
M03050202	BENDE E STECCHE IN GESSO SINTETICO <i>SYNTHETIC CAST BANDAGES AND SPLINTS</i>
M03050299	BENDE E STECCHE - ALTRE <i>BANDAGES AND SPLINTS - OTHERS</i>
M030503	SISTEMI DI TRAZIONE CUTANEA <i>SKIN TRACTION SYSTEMS</i>
M030504	SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE PLASTICI A FREDDO E A CALDO <i>IMMOBILIZATION SYSTEMS, MOULDABLE</i>
M030505	SPLINT E STECCHE DI ZIMMER <i>ZIMMER SPLINTS</i>
M030506	FERULE <i>FERULES</i>
M030599	SISTEMI E PRODOTTI PER IMMOBILIZZAZIONE - ALTRI <i>IMMOBILIZATION SYSTEMS AND DEVICES - OTHERS</i>
M0399	BENDAGGI - ALTRI (collari, tutori ecc. vedi Ortesi categoria Y06) <i>BANDAGES - OTHERS (see Y06 for collars, tutors, etc.)</i>
M04	MEDICAZIONI SPECIALI <i>SPECIAL DRESSINGS</i>
M0401	MEDICAZIONI PREPARATE <i>PREPARED DRESSINGS</i>
M040101	MEDICAZIONI ADESIVE CON COMPRESSA ASSORBENTE <i>ADHESIVE DRESSINGS, WITH ABSORBENT PAD</i>
M04010101	MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE <i>NON-WOVEN ADHESIVE DRESSINGS, WITH ABSORBENT PAD</i>
M04010102	MEDICAZIONI IN POLIURETANO O ALTRO MATERIALE PLASTICO ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE <i>POLYURETHANE ADHESIVE DRESSINGS, WITH ABSORBENT PAD</i>
M04010199	MEDICAZIONI ADESIVE CON COMPRESSA ASSORBENTE - ALTRE <i>ADHESIVE DRESSINGS, WITH ABSORBENT PAD - OTHERS</i>
M040102	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO <i>DRESSINGS, FIXING CATHETERS AND OTHER DEVICES</i>
M04010201	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO IN TNT <i>NON-WOVEN DRESSINGS, FIXING CATHETERS AND OTHER DEVICES</i>
M04010202	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO IN POLIURETANO <i>POLYURETHANE DRESSINGS, FIXING CATHETERS AND OTHER DEVICES</i>
M04010299	MEDICAZIONI DI FISSAGGIO CATETERI ED ALTRO - ALTRE <i>DRESSINGS, FIXING CATHETERS AND OTHER DEVICES - OTHERS</i>
M040199	MEDICAZIONI PREPARATE - ALTRE <i>PREPARED DRESSINGS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M0402	MEDICAZIONI ASSORBENTI NON ADESIVE <i>NON-ADHESIVE ABSORBENT DRESSINGS</i>
M040201	MEDICAZIONI ASSORBENTI CON TAMPONE IN CELLULOSA ED INVOLUCRO IN TNT <i>NON-WOVEN ABSORBENT DRESSINGS, WITH CELLULOSE PAD</i>
M040202	MEDICAZIONI ASSORBENTI IN TNT E ALLUMINIO <i>NON WOVEN ABSORBENT DRESSINGS, WITH ALUMINIUM</i>
M040203	MEDICAZIONI TRACHEOSTOMICHE <i>TRACHEOSTOMY DRESSINGS</i>
M040204	MEDICAZIONI ASSORBENTI ANTIADERENTI <i>ABSORBENT DRESSINGS, WOUND-NONADHERENT</i>
M040299	MEDICAZIONI ASSORBENTI NON ADESIVE - ALTRE <i>NON-ADHESIVE ABSORBENT DRESSINGS - OTHERS</i>
M0403	MEDICAZIONI OFTALMICHE <i>OPHTHALMIC DRESSINGS</i>
M040301	COMPRESSE OCULARI IN COTONE O IN TNT <i>EYE PADS, COTTON OR NON-WOVEN MATERIALS</i>
M040302	BASTONCINI OFTALMICI <i>OPHTHALMIC SWABS</i>
M040303	CEROTTI PER TERAPIA ORTOTTICA <i>ORTHOPTIC EYE PATCHES</i>
M040399	MEDICAZIONI OFTALMICHE - ALTRE <i>OPHTHALMIC DRESSINGS - OTHERS</i>
M0404	MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE <i>DRESSINGS FOR WOUNDS, SORES AND ULCERATIONS</i>
M040401	MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO <i>DRESSINGS, SALINE MATERIALS</i>
M04040101	MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO PURO <i>DRESSINGS, SALINE MATERIALS, NOT ASSOCIATED</i>
M04040102	MEDICAZIONI A CONTENUTO SALINO IN ASSOCIAZIONE CON ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, SALINE MATERIALS, ASSOCIATED</i>
M040402	MEDICAZIONI IN ALGINATO <i>DRESSINGS, ALGINATE</i>
M04040201	MEDICAZIONI IN ALGINATO PURO <i>DRESSINGS, ALGINATE, NOT ASSOCIATED</i>
M04040202	MEDICAZIONI IN ALGINATO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, ALGINATE, ASSOCIATED</i>
M040403	MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI <i>DRESSINGS, HYDROCOLLOID</i>
M04040301	MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI PURI <i>DRESSINGS, HYDROCOLLOID, NOT ASSOCIATED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M04040302	MEDICAZIONI IN IDROCOLLOIDI ASSOCIATI AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, HYDROCOLLOID, ASSOCIATED</i>
M040404	MEDICAZIONI IN CARBOSSIMETILCELLULOSA SODICA PURA O IN ASSOCIAZIONE <i>DRESSINGS, CARBOXYMETHYL CELLULOSE</i>
M040405	MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO <i>DRESSINGS, HYDROGEL</i>
M04040501	MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO PURO <i>DRESSINGS, HYDROGEL, NOT ASSOCIATED</i>
M04040502	MEDICAZIONI IN GEL IDROFILO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, HYDROGEL, ASSOCIATED</i>
M040406	MEDICAZIONI IN POLIURETANO <i>DRESSINGS, POLYURETHANE</i>
M04040601	MEDICAZIONI IN POLIURETANO PURO <i>DRESSINGS, POLYURETHANE, NOT ASSOCIATED</i>
M04040602	MEDICAZIONI IN POLIURETANO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, POLYURETHANE, ASSOCIATED</i>
M040407	MEDICAZIONI IN SILICONE <i>DRESSINGS, SILICONE</i>
M04040701	MEDICAZIONI IN SILICONE PURO <i>DRESSINGS, SILICONE, NOT ASSOCIATED</i>
M04040702	MEDICAZIONI IN SILICONE ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, SILICONE, ASSOCIATED</i>
M040408	MEDICAZIONI IN ARGENTO <i>DRESSINGS, SILVER</i>
M04040801	MEDICAZIONI IN ARGENTO PURO <i>DRESSINGS, SILVER, NOT ASSOCIATED</i>
M04040802	MEDICAZIONI IN ARGENTO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, SILVER, ASSOCIATED</i>
M040409	MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO <i>DRESSINGS, ACTIVATED CHARCOAL</i>
M04040901	MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO PURO <i>DRESSINGS, ACTIVATED CHARCOAL, NOT ASSOCIATED</i>
M04040902	MEDICAZIONI IN CARBONE ATTIVO ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, ACTIVATED CHARCOAL, ASSOCIATED</i>
M040410	MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE <i>DRESSINGS, ANIMAL-DERIVED COLLAGEN</i>
M04041001	MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE PURO <i>DRESSINGS, ANIMAL-DERIVED COLLAGEN, NOT ASSOCIATED</i>
M04041002	MEDICAZIONI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE ASSOCIATO AD ALTRE SOSTANZE <i>DRESSINGS, ANIMAL-DERIVED COLLAGEN, ASSOCIATED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
M040411	MEDICAZIONI STRUMENTALI <i>INSTRUMENTAL DRESSINGS</i>
M040412	MEDICAZIONI A BASE DI ANTISETTICI <i>DRESSINGS, WITH ANTISEPTICS</i>
M040413	MEDICAZIONI INTERATTIVE <i>INTERACTIVE DRESSINGS</i>
M040499	MEDICAZIONI PER FERITE, PIAGHE E ULCERE - ALTRE <i>DRESSINGS FOR WOUNDS, SORES AND ULCERATIONS - OTHERS</i>
M0405	DISPOSITIVI EMOSTATICI <i>HAEMOSTATIC DRESSINGS</i>
M040501	DISPOSITIVI EMOSTATICI IN CELLULOSA <i>HAEMOSTATIC DRESSINGS, CELLULOSE</i>
M040502	DISPOSITIVI EMOSTATICI IN COLLAGENE DI ORIGINE ANIMALE <i>HAEMOSTATIC DRESSINGS, ANIMAL-DERIVED COLLAGEN</i>
M040503	DISPOSITIVI EMOSTATICI IN SPUGNA DI GELATINA <i>HAEMOSTATIC DRESSINGS, GELATIN SPONGE</i>
M040504	DISPOSITIVI EMOSTATICI AL PERCLORURO FERRICO <i>HAEMOSTATIC DRESSINGS, IRON PERCHLORIDE</i>
M040599	DISPOSITIVI EMOSTATICI - ALTRI <i>HAEMOSTATICS - OTHERS</i>
M0406	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DELLE ADERENZE POST-OPERATORIE <i>POST-OPERATORY ADHESION-PREVENTION DRESSINGS</i>
M0407	TAMPONI SPECIALI <i>SPECIAL SPONGES</i>
M0499	MEDICAZIONI SPECIALI - ALTRE <i>SPECIAL DRESSINGS - OTHERS</i>
M05	CEROTTI <i>MEDICAL TAPES</i>
M0501	CEROTTI CHIRURGICI <i>SURGICAL TAPES</i>
M050101	CEROTTI SU ROCCHETTO (A NASTRO) <i>REELS TAPES</i>
M050102	CEROTTINI MEDICATI <i>MEDICATED TAPES</i>
M050199	CEROTTI CHIRURGICI - ALTRI <i>SURGICAL TAPES - OTHERS</i>
M0502	CEROTTI PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE <i>TAPES, EXTENSIVE AREAS</i>
M050201	CEROTTI ESTENSIBILI IN TNT <i>EXTENSIBLE NON-WOVEN TAPES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE <i>DEVICES FOR GENERIC AND SPECIALISTIC MEDICATION</i>
<hr/>	
M050202	CEROTTI IN TESSUTO NON ESTENSIBILE <i>NON-EXTENSIBLE WOVEN TAPES</i>
M050299	CEROTTI PER FISSAGGIO DI AREE ESTESE - ALTRI <i>TAPES, EXTENSIVE AREAS - OTHERS</i>
M0599	CEROTTI - ALTRI <i>MEDICAL TAPES - OTHERS</i>
M90	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE - VARI <i>DEVICES FOR MEDICATION - VARIOUS</i>
M9001	DISPOSITIVI CRIOTERAPICI E GHIACCIO ISTANTANEO <i>CRYOTHERAPY DEVICES AND INSTANT ICE</i>
M9002	SPRAY PROTETTIVI E LUBRIFICANTI SPRAY, GEL, LIQUIDI E IN CREMA <i>PROTECTIVE SPRAYS AND LUBRICANT SPRAYS (gel, fluid and cream)</i>
M9003	SOLUZIONI PER RIMOZIONE DI BENDE E CEROTTI <i>SOLUTIONS FOR ADHESIVE TAPE REMOVAL</i>
M9099	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE- ALTRI (CEROTTO PER SUTURA VEDI H900102) <i>DEVICES FOR MEDICATION - OTHERS (FOR ADHESIVE STRIPS, SKIN-CLOSURE SEE H900102)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE <i>DEVICES FOR NERVOUS AND MEDULLAR SYSTEMS</i>
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE <i>DEVICES FOR NERVOUS AND MEDULLAR SYSTEMS</i>
N01	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO <i>DEVICES FOR NERVOUS SYSTEM</i>
N0101	DISPOSITIVI PER NEUROFISIOLOGIA <i>NEUROPHYSIOLOGY DEVICES</i>
N010101	ELETTRODI PER ELETTROMIOGRAFIA <i>ELECTROMYOGRAPHIC ELECTRODES</i>
N010102	ELETTRODI PER ELETTROENCEFALOGRAFIA <i>ELECTROENCEPHALOGRAPHIC ELECTRODES</i>
N010103	ELETTROSTIMOLATORI NERVINI BIPOLARI AUTOALIMENTATI <i>BIPOLAR NERVOUS ELECTROSTIMULATORS, BATTERY-POWERED</i>
N010199	DISPOSITIVI PER NEUROFISIOLOGIA - ALTRI <i>NEUROPHYSIOLOGY DEVICES - OTHERS</i>
N0102	DISPOSITIVI PER FISIOTERAPIA NEUROLOGICA <i>NEUROLOGIC PHYSIOTHERAPY DEVICES</i>
N010201	ELETTRODI PER TENS <i>TENS SYSTEM ELECTRODES</i>
N010202	MANIPOLI CERCAPUNTI <i>TESTER HANDPIECES</i>
N010299	DISPOSITIVI PER FISIOTERAPIA NEUROLOGICA - ALTRI <i>NEUROLOGIC PHYSIOTHERAPY DEVICES - OTHERS</i>
N0103	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO INTRACRANICO E KIT <i>DEVICES AND KITS FOR CRANIAL DRAINAGE</i>
N0180	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO - ACCESSORI <i>DEVICES FOR NERVOUS SYSTEM - ACCESSORIES</i>
N0199	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO - ALTRI <i>DEVICES FOR NERVOUS SYSTEM - OTHERS</i>
N02	DISPOSITIVI PER SISTEMA MIDOLLARE <i>DEVICES FOR MEDULLARY SYSTEM</i>
N0201	CATETERI SPINALI <i>SPINAL CATHETERS</i>
N020101	CATETERI PERIDURALI/EPIDURALI <i>PERIDURAL/EPIDURAL CATHETERS</i>
N020102	CATETERI SUBARACNOIDEI <i>SUBARACHNOID CATHETERS</i>
N020199	CATETERI SPINALI - ALTRI <i>SPINAL CATHETERS - OTHERS</i>
N0202	SISTEMI IMPIANTABILI SPINALI COLLEGATI AD ACCESSI SOTTOCUTANEI <i>IMPLANTABLE SPINE SYSTEMS, WITH SUBCUTANEOUS ACCESS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE <i>DEVICES FOR NERVOUS AND MEDULLAR SYSTEMS</i>
---------------------	---

N020201	SISTEMI PERIDURALI O EPIDURALI <i>IMPLANTABLE SPINE SYSTEMS, PERIDURAL OR EPIDURAL</i>
----------------	--

N020202	SISTEMI SUBARACNOIDEI <i>IMPLANTABLE SPINE SYSTEMS, SUBARACHNOIDAL</i>
----------------	--

N0280	DISPOSITIVI PER SISTEMA MIDOLLARE - ACCESSORI <i>DEVICES FOR MEDULLARY SYSTEM - ACCESSORIES</i>
--------------	---

N0299	DISPOSITIVI PER SISTEMA MIDOLLARE - ALTRI <i>DEVICES FOR MEDULLARY SYSTEM - OTHERS</i>
--------------	--

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P01	PROTESI FACCIALI ED ODONTOIATRICHE <i>PROSTHESES, FACIAL AND ODONTOLOGICAL</i>
P0101	PROTESI FACCIALI <i>PROSTHESES, FACIAL</i>
P010101	PROTESI DEL MENTO <i>PROSTHESES, CHIN</i>
P010102	PROTESI DELLO ZIGOMO <i>PROSTHESES, ZYGOMATIC</i>
P010103	PROTESI MANDIBOLARI <i>PROSTHESES, MANDIBULAR</i>
P010199	PROTESI FACCIALI - ALTRE <i>PROSTHESES, FACIAL - OTHERS</i>
P0102	PROTESI ODONTOIATRICHE <i>PROSTHESES, ODONTOLOGICAL</i>
P010201	IMPIANTI DENTALI <i>DENTAL IMPLANTS</i>
P010299	PROTESI ODONTOIATRICHE - ALTRE <i>PROSTHESES, ODONTOLOGICAL - OTHERS</i>
P0180	PROTESI FACCIALI ED ODONTOIATRICHE - ACCESSORI <i>PROSTHESES, FACIAL AND ODONTOLOGICAL - ACCESSORIES</i>
P0199	PROTESI FACCIALI ED ODONTOIATRICHE - ALTRE <i>PROSTHESES, FACIAL AND ODONTOLOGICAL - OTHERS</i>
P02	PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE <i>PROSTHESES, ENT</i>
P0201	PROTESI OTOLOGICHE <i>PROSTHESES, OTOLOGIC</i>
P020101	IMPIANTI PER L'ORECCHIO MEDIO <i>MIDDLE EAR IMPLANTS</i>
P02010101	PROTESI PER LA CATENA OSSICULARE (PORP E TORP) <i>PROSTHESES, OSSICULAR (PORP AND TORP)</i>
P02010102	PROTESI DA STAPEDIOPLASTICA <i>PROSTHESES, STAPEDIOPLASTIC</i>
P02010103	PROTESI DA TUBA DI EUSTACHIO <i>PROSTHESES, EUSTACHIAN TUBE</i>
P02010199	IMPIANTI PER L'ORECCHIO MEDIO - ALTRI <i>MIDDLE EAR IMPLANTS - OTHERS</i>
P020102	IMPIANTI PER L'ORECCHIO ESTERNO-MEDIO <i>EXTERNAL-MIDDLE EAR IMPLANTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P02010201	PROTESI PER DRENAGGIO TRANSTIMPANICO (TUBI DI VENTILAZIONE) <i>PROSTHESES, TRANSTYMPANIC DRAINAGE</i>
P02010202	PROTESI TIMPANICHE <i>PROSTHESES, TYMPANIC</i>
P02010299	IMPIANTI PER L'ORECCHIO ESTERNO-MEDIO - ALTRI <i>EXTERNAL-MIDDLE EAR IMPLANTS - OTHERS</i>
P020103	PROTESI ACUSTICHE ESTERNE <i>EXTERNAL EAR IMPLANTS</i>
P020180	PROTESI OTOLOGICHE - ACCESSORI <i>PROSTHESES, OTOLOGIC - ACCESSORIES</i>
P020199	PROTESI OTOLOGICHE - ALTRE <i>PROSTHESES, OTOLOGIC - OTHERS</i>
P0202	PROTESI RINOLOGICHE <i>PROSTHESES, NOSE</i>
P020201	OTTURATORI PER PERFORAZIONI SETTALI <i>NASAL SEPTAL PLUGGERS</i>
P020202	STENT DEI SENI PARANASALI <i>NASAL SINUS STENTS</i>
P020203	SPLINT NASALI PER FRATTURE <i>NASAL SPLINTS</i>
P020299	PROTESI RINOLOGICHE - ALTRE <i>PROSTHESES, NOSE - OTHERS</i>
P0203	PROTESI FARINGOESOFAGEE <i>PROSTHESES, PHARYNGO-OESOPHAGEAL</i>
P020301	PROTESI DI FARINGE <i>PROSTHESES, PHARYNX</i>
P020399	PROTESI FARINGOESOFAGEE - ALTRE <i>PROSTHESES, PHARYNGO-OESOPHAGEAL - OTHERS</i>
P0204	PROTESI LARINGEE <i>PROSTHESES, LARYNX</i>
P0205	PROTESI FONATORIE <i>PROSTHESES, PHONATION</i>
P0280	PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE - ACCESSORI <i>PROSTHESES, ENT - ACCESSORIES</i>
P0299	PROTESI OTORINOLARINGOIATRICHE - ALTRE <i>PROSTHESES, ENT - OTHERS</i>
P03	PROTESI OCULISTICHE <i>PROSTHESES, OCULISTIC</i>
P0301	LENTI INTRAOCULARI <i>INTRAOCULAR LENSES (IOL)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P030101	LENTI PER FACHICI <i>IOLs, PHAKIC</i>
P03010103	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL</i>
P0301010301	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL</i>
P030101030101	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030101030102	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030101030103	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, SILICONE</i>
P030101030104	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN PMMA <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, PMMA</i>
P030101030199	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI SFERICHE - ALTRE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL - OTHERS</i>
P0301010302	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL</i>
P030101030201	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030101030202	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030101030203	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL, SILICONE</i>
P030101030299	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI ASFERICHE - ALTRE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL - OTHERS</i>
P0301010303	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, TORIC</i>
P030101030301	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, TORIC, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030101030302	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, TORIC, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030101030303	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE IN SILICONE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, TORIC, SILICONE</i>
P030101030399	LENTI PER FACHICI MONOFOCALI TORICHE - ALTRE <i>IOLs, PHAKIC, MONOFOCAL, TORIC - OTHERS</i>
P03010104	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL</i>
P0301010401	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P030101040101	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030101040102	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030101040103	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL, SILICONE</i>
P030101040199	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI SFERICHE - ALTRE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL - OTHERS</i>
P0301010402	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL</i>
P030101040201	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030101040202	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030101040203	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL, SILICONE</i>
P030101040299	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE - ALTRE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL - OTHERS</i>
P0301010403	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC</i>
P030101040301	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030101040302	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030101040303	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN SILICONE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC, SILICONE</i>
P030101040399	LENTI PER FACHICI MULTIFOCALI TORICHE - ALTRE <i>IOLs, PHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC - OTHERS</i>
P030102	LENTI PER AFACHICI <i>IOLs, APHAKIC</i>
P03010209	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL</i>
P0301020901	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL</i>
P030102090101	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102090102	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102090103	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, SILICONE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P030102090104	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE IN PMMA <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL, PMMA</i>
P030102090199	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI SFERICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, SPHERICAL - OTHERS</i>
P0301020902	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL</i>
P030102090201	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102090202	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102090203	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL, SILICONE</i>
P030102090299	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI ASFERICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, ASPHERICAL - OTHERS</i>
P0301020903	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, TORIC</i>
P030102090301	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, TORIC, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102090302	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, TORIC, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102090303	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, TORIC, SILICONE</i>
P030102090399	LENTI PER AFACHICI MONOFOCALI TORICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, MONOFOCAL, TORIC - OTHERS</i>
P03010210	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL</i>
P0301021001	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL</i>
P030102100101	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102100102	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102100103	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL, SILICONE</i>
P030102100199	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI SFERICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, SPHERICAL - OTHERS</i>
P0301021002	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL</i>
P030102100201	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P030102100202	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102100203	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL, SILICONE</i>
P030102100299	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI ASFERICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, ASPHERICAL - OTHERS</i>
P0301021003	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC</i>
P030102100301	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102100302	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102100303	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC, SILICONE</i>
P030102100399	LENTI PER AFACHICI MULTIFOCALI TORICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, MULTIFOCAL, TORIC - OTHERS</i>
P03010211	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE</i>
P0301021101	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, SPHERICAL</i>
P030102110101	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, SPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102110102	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, SPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102110103	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, SPHERICAL, SILICONE</i>
P030102110199	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE SFERICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, SPHERICAL - OTHERS</i>
P0301021102	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, ASPHERICAL</i>
P030102110201	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, ASPHERICAL, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102110202	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, ASPHERICAL, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102110203	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, ASPHERICAL, SILICONE</i>
P030102110299	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE ASFERICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, ASPHERICAL - OTHERS</i>
P0301021103	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, TORIC</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P030102110301	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE IN ACRILICO IDROFOBO <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, TORIC, HYDROPHOBIC ACRYLIC</i>
P030102110302	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE IN ACRILICO IDROFILO <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, TORIC, HYDROPHILIC ACRYLIC</i>
P030102110303	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE IN SILICONE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, TORIC, SILICONE</i>
P030102110399	LENTI PER AFACHICI ACCOMODATIVE TORICHE - ALTRE <i>IOLs, APHAKIC, ACCOMODATIVE, TORIC - OTHERS</i>
P030190	LENTI INTRAOCULARI - VARIE <i>INTRAOCULAR LENSES (IOL) - VARIOUS</i>
P03019001	LENTI PER CORREZIONE DI IPOVISIONE DA MACULOPATIA <i>INTRAOCULAR LENSES (IOL) - THERAPY FOR MACULOPATHY DEFECTS</i>
P030199	LENTI INTRAOCULARI - ALTRE <i>INTRAOCULAR LENSES (IOL) - OTHERS</i>
P0380	PROTESI OCULISTICHE - ACCESSORI <i>PROSTHESES, OCULISTIC - ACCESSORIES</i>
P0399	PROTESI OCULISTICHE - ALTRE <i>PROSTHESES, OCULISTIC - OTHERS</i>
P04	PROTESI PER APPARATO RESPIRATORIO <i>PROSTHESES, RESPIRATORY</i>
P0401	PROTESI TRACHEOBRONCHIALI <i>PROSTHESES, TRACHEOBRONCHIAL</i>
P0480	PROTESI PER APPARATO RESPIRATORIO - ACCESSORI <i>PROSTHESES, RESPIRATORY - ACCESSORIES</i>
P0499	PROTESI PER APPARATO RESPIRATORIO - ALTRE <i>PROSTHESES, RESPIRATORY - OTHERS</i>
P05	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI <i>PROSTHESES, OESOPHAGEAL AND GASTROINTESTINAL</i>
P0501	PROTESI ESOFAGEE <i>PROSTHESES, OESOPHAGEAL</i>
P0502	PROTESI BILIARI E PANCREATICHE <i>PROSTHESES, BILIARY AND PANCREATIC</i>
P0503	PROTESI ENTERALI PER COLON-DUODENO <i>PROSTHESES, COLONIC AND DUODENAL</i>
P0504	PROTESI PER INCONTINENZA FECALE <i>PROSTHESES, FAECAL INCONTINENCE</i>
P050401	SFINTERI ANALI <i>PROSTHESES, ANAL SPHINCTER</i>
P050499	PROTESI PER INCONTINENZA FECALE - ALTRE <i>PROSTHESES, FAECAL INCONTINENCE - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P0580	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI - ACCESSORI <i>PROSTHESES, OESOPHAGEAL AND GASTROINTESTINAL - ACCESSORIES</i>
P058001	DISPOSITIVI PER POSIZIONAMENTO DI PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI <i>PROSTHESES, OESOPHAGEAL AND GASTROINTESTINAL, POSITIONING DEVICES</i>
P058099	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI - ACCESSORI ALTRI <i>PROSTHESES, OESOPHAGEAL AND GASTROINTESTINAL - OTHER ACCESSORIES</i>
P0599	PROTESI ESOFAGEE E GASTROINTESTINALI - ALTRE <i>PROSTHESES, OESOPHAGEAL AND GASTROINTESTINAL - OTHERS</i>
P06	PROTESI MAMMARIE <i>BREAST PROSTHESES</i>
P0601	PROTESI MAMMARIE STANDARD <i>BREAST PROSTHESES, STANDARD</i>
P060101	PROTESI MAMMARIE ROTONDE <i>BREAST PROSTHESES, ROUND</i>
P060102	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE <i>BREAST PROSTHESES, ANATOMIC</i>
P060199	PROTESI MAMMARIE STANDARD - ALTRE <i>BREAST PROSTHESES, STANDARD - OTHERS</i>
P0602	PROTESI MAMMARIE-ESPANSORE <i>BREAST PROSTHESES-EXPANDER</i>
P060201	PROTESI MAMMARIE TIPO BECKER <i>BREAST PROSTHESES, BECKER TYPE</i>
P060299	PROTESI MAMMARIE-ESPANSORE - ALTRE <i>BREAST PROSTHESES-EXPANDER - OTHERS</i>
P0680	PROTESI MAMMARIE - ACCESSORI <i>BREAST PROSTHESES - ACCESSORIES</i>
P0699	PROTESI MAMMARIE - ALTRE <i>BREAST PROSTHESES - OTHERS</i>
P07	PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE <i>VASCULAR AND CARDIAC PROSTHESES</i>
P0701	PROTESI VASCOLARI <i>VASCULAR PROSTHESES</i>
P070101	PROTESI VASCOLARI BIOLOGICHE <i>VASCULAR PROSTHESES, BIOLOGICAL</i>
P07010101	PROTESI VASCOLARI IN PERICARDIO <i>VASCULAR PROSTHESES, PERICARDIUM</i>
P0701010101	PROTESI VASCOLARI IN PERICARDIO RETTE <i>VASCULAR PROSTHESES, PERICARDIUM, STRAIGHT</i>
P0701010102	PROTESI VASCOLARI IN PERICARDIO BIFORCATE <i>VASCULAR PROSTHESES, PERICARDIUM, BIFURCATED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P07010102	PROTESI VASCOLARI OMOLOGHE <i>VASCULAR PROSTHESES, HOMOLOGOUS</i>
P0701010201	PROTESI VASCOLARI OMOLOGHE RETTE <i>VASCULAR PROSTHESES, HOMOLOGOUS, STRAIGHT</i>
P0701010202	PROTESI VASCOLARI OMOLOGHE BIFORCATE <i>VASCULAR PROSTHESES, HOMOLOGOUS, BIFURCATED</i>
P07010199	PROTESI VASCOLARI BIOLOGICHE - ALTRE <i>VASCULAR PROSTHESES, BIOLOGICAL - OTHERS</i>
P070102	PROTESI VASCOLARI SINTETICHE <i>VASCULAR PROSTHESES, SYNTHETIC</i>
P07010201	PROTESI VASCOLARI SINTETICHE IN DACRON <i>VASCULAR PROSTHESES, DACRON</i>
P0701020101	PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON <i>VASCULAR PROSTHESES, DACRON, STRAIGHT</i>
P070102010101	PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON MAGLIA <i>VASCULAR PROSTHESES, KNITTED DACRON, STRAIGHT</i>
P070102010102	PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON TESSUTO <i>VASCULAR PROSTHESES, WOVEN DACRON, STRAIGHT</i>
P0701020102	PROTESI VASCOLARI MULTIFORCATE IN DACRON <i>VASCULAR PROSTHESES, DACRON, MULTIFURCATED</i>
P070102010201	PROTESI VASCOLARI MULTIFORCATE IN DACRON MAGLIA (ARCO AORTICO (anche collaterali multipli) E TORACO- ADDOMINALI) <i>VASCULAR PROSTHESES, KNITTED DACRON, MULTIFURCATED</i>
P070102010202	PROTESI VASCOLARI MULTIFORCATE IN DACRON TESSUTO <i>VASCULAR PROSTHESES, WOVEN DACRON, MULTIFURCATED</i>
P07010202	PROTESI VASCOLARI SINTETICHE IN PTFE <i>VASCULAR PROSTHESES, PTFE</i>
P0701020201	PROTESI VASCOLARI RETTE IN PTFE <i>VASCULAR PROSTHESES, PTFE, STRAIGHT</i>
P070102020101	PROTESI VASCOLARI RETTE IN PTFE SEMPLICI <i>VASCULAR PROSTHESES, PTFE, STRAIGHT, SIMPLE</i>
P070102020102	PROTESI VASCOLARI RETTE IN PTFE RINFORZATE <i>VASCULAR PROSTHESES, PTFE, STRAIGHT, REINFORCED</i>
P0701020202	PROTESI VASCOLARI BIFORCATE IN PTFE <i>VASCULAR PROSTHESES, PTFE, BIFURCATED</i>
P070102020201	PROTESI VASCOLARI BIFORCATE IN PTFE SEMPLICI <i>VASCULAR PROSTHESES, PTFE, BIFURCATED, SIMPLE</i>
P070102020202	PROTESI VASCOLARI BIFORCATE IN PTFE RINFORZATE <i>VASCULAR PROSTHESES, PTFE, BIFURCATED, REINFORCED</i>
P07010299	PROTESI VASCOLARI SINTETICHE - ALTRE <i>VASCULAR PROSTHESES, SYNTHETIC - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P070180	PROTESI VASCOLARI - ACCESSORI <i>VASCULAR PROSTHESES - ACCESSORIES</i>
P0702	PATCH VASCOLARI <i>VASCULAR PATCHES</i>
P070201	PATCH VASCOLARI BIOLOGICI <i>VASCULAR PATCHES, BIOLOGICAL</i>
P07020101	PATCH VASCOLARI IN PERICARDIO <i>VASCULAR PATCHES, PERICARDIUM</i>
P07020199	PATCH VASCOLARI BIOLOGICI - ALTRI <i>VASCULAR PATCHES, BIOLOGICAL - OTHERS</i>
P070202	PATCH VASCOLARI SINTETICI <i>VASCULAR PATCHES, SYNTHETIC</i>
P07020201	PATCH VASCOLARI IN DACRON <i>VASCULAR PATCHES, DACRON</i>
P07020202	PATCH VASCOLARI IN PTFE <i>VASCULAR PATCHES, PTFE</i>
P07020299	PATCH VASCOLARI SINTETICI - ALTRI <i>VASCULAR PATCHES, SYNTHETIC - OTHERS</i>
P0703	VALVOLE CARDIACHE <i>CARDIAC VALVES</i>
P070301	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL</i>
P07030101	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE CON SUPPORTO PER IMPIANTO CHIRURGICO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITH SUPPORT</i>
P0703010101	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE DA TESSUTO VALVOLARE DI ORIGINE ANIMALE CON SUPPORTO PER IMPIANTO CHIRURGICO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITH SUPPORT, DERIVED FROM ANIMAL VALVE TISSUE</i>
P0703010102	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE DA TESSUTO DI ORIGINE ANIMALE CON SUPPORTO PER IMPIANTO CHIRURGICO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITH SUPPORT, DERIVED FROM ANIMAL TISSUE</i>
P07030102	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE SENZA SUPPORTO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITHOUT SUPPORT</i>
P0703010201	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE DA TESSUTO VALVOLARE DI ORIGINE ANIMALE SENZA SUPPORTO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITHOUT SUPPORT, DERIVED FROM ANIMAL VALVE TISSUE</i>
P0703010202	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE DA TESSUTO DI ORIGINE ANIMALE SENZA SUPPORTO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITHOUT SUPPORT, DERIVED FROM ANIMAL TISSUE</i>
P07030103	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE CON SUPPORTO PER IMPIANTO PERCUTANEO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITH SUPPORT FOR PERCUTANEOUS IMPLANTATION</i>
P0703010301	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE DA TESSUTO VALVOLARE DI ORIGINE ANIMALE CON SUPPORTO PER IMPIANTO PERCUTANEO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITH SUPPORT, DERIVED FROM ANIMAL VALVE TISSUE FOR PERCUTANEOUS IMPLANTATION</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P0703010302	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE DA TESSUTO DI ORIGINE ANIMALE CON SUPPORTO PER IMPIANTO PERCUTANEO <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL WITH SUPPORT, DERIVED FROM ANIMAL TISSUE FOR PERCUTANEOUS IMPLANTATION</i>
P07030199	VALVOLE CARDIACHE BIOLOGICHE - ALTRE <i>CARDIAC VALVES, BIOLOGICAL - OTHERS</i>
P070302	VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE <i>CARDIAC VALVES, MECHANICAL</i>
P07030201	VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE A PALLA <i>CARDIAC VALVES, MECHANICAL, BALL-VALVES</i>
P07030202	VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE MONODISCO <i>CARDIAC VALVES, MECHANICAL, MONODISC</i>
P07030203	VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE BIDISCO <i>CARDIAC VALVES, MECHANICAL, BIDISC</i>
P07030299	VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE - ALTRE <i>CARDIAC VALVES, MECHANICAL - OTHERS</i>
P070303	TUBI VALVOLATI CARDIACI <i>CARDIAC VALVULATED TUBES</i>
P07030301	TUBI VALVOLATI CARDIACI BIOLOGICI <i>CARDIAC VALVULATED TUBES, BIOLOGICAL</i>
P07030302	TUBI VALVOLATI CARDIACI MECCANICI <i>CARDIAC VALVULATED TUBES, MECHANICAL</i>
P07030399	TUBI VALVOLATI CARDIACI - ALTRI <i>CARDIAC VALVULATED TUBES - OTHERS</i>
P070304	ANELLI VALVOLARI CARDIACI <i>ANNULOPLASTY RINGS FOR HEART VALVES</i>
P07030401	ANELLI VALVOLARI CARDIACI FLESSIBILI O SENZA SUPPORTO <i>ANNULOPLASTY RINGS FOR HEART VALVES, FLEXIBLE OR WITHOUT SUPPORT</i>
P07030402	ANELLI VALVOLARI CARDIACI RIGIDI O SEMIRIGIDI CON SUPPORTO <i>ANNULOPLASTY RINGS FOR HEART VALVES, RIGID OR SEMI-RIGID WITH SUPPORT</i>
P07030403	ANELLI VALVOLARI CARDIACI INCOMPLETI SEMIRIGIDI <i>ANNULOPLASTY RINGS FOR HEART VALVES, SEMI-RIGID UNCOMPLETED</i>
P07030499	ANELLI VALVOLARI CARDIACI - ALTRI <i>ANNULOPLASTY RINGS FOR HEART VALVES - OTHERS</i>
P070399	VALVOLE CARDIACHE - ALTRE <i>CARDIAC VALVES - OTHERS</i>
P0704	ENDOPROTESI VASCOLARI E CARDIACHE <i>VASCULAR AND CARDIAC ENDOPROSTHESES</i>
P070401	ENDOPROTESI VASCOLARI <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P07040101	ENDOPROTESI VASCOLARI IN DACRON <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES, DACRON</i>
P0704010101	ENDOPROTESI VASCOLARI IN DACRON RETTE <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES, DACRON, STRAIGHT</i>
P0704010102	ENDOPROTESI VASCOLARI IN DACRON BIFORCATE <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES, DACRON, BIFURCATED</i>
P07040102	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES, PTFE</i>
P0704010201	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE RETTE <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES, PTFE, STRAIGHT</i>
P0704010202	ENDOPROTESI VASCOLARI IN PTFE BIFORCATE <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES, PTFE, BIFURCATED</i>
P07040199	ENDOPROTESI VASCOLARI - ALTRE <i>VASCULAR ENDOPROSTHESES - OTHERS</i>
P070402	STENT VASCOLARI <i>VASCULAR STENTS</i>
P07040201	STENT CORONARICI <i>CORONARY ARTERY STENTS</i>
P0704020101	STENT CORONARICI NUDI (BMS) <i>CORONARY ARTERY STENTS, BMS</i>
P070402010101	STENT CORONARICI NUDI IN ACCIAIO INOSSIDABILE <i>CORONARY ARTERY STENTS, BMS, STAINLESS STEEL</i>
P070402010102	STENT CORONARICI NUDI IN LEGHE METALLICHE DIVERSE DALL'ACCIAIO <i>METALLIC CORONARY ARTERY STENTS, BMS, OTHER THAN STAINLESS STEEL</i>
P070402010199	STENT CORONARICI NUDI (BMS) - ALTRI <i>CORONARY ARTERY STENTS, BMS - OTHERS</i>
P0704020102	STENT CORONARICI RIVESTITI <i>CORONARY ARTERY STENTS, COATED</i>
P0704020103	STENT CORONARICI A CESSIONE DI FARMACO (DES) <i>CORONARY ARTERY STENTS, DRUG-ELUTING (DES)</i>
P0704020104	STENT CORONARICI RIASSORBIBILI <i>CORONARY ARTERY STENTS, ABSORBABLE</i>
P0704020199	STENT CORONARICI - ALTRI <i>CORONARY ARTERY STENTS - OTHERS</i>
P07040202	STENT VASCOLARI PERIFERICI <i>PERIPHERAL ARTERIES STENTS</i>
P0704020201	STENT VASCOLARI PERIFERICI NUDI (BMS) <i>PERIPHERAL ARTERIES STENTS, BMS</i>
P0704020202	STENT VASCOLARI PERIFERICI RIVESTITI <i>PERIPHERAL ARTERIES STENTS, COATED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P0704020203	STENT VASCOLARI PERIFERICI A CESSIONE DI FARMACO (DES) <i>PERIPHERAL ARTERIES STENTS, DRUG-ELUTING (DES)</i>
P0704020299	STENT VASCOLARI PERIFERICI - ALTRI <i>PERIPHERAL ARTERIES STENTS - OTHERS</i>
P070403	PROTESI PER OCCLUSIONE DEI DIFETTI CARDIACI E CORONARICI <i>HEART AND CORONARY OCCLUDERS</i>
P07040301	PROTESI INTERVENTRICOLARI <i>CARDIAC OCCLUDERS, VENTRICULAR SEPTAL DEFECTS</i>
P07040302	PROTESI INTERATRIALI <i>CARDIAC OCCLUDERS, ATRIAL SEPTAL DEFECTS</i>
P07040303	PROTESI PER FORAMI OVALI PERVI E PER DOTTO DI BOTALLO <i>CARDIAC OCCLUDERS, PATENT FORAMEN OVALE AND PATENT DUCTUS ARTERIOSUS</i>
P07040399	PROTESI PER OCCLUSIONE DEI DIFETTI CARDIACI E CORONARICI - ALTRI <i>HEART AND CORONARY OCCLUDERS - OTHERS</i>
P0780	PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE - ACCESSORI <i>VASCULAR AND CARDIAC PROSTHESES - ACCESSORIES</i>
P0799	PROTESI VASCOLARI E CARDIACHE - ALTRE <i>VASCULAR AND CARDIAC PROSTHESES - OTHERS</i>
P08	PROTESI UROGENITALI <i>PROSTHESES, UROGENITAL</i>
P0801	PROTESI PER INCONTINENZA URINARIA <i>URINARY INCONTINENCE PROSTHESES</i>
P080102	SFINTERI URINARI ARTIFICIALI <i>ARTIFICIAL URINARY SPHINCTERS</i>
P080199	PROTESI PER INCONTINENZA URINARIA - ALTRE <i>URINARY INCONTINENCE PROSTHESES - OTHERS</i>
P0802	PROTESI PER DISFUNZIONE ERETTILE <i>PROSTHESES, ERECTILE DYSFUNCTION</i>
P080201	PROTESI TESTICOLARI <i>PROSTHESES, TESTICLE</i>
P080202	PROTESI PENIENE <i>PROSTHESES, PENILE</i>
P080299	PROTESI PER DISFUNZIONE ERETTILE - ALTRE <i>PROSTHESES, ERECTILE DYSFUNCTION - OTHERS</i>
P0803	PROTESI PER LE OSTRUZIONI URINARIE <i>PROSTHESES, URINARY OBSTRUCTIONS</i>
P080301	PROTESI ENDOURETRALI <i>PROSTHESES, URETHRAL</i>
P080302	PROTESI ENDOURETERALI <i>PROSTHESES, URETHRAL</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P080399	PROTESI PER LE OSTRUZIONI URINARIE - ALTRE <i>PROSTHESES, URINARY OBSTRUCTIONS - OTHERS</i>
P0804	PROTESI PER L'APPARATO GENITALE FEMMINILE <i>PROSTHESES, FEMALE GENITAL APPARATUS</i>
P080401	PROTESI TUBARICHE <i>PROSTHESES, FALLOPIAN TUBE</i>
P080499	PROTESI PER L'APPARATO GENITALE FEMMINILE - ALTRE <i>PROSTHESES, FEMALE GENITAL APPARATUS - OTHERS</i>
P0880	PROTESI UROGENITALI - ACCESSORI <i>PROSTHESES, UROGENITAL - ACCESSORIES</i>
P0899	PROTESI UROGENITALI - ALTRE <i>PROSTHESES, UROGENITAL - OTHERS</i>
P09	PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, OSTEOSYNTHESIS DEVICES, DEVICES FOR TENDONS AND LIGAMENTS SYNTHESIS</i>
P0901	PROTESI DI SPALLA <i>PROSTHESES, SHOULDER</i>
P090103	COMPONENTI GLENOIDALI <i>PROSTHESES, SHOULDER, GLENOID COMPONENTS</i>
P090104	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI SPALLA <i>PROSTHESES, SHOULDER, HUMERAL COMPONENTS</i>
P090180	PROTESI DI SPALLA - ACCESSORI <i>PROSTHESES, SHOULDER - ACCESSORIES</i>
P090199	PROTESI DI SPALLA - ALTRE <i>PROSTHESES, SHOULDER - OTHERS</i>
P0902	PROTESI DI GOMITO <i>PROSTHESES, ELBOW</i>
P090203	COMPONENTI OMERALI PER PROTESI DI GOMITO <i>PROSTHESES, ELBOW, HUMERAL COMPONENTS</i>
P090204	COMPONENTI RADIALI <i>PROSTHESES, ELBOW, RADIAL COMPONENTS</i>
P090280	PROTESI DI GOMITO - ACCESSORI <i>PROSTHESES, ELBOW - ACCESSORIES</i>
P090299	PROTESI DI GOMITO - ALTRE <i>PROSTHESES, ELBOW - OTHERS</i>
P0903	PROTESI DI POLSO <i>PROSTHESES, WRIST</i>
P090303	COMPONENTI CARPALI <i>PROSTHESES, WRIST, CARPAL COMPONENTS</i>
P090304	COMPONENTI RADIALI-ULNARI <i>PROSTHESES, WRIST, RADIAL/ULNAR COMPONENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P090380	PROTESI DI POLSO - ACCESSORI <i>PROSTHESES, WRIST - ACCESSORIES</i>
P090399	PROTESI DI POLSO - ALTRE <i>PROSTHESES, WRIST - OTHERS</i>
P0904	PROTESI DELLA MANO <i>PROSTHESES, HAND</i>
P090403	COMPONENTI INTERFALANGEE DI MANO <i>PROSTHESES, HAND, INTERPHALANGEAL COMPONENTS</i>
P090404	COMPONENTI TRAPEZIO-METACARPALI <i>PROSTHESES, HAND, TRAPEZIUM-METACARPAL COMPONENTS</i>
P090480	PROTESI DELLA MANO - ACCESSORI <i>PROSTHESES, HAND - ACCESSORIES</i>
P090499	PROTESI DELLA MANO - ALTRE <i>PROSTHESES, HAND - OTHERS</i>
P0905	PROTESI DI CAVIGLIA <i>PROSTHESES, ANKLE</i>
P090503	COMPONENTI TALARI <i>PROSTHESES, ANKLE, TALAR COMPONENTS</i>
P090504	COMPONENTI TIBIALI <i>PROSTHESES, ANKLE, TIBIAL COMPONENTS</i>
P090505	COMPONENTI TIBIO-TARSICHE <i>PROSTHESES, ANKLE, TIBIO-TARSAL COMPONENTS</i>
P090580	PROTESI DI CAVIGLIA - ACCESSORI <i>PROSTHESES, ANKLE - ACCESSORIES</i>
P090599	PROTESI DI CAVIGLIA - ALTRE <i>PROSTHESES, ANKLE - OTHERS</i>
P0906	PROTESI DEL PIEDE <i>PROSTHESES, FOOT</i>
P090603	COMPONENTI INTERFALANGEE DI PIEDE <i>PROSTHESES, FOOT, INTERPHALANGEAL COMPONENTS</i>
P090604	COMPONENTI METATARSO-FALANGEE <i>PROSTHESES, FOOT, METATARSALPHALANGEAL COMPONENTS</i>
P090605	ENDORTESI PER PIEDE <i>FOOT ENDORTHOSIS</i>
P090680	PROTESI DEL PIEDE - ACCESSORI <i>PROSTHESES, FOOT - ACCESSORIES</i>
P090699	PROTESI DEL PIEDE - ALTRE <i>PROSTHESES, FOOT - OTHERS</i>
P0907	PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE <i>PROSTHESES AND SYSTEMS FOR SPINE STABILIZATION</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P090701	SISTEMI PER LA FUSIONE INTERSOMATICA <i>SPINAL FUSION SYSTEMS</i>
P09070101	CAGE O GABBIE <i>SPINAL CAGES</i>
P09070199	SISTEMI PER LA FUSIONE INTERSOMATICA - ALTRI <i>SPINAL FUSION SYSTEMS - OTHERS</i>
P090702	SISTEMI PER LA SOSTITUZIONE DEI DISCHI INTERVERTEBRALI <i>SPINE DISC, DISPLACEMENT SYSTEMS</i>
P09070201	PROTESI DISCALI <i>PROSTHESES, SPINE DISC</i>
P090703	SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE <i>PROSTHESES, SPINAL FIXATION OR STABILIZATION SYSTEMS</i>
P09070301	SISTEMI PER FISSAZIONE CERVICALE <i>PROSTHESES, CERVICAL FIXATION SYSTEMS</i>
P09070302	SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE <i>THORACOLUMBOSACRAL SPINE, FIXATION SYSTEMS</i>
P09070304	ELEMENTI DI RACCORDO PER SISTEMI DI FISSAZIONE VERTEBRALE <i>SPINE FIXATION SYSTEMS, CONNECTORS</i>
P09070399	SISTEMI IMPIANTABILI DI STABILIZZAZIONE O FISSAZIONE VERTEBRALE - ALTRI <i>PROSTHESES, SPINAL FIXATION OR STABILIZATION SYSTEMS - OTHERS</i>
P090780	PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - ACCESSORI <i>PROSTHESES AND SYSTEMS FOR SPINE STABILIZATION - ACCESSORIES</i>
P090799	PROTESI E SISTEMI DI STABILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE - ALTRE <i>PROSTHESES AND SYSTEMS FOR SPINE STABILIZATION - OTHERS</i>
P0908	PROTESI DI ANCA <i>HIP PROSTHESIS</i>
P090803	COMPONENTI ACETABOLARI PER PROTESI DI ANCA <i>HIP PROSTHESIS - ACETABULAR COMPONENTS</i>
P09080301	COTILI PER IMPIANTO PRIMARIO <i>ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY</i>
P0908030101	COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO <i>CEMENTED ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY</i>
P090803010101	COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO IN MATERIALE METALLICO <i>CEMENTED METAL ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY</i>
P090803010102	COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO IN POLIETILENE <i>CEMENTED POLYETHYLENE ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY</i>
P090803010199	COTILI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - ALTRI <i>CEMENTED ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY - OTHERS</i>
P0908030102	COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO <i>UNCEMENTED ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P090803010201	COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO IN MATERIALE METALLICO <i>UNCEMENTED METAL ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY</i>
P090803010299	COTILI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO - ALTRI <i>UNCEMENTED ACETABULAR CUPS - PRIMARY SURGERY - OTHERS</i>
P09080302	COMPONENTI ACETABOLARI PER PROTESI DI RIVESTIMENTO <i>HIP RESURFACING ACETABULAR CUPS</i>
P09080303	COTILI DA REVISIONE <i>ACETABULAR CUPS - REVISION SURGERY</i>
P0908030301	COTILI CEMENTATI DA REVISIONE <i>CEMENTED ACETABULAR CUPS - REVISION SURGERY</i>
P0908030302	COTILI NON CEMENTATI DA REVISIONE <i>UNCEMENTED ACETABULAR CUPS - REVISION SURGERY</i>
P09080304	INSERTI PER PROTESI DI ANCA <i>HIP PROSTHESIS - ACETABULAR INSERTS</i>
P0908030401	INSERTI PER PROTESI DI ANCA IN POLIETILENE <i>HIP PROSTHESIS - POLYETHYLENE ACETABULAR INSERTS</i>
P0908030402	INSERTI PER PROTESI DI ANCA IN MATERIALE CERAMICO <i>HIP PROSTHESIS - CERAMIC ACETABULAR INSERTS</i>
P0908030403	INSERTI PER PROTESI DI ANCA IN MATERIALE METALLICO <i>HIP PROSTHESIS - METAL ACETABULAR INSERTS</i>
P090804	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI ANCA <i>HIP PROSTHESIS - FEMORAL COMPONENTS</i>
P09080401	STELI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO <i>FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>
P0908040101	STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO <i>CEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>
P090804010101	STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO NON MODULARI RETTI <i>NONMODULAR STRAIGHT CEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>
P090804010102	STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO NON MODULARI ANATOMICI <i>NONMODULAR ANATOMIC CEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>
P090804010103	STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI <i>MODULAR CEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>
P090804010104	STELI FEMORALI CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO A CONSERVAZIONE <i>CEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY, CONSERVATIVE</i>
P0908040102	STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO <i>UNCEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>
P090804010201	STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO NON MODULARI RETTI <i>NONMODULAR STRAIGHT UNCEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>
P090804010202	STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO NON MODULARI ANATOMICI <i>NONMODULAR ANATOMIC UNCEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P090804010203	STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO MODULARI <i>MODULAR UNCEMENTED FEMORAL STEMS -PRIMARY SURGERY</i>
P090804010204	STELI FEMORALI NON CEMENTATI PER IMPIANTO PRIMARIO A CONSERVAZIONE <i>UNCEMENTED FEMORAL STEMS - PRIMARY SURGERY, CONSERVATIVE</i>
P09080402	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI RIVESTIMENTO <i>HIP RESURFACING FEMORAL COMPONENTS</i>
P09080403	STELI FEMORALI DA REVISIONE <i>FEMORAL STEMS - REVISION SURGERY</i>
P0908040301	STELI FEMORALI CEMENTATI DA REVISIONE <i>CEMENTED FEMORAL STEMS - REVISION SURGERY</i>
P0908040302	STELI FEMORALI NON CEMENTATI DA REVISIONE <i>UNCEMENTED FEMORAL STEMS - REVISION SURGERY</i>
P09080404	STELI FEMORALI PER GRANDI RESEZIONI <i>FEMORAL STEMS FOR COMPLEX CASES</i>
P09080405	TESTE FEMORALI <i>HIP PROSTHESIS - FEMORAL HEADS</i>
P0908040501	TESTE FEMORALI PER PROTESI PARZIALI <i>FEMORAL HEADS - PARTIAL HIP REPLACEMENT</i>
P090804050101	TESTE FEMORALI IN MATERIALE CERAMICO PER PROTESI PARZIALI <i>CERAMIC FEMORAL HEADS - PARTIAL HIP REPLACEMENT</i>
P090804050102	TESTE FEMORALI IN MATERIALE METALLICO PER PROTESI PARZIALI <i>METAL FEMORAL HEADS - PARTIAL HIP REPLACEMENT</i>
P0908040502	TESTE FEMORALI PER PROTESI TOTALI <i>FEMORAL HEADS - TOTAL HIP REPLACEMENT</i>
P090804050201	TESTE FEMORALI IN MATERIALE CERAMICO PER PROTESI TOTALI <i>CERAMIC FEMORAL HEADS - TOTAL HIP REPLACEMENT</i>
P090804050202	TESTE FEMORALI IN MATERIALE METALLICO PER PROTESI TOTALI <i>METAL FEMORAL HEADS - TOTAL HIP REPLACEMENT</i>
P0908040503	CUPOLE BIARTICOLARI <i>HIP PROSTHESIS - BIARTICULAR CUPS</i>
P09080406	PROTESI FEMORALI MONOBLOCCO (stelo + testa) <i>ONEPIECE PROSTHESIS - HIP HEMIREPLACEMENT</i>
P090880	PROTESI DI ANCA - ACCESSORI <i>HIP PROSTHESIS - ACCESSORIES</i>
P09088001	ANELLI COTILOIDEI <i>ACETABULAR RINGS</i>
P09088002	RETI ACETABOLARI <i>ACETABULAR MESH</i>
P09088003	SPAZIATORI O DISTANZIATORI PER PROTESI DI ANCA <i>HIP PROSTHESIS SPACERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P09088004	ADATTATORI PER PROTESI DI ANCA <i>HIP PROSTHESIS ADAPTERS</i>
P09088005	CENTRATORI DISTALI PER PROTESI DI ANCA <i>HIP PROSTHESIS DISTAL CENTRALIZERS</i>
P09088006	TAPPI FEMORALI ENDOMIDOLLARI <i>ENDOMEDULLARY FEMORAL PLUGS</i>
P09088099	PROTESI DI ANCA - ALTRI ACCESSORI <i>HIP PROSTHESIS - ACCESSORIES - OTHERS</i>
P090899	PROTESI DI ANCA - ALTRE <i>HIP PROSTHESIS - OTHERS</i>
P0909	PROTESI DI GINOCCHIO <i>KNEE PROSTHESIS</i>
P090903	PROTESI DI GINOCCHIO BICOMPARTIMENTALI PER IMPIANTO PRIMARIO <i>KNEE PROSTHESIS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY REPLACEMENT</i>
P09090301	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE <i>FEMORAL COMPONENTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P0909030101	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE CEMENTATE <i>CEMENTED FEMORAL COMPONENTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P0909030102	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE NON CEMENTATE <i>UNCEMENTED FEMORAL COMPONENTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P0909030103	COMPONENTI FEMORALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE CEMENTABILI <i>CEMENTABLE FEMORAL COMPONENTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P09090302	COMPONENTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE <i>TIBIAL COMPONENTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P0909030201	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE <i>TIBIAL TRAYS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090903020101	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI CEMENTATI <i>CEMENTED MOBILE BEARING TIBIAL TRAYS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090903020102	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI NON CEMENTATI <i>UNCEMENTED MOBILE BEARING TIBIAL TRAYS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090903020103	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI CEMENTABILI <i>CEMENTABLE MOBILE BEARING TIBIAL TRAYS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090903020104	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI CEMENTATI <i>CEMENTED FIXED BEARING TIBIAL TRAYS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090903020105	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI NON CEMENTATI <i>UNCEMENTED FIXED BEARING TIBIAL TRAYS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090903020106	PIATTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI CEMENTABILI <i>CEMENTABLE FIXED BEARING TIBIAL TRAYS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P0909030202	INSERTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE <i>TIBIAL INSERTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P090903020201	INSERTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE MOBILI <i>MOBILE BEARING TIBIAL INSERTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090903020202	INSERTI TIBIALI PER IMPIANTO PRIMARIO BICOMPARTIMENTALE FISSI <i>FIXED BEARING TIBIAL INSERTS - BICOMPARTIMENTAL PRIMARY KNEE REPLACEMENT</i>
P090904	PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI <i>KNEE PROSTHESIS - UNICOMPARTIMENTAL REPLACEMENT</i>
P09090401	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI <i>FEMORAL COMPONENTS - UNICOMPARTIMENTAL KNEE REPLACEMENT</i>
P09090402	COMPONENTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI <i>TIBIAL COMPONENTS - UNICOMPARTIMENTAL KNEE REPLACEMENT</i>
P0909040201	PIATTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI <i>TIBIAL TRAYS - UNICOMPARTIMENTAL KNEE REPLACEMENT</i>
P0909040202	INSERTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALI <i>TIBIAL INSERTS - UNICOMPARTIMENTAL KNEE REPLACEMENT</i>
P090905	PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE <i>KNEE PROSTHESIS - REVISION REPLACEMENT</i>
P09090501	COMPONENTI FEMORALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE <i>FEMORAL COMPONENTS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P09090502	COMPONENTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE <i>TIBIAL COMPONENTS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P0909050201	PIATTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE <i>TIBIAL TRAYS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P090905020101	PIATTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE MOBILI <i>MOBILE BEARING TIBIAL TRAYS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P090905020102	PIATTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE FISSI <i>FIXED BEARING TIBIAL TRAYS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P0909050202	INSERTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE <i>TIBIAL INSERTS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P090905020201	INSERTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE MOBILI <i>MOBILE BEARING TIBIAL INSERTS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P090905020202	INSERTI TIBIALI PER PROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE FISSI <i>FIXED BEARING TIBIAL INSERTS - REVISION KNEE REPLACEMENT</i>
P090980	PROTESI DI GINOCCHIO - ACCESSORI <i>KNEE PROSTHESIS - ACCESSORIES</i>
P09098001	SPESSORI PER PROTESI DI GINOCCHIO <i>AUGMENTATION SPACERS</i>
P09098099	PROTESI DI GINOCCHIO - ALTRI ACCESSORI <i>KNEE PROSTHESIS - ACCESSORIES - OTHERS</i>
P090990	PROTESI DI GINOCCHIO - VARIE <i>KNEE PROSTHESIS - VARIOUS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P09099001	COMPONENTI PATELLARI <i>PATELLAR COMPONENTS</i>
P09099002	FITTONI PER PROTESI DI GINOCCHIO <i>STEM EXTENSIONS</i>
P09099099	PROTESI DI GINOCCHIO - ALTRE <i>KNEE PROSTHESIS - OTHERS</i>
P0910	PROTESI LIGAMENTOSE <i>PROSTHESES, LIGAMENTS</i>
P0912	MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA <i>OSTEOSYNTHESIS DEVICES, DEVICES FOR TENDONS AND LIGAMENTS SYNTHESIS</i>
P091201	CAMBRE ED ANCORETTE <i>OSTEOSYNTHESIS STAPLES AND ANCHORS</i>
P09120101	CAMBRE <i>OSTEOSYNTHESIS STAPLES</i>
P09120102	ANCORETTE PER SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA <i>ANCHORS, TENDONS AND LIGAMENTS SYNTHESIS</i>
P091202	CHIODI PER OSTEOSINTESI <i>BONE FIXATION NAILS</i>
P09120201	CHIODI ENDOMIDOLLARI <i>BONE FIXATION NAILS, INTRAMEDULLARY</i>
P09120202	CHIODI ENDOMIDOLLARI IN SISTEMI COMPLESSI <i>BONE FIXATION NAILS, INTRAMEDULLARY, COMPLEX SYSTEMS</i>
P09120299	CHIODI PER OSTEOSINTESI - ALTRI <i>BONE FIXATION NAILS - OTHERS</i>
P091203	FILI PER OSTEOSINTESI <i>BONE FIXATION WIRES</i>
P09120301	FILI DI KIRSCHNER <i>KIRSCHNER BONE WIRES</i>
P09120302	FILI E FASCETTE DI CERCHIAGGIO <i>CERCLAGE DEVICES, WIRES AND BINDERS</i>
P09120399	FILI PER OSTEOSINTESI - ALTRI <i>BONE FIXATION WIRES - OTHERS</i>
P091204	FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI <i>BONE FIXATION SYSTEMS, EXTERNAL</i>
P09120401	FISSATORI <i>BONE FIXATION SYSTEMS</i>
P0912040101	FISSATORI RADIALI <i>RADIAL BONE FIXATION SYSTEMS</i>
P0912040102	FISSATORI ASSIALI <i>AXIAL BONE FIXATION SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P09120402	FICHES <i>FICHES</i>
P09120403	DISTRATTORI PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS DISTRACTORS</i>
P09120499	FISSATORI ESTERNI PER OSTEOSINTESI - ALTRI <i>BONE FIXATION SYSTEMS, EXTERNAL - OTHERS</i>
P091205	PLACCHE PER OSTEOSINTESI <i>BONE FIXATION PLATES</i>
P09120501	PLACCHE A COMPRESSIONE PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS COMPRESSION PLATES</i>
P09120502	PLACCHE DI NEUTRALIZZAZIONE E SOSTEGNO PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS NEUTRALIZATION AND SUPPORT PLATES</i>
P09120503	SISTEMI VITE-PLACCA PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS SCREW-PLATE SYSTEMS</i>
P09120504	SISTEMI LAMA-PLACCA PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS BLADE-PLATE SYSTEMS</i>
P09120599	PLACCHE PER OSTEOSINTESI - ALTRE <i>BONE FIXATION PLATES - OTHERS</i>
P091206	VITI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA <i>BONE FIXATION SCREWS, TENDONS AND LIGAMENTS SCREWS</i>
P09120601	VITI DA CORTICALE <i>BONE FIXATION SCREWS, CORTICAL</i>
P09120602	VITI DA SPONGIOSA <i>BONE FIXATION SCREWS, CANCELLOUS</i>
P09120603	VITI CANNULATE <i>BONE FIXATION SCREWS, CANNULATED</i>
P09120604	CHIODI-VITE PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS NAIL-SCREW SYSTEMS</i>
P09120605	VITI AD INTERFERENZA <i>INTERFERENCE SCREWS</i>
P09120606	VITI E BARRETTE RIASSORBIBILI PER OSTEOSINTESI <i>OSTEOSYNTHESIS DEVICES, BIODEGRADABLE SCREWS AND BARS</i>
P09120699	VITI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ALTRE <i>BONE FIXATION SCREWS, TENDONS AND LIGAMENTS SCREWS - OTHERS</i>
P091280	MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ACCESSORI <i>OSTEOSYNTHESIS DEVICES, DEVICES FOR TENDONS AND LIGAMENTS SYNTHESIS - ACCESSORIES</i>
P091299	MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ALTRI <i>OSTEOSYNTHESIS DEVICES, DEVICES FOR TENDONS AND LIGAMENTS SYNTHESIS - OTHERS</i>
P0913	STRUMENTARIO MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, SINGLE-USE INSTRUMENTARY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P091301	FRESE MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, BURS, SINGLE-USE</i>
P091302	LAME MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, BLADES, SINGLE-USE</i>
P091303	PUNTE DI TRAPANO MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, DRILLS, SINGLE-USE</i>
P091304	PERFORATORI CRANIALI MONOUSO <i>CRANIAL DRILLS, SINGLE-USE</i>
P091305	SEGHE OSSEE MONOUSO <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, BONE SAWS, SINGLE-USE</i>
P091399	STRUMENTARIO MONOUSO PER PROTESICA ORTOPEDICA - ALTRO <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, SINGLE-USE INSTRUMENTARY - OTHERS</i>
P0990	PROTESI ORTOPEDICHE - VARIE <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES - VARIOUS</i>
P099001	CEMENTI PER PROTESI ORTOPEDICHE <i>ORTHOPAEDIC CEMENTS</i>
P099002	DISPOSITIVI E KIT PER PREPARAZIONE E APPLICAZIONE DI CEMENTO IN ORTOPEDIA <i>ORTHOPAEDIC CEMENTS, FITTING AND APPLICATION DEVICES AND KITS</i>
P099003	ELEMENTI DI FISSAGGIO PER PROTESI ORTOPEDICHE <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, FIXATION DEVICES</i>
P0999	PROTESI ORTOPEDICHE E MEZZI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA - ALTRI <i>ORTHOPAEDIC PROSTHESES, OSTEOSYNTHESIS DEVICES, DEVICES FOR TENDONS AND LIGAMENTS SYNTHESIS - OTHERS</i>
P90	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - VARI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES - VARIOUS</i>
P9001	ESPANSORI TISSUTALI <i>TISSUE EXPANDERS</i>
P900101	ESPANSORI TISSUTALI CILINDRICI <i>TISSUE EXPANDERS, CYLINDRICAL</i>
P900102	ESPANSORI TISSUTALI ELLITTICI <i>TISSUE EXPANDERS, ELLIPTIC</i>
P900103	ESPANSORI MAMMARI ANATOMICI <i>MAMMARY EXPANDERS, ANATOMIC</i>
P900104	ESPANSORI TISSUTALI RETTANGOLARI <i>TISSUE EXPANDERS, RECTANGULAR</i>
P900105	ESPANSORI TISSUTALI ROTONDI <i>TISSUE EXPANDERS, ROUND</i>
P900106	ESPANSORI TISSUTALI SEMILUNARI O A CROISSANT <i>TISSUE EXPANDERS, CROISSANT</i>
P900199	ESPANSORI TISSUTALI - ALTRI <i>TISSUE EXPANDERS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES AND OSTEOSYNTHESIS DEVICES</i>
P9002	RETI <i>SURGICAL MESHES</i>
P900201	RETI IN ACIDO POLIGLICOLICO <i>SURGICAL MESHES, POLYGLYCOLIC ACID</i>
P900202	RETI IN POLIPROPILENE <i>SURGICAL MESHES, POLYPROPYLENE</i>
P900203	RETI IN PTFE <i>SURGICAL MESHES, PTFE</i>
P900204	RETI A COMPOSIZIONE MISTA <i>SURGICAL MESHES, MORE THAN ONE COMPONENT</i>
P900205	RETI IN POLIESTERE <i>SURGICAL MESHES, POLYESTER</i>
P900206	RETI METALLICHE <i>SURGICAL MESHES, METALLIC</i>
P900299	RETI - ALTRE <i>SURGICAL MESHES - OTHERS</i>
P9003	PATCH TISSUTALI <i>TISSUE PATCHES</i>
P900301	PATCH TISSUTALI IN PTFE <i>TISSUE PATCHES, PTFE</i>
P900302	PATCH TISSUTALI IN POLIESTERE <i>TISSUE PATCHES, POLYESTER</i>
P900399	PATCH TISSUTALI - ALTRI <i>TISSUE PATCHES - OTHERS</i>
P9004	SISTEMI DI RIEMPIMENTO, SOSTITUZIONE E RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE <i>TISSUE MATERIALS, FILLER, SUBSTITUTIVE AND RECONSTRUCTIVE</i>
P900401	PRODOTTI SOSTITUTIVI OSSEI E TENDINEI <i>SUBSTITUTIVE DEVICES, BONE AND TENDON</i>
P900402	PRODOTTI RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE <i>BIODEGRADABLE DEVICES, FILLER AND RECONSTRUCTIVE</i>
P900403	PRODOTTI NON RIASSORBIBILI PER RIEMPIMENTO E RICOSTRUZIONE <i>NON-BIODEGRADABLE DEVICES, FILLER AND RECONSTRUCTIVE</i>
P900404	SUPPORTI PER INNESTI AUTOLOGHI <i>SUPPORTS FOR AUTOLOGOUS GRAFTS</i>
P9099	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI - ALTRI <i>IMPLANTABLE PROSTHETIC DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q01	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL DEVICES</i>
Q0101	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA <i>DEVICES FOR CONSERVATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS</i>
Q010101	DISPOSITIVI DA RESTAURO <i>DENTAL RESTORATIVE DEVICES</i>
Q01010101	AMALGAME <i>DENTAL AMALGAMS</i>
Q01010102	CEMENTI PROVVISORI E DEFINITIVI DA RESTAURO ODONTOIATRICO <i>DENTAL RESTORATIVE CEMENTS, TEMPORARY AND PERMANENT</i>
Q01010103	COMPOSITI <i>DENTAL COMPOSITES</i>
Q01010104	ADESIVI PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL BONDING AGENTS</i>
Q01010199	DISPOSITIVI DA RESTAURO - ALTRI <i>DENTAL RESTORATIVE DEVICES - OTHERS</i>
Q010102	DISPOSITIVI DA OTTURAZIONE CANALARE <i>DENTAL DEVICES, CANAL FILLING</i>
Q01010201	PASTE PER OTTURAZIONE CANALARE <i>DENTAL CAVITY PASTES</i>
Q01010202	CEMENTI PER OTTURAZIONE CANALARE <i>DENTAL CEMENTS, CANAL FILLING</i>
Q01010203	CONI PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL CONES</i>
Q01010299	DISPOSITIVI DA OTTURAZIONE CANALARE - ALTRI <i>DENTAL DEVICES, CANAL FILLING - OTHERS</i>
Q010103	DISPOSITIVI DA MEDICAZIONE ODONTOIATRICA <i>DENTAL MEDICATION DEVICES</i>
Q01010301	COMPOSTI CON DISINFETTANTI, ANTIBIOTICI ED ANTINFIAMMATORI PER MEDICAZIONE ODONTOIATRICA <i>DENTAL MEDICATION DEVICES, DISINFECTANTS, ANTIBIOTICS AND ANTIFLOGISTICS</i>
Q01010399	DISPOSITIVI DA MEDICAZIONE ODONTOIATRICA - ALTRI <i>DENTAL MEDICATION DEVICES - OTHERS</i>
Q010104	DISPOSITIVI PER PROCEDURE ODONTOIATRICHE VARIE <i>DENTAL PROCEDURES DEVICES - VARIOUS</i>
Q01010401	PUNTE DI CARTA, MATRICI E CUNEI PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL PAPER POINTS, MATRIX BANDS AND WEDGES</i>
Q01010402	MORDENZANTI <i>DENTAL ETCHING MATERIALS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q01010403	ABRASIVI E PASTE LUCIDANTI PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL ABRASIVE AND POLISHING MATERIALS</i>
Q010199	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA CONSERVATIVA ED ENDODONZIA - ALTRI <i>DEVICES FOR CONSERVATIVE DENTISTRY AND ENDODONTICS - OTHERS</i>
Q0102	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA PROTESICA <i>DEVICES FOR PROSTHETIC DENTISTRY</i>
Q010201	ALGINATI ED ALTRI MATERIALI PER IMPRONTE ODONTOIATRICHE <i>DENTAL IMPRESSION MATERIALS, ALGINATES AND OTHERS</i>
Q010202	CARTE PER ARTICOLAZIONE <i>DENTAL ARTICULATION PAPERS</i>
Q010203	CERE PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL WAXES</i>
Q010204	FILI RETRATTORI E RETRATTORI GENGIVALI <i>RETRACTION WIRES AND GINGIVAL RETRACTORS</i>
Q010205	RESINE E CORONE DENTALI <i>RESINS AND DENTAL CROWNS</i>
Q010206	PROTESI DENTALI (esclusi gli impianti dentali presenti in P010201) <i>DENTAL PROSTHESES (for dental implants see P010201)</i>
Q01020601	PROTESI DENTALI MOBILI <i>DENTAL PROSTHESES, MOBILE</i>
Q01020602	PROTESI DENTALI COMBinate <i>DENTAL PROSTHESES, COMBINED</i>
Q01020603	PROTESI DENTALI SCHELETRICHE <i>DENTAL PROSTHESES, SKELETAL</i>
Q01020604	PROTESI DENTALI ORTODONTICHE <i>DENTAL PROSTHESES, ORTHODONTIC</i>
Q01020605	PROTESI DENTALI PROVVISORIE <i>DENTAL PROSTHESES, TEMPORARY</i>
Q010280	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA PROTESICA - ACCESSORI <i>DEVICES FOR PROSTHETIC DENTISTRY - ACCESSORIES</i>
Q010299	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA PROTESICA - ALTRI <i>DEVICES FOR PROSTHETIC DENTISTRY - OTHERS</i>
Q0103	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA CHIRURGICA <i>SURGICAL DENTAL DEVICES</i>
Q010301	MEMBRANE PARODONTALI <i>PERIODONTAL MEMBRANES</i>
Q010302	PRODOTTI DA INNESTO ODONTOIATRICO <i>DENTISTRY GRAFT DEVICES</i>
Q010303	DISPOSITIVI DA OTTURAZIONE RETROGRADA <i>RETROGRADE FILLING DEVICES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q010304	DISPOSITIVI DA IMPACCHI PARODONTALI <i>PERIODONTAL DRESSINGS</i>
Q010305	CEMENTI PER ODONTOIATRIA CHIRURGICA <i>SURGICAL DENTISTRY CEMENTS</i>
Q010399	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA CHIRURGICA - ALTRI <i>SURGICAL DENTAL DEVICES - OTHERS</i>
Q0104	DISPOSITIVI PER ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC DEVICES</i>
Q010401	ARCHI ORTODONTICI <i>ORTHODONTIC FACE BOWS</i>
Q010402	BANDE PER ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC BANDS</i>
Q010403	BRACKETS E BOTTONI PER ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC BRACKETS AND BUTTONS</i>
Q010404	ELASTICI, CATENELLE E MOLLE PER ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC ELASTICS, CHAINS AND SPRINGS</i>
Q010405	FILI PER ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC WIRES</i>
Q010406	LEGATURE PER ORTODONZIA <i>ORTHODONTIC LIGATURES</i>
Q010499	DISPOSITIVI PER ORTODONZIA - ALTRI <i>ORTHODONTIC DEVICES - OTHERS</i>
Q0105	STRUMENTARIO MONOUSO PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL INSTRUMENTARY, SINGLE-USE</i>
Q010501	FRESE E DISCHI ABRASIVI ODONTOIATRICI MONOUSO <i>DENTAL BURS AND ABRASIVE DISKS, SINGLE-USE</i>
Q010502	GOMMINI O PERONI MONOUSO PER LUCIDATURA DENTALE <i>DENTAL POLISHING CUPS, SINGLE-USE</i>
Q010503	PORTAIMPRONTE MONOUSO <i>DENTAL IMPRESSION MATERIAL TRAYS, SINGLE-USE</i>
Q010504	SPECCHIETTI E SPECILLI ODONTOIATRICI MONOUSO <i>DENTISTRY MIRRORS AND STYLETS, SINGLE-USE</i>
Q010505	SPINGIAMALGAMA MONOUSO <i>DENTAL AMALGAM APPLICATORS, SINGLE-USE</i>
Q010506	SPINGIPASTA MONOUSO <i>DENTAL PASTE APPLICATORS, SINGLE-USE</i>
Q010507	STRUMENTARIO ENDODONTICO MONOUSO (ALLARGACANALI, LIME E RASPE, TIRANERVI) <i>ENDODONTIC INSTRUMENTARY, SINGLE-USE (ENLARGERS, FILES, RASPS, ETC.)</i>
Q010599	STRUMENTARIO MONOUSO PER ODONTOIATRIA - ALTRO <i>DENTAL INSTRUMENTARY, SINGLE-USE - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q0106	SOSTANZE PER LA PREPARAZIONE DI DISPOSITIVI ODONTOIATRICI SU MISURA <i>DENTISTRY DEVICES, FABRICATION MATERIALS</i>
Q010601	LEGHE PER USO ODONTOIATRICO <i>DENTAL ALLOYS</i>
Q010699	SOSTANZE PER LA PREPARAZIONE DI DISPOSITIVI ODONTOIATRICI SU MISURA - ALTRE <i>DENTISTRY DEVICES, FABRICATION MATERIALS - OTHERS</i>
Q0190	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA - VARI <i>DENTAL DEVICES - VARIOUS</i>
Q019001	ASPIRASALIVA E ASSORBENTI SALIVARI <i>SALIVA ABSORBENTS</i>
Q019002	DIGHE ED UNCINI PER ODONTOIATRIA <i>DENTAL DEVICES, RUBBER DAM AND HOOKS</i>
Q019003	FILI INTERDENTALI E ALTRI DISPOSITIVI PER L'IGIENE ORALE PER USO PROFESSIONALE <i>DENTAL FLOSS AND OTHER DEVICES FOR ORAL CLEANSING (FOR PROFESSIONAL USE)</i>
Q019004	RULLI SALIVARI <i>DENTAL COTTON ROLLS</i>
Q0199	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA - ALTRI <i>DENTAL DEVICES - OTHERS</i>
Q02	DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC DEVICES</i>
Q0201	MICROBISTURI E TAGLIENTI PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC MICROKNIVES AND CUTTING DEVICES</i>
Q020101	MICROBISTURI PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC MICROKNIVES</i>
Q02010101	MICROBISTURI RETTI PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC MICROKNIVES, STRAIGHT</i>
Q02010102	MICROBISTURI ANGOLATI PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC MICROKNIVES, ANGLED</i>
Q02010103	MICROBISTURI CALIBRATI PER FACOEMULSIFICAZIONE (BEVEL UP AFFILATO SUPERIORE, DOPPIO FILO, SATINATO) <i>OPHTHALMIC CALIBRATED MICROKNIVES, PHACO</i>
Q02010199	MICROBISTURI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI <i>OPHTHALMIC MICROKNIVES - OTHERS</i>
Q020102	LANCETTE SCLERALI <i>SCLERAL LANCES</i>
Q020199	TAGLIENTI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI <i>OPHTHALMIC CUTTING DEVICES - OTHERS</i>
Q0202	DISPOSITIVI PER ESPIANTO E TRAPIANTO DI CORNEA <i>DEVICES FOR CORNEA EXPLANTATION AND TRANSPLANTATION</i>
Q020201	PUNZONI CORNEALI <i>CORNEAL PUNCHES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q020202	TRAPANI CORNEALI MONOUSO (MECCANICI E MANUALI) <i>CORNEAL DRILL, SINGLE-USE (MECHANICAL AND HAND-ASSISTED)</i>
Q020203	MARCATORI CORNEALI <i>CORNEAL MARKERS</i>
Q020299	DISPOSITIVI PER ESPIANTO E TRAPIANTO DI CORNEA - ALTRI <i>DEVICES FOR CORNEA EXPLANTATION AND TRANSPLANTATION - OTHERS</i>
Q0203	FLUIDI GASSOSI, LIQUIDI E VISCOELASTICI PER CHIRURGIA OFTALMICA E OFTALMOLOGIA CLINICA <i>GAS, LIQUID AND VISCOELASTIC FLUIDS IN OPHTHALMOLOGY</i>
Q020301	FLUIDI GASSOSI PER CHIRURGIA OFTALMICA <i>GAS FLUIDS IN OPHTHALMIC SURGERY</i>
Q02030101	DERIVATI FLUORATI INTRAOCULARI <i>ENDOCULAR FLUORIDE DERIVATIVES</i>
Q02030199	FLUIDI GASSOSI PER CHIRURGIA OFTALMICA - ALTRI <i>GAS FLUIDS IN OPHTHALMIC SURGERY - OTHERS</i>
Q020302	FLUIDI LIQUIDI PER OFTALMOLOGIA <i>LIQUID FLUIDS IN OPHTHALMOLOGY</i>
Q02030201	COLORANTI PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC DYES</i>
Q02030202	OLII DI SILICONE PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA <i>OPHTHALMIC SURGERY, SILICONE OILS</i>
Q02030203	SOLUZIONE SALINA BILANCIATA PER CHIRURGIA OFTALMICA <i>BALANCED SALINE SOLUTION IN OPHTHALMIC SURGERY</i>
Q02030204	SOLUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E PULIZIA DELLE LENTI A CONTATTO <i>CONTACT LENS SOLUTIONS, CLEANING AND STORING</i>
Q02030205	PERFLUOROCARBONI PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA <i>PERFLUOROCARBONS (ALSO ASSOCIATED) IN OPHTHALMIC SURGERY</i>
Q02030299	FLUIDI LIQUIDI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI <i>LIQUID FLUIDS IN OPHTHALMOLOGY - OTHERS</i>
Q020303	FLUIDI VISCOELASTICI PER OFTALMOLOGIA <i>VISCOELASTIC FLUIDS IN OPHTHALMOLOGY</i>
Q02030301	ACIDO IALURONICO E DERIVATI PER OFTALMOLOGIA <i>HYALURONIC ACID AND DERIVATIVES IN OPHTHALMOLOGY</i>
Q02030399	FLUIDI VISCOELASTICI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI <i>VISCOELASTIC FLUIDS IN OPHTHALMOLOGY - OTHERS</i>
Q0204	DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA <i>VITRECTOMY DEVICES</i>
Q020401	SET PER VITRECTOMIA ANTERIORE <i>ANTERIOR VITRECTOMY SETS</i>
Q020402	SET PER VITRECTOMIA POSTERIORE <i>POSTERIOR VITRECTOMY SETS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q020403	FIBRE MONOUSO PER LASERTERAPIA IN OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMIC FIBREOPTIC-LIGHT INSTRUMENTS, SINGLE-USE</i>
Q02040301	FIBRE MONOUSO PER ENDOFOTOCOAGULAZIONE OCULARE <i>OPHTHALMIC FIBREOPTIC-LIGHT, ENDOPHOTOCOAGULATION, SINGLE-USE</i>
Q02040302	FIBRE MONOUSO PER CICLOFOTOCOAGULAZIONE OCULARE <i>OPHTHALMIC FIBREOPTIC-LIGHT, CYCLOPHOTOCOAGULATION, SINGLE-USE</i>
Q020499	DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI <i>VITRECTOMY DEVICES - OTHERS</i>
Q0205	DISPOSITIVI PER DISTACCO DI RETINA <i>RETINAL DETACHMENT DEVICES</i>
Q020501	BANDE DI CERCHIAGGIO RETINICO <i>RETINAL CERCLAGE BANDS</i>
Q020502	BINARI PER DISTACCO RETINICO <i>RETINAL DETACHMENT RAILS</i>
Q020503	SPUGNE RETINICHE <i>RETINAL SPONGES</i>
Q020504	CLIPS METALLICHE PER DISTACCO RETINICO <i>RETINAL DETACHMENT CLIPS, METALLIC</i>
Q020599	DISPOSITIVI PER DISTACCO DI RETINA - ALTRI <i>RETINAL DETACHMENT DEVICES - OTHERS</i>
Q0206	DISPOSITIVI PER FACOEMULSIFICAZIONE <i>PHACOEMULSIFICATION DEVICES</i>
Q020601	SET PER FACOEMULSIFICAZIONE <i>PHACOEMULSIFICATION SETS</i>
Q020680	DISPOSITIVI PER FACOEMULSIFICAZIONE - ACCESSORI <i>PHACOEMULSIFICATION DEVICES - ACCESSORIES</i>
Q020699	DISPOSITIVI PER FACOEMULSIFICAZIONE - ALTRI <i>PHACOEMULSIFICATION DEVICES - OTHERS</i>
Q0207	DISPOSITIVI PER VIE LACRIMALI <i>LACRIMAL DUCTS DEVICES</i>
Q020701	DILATATORI LACRIMALI <i>LACRIMAL DUCTS DILATORS</i>
Q020702	OCCLUSORI LACRIMALI <i>LACRIMAL OCCLUDERS</i>
Q020703	PLUG O IMPIANTI A PUNTINI PER VIE LACRIMALI <i>LACRIMAL DUCTS PLUGS</i>
Q020704	SET PER INTUBAZIONE DELLE VIE LACRIMALI <i>LACRIMAL TUBES, SETS</i>
Q020705	TEST PER DISFUNZIONI LACRIMALI <i>LACRIMAL DYSFUNCTIONS, TESTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q020706	TUBI IN SILICONE PER VIE LACRIMALI <i>LACRIMAL TUBES, SILICONE</i>
Q020799	DISPOSITIVI PER VIE LACRIMALI - ALTRI <i>LACRIMAL DUCTS DEVICES - OTHERS</i>
Q0208	DRENAGGI PER GLAUCOMA E KIT <i>GLAUCOMA DRAINAGES AND KITS</i>
Q0209	DISPOSITIVI PER STRABISMO <i>STRABISMUS DEVICES</i>
Q0290	DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA - VARI <i>OPHTHALMIC DEVICES - VARIOUS</i>
Q029001	MASCHERINE MONOCULARI RIGIDE <i>RIGID MONOCULAR MASKS</i>
Q0299	DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI (LENTI A CONTATTO VEDI Y210309) <i>OPHTHALMIC DEVICES - OTHERS (FOR CONTACT LENSES SEE Y210309)</i>
Q03	DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>ENT DEVICES</i>
Q0301	DISPOSITIVI NASOFARINGEI <i>NASOPHARYNGEAL DEVICES</i>
Q030101	DISPOSITIVI PER LA RIDUZIONE DEI TURBINATI <i>DEVICES FOR TURBINATES REDUCTION</i>
Q03010101	DISPOSITIVI PER LA RIDUZIONE DEI TURBINATI A RADIOFREQUENZA <i>DEVICES FOR TURBINATES REDUCTION, RADIOFREQUENCY</i>
Q03010199	DISPOSITIVI PER LA RIDUZIONE DEI TURBINATI - ALTRI <i>DEVICES FOR TURBINATES REDUCTION - OTHERS</i>
Q030102	DISPOSITIVI PER RONCOPATIA E SINDROMI DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO <i>ANTISNORING AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA DEVICES</i>
Q03010201	DISPOSITIVI PER RONCOPATIA E SINDROMI DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO A RADIOFREQUENZA <i>ANTISNORING AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA DEVICES, RADIOFREQUENCY</i>
Q03010299	DISPOSITIVI PER RONCOPATIA E SINDROMI DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO - ALTRI <i>ANTISNORING AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA DEVICES - OTHERS</i>
Q030103	SOLUZIONI PER IRRIGAZIONE NASALE <i>SOLUTIONS FOR NASAL IRRIGATION</i>
Q030199	DISPOSITIVI NASOFARINGEI - ALTRI <i>NASOPHARYNGEAL DEVICES - OTHERS</i>
Q0302	DISPOSITIVI PER EPISTASSI <i>EPISTAXIS DEVICES</i>
Q030201	CATETERI PER EPISTASSI <i>EPISTAXIS CATHETERS</i>
Q030299	DISPOSITIVI PER EPISTASSI - ALTRI <i>EPISTAXIS DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA <i>DENTAL, OPHTHALMOLOGIC AND ENT DEVICES</i>
Q0303	STRUMENTARIO MONOUSO PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>ENT INSTRUMENTARY, SINGLE-USE</i>
Q030301	LAME MONOUSO PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>ENT BLADES, SINGLE-USE</i>
Q030302	FRESE E MANIPOLI MONOUSO PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>ENT BURS AND HANDPIECES, SINGLE-USE</i>
Q030399	STRUMENTARIO MONOUSO PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRO <i>ENT INSTRUMENTARY, SINGLE-USE - OTHERS</i>
Q0304	DISPOSITIVI PER OTOLOGIA <i>OTOLOGY DEVICES</i>
Q030401	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE DELL'ORECCHIO <i>EAR DEVICES, DRAINAGE AND VENTILATION</i>
Q03040101	CATETERI E CANNULE PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE OTOLOGICA <i>EAR CATHETERS AND CANNULAS, DRAINAGE AND VENTILATION</i>
Q03040102	SHUNT ENDOLINFATICI <i>ENDOLYMPHATIC SHUNTS</i>
Q03040199	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE DELL'ORECCHIO - ALTRI <i>EAR DEVICES, DRAINAGE AND VENTILATION - OTHERS</i>
Q030402	DISPOSITIVI PER IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO <i>EAR DEVICES, IRRIGATION</i>
Q03040201	CONTAGOCCE PER USO OTOLOGICO <i>EAR DROPPERS</i>
Q03040202	KIT PER IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO <i>EAR DEVICES, IRRIGATION KITS</i>
Q03040299	DISPOSITIVI PER IRRIGAZIONE DELL'ORECCHIO - ALTRI <i>EAR DEVICES, IRRIGATION - OTHERS</i>
Q030499	DISPOSITIVI PER OTOLOGIA - ALTRI <i>OTOLOGY DEVICES - OTHERS</i>
Q0399	DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI <i>ENT DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R01	DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE <i>INTUBATION DEVICES</i>
R0101	TUBI NASO-OROFARINGEI <i>NASO-OROPHARYNGEAL TUBES</i>
R010101	TUBI NASOFARINGEI <i>NASOPHARYNGEAL TUBES</i>
R010102	CANNULE OROFARINGEE DI GUEDEL <i>AIRWAY GUEDEL TUBES</i>
R010199	TUBI NASO-OROFARINGEI - ALTRI <i>NASO-OROPHARYNGEAL TUBES - OTHERS</i>
R0102	MASCHERE E TUBI LARINGEI <i>LARYNGEAL MASKS AND TUBES</i>
R010201	MASCHERE LARINGEE <i>LARYNGEAL MASKS</i>
R01020101	MASCHERE LARINGEE MONOLUME <i>LARYNGEAL MASKS, MONOLUME</i>
R01020102	MASCHERE LARINGEE BILUME <i>LARYNGEAL MASKS, BILUME</i>
R010202	TUBI LARINGEI <i>LARYNGEAL TUBES</i>
R010203	KIT LARINGEI (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>LARYNGEAL KITS (only with EC certificate)</i>
R010280	MASCHERE E TUBI LARINGEI - ACCESSORI <i>LARYNGEAL MASKS AND TUBES - ACCESSORIES</i>
R010299	MASCHERE E TUBI LARINGEI - ALTRI <i>LARYNGEAL MASKS AND TUBES - OTHERS</i>
R0103	TUBI ENDOTRACHEALI <i>ENDOTRACHEAL TUBES</i>
R010301	TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI <i>ENDOTRACHEAL TUBES, WITHOUT CUFF</i>
R01030101	TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI NON ARMATI <i>ENDOTRACHEAL TUBES, WITHOUT CUFF, NOT REINFORCED</i>
R01030102	TUBI TRACHEALI NON CUFFIATI ARMATI <i>ENDOTRACHEAL TUBES, WITHOUT CUFF, REINFORCED</i>
R010302	TUBI TRACHEALI CUFFIATI <i>ENDOTRACHEAL TUBES, WITH CUFF</i>
R01030201	TUBI TRACHEALI CUFFIATI NON ARMATI <i>ENDOTRACHEAL TUBES, WITH CUFF, NOT REINFORCED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R01030202	TUBI TRACHEALI CUFFIATI ARMATI <i>ENDOTRACHEAL TUBES, WITH CUFF, REINFORCED</i>
R010380	TUBI ENDOTRACHEALI - ACCESSORI <i>ENDOTRACHEAL TUBES - ACCESSORIES</i>
R0104	TUBI ENDOBRONCHIALI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES</i>
R010401	TUBI ENDOBRONCHIALI DESTRI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, RIGHT</i>
R01040101	TUBI ENDOBRONCHIALI DESTRI MONOLUME <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, RIGHT, MONOLUME</i>
R01040102	TUBI ENDOBRONCHIALI DESTRI A DOPPIO LUME <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, RIGHT, BILUME</i>
R01040103	TUBI ENDOBRONCHIALI DESTRI A DOPPIO LUME PER TRACHEOSTOMIZZATI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, RIGHT, BILUME, TRACHEOSTOMY</i>
R01040199	TUBI ENDOBRONCHIALI DESTRI - ALTRI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, RIGHT - OTHERS</i>
R010402	TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, LEFT</i>
R01040201	TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI MONOLUME <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, LEFT, MONOLUME</i>
R01040202	TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI A DOPPIO LUME <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, LEFT, BILUME</i>
R01040203	TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI A DOPPIO LUME PER TRACHEOSTOMIZZATI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, LEFT, BILUME, TRACHEOSTOMY</i>
R01040299	TUBI ENDOBRONCHIALI SINISTRI - ALTRI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES, LEFT - OTHERS</i>
R010480	TUBI ENDOBRONCHIALI - ACCESSORI <i>ENDOBRONCHIAL TUBES - ACCESSORIES</i>
R0105	CANNULE PER TRACHEOSTOMIA E PER LARINGECTOMIA <i>TRACHEOSTOMY AND LARINGECTOMY CANNULAS</i>
R010501	CANNULE TRACHEOLARINGOSTOMICHE NON CUFFIATE E KIT <i>TRACHEOLARINGOSTOMY CANNULAS AND KITS, WITHOUT CUFF</i>
R01050101	CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE NON ARMATE <i>TRACHEOSTOMY CANNULAS, WITHOUT CUFF, NOT REINFORCED</i>
R01050102	CANNULE TRACHEOSTOMICHE NON CUFFIATE ARMATE <i>TRACHEOSTOMY CANNULAS, WITHOUT CUFF, REINFORCED</i>
R010502	CANNULE TRACHEOLARINGOSTOMICHE CUFFIATE E KIT <i>TRACHEOLARINGOSTOMY CANNULAS AND KITS, WITH CUFF</i>
R01050201	CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE NON ARMATE <i>TRACHEOSTOMY CANNULAS, WITH CUFF, NOT REINFORCED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R01050202	CANNULE TRACHEOSTOMICHE CUFFIATE ARMATE <i>TRACHEOSTOMY CANNULAS, WITH CUFF, REINFORCED</i>
R010503	CONTROCANNULE <i>TRACHEOSTOMY INNER CANNULAS</i>
R010580	CANNULE PER TRACHEOSTOMIA E PER LARINGECTOMIA - ACCESSORI <i>TRACHEOSTOMY AND LARINGECTOMY CANNULAS - ACCESSORIES</i>
R0106	KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>PERCUTANEOUS TRACHEOSTOMY KITS (only with EC certificate)</i>
R010601	KIT PER TRACHEOSTOMIA CON METODICA CIAGLIA <i>TRACHEOSTOMY KITS, CIAGLIA</i>
R010602	KIT PER TRACHEOSTOMIA CON METODICA FANTONI <i>TRACHEOSTOMY KITS, FANTONI</i>
R010603	KIT PER TRACHEOSTOMIA CON METODICA GRIGGS <i>TRACHEOSTOMY KITS, GRIGGS</i>
R010604	KIT PER TRACHEOSTOMIA CON METODICA SELDINGER <i>TRACHEOSTOMY KITS, SELDINGER</i>
R010699	KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA - ALTRI <i>PERCUTANEOUS TRACHEOSTOMY KITS - OTHERS</i>
R0199	DISPOSITIVI PER INTUBAZIONE - ALTRI <i>INTUBATION DEVICES - OTHERS</i>
R02	CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT <i>BREATHING CIRCUITS AND CATHETERS MOUNT</i>
R0201	CIRCUITI RESPIRATORI <i>BREATHING CIRCUITS</i>
R020101	CIRCUITI RESPIRATORI STANDARD <i>BREATHING CIRCUITS, STANDARD</i>
R02010101	CIRCUITI SENZA RACCOGLI CONDENZA <i>BREATHING CIRCUITS, WITHOUT CONDENSATE COLLECTION</i>
R02010102	CIRCUITI CON RACCOGLI CONDENZA <i>BREATHING CIRCUITS, WITH CONDENSATE COLLECTION</i>
R02010199	CIRCUITI RESPIRATORI STANDARD - ALTRI <i>BREATHING CIRCUITS, STANDARD - OTHERS</i>
R020102	CIRCUITI RESPIRATORI COASSIALI <i>BREATHING CIRCUITS, COAXIAL</i>
R020103	CIRCUITI RESPIRATORI COIBENTATI <i>BREATHING CIRCUITS, COIBENTED</i>
R020104	CIRCUITI PER BIPAP E CPAP <i>BIPAP/CPAP CIRCUITS</i>
R020106	CIRCUITI PER I.P.P.B. <i>I.P.P.B. CIRCUITS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R020107	CIRCUITI RESPIRATORI TERMOREGOLATI <i>THERMOREGULATED BREATHING CIRCUITS</i>
R020199	CIRCUITI RESPIRATORI - ALTRI <i>BREATHING CIRCUITS - OTHERS</i>
R0202	CATETERI MOUNT <i>CATHETERS MOUNT</i>
R020201	CATETERI MOUNT FISSI <i>CATHETERS MOUNT, FIXED</i>
R020202	CATETERI MOUNT GIREVOLI <i>CATHETERS MOUNT, MOBILE</i>
R0203	RACCORDI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE <i>CONNECTORS FOR ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE</i>
R0280	CIRCUITI RESPIRATORI E CATETERI MOUNT - ACCESSORI <i>BREATHING CIRCUITS AND CATHETERS MOUNT - ACCESSORIES</i>
R03	MASCHERE E PALLONI RESPIRATORI MONOUSO E PLURIUSO <i>RESPIRATORY MASKS AND BALLOONS, SINGLE-USE AND REUSABLE</i>
R0301	MASCHERE RESPIRATORIE <i>RESPIRATORY MASKS</i>
R030101	MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE <i>VENTILATION MASKS</i>
R03010101	MASCHERE PER ANESTESIA <i>ANAESTHESIA FACE MASKS</i>
R03010102	MASCHERE PER BIPAP E CPAP <i>BIPAP/CPAP MASKS</i>
R03010104	SCAFANDRI PER CPAP E NIV <i>CPAP/NIV ARMORS</i>
R03010105	MASCHERE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA <i>NON-INVASIVE VENTILATION MASKS</i>
R03010199	MASCHERE PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRE <i>VENTILATION MASKS - OTHERS</i>
R030102	MASCHERE E CANNULE NASALI PER OSSIGENOTERAPIA <i>AIR/OXYGEN MASKS AND NASAL CANNULAS</i>
R03010201	MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA <i>AIR/OXYGEN MASKS</i>
R03010202	MASCHERE TIPO VENTURI <i>VENTURI MASKS</i>
R03010203	CANNULE NASALI PER OSSIGENOTERAPIA (OCCHIALINI) <i>AIR/OXYGEN NASAL CANNULAS</i>
R03010204	TUBI DI CONNESSIONE PER OSSIGENOTERAPIA <i>OXYGEN ADMINISTRATION TUBINGS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R030103	MASCHERE E SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA <i>AEROSOL MASKS AND SYSTEMS</i>
R03010301	MASCHERE PER AEROSOLTERAPIA <i>AEROSOL MASKS</i>
R03010302	INALATORI PORTATILI PER AEROSOLTERAPIA <i>AEROSOL INHALERS, PORTABLE</i>
R03010303	TUBI PER AEROSOLTERAPIA <i>AEROSOL TUBINGS</i>
R03010380	SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA - ACCESSORI <i>AEROSOL SYSTEMS - ACCESSORIES</i>
R03010399	SISTEMI PER AEROSOLTERAPIA - ALTRI <i>AEROSOL SYSTEMS - OTHERS</i>
R030180	MASCHERE RESPIRATORIE - ACCESSORI ALTRI <i>RESPIRATORY MASKS - OTHER ACCESSORIES</i>
R030199	MASCHERE RESPIRATORIE - ALTRE <i>RESPIRATORY MASKS - OTHERS</i>
R0302	PALLONI RESPIRATORI <i>RESPIRATORY BALLOONS</i>
R030201	PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE <i>VENTILATION BALLOONS</i>
R03020101	PALLONI PER ANESTESIA <i>ANAESTHESIA BALLOONS</i>
R03020102	PALLONI PER CPAP <i>CPAP BALLOONS</i>
R03020199	PALLONI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI <i>VENTILATION BALLOONS - OTHERS</i>
R030202	PALLONI PER VENTILAZIONE MANUALE <i>HAND-OPERATED VENTILATION BALLOONS</i>
R03020201	UNITA' RESPIRATORIE MANUALI <i>PULMONARY RESUSCITATORS, MANUALLY-OPERATED</i>
R03020202	PALLONI DI RICAMBIO PER AMBU <i>AMBU BALLOONS</i>
R030299	PALLONI RESPIRATORI - ALTRI <i>RESPIRATORY BALLOONS - OTHERS</i>
R04	FILTRI RESPIRATORI <i>RESPIRATORY FILTERS</i>
R0401	FILTRI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE <i>VENTILATION FILTERS</i>
R040101	FILTRI RESPIRATORI ANTIBATTERICI E ANTIVIRALI <i>VENTILATION FILTERS, ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R040102	FILTRI RESPIRATORI ANTIBATTERICI E ANTIVIRALI UMIDIFICATORI <i>VENTILATION FILTERS, ANTIBACTERIAL AND ANTIVIRAL, MOISTURIZER</i>
R040199	FILTRI PER VENTILAZIONE ARTIFICIALE - ALTRI <i>VENTILATION FILTERS - OTHERS</i>
R0402	FILTRI PER RESPIRAZIONE SPONTANEA <i>NATURALLY BREATHING FILTERS</i>
R040201	UMIDIFICATORI PER TRACHEOSTOMIA <i>TRACHEOSTOMY HUMIDIFIERS</i>
R040299	FILTRI PER RESPIRAZIONE SPONTANEA - ALTRI <i>NATURALLY BREATHING FILTERS - OTHERS</i>
R0490	FILTRI RESPIRATORI - VARI <i>RESPIRATORY FILTERS - VARIOUS</i>
R049001	FILTRI PER ESAMI DI FUNZIONALITA' POLMONARE <i>PULMONARY DIAGNOSTIC FILTERS</i>
R0499	FILTRI RESPIRATORI - ALTRI <i>RESPIRATORY FILTERS - OTHERS</i>
R05	SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE PER L'APPARATO RESPIRATORIO <i>RESPIRATORY DEVICES, SUCTION AND DILATION SYSTEMS</i>
R0501	SONDE E SISTEMI PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO <i>RESPIRATORY SUCTION, PROBES AND SYSTEMS</i>
R050101	SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO <i>RESPIRATORY SUCTION, PROBES</i>
R05010101	SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO SENZA FORO DI CONTROLLO <i>RESPIRATORY SUCTION, PROBES, WITHOUT CONTROL HOLE</i>
R05010102	SONDE PER ASPIRAZIONE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON FORO DI CONTROLLO <i>RESPIRATORY SUCTION, PROBES, WITH CONTROL HOLE</i>
R050102	SISTEMI PER ASPIRAZIONE E LAVAGGIO RESPIRATORI A CIRCUITO CHIUSO (NON ENDOSCOPICI) <i>RESPIRATORY SUCTION AND IRRIGATION SYSTEMS, CLOSED (NOT ENDOSCOPIC)</i>
R050103	ASPIRATORI DI MUCOSITA' <i>AIRWAY MUCUS CLEARING DEVICES</i>
R05010301	ASPIRATORI DI MUCOSITA' MONOCAMERA <i>AIRWAY MUCUS CLEARING DEVICES, ONE CHAMBER</i>
R05010302	ASPIRATORI DI MUCOSITA' A DOPPIA CAMERA <i>AIRWAY MUCUS CLEARING DEVICES, TWO CHAMBERS</i>
R0502	SISTEMI PER DILATAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE <i>RESPIRATORY DILATION SYSTEMS</i>
R050201	CATETERI PER DILATAZIONE BRONCHIALE <i>RESPIRATORY DILATION CATHETERS, BRONCHIAL</i>
R050299	SISTEMI PER DILATAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - ALTRI <i>RESPIRATORY DILATION SYSTEMS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R0580	SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE PER L'APPARATO RESPIRATORIO - ACCESSORI <i>RESPIRATORY DEVICES, SUCTION AND DILATION SYSTEMS - ACCESSORIES</i>
R0599	SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DILATAZIONE PER L'APPARATO RESPIRATORIO - ALTRI <i>RESPIRATORY DEVICES, SUCTION AND DILATION SYSTEMS - OTHERS</i>
R06	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE (esclusi i DM compresi nella cat.Y0303) <i>NEBULIZING AND HUMIDIFYING SYSTEMS (not DM in category Y0303)</i>
R0601	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE <i>NEBULIZING SYSTEMS</i>
R060101	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE A FREDDO <i>COLD NEBULIZING SYSTEMS</i>
R060102	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE A CALDO <i>HOT NEBULIZING SYSTEMS</i>
R0602	SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE <i>HUMIDIFYING SYSTEMS</i>
R060201	SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE PER VENTILAZIONE ATTIVA <i>HUMIDIFYING SYSTEMS, ACTIVE VENTILATION</i>
R060202	SISTEMI DI UMIDIFICAZIONE PER OSSIGENOTERAPIA <i>HUMIDIFYING SYSTEMS, OXYGEN ADMINISTRATION</i>
R0680	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ACCESSORI <i>NEBULIZING AND HUMIDIFYING SYSTEMS - ACCESSORIES</i>
R0699	SISTEMI DI NEBULIZZAZIONE ED UMIDIFICAZIONE - ALTRI <i>NEBULIZING AND HUMIDIFYING SYSTEMS - OTHERS</i>
R07	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC DEVICES</i>
R0701	SONDE PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>RESPIRATORY ENDOSCOPIC PROBES</i>
R070101	SONDE PER BRONCOSCOPIA <i>BRONCHOSCOPIC PROBES</i>
R070102	SONDE PER EMOSTASI DELL'APPARATO RESPIRATORIO <i>RESPIRATORY HAEMOSTASIS PROBES</i>
R070103	SONDE PER ASPIRAZIONE E LAVAGGIO BRONCHIALE <i>BRONCHOSCOPIC SUCTION/IRRIGATION PROBES</i>
R070180	SONDE PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE - ACCESSORI <i>RESPIRATORY ENDOSCOPIC PROBES - ACCESSORIES</i>
R070199	SONDE PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE - ALTRE <i>RESPIRATORY ENDOSCOPIC PROBES - OTHERS</i>
R0702	STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC INSTRUMENTARY</i>
R070201	PINZE PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC FORCEPS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES</i>
R07020101	PINZE BIOPTICHE PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC BIOPSY FORCEPS</i>
R0702010101	PINZE BIOPTICHE A FREDDO PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC COLD BIOPSY FORCEPS</i>
R0702010102	PINZE BIOPTICHE A CALDO PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC HOT BIOPSY FORCEPS</i>
R07020102	PINZE DA ESTRAZIONE PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC BIOPSY FORCEPS, EXTRACTION</i>
R07020199	PINZE PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE - ALTRE <i>BRONCHOSCOPIC FORCEPS - OTHERS</i>
R070203	SPAZZOLINI PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC BRUSHES</i>
R07020301	SPAZZOLINI PER CITOLOGIA BRONCOPOLMONARE <i>BRONCHOSCOPIC BRUSHES, CYTOLOGY</i>
R07020302	SPAZZOLINI PER PULIZIA DI OTTICHE BRONCOSCOPICHE <i>BRONCHOSCOPIC OPTICS, POLISH BRUSHES</i>
R070299	STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE - ALTRO <i>BRONCHOSCOPIC INSTRUMENTARY - OTHERS</i>
R0799	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA BRONCOPOLMONARE - ALTRI <i>BRONCHOSCOPIC DEVICES - OTHERS</i>
R90	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - VARI <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES - VARIOUS</i>
R9001	BOCCAGLI PER APPARATO RESPIRATORIO <i>RESPIRATORY MOUTHPIECES</i>
R9002	LAME MONOUSO PER LARINGOSCOPIO <i>LARYNGOSCOPE BLADES, SINGLE-USE</i>
R9099	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA - ALTRI <i>RESPIRATORY AND ANAESTHESIA DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION DEVICES</i>
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION DEVICES</i>
S01	MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO IN STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION PACKAGING MATERIALS</i>
S0101	BUSTE PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION POUCHES</i>
S010101	BUSTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION POUCHES, PAPER/PLASTIC FILM</i>
S01010101	BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION FLAT POUCHES, PAPER/PLASTIC FILM</i>
S01010102	BUSTE CON SOFFIETTO IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION GUSSETTED POUCHES, PAPER/PLASTIC FILM</i>
S010102	BUSTE IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION POUCHES, TYVEK/PLASTIC FILM</i>
S01010201	BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION FLAT POUCHES, TYVEK/PLASTIC FILM</i>
S010103	BUSTE IN POLIETILENE PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION POUCHES, POLYETHYLENE</i>
S01010301	BUSTE PIATTE IN POLIETILENE PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION FLAT POUCHES, POLYETHYLENE</i>
S010199	BUSTE PER STERILIZZAZIONE - ALTRE <i>STERILIZATION POUCHES - OTHERS</i>
S0102	ROTOLE PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION REELS</i>
S010201	ROTOLE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION REELS, PAPER/PLASTIC FILM</i>
S01020101	ROTOLE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION FLAT REELS, PAPER/PLASTIC FILM</i>
S01020102	ROTOLE CON SOFFIETTO IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION GUSSETTED REELS, PAPER/PLASTIC FILM</i>
S010202	ROTOLE IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION REELS, TYVEK/PLASTIC FILM</i>
S01020201	ROTOLE PIATTE IN ACCOPPIATO TYVEK/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION FLAT REELS, TYVEK/PLASTIC FILM</i>
S010203	ROTOLE IN POLIETILENE PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION REELS, POLYETHYLENE</i>
S01020301	ROTOLE PIATTE IN POLIETILENE PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION FLAT REELS, POLYETHYLENE</i>
S010299	ROTOLE PER STERILIZZAZIONE - ALTRI <i>STERILIZATION REELS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION DEVICES</i>
S0103	DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO PACCHI DA STERILIZZARE <i>STERILIZATION PACKAGING DEVICES</i>
S010301	CARTA CRESPIATA MEDICALE PER STERILIZZAZIONE <i>STERILIZATION CREPE MEDICAL PAPER</i>
S010302	TESSUTO NON TESSUTO PER STERILIZZAZIONE <i>NON-WOVEN STERILIZATION DEVICES</i>
S010399	DISPOSITIVI PER CONFEZIONAMENTO PACCHI DA STERILIZZARE - ALTRI <i>STERILIZATION PACKAGING DEVICES - OTHERS</i>
S0199	MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO IN STERILIZZAZIONE - ALTRI <i>STERILIZATION PACKAGING MATERIALS - OTHERS</i>
S90	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - VARI <i>STERILIZATION DEVICES - VARIOUS</i>
S9001	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA <i>STERILANTS, GAS PLASMA</i>
S900101	CASSETTE DI PEROSSIDO DI IDROGENO <i>HYDROGEN PEROXIDE CARTRIDGES</i>
S900102	DIFFUSORI DI PEROSSIDO DI IDROGENO <i>HYDROGEN PEROXIDE SPREADERS</i>
S900103	ADATTATORI PER DIFFUSORI <i>SPREADER ADAPTORS</i>
S900199	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA - ALTRI <i>STERILANTS, GAS PLASMA - OTHERS</i>
S9002	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE CON ACIDO PERACETICO <i>STERILANTS, PERACETIC ACID</i>
S9003	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE <i>STERILANTS, ETHYLENE OXIDE</i>
S9080	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - ACCESSORI <i>STERILIZATION DEVICES - ACCESSORIES</i>
S9099	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - ALTRI <i>STERILIZATION DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97) <i>PROTECTION DEVICES AND INCONTINENCE AIDS (D. Lgs. 46/97)</i>
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97) <i>PROTECTION DEVICES AND INCONTINENCE AIDS (D. Lgs. 46/97)</i>
T01	GUANTI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92) <i>GLOVES (NOT PPD - D.Lgs. 475/92)</i>
T0101	GUANTI CHIRURGICI <i>SURGICAL GLOVES</i>
T010101	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE <i>SURGICAL GLOVES, LATEX</i>
T01010101	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE CON POLVERE LUBRIFICANTE <i>SURGICAL GLOVES, LATEX, POWDERED</i>
T01010102	GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE DEPOLVERATI <i>SURGICAL GLOVES, LATEX, NON-POWDERED</i>
T010102	GUANTI CHIRURGICI SINTETICI <i>SYNTHETIC SURGICAL GLOVES</i>
T010199	GUANTI CHIRURGICI - ALTRI <i>SURGICAL GLOVES - OTHERS</i>
T0102	GUANTI NON CHIRURGICI <i>EXAMINATION / TREATMENT GLOVES</i>
T010201	GUANTI NON CHIRURGICI IN LATTICE <i>EXAMINATION / TREATMENT GLOVES, LATEX</i>
T010202	GUANTI NON CHIRURGICI SINTETICI <i>SYNTHETIC EXAMINATION / TREATMENT GLOVES</i>
T01020201	GUANTI NON CHIRURGICI IN VINILE <i>EXAMINATION / TREATMENT GLOVES, VINYL</i>
T01020202	GUANTI NON CHIRURGICI IN POLIETILENE <i>EXAMINATION / TREATMENT GLOVES, POLYETHYLENE</i>
T01020203	GUANTI NON CHIRURGICI IN NEOPRENE <i>EXAMINATION / TREATMENT GLOVES, NEOPREN</i>
T01020299	GUANTI NON CHIRURGICI SINTETICI - ALTRI <i>SYNTHETIC EXAMINATION / TREATMENT GLOVES - OTHERS</i>
T010299	GUANTI NON CHIRURGICI - ALTRI <i>EXAMINATION / TREATMENT GLOVES - OTHERS</i>
T0199	GUANTI - ALTRI <i>GLOVES - OTHERS</i>
T02	TELI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE <i>PROTECTION DRAPES AND GARMENTS</i>
T0201	TELI CHIRURGICI <i>SURGICAL DRAPES</i>
T020101	TELI DA INCISIONE <i>SURGICAL DRAPES, INCISION</i>

Traduzione in lingua inglese dei codici della CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97) <i>PROTECTION DEVICES AND INCONTINENCE AIDS (D. Lgs. 46/97)</i>
T02010101	TELI DA INCISIONE SENZA ANTIBATTERICO <i>SURGICAL DRAPES, INCISION WITHOUT ANTIBACTERIAL</i>
T02010102	TELI DA INCISIONE CON ANTIBATTERICO <i>SURGICAL DRAPES, INCISION WITH ANTIBACTERIAL</i>
T020102	TELI PER CHIRURGIA SPECIALISTICA <i>DRAPES, SPECIALISTIC SURGERY</i>
T020103	TELI TERMICI <i>THERMIC DRAPES</i>
T020199	TELI CHIRURGICI - ALTRI <i>SURGICAL DRAPES - OTHERS</i>
T0202	KIT CHIRURGICI (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>SURGICAL KITS (only with EC certificate)</i>
T0203	KIT PER MEDICAZIONE ED ASSISTENZA (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>MEDICATION AND AID KITS (only with EC certificate)</i>
T0204	CAMICI CHIRURGICI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92) <i>SURGICAL GOWNS (not IPD - D.Lgs. 475/92)</i>
T020401	CAMICI CHIRURGICI STANDARD <i>SURGICAL GOWNS, STANDARD</i>
T020402	CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI <i>SURGICAL GOWNS, REINFORCED</i>
T020499	CAMICI CHIRURGICI - ALTRI <i>SURGICAL GOWNS - OTHERS</i>
T0205	CAMICI NON CHIRURGICI (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92) <i>NON-SURGICAL GOWNS (not IPD - D.Lgs. 475/92)</i>
T0206	MASCHERINE CHIRURGICHE (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92) <i>SURGICAL FACE MASKS (NOT PPD - D.Lgs. 475/92)</i>
T020601	MASCHERINE CHIRURGICHE STANDARD <i>STANDARD SURGICAL FACE MASKS</i>
T020602	MASCHERINE CHIRURGICHE CON SISTEMI ANTIAPPANNAMENTO <i>SURGICAL FACE ANTI-FOG MASKS</i>
T020699	MASCHERINE CHIRURGICHE - ALTRE <i>SURGICAL FACE MASKS - OTHERS</i>
T0207	CUFFIE E COPRICAPO (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92) <i>HEAD CAPS (not IPD - D.Lgs. 475/92)</i>
T0208	COPRISCARPE (ESCLUSI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - D.Lgs. 475/92) <i>SHOE COVERS (NOT PPD - D.Lgs. 475/92)</i>
T0299	TELI ED INDUMENTI DI PROTEZIONE - ALTRI <i>PROTECTION DRAPES AND GARMENTS - OTHERS</i>
T03	PROTEZIONI <i>PROTECTION DEVICES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97) <i>PROTECTION DEVICES AND INCONTINENCE AIDS (D. Lgs. 46/97)</i>
T0301	COPRISTRUMENTI E APPARECCHI <i>COVERS, INSTRUMENTARY AND EQUIPMENTS</i>
T030101	CUFFIE COPRISTRUMENTI E APPARECCHI <i>COVER CAPS, INSTRUMENTARY AND EQUIPMENTS</i>
T030102	GUAINE COPRISTRUMENTI E APPARECCHI <i>COVER SHEATHS, INSTRUMENTARY AND EQUIPMENTS</i>
T030103	INSERTI ATRAUMATICI PER STRUMENTARIO <i>INSTRUMENTARY ATRAUMATIC INSERTS</i>
T030104	TELI NON CHIRURGICI <i>NON-SURGICAL DRAPES</i>
T030199	COPRISTRUMENTI E APPARECCHI - ALTRI <i>COVERS, INSTRUMENTARY AND EQUIPMENTS - OTHERS</i>
T0302	PROTEZIONI PER CHIRURGIA ROBOTICA <i>COVERS, ROBOTIC SURGERY</i>
T030201	RIVESTIMENTI PER BRACCI MECCANICI <i>COVERS, MECHANICAL ARMS</i>
T030202	RIVESTIMENTI PER TELECAMERE <i>COVERS, CAMERA</i>
T030203	RIVESTIMENTI PER OTTICHE <i>COVERS, OPTICS</i>
T030299	PROTEZIONI PER CHIRURGIA ROBOTICA - ALTRE <i>COVERS, ROBOTIC SURGERY - OTHERS</i>
T0303	COPERTURE DI RISCALDAMENTO <i>HEATING COVERS</i>
T030301	COPERTE A FLUSSO D'ARIA <i>AIR FLOW BLANKETS</i>
T030399	COPERTURE DI RISCALDAMENTO - ALTRE <i>HEATING COVERS - OTHERS</i>
T0304	PROTEZIONI PER RADIOTERAPIA <i>PROTECTION DEVICES, RADIOTHERAPY</i>
T030401	MASCHERE PER RADIOTERAPIA <i>PROTECTION DEVICES, RADIOTHERAPY, MASKS</i>
T030402	GUAINE PER RADIOTERAPIA <i>PROTECTION DEVICES, RADIOTHERAPY, SHEATHS</i>
T030499	PROTEZIONI PER RADIOTERAPIA - ALTRE <i>PROTECTION DEVICES, RADIOTHERAPY - OTHERS</i>
T0305	PROTEZIONI PER LOCALI ADIBITI A PRESTAZIONI SANITARIE <i>PROTECTIONS FOR MEDICAL LOCATIONS</i>
T030501	COPERTURE IGIENICHE PER SALE OPERATORIE E SALE VISITA <i>HYGIENIC COVERS FOR OPERATORY ROOMS AND VISIT ROOMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97) <i>PROTECTION DEVICES AND INCONTINENCE AIDS (D. Lgs. 46/97)</i>
T030502	COPERTURE IGIENICHE PER LETTI E BARELLE <i>HYGIENIC COVERS FOR BEDS AND STRETCHERS</i>
T030599	PROTEZIONI PER LOCALI ADIBITI A PRESTAZIONI SANITARIE - ALTRE <i>PROTECTIONS FOR MEDICAL LOCATIONS - OTHERS</i>
T0306	PROTEZIONI PER PAZIENTI IN CORSO DI PROCEDURE CLINICHE <i>PATIENT PROTECTIONS DURING CLINICAL PROCEDURES</i>
T0399	PROTEZIONI - ALTRE <i>PROTECTION DEVICES - OTHERS</i>
T04	AUSILI PER INCONTINENZA <i>INCONTINENCE DEVICES</i>
T0401	AUSILI ASSORBENTI L'URINA <i>URINE ABSORBING DEVICES</i>
T040101	PANNOLONI (N.T.COD.En ISO 0930) <i>NAPPIES (N.T.COD.En ISO 0930)</i>
T04010101	PANNOLONI RETTANGOLARI <i>RECTANGULAR NAPPIES</i>
T04010102	PANNOLONI SAGOMATI <i>PROFILED NAPPIES</i>
T04010103	PANNOLONI A MUTANDINA <i>INCONTINENCE PANTS</i>
T04010104	MUTANDE A RETE <i>NET PANTS</i>
T04010199	PANNOLONI - ALTRI <i>NAPPIES - OTHERS</i>
T040102	TRAVERSE ASSORBENTI (N.T.COD. En ISO 1812) <i>ABSORBENT UNDERPADS (N.T.COD. En ISO 1812)</i>
T04010201	TRAVERSE NON RIMBOCCABILI <i>UNTUCKABLE UNDERPADS</i>
T04010202	TRAVERSE RIMBOCCABILI <i>TUCKABLE UNDERPADS</i>
T04010299	TRAVERSE ASSORBENTI - ALTRE <i>ABSORBENT UNDERPADS - OTHERS</i>
T0499	AUSILI PER INCONTINENZA - ALTRI <i>INCONTINENCE DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U01	SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESCICALI (SONO INCLUSI N.T.COD. ISO 0924) <i>URETHRAL, PROSTATIC AND BLADDER CATHETERS (INCLUDING N.T.COD. ISO 0924)</i>
U0101	SONDE URINARIE SENZA PALLONCINO <i>UROLOGICAL CATHETERS, NOT SELF-RETAINED</i>
U010101	SONDE CONICO-OLIVARI (CALIBRAZIONE DELL'URETRA) <i>UROLOGICAL CATHETERS, CONIC-OLIVARY TIP</i>
U010102	SONDE COUVELAIRE <i>UROLOGICAL CATHETERS, COUVELAIRE</i>
U010103	SONDE MALECOT <i>UROLOGICAL CATHETERS, MALECOT</i>
U010104	SONDE MERCIER <i>UROLOGICAL CATHETERS, MERCIER</i>
U010105	SONDE NELATON <i>UROLOGICAL CATHETERS, NELATON</i>
U01010501	SONDE NELATON AUTOLUBRIFICANTI <i>UROLOGICAL CATHETERS, NELATON, AUTO-LUBRICANT</i>
U01010502	SONDE NELATON NON AUTOLUBRIFICANTI <i>UROLOGICAL CATHETERS, NELATON, NOT AUTO-LUBRICANT</i>
U010106	SONDE TIEMANN <i>UROLOGICAL CATHETERS, TIEMANN</i>
U01010601	SONDE TIEMANN AUTOLUBRIFICANTI <i>UROLOGICAL CATHETERS, TIEMANN, AUTO-LUBRICANT</i>
U01010602	SONDE TIEMANN NON AUTOLUBRIFICANTI <i>UROLOGICAL CATHETERS, TIEMANN, NOT AUTO-LUBRICANT</i>
U010199	SONDE URINARIE SENZA PALLONCINO - ALTRE <i>UROLOGICAL CATHETERS, NOT SELF-RETAINED - OTHERS</i>
U0102	SONDE URINARIE CON PALLONCINO <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED</i>
U010201	SONDE NELATON CON PALLONCINO <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED, NELATON</i>
U010202	SONDE COUVELAIRE CON PALLONCINO <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED, COUVELAIRE</i>
U010203	SONDE DELINOTTE <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED, DELINOTTE</i>
U010204	SONDE DUFOUR <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED, DUFOUR</i>
U010205	SONDE MERCIER CON PALLONCINO <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED, MERCIER</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U010206	SONDE TIEMANN CON PALLONCINO <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED, TIEMANN</i>
U010299	SONDE URINARIE CON PALLONCINO - ALTRE <i>UROLOGICAL CATHETERS, SELF-RETAINED - OTHERS</i>
U0180	SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESCICALI - ACCESSORI <i>URETHRAL, PROSTATIC AND BLADDER CATHETERS - ACCESSORIES</i>
U0199	SONDE URETRALI, PROSTATICHE E VESCICALI - ALTRE <i>URETHRAL, PROSTATIC AND BLADDER CATHETERS - OTHERS</i>
U02	SONDE E STENT URETERALI <i>URETERAL CATHETERS AND STENTS</i>
U0201	SONDE URETERALI SENZA PALLONCINO <i>URETERAL CATHETERS, NOT SELF-RETAINED</i>
U020101	SONDE URETERALI CON PUNTA CILINDRICA <i>URETERAL CATHETERS, CYLINDRICAL TIP</i>
U020102	SONDE URETERALI CON PUNTA APERTA A BECCO DI FLAUTO <i>URETERAL CATHETERS, OPEN WHISTLE TIP</i>
U020103	SONDE URETERALI CON PUNTA CHEVASSU <i>URETERAL CATHETERS, CHEVASSU TIP</i>
U020104	SONDE URETERALI CON PUNTA OLIVARE <i>URETERAL CATHETERS, OLIVARY TIP</i>
U020199	SONDE URETERALI SENZA PALLONCINO - ALTRE <i>URETERAL CATHETERS, NOT SELF-RETAINED - OTHERS</i>
U0202	SONDE URETERALI CON PALLONCINO <i>URETERAL CATHETERS, SELF-RETAINED</i>
U020201	SONDE URETERALI PER OCCLUSIONE <i>URETERAL OCCLUSION CATHETERS</i>
U020202	SONDE URETERALI A BECCO DI FLAUTO CON PALLONCINO <i>URETERAL CATHETERS, WHISTLE TIP, WITH BALLOON</i>
U020299	SONDE URETERALI CON PALLONCINO - ALTRE <i>URETERAL CATHETERS, SELF-RETAINED - OTHERS</i>
U0203	STENT URETERALI <i>URETERAL STENTS</i>
U020301	STENT URETERALI A LOOP SINGOLO <i>SINGLE PIGTAIL URETERAL STENTS</i>
U020302	STENT URETERALI A DOPPIO LOOP <i>DOUBLE PIGTAIL URETERAL STENTS</i>
U020399	STENT URETERALI - ALTRI <i>URETERAL STENTS - OTHERS</i>
U0280	SONDE E STENT URETERALI - ACCESSORI <i>URETERAL CATHETERS AND STENTS - ACCESSORIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U0299	SONDE URETERALI - ALTRE <i>URETERAL CATHETERS - OTHERS</i>
U03	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE URETRALE, URETERALE E NEFROSTOMICA <i>DEVICES FOR URETHRAL, URETERAL AND NEPHROSTOMIC DILATION</i>
U0301	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE RIGIDA DELLE VIE URINARIE <i>DEVICES FOR UROLOGICAL RIGID DILATION</i>
U030101	DILATATORI SEQUENZIALI PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA <i>PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY, SEQUENTIAL DILATORS</i>
U03010101	CANNULE TIPO AMPLATZ PER DILATAZIONE URINARIA <i>UROLOGICAL DILATION, AMPLATZ CANNULAS</i>
U03010199	DILATATORI SEQUENZIALI PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA - ALTRI <i>PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY, SEQUENTIAL DILATORS - OTHERS</i>
U030102	DILATATORI URETRALI ED URETERALI <i>URETHRAL AND URETERAL DILATORS</i>
U03010201	DILATATORI URETRALI <i>URETHRAL DILATORS</i>
U03010202	DILATATORI URETERALI <i>URETERAL DILATORS</i>
U0302	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE PNEUMATICA DELLE VIE URINARIE <i>UROLOGICAL DILATORS, PNEUMATIC</i>
U030201	DILATATORI A PALLONCINO URETRALI <i>URETHRAL DILATORS, WITH BALLOON</i>
U030202	DILATATORI A PALLONCINO URETERALI <i>URETERAL DILATORS, WITH BALLOON</i>
U0380	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE DELLE VIE URINARIE - ACCESSORI <i>DEVICES FOR UROLOGICAL DILATION - ACCESSORIES</i>
U0399	DISPOSITIVI PER DILATAZIONE DELLE VIE URINARIE - ALTRI <i>DEVICES FOR UROLOGICAL DILATION - OTHERS</i>
U04	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO PERCUTANEO E CATETERI PER NEFROSTOMIA <i>DEVICES FOR PERCUTANEOUS URINARY DRAINAGE AND NEPHROSTOMY CATHETERS</i>
U0401	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO <i>DEVICES FOR SOVRAPUBIC URINARY DRAINAGE</i>
U040101	KIT CON CATETERI DI DRENAGGIO CON TECNICA A PUNTURA DIRETTA (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>KITS WITH DRAINAGE CATHETERS, DIRECT PUNCTURE (only with EC certificate)</i>
U040102	KIT CON CATETERI DI DRENAGGIO CON INTRODUTTORE (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>KITS WITH DRAINAGE CATHETERS AND INTRODUCERS (only with EC certificate)</i>
U040199	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO SOVRAPUBICO - ALTRI <i>DEVICES FOR SOVRAPUBIC URINARY DRAINAGE - OTHERS</i>
U0402	DISPOSITIVI PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA <i>DEVICES FOR PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U040201	KIT PER NEFROSTOMIA CON TECNICA A PUNTURA DIRETTA (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>NEPHROSTOMY KITS, DIRECT PUNCTURE (only with EC certificate)</i>
U040202	KIT PER NEFROSTOMIA CON TECNICA DI SELDINGER (sono compresi solo i Kit certificati CE come tali) <i>NEPHROSTOMY KITS, SELDINGER METHOD (only with EC certificate)</i>
U040203	CATETERI PER NEFROSTOMIA <i>NEPHROSTOMY CATHETERS</i>
U040299	DISPOSITIVI PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA - ALTRI <i>DEVICES FOR PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY - OTHERS</i>
U0403	DISPOSITIVI PER DERIVAZIONE URETERALE E URETEROCUTANEOSTOMIA <i>DEVICES FOR URETERAL DERIVATION AND URETEROCUTANEOSTOMY</i>
U040301	SONDE PER DERIVAZIONE URETERALE TIPO BRACCI <i>URETERAL DERIVATION PROBES, BRACCI</i>
U040302	SONDE PER URETEROCUTANEOSTOMIA <i>URETEROCUTANEOSTOMY PROBES</i>
U040399	DISPOSITIVI PER DERIVAZIONE URETERALE E URETEROCUTANEOSTOMIA - ALTRI <i>DEVICES FOR URETERAL DERIVATION AND URETEROCUTANEOSTOMY - OTHERS</i>
U0480	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO URINARIO PERCUTANEO - ACCESSORI <i>DEVICES FOR PERCUTANEOUS URINARY DRAINAGE - ACCESSORIES</i>
U0499	DISPOSITIVI PER DRENAGGIO URINARIO PERCUTANEO - ALTRI <i>DEVICES FOR PERCUTANEOUS URINARY DRAINAGE - OTHERS</i>
U05	DISPOSITIVI PER URODINAMICA <i>URODYNAMICS DEVICES</i>
U0501	SONDE PER CISTO- ED URETROMANOMETRIA <i>CYSTO- AND URETHROMANOMETRY PROBES</i>
U050101	SONDE PER CISTOMANOMETRIA SENZA PALLONCINO <i>CYSTOMANOMETRY PROBES, WITHOUT BALLOON</i>
U05010101	SONDE PER CISTOMANOMETRIA SENZA PALLONCINO A DUE VIE <i>CYSTOMANOMETRY PROBES, WITHOUT BALLOON, 2-WAYS</i>
U05010102	SONDE PER CISTOMANOMETRIA SENZA PALLONCINO A TRE VIE <i>CYSTOMANOMETRY PROBES, WITHOUT BALLOON, 3-WAYS</i>
U050199	SONDE PER CISTO- ED URETROMANOMETRIA - ALTRE <i>CYSTO- AND URETHROMANOMETRY PROBES - OTHERS</i>
U0502	SONDE PER STUDIO PRESSIONE-FLUSSO URINARIO <i>UROLOGICAL PRESSURE-FLOW STUDY, PROBES</i>
U050201	SONDE PER STUDIO PRESSIONE-FLUSSO URINARIO PER RIEMPIMENTO <i>UROLOGICAL PRESSURE-FLOW STUDY, PROBES, FILLING</i>
U050202	SONDE PER STUDIO PRESSIONE-FLUSSO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE VESCICALE <i>UROLOGICAL PRESSURE-FLOW STUDY, PROBES, BLADDER PRESSURE</i>
U050299	SONDE PER STUDIO PRESSIONE-FLUSSO URINARIO - ALTRE <i>UROLOGICAL PRESSURE-FLOW STUDY, PROBES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U0503	SONDE PER PROFILO PRESSORIO URETRALE <i>URETHRAL PRESSURE PROFILE, PROBES</i>
U050301	SONDE PER PROFILO PRESSORIO URETRALE SENZA PALLONCINO <i>URETHRAL PRESSURE PROFILE, PROBES WITHOUT BALLOON</i>
U05030101	SONDE PER PROFILO PRESSORIO URETRALE SENZA PALLONCINO A UNA VIA <i>URETHRAL PRESSURE PROFILE, PROBES WITHOUT BALLOON, 1-WAY</i>
U05030102	SONDE PER PROFILO PRESSORIO URETRALE SENZA PALLONCINO A DUE VIE <i>URETHRAL PRESSURE PROFILE, PROBES WITHOUT BALLOON, 2-WAYS</i>
U050399	SONDE PER PROFILO PRESSORIO URETRALE - ALTRE <i>URETHRAL PRESSURE PROFILE, PROBES - OTHERS</i>
U0504	SONDE PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE ADDOMINALE <i>INTRA-ABDOMINAL PRESSURE MEASUREMENT PROBES</i>
U050401	SONDE PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE ADDOMINALE SENZA PALLONCINO <i>INTRA-ABDOMINAL PRESSURE MEASUREMENT PROBES, WITHOUT BALLOON</i>
U050402	SONDE PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESSIONE ADDOMINALE CON PALLONCINO <i>INTRA-ABDOMINAL PRESSURE MEASUREMENT PROBES, WITH BALLOON</i>
U0505	SONDE PER CAVERNOSOMETRIA E CAVERNOSOGRAFIA <i>CAVERNOSOMETRY AND CAVERNOSOGRAPHY PROBES</i>
U0580	DISPOSITIVI PER URODINAMICA - ACCESSORI <i>URODYNAMICS DEVICES - ACCESSORIES</i>
U0599	DISPOSITIVI PER URODINAMICA - ALTRI <i>URODYNAMICS DEVICES - OTHERS</i>
U06	GUIDE UROLOGICHE <i>UROLOGICAL GUIDEWIRES</i>
U0601	GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE <i>UROLOGICAL GUIDEWIRES, HYDROPHILIC</i>
U0602	GUIDE UROLOGICHE NON IDROFILICHE <i>UROLOGICAL GUIDEWIRES, NOT HYDROPHILIC</i>
U0699	GUIDE UROLOGICHE - ALTRE <i>UROLOGICAL GUIDEWIRES - OTHERS</i>
U07	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA <i>INCONTINENCE-CONTROL DEVICES</i>
U0701	SISTEMI INTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA <i>INCONTINENCE-CONTROL, INTERNAL SYSTEMS</i>
U070101	SISTEMI DI SOSPENSIONE A NASTRO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA <i>INCONTINENCE-CONTROL, SLING SYSTEMS</i>
U070199	SISTEMI INTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA - ALTRI <i>INCONTINENCE-CONTROL, INTERNAL SYSTEMS - OTHERS</i>
U0702	DISPOSITIVI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA <i>INCONTINENCE-CONTROL, EXTERNAL SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U070201	CATETERI ESTERNI A GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA (N.T.COD. ISO 0924) <i>INCONTINENCE-CONTROL, EXTERNAL CATHETERS, CONDOMS</i>
U070299	DISPOSITIVI ESTERNI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA - ALTRI <i>INCONTINENCE-CONTROL, EXTERNAL SYSTEMS - OTHERS</i>
U0703	DISPOSITIVI PER RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO <i>PELVIC FLOOR REHABILITATION DEVICES</i>
U070301	DISPOSITIVI MONOUSO PER RIABILITAZIONE BIOFEEDBACK DEL PAVIMENTO PELVICO <i>PELVIC FLOOR REHABILITATION DEVICES, BIOFEEDBACK, SINGLE-USE</i>
U070302	DISPOSITIVI MONOUSO PER RIABILITAZIONE CON ELETTROSTIMOLAZIONE FUNZIONALE DEL PAVIMENTO PELVICO <i>PELVIC FLOOR REHABILITATION DEVICES, FUNCTIONAL ELECTROSTIMULATION, SINGLE-USE</i>
U070399	DISPOSITIVI PER RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO - ALTRI <i>PELVIC FLOOR REHABILITATION DEVICES - OTHERS</i>
U0780	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA - ACCESSORI <i>INCONTINENCE-CONTROL DEVICES - ACCESSORIES</i>
U0799	DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA - ALTRI <i>INCONTINENCE-CONTROL DEVICES - OTHERS</i>
U08	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA <i>GYNAECOLOGICAL DEVICES</i>
U0801	CATETERI GINECOLOGICI <i>GYNAECOLOGICAL CATHETERS</i>
U080101	CATETERI PER ABLAZIONE ENDOMETRIALE <i>CATHETERS, ENDOMETRIAL ABLATION</i>
U080102	CATETERI PER ISTEROSALPINGOGRAFIA <i>CATHETERS, HYSTEROSALPINGOGRAPHY</i>
U080103	CATETERI PER ISTEROSCOPIA <i>CATHETERS, HYSTEROSCOPY</i>
U080104	CATETERI PER IVG <i>CATHETERS, ABORTION</i>
U080199	CATETERI GINECOLOGICI - ALTRI <i>GYNAECOLOGICAL CATHETERS - OTHERS</i>
U0802	DISPOSITIVI PER PROCREAZIONE ASSISTITA <i>ASSISTED REPRODUCTION DEVICES</i>
U080201	CATETERI PER PROCREAZIONE ASSISTITA <i>ASSISTED REPRODUCTION CATHETERS</i>
U080299	DISPOSITIVI PER PROCREAZIONE ASSISTITA - ALTRI <i>ASSISTED REPRODUCTION DEVICES - OTHERS</i>
U0890	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA - VARI <i>GYNAECOLOGICAL DEVICES - VARIOUS</i>
U089001	AMNIOSCOPI RIGIDI <i>HARD AMNIOSCOPIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U089002	DISPOSITIVI PER CITOLOGIA GINECOLOGICA <i>GYNAECOLOGICAL CYTOLOGY DEVICES</i>
U089003	ISTEROMETRI <i>HYSTEROMETERS</i>
U089004	PERFORATORI DI MEMBRANA AMNIOTICA <i>AMNIOTIC MEMBRANE PERFORATORS</i>
U089005	PESSARI <i>PESSARIES</i>
U089006	SPECULUM <i>VAGINAL SPECULA</i>
U089007	SPIRALI E DIAFRAMMI <i>IUDs AND CERVICAL CAPS</i>
U089008	ALTRI DISPOSITIVI PER CONTRACCEZIONE FEMMINILE <i>FEMALE CONTRACEPTIVES - OTHERS</i>
U0899	DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA - ALTRI <i>GYNAECOLOGICAL DEVICES - OTHERS</i>
U09	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC DEVICES</i>
U0901	DISPOSITIVI PER RECUPERO DI CALCOLI URINARI <i>URINARY STONES RETRIEVAL DEVICES</i>
U090101	CESTELLI PER RECUPERO DI CALCOLI URINARI <i>URINARY STONES RETRIEVAL BASKETS</i>
U090102	CATETERI A PALLONCINO DA OCCLUSIONE URINARIA PER RECUPERO DI CALCOLI <i>URINARY STONES RETRIEVAL BALLOON CATHETERS</i>
U090199	DISPOSITIVI PER RECUPERO DI CALCOLI URINARI - ALTRI <i>URINARY STONES RETRIEVAL DEVICES - OTHERS</i>
U0902	STRUMENTI DI RESEZIONE ENDOSCOPICA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC RESECTION INSTRUMENTARY</i>
U090201	AGHI E KIT PER TERMOABLAZIONE UROGENITALE <i>UROGENITAL THERMOABLATION, NEEDLES AND KITS</i>
U090202	ANSE DA PROSTATECTOMIA <i>PROSTATECTOMY LOOPS</i>
U090203	ANSE PER GINECOLOGIA <i>GYNAECOLOGY LOOPS</i>
U090204	EVACUATORI VESCICALI <i>BLADDER EVACUATORS</i>
U090299	STRUMENTI DI RESEZIONE ENDOSCOPICA UROGENITALE - ALTRI <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC RESECTION INSTRUMENTARY - OTHERS</i>
U0903	STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC INSTRUMENTARY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
U090301	PINZE PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC FORCEPS</i>
U09030101	PINZE BIOPTICHE PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC BIOPSY FORCEPS</i>
U0903010101	PINZE BIOPTICHE A FREDDO PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC BIOPSY FORCEPS, COLD</i>
U0903010102	PINZE BIOPTICHE A CALDO PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC BIOPSY FORCEPS, HOT</i>
U09030102	PINZE DA ESTRAZIONE PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC FORCEPS, EXTRACTION</i>
U09030199	PINZE PER ENDOSCOPIA UROGENITALE - ALTRE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC FORCEPS - OTHERS</i>
U090303	SPAZZOLINI PER ENDOSCOPIA UROGENITALE <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC BRUSHES</i>
U09030301	SPAZZOLINI PER CITOLOGIA UROGENITALE <i>UROGENITAL CYTOLOGY BRUSHES</i>
U09030302	SPAZZOLINI PER PULIZIA DI OTTICHE NEFRO-CISTOSCOPICHE <i>UROLOGICAL ENDOSCOPIC OPTICS, POLISH BRUSHES</i>
U090399	STRUMENTARIO PER ENDOSCOPIA UROGENITALE - ALTRO <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC INSTRUMENTARY - OTHERS</i>
U0999	DISPOSITIVI PER ENDOSCOPIA UROGENITALE - ALTRI <i>UROGENITAL ENDOSCOPIC DEVICES - OTHERS</i>
U10	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA <i>OBSTETRICS DEVICES</i>
U1001	CATETERI PER OSTETRICIA <i>OBSTETRICS CATHETERS</i>
U1002	DISPOSITIVI PER LO STUDIO FETALE <i>FOETAL STUDY DEVICES</i>
U1003	DISPOSITIVI PER PUERPERIO <i>PUERPERIUM DEVICES</i>
U1080	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA - ACCESSORI <i>OBSTETRICS DEVICES - ACCESSORIES</i>
U1090	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA - VARI <i>OBSTETRICS DEVICES - VARIOUS</i>
U109001	DISPOSITIVI PER CERCHIAGGIO UTERINO <i>CERVICAL CERCLAGE DEVICES</i>
U109099	DISPOSITIVI PER OSTETRICIA - ALTRI <i>OBSTETRICS DEVICES - OTHERS</i>
U90	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - VARI <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS - VARIOUS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS</i>
<hr/>	
U9001	PROFILATTICI <i>CONDOMS</i>
U9002	STRUMENTARIO MONOUSO PER APPARATO UROGENITALE (NON ENDOSCOPICO) <i>UROGENITAL INSTRUMENTARY, SINGLE-USE (NOT ENDOSCOPIC)</i>
U900201	PINZE MONOUSO NON ENDOSCOPICHE PER APPARATO UROGENITALE <i>UROGENITAL FORCEPS, SINGLE-USE (NOT ENDOSCOPIC)</i>
U900299	STRUMENTARIO MONOUSO PER APPARATO UROGENITALE (NON ENDOSCOPICO) - ALTRO <i>UROGENITAL INSTRUMENTARY, SINGLE-USE (NOT ENDOSCOPIC) - OTHERS</i>
U9099	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - ALTRI <i>MEDICAL DEVICES, UROGENITAL APPARATUS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: V	DISPOSITIVI VARI <i>MEDICAL DEVICES - VARIOUS</i>
V	DISPOSITIVI VARI <i>MEDICAL DEVICES - VARIOUS</i>
V01	DISPOSITIVI TAGLIENTI MONOUSO <i>CUTTING DEVICES, SINGLE-USE</i>
V0101	BISTURI MONOUSO <i>SCALPELS, SINGLE-USE</i>
V0102	COLTELLINI LEVAPUNTI <i>KNIVES, SUTURE REMOVERS</i>
V0103	LAME MONOUSO <i>BLADES, SINGLE-USE</i>
V0104	LANCETTE PUNGIDITO MONOUSO <i>LANCETS, SINGLE-USE</i>
V0199	DISPOSITIVI TAGLIENTI MONOUSO - ALTRI <i>CUTTING DEVICES, SINGLE-USE - OTHERS</i>
V02	DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA <i>NEONATOLOGIC AND PAEDIATRIC DEVICES</i>
V0201	MASCHERINE PER FOTOTERAPIA <i>PHOTOTHERAPY, MASKS</i>
V0202	MORSETTI E CLIPPER OMBELICALI <i>UMBILICAL CORD CLIPS AND CLAMPS</i>
V0280	DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA - ACCESSORI <i>NEONATOLOGIC AND PAEDIATRIC DEVICES - ACCESSORIES</i>
V028001	ACCESSORI PER LA NUTRIZIONE DEL NEONATO <i>INFANT FEEDING, ACCESSORIES</i>
V028002	KIT PER LA CURA DEL NEONATO <i>INFANT CARE KITS</i>
V028099	DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA - ACCESSORI ALTRI <i>NEONATOLOGIC AND PAEDIATRIC DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
V0299	DISPOSITIVI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA - ALTRI <i>NEONATOLOGIC AND PAEDIATRIC DEVICES - OTHERS</i>
V03	DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI MISURA <i>MEASUREMENT DEVICES</i>
V0301	SISTEMI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA <i>SYSTEMS FOR TEMPERATURE MEASUREMENT</i>
V030101	TERMOMETRI <i>THERMOMETERS</i>
V03010101	TERMOMETRI A MERCURIO <i>MERCURY THERMOMETERS</i>
V03010102	TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI <i>ELECTRONIC THERMOMETERS AND END CAPPS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: V	DISPOSITIVI VARI <i>MEDICAL DEVICES - VARIOUS</i>
V03010103	TERMOMETRI SONORI (N.T.COD. ISO 0948) <i>SOUND THERMOMETERS (N.T.COD. ISO 0948)</i>
V03010199	TERMOMETRI - ALTRI <i>THERMOMETERS - OTHERS</i>
V030102	SONDE PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA <i>PROBES, TEMPERATURE MONITORING</i>
V03010201	SONDE CUTANEE PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA <i>CUTANEOUS PROBES, TEMPERATURE MONITORING</i>
V03010299	SONDE PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA - ALTRE <i>PROBES, TEMPERATURE MONITORING - OTHERS</i>
V0302	SISTEMI PER MISURAZIONE DI PARAMETRI CLINICI DIMENSIONALI <i>CLINICAL MEASUREMENT SYSTEMS</i>
V030201	CALIBRI <i>CALLIPERS</i>
V030202	GONIOMETRI <i>CLINICAL GONIOMETERS</i>
V030203	SISTEMI PER MISURAZIONI IN OFTALMOLOGIA <i>SYSTEMS FOR MEASUREMENT, OPHTHALMOLOGY</i>
V030204	SISTEMI PER MISURAZIONI DI IMPIANTI <i>SYSTEMS FOR MEASUREMENT, IMPLANTS</i>
V030205	SISTEMI PER MISURAZIONI IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA <i>SYSTEMS FOR MEASUREMENT, OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY</i>
V030206	SISTEMI PER MISURAZIONI IN UROLOGIA <i>SYSTEMS FOR MEASUREMENT, UROLOGY</i>
V030207	SISTEMI PER MISURAZIONI DELLA SENSIBILITA' <i>SYSTEMS FOR SENSITIVITY MEASUREMENT</i>
V030208	SISTEMI PER MISURAZIONI IN ORL <i>SYSTEMS FOR MEASUREMENT, ENT</i>
V030299	SISTEMI PER MISURAZIONE DI PARAMETRI CLINICI DIMENSIONALI - ALTRI <i>CLINICAL MEASUREMENT SYSTEMS - OTHERS</i>
V0399	DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI MISURA - ALTRI <i>MEASUREMENT DEVICES - OTHERS</i>
V04	CONTENITORI PER USO CLINICO (NON IVD) <i>CLINICAL CONTAINERS (NON IVD)</i>
V0401	BOTTICINI PER USO CLINICO <i>CLINICAL BOTTLES</i>
V0402	VASSOI E BACINELLE PER USO CLINICO <i>CLINICAL TRAYS AND BOWLES</i>
V0480	CONTENITORI PER USO CLINICO NON IVD - ACCESSORI <i>CLINICAL CONTAINERS (NON IVD) - ACCESSORIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: V	DISPOSITIVI VARI <i>MEDICAL DEVICES - VARIOUS</i>
V0499	CONTENITORI PER USO CLINICO NON IVD - ALTRI <i>CLINICAL CONTAINERS (NON IVD) - OTHERS</i>
V05	KIT PER PROCEDURE CLINICHE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>CLINICAL PROCEDURES KITS, NOT OTHERWISE CLASSIFIED</i>
V0501	KIT PER GESTIONE DI EMERGENZE CLINICHE <i>EMERGENCY KITS</i>
V0502	KIT PER SOMMINISTRAZIONI CLINICHE (non compresi nella classe A0304) <i>CLINICAL ADMINISTRATION KITS (not in A0304)</i>
V0599	KIT PER PROCEDURE CLINICHE - ALTRI <i>CLINICAL KITS - OTHERS</i>
V06	DISPOSITIVI PER SIMULAZIONE DI PROCEDURE CLINICHE <i>FACSIMILE PROCEDURES DEVICES</i>
V07	PRODOTTI PER PULIZIA DI DISPOSITIVI MEDICI NON COMPRESI IN ALTRE CLASSI <i>MEDICAL DEVICES CLEANERS, NOT IN OTHER CLASS</i>
V08	ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA <i>CLINICAL ACTIVITY EQUIPMENTS</i>
V0801	LETTI PER PAZIENTI (NON ORTOPEDICI) <i>PATIENT BEDS (NOT ORTHOPAEDIC)</i>
V0802	POLTRONE E SEDIE PER PAZIENTI <i>PATIENT CHAIRS</i>
V0803	CUSCINI PER PAZIENTI (non antidecubito) <i>PATIENT CUSHIONS (not for decubitus ulcers)</i>
V0804	IMMOBILIZZATORI PER PAZIENTI (durante procedure diagnostiche o terapeutiche) <i>PATIENT IMMOBILIZERS (in diagnostic or therapeutic procedures)</i>
V0880	ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ACCESSORI <i>CLINICAL ACTIVITY EQUIPMENTS - ACCESSORIES</i>
V0899	ATTREZZATURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SANITARIA - ALTRE <i>CLINICAL ACTIVITY EQUIPMENTS - OTHERS</i>
V80	ACCESSORI PER USO CLINICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>CLINICAL ACCESSORIES - NOT OTHERWISE CLASSIFIED</i>
V90	DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - VARI <i>NOT OTHERWISE CLASSIFIED MEDICAL DEVICES - VARIOUS</i>
V9001	ABBASSALINGUA MONOUSO <i>TONGUE DEPRESSORS, SINGLE-USE</i>
V9002	ENTEROCLISMI <i>ENTEROCLYSIS</i>
V9003	LACCI EMOSTATICI <i>TOURNIQUET, MANUALLY-OPERATED</i>
V9004	MATITE DERMOGRAFICHE <i>SKIN MARKERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: V	DISPOSITIVI VARI <i>MEDICAL DEVICES - VARIOUS</i>
V9005	SCHIZZETTI IN GOMMA <i>RUBBER SQUIRTS FOR IRRIGATION</i>
V9007	LUBRIFICANTI STERILI PER APPARECCHIATURE <i>INSTRUMENT LUBRICANTS, STERILE</i>
V9010	DISPOSITIVI AD AZIONE MECCANICA PER ELIMINAZIONE DI PARASSITI <i>PARASITES ERADICATION, MECHANICAL ACTION DEVICES</i>
V901001	DISPOSITIVI AD AZIONE MECCANICA PER ELIMINAZIONE DI PIDOCCHI <i>PEDICULOSIS ERADICATION, MECHANICAL ACTION DEVICES</i>
V901099	DISPOSITIVI AD AZIONE MECCANICA PER ELIMINAZIONE DI PARASSITI - ALTRI <i>PARASITES ERADICATION, MECHANICAL ACTION DEVICES - OTHERS</i>
V9011	TRASDUTTORI POLIFUNZIONALI <i>POLYFUNCTIONAL TRANSDUCERS</i>
V9012	STRUMENTARIO CHIRURGICO MONOUSO NON SPECIALISTICO <i>SURGICAL INSTRUMENTS, NOT SPECIALISTIC SURGERY, SINGLE-USE</i>
V9013	TAMPONI PER PRELIEVO DI CAMPIONI <i>SAMPLES COLLECTION, SWABS</i>
V901301	TAMPONI NEUTRI PER PRELIEVO DI CAMPIONI <i>SAMPLES COLLECTION, NEUTRAL SWABS</i>
V901302	TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO PER PRELIEVO DI CAMPIONI <i>SAMPLES COLLECTION, SWABS WITH TRANSPORT MEDIUM</i>
V9014	SPATOLE PER PRELIEVO DI CAMPIONI <i>SAMPLES COLLECTION, SPATULAS</i>
V9099	DISPOSITIVI NON COMPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI <i>NOT OTHERWISE CLASSIFIED DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W01 **REAGENTI DIAGNOSTICI**
REAGENTS

W0101 **CHIMICA CLINICA**
CLINICAL CHEMISTRY

W010101 **ENZIMI**
ENZYMES

W01010101 **5'-NUCLEOTIDASI**
5'-NUCLEOTIDASE

W01010102 **FOSFATASI ACIDA**
ACID PHOSPHATASE

W01010103 **ALANINA AMINOTRANSFERASI**
ALANINE AMINO-TRANSFERASE

W01010104 **ALDOLASI**
ALDOLASE

W01010105 **FOSFATASI ALCALINA - TOTALE**
ALKALINE PHOSPHATASE - TOTAL

W01010106 **FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI**
ALKALINE PHOSPHATASE ISOENZYMES

W01010107 **AMILASI - TOTALE**
AMYLASE - TOTAL

W01010108 **ISOENZIMI AMILASI**
AMYLASE ISOENZYMES

W01010109 **ANGIOTENSINA ENZIMA CONVERTITORE (ACE)**
ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME

W01010110 **ASPARTATO AMINOTRANSFERASI**
ASPARTATE AMINO-TRANSFERASE

W01010111 **COLINESTERASI**
CHOLINESTERASE

W01010112 **CHIMOTRIPSINA**
CHYMOTRYPSIN

W01010113 **CREATINCHINASI - TOTALE**
CREATINE KINASE - TOTAL

W01010114 **CREATINCHINASI ISOENZIMA MB "ATTIVITA"**
CREATINE KINASE - MB ACTIVITY

W01010115 **CREATINCHINASI ISOENZIMI**
CREATINE KINASE ISOENZYMES

W01010116 **GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI**
GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01010117	GLUTAMMATO DEIDROGENASI <i>GLUTAMATE DEHYDROGENASE</i>
W01010118	IDROSSIBUTIRATO DEIDROGENASI <i>HYDROXYBUTYRATE DEHYDROGENASE</i>
W01010119	LATTATO DEIDROGENASI L (LDH - L --> P) <i>LACTATE DEHYDROGENASE L (LDH - L --> P)</i>
W01010120	LATTATO DEIDROGENASI P (LDH - P --> L) <i>LACTATE DEHYDROGENASE P (LDH - P --> L)</i>
W01010121	LATTATO DEIDROGENASI ISOENZIMI <i>LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYMES</i>
W01010122	LEUCINA AMINO PEPTIDASI <i>LEUCINE AMINOPEPTIDASE</i>
W01010123	LIPASI <i>LIPASE</i>
W01010124	LISOZIMA <i>LYSOZYME</i>
W01010125	MALATO DEIDROGENASI <i>MALATE DEHYDROGENASE</i>
W01010126	N-ACETYL-B,D-GLUCOSAMINIDASI <i>N-ACETYL-B,D-GLUCOSAMINIDASE</i>
W01010127	PEPSINA <i>PEPSIN</i>
W01010128	FOSFOESOMERASI <i>PHOSPHO HEXOSE ISOMERASE</i>
W01010129	SORBITOLO DEIDROGENASI <i>SORBITOL DEHYDROGENASE</i>
W01010130	TRIPSINA <i>TRYPSIN</i>
W01010199	ENZIMI - ALTRI <i>OTHER ENZYMES</i>
W010102	SUBSTRATI <i>SUBSTRATES</i>
W01010201	ALBUMINA <i>ALBUMIN</i>
W01010202	ACIDI BILIARI <i>BILE ACIDS</i>
W01010203	BILIRUBINA <i>BILIRUBIN</i>
W01010204	UREA/AZOTO UREICO <i>UREA/BLOOD UREA NITROGEN</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)

IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W01010205	COLESTEROLO <i>CHOLESTEROL</i>
W01010206	RAME <i>COPPER</i>
W01010207	CREATININA <i>CREATININE</i>
W01010208	D-XILOSIO <i>D-XYLOSE</i>
W01010209	ACIDO DELTA-AMINOLEVULINICO <i>DELTA-AMINOLAEVULINIC ACID</i>
W01010210	FRUTTOSAMINA <i>FRUCTOSAMINE</i>
W01010211	FRUTTOSIO <i>FRUCTOSE</i>
W01010212	GALATTOSIO <i>GALACTOSE</i>
W01010213	GLUCOSIO <i>GLUCOSE</i>
W01010214	EMOGLOBINA GLICOSILATA/GLICATA <i>GLYCOSYLATED/GLYCATED HAEMOGLOBIN</i>
W01010215	COLESTEROLO HDL (LIPOPROTEINE AD ALTA DENSITA') <i>HIGH DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL</i>
W01010216	FERRO <i>IRON</i>
W01010217	CAPACITÀ LEGANTE DEL FERRO - TOTALE <i>IRON BINDING CAPACITY - TOTAL</i>
W01010218	LATTATO <i>LACTATE</i>
W01010219	LECITINA <i>LECITHIN</i>
W01010220	LIPOPROTEINE, DETERMINAZIONE CHIMICA <i>LIPOPROTEIN, CHEMICAL DETERMINATION/DETECTION</i>
W01010221	COLESTEROLO LDL (LIPOPROTEINE A BASSA DENSITA') <i>LOW DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL</i>
W01010222	ACIDI GRASSI NON ESTERIFICATI <i>NON ESTERIFIED FATTY ACIDS</i>
W01010223	OSSALATI <i>OXALATE</i>
W01010224	FOSFOLIPIDI <i>PHOSPHOLIPIDS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01010225	PORFOBILINOGENO <i>PORPHOBILINOGEN</i>
W01010226	PIRUVATO <i>PYRUVATE</i>
W01010227	TIMOLO <i>THYMOL</i>
W01010228	LIPIDI TOTALI <i>TOTAL LIPIDS</i>
W01010229	PORFIRINA TOTALE <i>TOTAL PORPHYRINE</i>
W01010230	PROTEINE TOTALI <i>TOTAL PROTEIN</i>
W01010231	TRIGLICERIDI <i>TRIGLYCERIDES</i>
W01010232	ACIDO URICO <i>URIC ACID</i>
W01010233	ZINCO <i>ZINC</i>
W01010234	ELETTROFORESI LIPOPROTEICA <i>LIPOPROTEIN ELECTROPHORESIS</i>
W01010235	ELETTROFORESI PROTEICA <i>PROTEIN ELECTROPHORESIS</i>
W01010236	FENILCHETONURIA <i>PHENYLKETONURIA</i>
W01010299	SUBSTRATI - ALTRI <i>OTHER SUBSTRATES</i>
W010103	ELETTROLITI (ESCLUSI ELETTRODI) <i>ELECTROLYTES REAGENTS (EXCLUDING ELECTRODES)</i>
W01010301	AMMONIO <i>AMMONIA</i>
W01010302	BICARBONATO <i>BICARBONATE</i>
W01010303	CALCIO <i>CALCIUM</i>
W01010304	CLORURO <i>CHLORIDE</i>
W01010305	LITIO <i>LITHIUM</i>
W01010306	MAGNESIO <i>MAGNESIUM</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01010307	FOSFATO INORGANICO / FOSFORO <i>PHOSPHATE INORGANIC / PHOSPHORUS</i>
W01010308	POTASSIO <i>POTASSIUM</i>
W01010309	SODIO <i>SODIUM</i>
W01010399	ELETTROLITI (REAGENTI) - ALTRI <i>OTHER ELECTROLYTES</i>
W010104	PARAMETRI MULTIPLI - CHIMICA CLINICA <i>MULTIPLE PARAMETERS - CLINICAL CHEMISTRY - LABORATORY</i>
W01010401	SOLI ENZIMI MULTIPLI - REAGENTI DI CHIMICA CLINICA <i>MULTIPLE ENZYMES ONLY - CLIN. CHEM LAB R.</i>
W01010402	SOLI SUBSTRATI MULTIPLI - REAGENTI DI CHIMICA CLINICA <i>MULTIPLE SUBSTRATES ONLY - CLIN. CHEM LAB R.</i>
W01010403	SOLI ELETTROLITI MULTIPLI - REAGENTI DI CHIMICA CLINICA <i>MULTIPLE ELECTROLYTES ONLY - CLIN. CHEM LAB R.</i>
W01010404	PARAMETRI MULTIPLI (MISTI) - REAGENTI DI CHIMICA CLINICA <i>MULTIPLE PARAMETERS (MIX OF ALL) - CLIN. CHEM LAB R.</i>
W01010499	REAGENTI MULTIPLI DI CHIMICA CLINICA - ALTRI <i>OTHER MULTIPLE CLIN. CHEM LAB REAGENTS</i>
W010105	CONTROLLI/STANDARDS/CALIBRATORI CHIMICA CLINICA <i>CONTROLS/STANDARDS/CALIBRATORS CLINICAL CHEMISTRY</i>
W01010501	SIERI DI CONTROLLO MULTICOMPONENTI (CHIMICA CLINICA) <i>MULTICOMPONENT CONTROL SERA (CLINICAL CHEMISTRY)</i>
W0101050101	SIERI MULTICOMPONENTI A VALORE NOTO (CC) <i>ASSAYED MULTICOMPONENT SERA (CC)</i>
W0101050102	SIERI MULTICOMPONENTI A VALORE IGNOTO (CC) <i>UNASSAYED MULTICOMPONENT SERA (CC)</i>
W0101050199	SIERI MULTICOMPONENTI (CC) - ALTRI <i>OTHER MULTICOMPONENT SERA (CC)</i>
W01010502	SIERI DI CONTROLLO SPECIFICI (CLIMICA CLINICA) <i>SPECIFIC CONTROL SERA (CLINICAL CHEMISTRY)</i>
W0101050201	SIERI DI CONTROLLO PER ENZIMI <i>ENZYME CONTROL SERA</i>
W0101050202	SIERI DI CONTROLLO PER LIPIDI <i>LIPID CONTROL SERA</i>
W0101050203	SIERI DI CONTROLLO PER BILIRUBINA <i>BILIRUBIN CONTROL SERA</i>
W0101050204	CONTROLLI PER ELETTROLITI <i>ELECTROLYTE CONTROLS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0101050205	CONTROLLI PER TEST DIABETE <i>DIABETES CONTROLS</i>
W0101050206	SIERI DI CONTROLLO PER SUBSTRATI <i>SUBSTRATE CONTROL SERA</i>
W0101050299	SIERI DI CONTROLLO SPECIFICI (CC) - ALTRI <i>OTHER SPECIFIC CONTROL SERA (CC)</i>
W01010503	CALIBRATORI E STANDARDS (CHIMICA CLINICA) <i>CALIBRATORS AND STANDARDS (CLINICAL CHEMISTRY)</i>
W0101050301	CALIBRATORI MULTICOMPONENTI (CC) <i>CALIBRATORS MULTICOMPONENT (CC)</i>
W0101050302	CALIBRATORI MONOCOMPONENTI (CC) <i>CALIBRATORS SINGLECOMPONENT (CC)</i>
W0101050303	STANDARDS ACQUOSI (CC) <i>AQUEOUS STANDARDS (CC)</i>
W0101050399	CALIBRATORI E STANDARDS (CHIMICA CLINICA) - ALTRI <i>OTHER CALIBRATORS AND STANDARDS (CLINICAL CHEMISTRY)</i>
W01010590	CONTROLLI CHIMICA CLINICA - VARI <i>OTHER CONTROLS CLINICAL CHEMISTRY</i>
W0101059001	CONTROLLI EMOGAS <i>BLOOD GAS CONTROL</i>
W0101059002	CONTROLLI URINE <i>URINE CONTROL</i>
W0101059003	CONTROLLI FLUIDO CEREBROSPINALE (CSF) <i>CSF CONTROLS</i>
W0101059099	CONTROLLI CHIMICA CLINICA - ALTRI <i>OTHER OTHER CONTROLS CLINICAL CHEMISTRY</i>
W010106	CHIMICA CLINICA - TEST RAPIDI E "POINT OF CARE" (POC) <i>CLINICAL CHEMISTRY - RAPID TESTS</i>
W01010601	STRISCE PER ANALISI DEL SANGUE (CC) <i>BLOOD TEST STRIPS (CC)</i>
W0101060101	STRISCE PER ANALISI DEL GLUCOSIO <i>GLUCOSE TEST STRIPS</i>
W0101060102	STRISCE PER ANALISI DEL COLESTEROLO <i>CHOLESTEROL TEST STRIPS</i>
W0101060103	STRISCE PER ANALISI DEL COLESTEROLO HDL <i>HDL TEST STRIPS</i>
W0101060104	STRISCE PER ANALISI DEL LATTATO <i>LACTATE TEST STRIPS</i>
W0101060105	STRISCE PER ANALISI DEI TRIGLICERIDI <i>TRIGLYCERIDE TEST STRIPS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0101060106	STRISCE PER ANALISI DELL'UREA <i>UREA TEST STRIPS</i>
W0101060107	STRISCE PER ANALISI DELL'HBA1C <i>HBA1C TEST STRIPS</i>
W0101060108	CALIBRATORI E CONTROLLI (STRISCE ANALISI SANGUE) <i>CALIBRATORS AND CONTROLS (BLOOD TEST STRIPS)</i>
W0101060109	STRISCE PER L'ANALISI MULTIPARAMETRICA DEL SANGUE <i>MULTIPLE PARAMETER BLOOD TEST</i>
W0101060199	STRISCE PER ANALISI DEL SANGUE - ALTRE <i>OTHER BLOOD TEST STRIPS</i>
W01010602	ANALISI URINE <i>URINE TESTING (CC)</i>
W0101060201	STRISCE ANALISI SINGOLA (COMPRESSE INCLUSE) <i>URINE SINGLE TEST STRIPS (INCL. TABLETS)</i>
W0101060203	KIT ANALISI DEL SEDIMENTO URINARIO <i>URINE SEDIMENTTEST KIT</i>
W0101060204	STRISCE ANALISI MULTICOMPONENTI (MANUALE) <i>MULTI-CONSTITUENT TEST STRIPS (MANUAL)</i>
W0101060205	STRISCE ANALISI MULTICOMPONENTI (AUTOMATIZZATA) <i>MULTI-CONSTITUENT TEST STRIPS (AUTOMATED)</i>
W0101060206	CALIBRATORI E CONTROLLI (STRISCE ANALISI URINE) <i>URINE TESTING CALIBRATOR AND CONTROL</i>
W0101060299	ANALISI URINE - ALTRE <i>OTHER URINE TESTING</i>
W01010603	ANALISI DELLE FECI <i>FAECES TESTS</i>
W0101060301	SANGUE OCCULTO NELLE FECI <i>FAECAL OCCULT BLOOD</i>
W0101060302	ALBUMINA NELLE FECI (MECONIO) <i>ALBUMIN IN STOOL (MECONIUM)</i>
W0101060399	ANALISI DELLE FECI - ALTRE <i>OTHER FAECES TESTS</i>
W01010604	TEST MULTIPARAMETRICI POC <i>MULTIPLE PARAMETERS POC</i>
W0101060401	ENZIMI E/O SUBSTRATI E/O ELETTROLITI MULTIPLI <i>MULTIPLE ENZYMES &/OR SUBSTRATES &/OR ELECTROLYTES</i>
W0101060402	CALIBRATORI E CONTROLLI PER TEST MULTIPARAMETRICI POC <i>MULTIPLE PARAMETERS POC CALIBRATORS AND CONTROLS</i>
W0101060499	SOLUZIONI E TAMPONI PER TEST MULTIPARAMETRICI POC - ALTRI <i>OTHER MULTIPLE CLINICAL CHEMISTRY BUFFERS AND SOLUTIONS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01010699	TEST RAPIDI CHIMICA CLINICA - ALTRI <i>OTHER CLIN. CHEM. RAPID TESTS</i>
W010199	CHIMICA CLINICA - ALTRI <i>OTHER OTHER CLINICAL CHEMISTRY REAGENTS</i>
W0102	IMMUNOCHEMICA (IMMUNOLOGIA) <i>IMMUNOCHEMISTRY (IMMUNOLOGY)</i>
W010201	PROTEINE SPECIFICHE <i>SPECIFIC PROTEINS</i>
W01020101	IMMUNOGLOBULINE (SENZA IGE) <i>IMMUNOGLOBULINS (WITHOUT IGE)</i>
W0102010101	IMMUNOGLOBULINE A (IGA) <i>IMMUNOGLOBULIN A</i>
W0102010102	REAGENTI PER LE SOTTOCLASSI DELLE IGA <i>IMMUNOGLOBULIN A SUBCLASS REAGENTS</i>
W0102010103	IMMUNOGLOBULINE D (IGD) <i>IMMUNOGLOBULIN D</i>
W0102010104	REAGENTI PER LE SOTTOCLASSI DELLE IGD <i>IMMUNOGLOBULIN D SUBCLASS REAGENTS</i>
W0102010105	IMMUNOGLOBULINE G (IGG) <i>IMMUNOGLOBULIN G</i>
W0102010106	REAGENTI PER LE SOTTOCLASSI DELLE IGG <i>IMMUNOGLOBULIN G SUBCLASS REAGENTS</i>
W0102010107	IMMUNOGLOBULINE M (IGM) <i>IMMUNOGLOBULIN M</i>
W0102010108	REAGENTI PER LE SOTTOCLASSI DELLE IGM <i>IMMUNOGLOBULIN M SUBCLASS REAGENTS</i>
W0102010109	CATENE KAPPA E LAMBDA <i>KAPPA AND LAMBDA CHAIN</i>
W0102010110	KIT IMMUNOELETTROFORESI <i>IMMUNOELECTROPHORESIS KITS</i>
W0102010111	KIT IMMUNOFISSAZIONE <i>IMMUNOFIXATION KITS</i>
W0102010112	ANTISIERI POLIVALENTI ANTI IG UMANE <i>ANTI HUMAN IG POLYVALENT ANTISERA</i>
W0102010113	ANTICORPI UMANI ANTI-TOPO <i>HUMAN ANTI-MOUSE ANTIBODY</i>
W0102010199	IMMUNOGLOBULINE (SENZA IGE) - ALTRE <i>OTHER IMMUNOGLOBULINS</i>
W01020102	COMPONENTI DEL COMPLEMENTO <i>COMPLEMENT COMPONENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0102010201	COMPONENTI DEL COMPLEMENTO C1Q <i>COMPLEMENT COMPONENT C1Q</i>
W0102010202	COMPONENTI DEL COMPLEMENTO C1 INATTIVATORE <i>COMPLEMENT COMPONENT C1 INACTIVATOR</i>
W0102010203	COMPONENTI DEL COMPLEMENTO C3/C3C <i>COMPLEMENT COMPONENT C3/C3C</i>
W0102010204	COMPONENTI DEL COMPLEMENTO PER BB <i>COMPLEMENT COMPONENT FOR BB</i>
W0102010205	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C4 <i>COMPLEMENT COMPONENT C4</i>
W0102010206	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C5A <i>COMPLEMENT COMPONENT C5A</i>
W0102010207	COMPONENTE DEL COMPLEMENTO C5-9 <i>COMPLEMENT COMPONENT C59</i>
W0102010208	ATTIVITÀ TOTALE DEL COMPLEMENTO (CH50) <i>TOTAL COMPLEMENT ACTIVITY (CH50)</i>
W0102010299	COMPONENTI DEL COMPLEMENTO - ALTRI <i>OTHER COMPLEMENT COMPONENTS</i>
W01020103	PROTEINE DI TRASPORTO <i>TRANSPORT PROTEINS</i>
W0102010301	CERULOPLASMINA <i>CERULOPLASMIN</i>
W0102010302	APTOGLOBINA <i>HAPTOGLOBIN</i>
W0102010303	EMOPESSINA <i>HEMOPEXIN</i>
W0102010304	LATTOFERRINA <i>LACTOFERRIN</i>
W0102010305	PRE-ALBUMINA / TRANSTIRETINA <i>PRE-ALBUMIN / TRANSTHYRETIN</i>
W0102010306	PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO <i>RETINOL BINDING PROTEIN</i>
W0102010307	TRANSFERRINA <i>TRANSFERRIN</i>
W0102010308	TRANSCOBALAMINA (S) <i>TRANSCOBALAMIN (S)</i>
W0102010399	PROTEINE DI TRASPORTO - ALTRE <i>OTHER TRANSPORT PROTEINS</i>
W01020104	LIPOPROTEINE <i>LIPOPROTEINS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102010401	APOLIPOPROTEINA A I <i>APOLIPOPROTEIN A I</i>
W0102010402	APOLIPOPROTEINA A II <i>APOLIPOPROTEIN A II</i>
W0102010403	APOLIPOPROTEINA B <i>APOLIPOPROTEIN B</i>
W0102010404	APOLIPOPROTEINA E SOTTOTIPO ATEROSCLEROSI <i>APOLIPOPROTEIN E SUB-TYPING ATHEROSCLEROSIS</i>
W0102010405	LIPOPROTEINA (A) <i>LIPOPROTEIN (A)</i>
W0102010499	LIPOPROTEINE - ALTRE <i>OTHER LIPOPROTEINS</i>
W01020190	PROTEINE SPECIFICHE - VARIE <i>OTHER SPECIFIC PROTEINS</i>
W0102019001	ALFA 1-GLICOPROTEINA ACIDA (OROSOMUCOIDE) <i>A1-ACID GLYCOPROTEIN (OROSOMUCOID)</i>
W0102019002	ALFA 1-ANTITRIPSINA (INIBITORE DELLA PROTEASI) <i>A1-ANTITRYPSIN (PROTEASE INHIBITOR)</i>
W0102019003	ALFA 2-MACROGLOBULINA <i>A2-MACROGLOBULIN</i>
W0102019004	ALFA 1-MICROGLOBULINA <i>A1-MICROGLOBULIN</i>
W0102019005	FIBRONECTINA <i>FIBRONECTIN</i>
W0102019006	ALFA 1-ANTITRIPSINA - (ELASTASI) <i>TRYPSIN-A1-ANTITRYPSIN (ELASTASE)</i>
W0102019007	TRIPSINA NEONATALE <i>IMMUNO REACTIVE TRYPSIN</i>
W0102019008	CISTATINA C <i>CYSTATIN C</i>
W0102019099	PLASMAPROTEINE SPECIFICHE - ALTRE <i>OTHER OTHER PLASMA PROTEINS</i>
W010202	ALLERGIA <i>ALLERGY</i>
W01020201	IMMUNOGLOBULINE E - TOTALI <i>IMMUNOGLOBULIN E - TOTAL</i>
W01020202	IMMUNOGLOBULINE E - SPECIFICHE, MONOTEST/MONORISULTATO <i>IMMUNOGLOBULIN E - SPECIFIC, MONOTEST/MONORESULT</i>
W01020203	IMMUNOGLOBULINE E - MONOTEST/MONORISULTATO-AG MULTIPLI <i>IMMUNOGLOBULIN E - MONOTEST/MONORESULT - MULTI AG</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01020204	IMMUNOGLOBULINE E - MONOTEST/RISULTATO MULTIPLO-AG MULTIPLI <i>IMMUNOGLOBULIN E - MONOTEST/PLURIRESULT-MULTI AG</i>
W01020205	IMMUNOGLOBULINE E - SCREENING <i>IMMUNOGLOBULIN E - SCREEN</i>
W01020206	TEST DI STIMOLAZIONE CON LEUCOTRIENE <i>LEUKOTRIENE STIMULATION TEST</i>
W01020207	IGA ALLERGENE SPECIFICHE <i>ALLERGENE SPECIFIC IGA</i>
W01020208	IGG ALLERGENE SPECIFICHE <i>ALLERGENE SPECIFIC IGG</i>
W01020299	TEST ALLERGOLOGICI - ALTRI <i>OTHER ALLERGY TESTS</i>
W010203	MARCATORI TUMORALI <i>TUMOUR MARKERS</i>
W01020301	ANTIGENI TUMORALI <i>CANCER ANTIGENS</i>
W0102030101	ANTIGENE TESSUTO VESCICALE <i>BLADDER TISSUE ANTIGEN</i>
W0102030102	ANTIGENE TUMORALE CA 15-3 <i>CANCER ANTIGEN 15-3</i>
W0102030103	ANTIGENE TUMORALE CA 19-9 <i>CANCER ANTIGEN 19-9</i>
W0102030104	ANTIGENE TUMORALE CA 50 <i>CANCER ANTIGEN 50</i>
W0102030105	ANTIGENE TUMORALE CA 72-4 <i>CANCER ANTIGEN 72-4</i>
W0102030106	ANTIGENE TUMORALE CA 125 <i>CANCER ANTIGEN 125</i>
W0102030107	ANTIGENE TUMORALE CA 195 <i>CANCER ANTIGEN 195</i>
W0102030108	ANTIGENE TUMORALE CA 242 <i>CANCER ANTIGEN 242</i>
W0102030109	ANTIGENE TUMORALE CA 549 <i>CANCER ANTIGEN 549</i>
W0102030110	ANTIGENE TUMORALE CA 27.29 <i>CANCER ANTIGEN 27.29</i>
W0102030111	CYFRA 21-1 <i>CYFRA 21-1</i>
W0102030112	ANTIGENE CARCINOENBRIONALE (CEA) <i>CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0102030113 **ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO TOTALE (PSA)**
TOTAL PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN

W0102030114 **ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO LIBERO (PSA-FREE)**
FREE PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN

W0102030115 **ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO COMPLESSATO (CPSA)**
COMPLEXED PROSTATIC SPECIFIC ANTIGEN

W0102030116 **ANTIGENE CARCINOMA SQUAMOCELLULARE**
SQUAMOUS CELL CARCINOMA ANTIGEN

W0102030117 **ANTIGENE POLIPEPTIDICO TUMORALE (TPA - INCL. TPS)**
TUMOR POLYPEPTIDE ANTIGEN (TPA - INCL. TPS)

W0102030118 **ANTIGENI SERICI ASSOCIATI A TUMORI**
CANCER ASSOCIATED SERUM ANTIGEN

W0102030199 **ANTIGENI TUMORALI - ALTRI**
OTHER CANCER ANTIGENS

W01020302 **TEST DEI RECETTORI**
RECEPTOR ASSAYS

W0102030201 **TEST RECETTORI ESTROGENICI**
ESTROGEN RECEPTOR ASSAYS

W0102030202 **TEST RECETTORI PROGESTINICI**
PROGESTERONE RECEPTOR ASSAYS

W0102030299 **TEST PER RECETTORI - ALTRI**
OTHER RECEPTOR ASSAYS

W01020303 **ONCOPROTEINE**
ONCOPROTEINS

W0102030301 **HER-2/NEU**
HER-2/NE

W0102030302 **P53**
P53

W0102030399 **ONCOPROTEINE - ALTRE**
OTHER ONCOPROTEINS

W01020390 **MARCATORI TUMORALI - VARI**
OTHER TUMOUR MARKERS

W0102039001 **ALFAFETOPROTEINA**
ALPHAFETOPROTEIN

W0102039002 **BETA2-MICROGLOBULINA**
BETA2-MICROGLOBULIN

W0102039003 **CATEPSINA-D**
CATHEPSIN-D

W0102039004 **5 HIAA**
5 HIAA

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102039005	FOSFATASI ALCALINA TIPO PLACENTA UMANA <i>HUMAN PLACENTA LIKE ALKALINE PHOSPHATASE</i>
W0102039006	LAMININA <i>LAMININ</i>
W0102039007	ENOLASI NEURONE-SPECIFICA (NSE) <i>NEURON SPECIFIC ENOLASE</i>
W0102039008	TIMIDINA CHINASI <i>THYMIDINE KINASE</i>
W0102039009	PROTEINE TISSUTALI <i>TISSUE ASSOCIATED PROTEIN</i>
W0102039010	MATRICE METALLOPROTEINASI <i>MATRIX-METALLOPROTEINASES</i>
W0102039011	SEROTONINA <i>SEROTONINE</i>
W0102039012	PROTEINA S-100 B <i>PROTEIN S-100 B</i>
W0102039099	MARCATORI TUMORALI - ALTRI <i>OTHER TUMOUR MARKERS</i>
W010204	ORMONI FUNZIONALITÀ TIROIDEA <i>THYROID FUNCTION HORMONES</i>
W01020401	TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3) <i>FREE TRIIODOTHYRONINE</i>
W01020402	TIROXINA LIBERA (FT4) <i>FREE THYROXINE</i>
W01020403	ORMONE TIREOSTIMOLANTE NEONATALE <i>NEONATAL THYROID STIMULATING HORMONE</i>
W01020404	TRIIODOTIRONINA INVERSA <i>REVERSE TRIIODOTHYRONINE</i>
W01020405	TRIIODOTIRONINA (T3) <i>TRIIODOTHYRONINE</i>
W01020406	T- UPTAKE <i>T- UPTAKE</i>
W01020407	TIROXINA (T4) <i>THYROXINE</i>
W01020408	TIREOGLOBULINA (HTG) <i>THYROGLOBULIN</i>
W01020409	GLOBULINA LEGANTE GLI ORMONI TIROIDEI (TBG) <i>THYROID BINDING GLOBULIN</i>
W01020410	ORMONE TIREOSTIMOLANTE <i>THYROID STIMULATING HORMONE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01020411	TIROXINA NEONATALE <i>NEONATAL THYROXINE</i>
W01020499	ORMONI FUNZIONALITA' TIROIDEA - ALTRI <i>OTHER THYROID HORMONES</i>
W010205	FERTILITÀ / ORMONI GRAVIDANZA / PROTEINE <i>FERTILITY / PREGNANCY HORMONES / PROTEINS</i>
W01020501	ORMONI FUNZIONALI FERTILITÀ / PROTEINE <i>FERTILITY FUNCTION HORMONES / PROTEINS</i>
W0102050101	ANDROSTENEDIONE <i>ANDROSTENEDIONE</i>
W0102050102	DEIDRO-EPIANDROSTERONE SOLFATO (DHEA-S INCL. DHEA) <i>DEHYDRO-EPIANDROSTERONE SULPHATE (INCL. DHEA)</i>
W0102050103	ESTRADIOLO <i>ESTRADIOL</i>
W0102050104	ORMONE FOLLICOLO-STIMOLANTE (FSH) <i>FOLLICLE STIMULATING HORMONE</i>
W0102050105	ORMONE LUTEINIZZANTE (LH) <i>LUTEINISING HORMONE</i>
W0102050106	PROGESTERONE <i>PROGESTERONE</i>
W0102050107	17 OH PROGESTERONE <i>17 OH PROGESTERONE</i>
W0102050108	PROLATTINA <i>PROLACTIN</i>
W0102050109	GLOBULINA LEGANTE ORMONI SESSUALI <i>SEX HORMONE BINDING GLOBULIN</i>
W0102050110	TESTOSTERONE (CON TESTOSTERONE DEIDRO E LIBERO) <i>TESTOSTERONE (WITH DEHYDRO AND FREE TESTOSTERONE)</i>
W0102050111	ANDROSTERONE <i>ANDROSTERONE</i>
W0102050112	ANDROSTANEDIOLO-GLUCURONIDE <i>ANDROSTANEDIOL-GLUCURONIDE</i>
W0102050113	GLOBULINA LEGANTE CORTICOIDE <i>CORTICOID-BINDING GLOBULIN</i>
W0102050114	11-DESOSSICORTISOLO <i>11-DESOXYCORTISOL</i>
W0102050115	CORTICOSTERONE (R/M) <i>CORTICOSTERON (R/M)</i>
W0102050199	ORMONI FUNZIONALI FERTILITÀ / PROTEINE - ALTRI <i>OTHER FERTILITY FUNCTION HORMONES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01020502	ORMONI TEST GRAVIDANZA / PROTEINE <i>PREGNANCY TESTING HORMONES / PROTEINS</i>
W0102050201	GLICOPROTEINA ALFA-2 ASSOCIATA ALLA GRAVIDANZA <i>ALPHA2-PREGNANCY ASSOCIATED GLYCOPROTEIN</i>
W0102050202	ESTRIOLO (E3) <i>ESTRIOL</i>
W0102050203	ESTRIOLO NON CONIUGATO (LIBERO) <i>UNCONJUGATED (FREE) ESTRIOL</i>
W0102050204	ESTRONE <i>ESTRONE</i>
W0102050205	GONADOTROPINA CORIONICA UMANA TOTALE <i>HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN TOTAL</i>
W0102050206	β GONADOTROPINA CORIONICA UMANA (INCL. SUBUNITÀ) <i>B- HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (INCL. SUBUNIT)</i>
W0102050207	LATTOGENO PLACENTARE UMANO <i>HUMAN PLACENTAL LACTOGEN</i>
W0102050208	GLICOPROTEINA SPECIFICA B1 DELLA GRAVIDANZA <i>PREGNANCY SPECIFIC B1 -GLYCOPROTEIN</i>
W0102050209	GLICOPROTEINA A SUBUNITÀ <i>GLYCOPROTEIN A SUBUNIT</i>
W0102050210	PLASMA PROTEINE LEGATE ALLA GRAVIDANZA - A (DOWNS) <i>PREGNANCY ASSOCIATED PLASMA PROTEIN - A (DOWNS)</i>
W0102050299	ORMONI PER L'ACCERTAMENTO DELLA GRAVIDANZA - ALTRI <i>OTHER PREGNANCY TESTING HORMONES</i>
W010206	ORMONI INDIVIDUALI E SPECIFICI <i>INDIVIDUAL AND SPECIFIED HORMONES / PROTEINS</i>
W01020601	ACCERTAMENTO DEL DIABETE (ORMONI) <i>DIABETES ASSAYS (HORMONES)</i>
W0102060101	C-PEPTIDE <i>C-PEPTIDE</i>
W0102060102	GLUCAGONE <i>GLUCAGON</i>
W0102060103	INSULINA <i>INSULIN</i>
W0102060104	ANTICORPI DELL' INSULINA <i>INSULIN ANTIBODY</i>
W0102060105	ANTICORPI GAD II ED ALTRI ICA <i>GAD II ANTIBODIES AND OTHER ICA</i>
W0102060106	ANTICORPI IA2 FOSFATASI TIROSINICA <i>THYROSIN PHOSPHATASE IA2 ANTIBODIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0102060107	PROINSULINA <i>PROINSULIN</i>
W0102060108	ANTICORPI CELLULE DELLE ISOLE DEL LANGERHANS <i>ISLET CELL AB</i>
W0102060199	ACCERTAMENTO DEL DIABETE (ORMONI) - ALTRI <i>OTHER DIABETES TESTS</i>
W01020602	TEST DEL METABOLISMO RENALE <i>RENAL METABOLISM ASSAYS</i>
W0102060201	ALDOSTERONE <i>ALDOSTERONE</i>
W0102060202	ANGIOTENSINA I / II <i>ANGIOTENSIN I / II</i>
W0102060203	CORTISOLO <i>CORTISOL</i>
W0102060204	RENINA (ATTIVITÀ RENINA PLASMATICA) <i>RENINE (PLASMA RENINE ACTIVITY)</i>
W0102060299	TEST DEL METABOLISMO RENALE - ALTRI <i>OTHER RENAL METABOLISM TESTS</i>
W01020603	TEST METABOLISMO OSSEO E MINERALE <i>BONE AND MINERAL METABOLISM ASSAYS</i>
W0102060301	CALCITONINA <i>CALCITONIN</i>
W0102060302	PROPEPTIDE DEL COLLAGENE DI TIPO I C-TERMINALE <i>COLLAGEN TYPE I C-TERMINAL PROPEPTIDE</i>
W0102060303	PROPEPTIDE DEL COLLAGENE DI TIPO III C-TERMINALE <i>COLLAGEN TYPE III C-TERMINAL PROPEPTIDE</i>
W0102060304	TELOPEPTIDI C-TERMINALI CON CROSS-LINKS <i>CROSS-LINKED C-TELOPEPTIDES</i>
W0102060305	TELOPEPTIDI N-TERMINALI CON CROSS-LINKS <i>CROSS-LINKED N-TELOPEPTIDES</i>
W0102060306	ADENOSINA MONOFOSFATO CICLICA <i>CYCLIC ADENOSIN MONOPHOSPHATE</i>
W0102060307	DESOSSIPIRIDINOLINA <i>DEOXYPYRIDINOLINE</i>
W0102060308	1.25 DEIDROSSIVITAMINA D3 <i>1.25-DIHYDROXYVITAMIN D</i>
W0102060309	25-IDROSSIVITAMINA D3 <i>25-HYDROXYVITAMIN D</i>
W0102060310	IDROSSIPROLINA <i>HYDROXYPROLINE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102060311	OSTEOCALCINA <i>OSTEOCALCINE</i>
W0102060312	PARATORMONE INTATTO (PTH) <i>PARATHYROID HORMONE INTACT</i>
W0102060313	PARATORMONE (C-/N-TERMINALE, REGIONE M) <i>PARATHYROID HORMONE (C-/N-TERMINAL, M-REGIONAL)</i>
W0102060314	PEPTIDE CORRELATO AL PARATORMONE <i>PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE</i>
W0102060315	PIRIDINOLINA <i>PYRIDINOLINE</i>
W0102060316	FOSFATASI ACIDA TARTRATO RESISTENTE <i>TARTRATE-RESISTANT ACID PHOSPHATASE 5B</i>
W0102060317	PROPEPTIDE DEL PROCOLLAGENE DI TIPO I N-TERMINALE <i>PROCOLLAGEN TYPE I N TERMINAL PROPEPTIDE</i>
W0102060399	TEST DEL METABILISMO OSSEO - ALTRI <i>OTHER BONE METABOLISM TESTS</i>
W01020604	PEPTIDI ED ORMONI ENDOCRINI <i>ENDOCRINE HORMONES AND PEPTIDES</i>
W0102060401	ORMONE ADRENOCORTICOTROPICO (ACTH) <i>ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE</i>
W0102060402	ORMONE UMANO DELLA CRESCITA <i>HUMAN GROWTH HORMONE</i>
W0102060403	FATTORE I DI CRESCITA SIMIL-INSULINA (SOMATOMEDINA C) <i>INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I (SOMATOMEDIN C)</i>
W0102060404	FATTORE II DI CRESCITA SIMIL-INSULINA <i>INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR II</i>
W0102060405	PROTEINA LEGANTE IL FATTORE DI CRESCITA INSULINO SIMILE I <i>INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 1</i>
W0102060406	PROTEINA 3 LEGANTE IL FATTORE DI CRESCITA INSULINO SIMILE <i>INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEIN 3</i>
W0102060407	PEPTIDE VASOINTESTINALE <i>VASOINTESTINAL PEPTIDE</i>
W0102060408	VASOPRESSINA <i>VASOPRESSIN</i>
W0102060499	ORMONI ENDOCRINI (FATTORI DI CRESCITA) - ALTRI <i>OTHER ENDOCRINE HORMONES (GROWTH FACTORS)</i>
W01020605	TEST FUNZIONALITÀ NEUROENDOCRINA <i>NEUROENDOCRINE FUNCTION ASSAYS</i>
W0102060501	BOMBESINA <i>BOMBESIN</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102060502	ß-ENDORFINA <i>B-ENDORPHIN</i>
W0102060503	17-IDROSSI-CHETOSTERONE <i>17-HYDROXY-KETOSTERONE</i>
W0102060504	STEROIDI 17-CHETOGENICI <i>17-KETOGENIC STEROIDS</i>
W0102060505	17-CHETOSTEROIDI <i>17-KETOSTEROIDS</i>
W0102060506	ORMONI STIMOLANTI A-MELANOCITI <i>A-MELANOCYTE STIMULATING HORMONES</i>
W0102060507	NEUROTENSINA <i>NEUROTENSIN</i>
W0102060508	SOMATOSTATINA <i>SOMATOSTATIN</i>
W0102060509	SOSTANZA P <i>SUBSTANCE P</i>
W0102060599	TEST FUNZIONE NEUROENDOCRINA - ALTRI <i>OTHER NEOENDOCRINE FUNCTION ASSAYS</i>
W01020606	ORMONI MULTIPLI - INDIVIDUALI E SPECIFICI <i>MULTIPLE HORMONES - INDIVIDUAL AND SPECIFIC</i>
W0102060601	ADRENALINA / NORADRENALINA / DOPAMINA <i>ADRENALIN / NORADRENALINE / DOPAMINE</i>
W0102060699	ORMONI AD INDIVIDUALITÀ MULTIPLA - ALTRI <i>MULTIPLE INDIVIDUAL HORMONES - OTHERS</i>
W01020690	ORMONI INDIVIDUALI E SPECIFICI - VARI <i>OTHER INDIVIDUAL AND SPECIFIED HORMONES</i>
W0102069001	GASTRINA <i>GASTRIN</i>
W0102069002	ORMONE SECERNENTE GONADOTROPINA <i>GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE</i>
W0102069003	MELATONINA <i>MELATONINE</i>
W0102069004	NEOPTERINA <i>NEOPTERINE</i>
W0102069005	OSSITOCINA <i>OXYTOCIN</i>
W0102069006	PEPSINOGENO <i>PEPSINOGEN</i>
W0102069007	PROSTAGLANDINA <i>PROSTAGLANDIN</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102069008	SEROTONINA-UPTAKE (PIASTRINE) <i>SEROTONIN-UPTAKE (PLATELETS)</i>
W0102069009	ELASTASI (POLIPEPTIDE PANCREATICO) <i>ELASTASE (PANCREATIC POLYPEPTIDE)</i>
W0102069010	ADRENALINA <i>ADRENALIN</i>
W0102069011	NORADRENALINA <i>NORADRENALIN</i>
W0102069012	DOPAMINA <i>DOPAMINE</i>
W0102069013	PROCALCITONINA <i>PROCALCITONIN</i>
W0102069014	LEPTINA <i>LEPTIN</i>
W0102069015	MOTILINA <i>MOTILIN</i>
W0102069016	MONOFOSFATO CICLICO DI GUANOSINA <i>CYCLIC GUANOSINE MONOPHOSPHATE</i>
W0102069099	ORMONI INDIVIDUALI E SPECIFICI - ALTRI <i>OTHER INDIVIDUAL AND SPECIFIED HORMONES</i>
W010207	TEST DELLE VITAMINE CORRELATE ALL'ANEMIA <i>ANEMIA RELATED / VITAMIN TESTS</i>
W01020701	ANEMIA <i>ANEMIA</i>
W0102070101	ERITROPOIETINA <i>ERYTHROPOIETIN</i>
W0102070102	FERRITINA <i>FERRITIN</i>
W0102070103	FOLATO <i>FOLATE</i>
W0102070104	RECETTORE DELLA TRANSFERRINA SOLUBILE <i>SOLUBLE TRANSFERRIN RECEPTOR</i>
W0102070105	CONTENUTO EMOGLOBINICO RETICOLOCITARIO <i>RETICULOCYTE HAEMOGLOBIN CONTENT</i>
W0102070199	ANEMIA - ALTRI <i>OTHER ANEMIA</i>
W01020702	VITAMINE <i>VITAMINES</i>
W0102070201	VITAMINA B1 <i>VITAMIN B1</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102070202	VITAMINA B2 <i>VITAMIN B2</i>
W0102070203	VITAMINA B6 <i>VITAMIN B6</i>
W0102070204	VITAMINA B12 <i>VITAMIN B12</i>
W0102070205	FATTORE INTRINSECO (ANTICORPO BLOCCANTE) <i>INTRINSIC FACTOR (BLOCKING ANTIBODY)</i>
W0102070206	VITAMINA D (COLECALCIFEROLO) <i>VITAMIN D (CHOLECALCIFEROL)</i>
W0102070299	TEST VITAMINE - ALTRI <i>OTHER VITAMIN TESTS</i>
W01020703	TEST MULTIPLI DELLE VITAMINE CORRELATE ALL'ANEMIA <i>MULTIPLE - ANEMIA RELATED / VITAMIN TESTS</i>
W0102070301	VITAMINA B 12 / FOLATO <i>VITAMIN B 12 / FOLATE</i>
W0102070399	TEST DELLE VITAMINE CORRELATE ALL'ANEMIA - ALTRI <i>OTHER MULTIPLE ANEMIA / VITAMIN TESTS</i>
W010208	MONITORAGGIO FARMACI <i>THERAPEUTIC DRUG MONITORING</i>
W01020801	MONITORAGGIO FARMACI CARDIOVASCOLARI <i>CARDIOVASCULAR TDM</i>
W0102080101	DIGOSSINA <i>DIGOXIN</i>
W0102080102	DIGITOSSINA <i>DIGITOXIN</i>
W0102080103	DISOPIRAMIDE <i>DISOPYRAMIDE</i>
W0102080104	FLECAINIDE <i>FLECAINIDE</i>
W0102080105	LIDOCAINA <i>LIDOCAINE</i>
W0102080106	N-ACETILPROCAINAMIDE <i>N-ACETYLPROCAINAMIDE</i>
W0102080107	PROCAINAMIDE <i>PROCAINAMIDE</i>
W0102080108	PROPRANOLOLO <i>PROPRANOLOL</i>
W0102080109	CHINIDINA <i>QUINIDINE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102080199	MONITORAGGIO FARMACI CARDIOVASCOLARI - ALTRI <i>OTHER CARDIOVASCULAR TDM</i>
W01020802	MONITORAGGIO FARMACI SISTEMA NERVOSO CENTRALE <i>CENTRAL NERVOUS SYSTEMS TDM</i>
W0102080201	CARBAMAZEPINA <i>CARBAMAZEPINE</i>
W0102080202	ETOSUCCIMIDE <i>ETHOSUXIMIDE</i>
W0102080203	CARBAMAZEPINA LIBERA <i>FREE CARBAMAZEPINE</i>
W0102080204	FENITOINA LIBERA <i>FREE PHENYTOIN</i>
W0102080205	PRIMIDONE LIBERO <i>FREE PRIMODINE</i>
W0102080206	ACIDO VALPROICO LIBERO <i>FREE VALPROIC ACID</i>
W0102080207	FENOBARBITALE <i>PHENOBARBITAL</i>
W0102080208	FENITOINA <i>PHENYTOIN</i>
W0102080209	PRIMIDONE <i>PRIMIDONE</i>
W0102080210	ACIDO VALPROICO <i>VALPROIC ACID</i>
W0102080299	MONITORAGGIO FARMACI SISTEMA NERVOSO CENTRALE - ALTRI <i>OTHER CENTRAL NERVOUS SYSTEM TDM</i>
W01020803	MONITORAGGIO FARMACI ANTIBIOTICI / ANTIVIRALI <i>ANTIBIOTIC TDM / ANTIVIRUS TDM</i>
W0102080301	AMICACINA <i>AMIKACIN</i>
W0102080303	CLORAMFENICOLO <i>CHLORAMPHENICOL</i>
W0102080305	DIBECACINA <i>DIBEKACIN</i>
W0102080307	GENTAMICINA <i>GENTAMICIN</i>
W0102080309	CANAMICINA <i>KANAMYCIN</i>
W0102080311	NETILMICINA <i>NETILMYCIN</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102080313	SISOMICINA <i>SISOMYCIN</i>
W0102080315	STREPTOMICINA <i>STREPTOMYCIN</i>
W0102080317	TOBRAMICINA <i>TOBRAMYCIN</i>
W0102080319	VANCOMICINA <i>VANCOMYCIN</i>
W0102080321	TEICOPLANINA <i>TEICOPLANINE</i>
W0102080399	MONITORAGGIO FARMACI ANTIBIOTICI - ALTRI <i>OTHER ANTIBIOTICS TDM</i>
W01020804	MONITORAGGIO FARMACI ANTI-ASMATICI <i>ANTI-ASTHMA TDM</i>
W0102080401	CAFFEINA <i>CAFFEINE</i>
W0102080402	TEOFILLINA <i>THEOPHYLLINE</i>
W0102080499	MONITORAGGIO FARMACI ANTI-ASMATICI - ALTRI <i>OTHER ANTI-ASTHMA TDM</i>
W01020805	MONITORAGGIO FARMACI ANTINEOPLASTICI <i>ANTI-NEOPLASTIC TDM</i>
W0102080501	METOTRESSATO <i>METHOTREXATE</i>
W0102080599	MONITORAGGIO FARMACI ANTINEOPLASTICI - ALTRI <i>OTHER ANTI-NEOPLASTIC TDM</i>
W01020806	MONITORAGGIO FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI <i>IMMUNOSUPPRESSANT TDM</i>
W0102080601	CICLOSPORINA TOTALE <i>CYCLOSPORINE TOTAL</i>
W0102080602	CICLOSPORINA SPECIFICA <i>CYCLOSPORINE SPECIFIC</i>
W0102080603	TACROLIMUS <i>TACROLIMUS</i>
W0102080604	RAPAMICINA (SIROLIMUS) <i>RAPAMYCIN (SIROLIMUS)</i>
W0102080605	MICOFENOLATO <i>MYCOPHENOLATE</i>
W0102080699	MONITORAGGIO FARMACI IMMUNOSOPPRESSORI - ALTRI <i>OTHER IMMUNOSUPPRESSANT TDM</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W010209	STUPEFACENTI / TOSSICOLOGIA <i>DRUGS OF ABUSE / TOXICOLOGY</i>
W01020901	DROGHE D'ABUSO <i>DRUGS OF ABUSE</i>
W0102090101	GRUPPO DELLE ANFETAMINE <i>AMPHETAMINES GROUP</i>
W0102090102	TEST RAPIDO ANFETAMINA/METANFETAMINA SPECIFICA (+ECSTASY) <i>AMPHETAMINE/METHAMPHETAMINE SPECIFIC (+ECSTASY)</i>
W0102090103	BARBITURICI <i>BARBITURATES</i>
W0102090104	BENZODIAZEPINE <i>BENZODIAZEPINES</i>
W0102090105	CANNABINOIDI <i>CANNABINOIDS</i>
W0102090106	COCAINA + METABOLITI DELLA COCAINA <i>COCAINE + COCAINE METABOLITES</i>
W0102090107	CODEINA <i>CODEINE</i>
W0102090108	COTININA <i>COTININE</i>
W0102090109	DIETILAMIDE DELL'ACIDO LISERGICO (LSD) <i>LYSERGIC ACID DIETHYLAMIDE</i>
W0102090110	METADONE <i>METHADONE</i>
W0102090111	METAQUALONE <i>METHAQUALONE</i>
W0102090112	MORFINA <i>MORPHINES</i>
W0102090113	OPPIACEI <i>OPIATES</i>
W0102090114	FENCICLIDINA <i>PHENCYCLIDINE</i>
W0102090115	PROPOSSIFENE <i>PROPOXYPHENE</i>
W0102090116	6-ACETILMORFINA <i>6-ACETHYLMORPHIUM</i>
W0102090199	DROGHE D'ABUSO - ALTRE <i>OTHER DRUGS OF ABUSE</i>
W01020902	TOSSICOLOGIA <i>TOXICOLOGY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102090201	ACETAMINOFENE (PARACETAMOLO) <i>ACETAMINOPHENE (PARACETAMOL)</i>
W0102090202	5-AMINOLEVULINICO DEIDRATASI <i>5-AMINOLEVULINATE DEHYDRATASE</i>
W0102090203	AMITRIPTILINA <i>AMITRIPTYLINE</i>
W0102090204	CATECOLAMINE <i>CATECHOLAMINES</i>
W0102090205	DESIPRAMINA <i>DESIPRAMINE</i>
W0102090206	DOXEPINA PIÙ METABOLITI <i>DOXEPIN PLUS METABOLITES</i>
W0102090207	ETANOLO (ALCOOL) <i>ETHANOL (ALCOHOL)</i>
W0102090208	ACIDO IPPURICO <i>HIPPURIC ACID</i>
W0102090209	IMIPRAMINA <i>IMIPRAMINE</i>
W0102090210	NORTRIPTILINA <i>NORTRIPTYLINE</i>
W0102090211	FENOLI <i>PHENOLS</i>
W0102090212	PROTOPORFINA IX <i>PROTOPORPHYRIN IX</i>
W0102090213	SALICILATI <i>SALICYLATE</i>
W0102090214	ACIDO TRICLOROACETICO <i>TRICHLOROACETIC ACID</i>
W0102090215	ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI (TOTALI) <i>TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS (TOTAL)</i>
W0102090216	URO/COPROPORFIRINE <i>URO/COPROPORPHYRINS</i>
W0102090217	ACIDO VANILLILMANDELICO <i>VANILLYLMANDELIC ACID</i>
W0102090218	ACIDO OMOVANILLICO <i>HOMOVANILLIC ACID</i>
W0102090219	ADULTERAZIONE TOSSICOLOGICA <i>TOX ADULTERATION</i>
W0102090299	TEST TOSSICOLOGIA - ALTRI <i>OTHER TOXICOLOGY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W010210 **MARCATORI MALATTIE AUTOIMMUNI**
AUTO-IMMUNE DISEASES

W01021001 **MALATTIE AUTOIMMUNI DEL TESSUTO CONNETTIVO**
AUTOIMMUNE CONNECTIVE TISSUE DISEASES

W0102100101 **SCREENING ANA**
ANA SCREENING

W0102100102 **SCREENING ENA**
ENA SCREENING

W0102100103 **ANTICORPI ANTI CITOPLASMA**
ANTI CYTOPLASMIC - ANTIBODIES

W0102100104 **ANTICORPI CENP**
CENP - ANTIBODIES

W0102100105 **ANTICORPI DS DNA**
DS DNA - ANTIBODIES

W0102100106 **ANTICORPI SS DNA**
SS DNA - ANTIBODIES

W0102100107 **ISTONI (H1,H2A,H3,H4,...HN)**
HISTONES (H1,H2A,H3,H4,...HN)

W0102100108 **JO-1**
JO-1

W0102100109 **ANTICORPI PM-SCL**
PM-SCL - ANTIBODIES

W0102100110 **SCL-70**
SCL-70

W0102100111 **SM**
SM

W0102100112 **SS-A**
SS-A

W0102100113 **SS-B**
SS-B

W0102100114 **ANTICORPI U1-SNRNP**
U1-SNRNP - ANTIBODIES

W0102100115 **ANTICORPI ANTI-CENTROMERO**
ANTI-CENTROMERE ANTIBODIES

W0102100116 **LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO**
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

W0102100199 **TEST ANA / ENA - ALTRI**
OTHER ANA / ENA

W01021002 **MALATTIE NEURO AUTOIMMUNI**
NEURO-AUTO-IMMUNE DISEASE

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102100201	ANTICORPI TOTALI ANTIGANGLIOSIDI <i>ANTI-GANGLIOSIDE-ANTIBODIES TOTAL</i>
W0102100202	ANTI-GM1 <i>ANTI-GM1</i>
W0102100203	ASIALO-GM1 <i>ASIALO-GM1</i>
W0102100204	ANTI-GD1B <i>ANTI-GD1B</i>
W0102100205	GAL(β1-3) <i>GAL(β1-3)</i>
W0102100206	GALNAC <i>GALNAC</i>
W0102100207	ANTI-MAG (GLICOPROTEINA MIELINOASSOCIATA) <i>ANTI-MAG (MYELIN ASSOCIATED GLYCOPROTEIN)</i>
W0102100208	ANTI-CAR (RETINOPATIA ASSOCIATA AL CANCRO) <i>ANTI-CAR (CANCER ASSOCIATED RETINOPATHY)</i>
W0102100209	ANTICORPO ANTI-HU <i>ANTI-HU ANTIBODY</i>
W0102100210	ANTICORPO ANTI-YO <i>ANTI-YO ANTIBODY</i>
W0102100211	ANTICORPO ANTI-RI <i>ANTI-RI ANTIBODY</i>
W0102100212	ANTI-GQ1B <i>ANTI-GQ1B</i>
W0102100299	TEST DI NEURO-AUTO-IMMUNOLOGIA - ALTRI <i>OTHER NEURO-AUTO-IMMUNE DISEASE</i>
W01021003	TIREOPATIE AUTOIMMUNI <i>THYROID-AUTO-IMMUNE DISEASE</i>
W0102100301	ANTICORPI ANTI-TIREOPERROSSIDASI (INCL. MICROSOMIALI) <i>THYROID PEROXIDASE (INCL. MICROSOMAL) ANTIBODIES</i>
W0102100302	ANTICORPI ANTI-RECETTORE DEL TSH <i>TSH RECEPTOR ANTIBODIES</i>
W0102100303	ANTICORPI ANTI-TIREOGLOBULINA <i>THYROGLOBULIN AUTOANTIBODY</i>
W0102100399	TEST TIREOPATIE AUTOIMMUNI - ALTRI <i>OTHER THYROID-AUTO-IMMUNE DISEASE</i>
W01021090	MALATTIE AUTO-IMMUNI - VARI <i>OTHER AUTO-IMMUNE DISEASE</i>
W0102109001	ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA <i>ANTI-CARDIOLIPIN ANTIBODIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0102109002	ANTICORPI ANTIMITOCONDRIO <i>ANTI-MITOCHONDRIAL ANTIBODIES</i>
W0102109003	ANTICORPI ANTIFOSFATIDILSERINA <i>ANTI-PHOSPHATIDYLSERIN ANTIBODIES</i>
W0102109004	ANTICORPI ANTI-β2-GLICOPROTEINA <i>ANTI-β2-GLYCOPROTEIN I ANTIBODIES</i>
W0102109005	ATTIVAZIONE DEL COMPLEMENTO <i>COMPLEMENT ACTIVATION</i>
W0102109006	ANTICORPI ANTI-GLIADINA <i>GLIADIN ANTIBODIES</i>
W0102109007	ANTICORPI SINDROME DI GOODPASTURE <i>GOODPASTURE ANTIBODIES</i>
W0102109008	ANTICORPI LKM1 E RELATIVE PROTEINE <i>LKM1 AND RELATED PROTEINS ANTIBODIES</i>
W0102109009	MPO ANCA <i>MPO ANCA</i>
W0102109010	PR3 ANCA <i>PR3 ANCA</i>
W0102109011	ANTICORPI ANTI-CELLULE PARIETALI <i>PARIETAL CELL ANTIBODIES</i>
W0102109012	ANTICORPI SP 100 <i>SP 100 ANTIBODIES</i>
W0102109013	ANTICORPI ANTI SPERMA <i>SPERM ANTIBODIES</i>
W0102109014	ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULI <i>ANTIBODIES TO GLOMERULAR BASAL MEMBRANE</i>
W0102109015	ANTICORPI CONTRO AUTOANTIGENI ENDOMISIALI <i>ANTIBODIES TO ENDOMYSIAL AUTOANTIGENES</i>
W0102109016	ANTICORPI CONTRO ANTIGENI SOLUBILI DEL FEGATO <i>ANTIBODIES TO SOLUBLE LIVERANTIGENES</i>
W0102109017	ANTICORPI ANTI-NUCLEOSOMI <i>NUCLEOSOME ANTIBODIES</i>
W0102109018	ANTICORPI ANTI SACCHAROMYCES CEREVISIAE <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE ANTIBODIES</i>
W0102109019	ANTICORPI CONTRO FOSFOPROTEINE RIBOSOMIALI <i>RIBOSOMAL PHOSPHOPROTEIN ANTIBODIES</i>
W0102109020	ANTICORPI CONTRO LA TRANSGLUTAMINASI TISSUTALE <i>TISSUE TRANSGLUTAMINASE ANTIBODIES</i>
W0102109021	TEST COMBINATO ANTICORPI TRANSGLUTAMINASE/GLIADINA <i>TISSUE TRANSGLUTAMINASE/ GLIADIN ANTIBODIES COMBITEST</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102109022	ANTICORPI ANTI RECETTORI ACETILCOLINA <i>ACETYLCHOLIN RECEPTOR ANTIBODIES</i>
W0102109023	ANTICORPI ANTI LDL <i>LDL ANTIBODIES</i>
W0102109099	TEST MALATTIE AUTOIMMUNI - ALTRI <i>OTHER OTHER AUTO-IMMUNE DISEASE TESTS</i>
W010211	MARCATORI REUMOPATIE - MALATTIE INFIAMMATORIE <i>RHEUMATOID - INFLAMMATORY DISEASES MARKERS</i>
W01021101	ANTI-STREPTOCOCCO D NASE B <i>ANTI-STREPTOCOCCAL DEOXYRIBONUCLEASE B (ANTI-DNAASE B)</i>
W01021102	ANTI- STREPTOCOCCO IALUNORIDASI <i>ANTI-STREPTOCOCCAL HYALURONIDASE</i>
W01021103	ANTI-STREPTOCHINASI (ASK) <i>ANTI-STREPTOKINASE</i>
W01021104	ANTI-STREPTOLISINA (QUANTITATIVA) <i>ANTI-STREPTOLYSIN O (QUANTITATIVE)</i>
W01021105	ANTI-STREPTOLISINA/ANTI-STREPTOLISINA O (QUALITATIVA) <i>ANTI-STREPTOLYSIN O REACTION TIME / TITRE (QUALITATIVE)</i>
W01021106	ANTI-STAFILOLISINA (QUANTITATIVA) <i>ANTI-STAPHYLOLYSIN (QUANTITATIVE)</i>
W01021107	ANTI-STAFILOLISINA (QUALITATIVA) <i>ANTI-STAPHYLOLYSIN REACTION TIME / TITRE (QUALITATIVE)</i>
W01021108	COMPLESSI IMMUNOCIRCOLANTI <i>CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES</i>
W01021109	PROTEINA C REATTIVA <i>C-REACTIVE PROTEIN</i>
W01021110	FATTORI REUMATOIDI <i>RHEUMATOID FACTORS</i>
W01021111	SCREENING STREPTOCOCCO A <i>ANTI-STREPTOCOCCAL SCREENING</i>
W01021112	ANTI-PEPTIDE CITRULLINATO CICLICO (ANTI - CCP) <i>ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE (ANTI-CCP)</i>
W01021199	MARCATORI REUMOPATIE - MALATTIE INFIAMMATORIE - ALTRI <i>OTHER RHEUMATOID / INFLAMMATORY DISEASE MARKERS</i>
W010212	TEST FUNZIONALITÀ ORGANO SPECIFICI <i>SPECIFIC ORGAN FUNCTION ASSAYS</i>
W01021201	FUNZIONALITÀ EPATICA (IMMUNOCHEMICA) <i>LIVER FUNCTION (IMMUNOCHEMISTRY)</i>
W0102120101	MEGX <i>MEGX</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102120102	TRANSFERRINA DEFICIENZA DA CARBOIDRATI <i>CARBO HYDRATE DEFICIENT TRANSFERRIN</i>
W0102120199	TEST FUNZIONALITÀ EPATICA - ALTRI <i>OTHER LIVER FUNCTION</i>
W01021299	TEST FUNZIONALITÀ ORGANO SPECIFICI - ALTRI <i>OTHER ORGAN FUNCTION ASSAYS</i>
W010213	MARCATORI CARDIACI <i>CARDIAC MARKERS</i>
W01021301	PEPTIDE NATRIURETICO ATRIALE DI TIPO B (INCL. PRO-ANP/BNP) <i>BNP / PROBNP (INCLUDING OTHER NATRIURIC PEPTIDES)</i>
W01021302	PROTEINA LEGANTE ACIDI GRASSI <i>FATTY ACID BINDING PROTEIN</i>
W01021303	GLICOGENO FOSFORILASI BB <i>GLYCOGEN PHOSPHORYLASE BB</i>
W01021304	MIOGLOBINA <i>MYOGLOBIN</i>
W01021305	CATENA LEGGERE MIOSINA <i>MYOSIN LIGHT CHAIN</i>
W01021306	TROPONINA (T + I) <i>TROPONIN I/T</i>
W01021307	OMOCISTEINA <i>HOMOCYSTEINE</i>
W01021308	PROTEINA C REATTIVA ALTAMENTE SENSIBILE (hc - PRC) <i>HIGH-SENSITIVITY C.REACTIVE PROTEIN (HC-PRC)</i>
W01021309	ALBUMINA MODIFICATA DALL'ISCHEMIA <i>ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN</i>
W01021310	MIELOPEROSSIDASI (MPO) <i>MYELOPEROXIDASE</i>
W01021399	PROTEINE CARDIACHE - ALTRE <i>OTHER CARDIAC MARKERS</i>
W010214	PARAMETRI MULTIPLI - IMMUNOCIMICA <i>MULTIPLE PARAMETERS - IMMUNOCHEMISTRY</i>
W01021499	REAGENTI MULTIPLI IMMUNOCIMICA - ALTRI <i>OTHER MULTIPLE IMMUNOCHEMISTRY REAGENTS</i>
W010215	CONTROLLI/STANDARDS/CALIBRATORI IMMUNOCIMICA <i>CONTROLS/STANDARDS/CALIBRATORS IMMUNOCHEMISTRY</i>
W01021501	TDM- STANDARDS/CALIBRATORI PER FARMACI <i>TDM/DRUG STANDARDS / CALIBRATORS</i>
W01021502	TDM- CONTROLLI PER FARMACI <i>TDM/DRUG CONTROLS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01021503	STANDARDS/CALIBRATORI PER ORMONI <i>HORMONE STANDARDS / CALIBRATORS</i>
W01021504	CONTROLLI PER ORMONI <i>HORMONE CONTROLS</i>
W01021505	STANDARDS/CALIBRATORI PER PROTEINE SPECIFICHE <i>SPECIFIC PROTEIN STANDARDS / CALIBRATORS</i>
W01021506	CONTROLLI PER PROTEINE SPECIFICHE <i>SPECIFIC PROTEIN CONTROLS</i>
W01021507	STANDARDS/CALIBRATORI PER MARCATORI CARDIACI <i>CARDIAC MARKER STANDARDS / CALIBRATORS</i>
W01021508	CONTROLLI PER MARCATORI CARDIACI <i>CARDIAC MARKER CONTROLS</i>
W01021509	STANDARDS/CALIBRATORI PER MARCATORI TUMORALI <i>TUMOUR MARKER STANDARDS / CALIBRATORS</i>
W01021510	CONTROLLI PER MARCATORI TUMORALI <i>TUMOUR MARKER CONTROLS</i>
W01021511	STANDARDS/CALIBRATORI PER VITAMINE ANEMIA-CORRELATE <i>ANAEMIA RELATED/VITAMIN STANDARDS / CALIBRATORS</i>
W01021512	CONTROLLI PER VITAMINE ANEMIA-CORRELATE <i>ANAEMIA RELATED/VITAMIN CONTROLS</i>
W01021513	STANDARDS/CALIBRATORI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ <i>RHEUMATOID/AUTOIMMUNE STANDARDS / CALIBRATORS</i>
W01021514	CONTROLLI PER REUMATOLOGIA E AUTOIMMUNITÀ <i>RHEUMATOID/AUTOIMMUNE CONTROLS</i>
W01021515	CALIBRATORI PER ORMONI SINGOLI E SPECIFICI <i>INDIVIDUAL AND SPECIFIED HORMONES CALIBRATORS</i>
W01021516	CONTROLLI PER ORMONI SINGOLI E SPECIFICI <i>INDIVIDUAL AND SPECIFIED HORMONES CONTROLS</i>
W01021517	CONTROLLI MULTICOMPONENTI PER IMMUNOCHEMICA <i>MULTI CONSTITUENTS IMMUNOCHEMISTRY CONTROLS</i>
W01021518	STANDARDS/CALIBRATORI PER STUPEFACENTI / TOSSICOLOGIA <i>STANDARDS/CALIBRATORS DRUGS OF ABUSE/TOXICOLOGY</i>
W01021519	CONTROLLI PER STUPEFACENTI / TOSSICOLOGIA <i>CONTROLS DRUGS OF ABUSE/TOXICOLOGY</i>
W01021599	CONTROLLI / STANDARDS/ CALIBRATORI PER IMMUNOCHEMICA - ALTRI <i>OTHER STANDARDS / CALIBRATORS IMMUNOCHEMISTRY</i>
W010216	TEST RAPIDI PER IMMUNOCHEMICA <i>RAPID TESTS - IMMUNOCHEMISTRY</i>
W01021601	TEST RAPIDI PER PROTEINE SPECIFICHE <i>SPECIFIC PROTEINS RAPID TESTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102160101	TEST RAPIDO PER ALBUMINA, INCLUSA ALBUMINA URINARIA <i>ALBUMIN INCL. UALBUMIN RAPID TEST</i>
W0102160102	TEST RAPIDO PER EMOGLOBINA GLICATA/GLICOSILATA <i>GLYCOSYLATED/GLYCATED HAEMOGLOBIN RAPID TEST</i>
W0102160199	TEST RAPIDI PER PROTEINE SPECIFICHE - ALTRI <i>OTHER SPECIFIC PROTEINS RAPID TESTS</i>
W01021602	TEST RAPIDI PER MARCATORI TUMORALI <i>TUMOUR MARKERS RAPID TESTS</i>
W0102160201	BTA - TEST RAPIDO <i>BTA - RAPID TEST</i>
W0102160202	PSA - TEST RAPIDO <i>PSA - RAPID TEST</i>
W0102160299	TEST RAPIDI PER MARCATORI TUMORALI - ALTRI <i>OTHER TUMOUR MARKER RAPID TESTS</i>
W01021603	TEST RAPIDI PER FERTILITÀ/GRAVIDANZA <i>FERTILITY / PREGNANCY RAPID TESTS</i>
W0102160301	FSH - TEST RAPIDO <i>FSH - RAPID TEST</i>
W0102160302	HCG - TEST RAPIDO <i>HCG - RAPID TEST</i>
W0102160303	HPL/HCS - TEST RAPIDO <i>HPL - RAPID TEST</i>
W0102160304	LH - TEST RAPIDO <i>LH - RAPID TEST</i>
W0102160399	TEST RAPIDI FERTILITÀ / GRAVIDANZA - ALTRI <i>OTHER FERTILITY/PREGNANCY RAPID TESTS</i>
W01021604	TDM TEST RAPIDI <i>TDM RAPID TESTS</i>
W0102160401	TEOFILLINA - TEST RAPIDO <i>THEOPHYLLINE - RAPID TEST</i>
W0102160499	TEST RAPIDI PER TDM - ALTRI <i>OTHER TDM RAPID TESTS</i>
W01021605	TEST RAPIDI PER DROGHE D'ABUSO / TOSSICOLOGIA <i>DRUGS OF ABUSE/TOXICOLOGY RAPID TESTS</i>
W0102160501	GRUPPO ANFETAMINE - TEST RAPIDO <i>AMPHETAMINES - RAPID TEST</i>
W0102160502	AMFETAMINA / METAMFETAMINA (ECSTASY) - TEST RAPIDO <i>AMPHETAMINE/METHAMPHETAMINE SPECIFIC (+ECSTASY) - RAPID TEST</i>
W0102160503	BARBITURICI - TEST RAPIDO <i>BARBITURATES - RAPID TEST</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0102160504	BENZODIAZEPINE - TEST RAPIDO <i>BENZODIAZEPINES - RAPID TEST</i>
W0102160505	CANNABINOIDI - TEST RAPIDO <i>CANNABINOIDS - RAPID TEST</i>
W0102160506	COCAINA + METABOLITI COCAINA - TEST RAPIDO <i>COCAINE + COCAINE METABOLITES - RAPID TEST</i>
W0102160507	METADONE - TEST RAPIDO <i>METHADONE - RAPID TEST</i>
W0102160508	OPPIACEI - TEST RAPIDO <i>OPIATES - RAPID TEST</i>
W0102160509	FENCICLIDINA - TEST RAPIDO <i>PHENCYCLIDINE - RAPID TEST</i>
W0102160510	ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI - TEST RAPIDO <i>TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS - RAPID TEST</i>
W0102160511	DROGHE D'ABUSO MULTIPLE/TOSSICOLOGIA - TEST RAPIDI <i>MULTIPLE DRUGS OF ABUSE/TOXICOLOGY RAPID TESTS</i>
W0102160599	DROGHE D'ABUSO/TOSSICOLOGIA - TEST RAPIDI - ALTRI <i>OTHER DRUGS OF ABUSE/TOXICOLOGY RAPID TESTS</i>
W01021606	MALATTIE REUMATICHE/ INFIAMMATORIE - TEST RAPIDI <i>RHEUMATOID / INFLAMMATORY DISEASE RAPID TESTS</i>
W0102160601	PROTEINA C REATTIVA - TEST RAPIDO <i>C-REACTIVE PROTEIN - RAPID TEST</i>
W0102160699	TEST RAPIDI MALATTIE REUMATICHE - INFIAMMATORIE - ALTRI <i>OTHER RHEUMATOID / INFLAMMATORY DISEASE RAPID TESTS</i>
W01021607	MARCATORI CARDIACI - TEST RAPIDI <i>CARDIAC MARKERS - RAPID TESTS</i>
W0102160701	CK - MB / MIOGLOBINA - TEST RAPIDO <i>CREATINE KINASE - MB MASS - RAPID TEST</i>
W0102160702	MIOGLOBINA - TEST RAPIDO <i>MYOGLOBIN - RAPID TEST</i>
W0102160703	TROPONINA I/T - TEST RAPIDO <i>TROPONIN I/T - RAPID TEST</i>
W0102160704	PEPTIDE NATRIURETICO ATRIALE DI TIPO B - TEST RAPIDO <i>BNP / PROBNP - RAPID TEST (INCLUDING OTHER NATRIURIC PEPTIDES)</i>
W0102160799	MARCATORI CARDIACI - TEST RAPIDI - ALTRI <i>MULTIPLE CARDIAC MARKERS - RAPID TEST</i>
W01021608	CONTROLLI/STANDARDS/CALIBRATORI IMMUNOCIMICA - TEST RAPIDI <i>STANDARDS/ CALIBRATORS/CONTROLS IMMUNOCHEMISTRY RAPID TESTS</i>
W010290	TEST IMMUNOCIMICA - VARI <i>OTHER IMMUNOCHEMISTRY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01029001	ANTISIERI (MONOVALENTI AND POLIVALENTI) <i>ANTISERA (MONOVALENT AND POLYVALENT)</i>
W01029002	AMANITIA (VELENI ORGANICI) <i>AMANITIN (ORGANIC POISONS)</i>
W01029003	TAMPONI (NON CLASSIFICABILI), REAGENTI COMPLEMENTARI, ECC (IC) <i>BUFFERS (UNASSIGNABLE), SUPPLEM. REAGENTS, ETC (IC)</i>
W01029004	PROVETTE E SFERETTE "COATED" (NON CLASSIFICABILI) PER IMMUNOCHEMICA <i>COATED TUBES AND BEADS (UNASSIGNABLE) (IC)</i>
W01029099	REAGENTI IMMUNOCHEMICA - ALTRI <i>OTHER OTHER IMMUNOCHEMISTRY REAGENTS</i>
W0103	EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA <i>HAEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY</i>
W010301	REAGENTI EMATOLOGIA <i>HAEMATOLOGY REAGENTS</i>
W01030101	REAGENTI PER ANALIZZATORI (AUTOMATICI) EMATOLOGIA <i>REAGENTS FOR (AUTOMATED) HAEMATOLOGY ANALYZER</i>
W0103010102	REAGENTI SPECIFICI PER RETICOLOCITI <i>SPECIFIC RETICULOCYTE REAGENTS</i>
W0103010103	CONTA CELLULARE COMPLETA <i>COMPLETE CELL COUNT</i>
W0103010104	CONTA DELLE PICCOLE CELLULE <i>SMALL CELL COUNT</i>
W0103010199	REAGENTI PER ANALIZZATORI DI EMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER REAGENTS FOR (AUTOMATED) HAEMATOLOGY ANALYZER</i>
W01030102	TEST PER EMOGLOBINA (TIPO) <i>HAEMOGLOBIN (TYPES) TESTING</i>
W0103010201	DETERMINAZIONI EMOGLOBINA (HB TOTALE) <i>HAEMOGLOBIN DETERMINATIONS (TOTAL HB)</i>
W0103010202	SOTTOTIPI DI EMOGLOBINA HBA2,HBC,HBF,HBS,ETC.(EXCL. HBA1) <i>HAEMOGLOBIN SUBTYPES HBA2,HBC,HBF,HBS,ETC.(EXCL. HBA1)</i>
W0103010299	TEST PER EMOGLOBINA - ALTRI <i>OTHER HAEMOGLOBIN (TYPES) TESTING</i>
W01030103	COLORANTI CELLULARI PER MICROSCOPIA <i>CELLULAR STAINS FOR MICROSCOPY</i>
W0103010301	COLORANTI ISTOLOGIA/CITOLOGIA <i>HISTO / CYTO STAINS</i>
W0103010302	COLORANTI DI ROMANOWSKY <i>ROMANOWSKY STAINS</i>
W0103010399	COLORANTI PER EMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER HAEMATOLOGY STAINS FOR MICROSCOPY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01030104	ALTRI REAGENTI PER ANALISI EMATOLOGICHE <i>OTHER HAEMATOLOGY TESTING REAGENTS</i>
W0103010401	REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE ENZIMI CELLULARI (G-6-PDH, PYUVATE KINASE) <i>CELLULAR ENZYME DETERMINATION REAGENTS (G-6-PDH, PYUVATE KINASE)</i>
W0103010402	FEBBRE GHIANDOLARE <i>GLANDULA FEVER</i>
W0103010403	REAGENTI PER VELOCITÀ DI ERITROSEDIMENTAZIONE <i>ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE TEST</i>
W0103010499	REAGENTI PER ALTRI TEST EMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER OTHER HAEMATOLOGY TESTING REAGENTS</i>
W01030105	CONTROLLI E CALIBRATORI EMATOLOGIA <i>HAEMATOLOGY CONTROLS AND CALIBRATORS</i>
W0103010501	CONTROLLO PER SANGUE NORMALE <i>CONTROL BLOOD NORMAL</i>
W0103010502	CONTROLLO PER SANGUE ANORMALE <i>CONTROL BLOOD ABNORMAL</i>
W0103010503	CONTROLLO MULTILIVELLO PER SANGUE <i>CONTROL BLOOD MULTILEVEL</i>
W0103010504	CONTROLLO EMOGLOBINA <i>HAEMOGLOBIN CONTROL</i>
W0103010505	CONTROLLO PIASTRINE <i>PLATELET CONTROL</i>
W0103010506	CONTROLLO RETICOLOCITI <i>RETICULOCYTE CONTROL</i>
W0103010507	CALIBRATORI SANGUE INTERO <i>WHOLE BLOOD CALIBRATORS</i>
W0103010599	CONTROLLI EMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER HAEMATOLOGY CONTROLS</i>
W01030106	TEST RAPIDI EMATOLOGIA (POINT-OF-CARE/NEAR PATIENT) <i>RAPID HAEMATOLOGY TESTS (POINT-OF-CARE/NEAR PATIENT)</i>
W0103010601	EMOGLOBINA (HB) <i>HAEMOGLOBIN (HB)</i>
W0103010602	ERITROCITI (ERY) <i>ERYTHROCYTES (ERY)</i>
W0103010603	EMATOCRITO (HCT) <i>HAEMATOCRIT (HCT)</i>
W0103010699	TEST RAPIDI EMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER RAPID HAEMATOLOGY TESTS</i>
W01030199	REAGENTI EMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER HAEMATOLOGY REAGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W010302	REAGENTI EMOSTASI (COAGULAZIONE) <i>HAEMOSTASIS REAGENTS (COAGULATION)</i>
W01030201	TEST COAGULAZIONE IN GENERE <i>GENERAL COAGULATION TESTS</i>
W0103020101	TEMPO DI PROTROMBINA (QUICK TEST) <i>PROTHROMBIN TIME (QUICK TEST)</i>
W0103020102	TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA <i>ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME</i>
W0103020103	TEMPO TROMBINA / REPTILASI / TEMPO BATROXOBINA <i>THROMBIN TIME / REPTILASE / BATROXBIN TIME</i>
W0103020104	TEMPO COAGULAZIONE ATTIVATA <i>ACTIVATED CLOTTING TIME</i>
W0103020199	TEST COAGULAZIONE - ALTRI <i>OTHER GLOBAL COAGULATION TESTS</i>
W01030202	FATTORI DI COAGULAZIONE <i>COAGULATION FACTORS</i>
W0103020201	FIBRINOGENO (FACTOR I) <i>FIBRINOGEN ASSAYS (FACTOR I)</i>
W0103020202	FATTORE DI COAGULAZIONE II (PROTROMBINA) <i>COAGULATION FACTOR II (PROTHROMBIN)</i>
W0103020203	FATTORE DI COAGULAZIONE IIA (TROMBINA) <i>COAGULATION FACTOR II A (THROMBIN)</i>
W0103020204	FATTORE DI COAGULAZIONE V <i>COAGULATION FACTOR V</i>
W0103020205	FATTORE DI COAGULAZIONE VII <i>COAGULATION FACTOR VII</i>
W0103020206	FATTORE DI COAGULAZIONE VIIA <i>COAGULATION FACTOR VII A</i>
W0103020207	FATTORE DI COAGULAZIONE VIII <i>COAGULATION FACTOR VIII</i>
W0103020208	FATTORE DI COAGULAZIONE IX <i>COAGULATION FACTOR IX</i>
W0103020209	FATTORE DI COAGULAZIONE X <i>COAGULATION FACTOR X</i>
W0103020210	FATTORE DI COAGULAZIONE XI <i>COAGULATION FACTOR XI</i>
W0103020211	FATTORE DI COAGULAZIONE XII <i>COAGULATION FACTOR XII</i>
W0103020212	FATTORE DI COAGULAZIONE XIIA <i>COAGULATION FACTOR XII A</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0103020213	FATTORE DI COAGULAZIONE XIII <i>COAGULATION FACTOR XIII</i>
W0103020214	FATTORE DI COAGULAZIONE HMW-KININOGENO (FITZGERALD) <i>COAGULATION FACTOR HMW-KININOGEN (FITZGERALD)</i>
W0103020215	FATTORE DI COAGULAZIONE ANTIGENE DI VON WILLEBRAND <i>COAGULATION FACTOR VON WILLEBRAND</i>
W0103020216	PRECALICREINA/CALICREINA FATTORE DI FLETCHER COAGULAZIONE <i>PREKALLIKREIN / KALLIKREIN (FLETCHER FACTOR)</i>
W0103020217	FATTORE DI COAGULAZIONE DI VON WILLEBRAND RCO <i>COAGULATION FACTOR VON WILLEBRAND RCO</i>
W0103020218	FATTORE DI COAGULAZIONE DI VON WILLEBRAND CBA <i>COAGULATION FACTOR VON WILLEBRAND CBA</i>
W0103020299	FATTORI DI COAGULAZIONE - ALTRI <i>OTHER COAGULATION FACTORS</i>
W01030203	TEST SPECIALI COAGULAZIONE <i>SPECIAL COAGULATION TESTS</i>
W0103020301	MONOMERO SENSIBILE ALLA FIBRINA <i>FIBRIN SENSITIVITY MONOMER</i>
W0103020302	FIBRINOPEPTIDE A <i>FIBRINOPEPTIDE A</i>
W0103020303	EPARINA <i>HEPARIN</i>
W0103020304	TEST IRUDINA <i>HIRUDIN TEST</i>
W0103020305	PLASMINA - A2 - COMPLESSO ANTIPLASMINA <i>PLASMIN - A2 - ANTIPLASMIN COMPLEX</i>
W0103020306	FRAMMENTI PROTROMBINA 1 + 2 <i>PROTHROMBIN FRAGMENT 1 + 2</i>
W0103020307	COMPLESSO TROMBINA-ANTITROMBINA III <i>THROMBIN-ANTITHROMBIN III-COMPLEX</i>
W0103020399	TEST SPECIALI COAGULAZIONE - ALTRI <i>OTHER SPECIAL COAGULATION TESTS</i>
W01030204	FATTORI PIASTRINICI <i>PLATELET FACTORS</i>
W0103020401	FATTORI DI AGGREGAZIONE <i>AGGREGATION REAGENTS</i>
W0103020402	FATTORE PIASTRINICO 4 <i>PLATELET FACTOR 4</i>
W0103020403	PROSTACICLINA <i>PROSTACYCLIN</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0103020404	TROMBOSSANO <i>THROMBOXANE</i>
W0103020405	β-TROMBOGLOBULINA <i>β-THROMBOGLOBULIN</i>
W0103020406	TEST DI SCREENING PER EMOSTASI PRIMARIA <i>SCREENING FOR PRIMARY HEMOSTASIS</i>
W0103020499	TEST EMOSTASI PRIMARIA - ALTRI <i>OTHER PRIMARY HEMOSTASIS/PLATELET FACTORS</i>
W01030205	FIBRINOLISI <i>FIBRINOLYSIS</i>
W0103020501	A2-ANTIPLASMINA <i>A2-ANTIPLASMIN</i>
W0103020502	PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO <i>FIBRINOGEN DEGRADATION PRODUCTS</i>
W0103020503	D-DIMERO <i>D-DIMER</i>
W0103020504	PLASMINA <i>PLASMIN</i>
W0103020505	PLASMINOGENO <i>PLASMINOGEN</i>
W0103020506	INIBITORI-ATTIVATORI DEL PLASMINOGENO <i>PLASMINOGEN ACTIVATOR-INHIBITORS</i>
W0103020507	ATTIVATORE TISSUTALE PLASMINOGENO <i>TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR</i>
W0103020508	UROCHINASI ATTIVATORE PLASMINOGENO <i>UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR</i>
W0103020509	INIBITORE DELLA FIBRINOLISI ATTIVATORE DELLA TROMBINA <i>THROMBIN ACTIVATING FIBRINOLYSIS INHIBITOR</i>
W0103020599	TEST FIBRINOLISI - ALTRI <i>OTHER FIBRINOLYSIS TESTS</i>
W01030206	INIBITORI DI COAGULAZIONE/MARCATORI TROMBOFILIA <i>COAGULATION INHIBITORS/THROMBOPHILIA MARKERS</i>
W0103020601	ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI <i>ANTI-PHOSPHOLIPID ANTIBODIES</i>
W0103020602	ANTITROMBINA III <i>ANTITHROMBIN III</i>
W0103020603	INIBITORE DEL FATTORE VIII DI COAGULAZIONE <i>COAGULATION FACTOR VIII INHIBITOR</i>
W0103020604	INIBITORE FATTORE IX DI COAGULAZIONE <i>COAGULATION FACTOR IX INHIBITOR</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0103020605	INIBITORE FATTORE X DI COAGULAZIONE <i>COAGULATION FACTOR X INHIBITOR</i>
W0103020606	MARCATORI LUPUS ANTICOAGULANTE <i>LUPUS ANTICOAGULANT</i>
W0103020607	PROTEINA C <i>PROTEIN C</i>
W0103020608	PROTEINA S <i>PROTEIN S</i>
W0103020609	COFATTORE II EPARINA - INIBITORE SEQUENZA FATTORE TISSUTALE <i>HEPARIN COFACTOR II - TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR</i>
W0103020610	RESISTENZA APC <i>APC RESISTANCE</i>
W0103020611	PRO C GLOBALE <i>PRO C GLOBAL</i>
W0103020699	INIBITORI DELLA COAGULAZIONE - ALTRI <i>OTHER COAGULATION INHIBITORS</i>
W01030207	CONTROLLI EMOSTASI <i>HAEMOSTASIS CONTROLS</i>
W0103020701	PLASMA PER CALIBRAZIONE <i>CALIBRATION PLASMAS</i>
W0103020702	PLASMA DI CONTROLLO <i>CONTROL PLASMAS</i>
W0103020799	CONTROLLI EMOSTASI - ALTRI <i>OTHER HAEMOSTASIS CONTROLS</i>
W01030208	TEST RAPIDI EMOSTASI (MONITORAGGIO DOMICILIARE) <i>HAEMOSTASIS RAPID TESTS (HOME MONITORING)</i>
W0103020801	TEST RAPIDO PER TEMPO DI PROTROMBINA <i>PROTHROMBIN TIME RAPID TEST</i>
W0103020802	TEST RAPIDO TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATO <i>ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME RAPID TEST</i>
W0103020803	TEST RAPIDO D-DIMERO <i>D-DIMER - RAPID TEST</i>
W0103020804	TEST RAPIDO TEMPO DI COAGULAZIONE ATTIVATA <i>ACTIVATED CLOTTING TIME RAPID TEST</i>
W0103020805	CONTROLLI / STANDARDS/ CALIBRATORI PER TEST RAPIDI <i>STANDARDS / CALIBRATORS / CONTROLS RAPID TESTS</i>
W0103020899	TEST RAPIDI EMOSTASI - ALTRI <i>OTHER HAEMOSTASIS RAPID TESTS</i>
W01030209	REAGENTI AUSILIARI E COMPLEMENTARI (EMOSTASI) <i>AUXILIARY REAGENTS AND SUPPLEMENTS (HAEMOSTASIS)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0103020901	CLORURO DI CALCIO <i>CALCIUM CHLORIDE</i>
W0103020902	CITRATO <i>CITRATE</i>
W0103020903	TAMPONI (EMOSTASI) <i>BUFFERS (HAEMOSTASIS)</i>
W0103020999	REAGENTI AUSILIARI (EMOSTASI) - ALTRI <i>COATED TUBES (CITRATE, HEPARIN ETC.)</i>
W01030299	REAGENTI EMOSTASI -ALTRI <i>OTHER AUXILIARY REAGENTS (HAEMOSTASIS)</i>
W010303	IMMUNOEMATOLOGIA (TIPIZZAZIONE GRUPPI) <i>IMMUNOHAEMATOLOGY (BLOOD GROUPING)</i>
W01030301	TIPIZZAZIONE GRUPPI ABO <i>ABO TYPING</i>
W0103030101	CELLULE PER TIPIZZAZIONE GRUPPI ABO <i>ABO GROUPING CELLS</i>
W0103030102	SIERI ABO <i>ABO SERA</i>
W0103030199	TEST TIPIZZAZIONE ABO - ALTRI <i>OTHER ABO TYPING TESTS</i>
W01030302	TIPIZZAZIONE RHESUS <i>RHESUS TYPING</i>
W0103030201	RHESUS D <i>RHESUS D</i>
W0103030202	FENOTIPI RHESUS <i>RHESUS PHENOTYPES</i>
W0103030299	TEST TIPIZZAZIONE RHESUS - ALTRI <i>OTHER RHESUS TYPING ASSAYS</i>
W01030303	INDIVIDUAZIONE ANTICORPI (IMMUNOEMATOLOGIA) <i>ANTIBODY DETECTION (IMMUNOHAEMATOLOGY)</i>
W0103030301	SCREENING PER ANTICORPO CELLULARE 1 <i>ANTIBODY 2 CELL SCREENING</i>
W0103030302	SCREENING PER ANTICORPO CELLULARE 2 <i>ANTIBODY 3 CELL SCREENING</i>
W0103030303	PANNELLI CELLULARI IDENTIFICAZIONE ANTICORPALE <i>ANTIBODY IDENTIFICATION CELL PANELS</i>
W0103030304	SIERO ANTUmano POLISPECIFICO <i>POLYSPECIFIC ANTIHUMAN SERUM</i>
W0103030305	SIERO ANTUmano MONOSPECIFICO <i>MONOSPECIFIC ANTIHUMAN SERUM</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0103030306	MEZZI DI SUPPORTO CRESCITA (ES. ALBUMINA BOVINA, LISS, PEG) <i>ENHANCEMENT MEDIA (E.G. BOVINE ALBUMIN,LISS,PEG)</i>
W0103030307	ENZIMI (ES. BROMELINA / PAPAINA, ECC.) <i>ENZYMES (E.G. BROMELIN / PAPAIN, ETC.)</i>
W0103030399	RILEVAZIONE DI ANTICORPI (IMMUNOEMATOLOGIA) - ALTRI <i>OTHER ANTIBODY DETECTION (IMMUNOHAEMATOLOGY)</i>
W01030304	CONTROLLI IMMUNOEMATOLOGIA <i>IMMUNOHAEMATOLOGY CONTROLS</i>
W0103030401	CELLULE CONTROLLO DI COOMBS <i>COOMBS CONTROL CELLS</i>
W0103030402	KIT DI CONTROLLO (IMMUNOEMATOLOGIA) <i>CONTROL KITS (IMMUNOHAEMATOLOGY)</i>
W0103030499	CONTROLLI IMMUNOEMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER IMMUNOHAEMATOLOGY CONTROLS</i>
W01030399	TEST IMMUNOEMATOLOGIA - ALTRI <i>OTHER IMMUNOHAEMATOLOGY TESTS</i>
W010304	REAGENTI TIPIZZAZIONE TISSUTALE <i>TISSUE TYPING REAGENTS</i>
W01030401	COMPLEMENTO PER TEST HLA <i>COMPLEMENT FOR HLA TESTING</i>
W01030402	SCREENING ANTICORPO HLA <i>HLA ANTIBODY SCREENING</i>
W01030403	TIPIZZAZIONE ANTIGENE HLA <i>HLA ANTIGEN TYPING</i>
W01030404	CELLULE CONTROLLO HLA <i>HLA CONTROL CELLS</i>
W01030405	MEZZI DI SEPARAZIONE LINFOCITARIA <i>LYMPHOCYTE SEPARATION MEDIA</i>
W01030406	MEZZI STABILIZZAZIONE LINFOCITARIA <i>LYMPHOCYTE STABILIZING MEDIA</i>
W01030499	REAGENTI TIPIZZAZIONE TISSUTALE - ALTRI <i>OTHER TISSUE TYPING REAGENTS</i>
W010306	CITOCHINE (LINFOCHINE) / IMMUNOMODULATORI <i>CYTOKINES (LYMPHOKINES) / IMMUNOMODULATORS</i>
W01030601	INTERFERONI (A,B,Y) <i>INTERFERONS (A,B,G)</i>
W01030602	ANTIGENI SOLUBILI / RECETTORI <i>SOLUBLE ANTIGENS / RECEPTORS</i>
W01030603	FATTORI NECROSI TUMORALE (TNFA,TNFB) <i>TUMOUR NECROSIS FACTORS (TNFA,TNFB)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01030604	RECETTORI DI FATTORI NECROSI TUMORALE (TNF-R1, TNF-R2) <i>TUMOUR NECROSIS FACTORS RECEPTORS (TNF-R I, TNF-R II)</i>
W01030605	FATTORI STIMOLANTI COLONIZZAZIONE (G-CSF, M-CSF, GM-CSF) <i>COLONY STIMULATING FACTORS (G-CSF, M-CSF, GM-CSF)</i>
W01030606	INTERLEUCHINE (IL-1, IL-1A, IL-1B, ... - IL-15) <i>INTERLEUKINS (IL-1, IL-1A, IL-1B, ... - IL-18)</i>
W01030607	RECETTORI INTERLEUCHINE (IL-2R, IL6R ...) <i>INTERLEUKINS RECEPTORS (IL-2R, IL6R ...)</i>
W01030699	LINFOCHINE / IMMUNOMODULATORI - ALTRI <i>OTHER LYMPHOKINES / IMMUNOMODULATORS</i>
W010307	REAGENTI ISTOLOGIA / CITOLOGIA <i>HISTOLOGY/CYTOLOGY REAGENTS</i>
W01030701	KIT/REAGENTI PER COLTURA CROMOSOMI <i>CHROMOSOME CULTURE KITS / REAGENTS</i>
W01030702	REAGENTI MARCATURA CITOCHEMICA <i>CYTOCHEMICAL STAINING REAGENTS</i>
W01030703	REAGENTI IBRIDAZIONE DNA IN SITU <i>DNA IN SITU HYBRIDISATION REAGENTS</i>
W01030704	MEZZI DI IMMERSIONE (ISTOLOGIA/CITOLOGIA) <i>EMBEDDING MEDIA (HISTOLOGY/CYTOLOGY)</i>
W01030705	REAGENTI FISSAZIONE (ISTOLOGIA/CITOLOGIA) <i>FIXING REAGENTS (HISTOLOGY/CYTOLOGY)</i>
W01030706	MEZZI DI MONTAGGIO PER ISTOLOGIA /CITOLOGIA <i>MOUNTING MEDIA (HISTOLOGY/CYTOLOGY)</i>
W01030707	COLORANTI IN POLVERE (ISTOLOGIA / CITOLOGIA) <i>STAIN POWDERS (HISTOLOGY/CYTOLOGY)</i>
W01030708	SOLUZIONI COLORANTI (ISTOLOGIA/CITOLOGIA) <i>STAIN SOLUTIONS (HISTOLOGY/CYTOLOGY)</i>
W01030709	ANTISIERI PRIMARI PER IMMUNOISTOLOGIA <i>PRIMARY ANTISERA FOR IMMUNOHISTOLOGY</i>
W01030710	ANTISIERI SECONDARI PER IMMUNOISTOLOGIA <i>SECONDARY ANTISERA FOR IMMUNOHISTOLOGY</i>
W01030711	KIT DI IMMUNOISTOLOGIA <i>IMMUNOHISTOLOGY KITS</i>
W01030799	REAGENTI ISTOLOGIA / CITOLOGIA - ALTRI <i>OTHER HISTOLOGY / CYTOLOGY REAGENTS</i>
W010308	ANTICORPI MONOCLONALI <i>MONOCLONAL ANTIBODIES</i>
W01030801	ANTICORPI MONOCLONALI PER ANTIGENI DI SUPERFICIE CELLULARE <i>MONOCLONAL ANTIBODIES FOR CELL SURFACE ANTIGENS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0103080101	ANTICORPI PER SOTTOTIPIZZAZIONE CELLULE B E T <i>ANTIBODIES FOR B AND T-CELL SUBTYPING</i>
W0103080102	ANTICORPI PER I DETERMINANTI HLA CLASSE II <i>ANTIBODIES FOR HLA CLASS II DETERMINANTS</i>
W0103080103	ANTICORPI PER TIPIZZAZIONE LINFOMA (ECETTO TIPIZZAZIONE CELLULE B E T) <i>ANTIBODIES FOR LYMPHOMA TYPING (EXCEPT B-&T-CELL TYPING)</i>
W0103080104	ANTICORPI PER RICONOSCIMENTO RECETTORI SUPERFICIE CELLULARE <i>ANTIBODIES FOR RECOGNIZING CELL SURFACE RECEPTORS</i>
W0103080105	ANTICORPI PER SOTTOTIPIZZAZIONE LEUCEMIA (ECETTO TIPIZZAZIONE CELLULE B E T) <i>ANTIBODIES FOR SUBTYPING OF LEUKEMIA (EXCEPT B-&T-CELL TYPING)</i>
W0103080106	ANTICORPI PER SOTTOTIPIZZAZIONE LINFOCITARIA <i>ANTIBODIES FOR LYMPHOCYTE SUBTYPING</i>
W0103080199	ANTICORPI MONOCLONALI PER ANTIGENI DI SUPERFICIE - ALTRI <i>OTHER MONOCLONAL ANTIBODIES FOR CELL SURFACE ANTIGENS</i>
W01030802	ANTICORPI MONOCLONALI PER ANTIGENI CITOPLASMATICI <i>MONOCLONAL ANTIBODIES FOR CYTOPLASMATIC ANTIGENS</i>
W0103080201	ANTICORPI MONOCLONALI PER IL RICONOSCIMENTO DI ENZIMI <i>MONOCLONAL ANTIBODIES FOR RECOGNIZING ENZYMES</i>
W0103080202	IgA, IgD, IgM, IgG, IgE <i>IGA, IGD, IGM, IGG, IGE</i>
W0103080203	ANTICORPI MONOCLONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DI CELLULE SECERNENTI CATENE LEGGERE KAPPA O LAMBDA <i>MONOCLONAL ANTIBODIES FOR DETECTING CELLS EXPRESSING KAPPA OR LAMBDA LIGHT CHAINS</i>
W0103080204	MARKER DELLA PROLIFERAZIONE CELLULARE <i>PROLIFERATION MARKERS</i>
W0103080299	ANTICORPI MONOCLONALI PER ANTIGENI CITOPLASMATICI - ALTRI <i>OTHER MONOCLONAL ANTIBODIES FOR CYTOPLASMATIC ANTIGENS</i>
W01030803	REAGENTI PER LA CONTA DI CELLULE STAMINALI <i>STEM CELL ENUMERATION REAGENTS</i>
W01030804	CONTROLLI PER CITOMETRIA A FLUSSO <i>FLOW CYTOMETRY CONTROLS</i>
W0103080401	BIGLIE DI CONTROLLO <i>SETUP BEADS</i>
W0103080402	CONTROLLI PER LEUCOCITI <i>LEUCOCYTE CONTROLS</i>
W0103080403	CONTROLLI PER LA SOTTOTIPIZZAZIONE DEI LINFOCITI <i>LYMPHOCYTE SUBTYPING CONTROLS</i>
W0103080404	CONTROLLI PER LA CONTA DI CELLULE STAMINALI <i>STEM CELL ENUMERATION CONTROLS</i>
W0103080499	CONTROLLI PER CITOMETRIA A FLUSSO - ALTRI <i>OTHER FLOW CYTOMETRY CONTROLS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01030805	REAGENTI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI PER CITOMETRIA A FLUSSO <i>AUXILIARY & SUPPLEMENTAL REAGENTS FOR FLOW CYTOMETRY</i>
W0103080501	REAGENTI PER LA COLORAZIONE DEL NUCLEO CELLULARE <i>CELL STAINING REAGENTS FOR CELL NUCLEAR STAINING</i>
W0103080502	COLORANTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RETICOLOCITI <i>CELL STAINING REAGENTS FOR DETECTING RETICULOCYTES</i>
W0103080599	REAGENTI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI PER CITOMETRIA A FLUSSO - ALTRI <i>OTHER AUXILIARY & SUPPLEMENTAL REAGENTS FOR FLOW CYTOMETRY</i>
W01030806	REAGENTI VARI PER CITOMETRIA A FLUSSO <i>OTHER REAGENTS FOR FLOW CYTOMETRY</i>
W0103080699	REAGENTI VARI PER CITOMETRIA A FLUSSO - ALTRI <i>OTHER REAGENTS FOR FLOW CYTOMETRY</i>
W010399	TEST EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - ALTRI <i>OTHER HAEMATOLOGY</i>
W0104	MICROBIOLOGIA <i>MICROBIOLOGY (CULTURE)</i>
W010401	BATTERIOLOGIA - TERRENI DI COLTURA <i>BACTERIOLOGY - CULTURE</i>
W01040101	TERRENI DI COLTURA DISIDRATATI (TCD - BATTERIOLOGIA) <i>DEHYDRATED CULTURE MEDIA (DCM - BACTERIOLOGY)</i>
W0104010101	TCD (ECCEP TO TEST DI SUSCETTIBILITÀ) <i>DEHYDRATED CULTURE MEDIA(EXCEPT SUSCEPTIBILITY TESTING)</i>
W0104010102	TCD (TEST DI SUSCETTIBILITÀ) <i>DEHYDRATED CULTURE MEDIA (SUSCEPTIBILITY TESTING)</i>
W0104010103	MATERIE PRIME PER LA PREPARAZIONE DI TCD (AGAR, PEPTONI..) <i>RAW MATERIALS</i>
W0104010104	ADDITIVI PER TCD (SUPPLEMENTI DI CRESCITA, AGENTI SELETTIVI...) <i>ADDITIVES FOR DCM</i>
W0104010199	TCD - ALTRI <i>OTHER DCM</i>
W01040102	TERRENI PRONTI IN PROVETTA (BATTERIOLOGIA) <i>PREPARED MEDIA IN TUBES (BACTERIOLOGY)</i>
W0104010202	TERRENI PER ISOLAMENTO DEI MICOBATTERI (PROVETTE) <i>MYCOBACTERIAL ISOLATION MEDIA IN TUBES</i>
W0104010203	TERRENI DI TRASPORTO (PROVETTE) <i>TRANSPORT MEDIA</i>
W0104010204	CAMPIONI DI TRASPORTO PER ANALISI NAS <i>SAMPLE TRANSPORT FOR NA TESTING</i>
W0104010205	DIP SLIDE (BATTERIOLOGIA) <i>DIP SLIDES (BACTERIOLOGY)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0104010206	TERRENI DI COLTURA IN PROVETTA (SOLIDI E LIQUIDI) <i>MEDIA IN TUBES (SOLID & LIQUID)</i>
W0104010299	TERRENI IN PROVETTA - ALTRI <i>OTHER MEDIA IN TUBES</i>
W01040103	TERRENI PRONTI IN FLACONI (BATTERIOLOGIA) <i>REPARED MEDIA IN BOTTLES (BACTERIOLOGY)</i>
W0104010306	TERRENI DI COLTURA IN FLACONI <i>MEDIA IN BOTTLES</i>
W01040104	TERRENI PRONTI IN PIASTRA (BATTERIOLOGIA) <i>PREPARED MEDIA IN PLATES (BACTERIOLOGY)</i>
W0104010402	TERRENI PER ID CON SUBSTRATO CROMOGENICO (PIASTRE) <i>CHROMOGENIC ID MEDIA (PLATES)</i>
W0104010403	TERRENI PER TEST DI SUSCETTIBILITÀ (PIASTRE) <i>SUSCEPTIBILITY TEST MEDIA (PLATES)</i>
W0104010404	TERRENI CON INDICATORI CROMOGENICI DI RESISTENZA (PIASTRE) <i>CHROMOGENIC RESISTANCE MARKER MEDIA (PLATES)</i>
W0104010405	TERRENI PER ID CON SUBSTRATO NON CROMOGENICO (PIASTRE) <i>NON-CHROMOGENIC MEDIA</i>
W0104010499	TERRENI PRONTI IN PIASTRA - ALTRI <i>OTHER PREPARED MEDIA IN PLATES</i>
W01040105	EMOCOLTURE (MANUALI ED AUTOMATIZZATE) <i>BLOOD CULTURE - MANUAL & AUTOMATED</i>
W0104010501	FLACONI (EMOCOLTURA - MANUALE) <i>MANUAL BLOOD CULTURE BOTTLES</i>
W0104010504	FLACONI (EMOCOLTURA - AUTOMATIZZATA) <i>AUTOMATED BLOOD CULTURE BOTTLES</i>
W0104010599	EMOCOLTURE MANUALI (CONCENTRATORI, INATTIVATORI ANTIBIOTICI, ECC.) - ALTRI <i>OTHER BLOOD CULTURE - (MANUAL & AUTOMATED)</i>
W01040106	COLTURA MICOBATTERI (MANUALE - AUTOMATIZZATA) <i>MYCOBACTERIA CULTURE - MANUAL & AUTOMATED</i>
W0104010602	FLACONI PEDIATRICI (EMOCOLTURA - AUTOMATIZZATA) <i>PAEDIATRIC AUTOMATED BLOOD CULTURE BOTTLES</i>
W0104010603	COLTURE PER MICOBATTERI - AUTOMATIZZATI <i>MYCOBACTERIA MEDIA / BOTTLES - AUTOMATED</i>
W0104010604	COLTURE PER MICOBATTERI - MANUALI <i>MANUAL MYCOBACTERIA MEDIA</i>
W0104010699	COLTURA PER MICOBATTERI (MANUALE - AUTOMATIZZATA - SUPPLEMENTI) - ALTRI <i>OTHER MYCOBACTERIA CULTURE</i>
W01040107	SCREENING DELLE URINE (BATTERIOLOGIA) <i>URINE SCREENING (BACTERIOLOGY)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0104010701	SISTEMI DI SCREENING DELLE URINE - AUTOMATIZZATI <i>URINE SCREENING SYSTEMS - AUTOMATED</i>
W0104010702	SCREENING DELLE URINE MANUALE (STRISCE ECC.) <i>URINE SCREENING MANUAL - STRIPS, ETC.)</i>
W0104010703	SCREENING DELLE URINE (DIPSLIDE ECC.) <i>URINE SCREENING MANUAL (DIPSLIDES ETC.)</i>
W0104010799	SCREENING DELLE URINE (BATTERIOLOGIA) - ALTRI <i>OTHER URINE SCREENING (BACTERIOLOGY)</i>
W01040108	COLORANTI, TAMPONI, CONTROLLI ECC: (BATTERIOLOGIA) <i>STAINS, BUFFERS, CONTROLS ETC (BACTERIOLOGY)</i>
W0104010804	COLORANTI <i>STAINS</i>
W0104010805	TAMPONI <i>BUFFERS</i>
W0104010899	COLORANTI, TAMPONI E CONTROLLI - ALTRI <i>OTHER BUFFERS, STAINS</i>
W01040109	SISTEMI DI GENERAZIONE AMBIENTALE <i>ENVIRONMENTAL GENERATING SYSTEMS</i>
W0104010901	KIT PER LA GENERAZIONE DI GAS <i>GAS GENERATING KITS</i>
W01040206	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI (BATTERIOLOGIA) <i>NUCLEIC ACID IDENTIFICATION (BACTERIOLOGY)</i>
W0104020601	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI - MANUALE <i>NUCLEIC ACID IDENTIFICATION - MANUAL</i>
W0104020602	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI MRSA - AUTOMATIZZATA <i>NUCLEIC ACID IDENTIFICATION - AUTOMATED</i>
W0104020603	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI ALTRI MARKER DI RESISTENZA - AUTOMATIZZATA <i>NUCLEIC ACID IDENTIFICATION - AUTOMATED</i>
W0104020699	IDENTIFICAZIONE ACIDI NUCLEICI (BATTERIOLOGIA) - ALTRI <i>OTHER NUCLEIC ACID IDENTIFICATION (BACTERIOLOGY)</i>
W010403	MICOLOGIA <i>MYCOLOGY</i>
W01040301	TERRENI DI CULTURA DISIDRATATI (TCD - MICOLOGIA) <i>DEHYDRATED CULTURE MEDIA (MYCOLOGY)</i>
W0104030101	TCD PER LIEVITI E FUNGHI <i>DCM FOR YEASTS AND FUNGI</i>
W0104030199	TCD (MICOLOGIA) - ALTRI <i>OTHER DCM (MYCOLOGY)</i>
W01040302	TERRENI PRONTI IN PIASTRA (MICOLOGIA) <i>PREPARED MEDIA IN PLATES (MYCOLOGY)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0104030201	TPP PER LIEVITI E FUNGHI <i>PPM FOR YEASTS AND FUNGI</i>
W0104030202	TERRENI CON SUBSTRATI INCORPORATI PER LIEVITI E FUNGHI <i>CHROMOGENIC MEDIA FOR YEASTS AND FUNGI</i>
W0104030299	TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRA (MICOLOGIA) - ALTRI <i>OTHER PREPARED MEDIA IN PLATES</i>
W01040303	TERRENI IN PROVETTE E FLACONI PER LIEVITI E FUNGHI <i>TUBES AND BOTTLED MEDIA FOR YEASTS AND FUNGI</i>
W0104030301	TERRENI IN PROVETTE E FLACONI PER LIEVITI E FUNGHI <i>TUBES AND BOTTLED MEDIA FOR YEASTS AND FUNGI</i>
W0104030302	DIP SLIDE (MICOLOGIA) <i>DIP SLIDES (MYCOLOGY)</i>
W0104030399	TERRENI IN PROVETTA PER LIEVITI E FUNGHI - ALTRI <i>OTHER TUBES MEDIA FOR YEASTS AND FUNGI</i>
W01040304	IDENTIFICAZIONE (MICOLOGIA) <i>IDENTIFICATION (MYCOLOGY)</i>
W0104030403	SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE PER LIEVITI E FUNGHI - AUTOMATIZZATI <i>IDENTIFICATION SYSTEMS FOR YEASTS AND FUNGI - AUTOMATED</i>
W0104030404	SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE PER LIEVITI E FUNGHI /NAS <i>IDENTIFICATION SYSTEMS FOR YEASTS AND FUNGI / NA</i>
W0104030405	SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE PER LIEVITI E FUNGHI - MANUALI <i>IDENTIFICATION SYSTEMS FOR YEASTS AND FUNGI - MANUAL</i>
W0104030499	SISTEMI AUTOMATIZZATI DI IDENTIFICAZIONE PER LIEVITI E FUNGHI - ALTRI <i>OTHER IDENTIFICATION SYSTEMS FOR YEAST AND FUNGI</i>
W01040305	IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA (MICOLOGIA) <i>SEROLOGICAL IDENTIFICATION (MYCOLOGY)</i>
W0104030501	IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA DI LIEVITI E FUNGHI <i>SEROLOGICAL IDENTIFICATION OF YEASTS AND FUNGI</i>
W0104030599	TEST PER L'IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA DI LIEVITI E FUNGHI - ALTRI <i>OTHER SEROLOGICAL IDENTIFICATION SYSTEMS OF YEAST AND FUNGI</i>
W01040306	TEST DI SENSIBILITÀ (MICOLOGIA) <i>SUSCEPTIBILITY TESTING (MYCOLOGY)</i>
W0104030601	SISTEMI PER TEST DI SENSIBILITÀ DI LIEVITI E FUNGHI <i>SUSCEPTIBILITY TESTING SYSTEMS FOR YEASTS AND FUNGI</i>
W0104030699	SISTEMI PER TEST DI SENSIBILITÀ DI LIEVITI E FUNGHI - ALTRI <i>SUSCEPTIBILITY TESTING SYSTEMS FOR YEASTS AND FUNGI - OTHERS</i>
W010404	COLTURA VIRALE <i>VIRAL CULTURE</i>
W01040401	CELLULE PER COLTURA TISSUTALE <i>CELLS FOR TISSUE CULTURE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01040402	TERRENI PER COLTURA TISSUTALE <i>MEDIA FOR TISSUE CULTURE</i>
W01040403	SIERO PER COLTURA TISSUTALE <i>SERUM FOR TISSUE CULTURE</i>
W01040404	ALTRI ADDITIVI E SOLUZIONI PER COLTURA TISSUTALE <i>OTHER TISSUE CULTURE ADDITIVES AND SOLUTIONS</i>
W01040499	REAGENTI PER VIROLOGIA (MICROBIOLOGIA) - ALTRI <i>OTHER VIROLOGY (MICROBIOLOGY) REAGENTS</i>
W010405	COLTURA VIRALE <i>PARASITOLOGY (MICROBIOLOGY)</i>
W01040501	REAGENTI PER ESTRAZIONE <i>EXTRACTION REAGENTS</i>
W0104050101	REAGENTI PER ESTRAZIONE PER PARASSITOLOGIA <i>PARASITOLOGY EXTRACTION REAGENTS</i>
W0104050102	COLORANTI PER PARASSITOLOGIA <i>PARASITOLOGY STAINS</i>
W0104050199	COLORANTI PER PARASSITOLOGIA - ALTRI <i>OTHER PARASITOLOGY STAINS</i>
W01040502	RICERCA ED IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA (PARASSITOLOGIA) <i>SEROLOGICAL DETECTION AND IDENTIFICATION (PARASITOLOGY)</i>
W0104050201	PNEUMOCYSTIS CARINII <i>PNEUMOCYSTIS CARINII</i>
W0104050202	PLASMODIUM FALCIPARUM <i>PLASMODIUM FALCIPARUM</i>
W0104050203	CRYPTOSPORIDIUM <i>CRYPTOSPORIDIUM</i>
W0104050299	TEST PER RICERCA DI ANTIGENI PARASSITARI - ALTRI <i>OTHER PARASITE ANTIGEN DETECTION</i>
W010406	CONTROLLI/STANDARD/CALIBRATORI - MICROBIOLOGIA <i>CONTROLS/STANDARDS/CALIBRATORS MICROBIOLOGY</i>
W01040601	CEPPI BATTERICI PER IL CONTROLLO DI QUALITA' IN BATTERIOLOGIA <i>QC STRAINS BACTERIOLOGY</i>
W01040699	CONTROLLI/STANDARD/CALIBRATORI IN MICROBIOLOGIA - ALTRI <i>OTHER CONTROLS, CALIBRATORS, MICROBIOLOGY</i>
W010407	TEST RAPIDI - MICROBIOLOGIA <i>RAPID TESTS MICROBIOLOGY</i>
W010408	TEST DI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E DI SENSIBILITÀ (AUTOMATIZZATI) <i>BIOCHEMICAL IDENTIFICATION AND SUSCEPTIBILITY TESTING - AUTOMATED</i>
W01040801	IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA - AUTOMATIZZATA <i>BIOCHEMICAL IDENTIFICATION - AUTOMATED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0104080101	IDENTIFICAZIONE GRAM NEGATIVI - AUTOMATIZZATA <i>GRAM NEGATIVE IDENTIFICATION - AUTOMATED</i>
W0104080103	IDENTIFICAZIONE GRAM POSITIVI - AUTOMATIZZATA <i>GRAM POSITIVE IDENTIFICATION - AUTOMATED</i>
W0104080105	ANAEROBI ED ALTRI GERMI PATOGENI - AUTOMATIZZATA <i>ANAEROBES AND OTHER FASTIDIOUS IDENTIFICATION - AUTOMATED</i>
W0104080107	TEST DI SUSCETTIBILITA' GRAM NEGATIVI - AUTOMATIZZATI <i>GRAM NEGATIVE SUSCEPTIBILITY TESTING - AUTOMATED</i>
W0104080108	TEST DI SUSCETTIBILITA' GRAM POSITIVI - AUTOMATIZZATI <i>GRAM POSITIVE SUSCEPTIBILITY TESTING - AUTOMATED</i>
W0104080109	TEST COMBINATI DI IDENTIFICAZIONE E SUSCETTIBILITA' GRAM NEGATIVI - AUTOMATIZZATI <i>COMBINED SUSCEPTIBILITY AND IDENTIFICATION SYSTEMS GRAM NEGATIVES - AUTOMATED</i>
W0104080110	TEST COMBINATI DI IDENTIFICAZIONE E SUSCETTIBILITA' GRAM POSITIVI - AUTOMATIZZATI <i>COMBINED SUSCEPTIBILITY AND IDENTIFICATION SYSTEMS GRAM POSITIVES - AUTOMATED</i>
W0104080111	TEST DI SUSCETTIBILITA' ANAEROBI ED ALTRI GERMI PATOGENI - AUTOMATIZZATA <i>ANAEROBES AND FASTIDIOUS SUSCEPTIBILITY TESTING - AUTOMATED</i>
W0104080199	TEST DI IDENTIFICAZIONI E SUSCETTIBILITA' AUTOMATIZZATI - ALTRE <i>OTHER AUTOMATED IDENTIFICATION AND SUSCEPTIBILITY TESTING</i>
W01040802	IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA - MANUALE <i>BIOCHEMICAL IDENTIFICATION - MANUAL</i>
W0104080201	IDENTIFICAZIONE GRAM NEGATIVI - MANUALE <i>GRAM NEGATIVE - MANUAL IDENTIFICATION</i>
W0104080203	IDENTIFICAZIONE GRAM POSITIVI - MANUALE <i>GRAM POSITIVE - MANUAL IDENTIFICATION</i>
W0104080206	HAEMOPHILUS E NEISSERIA - METODICA MANUALE <i>HAEMOPHILUS AND NEISSERIA - MANUAL</i>
W0104080207	MYCOPLASMA - MANUALE <i>MYCOPLASMA - MANUAL</i>
W0104080208	TEST RAPIDI SINGOLI (CATALASI, OSSIDASI ECC.) <i>SINGLE TESTS (CATALASE, OXIDASE, ETC.)</i>
W0104080299	IDENTIFICAZIONI MANUALI - ALTRE <i>OTHER MANUAL IDENTIFICATION</i>
W01040803	IDENTIFICAZIONE IMMUNOLOGICA DA COLTURA <i>IMMUNOLOGICAL CULTURE IDENTIFICATION</i>
W0104080301	SIEROTIPIZZAZIONE (E. COLI, SALMONELLA, SHIGELLA, ECC.) <i>SEROTYPING (E. COLI, SALMONELLA, SHIGELLA, ETC)</i>
W0104080302	STREPTOCOCCUS <i>STREPTOCOCCUS</i>
W0104080303	STAPHYLOCOCCUS <i>STAPHYLOCOCCUS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0104080304	AGENTI PATOGENI DELLA MENINGITE <i>MENINGITIS</i>
W0104080399	IDENTIFICAZIONI IMMUNOLOGICHE - ALTRE <i>OTHER IMMUNOLOGICAL IDENTIFICATION</i>
W01040805	TEST DI SENSIBILITÀ - MANUALE <i>OTHER MANUAL SUSCEPTIBILITY TESTING</i>
W0104080501	SISTEMI MIC - METODI PER DILUIZIONE (INCLUSI E-TEST) <i>MIC SYSTEMS - DILUTION METHODS (INCL. E-TEST)</i>
W0104080502	DISCHI IMPREGNATI, DISCHI MULTIPLI E COMPRESSE <i>IMPREGNATED DISKS, MULTI-DISKS & TABLETS</i>
W0104080599	TEST DI SENSIBILITÀ MANUALI - ALTRI <i>OTHER MANUAL SUSCEPTIBILITY TESTING</i>
W010499	TEST DI MICROBIOLOGIA - ALTRI <i>OTHER MICROBIOLOGY</i>
W0105	IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>INFECTIOUS IMMUNOLOGY</i>
W010501	BATTERIOLOGIA (IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE) <i>BACTERIOLOGY (INFECT. IMMUNOLOGY)</i>
W01050101	CHLAMYDIA <i>CHLAMYDIA</i>
W0105010101	CHLAMYDIA, RICERCA ANTIGENI <i>CHLAMYDIA ANTIGEN DETECTION</i>
W0105010102	CHLAMYDIA, ANTICORPI TOTALI <i>CHLAMYDIA ANTIBODY ASSAYS TOTAL</i>
W0105010103	CHLAMYDIA, ANTICORPI IGA <i>CHLAMYDIA ANTIBODY IGA</i>
W0105010104	CHLAMYDIA, ANTICORPI IGG <i>CHLAMYDIA ANTIBODY IGG</i>
W0105010105	CHLAMYDIA, ANTICORPI IGM <i>CHLAMYDIA ANTIBODY IGM</i>
W0105010106	CHLAMYDIA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>CHLAMYDIA DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105010199	REAGENTI PER LA CHLAMYDIA - ALTRI <i>OTHER CHLAMYDIA REAGENTS</i>
W01050102	GONOCOCCI (GONOCOCCHI) <i>GONOCOCCI</i>
W0105010201	GONOCOCCHI, RICERCA ANTIGENI <i>GONOCOCCAL ANTIGEN DETECTION</i>
W0105010202	GONOCOCCHI, ANTICORPI TOTALI <i>GONOCOCCAL ANTIBODY ASSAYS TOTAL</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0105010203 **GONOCOCCHI, RICERCA CON REAGENTI NAS**
GONOCOCCAL DETECTION BY NA REAGENTS

W0105010299 **REAGENTI PER GONOCOCCHI - ALTRI**
OTHER GONOCOCCI REAGENTS

W01050103 **SIFILIDE (TREPONEMA PALLIDUM)**
SYPHILIS

W0105010301 **SIFILIDE(LUE), RICERCA ANTIGENI**
SYPHILIS ANTIGEN DETECTION

W0105010302 **SIFILIDE (LUE), ANTICORPI TOTALI**
SYPHILIS ANTIBODY ASSAYS TOTAL

W0105010303 **SIFILIDE (LUE), ANTICORPI IGG**
SYPHILIS ANTIBODY IGG

W0105010304 **SIFILIDE (LUE), ANTICORPI IGM**
SYPHILIS ANTIBODY IGM

W0105010305 **SIFILIDE (LUE) RICERCA CON REAGENTI NAS**
SYPHILIS DETECTION BY NA REAGENTS

W0105010399 **REAGENTI PER LA SIFILIDE - ALTRI**
OTHER SYPHILIS REAGENTS

W01050104 **HELICOBACTER PYLORI**
HELICOBACTER PYLORI

W0105010401 **HELICOBACTER PYLORI, RICERCA ANTIGENI**
H. PYLORI ANTIGEN DETECTION

W0105010402 **HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPI TOTALI**
H. PYLORI ANTIBODY ASSAYS

W0105010403 **HELICOBACTER PYLORI, RICERCA CON REAGENTI NAS**
H. PYLORI ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS

W0105010499 **REAGENTI PER RICERCA HELICOBACTER PYLORI - ALTRI**
OTHER H. PYLORI REAGENTS

W01050105 **LEGIONELLA**
LEGIONELLA

W0105010501 **LEGIONELLA, RICERCA ANTIGENI**
LEGIONELLA ANTIGEN DETECTION

W0105010502 **LEGIONELLA, ANTICORPI TOTALI**
LEGIONELLA ANTIBODY ASSAYS

W0105010503 **LEGIONELLA, RICERCA CON REAGENTI NAS**
LEGIONELLA ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS

W0105010599 **REAGENTI PER LA LEGIONELLA - ALTRI**
OTHER LEGIONELLA REAGENTS

W01050106 **BORRELIA (SINDROME DI LYME)**
LYME BORRELIOSIS

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105010601	BORRELIA (SINDROME DI LYME), RICERCA ANTIGENI <i>LYME ANTIGEN DETECTION</i>
W0105010602	BORRELIA (SINDROME DI LYME), ANTICORPI TOTALI <i>LYME ANTIBODY TOTAL</i>
W0105010603	BORRELIA (SINDROME DI LYME), ANTICORPI IGG <i>LYME ANTIBODY IGG</i>
W0105010604	BORRELIA (SINDROME DI LYME), ANTICORPI IGM <i>LYME ANTIBODY IGM</i>
W0105010605	BORRELIA (SINDROME DI LYME), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>LYME ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105010699	REAGENTI PER LA BORRELIA (SINDROME DI LYME) - ALTRI <i>OTHER LYME BORRELIOSIS REAGENTS</i>
W01050107	MICOBATTERI GENERE + SPECIE <i>MYCOBACTERIA GENUS + SPECIES</i>
W0105010701	MICOBATTERI, RICERCA ANTIGENI <i>MYCOBACTERIAL ANTIGEN DETECTION</i>
W0105010702	MICOBATTERI, ANTICORPI <i>MYCOBACTERIAL ANTIBODY ASSAYS</i>
W0105010703	MICOBATTERI, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>MYCOBACTERIAL ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105010799	REAGENTI PER RICERCA MICOBATTERI - ALTRI <i>OTHER MYCOBACTERIA REAGENTS</i>
W01050108	MYCOPLASMA <i>MYCOPLASMA</i>
W0105010801	MYCOPLASMA, RICERCA ANTIGENI <i>MYCOPLASMA ANTIGEN DETECTION</i>
W0105010802	MYCOPLASMA, ANTICORPI <i>MYCOPLASMA ANTIBODY ASSAYS</i>
W0105010803	MYCOPLASMA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>MYCOPLASMA ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105010899	REAGENTI PER MICOPLASMA - ALTRI <i>OTHER MYCOPLASMA REAGENTS</i>
W01050109	PSEUDOMONAS AERUGINOSA <i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i>
W0105010901	PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ANTICORPI IGG <i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA ANTIBODY IGG</i>
W0105010902	PSEUDOMONAS AERUGINOSA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>PSEUDOMONAS DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105010999	REAGENTI PER PSEUDOMONAS AERUGINOSA - ALTRI <i>OTHER PSEUDOMONAS AERUGINOSA REAGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W01050110	SALMONELLA <i>SALMONELLA</i>
W0105011001	SALMONELLA, RICERCA ANTIGENI <i>SALMONELLA ANTIGEN DETECTION</i>
W0105011002	SALMONELLA, ANTICORPI <i>SALMONELLA ANTIBODY ASSAYS</i>
W0105011003	SALMONELLA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>SALMONELLA ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105011099	REAGENTI PER SALMONELLA - ALTRI <i>OTHER SALMONELLA REAGENTS</i>
W01050111	STREPTOCOCCI (STREPTOCOCCI) <i>STREPTOCOCCI</i>
W0105011101	STREPTOCOCCI, RICERCA DIRETTA ANTIGENI <i>STREPTOCOCCAL DIRECT ANTIGEN DETECTION</i>
W0105011102	STREPTOCOCCI, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>STREPTOCOCCAL ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105011199	REAGENTI PER STREPTOCOCCI - ALTRI <i>OTHER STREPTOCOCCA REAGENTS</i>
W01050112	STAPHYLOCOCCI (STAFILOCOCCI) <i>STAPHYLOCOCCI</i>
W0105011201	STAFILOCOCCI, RICERCA ANTIGENI <i>STAPHYLOCOCCAL DIRECT ANTIGEN DETECTION</i>
W0105011202	STAFILOTOSSINA <i>STAPHYLOTOXIN</i>
W0105011203	STAFILOCOCCI, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>SAPHYLOCOCCAL ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105011299	REAGENTI PER RICERCA STAFILOCOCCI - ALTRI <i>OTHER STAPHYLOCOCCI REAGENTS</i>
W01050113	LISTERIA <i>LISTERIA</i>
W0105011301	LISTERIA, RICERCA ANTIGENI <i>LISTERIA ANTIGEN DETECTION</i>
W0105011302	LISTERIA, ANTICORPI <i>LISTERIA ANTIBODY ASSAYS</i>
W0105011303	LISTERIA MONOCYTOGENES, RICERCA DIRETTA ANTIGENI <i>LISTERIA MONOCYTOGENES DIRECT ANTIGEN DETECTION</i>
W0105011304	LISTERIA MONOCYTOGENES, ANTICORPI <i>LISTERIA MONOCYTOGENES ANTIBODY ASSAYS</i>
W0105011305	LISTERIA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>LISTERIA ANTIGEN DETECTION BY NA REAGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105011399	REAGENTI PER RICERCA LISTERIA - ALTRI <i>OTHER LISTERIA REAGENTS</i>
W01050114	CAMPYLOBACTER <i>CAMPYLOBACTER</i>
W0105011401	CAMPYLOBACTER, RICERCA DIRETTA ANTIGENI <i>CAMPYLOBACTER DIRECT ANTIGEN DETECTION</i>
W0105011402	CAMPYLOBACTER, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>CAMPYLOBACTER DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105011499	REAGENTI PER RICERCA CAMPYLOPBACTER - ALTRI <i>OTHER CAMPYLOBACTER REAGENTS</i>
W01050115	ESCHERICHIA COLI <i>ESCHERICHIA COLI</i>
W0105011501	ESCHERICHIA COLI, RICERCA DIRETTA ANTIGENI <i>E. COLI DIRECT ANTIGEN DETECTION</i>
W0105011502	ESCHERICHIA COLI, TOSSINA <i>E. COLI TOXIN</i>
W0105011503	ESCHERICHIA COLI, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>E. COLI DETECTION BY NA REAGENTS</i>
W0105011599	REAGENTI PER RICERCA ESCHERICHIA COLI - ALTRI <i>OTHER E. COLI REAGENTS</i>
W01050116	ALTRI PRODOTTI PER BATTERIOLOGIA - REAGENTI NAS <i>OTHER BACTERIOLOGY - NA REAGENTS</i>
W0105011601	BRUCELLA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>BRUCELLA - NA REAGENTS</i>
W0105011602	CLOSTRIDIUM DIFFICILE, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>CLOSTRIDIUM DIFFICILE - NA REAGENTS</i>
W0105011603	COXIELLA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>COXIELLA - NA REAGENTS</i>
W0105011604	LEPTOSPIRA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>LEPTOSPIRA - NA REAGENTS</i>
W0105011605	RICKETTSIA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>RICKETTSIA - NA REAGENTS</i>
W0105011606	YERSINIA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>YERSINIA - NA REAGENTS</i>
W0105011607	BORDETELLA PERTUSSIS / PARAPERTUSSIS, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>BORDETELLA PERTUSSIS / PARAPERTUSSIS - NA REAGENTS</i>
W0105011608	DIFTERITE (CHLOSTRIDIUM DIPHTHERIAE), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>DIPHTERIA (CORYNEBACTERIUM D.) - NA REAGENTS</i>
W0105011609	TETANO (CHLOSTRIDIUM TETANI), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>TETANUS (CLOSTRIDIUM T.) - NA REAGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105011610	HAEMOPHILUS INFLUENZAE, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE - NA REAGENTS</i>
W0105011611	NEISSERIA MENINGITIDIS, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>NEISSERIA MENINGITIDIS - NA REAGENTS</i>
W0105011612	PROTEUS, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>PROTEUS - NA REAGENTS</i>
W0105011613	PSEUDOMONAS, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>PSEUDOMONAS - NA REAGENTS</i>
W0105011614	SHIGELLA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>SHIGELLA - NA REAGENTS</i>
W0105011699	REAGENTI PER BATTERIOLOGIA, RICERCA CON REAGENTI NAS - ALTRI <i>OTHER OTHER BACTERIOLOGY - NA REAGENTS</i>
W01050117	DETERMINAZIONI IMMUNOLOGICHE IN BATTERIOLOGIA - VARIE <i>OTHER BACTERIOLOGY IMMUNOASSAYS</i>
W0105011701	BRUCELLA <i>BRUCELLA</i>
W0105011702	CLOSTRIDIUM DIFFICILE <i>CLOSTRIDIUM DIFFICILE</i>
W0105011703	COXIELLA <i>COXIELLA</i>
W0105011704	LEPTOSPIRA <i>LEPTOSPIRA</i>
W0105011705	RICKETTSIA <i>RICKETTSIA</i>
W0105011706	YERSINIA <i>YERSINIA</i>
W0105011707	BORDETELLA PERTUSSIS / PARAPERTUSSIS <i>BORDETELLA PERTUSSIS / PARAPERTUSSIS</i>
W0105011708	DIFTERITE (CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE) <i>DIPHTERIA (CORYNEBACTERIUM D.)</i>
W0105011709	TETANO (CLOSTRIDIUM TETANI) <i>TETANUS (CLOSTRIDIUM T.)</i>
W0105011710	HAEMOPHILUS INFLUENZAE <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</i>
W0105011711	NEISSERIA MENINGITIDIS <i>NEISSERIA MENINGITIDIS</i>
W0105011712	PROTEUS <i>PROTEUS</i>
W0105011713	PSEUDOMONAS <i>PSEUDOMONAS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105011714	SHIGELLA <i>SHIGELLA</i>
W0105011799	DETERMINAZIONE IMMUNOLOGICHE IN BATTERIOLOGIA - ALTRE <i>OTHER OTHER BACTERIOLOGY IMMUNOASSAY</i>
W010502	VIRUS DELL'EPATITE <i>HEPATITIS VIRUSES</i>
W01050201	VIRUS DELL'EPATITE A <i>HEPATITIS A VIRUS</i>
W0105020101	EPATITE A (HAV), ANTIGENE, TEST DI CONFERMA <i>HAV ANTIGEN CONFIRMATORY</i>
W0105020102	EPATITE A (HAV), ANTICORPI TOTALI <i>HAV ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020103	EPATITE A (HAV), ANTICORPI IGG <i>HAV ANTIBODY IGG</i>
W0105020104	EPATITE A (HAV), ANTICORPI IGM <i>HAV ANTIBODY IGM</i>
W0105020105	EPATITE A (HAV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS A VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105020199	REAGENTI PER EPATITE A (HAV) - ALTRI <i>OTHER HAV REAGENTS</i>
W01050202	VIRUS DELL'EPATITE B <i>HEPATITIS B VIRUS</i>
W0105020201	EPATITE B (HBV), ANTIGENE DI SUPERFICIE (HBSAG) <i>HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN</i>
W0105020202	EPATITE B (HBV), ANTIGENE DI SUPERFICIE - TEST DI CONFERMA <i>HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020203	EPATITE B (HBV), ANTICORPI TOTALI ANTI-ANTIGENE DI SUPERFICIE <i>HEPATITIS B SURFACE ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020204	EPATITE B (HBV), IGG ANTI-ANTIGENE DI SUPERFICIE <i>HEPATITIS B SURFACE ANTIBODY IGG</i>
W0105020205	EPATITE B (HBV), IGM ANTI-ANTIGENE DI SUPERFICIE <i>HEPATITIS B SURFACE ANTIBODY IGM</i>
W0105020206	EPATITE B (HBV), ANTIGENE CORE <i>HEPATITIS B CORE ANTIGEN</i>
W0105020207	EPATITE B (HBV), ANTIGENE CORE - TEST DI CONFERMA <i>HEPATITIS B CORE ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020208	EPATITE B (HBV), ANTICORPI TOTALI ANTI-ANTIGENE CORE <i>HEPATITIS B CORE ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020209	EPATITE B (HBV), IGG ANTI-ANTIGENE CORE <i>HEPATITIS B CORE ANTIBODY IGG</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105020210	EPATITE B (HBV), IGM ANTI-ANTIGENE CORE <i>HEPATITIS B CORE ANTIBODY IGM</i>
W0105020211	EPATITE B (HBV), ANTIGENE E <i>HEPATITIS BE ANTIGEN</i>
W0105020212	EPATITE B (HBV), ANTIGENE E -TEST DI CONFERMA <i>HEPATITIS BE ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020213	EPATITE B (HBV), ANTICORPI TOTALI ANTI-ANTIGENE E <i>HEPATITIS BE ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020214	EPATITE B (HBV), ANTICORPI IGG ANTI-ANTIGENE E <i>HEPATITIS BE ANTIBODY IGG</i>
W0105020215	EPATITE B (HBV), ANTICORPI IGM ANTI-ANTIGENE E <i>HEPATITIS BE ANTIBODY IGM</i>
W0105020216	EPATITE B (HBV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS B VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105020299	REAGENTI PER L'EPATITE B - ALTRI <i>OTHER HBV REAGENTS</i>
W01050203	VIRUS DELL'EPATITE C <i>HEPATITIS C VIRUS</i>
W0105020301	EPATITE C (HCV), ANTIGENI <i>HCV ANTIGEN</i>
W0105020302	EPATITE C (HCV), ANTIGENI - TEST DI CONFERMA <i>HCV ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020303	EPATITE C (HCV), ANTICORPI TOTALI <i>HCV ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020304	EPATITE C (HCV), ANTICORPI IGG <i>HCV ANTIBODY IGG</i>
W0105020305	EPATITE C (HCV), ANTICORPI IGM <i>HCV ANTIBODY IGM</i>
W0105020306	EPATITE C (HCV), ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HCV ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105020307	EPATITE C (HCV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS C VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105020308	EPATITE C (HCV) ANTIGENI/ANTICORPI COMBO TEST <i>HEPATITIS C VIRUS (HCV) ANTIGEN/ANTIBODY COMBO TEST</i>
W0105020309	GENOTIPIZZAZIONE DEL VIRUS EPATITE C (HCV) CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS C VIRUS (HCV) GENOTYPING - NA REAGENTS</i>
W0105020399	REAGENTI PER RICERCA HCV - ALTRI <i>OTHER HCV REAGENTS</i>
W01050204	VIRUS DELL'EPATITE DELTA <i>HEPATITIS DELTA VIRUS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0105020401	EPATITE DELTA (HDV), ANTIGENI <i>HEPATITIS DELTA ANTIGEN</i>
W0105020402	EPATITE DELTA (HDV), ANTIGENI - TEST DI CONFERMA <i>HEPATITIS DELTA ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020403	EPATITE DELTA (HDV), ANTICORPI TOTALI <i>HEPATITIS DELTA ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020404	EPATITE DELTA (HDV), ANTICORPI IGG <i>HEPATITIS DELTA ANTIBODY IGG</i>
W0105020405	EPATITE DELTA (HDV), ANTICORPI IGM <i>HEPATITIS DELTA ANTIBODY IGM</i>
W0105020406	EPATITE DELTA (HDV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS DELTA VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105020499	REAGENTI PER RICERCA HDV - ALTRI <i>OTHER HDV REAGENTS</i>
W01050205	VIRUS DELL'EPATITE E <i>HEPATITIS E VIRUS</i>
W0105020501	EPATITE E (HEV), ANTIGENI <i>HEV ANTIGEN</i>
W0105020502	EPATITE E (HEV), ANTIGENI - TEST DI CONFERMA <i>HEV ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020503	EPATITE E (HEV), ANTICORPI TOTALI <i>HEV ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020504	EPATITE E (HEV), ANTICORPI IGG <i>HEV ANTIBODY IGG</i>
W0105020505	EPATITE E (HEV), ANTICORPI IGM <i>HEV ANTIBODY IGM</i>
W0105020506	EPATITE E (HEV), ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HEV ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105020507	EPATITE E (HEV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS E VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105020599	REAGENTI PER RICERCA HEV - ALTRI <i>OTHER HEV REAGENTS</i>
W01050206	VIRUS DELL'EPATITE G <i>HEPATITIS G VIRUS</i>
W0105020601	EPATITE G (HGV), ANTIGENI <i>HGV ANTIGEN</i>
W0105020602	EPATITE G (HGV), ANTIGENI - TEST DI CONFERMA <i>HGV ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020603	EPATITE G (HGV), ANTICORPI TOTALI <i>HGV ANTIBODY (TOTAL)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)

IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0105020604	EPATITE G (HGV), ANTICORPI IGG <i>HGV ANTIBODY IGG</i>
W0105020605	EPATITE G (HGV), ANTICORPI IGM <i>HGV ANTIBODY IGM</i>
W0105020606	EPATITE G (HGV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS G VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105020699	REAGENTI PER RICERCA HGV - ALTRI <i>OTHER HGV REAGENTS</i>
W01050207	VIRUS DELL'EPATITE X <i>HEPATITIS X VIRUS</i>
W0105020701	EPATITE X (HXV), ANTIGENI <i>HXV ANTIGEN</i>
W0105020702	EPATITE X (HXV), ANTIGENI - TEST DI CONFERMA <i>HXV ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105020703	EPATITE X (HXV), ANTICORPI TOTALI <i>HXV ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105020704	EPATITE X (HXV), ANTICORPI IGG <i>HXV ANTIBODY IGG</i>
W0105020705	EPATITE X (HXV), ANTICORPI IGM <i>HXV ANTIBODY IGM</i>
W0105020706	EPATITE X (HXV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HEPATITIS X VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105020799	REAGENTI PER RICERCA HXV - ALTRI <i>OTHER HXV REAGENTS</i>
W01050299	VIRUS DELL'EPATITE - VARI <i>OTHER HEPATITIS VIRUSES</i>
W010503	RETROVIRUS <i>RETROVIRUSES</i>
W01050301	HIV 1 <i>HIV 1</i>
W0105030101	HIV1, ANTIGENE <i>HIV 1 ANTIGEN</i>
W0105030102	HIV1, ANTIGENE - TEST DI CONFERMA <i>HIV 1 ANTIGEN - CONFIRMATORY</i>
W0105030103	HIV1, ANTICORPI TOTALI <i>HIV 1 ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105030104	HIV1, ANTICORPI IGG <i>HIV 1 ANTIBODY IGG</i>
W0105030105	HIV1, ANTICORPI IGM <i>HIV 1 ANTIBODY IGM</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)

IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0105030106	HIV1, ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HIV 1 ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105030107	HIV1, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HIV 1 - NA REAGENTS</i>
W0105030199	REAGENTI PER RICERCA HIV 1 - ALTRI <i>OTHER HIV 1 REAGENTS</i>
W01050302	HIV 2 <i>HIV 2</i>
W0105030201	HIV2, ANTIGENI <i>HIV 2 ANTIGEN</i>
W0105030202	HIV2, ANTICORPI <i>HIV 2 ANTIBODY</i>
W0105030203	HIV2, ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HIV 2 ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105030204	HIV2, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HIV 2 - NA REAGENTS</i>
W0105030299	REAGENTI PER RICERCA HIV 2 - ALTRI <i>OTHER HIV 2 REAGENTS</i>
W01050303	HIV P24 <i>HIV P24</i>
W0105030301	HIV P24, ANTIGENI <i>HIV P24 ANTIGEN</i>
W0105030302	HIV P24, ANTICORPI <i>HIV P24 ANTIBODY</i>
W0105030303	HIV P24, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HIV P24 - NA REAGENTS</i>
W0105030399	REAGENTI PER RICERCA HIV P24 - ALTRI <i>OTHER HIV P24 REAGENTS</i>
W01050304	HIV - MULTIPLO (1 / 2) <i>HIV - MULTIPLE (1 / 2)</i>
W0105030401	HIV1/2, ANTIGENI <i>HIV MULTIPLE ANTIGEN</i>
W0105030402	HIV1/2, ANTICORPI <i>HIV MULTIPLE ANTIBODY</i>
W0105030403	HIV1/2, ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HIV MULTIPLE ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105030404	HIV1/2, ANTIGENI E ANTICORPI, TEST COMBINATO (COMBO) <i>HIV MULTIPLE AG/AB COMBI TEST</i>
W0105030405	HIV1/2, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HIV MULTIPLE - NA REAGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105030499	REAGENTI PER RICERCA HIV1/2 - ALTRI <i>OTHER HIV MULTIPLE (1/2) REAGENTS</i>
W01050305	HTLV I <i>HTLV I</i>
W0105030501	HTLV I, ANTIGENI <i>HTLV I ANTIGEN</i>
W0105030502	HTLV I, ANTICORPI <i>HTLV I ANTIBODY</i>
W0105030503	HTLV I, ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HTLV I ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105030504	HTLV I, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HTLV I - NA REAGENTS</i>
W0105030599	REAGENTI PER RICERCA HTLV I - ALTRI <i>OTHER HTLV I REAGENTS</i>
W01050306	HTLV II <i>HTLV II</i>
W0105030601	HT LV II, ANTIGENI <i>HTLV II ANTIGEN</i>
W0105030602	HT LV II, ANTICORPI <i>HTLV II ANTIBODY</i>
W0105030603	HT LV II, ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HTLV II ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105030604	HT LV II, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HTLV II - NA REAGENTS</i>
W0105030699	REAGENTI PER RICERCA HTLV II - ALTRI <i>OTHER HTLV II REAGENTS</i>
W01050307	HTLV MULTIPLO <i>HTLV MULTIPLE</i>
W0105030701	HTLV I/II, ANTIGENI <i>HTLV MULTIPLE ANTIGEN</i>
W0105030702	HTLV I/II, ANTICORPI <i>HTLV MULTIPLE ANTIBODY</i>
W0105030703	HTLV I/II, ANTICORPI - TEST DI CONFERMA <i>HTLV MULTIPLE ANTIBODY - CONFIRMATORY</i>
W0105030704	HTLV I/II, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HTLV MULTIPLE - NA REAGENTS</i>
W0105030799	REAGENTI PER RICERCA HTLV I/II - ALTRI <i>OTHER HTLV MULTIPLE REAGENTS</i>
W010504	ALTRI TEST DI VIROLOGIA (IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE) <i>OTHER VIROLOGY (INFECT. IMMUNOLOGY)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01050401	VIRUS DELLA ROSOLIA <i>RUBELLA VIRUS</i>
W0105040101	ROSOLIA, ANTICORPI TOTALI <i>RUBELLA VIRUS ANTIBODIES - TOTAL</i>
W0105040102	ROSOLIA, ANTICORPI IGG <i>RUBELLA VIRUS IGG</i>
W0105040103	ROSOLIA, ANTICORPI IGM <i>RUBELLA VIRUS IGM</i>
W0105040104	ROSOLIA, RICERCA CON REAGENTI NAS <i>RUBELLA - NA REAGENTS</i>
W0105040199	REAGENTI PER RICERCA VIRUS DELLA ROSOLIA - ALTRI <i>OTHER RUBELLA VIRUS REAGENTS</i>
W01050402	CYTOMEGALOVIRUS <i>CYTOMEGALOVIRUS</i>
W0105040201	CYTOMEGALOVIRUS (CMV), ANTIGENI <i>CMV ANTIGEN</i>
W0105040202	CYTOMEGALOVIRUS (CMV), ANTICORPI TOTALI <i>CMV ANTIBODIES - TOTAL</i>
W0105040203	CYTOMEGALOVIRUS (CMV), ANTICORPI IGG <i>CMV IGG</i>
W0105040204	CYTOMEGALOVIRUS (CMV), ANTICORPI IGM <i>CMV IGM</i>
W0105040205	CYTOMEGALOVIRUS (CMV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>CMV - NA REAGENTS</i>
W0105040299	REAGENTI PER RICERCA CMV - ALTRI <i>OTHER CMV REAGENTS</i>
W01050403	HERPES SIMPLEX VIRUS <i>HERPES SIMPLEX VIRUS</i>
W0105040301	HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV), ANTIGENI <i>HSV ANTIGEN</i>
W0105040302	HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV), ANTICORPI TOTALI <i>HSV ANTIBODIES - TOTAL</i>
W0105040303	HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV), ANTICORPI IGG <i>HSV IGG</i>
W0105040304	HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV), ANTICORPI IGM <i>HSV IGM</i>
W0105040305	HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1(HSV1), ANTICORPI TOTALI <i>HSV 1 ANTIBODIES - TOTAL</i>
W0105040306	HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1(HSV1), ANTICORPI IGG <i>HSV 1 IGG</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105040307	HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 1(HSV1), ANTICORPI IGM <i>HSV 1 IGM</i>
W0105040308	HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 2 (HSV2), ANTICORPI TOTALI <i>HSV 2 ANTIBODIES - TOTAL</i>
W0105040309	HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 2 (HSV2), ANTICORPI IGG <i>HSV 2 IGG</i>
W0105040310	HERPES SIMPLEX VIRUS TIPO 2 (HSV2), ANTICORPI IGM <i>HSV 2 IGM</i>
W0105040311	HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>HSV - NA REAGENTS</i>
W0105040399	REAGENTI PER RICERCA HSV - ALTRI <i>OTHER HSV REAGENTS</i>
W01050404	EPSTEIN BARR VIRUS <i>EPSTEIN BARR VIRUS</i>
W0105040401	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), ANTICORPI <i>EBV ANTIBODIES</i>
W0105040402	MONONUCLEOSI <i>MONONUCLEOSIS</i>
W0105040403	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV), RICERCA CON REAGENTI NAS <i>EBV - NA REAGENTS</i>
W0105040499	REAGENTI PER RICERCA EBV - ALTRI <i>OTHER EBV REAGENTS</i>
W01050405	ALTRI TEST DI VIROLOGIA - REAGENTI NAS <i>OTHER VIROLOGY - NA REAGENTS</i>
W0105040501	ADENOVIRUS - REAGENTI NAS <i>ADENOVIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040502	ENTEROVIRUS - REAGENTI NAS <i>ENTEROVIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040503	HUMAN PAPILLOMA VIRUS - REAGENTI NAS <i>HUMAN PAPILLOMA VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040504	INFLUENZA & PARAINFLUENZA - REAGENTI NAS <i>INFLUENZA & PARA INFLUENZA - NA REAGENTS</i>
W0105040505	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) - REAGENTI NAS <i>RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) - NA REAGENTS</i>
W0105040506	ROTAVIRUS - REAGENTI NAS <i>ROTAVIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040507	MORBILLO - REAGENTI NAS <i>MEASLES - NA REAGENTS</i>
W0105040508	PAROTITE EPIDEMICA / PAROTITE - REAGENTI NAS <i>MUMPS / PAROTITIS - NA REAGENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105040509	PARVOVIRUS B 19 - REAGENTI NAS <i>PARVOVIRUS B 19 - NA REAGENTS</i>
W0105040510	VIRUS VARICELLA ZOSTER - REAGENTI NAS <i>VARICELLA ZOSTER VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040511	VIRUS DENGUE - REAGENTI NAS <i>DENGUE VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040512	FSME VIRUS - REAGENTI NA <i>FSME VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040513	VIRUS LCM - REAGENTI NAS <i>LCM VIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040514	HANTAVIRUS / BUNYAVIRUS - REAGENTI NAS <i>HANTAVIRUS / BUNYAVIRUS - NA REAGENTS</i>
W0105040599	TEST DI VIROLOGIA - REAGENTI NAS - ALTRI <i>OTHER VIROLOGY - NA REAGENTS</i>
W01050406	ULTERIORI RICERCHE DI ANTIGENI/ANTICORPI PER VIROLOGIA <i>OTHER VIROLOGY ANTIGEN/ANTIBODY DETECTION</i>
W0105040601	ADENOVIRUS, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>ADENOVIRUS</i>
W0105040602	ENTEROVIRUS, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>ENTEROVIRUS</i>
W0105040603	PAPILLOMAVIRUS UMANO, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>HUMAN PAPILLOMA VIRUS</i>
W0105040604	INFLUENZA & PARAINFLUENZA, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>INFLUENZA & PARA INFLUENZA</i>
W0105040605	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV), ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV)</i>
W0105040606	ROTAVIRUS, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>ROTAVIRUS</i>
W0105040607	MORBILLO, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>MEASLES</i>
W0105040608	PAROTITE EPIDEMICA / PAROTITE, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>MUMPS / PAROTITIS</i>
W0105040609	PARVOVIRUS B19, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>PARVOVIRUS B 19</i>
W0105040610	VARICELLA ZOSTER, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>VARICELLA ZOSTER</i>
W0105040611	VIRUS DENGUE, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>DENGUE VIRUS</i>
W0105040612	VIRUS FSME, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>FSME VIRUS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105040613	VIRUS LCM, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>LCM VIRUS</i>
W0105040614	HANTAVIRUS / BUNYAVIRUS, ANTIGENI E/O ANTICORPI <i>HANTAVIRUS / BUNYAVIRUS</i>
W0105040699	RICERCHE DI ANTIGENI/ANTICORPI PER VIROLOGIA - ALTRI <i>OTHER VIRAL ANTIGEN/ANTIBODY DETECTION</i>
W01050499	TEST DI VIROLOGIA - ALTRI <i>OTHER OTHER VIROLOGY</i>
W010505	PARASSITOLOGIA (IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE) <i>PARASITOLOGY (INFECT. IMMUNOLOGY)</i>
W01050501	TOXOPLASMA <i>TOXOPLASMA</i>
W0105050101	TOXOPLASMA, ANTICORPI TOTALI <i>TOXOPLASMA ANTIBODY (TOTAL)</i>
W0105050102	TOXOPLASMA, ANTICORPI IGG <i>TOXOPLASMA ANTIBODY IGG</i>
W0105050103	TOXOPLASMA, ANTICORPI IGM <i>TOXOPLASMA ANTIBODY IGM</i>
W0105050199	TOXOPLASMA, ANTICORPI - ALTRI <i>OTHER TOXOPLASMA ANTIBODY</i>
W01050502	VARIE PER PARASSITOLOGIA (ANTICORPI) <i>MISCELLANEOUS PARASITOLOGY (ANTIBODIES / ANTIGENS)</i>
W0105050201	ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPI <i>ENTAMOEBA HISTOLYTICA</i>
W0105050202	CHAGAS, ANTICORPI <i>CHAGAS</i>
W0105050203	DISTOMATOSI, ANTICORPI <i>DISTOMATOSIS</i>
W0105050204	ECHINOCOCCUS, ANTICORPI <i>ECHINOCOCCUS</i>
W0105050205	LEISHMANIA, ANTICORPI <i>LEISHMANIA</i>
W0105050206	SCHISTOSOMA, ANTICORPI <i>SCHISTOSOMA</i>
W0105050207	CRYPTOSPORIDIUM, ANTICORPI <i>CRYPTOSPORIDIUM</i>
W0105050208	GIARDIA LAMBLIA, ANTICORPI <i>GIARDIA LAMBLIA</i>
W0105050299	TEST DI PARASSITOLOGIA - ALTRI <i>OTHER PARASITOLOGY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W010506	MICOLOGIA (IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE) <i>MYCOLOGY IMMUNOASSAYS</i>
W01050601	ASPERGILLUS <i>ASPERGILLUS</i>
W01050602	CANDIDA ALBICANS <i>CANDIDA ALBICANS</i>
W01050699	TEST IMMUNOLOGICI PER MICOLOGIA - ALTRI <i>OTHER MYCOLOGY IMMUNOASSAYS</i>
W010507	PARAMETRI MULTIPLI - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>MULTIPLE PARAMETERS - INFECT. IMMUNOLOGY</i>
W01050702	PANNELLI MULTIPLI BATTERICI <i>MULTIPLE BACTERIA PANELS</i>
W0105070201	GRAM+ - GRAM - - FUNGHI - REAGENTI NAS <i>GRAM+ - GRAM- - FUNGI - NA REAGENTS</i>
W01050703	PANNELLI MULTIPLI VIRALI <i>MULTIPLE VIRUSES PANELS</i>
W0105070301	COMBINAZIONE HBV / HCV / HIV - REAGENTI NAS <i>HBV / HCV / HIV COMBINATION - NA REAGENTS</i>
W01050799	VIRUS MULTIPLI - ALTRI <i>OTHER MULTIPLE VIRUSES</i>
W010508	CONTROLLI/STANDARD/CALIBRATORI - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>CONTROLS/STANDARDS/CALIBRATORS - INFECT. IMMUNOLOGY</i>
W01050801	CONTROLLI PER BATTERIOLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>BACTERIOLOGY CONTROLS - INF.IMM.</i>
W01050802	CONTROLLI PER IL VIRUS DELL'EPATITE - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>HEPATITIS VIRUS CONTROLS - INF.IMM.</i>
W01050803	CONTROLLI PER I RETROVIRUS - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>RETROVIRUS CONTROLS - INF.IMM.</i>
W01050804	ALTRI CONTROLLI PER VIROLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>OTHER VIROLOGY CONTROLS - INF.IMM.</i>
W01050805	CONTROLLI PER PARASSITOLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>PARASITOLOGY CONTROLS - INF.IMM.</i>
W01050806	CONTROLLI PER MICOLOGIA - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>MYCOLOGY CONTROLS - INF.IMM.</i>
W01050807	CONTROLLI MULTICOMPONENTI - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>MULTICONSTITUENT CONTROLS - INF.IMM.</i>
W01050899	CONTROLLI PER L'IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE - ALTRI <i>OTHER CONTROLS INF. IMMUNOLOGY</i>
W010509	TEST RAPIDI - IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE <i>RAPID TESTS - INFECTIOUS IMMUNOLOGY</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01050901	BATTERIOLOGIA - TEST RAPIDI <i>BACTERIOLOGY RAPID TESTS</i>
W0105090101	CHLAMYDIA, RICERCA ANTIGENI - TEST RAPIDO <i>CHLAMYDIA AG - RAPID TEST</i>
W0105090102	HELICOBACTER PYLORI - TEST RAPIDO <i>H. PYLORI - RAPID TEST</i>
W0105090103	STREPTOCOCCUS PYOGENES (GRUPPO A) - TEST RAPIDO <i>STREP A - RAPID TEST</i>
W0105090104	STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (GRUPPO B) - TEST RAPIDO <i>STREP B - RAPID TEST</i>
W0105090105	SIFILIDE - TEST RAPIDO <i>SYPHILIS - RAPID TEST</i>
W0105090106	C. DIFFICILE INCLUSE TOSSINE A E B - TEST RAPIDO <i>C. DIFF. INCL. TOXIN A AND B - RAPID TEST</i>
W0105090107	AGENTI PATOGENI DELLA MENINGITE - TEST RAPIDO <i>MENINGITIS CAUSITIVE AGENTS - RAPID TEST</i>
W0105090199	TEST RAPIDI PER BATTERIOLOGIA - ALTRI <i>OTHER BACTERIOLOGY RAPID TESTS</i>
W01050902	VIRUS DELL'EPATITE - TEST RAPIDI <i>HEPATITIS VIRUSES RAPID TESTS</i>
W0105090201	EPATITE B (HBV), ANTIGENE DI SUPERFICE (HBSAG) - TEST RAPIDO <i>HBSAG - RAPID TEST</i>
W0105090202	EPATITE C (HCV), ANTICORPI - TEST RAPIDO <i>HCV ANTIBODY - RAPID TEST</i>
W0105090299	TEST RAPIDI PER I VIRUS DELL'EPATITE - ALTRI <i>OTHER HEPATITIS VIRUSES RAPID TESTS</i>
W01050903	RETROVIRUS - TEST RAPIDI <i>RETROVIRUSES RAPID TEST</i>
W0105090301	HIV 1 - TEST RAPIDO <i>HIV 1 - RAPID TEST</i>
W0105090302	HIV 1 / 2 - TEST RAPIDO <i>HIV 1 / 2 - RAPID TEST</i>
W0105090399	TEST RAPIDI PER RETROVIRUS - ALTRI <i>OTHER RETROVIRUSES RAPID TESTS</i>
W01050990	TEST RAPIDI PER VIROLOGIA - VARI <i>OTHER VIROLOGY RAPID TESTS</i>
W0105099001	CITOMEGALOVIRUS (CMV) - TEST RAPIDO <i>CMV - RAPID TEST</i>
W0105099002	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) - TEST RAPIDO <i>RSV - RAPID TEST</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0105099003	MONONUCLEOSI - TEST RAPIDO <i>MONONUCLEOSIS - RAPID TEST</i>
W0105099004	INFLUENZA DI TIPO A E/O B - TEST RAPIDO <i>INFLUENZA A AND /OR B - RAPID TEST</i>
W0105099005	VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE (RSV) - TEST RAPIDO <i>RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) - RAPID TEST</i>
W0105099006	VIRUS VARICELLA ZOSTER - TEST RAPIDO <i>VARICELLA ZOSTER VIRUS</i>
W0105099099	TEST RAPIDI PER VIROLOGIA - ALTRI <i>OTHER OTHER VIROLOGY RAPID TESTS</i>
W010599	TEST PER L'IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE INFETTIVE - VARI <i>OTHER INFECTIOUS IMMUNOLOGY</i>
W01059901	REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E LA PREPARAZIONE DI DNA ED RNA <i>REAGENTS FOR DNA AND OR RNA EXTRACTION AND PREPARATION</i>
W0105990101	REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E LA PREPARAZIONE DI DNA BATTERICO <i>REAGENTS FOR BACTERIAL DNA EXTRACTION AND PREPARATION</i>
W0105990102	REAGENTI PER L'ESTRAZIONE E LA PREPARAZIONE DI DNA E/O RNA VIRALE <i>REAGENTS FOR VIRAL DNA AND/OR RNA EXTRACTION AND PREPARATION</i>
W0106	TEST GENETICI <i>GENETIC TESTING</i>
W010601	ALTERAZIONI GENETICHE O CROMOSOMICHE CONGENITE <i>INBORN GENE OR CHROMOSOME ALTERATIONS</i>
W01060101	DISORDINI MONOGENETICI <i>MONOGENETIC DISORDERS</i>
W0106010101	FIBROSI CISTICA <i>CYSTIC FIBROSIS</i>
W0106010102	DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE <i>DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY</i>
W0106010103	FATTORE V DI LEIDEN <i>ACTOR V LEIDEN</i>
W0106010104	SINDROME DELL' X FRAGILE <i>FRAGILE X SYNDROME</i>
W0106010105	EMOCROMATOSI <i>HAEMOCHROMATOSIS</i>
W0106010106	EMOFILIA <i>HAEMOPHILIA</i>
W0106010107	COREA DI HUNTINGTON <i>HUNTINGTON CHOREA</i>
W0106010108	NEFROPATIA POLICISTICA <i>POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0106010109	ANEMIA FALCIFORME <i>SICKLE CELL ANEMIA</i>
W0106010110	MALATTIA DI TAY SACHS <i>TAY SACHS DISEASE</i>
W0106010111	TALASSEMIA <i>THALASSAEMIA</i>
W0106010112	ATASSIA DI FRIEDREICH <i>FRIEDREICH'S ATAXIA</i>
W0106010113	ATASSIE SPINOCEREBRALI DI TIPO 1, 2, 3, 6, 7, 8 <i>SPIHOCEREBELLAR ATAXINS TYPE 1,2,3,6,7,8</i>
W0106010114	MUTAZIONE DELLA PROTROMBINA <i>PROTHROMBIN MUTATION</i>
W0106010199	TEST PER DISORDINI MONOGENETICI - ALTRI <i>OTHER MONOGENETIC DISORDERS TESTS</i>
W01060102	DISORDINI POLIGENETICI <i>POLYGENETIC DISORDERS</i>
W0106010201	MALATTIA DI ALZHEIMER <i>ALZHEIMER'S DISEASE</i>
W0106010202	ASMA <i>ASTHMA</i>
W0106010203	ATEROSCLEROSI <i>ATHEROSCLEROSIS</i>
W0106010204	DIABETE <i>DIABETES</i>
W0106010205	IPERTENSIONE <i>HYPERTENSION</i>
W0106010206	SCLEROSI MULTIPLA <i>MULTIPLE SCLEROSIS</i>
W0106010207	OSTEOPOROSI <i>OSTEOPOROSIS</i>
W0106010299	TEST PER DISORDINI POLIGENETICI - ALTRI <i>OTHER POLYGENETIC DISORDERS TESTS</i>
W01060103	DISORDINI CROMOSOMICI <i>CHROMOSOMAL DISORDERS</i>
W0106010301	SINDROME DI DOWN <i>DOWN'S SYNDROME</i>
W0106010302	SINDROME DI EDWARDS <i>EDWARDS SYNDROME</i>
W0106010303	SINDROME DI KLINEFELTER <i>KLINEFELTER SYNDROME</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0106010304 **SINDROME DI PATAU**
PÄTAU SYNDROME

W0106010305 **SINDROME DI TURNER**
TURNER SYNDROME

W0106010399 **TEST PER DISORDINI CROMOSOMICI - ALTRI**
OTHER CHROMOSOMAL DISORDERS TESTS

W01060104 **POLIMORFISMI**
POLYMORPHISMS

W0106010401 **TIPIZZAZIONE HLA**
HLA-TYPING

W0106010499 **TEST PER POLIMORFISMO - ALTRI**
OTHER POLYMORPHISM TESTS

W010602 **ALTERAZIONI GENETICHE O CROMOSOMICHE ACQUISITE**
ACQUIRED GENE OR CHROMOSOME ALTERATIONS

W01060201 **P53**
P53

W01060202 **K-RAS**
K-RAS

W01060203 **BRCA 1+2**
BRCA 1+2

W01060204 **RET**
RET

W01060205 **C-MYC**
C-MYC

W01060206 **HNPCC**
HNPCC

W01060207 **APC**
APC

W01060208 **T(9;22)**
T(9;22)

W01060209 **T(8;14)**
T(8;14)

W01060210 **T(14;18)**
T(14;18)

W01060211 **INV (16)**
INV (16)

W01060212 **TELOMERASI**
TELOMERASE

W01060213 **HER-2/NEU**
HER-2/NEU

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W01060299	TEST PER ALTERAZIONI GENETICHE O CROMOSOMICHE ACQUISITE - ALTRI <i>ACQUIRED GENE OR CHROMOSOME ALTERATION TESTS</i>
W010603	TEST GENETICI MULTIPARAMETRICI <i>MULTIPLE PARAMETERS - GENETIC TESTING</i>
W01060301	TEST DI FARMACOGENOMICA <i>PHARMACOGENOMICS</i>
W0106030101	CYP 450 - TEST INDIVIDUALE <i>CYP 450 - INDIVIDUAL TEST</i>
W0106030102	CYP 450 - TEST MULTIPLO SON MICRO-ARRAY <i>CYP 450 - MULTIPLE TESTS ON MICRO-ARRAYS</i>
W010699	TEST GENETICI - ALTRI <i>OTHER OTHER GENETIC TESTS</i>
W02	STRUMENTAZIONE IVD <i>IVD INSTRUMENTS</i>
W0201	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA <i>CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS</i>
W020101	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA <i>CHEMISTRY INSTRUMENTS</i>
W02010101	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA <i>CHEMISTRY ANALYSERS</i>
W0201010101	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA - PER PICCOLA ROUTINE (Analisi/h random access senza ISE <=400) <i>CHEMISTRY ANALYSERS - LOW ROUTINE (Random access without ISE mode test/h <= 400)</i>
W0201010102	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA - PER MEDIA ROUTINE (Analisi/h random access senza ISE > 400 e <=800) <i>CHEMISTRY ANALYSERS - MODERATE ROUTINE (Random access without ISE mode test/h > 400 and <= 800)</i>
W0201010103	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA - PER MEDIA/GRANDE ROUTINE (Analisi/h random access senza ISE > 800 e <=1.200) <i>CHEMISTRY ANALYSERS - MODERATE TO HIGH ROUTINE (Random access without ISE mode test/h > 800 and <= 1.200)</i>
W0201010104	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA - PER GRANDE ROUTINE ((Analisi/h random access senza ISE > 1.200) <i>CHEMISTRY ANALYSERS - HIGH ROUTINE (Random access without ISE mode test/h > 1.200)</i>
W0201010180	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>CHEMISTRY ANALYSERS - HARDWARE ACCESSORIES</i>
W0201010182	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>CHEMISTRY ANALYSERS - SOFTWARE ACCESSORIES</i>
W0201010185	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI PER CHIMICA CLINICA - MATERIALI SPECIFICI <i>CHEMISTRY ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W02010102	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CHIMICA CLINICA <i>LIMITED PANEL CHEMISTRY ANALYSERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0201010201	ANALIZZATORI PER URINE <i>URINE ANALYSERS</i>
W020101020101	LETTORI STRISCE REATTIVE URINE <i>URINE STRIP READERS</i>
W020101020102	ANALIZZATORI PER URINE SEMIAUTOMATICI <i>SEMI-AUTOMATED URINE ANALYSERS</i>
W020101020103	ANALIZZATORI PER URINE AUTOMATICI <i>AUTOMATED URINE ANALYSERS</i>
W020101020180	ANALIZZATORI PER URINE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>AUTOMATED URINE ANALYSERS - HARDWARE</i>
W020101020182	ANALIZZATORI PER URINE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>AUTOMATED URINE ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W020101020185	ANALIZZATORI PER URINE - MATERIALI SPECIFICI <i>AUTOMATED URINE ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W0201010202	APPARECCHIATURE PER LETTURA DEL SEDIMENTO URINARIO <i>URINARY SEDIMENT DEVICES</i>
W0201010203	ANALIZZATORI AMMONIEMIA <i>BLOOD-AMMONIA CHECKERS</i>
W0201010280	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CHIMICA CLINICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LIMITED PANEL CHEMISTRY ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0201010282	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CHIMICA CLINICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LIMITED PANEL CHEMISTRY ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0201010285	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CHIMICA CLINICA - MATERIALI SPECIFICI <i>LIMITED PANEL CHEMISTRY ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W0201010299	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CHIMICA CLINICA - ALTRI <i>LIMITED PANEL CHEMISTRY ANALYSERS - OTHERS</i>
W02010199	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>CHEMISTRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020102	STRUMENTAZIONE PER IMMUNOCHEMICA <i>IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS</i>
W02010201	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCHEMICA <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS</i>
W0201020101	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCHEMICA - PER PICCOLA ROUTINE (Potenzialità operativa <= 100 test/h) <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - LOW ROUTINE (Throughput <= 100 test/h)</i>
W0201020102	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCHEMICA - PER MEDIA ROUTINE (Potenzialità operativa >100 e <=250 test/h) <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - MODERATE ROUTINE (Throughput > 100 and <= 250 test/h)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0201020103	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCIMICA - PER MEDIA/GRANDE ROUTINE (Potenzialità operativa > 250 e <=700 test/h) <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - MODERATE TO HIGH ROUTINE (Throughput > 250 and <= 700 test/h)</i>
W0201020104	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCIMICA - PER GRANDE ROUTINE (Potenzialità operativa > 700 test/h) <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - HIGH ROUTINE (Throughput > 700 test/h)</i>
W0201020180	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCIMICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0201020182	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCIMICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0201020185	ANALIZZATORI AUTOMATICI PER IMMUNOCIMICA - MATERIALI SPECIFICI <i>AUTOMATED IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W02010202	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER IMMUNOCIMICA <i>LIMITED PANEL IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS</i>
W0201020201	LETTORI PER IMMUNOCIMICA <i>IMMUNOCHEMISTRY READERS</i>
W0201020202	CONTATORI DI PARTICELLE BETA <i>LIQUID SCINTILLATION COUNTERS</i>
W0201020203	CONTATORI DI RAGGI GAMMA <i>GAMMA COUNTERS</i>
W0201020204	NEFELOMETRI <i>NEPHELOMETERS</i>
W0201020205	TURBIDIMETRI <i>TURBIDIMETERS</i>
W0201020280	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER IMMUNOCIMICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LIMITED PANEL IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0201020282	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER IMMUNOCIMICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LIMITED PANEL IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0201020285	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER IMMUNOCIMICA - MATERIALI SPECIFICI <i>LIMITED PANEL IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W0201020299	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER IMMUNOCIMICA - ALTRI <i>LIMITED PANEL IMMUNOCHEMISTRY ANALYSERS - OTHERS</i>
W02010299	STRUMENTAZIONE PER IMMUNOCIMICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020103	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCIMICA INTEGRATA/MODULARE <i>INTEGRATED / MODULAR CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS</i>
W02010301	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI A PANNELLO MISTO <i>MIXED PANEL MULTIPARAMETER ANALYSERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0201030101	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI A PANNELLO MISTO - PER PICCOLA ROUTINE (Potenzialità operativa <=800 test/h) <i>MIXED PANEL MULTIPARAMETER ANALYSERS - LOW ROUTINE (Throughput <= 800 test/h)</i>
W0201030102	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI A PANNELLO MISTO - PER MEDIA ROUTINE (Potenzialità operativa > 800 e <=2000 test/h) <i>MIXED PANEL MULTIPARAMETER ANALYSERS - MODERATE ROUTINE (Throughput > 800 and <= 2000 test/h)</i>
W0201030103	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI A PANNELLO MISTO - PER GRANDE ROUTINE (Potenzialità operativa > 2000 test/h) <i>MIXED PANEL MULTIPARAMETER ANALYSERS - HIGH ROUTINE (Throughput > 2000 test/h)</i>
W0201030180	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI A PANNELLO MISTO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MIXED PANEL MULTIPARAMETER ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0201030182	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI A PANNELLO MISTO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MIXED PANEL MULTIPARAMETER ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0201030185	ANALIZZATORI MULTIPARAMETRICI A PANNELLO MISTO - MATERIALI SPECIFICI <i>MIXED PANEL MULTIPARAMETER ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W02010399	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA INTEGRATA/MODULARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INTEGRATED / MODULAR CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020104	STRUMENTAZIONE PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI <i>BLOOD GAS ANALYSIS / ELECTROLYTE INSTRUMENTS</i>
W02010401	EMOGASANALIZZATORI <i>BLOOD GAS ANALYSERS</i>
W0201040101	EMOGASANALIZZATORI - CON PROFILO CLASSICO (pH, pO₂, pCO₂, Hct + elettroliti) <i>BLOOD GAS ANALYSERS - WITH CLASSIC PROFILE (pH, pO₂, pCO₂, Hct + electrolytes)</i>
W0201040102	EMOGASANALIZZATORI - CON PARAMETRI AGGIUNTIVI (pH, pO₂, pCO₂, Hct + elettroliti + metaboliti, parametri CO-ossimetrici e parametri coagulativi) <i>BLOOD GAS ANALYSERS - WITH ADDITIONAL PARAMETERS (pH, pO₂, pCO₂, Hct + metabolites + electrolytes, CO-oximeter parameters and coagulation parameters)</i>
W0201040180	EMOGASANALIZZATORI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>BLOOD GAS ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0201040182	EMOGASANALIZZATORI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>BLOOD GAS ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0201040185	EMOGASANALIZZATORI - MATERIALI SPECIFICI <i>BLOOD GAS ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W02010402	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI <i>LIMITED PANEL ANALYSERS FOR BLOOD GAS ANALYSIS / ELECTROLYTES</i>
W0201040201	ANALIZZATORI IONOSELETTIVI PER ELETTROLITI <i>ION SELECTIVE ELECTROLYTE ANALYSERS</i>
W0201040202	FOTOMETRI A FIAMMA <i>FLAME PHOTOMETERS</i>
W0201040203	CLORURIMETRI <i>CHLORIDE ANALYSERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0201040280	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LIMITED PANEL ANALYSERS FOR BLOOD GAS ANALYSIS / ELECTROLYTE - HARDWARE</i>
W0201040282	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LIMITED PANEL ANALYSERS FOR BLOOD GAS ANALYSIS / ELECTROLYTES - SOFTWARE</i>
W0201040285	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI - MATERIALI SPECIFICI <i>LIMITED PANEL ANALYSERS FOR BLOOD GAS ANALYSIS / ELECTROLYTES - CONSUMABLES</i>
W0201040299	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI - ALTRI <i>LIMITED PANEL ANALYSERS FOR BLOOD GAS ANALYSIS / ELECTROLYTES - OTHERS</i>
W02010499	STRUMENTAZIONE PER EMOGASANALISI / ELETTROLITI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>BLOOD GAS ANALYSIS / ELECTROLYTE INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020105	STRUMENTAZIONE PER ELETTROFORESI / CROMATOGRAFIA <i>ELECTROPHORESIS / CHROMATOGRAPHY INSTRUMENTS</i>
W02010501	STRUMENTAZIONE PER ELETTROFORESI <i>ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS</i>
W0201050101	APPARECCHIATURE PER ELETTROFORESI AUTOMATICA <i>AUTOMATED ELECTROPHORESIS SYSTEMS</i>
W0201050102	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER EP <i>LIMITED PANEL ELECTROPHORESIS ANALYSERS</i>
W020105010201	APPARECCHIATURE PER ELETTROFORESI SEMIAUTOMATICA <i>SEMI-AUTOMATED ELECTROPHORESIS SYSTEMS</i>
W020105010202	APPARECCHIATURE PER ELETTROFORESI CAPILLARE <i>CAPILLARY ELECTROPHORESIS SYSTEMS</i>
W020105010203	DENSITOMETRI <i>DENSITOMETERS</i>
W020105010280	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER ELETTROFORESI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LIMITED PANEL ELECTROPHORESIS ANALYSERS - HARDWARE</i>
W020105010282	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER ELETTROFORESI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LIMITED PANEL ELECTROPHORESIS ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W020105010285	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER ELETTROFORESI - MATERIALI SPECIFICI <i>LIMITED PANEL ELECTROPHORESIS ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W020105010299	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER ELETTROFORESI - ALTRI <i>LIMITED PANEL ELECTROPHORESIS ANALYSERS - OTHERS</i>
W0201050190	STRUMENTAZIONE VARIA PER ELETTROFORESI <i>VARIOUS ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS</i>
W020105019001	PROCESSATORI DI GEL ELETTROFORETICI <i>ELECTROPHORETIC GEL PROCESSORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W020105019002	SISTEMI PER L'ANALISI E DOCUMENTAZIONE DI GEL <i>GEL DOCUMENTATION SYSTEMS</i>
W020105019080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ELETTROFORESI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W020105019082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ELETTROFORESI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W020105019085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ELETTROFORESI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W020105019099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ELETTROFORESI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W02010502	STRUMENTAZIONE PER CROMATOGRAFIA (HPLC) <i>CHROMATOGRAPHY INSTRUMENTS (HPLC)</i>
W0201050201	CROMATOGRAFI IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI <i>HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEMS</i>
W0201050280	CROMATOGRAFI IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - HARDWARE</i>
W0201050282	CROMATOGRAFI IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - SOFTWARE</i>
W0201050285	CROMATOGRAFI IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI - MATERIALI SPECIFICI <i>HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
W0201050299	STRUMENTAZIONE PER CROMATOGRAFIA (HPLC) NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY SYSTEMS - OTHERS</i>
W020106	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI <i>RAPID TEST CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS</i>
W02010601	MONITORAGGIO DEL DIABETE <i>DIABETES MONITORING</i>
W0201060101	APPARECCHIATURE PER EMOGLOBINA GLICATA <i>GLYCOSILATED HEMOGLOBIN DEVICES</i>
W0201060102	APPARECCHIATURA PER GLICEMIA <i>BLOOD GLUCOSE METERS</i>
W0201060190	STRUMENTAZIONE VARIA PER IL MONITORAGGIO DEL DIABETE <i>VARIOUS DIABETES MONITORING INSTRUMENTS</i>
W020106019080	STRUMENTAZIONE VARIA PER IL MONITORAGGIO DEL DIABETE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS DIABETES MONITORING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W020106019082	STRUMENTAZIONE VARIA PER IL MONITORAGGIO DEL DIABETE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS DIABETES MONITORING INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W020106019085	STRUMENTAZIONE VARIA PER IL MONITORAGGIO DEL DIABETE - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS DIABETES MONITORING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W020106019099	STRUMENTAZIONE VARIA PER IL MONITORAGGIO DEL DIABETE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS DIABETES MONITORING INSTRUMENTS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W02010690	STRUMENTAZIONE VARIA CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI ("POINT OF CARE" E/O URGENZA) <i>VARIOUS RAPID TEST CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS ("POINT OF CARE" AND/OR EMERGENCY)</i>
W0201069001	ANALIZZATORI MARCATORI CARDIACI <i>CARDIAC MARKER PORTABLE ANALYSERS</i>
W0201069002	EMOGASANALIZZATORI PORTATILI <i>BLOOD GAS PORTABLE ANALYSERS</i>
W0201069003	ANALIZZATORI ALCOOL <i>ALCOHOL ANALYSERS</i>
W0201069004	BILIRUBINOMETRI <i>BILIRUBINOMETERS</i>
W0201069005	EMOSSIMETRI <i>HEMOXIMETERS</i>
W0201069080	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS RAPID TEST CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W0201069082	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS RAPID TEST CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W0201069085	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS RAPID TEST CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W0201069099	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIMICA CLINICA / IMMUNOCHEMICA TEST RAPIDI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS RAPID TEST CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W02010699	STRUMENTAZIONE PER CHIMICA CLINICA/IMMUNOCHEMICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>CHEMISTRY / IMMUNOCHEMISTRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W0202	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA <i>HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS</i>
W020201	CONTA CELLULARE <i>CELL COUNTING</i>
W02020101	CONTAGLOBULI AUTOMATICI DIFFERENZIALI A 5 POPOLAZIONI <i>AUTOMATED 5 PART DIFFERENTIAL HEMATOLOGY ANALYSERS</i>
W0202010101	CONTAGLOBULI AUTOMATICI DIFFERENZIALI - PER PICCOLA ROUTINE (Potenzialità operativa <=100 campioni/h) <i>AUTOMATED WHOLE BLOOD HEMATOLOGY ANALYSERS - LOW ROUTINE (Throughput <= 100 samples/hr)</i>
W0202010102	CONTAGLOBULI AUTOMATICI DIFFERENZIALI - PER MEDIA ROUTINE (Potenzialità operativa >100 e <=120 campioni/h) <i>AUTOMATED WHOLE BLOOD HEMATOLOGY ANALYSERS - MODERATE ROUTINE (Throughput > 100 and <= 120 samples/hr)</i>
W0202010103	CONTAGLOBULI AUTOMATICI DIFFERENZIALI - PER GRANDE ROUTINE (Potenzialità operativa >120 campioni/h) <i>AUTOMATED WHOLE BLOOD HEMATOLOGY ANALYSERS - HIGH ROUTINE (Throughput > 120 samples/hr)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0202010180	CONTAGLOBULI AUTOMATICI DIFFERENZIALI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>AUTOMATED WHOLE BLOOD HEMATOLOGY ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0202010182	CONTAGLOBULI AUTOMATICI DIFFERENZIALI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>AUTOMATED WHOLE BLOOD HEMATOLOGY ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0202010185	CONTAGLOBULI AUTOMATICI DIFFERENZIALI - MATERIALI SPECIFICI <i>AUTOMATED WHOLE BLOOD HEMATOLOGY ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W02020102	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CONTA CELLULARE <i>LIMITED PANEL CELL COUNTING ANALYSERS</i>
W0202010201	CONTAGLOBULI AUTOMATICI A 3 POPOLAZIONI <i>AUTOMATED 3 PART HEMATOLOGY ANALYSERS</i>
W0202010202	CONTAGLOBULI SEMIAUTOMATICI <i>SEMI-AUTOMATED HEMATOLOGY ANALYSERS</i>
W0202010280	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CONTA CELLULARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LIMITED PANEL CELL COUNTING ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0202010282	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CONTA CELLULARE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LIMITED PANEL CELL COUNTING ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0202010285	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CONTA CELLULARE - MATERIALI SPECIFICI <i>LIMITED PANEL CELL COUNTING ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W0202010299	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER CONTA CELLULARE - ALTRI <i>LIMITED PANEL CELL COUNTING ANALYSERS - OTHERS</i>
W02020199	STRUMENTAZIONE PER CONTA CELLULARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>CELL COUNTING INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020202	EMOSTASI <i>HEMOSTASIS INSTRUMENTS</i>
W02020201	COAGULOMETRI <i>COAGULOMETERS</i>
W0202020101	COAGULOMETRI - SEMIAUTOMATICI <i>SEMI-AUTOMATED COAGULOMETERS</i>
W0202020102	COAGULOMETRI - AUTOMATICI <i>AUTOMATED COAGULOMETERS</i>
W0202020180	COAGULOMETRI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>COAGULOMETERS - HARDWARE</i>
W0202020182	COAGULOMETRI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>COAGULOMETERS - SOFTWARE</i>
W0202020185	COAGULOMETRI - MATERIALI SPECIFICI <i>COAGULOMETERS - CONSUMABLES</i>
W02020290	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMOSTASI <i>VARIOUS HEMOSTASIS INSTRUMENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0202029001	TROMBOELASTOGRAFI <i>THROMBELASTOGRAPHS</i>
W0202029080	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMOSTASI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS HEMOSTASIS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W0202029082	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMOSTASI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS HEMOSTASIS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W0202029085	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMOSTASI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS HEMOSTASIS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W0202029099	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMOSTASI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS HEMOSTASIS INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020203	STRUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO <i>BLOOD GROUPING INSTRUMENTS</i>
W02020301	ANALIZZATORI GRUPPO SANGUIGNO <i>BLOOD GROUPING ANALYSERS</i>
W0202030101	ANALIZZATORI GRUPPO SANGUIGNO - MANUALE O SEMIAUTOMATICO <i>BLOOD GROUPING ANALYSERS - MANUAL OR SEMI-AUTOMATED</i>
W0202030102	ANALIZZATORI GRUPPO SANGUIGNO - AUTOMATICO <i>AUTOMATED BLOOD GROUPING ANALYSERS</i>
W0202030180	ANALIZZATORI GRUPPO SANGUIGNO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>BLOOD GROUPING ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0202030182	ANALIZZATORI GRUPPO SANGUIGNO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>BLOOD GROUPING ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0202030185	ANALIZZATORI GRUPPO SANGUIGNO - MATERIALI SPECIFICI <i>BLOOD GROUPING ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W02020302	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO <i>LIMITED PANEL BLOOD GROUPING ANALYSERS</i>
W0202030201	LETTORI PER IMMUNOEMATOLOGIA <i>IMMUNOHEMATOLOGY READERS</i>
W0202030202	TRANSILLUMINATORI <i>TRANSILLUMINATORS</i>
W0202030203	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER GRUPPAGGIO SANGUIGNO - ALTRI <i>LIMITED PANEL BLOOD GROUPING ANALYSERS - OTHERS</i>
W0202030280	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER GRUPPAGGIO SANGUIGNO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LIMITED PANEL BLOOD GROUPING ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0202030282	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER GRUPPAGGIO SANGUIGNO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LIMITED PANEL BLOOD GROUPING ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0202030285	ANALIZZATORI A PANNELLI LIMITATI SPECIALISTICI PER GRUPPAGGIO SANGUIGNO - MATERIALI SPECIFICI <i>LIMITED PANEL BLOOD GROUPING ANALYSERS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W02020399	STRUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>BLOOD GROUPING INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020204	CITOMETRIA A FLUSSO <i>FLOW CYTOMETRY INSTRUMENTS</i>
W02020401	CITOFUORIMETRI <i>CYTOFLOWMETERS</i>
W0202040101	CITOFUORIMETRI - PER PICCOLA ROUTINE <i>CYTOFLOWMETERS - LOW ROUTINE</i>
W0202040102	CITOFUORIMETRI - PER MEDIA ROUTINE <i>CYTOFLOWMETERS - MODERATE ROUTINE</i>
W0202040103	CITOFUORIMETRI - PER GRANDE ROUTINE <i>CYTOFLOWMETERS - HIGH ROUTINE</i>
W0202040180	CITOFUORIMETRI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>CYTOFLOWMETERS - HARDWARE</i>
W0202040182	CITOFUORIMETRI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>CYTOFLOWMETERS - SOFTWARE</i>
W0202040185	CITOFUORIMETRI - MATERIALI SPECIFICI <i>CYTOFLOWMETERS - CONSUMABLES</i>
W02020499	STRUMENTAZIONE PER CITOMETRIA A FLUSSO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>FLOW CYTOMETRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020205	ISTOLOGIA / CITOLOGIA <i>HISTOLOGY / CYTOLOGY</i>
W02020501	ANALIZZATORI CAMPIONI ISTOLOGICI <i>HISTOLOGICAL SAMPLES ANALYSERS</i>
W02020502	SISTEMI PER SCREENING CERVICALE (PAP TEST) <i>CERVICAL SCREENING SYSTEMS</i>
W02020503	STRUMENTAZIONE PER INDAGINI MICROSCOPICHE DI LABORATORIO <i>LABORATORY INSTRUMENTS FOR MICROSCOPIC INVESTIGATIONS</i>
W0202050301	MICROSCOPI ELETTRONICI <i>ELECTRON MICROSCOPES</i>
W0202050302	MICROSCOPI A SCANSIONE LASER <i>LASER SCANNING MICROSCOPES</i>
W0202050303	MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO <i>OPTICAL LABORATORY MICROSCOPES</i>
W0202050304	MICROSCOPI DIGITALI DA LABORATORIO <i>DIGITAL LABORATORY MICROSCOPES</i>
W0202050380	STRUMENTAZIONE PER INDAGINI MICROSCOPICHE DI LABORATORIO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LABORATORY INSTRUMENTS FOR MICROSCOPIC INVESTIGATIONS - HARDWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0202050382	STRUMENTAZIONE PER INDAGINI MICROSCOPICHE DI LABORATORIO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LABORATORY INSTRUMENTS FOR MICROSCOPIC INVESTIGATIONS - SOFTWARE</i>
W0202050385	STRUMENTAZIONE PER INDAGINI MICROSCOPICHE DI LABORATORIO - MATERIALI SPECIFICI <i>LABORATORY INSTRUMENTS FOR MICROSCOPIC INVESTIGATIONS - CONSUMABLES</i>
W02020590	STRUMENTAZIONE VARIA PER PROCESSAZIONE IN ISTOLOGIA / CITOLOGIA <i>VARIOUS PROCESSING INSTRUMENTS FOR HISTOLOGY / CYTOLOGY</i>
W0202059001	PROCESSATORI PER IMMUNOISTOCHEMICA <i>IMMUNOHISTOCHEMISTRY PROCESSORS</i>
W0202059002	COLORATORI AUTOMATICI DI VETRINI ISTOLOGICI <i>AUTOMATED SLIDE STAINERS</i>
W0202059003	MICROTOMI CRIOSTATI <i>CRYOSTAT MICROTOMES</i>
W0202059004	INCLUSORI AUTOMATICI DI TESSUTI IN DI PARAFFINA <i>TISSUE EMBEDDING PROCESSORS</i>
W0202059005	MICROTOMI <i>MICROTOMES</i>
W0202059006	SISTEMI PER MICRODISSEZIONE CELLULARE <i>LASER MICRODISSECTION SYSTEMS</i>
W0202059007	MICROMANIPOLATORI <i>MICROMANIPULATORS</i>
W0202059008	MONTA-VETRINI AUTOMATICI <i>AUTOMATED COVERSLEPPERS</i>
W0202059009	CONTENITORI DI PARAFFINA <i>PARAFFIN DISPENSERS</i>
W0202059010	PROCESSATORI DI TESSUTI <i>TISSUE PROCESSORS</i>
W0202059011	PREPARATORI DEI CAMPIONI PER L'ANALISI CROMOSOMICA <i>SAMPLE PREPARATION UNITS FOR CHROMOSOMIC ANALYSIS</i>
W0202059012	PIASTRE RAFFREDDANTI PER PARAFFINA <i>COOLING PARAFFIN PLATES</i>
W0202059013	PINZE RISCALDATE <i>HEATED FORCEPS</i>
W0202059014	RICICLATORI DI SOLVENTI <i>SOLVENT DISTILLERS</i>
W0202059015	STAZIONI DI TAGLIO PER CAMPIONI ISTOLOGICI <i>CUTTING STATION FOR HISTOLOGICAL SAMPLES</i>
W0202059016	SISTEMI PER SPARAFFINATURA <i>AUTOMATED DEWAXING SYSTEMS</i>
W0202059017	STAMPANTI PER VETRINI E/O CASSETTE <i>CASSETTE / SLIDE PRINTERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0202059080	STRUMENTAZIONE VARIA PER PROCESSAZIONE IN ISTOLOGIA / CITOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS PROCESSING INSTRUMENTS FOR HYSTOLOGY / CYTOLOGY - HARDWARE</i>
W0202059082	STRUMENTAZIONE VARIA PER PROCESSAZIONE IN ISTOLOGIA / CITOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS PROCESSING INSTRUMENTS FOR HYSTOLOGY / CYTOLOGY - SOFTWARE</i>
W0202059085	STRUMENTAZIONE VARIA PER PROCESSAZIONE IN ISTOLOGIA / CITOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS PROCESSING INSTRUMENTS FOR HYSTOLOGY / CYTOLOGY - CONSUMABLES</i>
W0202059099	STRUMENTAZIONE VARIA PER PROCESSAZIONE IN ISTOLOGIA / CITOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS PROCESSING INSTRUMENTS FOR HYSTOLOGY / CYTOLOGY - OTHERS</i>
W020206	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI <i>RAPID TEST HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS</i>
W02020601	STRUMENTAZIONE PER CONTA CELLULARE TEST RAPIDI <i>RAPID TEST CELL COUNT INSTRUMENTS</i>
W02020602	STRUMENTAZIONE PER EMOSTASI TEST RAPIDI <i>RAPID TEST HEMOSTASIS INSTRUMENTS</i>
W02020680	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>RAPID TEST HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W02020682	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>RAPID TEST HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W02020685	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI - MATERIALI SPECIFICI <i>RAPID TEST HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W02020699	STRUMENTAZIONE PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA TEST RAPIDI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>RAPID TEST HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W020290	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA <i>VARIOUS HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS</i>
W02029001	APPARECCHIATURE PER VELOCITA' DI ERITRO-SEDIMENTAZIONE <i>ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE DEVICES</i>
W02029002	APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO FOTODINAMICO DEL SANGUE <i>BLOOD PHOTODYNAMIC TREATMENT UNITS</i>
W02029003	ESTRATTORI AUTOMATICI DI EMOCOMPONENTI <i>AUTOMATED BLOOD COMPONENT EXTRACTORS</i>
W02029005	PREPARATORI PER CITOFLUORIMETRIA <i>CYTOFLUOROMETRIC PREPARATION UNITS</i>
W02029006	SEPARATORI CELLULARE <i>APHERESIS UNITS</i>
W02029007	APPARECCHIATURE PER SEPARAZIONE CELLULARE IMMUNOMAGNETICA <i>IMMUNOMAGNETIC CELLULAR SEPARATION SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W02029008	SALDATORI DI TUBI <i>TUBING WELDERS</i>
W02029009	SPREMISACCHE <i>BLOOD BAG PRESSES</i>
W02029010	SALDATORI DI SACCHE <i>BAG SEALERS</i>
W02029080	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W02029082	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W02029085	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W02029099	STRUMENTAZIONE VARIA PER EMATOLOGIA / ISTOLOGIA / CITOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS HEMATOLOGY / HISTOLOGY / CYTOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W0203	STRUMENTAZIONE PER MICROBIOLOGIA (COLTURE) <i>MICROBIOLOGY INSTRUMENTS (CULTURES)</i>
W020301	MICROBIOLOGIA SUSCETTIBILITA' / IDENTIFICAZIONE <i>MICROBIOLOGY SUSCEPTIBILITY / IDENTIFICATION</i>
W02030101	APPARECCHIATURE PER ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA <i>ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY ANALYSERS</i>
W0203010180	APPARECCHIATURE PER ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY ANALYSERS - HARDWARE</i>
W0203010182	APPARECCHIATURE PER ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY ANALYSERS - SOFTWARE</i>
W0203010185	APPARECCHIATURE PER ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA - MATERIALI SPECIFICI <i>ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY ANALYSERS - CONSUMABLES</i>
W02030199	STRUMENTAZIONE PER MICROBIOLOGIA SUSCETTIBILITA' / IDENTIFICAZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY ANALYSERS - OTHERS</i>
W020302	EMOCOLTURE E MICOBATTERI <i>BLOOD CULTURES AND MYCOBACTERIA</i>
W02030201	ANALIZZATORI AUTOMATICI EMOCOLTURE <i>AUTOMATED BLOOD CULTURE ANALYSERS</i>
W02030299	STRUMENTAZIONE PER EMOCOLTURE E MICOBATTERI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR BLOOD CULTURES AND MYCOBACTERIA - OTHERS</i>
W020390	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA <i>VARIOUS MICROBIOLOGY INSTRUMENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W02039001	CONTATORI DI COLONIE <i>COLONY COUNTERS</i>
W02039002	INCUBATORI AD ANIDRIDE CARBONICA <i>CARBON DIOXIDE INCUBATORS</i>
W02039003	PREPARATORI AUTOMATICI PIASTRE <i>PETRI DISH FILLERS</i>
W02039004	PREPARATORI AUTOMATICI DI VETRINI <i>AUTOMATED SLIDE PREPARATION UNITS</i>
W02039005	PREPARATORI DI TERRENI <i>CULTURE MEDIUM PREPARATION UNITS</i>
W02039006	AMPLIFICATORI DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE <i>DNA THERMAL CYCLERS</i>
W02039080	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS MICROBIOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W02039082	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS MICROBIOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W02039085	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS MICROBIOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W02039099	STRUMENTAZIONE VARIA PER MICROBIOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS MICROBIOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W0204	STRUMENTAZIONE PER IMMUNOLOGIA INFETTIVA <i>INFECTIOUS IMMUNOLOGY INSTRUMENTS</i>
W0205	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI <i>NUCLEIC ACID TESTING INSTRUMENTS</i>
W020501	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI TRANNE I MICRO-ARRAYS <i>NUCLEIC ACID TESTING INSTRUMENTS EXCEPT MICRO-ARRAYS</i>
W02050101	APPARECCHIATURE PER IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI <i>NUCLEIC ACID HYBRIDIZATION UNITS</i>
W02050102	BIOREATTORI PER CELLULE EUCARIOTICHE <i>EUKARYOTIC CELL BIOREACTORS</i>
W02050103	APPARECCHIATURE PER BLOTTING <i>BLOTTING SYSTEMS</i>
W02050104	SISTEMI AUTOMATICI DI ELABORAZIONE DI CARIOTIPI <i>KARYOTYPE PROCESSING AUTOMATED SYSTEMS</i>
W02050105	APPARECCHIATURE PER ELETTROPORAZIONE <i>ELECTROPORATION DEVICES</i>
W02050106	ESTRATTORI DI ACIDI NUCLEICI <i>DNA GENOMIC PREPARATION DEVICES</i>
W02050107	LETTORI PRODOTTI FINALI AMPLIFICAZIONE <i>MICRO-ARRAY SCANNERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W02050108	LETTORI PER SISTEMA GENETICO <i>GENETIC SYSTEM READERS</i>
W02050109	STAZIONI DI LAVAGGIO PER INDAGINI CELLULARI E/O MOLECOLARI <i>CELL WASHERS</i>
W02050110	MICROINIETTORI <i>MICROINJECTORS</i>
W02050111	MISURATORI DI RESISTENZA ELETTRICA TRANSEPITELIALE <i>EPITHELIAL VOLTOHMMETERS</i>
W02050112	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DELL'ESPRESSIONE GENICA <i>GENIC EXPRESSION MONITORING SYSTEMS</i>
W02050113	SINTETIZZATORI DI PEPTIDI <i>PEPTIDE SYNTHESIZERS</i>
W02050114	SCANNER PER BIOLOGIA MOLECOLARE <i>MOLECULAR BIOLOGY SCANNERS</i>
W02050115	ANALIZZATORI DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE <i>DNA SYNTHESIZERS</i>
W02050180	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI TRANNE I MICRO-ARRAYS - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>NUCLEIC ACID TESTING INSTRUMENTS EXCEPT MICRO-ARRAYS - HARDWARE</i>
W02050182	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI TRANNE I MICRO-ARRAYS - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>NUCLEIC ACID TESTING INSTRUMENTS EXCEPT MICRO-ARRAYS - SOFTWARE</i>
W02050185	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI TRANNE I MICRO-ARRAYS - MATERIALI SPECIFICI <i>NUCLEIC ACID TESTING INSTRUMENTS EXCEPT MICRO-ARRAYS - CONSUMABLES</i>
W02050199	STRUMENTAZIONE PER ANALISI DI ACIDI NUCLEICI TRANNE I MICRO-ARRAYS NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>NUCLEIC ACID TESTING INSTRUMENTS EXCEPT MICRO-ARRAYS - OTHERS</i>
W020502	STRUMENTAZIONE PER MICRO-ARRAYS <i>MICRO-ARRAY INSTRUMENTS</i>
W02050201	ANALIZZATORI DI MICRO-ARRAYS <i>MICRO-ARRAY ANALYSERS</i>
W02050202	PREPARATORI DI MICRO-ARRAYS <i>MICRO-ARRAYS PREPARATION UNITS</i>
W02050280	STRUMENTAZIONE PER STRUMENTAZIONE PER MICRO-ARRAYS - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MICRO-ARRAY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W02050282	STRUMENTAZIONE PER STRUMENTAZIONE PER MICRO-ARRAYS - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MICRO-ARRAY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W02050285	STRUMENTAZIONE PER STRUMENTAZIONE PER MICRO-ARRAYS - MATERIALI SPECIFICI <i>MICRO-ARRAY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W02050299	STRUMENTAZIONE PER STRUMENTAZIONE PER MICRO-ARRAYS NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>MICRO-ARRAY INSTRUMENTS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0206	SISTEMI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI (ALIKUOTATORI - SEPARATORI - CENTRIFUGHE - SISTEMI DI DECAPPING) <i>SAMPLE PROCESSING SYSTEMS (ALIKUOTERS - SORTERS - CENTRIFUGES - DECAPPERS - RECAPPERS)</i>
W020601	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI <i>ROBOTIC SAMPLE PROCESSING SYSTEMS</i>
W02060101	SISTEMI AUTOMATICI PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE E POST-ANALITICA <i>AUTOMATED SYSTEMS FOR THE MANAGEMENT OF PRE AND POST-ANALYSIS</i>
W02060102	SISTEMI AUTOMATICI PER IL TRASPORTO DEI CAMPIONI <i>AUTOMATED SAMPLE TRANSPORT SYSTEMS</i>
W02060180	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ROBOTIC SAMPLE PROCESSING SYSTEMS - HARDWARE</i>
W02060182	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ROBOTIC SAMPLE PROCESSING SYSTEMS - SOFTWARE</i>
W02060185	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI - MATERIALI SPECIFICI <i>ROBOTIC SAMPLE PROCESSING SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
W02060199	SISTEMI ROBOTIZZATI PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>ROBOTIC SAMPLE PROCESSING SYSTEMS - OTHERS</i>
W020690	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI <i>VARIOUS SAMPLE PROCESSING INSTRUMENTS</i>
W02069001	CAMPIONATORI AUTOMATICI <i>AUTOSAMPLERS</i>
W02069002	APPARECCHIATURE PER APERTURA PROVETTE <i>TEST TUBE APPARATUSES</i>
W02069003	CENTRIFUGHE <i>CENTRIFUGES</i>
W02069004	CITOCENTRIFUGHE <i>CYTOCENTRIFUGES</i>
W02069005	CENTRIFUGHE REFRIGERATE <i>REFRIGERATED CENTRIFUGES</i>
W02069006	ULTRACENTRIFUGHE <i>ULTRACENTRIFUGES</i>
W02069080	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS SAMPLE PROCESSING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W02069082	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS SAMPLE PROCESSING INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W02069085	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS SAMPLE PROCESSING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W02069099	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA PROCESSAZIONE DEI CAMPIONI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS SAMPLE PROCESSING INSTRUMENTS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0207	STRUMENTAZIONE IVD DI USO GENERALE <i>GENERAL PURPOSE IVD INSTRUMENTS</i>
W020701	BILANCE <i>SCALES</i>
W02070101	BILANCE ANALITICHE <i>ANALYTICAL SCALES</i>
W02070102	BILANCE TECNICHE <i>TECHNICAL SCALES</i>
W02070103	BILANCE PRELIEVI <i>BLOOD SCALES</i>
W020702	CRIOGENIA / FREDDO <i>CRYOGENICS / FROZEN</i>
W020703	CAPPE E CABINE BIOLOGICHE <i>BIOLOGICAL HOODS AND CABINETS</i>
W02070301	CAPPE BIOLOGICHE <i>BIOLOGICAL HOODS</i>
W02070302	CAPPE ASPIRANTI <i>FUME HOODS</i>
W02070303	CAPPE STERILI <i>LAMINAR AIRFLOW HOODS</i>
W02070304	ARMADI ASPIRATI A FILTRAZIONE CHIMICA <i>CHEMICAL FILTRATION AIR CLOSETS</i>
W020704	AGITATORI E OMOGENIZZATORI <i>SHAKERS AND HOMOGENIZERS</i>
W02070401	AGITATORI DA LABORATORIO <i>LABORATORY SHAKERS</i>
W02070402	MOLINI DA LABORATORIO <i>GRINDING MILLS</i>
W02070403	OMOGENIZZATORI <i>HOMOGENIZERS</i>
W02070404	MISCELATORI DI SACCHE <i>BLOOD BAG MIXERS</i>
W020790	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE <i>VARIOUS GENERAL PURPOSE IVD INSTRUMENTS</i>
W02079001	BAGNI TERMOSTATICI <i>THERMOSTATIC WATER BATHS</i>
W02079002	DILUITORI <i>DILUTERS</i>
W02079003	DOSATORI <i>DISPENSERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W02079004	EVAPORATORI <i>EVAPORATORS</i>
W02079006	BECCHI BUNSEN <i>BUNSEN BURNERS</i>
W02079007	LIOFILIZZATORI <i>FREEZE DRYERS</i>
W02079008	MANTELLI RISCALDANTE <i>HEATING MANTLES</i>
W02079009	PH-METRI <i>PH METERS</i>
W02079011	APPARECCHIATURE PER PUNTO DI FUSIONE <i>MELTING POINT DEVICES</i>
W02079012	PIASTRE RISCALDANTI <i>LABORATORY HOTPLATES</i>
W02079013	RIFRATTOMETRI CLINICI <i>LABORATORY REFRACTOMETERS</i>
W02079014	STUFE ESSICCATRICI <i>LABWARE DRYERS</i>
W02079015	TITOLATORI CHIMICI <i>LABORATORY TITRATORS</i>
W02079016	VISCOSIMETRI <i>VISCOSIMETERS</i>
W02079017	OSMOMETRI <i>OSMOMETERS</i>
W02079080	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS GENERAL PURPOSE IVD INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
W02079082	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS GENERAL PURPOSE IVD INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
W02079085	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS GENERAL PURPOSE IVD INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
W02079099	STRUMENTAZIONE IVD VARIA DI USO GENERALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS GENERAL PURPOSE IVD INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W0299	STRUMENTAZIONE IVD - ALTRI <i>IVD INSTRUMENTS - OTHERS</i>
W05	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE <i>IVD GENERIC USEABLE DEVICES</i>
W0501	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI CAMPIONI <i>SAMPLES COLLECTION DEVICES</i>
W050101	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE <i>BLOOD COLLECTION DEVICES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W05010101	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE VENOSO O ARTERIOSO <i>VENOUS OR ARTERIOUS BLOOD COLLECTION DEVICES</i>
W0501010101	SIRINGHE A SISTEMA CHIUSO PER RACCOLTA DI SANGUE <i>BLOOD COLLECTION, CLOSED SYRINGES</i>
W050101010101	SIRINGHE A SISTEMA CHIUSO CON ADDITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE <i>BLOOD COLLECTION, CLOSED SYRINGES WITH ADDITIVES</i>
W050101010102	SIRINGHE A SISTEMA CHIUSO SENZA ADDITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE <i>BLOOD COLLECTION, CLOSED SYRINGES WITHOUT ADDITIVES</i>
W0501010102	PROVETTE PER RACCOLTA DI SANGUE <i>BLOOD COLLECTION, TUBES</i>
W050101010201	PROVETTE CON ADDITIVI O SEPARATORI DI SIERO PER RACCOLTA DI SANGUE <i>BLOOD COLLECTION, TUBES WITH ADDITIVES OR SERUM SEPARATOR</i>
W050101010202	PROVETTE SENZA ADDITIVI O SEPARATORI DI SIERO PER RACCOLTA DI SANGUE <i>BLOOD COLLECTION, TUBES WITHOUT ADDITIVES OR SERUM SEPARATOR</i>
W0501010103	SIRINGHE SENZA AGO PER RACCOLTA DI CAMPIONI PER EMOGASANALISI <i>BLOOD GAS SAMPLES COLLECTION, SYRINGES WITHOUT NEEDLE</i>
W0501010180	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE VENOSO O ARTERIOSO - ACCESSORI <i>VENOUS OR ARTERIOUS BLOOD COLLECTION DEVICES - ACCESSORIES</i>
W0501010199	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE VENOSO O ARTERIOSO - ALTRI <i>VENOUS OR ARTERIOUS BLOOD COLLECTION DEVICES - OTHERS</i>
W05010102	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE <i>CAPILLARY BLOOD COLLECTION DEVICES</i>
W0501010201	SISTEMI PER RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE <i>CAPILLARY BLOOD COLLECTION SYSTEMS</i>
W0501010202	SISTEMI INTEGRATI PER RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE E VENOSO <i>CAPILLARY AND VENOUS BLOOD COLLECTION, INTEGRATED SYSTEMS</i>
W0501010203	CAPILLARI PER RACCOLTA EMATICO <i>BLOOD COLLECTION, CAPILLARY TUBES</i>
W0501010280	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE - ACCESSORI <i>CAPILLARY BLOOD COLLECTION DEVICES - ACCESSORIES</i>
W0501010299	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SANGUE CAPILLARE - ALTRI <i>CAPILLARY BLOOD COLLECTION DEVICES - OTHERS</i>
W050102	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI URINA <i>URINE COLLECTION DEVICES</i>
W05010201	SIRINGHE PER RACCOLTA DI URINA <i>URINE COLLECTION, SYRINGES</i>
W0501020101	SIRINGHE CON STABILIZZATORE PER RACCOLTA DI URINA <i>URINE COLLECTION, SYRINGES WITH STABILIZER</i>
W0501020102	SIRINGHE SENZA STABILIZZATORE PER RACCOLTA DI URINA <i>URINE COLLECTION, SYRINGES WITHOUT STABILIZER</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W05010202	PROVETTE PER RACCOLTA DI URINA <i>URINE COLLECTION, TUBES</i>
W05010203	CONTENITORI PER RACCOLTA DI URINA <i>URINE COLLECTION, CONTAINERS</i>
W05010280	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI URINA - ACCESSORI <i>URINE COLLECTION DEVICES - ACCESSORIES</i>
W05010299	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI URINA - ALTRI <i>URINE COLLECTION DEVICES - OTHERS</i>
W050180	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI CAMPIONI - ALTRI ACCESSORI <i>SAMPLES COLLECTION DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
W050190	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI CAMPIONI - VARI <i>SAMPLES COLLECTION DEVICES - VARIOUS</i>
W05019001	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI FECI <i>FAECES COLLECTION DEVICES</i>
W05019002	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI SALIVA <i>SALIVA COLLECTION DEVICES</i>
W05019003	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI ESCREATO <i>SPUTUM COLLECTION DEVICES</i>
W05019005	FILTRI PER PRELIEVI BIOPTICI E TRAVASI <i>BIOPTICAL COLLECTION, FILTERS</i>
W05019099	DISPOSITIVI PER RACCOLTA DI CAMPIONI - ALTRI <i>SAMPLES COLLECTION DEVICES - OTHERS</i>
W0502	DISPOSITIVI PER TRASPORTO DI CAMPIONI (escluso i prodotti per uso generico di laboratorio) <i>DEVICES FOR SAMPLES TRANSPORT (no laboratory generic products)</i>
W050201	CONTENITORI PER TRASPORTO DI CAMPIONI <i>SAMPLES TRANSPORT, CONTAINERS</i>
W05020101	SACCHETTI PORTACAMPIONI <i>SAMPLES TRANSPORT, POUCHES</i>
W05020102	SCATOLE PORTACAMPIONI <i>SAMPLES TRANSPORT, BOXES</i>
W05020103	FLACONI PER TRASPORTO DI CAMPIONI <i>SAMPLES TRANSPORT, BOTTLES</i>
W05020104	VASI PER TRASPORTO DI CAMPIONI <i>SAMPLES TRANSPORT, VASES</i>
W05020105	BUSTE E SACCHE PER TRASPORTO DI CAMPIONI <i>SAMPLES TRANSPORT, BAGS</i>
W05020106	CASSETTE PER BIOPSIA <i>BIOPSY CARTRIDGES</i>
W05020180	CONTENITORI PER TRASPORTO DI CAMPIONI - ACCESSORI <i>SAMPLES TRANSPORT, CONTAINERS - ACCESSORIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W05020199	CONTENITORI PER TRASPORTO DI CAMPIONI - ALTRI <i>SAMPLES TRANSPORT, CONTAINERS - OTHERS</i>
W050280	DISPOSITIVI PER TRASPORTO DI CAMPIONI - ALTRI ACCESSORI <i>DEVICES FOR SAMPLES TRANSPORT - OTHER ACCESSORIES</i>
W050299	DISPOSITIVI PER TRASPORTO DI CAMPIONI - ALTRI <i>DEVICES FOR SAMPLES TRANSPORT - OTHERS</i>
W0503	DISPOSITIVI PER ANALISI DI CAMPIONI (escluso i prodotti per uso generico di laboratorio) <i>DEVICES FOR SAMPLES ANALYSES (no laboratory generic products)</i>
W050301	CONTENITORI PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, CONTAINERS</i>
W05030101	CONTENITORI IN VETRO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS CONTAINERS</i>
W0503010101	PROVETTE IN VETRO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS TUBES</i>
W0503010102	CUVETTE IN VETRO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS CUVETTES</i>
W0503010103	BICCHIERI IN VETRO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASSES</i>
W0503010104	BOTTIGLIE IN VETRO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS BOTTLES</i>
W0503010105	TUBI IN VETRO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS TUBING</i>
W0503010106	VASCHETTE IN VETRO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS TRAYS</i>
W0503010180	CONTENITORI IN VETRO PER ANALISI - ACCESSORI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS CONTAINERS - ACCESSORIES</i>
W0503010199	CONTENITORI IN VETRO PER ANALISI - ALTRI <i>SAMPLES ANALYSES, GLASS CONTAINERS - OTHERS</i>
W05030102	CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC CONTAINERS</i>
W0503010201	PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC TUBES</i>
W050301020101	PROVETTE CON ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC TUBES WITH ADDITIVES</i>
W050301020102	PROVETTE SENZA ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC TUBES WITHOUT ADDITIVES</i>
W050301020180	PROVETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI - ACCESSORI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC TUBES - ACCESSORIES</i>
W0503010202	MICROPROVETTE E COPPETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC MICROTUBES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W050301020201	MICROPROVETTE E COPPETTE CON ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC MICROTUBES WITH ADDITIVES</i>
W050301020202	MICROPROVETTE E COPPETTE SENZA ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC MICROTUBES WITHOUT ADDITIVES</i>
W050301020280	MICROPROVETTE E COPPETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI - ACCESSORI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC MICROTUBES - ACCESSORIES</i>
W0503010203	CUVETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC CUVETTES</i>
W0503010204	PIASTRE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI CON MICROMETODICHE <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC DISHES FOR MICROTECHNIQUES</i>
W0503010205	VASI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC VASES</i>
W0503010206	BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC GLASSES</i>
W0503010207	BOTTIGLIE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC BOTTLES</i>
W0503010208	TUBI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC TUBING</i>
W0503010209	VASCHETTE IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC TRAYS</i>
W0503010280	CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI - ALTRI ACCESSORI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC CONTAINERS - OTHER ACCESSORIES</i>
W0503010290	CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI - VARI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC CONTAINERS - VARIOUS</i>
W050301029001	SEPARATORI DI COMPONENTI EMATICI IN MATERIALE PLASTICO <i>BLOOD COMPONENTS SEPARATORS, PLASTIC</i>
W050301029099	CONTENITORI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI - ALTRI <i>SAMPLES ANALYSES, PLASTIC CONTAINERS - OTHERS</i>
W05030199	CONTENITORI PER ANALISI - ALTRI <i>SAMPLES ANALYSES, CONTAINERS - OTHERS</i>
W050302	PIPETTE E PUNTALI <i>PIPETTES AND TIPS</i>
W05030201	PIPETTE <i>PIPETTES</i>
W0503020101	PIPETTE SIEROLOGICHE E PER DILUIZIONE <i>SEROLOGICAL AND DILUTION PIPETTES</i>
W050302010101	PIPETTE SIEROLOGICHE E PER DILUIZIONE IN VETRO <i>SEROLOGICAL AND DILUTION PIPETTES, GLASS</i>
W050302010102	PIPETTE SIEROLOGICHE E PER DILUIZIONE IN MATERIALE PLASTICO <i>SEROLOGICAL AND DILUTION PIPETTES, PLASTIC</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W **DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)**
IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)

W0503020180 **PIPETTE - ACCESSORI**
PIPETTES - ACCESSORIES

W0503020199 **PIPETTE - ALTRE**
PIPETTES - OTHERS

W05030202 **PUNTALI PER PIPETTE**
PIPETTES, TIPS

W0503020201 **PUNTALI PER PIPETTE CON FILTRO**
PIPETTES, TIPS WITH FILTER

W0503020202 **PUNTALI PER PIPETTE SENZA FILTRO**
PIPETTES, TIPS WITHOUT FILTER

W0503020280 **PUNTALI PER PIPETTE - ACCESSORI**
PIPETTES, TIPS - ACCESSORIES

W050303 **DISPOSITIVI PER LABORATORIO MICROBIOLOGICO**
MICROBIOLOGY DEVICES

W05030301 **DISPOSITIVI PER COLTURA MICROBIOLOGICA**
MICROBIOLOGICAL CULTURE DEVICES

W0503030101 **CAPSULE DI PETRI**
PETRI DISHES

W0503030199 **DISPOSITIVI PER COLTURA MICROBIOLOGICA - ALTRI**
MICROBIOLOGICAL CULTURE DEVICES - OTHERS

W05030302 **ANSE PER MICROBIOLOGIA**
MICROBIOLOGICAL CULTURE, LOOPS

W05030380 **DISPOSITIVI PER LABORATORIO MICROBIOLOGICO - ACCESSORI**
MICROBIOLOGY DEVICES - ACCESSORIES

W05030399 **DISPOSITIVI PER LABORATORIO MICROBIOLOGICO - ALTRI**
MICROBIOLOGY DEVICES - OTHERS

W050304 **DISPOSITIVI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI**
CELL AND TISSUE CULTURES DEVICES

W05030401 **CONTENITORI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI**
CELL AND TISSUE CULTURES, CONTAINERS

W0503040101 **FIASCHE PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI**
CELL AND TISSUE CULTURES, FLASKS

W0503040102 **PIASTRE PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI**
CELL AND TISSUE CULTURES, DISHES

W0503040103 **BOTTIGLIE PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI**
CELL AND TISSUE CULTURES, BOTTLES

W0503040104 **PROVETTE PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI**
CELL AND TISSUE CULTURES, TUBES

W0503040105 **DISCHI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI**
CELL AND TISSUE CULTURES, DISKS

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0503040180	CONTENITORI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI - ACCESSORI <i>CELL AND TISSUE CULTURES, CONTAINERS - ACCESSORIES</i>
W0503040199	CONTENITORI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI - ALTRI <i>CELL AND TISSUE CULTURES, CONTAINERS - OTHERS</i>
W05030402	FILTRI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI <i>CELL AND TISSUE CULTURES, FILTERS</i>
W05030480	DISPOSITIVI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI - ALTRI ACCESSORI <i>CELL AND TISSUE CULTURES DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
W05030499	DISPOSITIVI PER COLTURE CELLULARI E TESSUTALI - ALTRI <i>CELL AND TISSUE CULTURES DEVICES - OTHERS</i>
W050305	DISPOSITIVI PER ANALISI ANATOMOPATOLOGICHE <i>DEVICES FOR PATOLOGY TESTS</i>
W05030501	CASSETTE PER INCLUSIONE <i>INCLUSION DEVICES, CASSETTES</i>
W05030502	ANELLI RING PER INCLUSIONE <i>INCLUSION DEVICES, RINGS</i>
W05030580	DISPOSITIVI PER ANALISI ANATOMOPATOLOGICHE - ACCESSORI <i>DEVICES FOR PATOLOGY TESTS - ACCESSORIES</i>
W05030599	DISPOSITIVI PER ANALISI ANATOMOPATOLOGICHE - ALTRI <i>DEVICES FOR PATOLOGY TESTS - OTHERS</i>
W050390	DISPOSITIVI PER ANALISI DI CAMPIONI - VARI <i>DEVICES FOR SAMPLES ANALYSES - VARIOUS</i>
W05039001	DISPOSITIVI PER AGITAZIONE <i>AGITATION DEVICES</i>
W0503900101	BACCHETTE PER AGITAZIONE <i>AGITATION RODS</i>
W0503900102	ANCORETTE PER AGITAZIONE <i>AGITATION ANCHORS</i>
W0503900199	DISPOSITIVI PER AGITAZIONE - ALTRI <i>AGITATION DEVICES - OTHERS</i>
W05039002	VETRINI PER ANALISI DI CAMPIONI <i>SLIDES FOR SAMPLES ANALYSIS</i>
W0503900201	VETRINI PORTAOGGETTO <i>MICROSCOPE SLIDES</i>
W0503900202	VETRINI COPRIOGGETTO <i>MICROSCOPE SLIDES COVERSLIP</i>
W05039080	DISPOSITIVI PER ANALISI DI CAMPIONI - ALTRI ACCESSORI <i>DEVICES FOR SAMPLES ANALYSES - OTHER ACCESSORIES</i>
W05039099	DISPOSITIVI PER ANALISI DI CAMPIONI - ALTRI <i>DEVICES FOR SAMPLES ANALYSES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000) <i>IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES (D. Lgs. 332/2000)</i>
W0580	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE - ALTRI ACCESSORI <i>IVD GENERIC USEABLE DEVICES - OTHER ACCESSORIES</i>
W0599	DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE - ALTRI <i>IVD GENERIC USEABLE DEVICES - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y03	AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO (N.T.COD. En Iso 03) <i>THERAPY AND TRAINING DEVICES (N.T.COD. En Iso 03)</i>
Y0303	AUSILI PER TERAPIA RESPIRATORIA (N.T.COD. En Iso 0303) <i>RESPIRATORY THERAPY DEVICES (N.T.COD. En Iso 0303)</i>
Y030306	INALATORI (COMPRESI NEBULIZZATORI E UMIDIFICATORI non compresi nella cat. R) <i>INHALATORS (ALSO NEBULIZERS AND HUMIDIFIERS not classified in R)</i>
Y030318	OSSIGENATORI (ESCLUSI I CONCENTRATORI DI OSSIGENO) <i>OXYGENATORS (NOT OXYGEN CONCENTRATORS)</i>
Y030327	INCENTIVATORI DEL FLUSSO INSPIRATORIO ED ESPIRATORIO / ALLENATORI DEI MUSCOLI RESPIRATORI <i>SPIROMETERS, INCENTIVE</i>
Y030399	AUSILI PER TERAPIA RESPIRATORIA - ALTRI <i>RESPIRATORY THERAPY DEVICES - OTHERS</i>
Y0312	AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA O AUSILI ADDOMINALI (N.T.COD. En Iso 0312) <i>ABDOMINAL HERNIA DEVICES OR ABDOMINAL AIDS (N.T.COD. En Iso 0312)</i>
Y031203	CINGHIE ERNIARIE <i>HERNIA BELTS</i>
Y031206	VENTRIERE E CINTI ERNIARI <i>BELLY-BELTS AND HERNIA GIRDLES</i>
Y031299	AUSILI PER LA TERAPIA DELL'ERNIA O AUSILI ADDOMINALI - ALTRI <i>ABDOMINAL HERNIA DEVICES OR ABDOMINAL AIDS - OTHERS</i>
Y0321	ATTREZZATURE PER INIEZIONE (N.T.COD. En Iso 0321) <i>INJECTION EQUIPMENTS (N.T.COD. En Iso 0321)</i>
Y032121	MICROINFUSORI PER TERAPIA FERROCHELANTE <i>IRON CHELANT THERAPY, MICROINFUSORS</i>
Y032199	ATTREZZATURE PER INIEZIONE - ALTRE <i>INJECTION EQUIPMENTS - OTHERS</i>
Y0333	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE (N.T.COD. En Iso 0333) <i>PRESSURE ALLEVIATION DEVICES / ULCERS PREVENTION (N.T.COD. En Iso 0333)</i>
Y033303	CUSCINI ANTIDECUBITO <i>PRESSURE ALLEVIATION CUSHIONS</i>
Y033306	MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO <i>PRESSURE ALLEVIATION MATTRESSES AND UNDERPADS</i>
Y033309	PROTEZIONI PER TALLONE, GOMITO E GINOCCHIO <i>HEEL, ELBOW AND KNEE PROTECTIONS</i>
Y033399	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI <i>PRESSURE ALLEVIATION DEVICES / ULCERS PREVENTION - OTHERS</i>
Y0348	AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI FORZA, MOVIMENTO ED EQUILIBRIO (N.T.COD. En Iso 0348) <i>REHABILITATION DEVICES, FORCE, MOTION AND BALANCE (N.T.COD. En Iso 0348)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y034821	STABILIZZATORI <i>STABILIZERS</i>
Y034899	AUSILI PER RIEDUCAZIONE DI FORZA, MOVIMENTO ED EQUILIBRIO - ALTRI <i>REHABILITATION DEVICES, FORCE, MOTION AND BALANCE - OTHERS</i>
Y0378	AUSILI PER RIEDUCAZIONE NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE (N.T.COD. En Iso 0378) <i>REHABILITATION DEVICES, DAILY ACTIVITIES (N.T.COD. En Iso 0378)</i>
Y037809	STABILIZZATORI DEAMBULATORI IN POSIZIONE ERETTA <i>STABILIZERS FOR WALKING</i>
Y037899	AUSILI PER RIEDUCAZIONE NELLE ATTIVITA' QUOTIDIANE - ALTRI <i>REHABILITATION DEVICES, DAILY ACTIVITIES - OTHERS</i>
Y0399	AUSILI PER TERAPIA ED ADDESTRAMENTO - ALTRI <i>THERAPY AND TRAINING DEVICES - OTHERS</i>
Y06	PROTESI E ORTESI (N.T.COD. En Iso 06) <i>EXTERNAL PROSTHESES AND ORTHOSIS</i>
Y0603	ORTESI SPINALI (N.T.COD. En Iso 0603) <i>ORTHOSIS, SPINE (N.T.COD. En Iso 0603)</i>
Y060303	ORTESI SACRO-ILIACHE <i>ORTHOSIS, SACROILIAC SPINE</i>
Y060308	ORTESI LOMBO-SACRALI <i>ORTHOSIS, LUMBOSACRAL SPINE</i>
Y060309	ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI <i>ORTHOSIS, THORACOLUMBOSACRAL SPINE</i>
Y060312	ORTESI CERVICALI (COLLARI) <i>ORTHOSIS, CERVICAL SPINE</i>
Y060315	ORTESI CERVICO-TORACICHE <i>ORTHOSIS, CERVICOTHORACIC SPINE</i>
Y060318	ORTESI CERVICO-TORACO-LOMBO-SACRALI <i>ORTHOSIS, CERVICOTHORACOLUMBOSACRAL SPINE</i>
Y060399	ORTESI SPINALI - ALTRE <i>ORTHOSIS, SPINE - OTHERS</i>
Y0606	ORTESI PER ARTO SUPERIORE (docce e tutori) (N.T.COD. En Iso 0606) <i>ORTHOSIS, UPPER EXTREMITY (N.T.COD. En Iso 0606)</i>
Y060603	ORTESI PER DITA <i>ORTHOSIS, FINGERS</i>
Y060606	ORTESI PER MANO <i>ORTHOSIS, HAND</i>
Y060609	ORTESI PER POLSO (AVAMBRACCIO) <i>ORTHOSIS, WRIST (FOREARM)</i>
Y060612	ORTESI PER POLSO-MANO <i>ORTHOSIS, WRIST-HAND</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y060613	ORTESI PER POLSO-MANO-DITA <i>ORTHOSIS, WRIST-HAND-FINGERS</i>
Y060615	ORTESI PER GOMITO <i>ORTHOSIS, ELBOW</i>
Y060618	ORTESI PER GOMITO-POLSO <i>ORTHOSIS, ELBOW-WRIST</i>
Y060619	ORTESI PER GOMITO-POLSO-MANO <i>ORTHOSIS, ELBOW-WRIST-HAND</i>
Y060621	ORTESI PER SPALLA <i>ORTHOSIS, SHOULDER</i>
Y060624	ORTESI PER SPALLA-GOMITO <i>ORTHOSIS, SHOULDER-ELBOW</i>
Y060627	ORTESI PER SPALLA-GOMITO-POLSO <i>ORTHOSIS, SHOULDER-ELBOW-WRIST</i>
Y060630	ORTESI PER SPALLA-GOMITO-POLSO-MANO <i>ORTHOSIS, SHOULDER-ELBOW-WRIST-HAND</i>
Y060699	ORTESI PER ARTO SUPERIORE - ALTRE <i>ORTHOSIS, UPPER EXTREMITY - OTHERS</i>
Y0612	ORTESI PER ARTO INFERIORE (N.T.COD. En Iso 0612) (plantari, rialzi, docce, tutori, staffe) <i>ORTHOSIS, LOWER EXTREMITY (N.T.COD. En Iso 0612)</i>
Y061203	ORTESI PER PIEDE (INCLUSI PLANTARI E INSERTI) <i>ORTHOSIS, FOOT (INCLUDING INSOLES AND INSERTS)</i>
Y061206	ORTESI PER CAVIGLIA-PIEDE <i>ORTHOSIS, ANKLE-FOOT</i>
Y061209	ORTESI PER GINOCCHIO <i>ORTHOSIS, KNEE</i>
Y061212	ORTESI PER GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE <i>ORTHOSIS, KNEE-ANKLE-FOOT</i>
Y061215	ORTESI PER ANCA (INCLUSE LE ORTESI PER ABDUZIONE) <i>ORTHOSIS, HIP (INCLUDING ABDUCTION ORTHOSIS)</i>
Y061216	ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO <i>ORTHOSIS, HIP-KNEE</i>
Y061218	ORTESI PER ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE <i>ORTHOSIS, HIP-KNEE-ANKLE-FOOT</i>
Y061299	ORTESI PER ARTO INFERIORE - ALTRE <i>ORTHOSIS, LOWER EXTREMITY - OTHERS</i>
Y0618	PROTESI DI ARTO SUPERIORE (N.T.COD. En Iso 0618) <i>PROSTHESES, UPPER EXTREMITY (N.T.COD. En Iso 0618)</i>
Y061803	PROTESI PARZIALI DI MANO (INCLUSE LE PROTESI DI DITA) <i>PROSTHESES, HAND, PARTIAL (INCLUDING FINGERS PROSTHESES)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y061806	PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO <i>PROSTHESES, WRIST DISARTICULATION</i>
Y061809	PROTESI TRANSRADIALI (PER AMPUTAZIONE SOTTO IL GOMITO) <i>PROSTHESES, TRANSRADIAL (FOR AMPUTATION UNDER ELBOW)</i>
Y061812	PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DEL GOMITO <i>PROSTHESES, ELBOW DISARTICULATION</i>
Y061815	PROTESI TRANSOMERALI (PER AMPUTAZIONE SOPRA IL GOMITO) <i>PROSTHESES, TRANSHUMERAL (FOR AMPUTATION ABOVE ELBOW)</i>
Y061818	PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA <i>PROSTHESES, SHOULDER DISARTICULATION</i>
Y061821	PROTESI PER AMPUTAZIONE DI SPALLA <i>PROSTHESES, SHOULDER AMPUTATION</i>
Y061899	PROTESI DI ARTO SUPERIORE - ALTRE <i>PROSTHESES, UPPER EXTREMITY - OTHERS</i>
Y0624	PROTESI DI ARTO INFERIORE (N.T.COD. En Iso 0624) <i>PROSTHESES, LOWER EXTREMITY (N.T.COD. En Iso 0624)</i>
Y062403	PROTESI PARZIALI DI PIEDE (INCLUSE LE PROTESI DEL DITO) <i>PROSTHESES, FOOT, PARTIAL (INCLUDING TOE PROSTHESES)</i>
Y062406	PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DI CAVIGLIA <i>PROSTHESES, ANKLE DISARTICULATION</i>
Y062409	PROTESI TRANSTIBIALI (PER AMPUTAZIONE SOTTO IL GINOCCHIO) <i>PROSTHESES, TRANSTIBIAL (FOR AMPUTATION UNDER KNEE)</i>
Y062412	PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO <i>PROSTHESES, KNEE DISARTICULATION</i>
Y062415	PROTESI TRANSFEMORALI (PER AMPUTAZIONE SOPRA IL GINOCCHIO) <i>PROSTHESES, TRANSFEMORAL (FOR AMPUTATION ABOVE KNEE)</i>
Y062418	PROTESI PER DISARTICOLAZIONE DELL' ANCA <i>PROSTHESES, HIP DISARTICULATION</i>
Y062421	PROTESI PER EMIPELVECTOMIA <i>PROSTHESES, HEMPELVECTOMY</i>
Y062499	PROTESI DI ARTO INFERIORE - ALTRE <i>PROSTHESES, LOWER EXTREMITY - OTHERS</i>
Y0627	PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE (N.T.COD. En Iso 0624) <i>COSMETIC AND NON-FUNCTIONAL PROSTHESES, UPPER EXTREMITY (N.T.COD. En Iso 0624)</i>
Y062703	RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE DI POLPACCIO E COSCIA <i>AESTHETIC FILLERS, CALF AND THIGH</i>
Y062799	PROTESI COSMETICHE E NON FUNZIONALI DI ARTO INFERIORE - ALTRE <i>COSMETIC AND NON-FUNCTIONAL PROSTHESES, UPPER EXTREMITY - OTHERS</i>
Y0630	PROTESI NON DI ARTO (N.T.COD. En Iso 0630) <i>PROSTHESES, NON-ARTICULAR (N.T.COD. En Iso 0630)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y063018	PROTESI MAMMARIE ESTERNE <i>BREAST PROSTHESES, EXTERNAL</i>
Y063021	PROTESI OCULARI <i>OCULAR PROSTHESES</i>
Y063099	PROTESI NON DI ARTO - ALTRE <i>PROSTHESES, NON-ARTICULAR - OTHERS</i>
Y0633	CALZATURE ORTOPEDICHE (N.T.COD. En Iso 0633) <i>ORTHOTIC SHOES (N.T.COD. En Iso 0633)</i>
Y063303	CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE <i>ORTHOTIC SHOES, READY-MADE</i>
Y063306	CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA <i>ORTHOTIC SHOES, CUSTOM-MADE</i>
Y063399	CALZATURE ORTOPEDICHE - ALTRE <i>ORTHOTIC SHOES - OTHERS</i>
Y0699	PROTESI E ORTESI - ALTRE <i>EXTERNAL PROSTHESES AND ORTHOSIS - OTHERS</i>
Y09	AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE (N.T.COD. En Iso 09) <i>DEVICES FOR PERSONAL CARE AND PROTECTION (N.T.COD. En Iso 09)</i>
Y0903	VESTITI, CALZATURE E RIVESTIMENTI PER PROTESI (N.T.COD. En Iso 0903) <i>CLOTHES, FOOTWEARS AND COVERS FOR PROSTHESES (N.T.COD. En Iso 0903)</i>
Y090312	GUANTI E MANOPOLE PER PROTESI <i>GLOVES AND HANDLES FOR PROSTHESES</i>
Y090327	CALZE PER PROTESI <i>SOCKS FOR PROSTHESES</i>
Y090342	SCARPE E STIVALI PER PROTESI <i>SHOES AND BOOTS FOR PROSTHESES</i>
Y090399	VESTITI, CALZATURE E RIVESTIMENTI PER PROTESI - ALTRI <i>CLOTHES, FOOTWEARS AND COVERS FOR PROSTHESES - OTHERS</i>
Y0906	AUSILI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO (N.T.COD. En Iso 0906) <i>DEVICES FOR BODY PROTECTION (N.T.COD. En Iso 0906)</i>
Y090612	PROTEZIONI DEL BRACCIO E DEL GOMITO <i>ARM AND ELBOW PROTECTIONS</i>
Y090618	PROTEZIONI DELLA GAMBA E DEL GINOCCHIO, INCLUSE CALZE PER GAMBE AMPUTATE <i>LEG AND KNEE PROTECTIONS (also socks for amputated legs)</i>
Y090699	AUSILI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO - ALTRI <i>DEVICES FOR BODY PROTECTION - OTHERS</i>
Y0912	AUSILI PER EVACUAZIONE (N.T.COD. En Iso 0912) <i>DEJECTION DEVICES (N.T.COD. En Iso 0912)</i>
Y091203	SEDIE PER WC E DOCCIA <i>CHAIRS, TOILET AND SHOWER</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y091209	SEDILI COPRIWATER <i>TOILET SEATS</i>
Y091212	SGABELLI WC <i>TOILET STOOLS</i>
Y091215	RIALZI STABILIZZANTI PER WC <i>TOILET SEATS, RAISED</i>
Y091299	AUSILI PER EVACUAZIONE - ALTRI <i>DEJECTION DEVICES - OTHERS</i>
Y0933	AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA (N.T.COD. En Iso 0933) <i>DEVICES FOR WASHING, BATHING AND SHOWERING (N.T.COD. En Iso 0933)</i>
Y093303	SEDILI FISSI E GIREVOLI PER DOCCIA E VASCA <i>FIXED AND ROTARY CHAIR FOR BATH AND SHOWER</i>
Y093312	BARELLE PER DOCCIA <i>STRETCHER, SHOWER</i>
Y093399	AUSILI PER LAVARSI, PER FARE IL BAGNO E LA DOCCIA - ALTRI <i>DEVICES FOR WASHING, BATHING AND SHOWERING - OTHERS</i>
Y0951	OROLOGI PER NON VEDENTI (N.T.COD. En Iso 0951) <i>CLOCKS, BLIND PERSONS (N.T.COD. En Iso 0951)</i>
Y0999	AUSILI PER LA CURA E LA PROTEZIONE PERSONALE - ALTRI <i>DEVICES FOR PERSONAL CARE AND PROTECTION - OTHERS</i>
Y12	AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE (N.T.COD. En Iso 12) <i>PERSONAL MOBILITY DEVICES (N.T.COD. En Iso 12)</i>
Y1203	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO (N.T.COD. En Iso 1203) <i>WALKING DEVICES, ONE ARM DRIVEN (N.T.COD. En Iso 1203)</i>
Y120303	BASTONI PER NON VEDENTI <i>WHITE-STICKS</i>
Y120306	STAMPELLE <i>WALKING CRUTCHES</i>
Y120312	STAMPELLE CON APPOGGIO SOTTOASCELLARE <i>WALKING CRUTCHES, AXILLARY</i>
Y120315	TRIPODI <i>TRIPODS</i>
Y120318	QUADRIPODI <i>QUADRIPODS</i>
Y120399	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO - ALTRI <i>WALKING DEVICES, ONE ARM DRIVEN - OTHERS</i>
Y1206	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA (N.T.COD. En Iso 1206) <i>WALKING DEVICES, TWO ARMS DRIVEN (N.T.COD. En Iso 1206)</i>
Y120603	DEAMBULATORI CON QUATTRO PUNTALI <i>WALKING FRAMES, 4 TIPS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y120606	DEAMBULATORI CON DUE O QUATTRO RUOTE <i>WALKING FRAMES, 2-4 WHEELS</i>
Y120609	DEAMBULATORI A SEDILE CON QUATTRO RUOTE <i>WALKING FRAMES WITH CHAIR, 4 WHEELS</i>
Y120612	GIRELLI DEAMBULATORI <i>WALKING TROLLEYS</i>
Y120699	AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA - ALTRI <i>WALKING DEVICES, TWO ARMS DRIVEN - OTHERS</i>
Y1210	BICICLETTE (N.T.COD.En Iso 1210/18) <i>DISABILITY BICYCLES (N.T.COD.En Iso 1210/18)</i>
Y1212	ADATTAMENTI DI AUTOMOBILI (N.T.COD.En Iso 1212) <i>AUTOMOBILE ADAPTIVE COMPONENTS (N.T.COD.En Iso 1212)</i>
Y1218	CICLI (BICICLETTE) (N.T.COD. En Iso 1218) <i>DISABILITY CYCLES (N.T.COD. En Iso 1218)</i>
Y121803	BICICLETTE CON STABILIZZATORE <i>BICYCLES WITH STABILIZER</i>
Y121806	TRICICLI A PEDALE <i>DISABILITY TRICYCLES, FOOT-PROPELLED</i>
Y121809	TRICICLI A PROPULSIONE MANUALE <i>DISABILITY TRICYCLES, HAND-PROPELLED</i>
Y121821	DIVARICATORI, SPALLIERE, STAFFE E SOSTEGNI <i>RETRACTORS, ESPALIERS, STIRRUPS AND SUPPORTS</i>
Y121899	CICLI (BICICLETTE) - ALTRI <i>DISABILITY CYCLES - OTHERS</i>
Y1221	CARROZZINE (N.T.COD.En Iso 1221) <i>WHEELCHAIRS (N.T.COD.En Iso 1221)</i>
Y122103	CARROZZINE A SPINTA <i>WHEELCHAIRS, ATTENDANT-DRIVEN</i>
Y122106	CARROZZINE AD AUTOSPINTA POSTERIORE <i>WHEELCHAIRS, POSTERIOR OCCUPANT-DRIVEN</i>
Y122109	CARROZZINE AD AUTOSPINTA ANTERIORE <i>WHEELCHAIRS, ANTERIOR OCCUPANT-DRIVEN</i>
Y122115	CARROZZINE AD AUTOSPINTA A TRE RUOTE <i>WHEELCHAIRS, OCCUPANT-DRIVEN, 3-WHEELED</i>
Y122124	SCOOTER ELETTRICI <i>ELECTRIC SCOOTERS</i>
Y122127	CARROZZINE ELETTRICHE <i>ELECTRIC WHEELCHAIRS</i>
Y122130	MOTOCARROZZINE A TRE RUOTE <i>DISABILITY MOPEDS, 3-WHEELED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y122133	BASI DI MOBILITA' <i>MOBILITY BOARDS</i>
Y122199	CARROZZINE - ALTRE <i>WHEELCHAIRS - OTHERS</i>
Y1224	ACCESSORI/AUSILI APPLICABILI ALLE CARROZZINE (N.T.COD.En Iso 1224) <i>WHEELCHAIRS ACCESSORIES (N.T.COD.En Iso 1224)</i>
Y122403	PEDANE, SOSTEGNI E COMANDI PER CARROZZINE <i>FOOTRESTS, SUPPORTS AND CONTROLS FOR WHEELCHAIRS</i>
Y122406	CINGHIE, SEDILI E BRACCIOLI PER CARROZZINE <i>BELTS, SEATS AND ARMRESTS FOR WHEELCHAIRS</i>
Y122409	ANELLI PER AUTOSPINTA, UNICICLI, UNITA' DI PROPULSIONE ELETTRICA, SISTEMI MONOGUIDA <i>FORCING RINGS, UNICYCLES, ELECTRICAL IMPULSION UNITS, MONODRIVE SYSTEMS</i>
Y122412	FANALERIA PER CARROZZINE <i>WHEELCHAIR LIGHTS</i>
Y122499	ACCESSORI/AUSILI APPLICABILI ALLE CARROZZINE - ALTRI <i>WHEELCHAIRS ACCESSORIES - OTHERS</i>
Y1227	VEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO (N.T.COD. En Iso1227) <i>VEHICLES AND TRANSPORTS (N.T.COD. En Iso1227)</i>
Y122703	PASSEGGINI <i>PUSHCHAIRS</i>
Y122799	VEICOLI E MEZZI DI TRASPORTO - ALTRI <i>VEHICLES AND TRANSPORTS - OTHERS</i>
Y1230	AUSILI PER IL TRASFERIMENTO (N.T.COD. En Iso 1230) <i>PATIENT TRANSFER DEVICES (N.T.COD. En Iso 1230)</i>
Y123003	ASSI PER TRASFERIMENTO <i>TRANSFER BOARDS</i>
Y123009	SUPPORTI PER ALZARSI DAL LETTO <i>STANDING UP DEVICES</i>
Y123099	AUSILI PER IL TRASFERIMENTO - ALTRI <i>PATIENT TRANSFER DEVICES - OTHERS</i>
Y1236	AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO/SOLLEVAPERSONE (N.T.COD. En Iso 1236) <i>PATIENT LIFTING DEVICES (N.T.COD. En Iso 1236)</i>
Y123603	SOLLEVATORI MOBILI <i>PATIENT LIFTING SYSTEMS, MOBILE</i>
Y123606	SOLLEVATORI MOBILI A SEDILE ELETTRICI <i>ELECTRIC SEAT LIFTERS</i>
Y123609	SOLLEVATORI MOBILI A BARELLA ELETTRICI <i>PATIENT LIFTING SYSTEMS, MOBILE STRETCHER</i>
Y123612	SOLLEVATORI FISSI A SOFFITTO ELETTRICI <i>PATIENT LIFTING SYSTEMS, FIXED</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y123615	SOLLEVATORI PER VASCA DA BAGNO <i>PATIENT LIFTING DEVICES, BATH</i>
Y123621	IMBRACATURE AD AMACA <i>HAMMOCK SLINGS</i>
Y123699	AUSILI PER IL SOLLEVAMENTO/SOLLEVAPERSONE - ALTRI <i>PATIENT LIFTING DEVICES - OTHERS</i>
Y1299	AUSILI PER LA MOBILITA' PERSONALE - ALTRI <i>PERSONAL MOBILITY DEVICES - OTHERS</i>
Y15	AUSILI PER LA CURA DELLA CASA (N.T.COD. En Iso 15) <i>HOME AIDS (N.T.COD. En Iso 15)</i>
Y1509	AUSILI PER MANGIARE E BERE <i>ASSISTIVE EATING AND DRINKING DEVICES</i>
Y150912	POSATE ADATTATE <i>ASSISTIVE EATING AND DRINKING DEVICES, CUTLERY</i>
Y150915	BICCHIERI, TAZZE ADATTATE <i>ASSISTIVE EATING AND DRINKING DEVICES, GLASSES AND CUPS</i>
Y150918	PIATTI <i>ASSISTIVE EATING AND DRINKING DEVICES, PLATES</i>
Y150921	TAGLIERI E BORDI PER PIATTI <i>FOOD CUTTING AIDS AND PLATE EDGES</i>
Y150930	APPARECCHI ALIMENTATORI <i>FEEDING EQUIPMENTS</i>
Y150999	AUSILI PER MANGIARE E BERE - ALTRI <i>ASSISTIVE EATING AND DRINKING DEVICES - OTHERS</i>
Y1599	AUSILI PER LA CURA DELLA CASA - ALTRI <i>HOME AIDS - OTHERS</i>
Y18	MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA O PER ALTRI EDIFICI (N.T.COD. En Iso 18) <i>AIDS FOR DISABLE PERSONS, FURNITURES AND HOME AIDS (N.T.COD. En Iso 18)</i>
Y1803	TAVOLI (N.T.COD. En Iso 1803) <i>ASSISTIVE TABLES (N.T.COD. En Iso 1803)</i>
Y1809	SEGGIOLONI/SISTEMI DI POSTURA/AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA (N.T.COD. En Iso 1809) <i>DISABILITY-ASSISTITVE CHAIRS (N.T.COD. En Iso 1809)</i>
Y180918	SEGGIOLONI POLIFUNZIONALI <i>POLYFUNCTIONAL CHAIRS</i>
Y180939	SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA <i>POSTURAL SYSTEMS, MODULAR AND CUSTOMED</i>
Y180999	SEGGIOLONI/SISTEMI DI POSTURA/AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA - ALTRI <i>DISABILITY-ASSISTITVE CHAIRS - OTHERS</i>
Y1812	LETTI ORTOPEDICI (N.T.COD. En Iso 1812) (TRAVERSE ASSORBENTI (N.T.COD. En Iso 181215) vedi T040102) <i>ORTHOPAEDIC BEDS (N.T.COD. En Iso 1812)</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y181207	LETTI A UNO O DUE SNODI MANUALI <i>ORTHOPAEDIC BEDS, 1-2 ARTICULATIONS, MANUAL</i>
Y181210	LETTI A DUE SNODI ELETTRICI <i>ORTHOPAEDIC BEDS, 2 ARTICULATIONS, ELECTRIC</i>
Y181212	BASI PER LETTI MECCANICI O ELETTRICI <i>MECHANICAL OR ELECTRIC BEDS, BOARDS</i>
Y181227	SPONDE PER LETTI <i>BEDRAILS</i>
Y181230	SUPPORTI PER LETTI <i>BEDDING SUPPORTS</i>
Y181299	LETTI ORTOPEDICI - ALTRI <i>ORTHOPAEDIC BEDS - OTHERS</i>
Y1818	SISTEMI DI SOSTEGNO (N.T.COD. En Iso 1818) <i>SUPPORT SYSTEMS (N.T.COD. En Iso 1818)</i>
Y181803	CORRIMANO <i>RAILS, HAND-HOLD</i>
Y181809	BRACCIOLI DI SUPPORTO <i>ARMRESTS, WALL/FOOR FIXED-RAILS</i>
Y181899	SISTEMI DI SOSTEGNO - ALTRI <i>SUPPORT SYSTEMS - OTHERS</i>
Y1830	APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (MONTASCALE) (N.T.COD. En Iso 1830) <i>LIFTING DEVICES (N.T.COD. En Iso 1830)</i>
Y183006	PIATTAFORME <i>LIFTING PLATFORMS, DISABLE PERSONS</i>
Y183009	CARRELLI SERVOSCALE A PIATTAFORMA <i>STAIRLIFTS, PLATFORM</i>
Y183012	MONTASCALE MOBILI <i>MOBILE STAIRLIFTS</i>
Y183015	RAMPE PORTATILI <i>RAMPS, PORTABLE</i>
Y183099	APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO (MONTASCALE) - ALTRI <i>LIFTING DEVICES - OTHERS</i>
Y1899	MOBILIA E ADATTAMENTI PER LA CASA O PER ALTRI EDIFICI - ALTRI <i>AIDS FOR DISABLE PERSONS, FURNITURES AND HOME AIDS - OTHERS</i>
Y21	AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE (N.T.COD. En Iso 21) <i>DEVICES FOR COMUNICATION, INFORMATION AND SIGNALING (N.T.COD. En Iso 21)</i>
Y2103	DISPOSITIVI OTTICI CORRETTIVI O AUSILI OTTICI (N.T.COD.En Iso2103) <i>OPTICAL AIDS (N.T.COD.En Iso2103)</i>
Y210303	LENTI OFTALMICHE E MONTATURE <i>LENSES AND SPECTACLE FRAMES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y21030301	LENTI OFTALMICHE <i>OPHTALMIC LENSES</i>
Y2103030101	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE (MATERIE PLASTICHE) <i>ORGANIC OPHTALMIC LENSES (PLASTIC MATERIALS)</i>
Y210303010101	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE MONOFOCALI <i>MONOFOCAL ORGANIC OPHTALMIC LENSES</i>
Y210303010102	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE BIFOCALI <i>BIFOCAL ORGANIC OPHTALMIC LENSES</i>
Y210303010103	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PROGRESSIVE <i>OMNIFOCAL PROGRESSIVE ORGANIC OPHTALMIC LENSES</i>
Y210303010199	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE - ALTRE <i>ORGANIC OPHTALMIC LENSES - OTHERS</i>
Y2103030102	LENTI OFTALMICHE MINERALI (VETRO) <i>MINERAL OPHTALMIC LENSES (GLASS)</i>
Y210303010201	LENTI OFTALMICHE MINERALI MONOFOCALI <i>MONOFOCAL MINERAL OPHTALMIC LENSES</i>
Y210303010202	LENTI OFTALMICHE MINERALI BIFOCALI <i>BIFOCAL MINERAL OPHTALMIC LENSES</i>
Y210303010203	LENTI OFTALMICHE MINERALI PROGRESSIVE <i>OMNIFOCAL MINERAL OPHTALMIC LENSES</i>
Y210303010299	LENTI OFTALMICHE MINERALI - ALTRE <i>MINERAL OPHTALMIC LENSES - OTHERS</i>
Y21030302	MONTATURE SENZA LENTI <i>SPECTACLE FRAMES WITHOUT LENSES</i>
Y2103030201	MONTATURE SENZA LENTI IN METALLO <i>METAL SPECTACLE FRAMES WITHOUT LENSES</i>
Y2103030202	MONTATURE SENZA LENTI IN PLASTICA <i>PLASTIC SPECTACLE FRAMES WITHOUT LENSES</i>
Y2103030203	MONTATURE SENZA LENTI IN METALLO E PLASTICA <i>PLASTIC AND METAL SPECTACLE FRAMES WITHOUT LENSES</i>
Y2103030299	MONTATURE SENZA LENTI - ALTRE <i>SPECTACLE FRAMES WITHOUT LENSES - OTHERS</i>
Y21030303	LENTI OFTALMICHE PRE MONTATE <i>PRE ASSEMBLED OPHTALMIC LENSES</i>
Y2103030301	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PRE MONTATE <i>PRE ASSEMBLED ORGANIC OPHTALMIC LENSES</i>
Y210303030101	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO <i>ORGANIC OPHTALMIC LENSES PRE ASSEMBLED ON METAL SPECTACLE FRAMES</i>
Y210303030102	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PREMONTATE CON MONTATURE IN PLASTICA <i>ORGANIC OPHTALMIC LENSES PRE ASSEMBLED ON PLASTIC SPECTACLE FRAMES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y210303030103	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO - PLASTICA <i>ORGANIC OPHTHALMIC LENSES PRE ASSEMBLED ON METAL AND PLASTIC SPECTACLE FRAMES</i>
Y210303030199	LENTI OFTALMICHE ORGANICHE PRE MONTATE - ALTRE <i>PRE ASSEMBLED ORGANIC OPHTHALMIC LENSES - OTHERS</i>
Y2103030302	LENTI OFTALMICHE MINERALI PRE MONTATE <i>PRE ASSEMBLED MINERAL OPHTHALMIC LENSES</i>
Y210303030201	LENTI OFTALMICHE MINERALIPREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO <i>MINERAL OPHTHALMIC LENSES PRE ASSEMBLED ON METAL SPECTACLE FRAMES</i>
Y210303030202	LENTI OFTALMICHE MINERALI PREMONTATE CON MONTATURE IN PLASTICA <i>MINERAL OPHTHALMIC LENSES PRE ASSEMBLED ON PLASTIC SPECTACLE FRAMES</i>
Y210303030203	LENTI OFTALMICHE MINERALI PREMONTATE CON MONTATURE IN METALLO - PLASTICA <i>MINERAL OPHTHALMIC LENSES PRE ASSEMBLED ON METAL AND PLASTIC SPECTACLE FRAMES</i>
Y210303030299	LENTI OFTALMICHE MINERALI PRE MONTATE - ALTRE <i>PRE ASSEMBLED MINERAL OPHTHALMIC LENSES - OTHERS</i>
Y210306	LENTI OFTALMICHE PRISMATICHE PER L'INNALZAMENTO O ABBASSAMENTO DELL'OCCHIO CON PROTESI <i>PRISMATIC LENSES</i>
Y210309	LENTI A CONTATTO <i>CONTACT LENSES</i>
Y210321	SISTEMI TELESCOPICI/CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA <i>SPECTACLES TELESCOPIC SYSTEMS, DISTANT VIEW</i>
Y210324	SISTEMI TELESCOPICI/CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE VICINA <i>SPECTACLES TELESCOPIC SYSTEMS, CLOSE VIEW</i>
Y210327	LEGGII SCORREVOLI <i>SLIDING BOOKRESTS</i>
Y210330	LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI <i>ACHROMATIC LENSES, BLOW-UP</i>
Y210333	OCCHIALI PRISMATICI <i>SPECTACLES WITH PRISMATIC LENSES</i>
Y210336	FILTRI PER OCCLUSIONE E ANTIRADIAZIONI <i>OPTICAL FILTERS, OCCLUSION AND RADIATION</i>
Y210399	DISPOSITIVI OTTICI CORRETTIVI O AUSILI OTTICI - ALTRI <i>OPTICAL AIDS - OTHERS</i>
Y2106	AUSILI OTTICI ELETTRONICI (N.T.COD.En Iso2106) <i>OPTICAL ELECTRONIC AIDS (N.T.COD.En Iso2106)</i>
Y210603	VIDEOINGRANDITORI <i>ASSISTIVE READING DEVICES, VIDEO</i>
Y210606	SISTEMI OCR <i>OCR SYSTEMS</i>
Y210609	INGRANDITORI PER PERSONAL COMPUTER <i>ASSISTIVE READING DEVICES, PERSONAL COMPUTER</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y210699	AUSILI OTTICI ELETTRONICI - ALTRI <i>OPTICAL ELECTRONIC AIDS - OTHERS</i>
Y2109	PERIFERICHE DI INPUT E DI OUTPUT PER COMPUTER (N.T.COD.En Iso2109) <i>INPUT AND OUTPUT PERIPHERAL EQUIPMENTS FOR PERSONAL COMPUTER (N.T.COD.En Iso2109)</i>
Y210904	DISPOSITIVI DI ASSISTENZA AL P.C. <i>COMPUTER AIDS</i>
Y210905	INTERFACCIA PER SENSORI ESTERNI <i>EXTERNAL SENSORS INTERFACES</i>
Y210906	EMULATORI DI MOUSE E TASTIERA <i>MOUSE AND KEYBOARD EMULATORS</i>
Y210915	DISPOSITIVI DI SINTESI VOCALE <i>VOCAL SYNTHESIS DEVICES</i>
Y210924	SOSTEGNI PER BRACCIO <i>ARM SUPPORTS</i>
Y210999	PERIFERICHE DI INPUT E DI OUTPUT PER COMPUTER - ALTRE <i>INPUT AND OUTPUT PERIPHERAL EQUIPMENTS FOR PERSONAL COMPUTER - OTHERS</i>
Y2115	MACCHINE DA SCRIVERE E SISTEMI DI ELABORAZIONE DI TESTI (N.T.COD.En Iso2115) <i>WRITING MACHINES AND TEXT PROCESSING SYSTEMS (N.T.COD.En Iso2115)</i>
Y211518	SOFTWARE PER SCRITTURA <i>WRITING SOFTWARE</i>
Y211599	MACCHINE DA SCRIVERE E SISTEMI DI ELABORAZIONE DI TESTI - ALTRI <i>WRITING MACHINES AND TEXT PROCESSING SYSTEMS - OTHERS</i>
Y2127	AUSILI NON OTTICI PER LA LETTURA (N.T.COD.En Iso2127) <i>READING NON-OPTICAL AIDS (N.T.COD.En Iso2127)</i>
Y212703	VOLTAPAGINE <i>ASSISTIVE DEVICES, PAGE-TURNING</i>
Y212706	LEGGII <i>ASSISTIVE DEVICES, BOOK-SUPPORTING</i>
Y212799	AUSILI NON OTTICI PER LA LETTURA - ALTRI <i>READING NON-OPTICAL AIDS - OTHERS</i>
Y2136	TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE (N.T.COD.En Iso2136) <i>TELEPHONING AIDS (N.T.COD.En Iso2136)</i>
Y213603	TELEFONI AD ACCESSO FACILITATO <i>VISUAL-IMAGE TELEPHONING FACILITATORS</i>
Y213609	COMUNICATORI TELEFONICI <i>TELEPHONING COMMUNICATORS</i>
Y213624	DISPOSITIVI SOSTITUTIVI DELLA CORNETTA TELEFONICA E SEGNALATORI DI CHIAMATA <i>PHONE HORN SUBSTITUTES AND CALL SIGNALERS</i>
Y213636	SISTEMI DI COMUNICAZIONE TELEFONICA PER P.C. <i>TELEPHONING COMMUNICATORS FOR PERSONAL COMPUTER</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y213699	TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE - ALTRI <i>TELEPHONING AIDS - OTHERS</i>
Y2139	SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL SUONO (N.T.COD.En Iso2139) <i>SYSTEMS FOR SOUND TRANSMISSION (N.T.COD.En Iso2139)</i>
Y213924	RICE-TRASMETTITORI MF <i>MF RECEIVER-TRANSMITTERS</i>
Y213927	RICE-TRASMETTITORI IR <i>IR RECEIVER-TRANSMITTERS</i>
Y213999	SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL SUONO - ALTRI <i>SYSTEMS FOR SOUND TRANSMISSION - OTHERS</i>
Y2142	AUSILI PER LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE (N.T.COD.En Iso2142) <i>DEVICES FOR INTERPERSONAL COMUNICATION (N.T.COD.En Iso2142)</i>
Y214203	CORREDI CARTACEI E SOFTWARE PER LA COMUNICAZIONE <i>DEVICES FOR COMUNICATION, PAPER DEVICES AND SOFTWARE</i>
Y214209	COMUNICATORI ALFABETICI E SIMBOLICI <i>DEVICES FOR COMUNICATION, ALPHABETIC AND SYMBOLIC COMMUNICATORS</i>
Y214212	GENERATORI DI VOCE <i>DEVICES FOR COMUNICATION, VOICE GENERATORS</i>
Y214224	SOFTWARE PER COMUNICAZIONE AUMENTATIVA <i>DEVICES FOR COMUNICATION, AUGMENTATIVE SOFTWARE</i>
Y214299	AUSILI PER LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE - ALTRI <i>DEVICES FOR INTERPERSONAL COMUNICATION - OTHERS</i>
Y2145	APPARECCHI ACUSTICI O AUSILI PER L'UDITO (N.T.COD En Iso 2145) <i>HEARING AIDS (N.T.COD En Iso 2145)</i>
Y214506	APPARECCHI ACUSTICI RETROAURICOLARI <i>HEARING AIDS, BEHIND-THE-EAR</i>
Y214509	APPARECCHI ACUSTICI AD OCCHIALE <i>HEARING AIDS, SPECTACLE</i>
Y214512	APPARECCHI ACUSTICI A SCATOLA <i>HEARING AIDS, CASE</i>
Y214599	APPARECCHI ACUSTICI O AUSILI PER L'UDITO - ALTRI <i>HEARING AIDS - OTHERS</i>
Y2151	SISTEMI DI ALLARME (N.T.COD En Iso 2151) <i>ALARM SYSTEMS (N.T.COD En Iso 2151)</i>
Y215103	SISTEMI DI ALLARME A TELECOMANDO SEMPLICI O MULTIPLI <i>ALARM SYSTEMS WITH REMOTE CONTROL, SIMPLE OR MULTIPLE</i>
Y215199	SISTEMI DI ALLARME - ALTRI <i>ALARM SYSTEMS - OTHERS</i>
Y2199	AUSILI PER COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE - ALTRI <i>DEVICES FOR COMUNICATION, INFORMATION AND SIGNALING - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**
(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS</i>
Y24	AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI (N.T.COD. En Iso 24) <i>DEVICES FOR OBJECTS MANIPULATION (N.T.COD. En Iso 24)</i>
Y2409	DISPOSITIVI E SISTEMI DI COMANDO (N.T.COD En Iso 2409) <i>CONTROL DEVICES AND SYSTEMS (N.T.COD En Iso 2409)</i>
Y240918	SENSORI DI COMANDO <i>CONTROL SENSORS</i>
Y240999	DISPOSITIVI E SISTEMI DI COMANDO - ALTRI <i>CONTROL DEVICES AND SYSTEMS - OTHERS</i>
Y2412	SISTEMI DI CONTROLLO D'AMBIENTE (N.T.COD En Iso 2412) <i>AMBIENCE CONTROL SYSTEMS (N.T.COD En Iso 2412)</i>
Y241203	TELECOMANDI PROGRAMMABILI, SISTEMI DOMOTICI, SATELLITI DI CONTROLLO <i>PROGRAMABLE REMOTE CONTROLS, DOMOTIC SYSTEMS, CONTROL SATELLITES</i>
Y241299	SISTEMI DI CONTROLLO D'AMBIENTE - ALTRI <i>AMBIENCE CONTROL SYSTEMS - OTHERS</i>
Y2418	AUSILI PER ASSISTERE E/O SOSTITUIRE FUNZIONI DI BRACCIA E/O MANI E/O DITA (N.T.COD En Iso 2418) <i>DEVICES FOR AID AND/OR SUBSTITUTION OF ARMS, HANDS, FINGERS (N.T.COD En Iso 2418)</i>
Y241815	CASCHETTI FUNZIONALI <i>FUNCTIONAL HELMETS</i>
Y241899	AUSILI PER ASSISTERE E/O SOSTITUIRE FUNZIONI DI BRACCIA E/O MANI E/O DITA - ALTRI <i>DEVICES FOR AID AND/OR SUBSTITUTION OF ARMS, HANDS, FINGERS - OTHERS</i>
Y2421	AUSILI PER RAGGIUNGERE E PRENDERE ALTRI OGGETTI (DISTANTI) (N.T.COD En Iso 2421) <i>DEVICES FOR ACHIEVING AND GRASPING OF OBJECTS (N.T.COD En Iso 2421)</i>
Y242103	PINZE PRENSILI MANUALI <i>MANUAL PREHENSILE GRIPPERS</i>
Y242199	AUSILI PER RAGGIUNGERE E PRENDERE ALTRI OGGETTI (DISTANTI) - ALTRI <i>DEVICES FOR ACHIEVING AND GRASPING OF OBJECTS - OTHERS</i>
Y2499	AUSILI PER MANOVRARE OGGETTI O DISPOSITIVI - ALTRI <i>DEVICES FOR OBJECTS MANIPULATION - OTHERS</i>
Y99	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI - ALTRI <i>SUPPORTS OR TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PERSONS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11	STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA <i>BIOIMAGING AND RADIOTHERAPY INSTRUMENTS</i>
Z1101	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA <i>RADIOTHERAPY AND RADIOSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z110101	ACCELERATORI LINEARI <i>LINEAR ACCELERATORS</i>
Z11010101	ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA SINGOLA <i>SINGLE ENERGY LINEAR ACCELERATORS</i>
Z11010102	ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA MEDIA E MULTIPLA <i>MULTIPLE AND MEDIUM ENERGY LINEAR ACCELERATORS</i>
Z11010103	ACCELERATORI LINEARI AD ENERGIA ALTA E MULTIPLA <i>MULTIPLE AND HIGH ENERGY LINEAR ACCELERATORS</i>
Z11010104	ACCELERATORI LINEARI INTRAOPERATORI <i>INTRAOPERATIVE LINEAR ACCELERATORS</i>
Z11010180	ACCELERATORI LINEARI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LINEAR ACCELERATORS - HARDWARE</i>
Z11010182	ACCELERATORI LINEARI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LINEAR ACCELERATORS - SOFTWARE</i>
Z11010185	ACCELERATORI LINEARI - MATERIALI SPECIFICI <i>LINEAR ACCELERATORS - CONSUMABLES</i>
Z11010199	ACCELERATORI LINEARI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>LINEAR ACCELERATORS - OTHERS</i>
Z110102	STRUMENTAZIONE PER SIMULAZIONE IN RADIOTERAPIA <i>INSTRUMENTS FOR SIMULATION IN RADIOTHERAPY</i>
Z11010201	SIMULATORI PER RADIOTERAPIA <i>RADIOTHERAPY SIMULATION SYSTEMS</i>
Z11010202	TAC PER SIMULAZIONE PER RADIOTERAPIA <i>CT SCANNING FOR SIMULATION IN RADIOTHERAPY</i>
Z11010280	STRUMENTAZIONE PER SIMULAZIONE IN RADIOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR SIMULATION IN RADIOTHERAPY - HARDWARE</i>
Z11010282	STRUMENTAZIONE PER SIMULAZIONE IN RADIOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR SIMULATION IN RADIOTHERAPY - SOFTWARE</i>
Z11010285	STRUMENTAZIONE PER SIMULAZIONE IN RADIOTERAPIA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR SIMULATION IN RADIOTHERAPY - CONSUMABLES</i>
Z110103	STRUMENTAZIONE PER BRACHITERAPIA RADIANTE <i>BRACHYTHERAPY INSTRUMENTS</i>
Z11010301	SISTEMI PER BRACHITERAPIA RADIANTE <i>BRACHYTHERAPY SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11010380	STRUMENTAZIONE PER BRACHITERAPIA RADIANTE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>BRACHYTHERAPY SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11010382	STRUMENTAZIONE PER BRACHITERAPIA RADIANTE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>BRACHYTHERAPY SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11010385	STRUMENTAZIONE PER BRACHITERAPIA RADIANTE - MATERIALI SPECIFICI <i>BRACHYTHERAPY SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z110104	STRUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE DI PIANI DI RADIOTERAPIA <i>RADIOTHERAPY PLAN EVALUATION INSTRUMENTS</i>
Z11010401	SISTEMI PER ELABORAZIONE DI PIANI DI RADIOTERAPIA <i>RADIOTHERAPY PLAN PROCESSORS</i>
Z11010480	STRUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE DI PIANI DI RADIOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>RADIOTHERAPY PLAN EVALUATION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11010482	STRUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE DI PIANI DI RADIOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>RADIOTHERAPY PLAN EVALUATION INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11010485	STRUMENTAZIONE PER ELABORAZIONE DI PIANI DI RADIOTERAPIA - MATERIALI SPECIFICI <i>RADIOTHERAPY PLAN EVALUATION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z110105	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE <i>INTRAVASCULAR RADIOTHERAPY INSTRUMENTS</i>
Z11010501	SISTEMI PER RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE <i>INTRAVASCULAR RADIOTHERAPY SYSTEMS</i>
Z11010580	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INTRAVASCULAR RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11010582	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INTRAVASCULAR RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11010585	STRUMENTAZIONE PER RADIOTERAPIA INTRAVASCOLARE - MATERIALI SPECIFICI <i>INTRAVASCULAR RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z110107	STRUMENTAZIONE PER RADIOCHIRURGIA <i>RADIOSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z11010701	SISTEMI PER RADIOCHIRURGIA <i>RADIOSURGERY SYSTEMS</i>
Z11010780	STRUMENTAZIONE PER RADIOCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>RADIOSURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11010782	STRUMENTAZIONE PER RADIOCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>RADIOSURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11010785	STRUMENTAZIONE PER RADIOCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>RADIOSURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z110108	STRUMENTAZIONE PER TOMOTERAPIA <i>TOMOTHERAPY INSTRUMENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11010801	SISTEMI PER TOMOTERAPIA <i>TOMOTHERAPY RADIATION SYSTEMS</i>
Z11010880	STRUMENTAZIONE PER TOMOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>TOMOTHERAPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11010882	STRUMENTAZIONE PER TOMOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>TOMOTHERAPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11010885	STRUMENTAZIONE PER TOMOTERAPIA - MATERIALI SPECIFICI <i>TOMOTHERAPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z110190	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA <i>VARIOUS RADIOTHERAPY INSTRUMENTS</i>
Z11019001	APPARECCHIATURE PER CESIOTERAPIA <i>CAESIUM THERAPY DEVICES</i>
Z11019002	APPARECCHIATURE PER COBALTO TERAPIA <i>COBALT THERAPY DEVICES</i>
Z11019004	TRACCIATORI AUTOMATICO DI CURVE <i>CURVE AUTOMATIC TRACERS</i>
Z11019005	TAGLIATORI PER SCHERMATURE <i>SCREEN CUTTERS</i>
Z11019080	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11019082	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11019085	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z11019099	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIOTERAPIA E RADIOCHIRURGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>VARIOUS RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1102	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA NUCLEARE <i>NUCLEAR MEDICINE INSTRUMENTS</i>
Z110201	GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE <i>COMPUTERIZED GAMMA CAMERAS</i>
Z11020101	GAMMA CAMERE MOBILI <i>MOBILE GAMMA CAMERAS</i>
Z11020102	GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - SENZA ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" <i>STATIONARY SINGLE HEADED GAMMA CAMERAS - NO "TOTAL BODY"</i>
Z11020103	GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A SINGOLA TESTATA - CON ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" <i>STATIONARY SINGLE HEADED GAMMA CAMERAS - "TOTAL BODY"</i>
Z11020104	GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - SENZA ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" <i>STATIONARY MULTI-HEADED GAMMA CAMERAS - NO "TOTAL BODY"</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11020105	GAMMA CAMERE IN STAZIONE FISSA A TESTATA MULTIPLA - CON ACQUISIZIONE "TOTAL BODY" <i>STATIONARY MULTI-HEADED GAMMA CAMERAS - "TOTAL BODY"</i>
Z11020180	GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>COMPUTERIZED GAMMA CAMERAS - HARDWARE</i>
Z11020182	GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>COMPUTERIZED GAMMA CAMERAS - SOFTWARE</i>
Z11020185	GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATA - MATERIALI SPECIFICI <i>COMPUTERIZED GAMMA CAMERAS - CONSUMABLES</i>
Z110202	SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA INTEGRATI <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/GAMMA CAMERA</i>
Z11020201	SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA <i>SYSTEMS FOR TAC/GAMMA CAMERA</i>
Z11020280	SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA INTEGRATO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/GAMMA CAMERA - HARDWARE</i>
Z11020282	SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA INTEGRATO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/GAMMA CAMERA - SOFTWARE</i>
Z11020285	SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA INTEGRATO - MATERIALI SPECIFICI <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/GAMMA - CONSUMABLES</i>
Z110203	SISTEMI TAC/PET INTEGRATI <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/PET</i>
Z11020301	SISTEMI TAC/PET <i>CT/PET SYSTEMS</i>
Z11020380	SISTEMI TAC/PET INTEGRATI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/PET - HARDWARE</i>
Z11020382	SISTEMI TAC/PET INTEGRATI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/PET - SOFTWARE</i>
Z11020385	SISTEMI TAC/PET INTEGRATI - MATERIALI SPECIFICI <i>INTEGRATED SYSTEMS FOR CT/PET - CONSUMABLES</i>
Z110204	STRUMENTAZIONE PER TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI <i>POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY INSTRUMENTS</i>
Z11020401	TOMOGRAFI AD EMISSIONE DI POSITRONI <i>POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS</i>
Z11020480	STRUMENTAZIONE PER TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11020482	STRUMENTAZIONE PER TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11020485	STRUMENTAZIONE PER TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI - MATERIALI SPECIFICI <i>POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z110205	SCANNER A RADIOISOTOPI <i>THYROID UPTAKE SYSTEMS</i>
Z110206	SCANNER INTRAOPERATORI A RADIOISOTOPI <i>INTRAOPERATIVE RADIOISOTOPE SCANNERS</i>
Z110290	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE <i>VARIOUS NUCLEAR MEDICINE INSTRUMENTS</i>
Z11029001	BETA/GAMMA DETECTOR <i>BETA/GAMMA DETECTORS</i>
Z11029002	CICLOTRONI <i>CYCLOTRONS</i>
Z11029003	LINFOSCINTIGRAFI <i>LYMPHOSCINTIGRAPHS</i>
Z11029004	PRODUTTORI GAS RADIOATTIVO <i>REACTIVE GAS PRODUCERS</i>
Z11029005	RIPARTITORI DI DOSE AUTOMATICO <i>DOSE CALIBRATORS</i>
Z11029080	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS NUCLEAR MEDICINE INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11029082	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS NUCLEAR MEDICINE INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11029085	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS NUCLEAR MEDICINE INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z11029099	STRUMENTAZIONE VARIA PER MEDICINA NUCLEARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS NUCLEAR MEDICINE INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1103	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA <i>DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z110301	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE <i>DIGITAL ANGIOGRAPHIC SYSTEMS</i>
Z11030101	ANGIOGRAFI MOBILI PER ANGIOPLASTICA E CATETERIZZAZIONE <i>MOBILE ANGIOGRAPHIC SYSTEMS FOR ANGIOPLASTY AND CATHETERIZATION</i>
Z11030102	ANGIOGRAFI FISSI PER STUDI ANGIOGRAFICI E CARDIOLOGICI <i>STATIONARY ANGIOGRAPHIC SYSTEMS FOR ANGIOGRAPHIC AND CARDIOLOGIC STUDIES</i>
Z11030103	ANGIOGRAFI BIPLANARI <i>BIPLANAR ANGIOGRAPHIC SYSTEMS</i>
Z11030180	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>DIGITAL ANGIOGRAPHIC SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11030182	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>DIGITAL ANGIOGRAPHIC SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11030185	SISTEMI PER ANGIOGRAFIA DIGITALE - MATERIALI SPECIFICI <i>DIGITAL ANGIOGRAPHIC SYSTEMS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z110302	MAMMOGRAFI <i>MAMMOGRAPHY SYSTEMS</i>
Z11030201	MAMMOGRAFI CONVENZIONALI <i>CONVENTIONAL MAMMOGRAPHY SYSTEMS</i>
Z11030202	MAMMOGRAFI DIGITALI <i>DIGITAL MAMMOGRAPHY SYSTEMS</i>
Z11030280	MAMMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MAMMOGRAPHY SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z1103028001	MODULI STEREOTASSICI PER MAMMOGRAFI <i>STEREOTACTIC MODULES FOR MAMMOGRAPHY</i>
Z1103028099	MAMMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>MAMMOGRAPHY SYSTEMS - HARDWARE - OTHERS</i>
Z11030282	MAMMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MAMMOGRAPHY SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11030285	MAMMOGRAFI - MATERIALI SPECIFICI <i>MAMMOGRAPHY SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z110303	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFIA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA <i>INSTRUMENTS FOR ORTHOPANTOMOGRAPHY AND PANORAMIC DENTAL RADIOLOGY</i>
Z11030301	ORTOPANTOMOGRAFI <i>ORTHOPANTOMOGRAPHS</i>
Z1103030101	ORTOPANTOMOGRAFI CONVENZIONALI <i>CONVENTIONAL ORTHOPANTOMOGRAPHS</i>
Z1103030102	ORTOPANTOMOGRAFI DIGITALI <i>DIGITAL ORTHOPANTOMOGRAPHS</i>
Z11030302	APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA <i>DENTAL PANORAMIC RADIOGRAPHY UNITS</i>
Z11030380	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFIA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR ORTHOPANTOMOGRAPHY AND PANORAMIC DENTAL RADIOLOGY - HARDWARE</i>
Z11030382	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFIA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR ORTHOPANTOMOGRAPHY AND PANORAMIC DENTAL RADIOLOGY - SOFTWARE</i>
Z11030385	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFIA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR ORTHOPANTOMOGRAPHY AND PANORAMIC DENTAL RADIOLOGY - CONSUMABLES</i>
Z110304	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA ENDORALE <i>INTRAORAL X-RAY INSTRUMENTS</i>
Z11030401	APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA ENDORALE <i>INTRAORAL X-RAY SYSTEMS</i>
Z1103040101	APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA ENDORALE CONVENZIONALE <i>CONVENTIONAL INTRAORAL X-RAY SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1103040102	APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA ENDORALE DIGITALE <i>DIGITAL INTRAORAL X-RAY SYSTEMS</i>
Z11030402	SISTEMI PER VIDEORADIOGRAFIA DIGITALE INTRAORALE <i>DIGITAL INTRAORAL VIDEORADIOGRAPHY SYSTEMS</i>
Z11030480	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA ENDORALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INTRAORAL X-RAY SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11030482	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA ENDORALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INTRAORAL X-RAY SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11030485	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA ENDORALE - MATERIALI SPECIFICI <i>INTRAORAL X-RAY SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z110305	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA <i>RADIOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z11030501	STATIVI A COLONNA PER APPARECCHIO RADIOLOGICO <i>PILLAR STANDS FOR X-RAY DEVICE</i>
Z11030502	STATIVI PENSILI PER APPARECCHIO RADIOLOGICO <i>HANGING SUPPORTS FOR X-RAY DEVICE</i>
Z11030503	TAVOLI PER PAZIENTE PER APPARECCHIO RADIOLOGICO <i>PATIENT TABLES FOR X-RAY DEVICE</i>
Z11030504	TAVOLI RIBALTABILI PER APPARECCHIO RADIOLOGICO <i>TILTING TABLES FOR X-RAY DEVICE</i>
Z11030505	TAVOLI TOMOGRAFICI <i>TOMOGRAPHIC TABLES</i>
Z11030506	TELERADIOGRAFI <i>TELERADIOGRAPHIC UNITS</i>
Z11030507	TOMOGRAFI <i>TOMOGRAPHIC UNITS</i>
Z11030580	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>RADIOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11030582	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>RADIOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11030585	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA - MATERIALI SPECIFICI <i>RADIOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z11030599	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>RADIOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z110306	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS (CT)</i>
Z11030601	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - INFERIORE O UGUALE A 2 STRATI <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS - <= 2 SLICES</i>
Z11030602	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE A 2 STRATI ED INFERIORE A 16 STRATI <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS - > 2 AND < 16 SLICES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11030603	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 16 STRATI ED INFERIORE A 64 STRATI <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS - >= 16 AND < 64 SLICES</i>
Z11030604	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI - SUPERIORE O UGUALE A 64 STRATI <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS - >= 64 SLICES</i>
Z11030680	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS (CT) - HARDWARE</i>
Z11030682	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS (CT) - SOFTWARE</i>
Z11030685	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) - MATERIALI SPECIFICI <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS (CT) - CONSUMABLES</i>
Z11030699	TOMOGRAFI ASSIALI COMPUTERIZZATI (TAC) NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING SYSTEMS (CT) - OTHERS</i>
Z110307	TAVOLI TELECOMANDATI <i>RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC TABLE SYSTEMS</i>
Z11030701	TAVOLI TELECOMANDATI CONVENZIONALI <i>ANALOGIC RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC TABLE SYSTEMS</i>
Z11030702	TAVOLI TELECOMANDATI DIGITALI <i>DIGITAL RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC TABLE SYSTEMS</i>
Z11030703	TAVOLI TELECOMANDATI CON ARCO POLIFUNZIONALE CONVENZIONALE <i>ANALOGIC C-ARM REMOTE CONTROLLED RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC STATIONS</i>
Z11030704	TAVOLI TELECOMANDATI CON ARCO POLIFUNZIONALE DIGITALE <i>DIGITAL C-ARM REMOTE CONTROLLED RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC STATIONS</i>
Z11030780	TAVOLI TELECOMANDATI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC TABLE SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11030782	TAVOLI TELECOMANDATI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC TABLE SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11030785	TAVOLI TELECOMANDATI - MATERIALI SPECIFICI <i>RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC TABLE SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z110310	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA TRADIZIONALE <i>TRADITIONAL MULTIFUNCTIONAL DIGITAL X-RAY STATIONS</i>
Z110311	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) <i>DIRECT DIGITAL X-RAY SYSTEMS</i>
Z11031101	SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) <i>DIRECT MULTIFUNCTIONAL DIGITAL X-RAY SYSTEMS</i>
Z11031102	TELERADIOGRAFI DIGITALI DIRETTI <i>DIRECT DIGITAL TELERADIOGRAPHIC UNITS</i>
Z11031180	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>DIRECT DIGITAL X-RAY SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11031182	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>DIRECT DIGITAL X-RAY SYSTEMS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z110390	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA <i>VARIOUS DIAGNOSTIC AND INTEROPERATIVE BIOIMAGING INSTRUMENTS</i>
Z11039001	ANGIOGRAFI <i>ANGIOGRAPHS</i>
Z11039002	ARTERIOFLEBOGRAFI <i>ARTERIOGRAPHS</i>
Z11039003	CAMERE MULTIFORMATO <i>MULTIFORMAT CAMERAS</i>
Z11039004	CATENE TV <i>TELEVISION SYSTEMS</i>
Z11039005	COMPLESSI RADIOGENI <i>X-RAY SYSTEMS</i>
Z11039006	CONSOLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO <i>X-RAY SYSTEM CONTROL UNITS</i>
Z11039007	CRANIOSTATI <i>CRANIOSCOPYS</i>
Z11039008	ESPOSIMETRI AUTOMATICI <i>AUTOMATIC EXPOSURE METERS</i>
Z11039009	APPARECCHIATURE PER FLUOROSCOPIA <i>FLUOROSCOPY DEVICES</i>
Z11039010	FOTOCAMERE <i>PHOTO CAMERAS</i>
Z11039011	GENERATORI D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO RADIOLOGICO <i>HIGH VOLTAGE GENERATORS FOR X-RAY ASSEMBLY</i>
Z11039012	GRUPPI RADIOLOGICI <i>X-RAY ASSEMBLY UNITS</i>
Z11039013	INIETTORI ANGIOGRAFICI <i>ANGIOGRAPHIC INJECTORS</i>
Z11039014	INIETTORI MULTIPLI DI MEZZI DI CONTRASTO <i>MULTIPLE CONTRAST AGENT INJECTORS</i>
Z11039015	INTENSIFICATORI DI IMMAGINE <i>IMAGE INTENSIFIERS</i>
Z11039016	PORTATILI PER RADIOGRAFIA <i>MOBILE RADIOGRAPHIC UNITS</i>
Z11039017	PORTATILI PER RADIOSCOPIA <i>MOBILE RADIOGRAPHIC/FLUOROSCOPIC UNITS</i>
Z11039018	SERIOGRAFI <i>AUTOMATIC RADIOGRAPHIC EXPOSURE CONTROLS</i>
Z11039019	STATIVI PER ANGIOGRAFIA <i>ANGIOGRAPHIC TUBE SUPPORTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11039020	TAVOLI PER ANGIOGRAFIA <i>ANGIOGRAPHIC TABLES</i>
Z11039021	SISTEMI PER VIDEOACQUISIZIONE PER RADIOGRAFIE <i>RADIOGRAPHY VIDEOACQUISITION SYSTEMS</i>
Z11039080	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS DIAGNOSTIC AND INTEROPERATIVE BIOIMAGING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11039082	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS DIAGNOSTIC AND INTEROPERATIVE BIOIMAGING INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11039085	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS DIAGNOSTIC AND INTEROPERATIVE BIOIMAGING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z11039099	STRUMENTAZIONE VARIA PER RADIODIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS DIAGNOSTIC AND INTEROPERATIVE BIOIMAGING INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1104	STRUMENTAZIONE PER ECOGRAFIA <i>ECHOGRAPHIC INSTRUMENTS</i>
Z110401	ECOTOMOGRAFI <i>ULTRASOUND SCANNERS</i>
Z11040101	ECOTOMOGRAFI INTERNISTICI <i>GENERAL PURPOSE ULTRASOUND SCANNERS</i>
Z11040102	ECOTOMOGRAFI PER USO CARDIOLOGICO <i>CARDIOLOGICAL ULTRASOUND SCANNERS</i>
Z11040103	ECOTOMOGRAFI PORTATILI <i>PORTABLE ULTRASOUND SCANNERS</i>
Z11040104	ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI (INTERNISTICI E CARDIOLOGICI, ECC.) <i>MULTIFUNCTIONAL ULTRASOUND SCANNERS</i>
Z11040180	ECOTOMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ULTRASOUND SCANNERS - HARDWARE</i>
Z1104018001	SONDE ECOGRAFICHE <i>ECHOGRAPHIC PROBES</i>
Z1104018099	ECOTOMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>ULTRASOUND SCANNERS - HARDWARE - OTHERS</i>
Z11040182	ECOTOMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ULTRASOUND SCANNERS - SOFTWARE</i>
Z11040185	ECOTOMOGRAFI - MATERIALI SPECIFICI <i>ULTRASOUND SCANNERS - CONSUMABLES</i>
Z110490	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA <i>VARIOUS ECHOGRAPHIC INSTRUMENTS</i>
Z11049001	ECOOFTALMOGRAFI <i>ULTRASONIC OPHTHALMIC SCANNERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11049080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS ECHOGRAPHIC INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11049082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS ECHOGRAPHIC INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z11049085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS ECHOGRAPHIC INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z11049099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS ECHOGRAPHIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1105	STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA <i>MAGNETIC RESONANCE IMAGING INSTRUMENTS</i>
Z110501	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA <i>MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS</i>
Z11050101	TOMOGRAFI SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA') <i>LIMB MRI SYSTEMS</i>
Z11050102	TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T <i>OPEN MAGNET MRI SYSTEMS - MAGNETIC FIELD <= 0.5T</i>
Z11050103	TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0.5T <i>OPEN MAGNET MRI SYSTEMS - MAGNETIC FIELD > 0.5T</i>
Z11050104	TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 0.5T <i>OPEN MAGNET MRI SYSTEMS - MAGNETIC FIELD <= 0.5T</i>
Z11050105	TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 0.5T E INFERIORE O UGUALE A 3.0T <i>CLOSED MAGNET MRI SYSTEMS - MAGNETIC FIELD > 0.5T AND <= 3.0T</i>
Z11050106	TOMOGRAFI PER STUDI SPECIALI E RICERCA (INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 3T) <i>SPECIAL PURPOSE / RESEARCH MRI SYSTEMS (MAGNETIC FIELD > 3.0T)</i>
Z11050180	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11050182	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11050185	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - MATERIALI SPECIFICI <i>MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z110590	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA <i>VARIOUS MAGNETIC RESONANCE IMAGING INSTRUMENTS</i>
Z11059001	INIETTORI PER RISONANZA MAGNETICA <i>MAGNETIC RESONANCE INJECTORS</i>
Z11059080	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS MAGNETIC RESONANCE IMAGING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11059082	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS MAGNETIC RESONANCE IMAGING INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11059085	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS MAGNETIC RESONANCE IMAGING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z11059099	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS MAGNETIC RESONANCE IMAGING INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1106	STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI <i>DIGITAL BIOIMAGING MANAGEMENT INSTRUMENTS</i>
Z110601	LASER SCANNER PER IMMAGINI <i>RADIOGRAPHIC IMAGE DIGITIZERS</i>
Z110602	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA (CR) <i>INDIRECT DETECTION DIGITAL X-RAY SYSTEMS</i>
Z11060201	SISTEMI CR ONE-INPUT <i>ONE-INPUT CR SYSTEMS</i>
Z11060202	SISTEMI CR MULTI-INPUT <i>MULTI-INPUT CR SYSTEMS</i>
Z11060280	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA (CR) - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INDIRECT DETECTION DIGITAL X-RAY SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11060282	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA (CR) - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INDIRECT DETECTION DIGITAL X-RAY SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11060285	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA (CR) - MATERIALI SPECIFICI <i>INDIRECT DETECTION DIGITAL X-RAY SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z110603	SISTEMI PER TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI (PACS) <i>PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEMS</i>
Z110690	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI <i>VARIOUS DIGITAL BIOIMAGING MANAGEMENT INSTRUMENTS</i>
Z11069001	ELABORATORI PER BIOIMMAGINI <i>DATA MANAGEMENT SYSTEMS</i>
Z11069002	JUKE BOX DI DISCHI OTTICI <i>JUKE BOXES FOR OPTICAL DISKS</i>
Z11069003	SERVER PER BIOIMMAGINI <i>BIOIMAGE SERVERS</i>
Z11069004	STAZIONI DI IDENTIFICAZIONE <i>IDENTIFICATION STATIONS</i>
Z11069005	WORKSTATION DIAGNOSTICHE PER IMMAGINI <i>WORKSTATIONS</i>
Z11069080	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS DIGITAL BIOIMAGING MANAGEMENT INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z11069082	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS DIGITAL BIOIMAGING MANAGEMENT INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11069085	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS DIGITAL BIOIMAGING MANAGEMENT INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z11069099	STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOIMMAGINI DIGITALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS DIGITAL BIOIMAGING MANAGEMENT INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1107	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA <i>SUPPORTING INSTRUMENTS FOR X-RAY FILM SYSTEM</i>
Z110701	SISTEMI PER CARICAMENTO AUTOMATICO PELLICOLE <i>AUTOMATIC FILM CASSETTE LOADING SYSTEMS</i>
Z110702	DIAFANOSCOPI <i>X-RAY VIEW BOXES</i>
Z110703	DIAFANOSCOPI A MAGAZZINO <i>AUTOMATIC X-RAY FILM LOADING VIEW BOXES</i>
Z110704	RIPRODUTTORI DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>X-RAY FILM DUPLICATORS</i>
Z110705	RIPRODUTTORI LASER PER BIOIMMAGINI <i>LASER IMAGERS</i>
Z110706	RIPRODUTTORI VIDEO O DIGITALE PER BIOIMMAGINI <i>DIAGNOSTIC IMAGING PRINTERS</i>
Z110707	SVILUPPATRICI <i>AUTOMATIC X-RAY FILM PROCESSORS</i>
Z11070701	SVILUPPATRICI TRADIZIONALI <i>TRADITIONAL AUTOMATIC X-RAY FILM PROCESSORS</i>
Z11070702	SVILUPPATRICI DAY-LIGHT <i>DAY-LIGHT AUTOMATIC X-RAY FILM PROCESSORS</i>
Z11070780	SVILUPPATRICI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>AUTOMATIC X-RAY FILM PROCESSORS - HARDWARE</i>
Z11070785	SVILUPPATRICI - MATERIALI SPECIFICI <i>AUTOMATIC X-RAY FILM PROCESSORS - CONSUMABLES</i>
Z110790	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA <i>VARIOUS SUPPORTING INSTRUMENTS FOR X-RAY FILM SYSTEM</i>
Z11079001	DENSITOMETRI PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>RADIOGRAPHIC DENSITOMETERS</i>
Z11079002	SENSITOMETRI E DENSITOMETRI PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>SENSITOMETERS AND DENSITOMETERS FOR RADIOGRAPHIC FILMS</i>
Z11079003	SENSITOMETRI PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>RADIOGRAPHIC SENSITOMETERS</i>
Z11079004	MISCELATORI DI LIQUIDI PER SVILUPPATRICE <i>LIQUID MIXERS FOR DEVELOPER</i>
Z11079005	PRINTATRICI <i>PATIENT DATA PRINTERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z11079006	CASSETTE CON SCHERMO DI RINFORZO PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>ENHANCING SCREEN X-RAY FILM CASSETTES</i>
Z11079007	CASSETTE PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>X-RAY FILM CASSETTES</i>
Z11079008	SCHERMI DI RINFORZO PER CASSETTE PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>ENHANCING SCREENS FOR X-RAY FILM CASSETTES</i>
Z11079080	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS SUPPORTING INSTRUMENTS FOR X-RAY FILM SYSTEM - HARDWARE</i>
Z11079082	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS SUPPORTING INSTRUMENTS FOR X-RAY FILM SYSTEM - SOFTWARE</i>
Z11079085	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS SUPPORTING INSTRUMENTS FOR X-RAY FILM SYSTEM - CONSUMABLES</i>
Z11079099	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS SUPPORTING INSTRUMENTS FOR X-RAY FILM SYSTEM - OTHERS</i>
Z1190	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA <i>VARIOUS BIOIMAGING AND RADIOTHERAPY INSTRUMENTS</i>
Z119001	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA <i>BONE DENSITOMETRY SYSTEMS</i>
Z11900101	DENSITOMETRI OSSEI A RAGGI GAMMA <i>GAMMA-RAY BONE DENSITOMETERS</i>
Z11900102	DENSITOMETRI OSSEI AD ULTRASUONI <i>ULTRASOUND BONE DENSITOMETERS</i>
Z11900103	DENSITOMETRI OSSEI A RX <i>X-RAY BONE DENSITOMETERS</i>
Z11900180	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>BONE DENSITOMETRY SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z11900182	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>BONE DENSITOMETRY SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z11900185	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA - MATERIALI SPECIFICI <i>BONE DENSITOMETRY SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z119002	DOSIMETRI <i>RADIATION DOSIMETERS</i>
Z119003	APPARECCHIATURE PER FOTOGRAFIA PER BIOIMMAGINI <i>BIOIMAGING PHOTOGRAPHY INSTRUMENTS</i>
Z119004	LETTORI DI MICROFILM PER BIOIMMAGINI <i>MICROFILM IMAGE READERS</i>
Z119005	LETTORI PER DOSIMETRI PERSONALI <i>PERSONAL DOSIMETER READERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z119007	MODULI ACQUISIZIONE IMMAGINI <i>IMAGE STORAGE DEVICES</i>
Z119008	MONITOR PER VISUALIZZAZIONE E/O REFERTAZIONE DI BIOIMMAGINI <i>BIOIMAGING VISUALIZATION AND/OR DIAGNOSTIC REPORT VIEWING SCREENS</i>
Z11900801	MONITOR PER REFERTAZIONE DI BIOIMMAGINI <i>BIOIMAGING DIAGNOSTIC REPORT VIEWING SCREENS</i>
Z11900802	MONITOR PER VISUALIZZAZIONE DI BIOIMMAGINI <i>BIOIMAGING VIEWING SCREENS</i>
Z11900880	MONITOR PER VISUALIZZAZIONE E/O REFERTAZIONE DI BIOIMMAGINI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>BIOIMAGING VISUALIZATION AND/OR DIAGNOSTIC REPORT VIEWING SCREENS - HARDWARE</i>
Z11900885	MONITOR PER VISUALIZZAZIONE E/O REFERTAZIONE DI BIOIMMAGINI - MATERIALI SPECIFICI <i>BIOIMAGING VISUALIZATION AND/OR DIAGNOSTIC REPORT VIEWING SCREENS - CONSUMABLES</i>
Z119010	SISTEMI LASER DI POSIZIONAMENTO PAZIENTE <i>LASER POSITIONING PATIENT SYSTEMS</i>
Z119011	SISTEMI STEREOTASSICI IN MAMMOGRAFIA ECOGRAFICA O RADIOGRAFICA <i>STEREOTACTIC SYSTEMS FOR ECOGRAPHIC AND RADIOGRAPHIC MAMMOGRAPHY</i>
Z119012	SISTEMI TELEVISIVI A CIRCUITO CHIUSO <i>CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEMS</i>
Z119013	TERMOGRAFI <i>THERMOGRAPHS</i>
Z119014	VIDEOREGISTRATORI PER BIOIMMAGINI <i>VIDEO TAPE RECORDERS</i>
Z119080	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS BIOIMAGING AND RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z119082	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS BIOIMAGING AND RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z119085	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS BIOIMAGING AND RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z119099	STRUMENTAZIONE VARIA PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS BIOIMAGING AND RADIOTHERAPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z12	STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI <i>FUNCTIONALITY EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS</i>
Z1201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE <i>GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z120101	ABLATORI PER ARTERIECTOMIA <i>CARDIAC ABLATION GENERATORS</i>
Z120102	APPARECCHIATURE PER CRIOCHIRURGIA <i>CRYOSURGICAL UNITS</i>
Z120103	APPARECCHIATURE PER DERMOTOMIA <i>DERMATOMES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120104	APPARECCHIATURE PER AUTOTRASFUSIONE <i>AUTOTRASFUSION UNITS</i>
Z120105	ASPIRATORI MEDICI CHIRURGICI <i>SURGICAL ASPIRATORS</i>
Z120106	IDRODISSETTORI <i>WATER-JET DISSECTORS</i>
Z120107	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LAMPADA SCIALITICA <i>OPERATING THEATRE LIGHTING SYSTEMS</i>
Z12010701	LAMPADE SCIALITICHE FISSE <i>STATIONARY SURGICAL LIGHTS</i>
Z12010702	LAMPADE SCIALITICHE MOBILI <i>MOBILE SURGICAL LIGHTS</i>
Z12010780	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LAMPADA SCIALITICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>OPERATING THEATRE LIGHTING SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z12010785	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LAMPADA SCIALITICA - MATERIALI SPECIFICI <i>OPERATING THEATRE LIGHTING SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z12010799	SISTEMI DI ILLUMINAZIONE A LAMPADA SCIALITICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>OPERATING THEATRE LIGHTING SYSTEMS - OTHERS</i>
Z120108	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA AD ULTRASUONI <i>ULTRASOUND SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12010801	BISTURI AD ULTRASUONI <i>HARMONIC SCALPELS</i>
Z12010880	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA AD ULTRASUONI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ULTRASOUND SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12010882	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA AD ULTRASUONI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ULTRASOUND SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12010885	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA AD ULTRASUONI - MATERIALI SPECIFICI <i>ULTRASOUND SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120109	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA <i>ELECTROSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12010901	DIATERMOCOAGULATORI <i>ELECTROCAUTERY UNITS</i>
Z12010902	ELETTROBISTURI PER USO GENERALE <i>GENERAL PURPOSE ELECTROSURGICAL UNITS</i>
Z12010903	ELETTROBISTURI AD ARGON <i>ARGON ELECTROSURGICAL UNITS</i>
Z12010904	ELETTROBISTURI PER ENDOSCOPIA <i>ENDOSCOPIC GENERATORS</i>
Z12010905	RADIOBISTURI <i>HIGH FREQUENCY ELECTROSURGICAL UNITS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12010980	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12010982	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12010985	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12010999	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120110	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA <i>LASER SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12011001	LASER CHIRURGICO AD ECCIMERI <i>EXCIMER LASERS</i>
Z12011002	LASER CHIRURGICO AL MONOSSIDO DI CARBONIO <i>CARBON MONOXIDE LASERS</i>
Z12011003	LASER CHIRURGICO AD OLMIO <i>HOLMIUM YAG LASERS</i>
Z12011004	LASER CHIRURGICO AL KRYPTON <i>KRYPTON LASERS</i>
Z12011005	LASER CHIRURGICO AD ANIDRIDE CARBONICA <i>CARBON DIOXIDE LASERS</i>
Z12011006	LASER CHIRURGICO A STATO SOLIDO DPSS <i>SOLID-STATE LASERS</i>
Z12011007	LASER CHIRURGICO DYE <i>DYE LASERS</i>
Z12011008	LASER CHIRURGICO AD ELIO/NEON <i>HELIUM-NEON LASERS</i>
Z12011009	LASER CHIRURGICO AI VAPORI DI RAME <i>COPPER VAPOR LASERS</i>
Z12011010	LASER CHIRURGICO AD ARGON/KRYPTON <i>ARGON/KRYPTON LASERS</i>
Z12011011	LASER CHIRURGICO KTP <i>KTP LASERS</i>
Z12011012	LASER CHIRURGICO DYE/ALEXANDRITE <i>DYE/ALEXANDRITE LASERS</i>
Z12011013	LASER CHIRURGICO AD ARGON <i>ARGON LASERS</i>
Z12011014	LASER CHIRURGICO AD ERBIO <i>ERBIUM YAG LASERS</i>
Z12011015	LASER CHIRURGICO AL RUBINIO <i>RUBY LASERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12011016	LASER CHIRURGICO A DIODI <i>DIODE LASERS</i>
Z12011017	LASER CHIRURGICO AL NEODIMIO <i>NEODYMIUM YAG LASERS</i>
Z12011018	LASER CHIRURGICO AD ELIO/CADMIO <i>HELIUM/CADMIUM LASERS</i>
Z12011019	LASER MULTIPIATTAFORMA <i>MULTI-PLATFORM LASERS</i>
Z12011080	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LASER SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12011082	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LASER SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12011085	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>LASER SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12011099	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>LASER SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120111	STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA <i>OPERATING MICROSCOPY INSTRUMENTS</i>
Z12011101	MICROSCOPI OPERATORI <i>OPERATING MICROSCOPES</i>
Z12011180	STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>OPERATING MICROSCOPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1201118001	STATIVI PER MICROSCOPIO OPERATORIO <i>OPERATING MICROSCOPE SUPPORTS</i>
Z12011182	STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>OPERATING MICROSCOPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12011185	STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA - MATERIALI SPECIFICI <i>OPERATING MICROSCOPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12011199	STRUMENTAZIONE PER MICROSCOPIA OPERATORIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>OPERATING MICROSCOPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120112	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE <i>PATIENT POSITIONING INSTRUMENTS</i>
Z12011201	POLTRONE OPERATORIE <i>OPERATING CHAIRS</i>
Z12011202	TAVOLI OPERATORI <i>OPERATING TABLES</i>
Z12011280	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PATIENT POSITIONING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12011285	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE - MATERIALI SPECIFICI <i>PATIENT POSITIONING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12011299	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>PATIENT POSITIONING INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120113	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE <i>CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION INSTRUMENTS</i>
Z12011301	APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE <i>CLEANING AND DISINFECTION INSTRUMENTS</i>
Z12011302	APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO AD ULTRASUONI <i>ULTRASONIC CLEANING SYSTEMS</i>
Z12011303	APPARECCHIATURE PER STERILIZZAZIONE CHIMICA <i>ETHYLENE OXIDE STERILIZING UNITS</i>
Z12011304	AUTOCLAVI CON CAMERA SUPERIORE O UGUALE AD 1 UNITA' STANDARD DI STERILIZZAZIONE <i>BULK STEAM STERILIZING UNITS</i>
Z12011305	AUTOCLAVI PER PICCOLI CARICHI CON CAMERA INFERIORE AD 1 UNITA' STANDARD DI STERILIZZAZIONE <i>TABLETOP STEAM STERILIZING UNITS</i>
Z12011306	SISTEMI PER IL LAVAGGIO E DECONTAMINAZIONE DI DM DI GRANDI DIMENSIONI <i>DECONTAMINATION CHAMBERS</i>
Z12011307	STERILIZZATRICI AD ARIA SECCA <i>DRY AIR STERILISERS</i>
Z12011309	STERILIZZATRICI AL PLASMA <i>HYDROGEN PEROXIDE STERILIZERS</i>
Z12011380	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12011382	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12011385	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE - MATERIALI SPECIFICI <i>CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12011399	STRUMENTAZIONE PER LAVAGGIO, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>CLEANING, DISINFECTION AND STERILIZATION INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120114	STRUMENTAZIONE PER NAVIGAZIONE CHIRURGICA <i>SURGERY NAVIGATION INSTRUMENTS</i>
Z12011401	SISTEMA DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA <i>SURGERY NAVIGATION SYSTEMS</i>
Z12011480	STRUMENTAZIONE PER NAVIGAZIONE CHIRURGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>SURGERY NAVIGATION SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z12011482	STRUMENTAZIONE PER NAVIGAZIONE CHIRURGICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>SURGERY NAVIGATION SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z12011485	STRUMENTAZIONE PER NAVIGAZIONE CHIRURGICA - MATERIALI SPECIFICI <i>SURGERY NAVIGATION SYSTEMS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120190	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY</i>
Z12019001	APPARECCHIATURE PER APPLICAZIONE DI FILI CHIRURGICI <i>SURGICAL SCREWING TOOLS</i>
Z12019002	APPARECCHIATURE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE ORGANICO <i>ORGAN PRESERVATION SYSTEMS</i>
Z12019003	APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE <i>WOUND TREATMENT UNITS</i>
Z12019004	ASPIRATORI FUMI CHIRURGICI <i>SURGICAL SMOKE EVACUATION SYSTEMS</i>
Z12019005	DERMOGRAFI <i>DERMOGRAPHS</i>
Z12019006	FOTOCOAGULATORI <i>PHOTOCOAGULATORS</i>
Z12019007	IRRIGATORI <i>ENDOSCOPY IRRIGATION SYSTEMS</i>
Z12019008	RISCALDATORI SANGUIGNI <i>BLOOD WARMERS</i>
Z12019009	SCALDASACCHE <i>THAWING UNITS</i>
Z12019010	SISTEMI PASSAMALATI <i>PATIENT TRANSFER UNITS</i>
Z12019080	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY - HARDWARE</i>
Z12019082	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY - SOFTWARE</i>
Z12019085	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY- CONSUMABLES</i>
Z12019099	STRUMENTAZIONE VARIA PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR GENERAL AND MULTIDISCIPLINARY SURGERY - OTHERS</i>
Z1202	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z120201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO <i>INSTRUMENTS FOR REMOTE CONTROL ROBOTIC-ASSISTED ENDOSCOPIC SURGERY</i>
Z12020101	SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>ROBOTIC-ASSISTED ENDOSCOPIC SURGERY SYSTEMS</i>
Z12020180	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR REMOTE CONTROL ROBOTIC-ASSISTED ENDOSCOPIC SURGERY - HARDWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1202018001	BRACCIO ROBOTIZZATO PER VIDEOENDOSCOPIO <i>ROBOTIC VIDEOENDOSCOPE ARMS</i>
Z1202018002	CONSOLE DI COMANDO PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>ENDOSCOPIC SURGERY CONTROL PANELS</i>
Z1202018099	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>INSTRUMENTS FOR REMOTE CONTROL ROBOTIC-ASSISTED ENDOSCOPIC SURGERY - HARDWARE - OTHERS</i>
Z12020182	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR REMOTE CONTROL ROBOTIC-ASSISTED ENDOSCOPIC SURGERY - SOFTWARE</i>
Z12020185	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR REMOTE CONTROL ROBOTIC-ASSISTED ENDOSCOPIC SURGERY - CONSUMABLES</i>
Z12020199	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ROBOTIZZATA A CONTROLLO REMOTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR REMOTE CONTROL ROBOTIC-ASSISTED ENDOSCOPIC SURGERY - OTHERS</i>
Z120202	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA MOTORIZZATA <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ENDOSCOPIC SURGERY</i>
Z12020201	SISTEMI MOTORIZZATI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA <i>MOTORIZED ENDOSCOPIC SURGERY SYSTEMS</i>
Z12020280	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA MOTORIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ENDOSCOPIC SURGERY - HARDWARE</i>
Z12020282	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA MOTORIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ENDOSCOPIC SURGERY - SOFTWARE</i>
Z12020285	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA MOTORIZZATA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ENDOSCOPIC SURGERY - CONSUMABLES</i>
Z120203	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA ENDOSCOPICA <i>ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS</i>
Z12020301	LITOTRITORI ENDOSCOPICI Elettromeccanici <i>ELECTROMECHANICAL LITHOTRIPTERS</i>
Z12020302	LITOTRITORI ENDOSCOPICI A ULTRASUONI <i>ULTRASONIC LITHOTRIPTERS</i>
Z12020303	LITOTRITORI ENDOSCOPICI Elettroidraulici <i>ELECTROHYDRAULIC LITHOTRIPTERS</i>
Z12020304	LITOTRITORI ENDOSCOPICI LASER <i>LASER LITHOTRIPTERS</i>
Z12020380	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA ENDOSCOPICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12020382	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA ENDOSCOPICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12020385	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA ENDOSCOPICA - MATERIALI SPECIFICI <i>ENDOSCOPIC LITHOTRIPSY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120204	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ACQUISITION AND MANAGEMENT INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES</i>
Z12020401	SISTEMI INTEGRATI PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>ACQUISITION AND MANAGEMENT INTEGRATED SYSTEMS FOR ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES</i>
Z12020402	FONTI LUMINOSE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>LIGHT SOURCES FOR ENDOSCOPY AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY</i>
Z12020403	MODULI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>IMAGE ACQUISITION MODULES FOR ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY</i>
Z12020404	CENTRALI DI COMANDO REMOTO PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>REMOTE CONTROL UNITS FOR ENDOSCOPY AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY</i>
Z12020405	TELECAMERE <i>SURGICAL CAMERAS</i>
Z12020406	VIDEOPROCESSORI <i>VIDEOPROCESSORS</i>
Z12020480	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ACQUISITION AND MANAGEMENT INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES - HARDWARE</i>
Z12020482	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ACQUISITION AND MANAGEMENT INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES - SOFTWARE</i>
Z12020485	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA - MATERIALI SPECIFICI <i>ACQUISITION AND MANAGEMENT INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES - CONSUMABLES</i>
Z12020499	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>ACQUISITION AND MANAGEMENT INSTRUMENTS FOR ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY IMAGES - OTHERS</i>
Z120205	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE <i>UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS</i>
Z12020501	COLEDOCOSCOPI <i>CHOLEDOCHOSCOPES</i>
Z12020502	DUODENOSCOPI <i>DUODENOSCOPES</i>
Z12020503	ECOGASTROSCOPI <i>ECHOGASTROSCOPES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12020504	ESOFAGOSCOPI <i>ESOPHAGOSCOPES</i>
Z12020505	GASTRODUODENOSCOPI <i>GASTRODUODENOSCOPES</i>
Z12020506	GASTROSCOPI <i>GASTROSCOPES</i>
Z12020507	VIDEOCOLEDOCOSCOPI <i>VIDEOCHOLEDOCHOSCOPES</i>
Z12020508	VIDEODUODENOSCOPI <i>VIDEODUODENOSCOPES</i>
Z12020509	VIDEOESOFAGOSCOPI <i>VIDEOESOPHAGOSCOPES</i>
Z12020510	VIDEOGASTRODUODENOSCOPI <i>VIDEOGASTRODUODENOSCOPES</i>
Z12020511	VIDEOGASTROSCOPI <i>VIDEOGASTROSCOPES</i>
Z12020512	VIDEOSIGMOIDOSCOPI <i>VIDEOSIGMOIDOSCOPES</i>
Z12020580	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12020582	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12020585	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE - MATERIALI SPECIFICI <i>UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12020599	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>UPPER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120206	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE <i>LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS</i>
Z12020601	COLONOSCOPI <i>COLONOSCOPES</i>
Z12020602	SIGMOIDOSCOPI <i>SIGMOIDOSCOPES</i>
Z12020603	PROCTOSCOPI <i>PROCTOSCOPES</i>
Z12020604	PROCTOSCOPI A ULTRASUONI <i>ULTRASOUND PROCTOSCOPES</i>
Z12020605	RETTOSCOPI <i>RECTOSCOPES</i>
Z12020606	VIDEOCOLONOSCOPI <i>VIDEOCOLONOSCOPES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12020607	VIDEOENTEROSCOPI <i>VIDEOENTEROSCOPES</i>
Z12020680	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12020682	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12020685	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE - MATERIALI SPECIFICI <i>LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12020699	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA INFERIORE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>LOWER GASTROINTESTINAL TRACT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120207	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE <i>GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS</i>
Z12020701	CISTOSCOPI <i>CYSTOSCOPES</i>
Z12020702	CISTOURETROSCOPI <i>CYSTOURETHROSCOPES</i>
Z12020703	COLPOSCOPI <i>COLPOSCOPES</i>
Z12020704	ISTEROSCOPI <i>HYSTEROSCOPES</i>
Z12020705	NEFROSCOPI <i>NEPHROSCOPES</i>
Z12020706	PELVISCOPI <i>PELVISCOPES</i>
Z12020707	RESECTOSCOPI <i>RESECTOSCOPES</i>
Z12020708	STRUMENTAZIONE PER VIDEOCOLPOSCOPIA <i>VIDEOCOLPOSCOPY INSTRUMENTS</i>
Z1202070801	SISTEMA PER VIDEOCOLPOSCOPIA <i>VIDEOCOLPOSCOPY SYSTEMS</i>
Z1202070880	STRUMENTAZIONE PER VIDEOCOLPOSCOPIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VIDEOCOLPOSCOPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1202070882	STRUMENTAZIONE PER VIDEOCOLPOSCOPIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VIDEOCOLPOSCOPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1202070885	STRUMENTAZIONE PER VIDEOCOLPOSCOPIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VIDEOCOLPOSCOPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12020709	UTEROSCOPI <i>URETEROSCOPES</i>
Z12020710	VAGINOSCOPI <i>VAGINOSCOPES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12020711	VIDEOCISTOURETROSCOPI <i>VIDEOCYSTOURETHROSCOPES</i>
Z12020712	VIDEOISTEROSCOPI <i>VIDEOHYSTEROSCOPES</i>
Z12020780	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12020782	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12020785	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE - MATERIALI SPECIFICI <i>GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12020799	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>GENITOURINARY ENDOSCOPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120208	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA <i>PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS</i>
Z12020801	BRONCOSCOPI <i>BRONCOSCOPES</i>
Z12020802	VIDEOPNEUMOSCOPI <i>VIDEO BRONCOSCOPES</i>
Z12020880	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12020882	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12020885	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA - MATERIALI SPECIFICI <i>PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12020899	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA PNEUMOLOGICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>PULMONARY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120209	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA NEUROLOGICA <i>NEUROLOGY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS</i>
Z12020901	ENCEFALOSCOPI <i>ENCEPHALOSCOPES</i>
Z12020902	NEUROSCOPI <i>NEUROSCOPES</i>
Z12020903	SPINOSCOPI <i>SPINOSCOPES</i>
Z12020980	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA NEUROLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>NEUROLOGY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12020982	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA NEUROLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>NEUROLOGY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12020985	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA NEUROLOGICA - MATERIALI SPECIFICI <i>NEUROLOGY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12020999	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA NEUROLOGICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>NEUROLOGY ENDOSCOPIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120210	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA <i>ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS</i>
Z12021001	FARINGOSCOPI <i>PHARYNGOSCOPES</i>
Z12021002	VIDEOFARINGOSCOPI <i>VIDEOPHARYNGOSCOPES</i>
Z12021003	LARINGOSCOPI <i>LARYNGOSCOPES</i>
Z12021004	VIDEOLARINGOSCOPI <i>VIDEOLARYNGOSCOPES</i>
Z12021005	NASO FARINGO/LARINGOSCOPI <i>NASOPHARYNGOSCOPES</i>
Z12021006	VIDEO NASO FARINGO/LARINGOSCOPI <i>VIDEONASOPHARYNGOSCOPES</i>
Z12021007	OTOSCOPI PER ORECCHIO MEDIO <i>MIDDLE EAR OTOSCOPES</i>
Z12021008	RINOSCOPI <i>RHINOSCOPES</i>
Z12021009	VIDEO-OTOSCOPI DIRETTI AMBULATORIALI <i>VIDEOOTOSCOPES</i>
Z12021010	LARINGOSTROBOSCOPI <i>LARYNGOSTROBOSCOPES</i>
Z12021011	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA RINOSCOPICA MOTORIZZATA <i>MOTORIZED RHINOSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z1202101101	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA RINOSCOPICA <i>MOTORIZED RHINOSCOPIC SURGERY SYSTEMS</i>
Z1202101180	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA RINOSCOPICA MOTORIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MOTORIZED RHINOSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1202101182	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA RINOSCOPICA MOTORIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MOTORIZED RHINOSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1202101185	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA RINOSCOPICA MOTORIZZATA - MATERIALI SPECIFICI <i>MOTORIZED RHINOSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12021080	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12021082	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12021085	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA - MATERIALI SPECIFICI <i>ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12021099	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>ENT ENDOSCOPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120211	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA <i>ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12021101	ARTROSCOPI <i>ARTHROSCOPES</i>
Z12021102	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA MOTORIZZATA <i>MOTORIZED ARTHROSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z1202110201	SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA <i>MOTORIZED ARTHROSCOPIC SURGERY SYSTEMS</i>
Z1202110280	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA MOTORIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MOTORIZED ARTHROSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1202110282	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA MOTORIZZATA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MOTORIZED ARTHROSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1202110285	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA MOTORIZZATA - MATERIALI SPECIFICI <i>MOTORIZED ARTHROSCOPIC SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12021180	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12021182	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12021185	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA - MATERIALI SPECIFICI <i>ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12021199	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA <i>VARIOUS ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12029001	AMNIOSCOPI <i>AMNIOSCOPES</i>
Z12029002	ARTERIOSCOPI <i>ARTERIOSCOPES</i>
Z12029003	CARRELLI SERVITORI PER ENDOSCOPI <i>ENDOSCOPIC CARTS</i>
Z12029004	ENDOSCOPI PER DOTTO LACRIMALE <i>LACRIMAL DUCT OBSTRUCTION ENDOSCOPES</i>
Z12029005	ENDOSCOPI PER IL DOTTO MAMMARIO <i>MAMMOGRAPHY DUCT OBSTRUCTION ENDOSCOPES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12029006	FIBROSCOPI PER INTUBAZIONE <i>INTUBATION FIBERSCOPES</i>
Z12029007	ILLUMINATORE CHIRURGICO ALL'INFRAROSSO <i>INFRARED SURGICAL ILLUMINATORS</i>
Z12029008	INSUFFLATORI DI GAS <i>LAPAROSCOPIC INSUFFLATORS</i>
Z12029009	LAPAROSCOPI <i>LAPAROSCOPES</i>
Z12029010	LAVATRICI PER ENDOSCOPI <i>AUTOMATIC FLEXIBLE ENDOSCOPIC REPROCESSORS</i>
Z12029011	RISCALDATORI OTTICHE <i>OPTICAL HEATERS</i>
Z12029012	SISTEMI PER FLEBOTOMIA ENDOSCOPICA CON TRANSILLUMINAZIONE <i>ENDOSCOPIC PHLEBOTOMY SYSTEMS WITH ILLUMINATION</i>
Z12029013	STERILIZZATRICI PER ENDOSCOPI <i>ENDOSCOPE STERILISERS</i>
Z12029014	UNITA' DI PRERISCALDAMENTO GAS <i>GAS PRE-HEATING UNITS</i>
Z12029015	UNITA' PER LA PULIZIA DELLE LENTI <i>LENS CLEANING UNITS</i>
Z12029016	VIDEOLAPAROSCOPI <i>VIDEOLAPAROSCOPES</i>
Z12029080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12029082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12029085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12029099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS ENDOSCOPIC AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1203	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI <i>INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT</i>
Z120301	STRUMENTAZIONE PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE <i>INSTRUMENTS FOR ANESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT</i>
Z12030101	SISTEMI PER ANESTESIA <i>ANESTHESIA SYSTEMS</i>
Z1203010101	APPARECCHI PER ANESTESIA <i>ANESTHESIA UNITS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1203010180	SISTEMI PER ANESTESIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ANESTHESIA SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z1203010182	SISTEMI PER ANESTESIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ANESTHESIA SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z1203010185	SISTEMI PER ANESTESIA - MATERIALI SPECIFICI <i>ANESTHESIA SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z1203010199	SISTEMI PER ANESTESIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>ANESTHESIA SYSTEMS - OTHERS</i>
Z12030102	APPARECCHIATURE PER PRESSIONE POSITIVA CONTINUA <i>CONTINUOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE UNITS (CPAP)</i>
Z12030103	VENTILATORI POLMONARI PER USO EXTRAOSPEDALIERO <i>EXTRA HOSPITAL PORTABLE VENTILATORS</i>
Z12030104	VENTILATORI POLMONARI TRASPORTABILI <i>TRANSPORTABLE VENTILATORS</i>
Z12030105	VENTILATORI POLMONARI PER USO OSPEDALIERO <i>INTENSIVE CARE VENTILATORS</i>
Z1203010501	VENTILATORI POLMONARI AD ALTA FREQUENZA <i>HIGH FREQUENCY VENTILATORS</i>
Z1203010502	VENTILATORI POLMONARI PER ADULTI <i>ADULT VENTILATORS</i>
Z1203010503	VENTILATORI POLMONARI NEONATALI/PEDIATRICI <i>NEONATAL/PEDIATRIC VENTILATORS</i>
Z1203010504	VENTILATORI POLMONARI PER ADULTI E PEDIATRICI/NEONATALI <i>ADULT AND PEDIATRIC / NEONATAL VENTILATORS</i>
Z1203010580	VENTILATORI POLMONARI PER USO OSPEDALIERO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INTENSIVE CARE VENTILATORS - HARDWARE</i>
Z1203010582	VENTILATORI POLMONARI PER USO OSPEDALIERO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INTENSIVE CARE VENTILATORS - SOFTWARE</i>
Z1203010585	VENTILATORI POLMONARI PER USO OSPEDALIERO - MATERIALI SPECIFICI <i>INTENSIVE CARE VENTILATORS - CONSUMABLES</i>
Z1203010599	VENTILATORI POLMONARI PER USO OSPEDALIERO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>INTENSIVE CARE VENTILATORS - OTHERS</i>
Z12030190	STRUMENTAZIONE VARIA PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR ANESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT</i>
Z1203019001	APPARECCHIATURE PER MONITORAGGIO DEL RILASSAMENTO NEUROMUSCOLARE <i>INSTRUMENTS FOR NEUROMUSCULAR RELAXATION MONITORING</i>
Z1203019002	EROGATORI DI OSSIDO NITRICO <i>NITRIC OXIDE DISPENSERS</i>
Z1203019003	MONITOR PER VENTILAZIONE <i>EXHALED GAS / PULMONARY FUNCTION SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1203019004	POLMONI D'ACCIAIO <i>IRON LUNGS</i>
Z1203019005	TENDE PER OSSIGENO TERAPIA <i>MIST TENTS</i>
Z1203019080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR ANESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT - HARDWARE</i>
Z1203019082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR ANESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT - SOFTWARE</i>
Z1203019085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR ANESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT - CONSUMABLES</i>
Z1203019099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR ANESTHESIA AND PULMONARY VENTILATION SUPPORT - OTHERS</i>
Z120302	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI <i>VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS</i>
Z12030201	CENTRALI MONITORAGGIO <i>CENTRAL INFORMATION COMPUTING SYSTEMS</i>
Z12030202	MONITOR MULTIPARAMETRICI <i>MULTI-PARAMETER PATIENT MONITORS</i>
Z1203020201	MONITOR MULTIPARAMETRICI AL POSTO LETTO <i>BEDSIDE MULTI-PARAMETER PATIENT MONITORS</i>
Z1203020202	MONITOR MULTIPARAMETRICI TRASPORTABILI/PORTATILI <i>PORTABLE MULTI-PARAMETER PATIENT MONITORS</i>
Z1203020280	MONITOR MULTIPARAMETRICI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MULTI-PARAMETER PATIENT MONITORS - HARDWARE</i>
Z1203020282	MONITOR MULTIPARAMETRICI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MULTI-PARAMETER PATIENT MONITORS - SOFTWARE</i>
Z1203020285	MONITOR MULTIPARAMETRICI - MATERIALI SPECIFICI <i>MULTI-PARAMETER PATIENT MONITORS - CONSUMABLES</i>
Z1203020299	MONITOR MULTIPARAMETRICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>MULTI-PARAMETER PATIENT MONITORS - OTHERS</i>
Z12030203	MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA <i>BLOOD PRESSURE MONITORING</i>
Z1203020301	MONITORAGGIO INVASIVO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA <i>INVASIVE BLOOD PRESSURE MONITORING</i>
Z1203020302	MONITORAGGIO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA <i>NON INVASIVE BLOOD PRESSURE MONITORING</i>
Z12030204	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEGLI SCAMBI GASSOSI <i>GAS EXCHANGE MONITORING INSTRUMENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1203020401	ANALIZZATORI ANIDRIDE CARBONICA <i>CARBON DIOXIDE MONITORS</i>
Z1203020402	ANALIZZATORI MONOSSIDO DI CARBONIO <i>CARBON MONOXIDE MONITORS</i>
Z1203020403	ANALIZZATORI OSSIGENO <i>OXYGEN MONITORS</i>
Z1203020404	APPARECCHIATURE PER METABOLISMO <i>METABOLIC MEASUREMENT SYSTEMS</i>
Z1203020405	MONITOR TRANSCUTANEI PO2/PCO2 <i>PO2/PCO2 TRANSCUTANEOUS MONITORS</i>
Z1203020406	OSSIMETRI CEREBRALE <i>CEREBRAL OXYMETERS</i>
Z1203020407	OSSIMETRI SOTTOCUTANEI <i>SUBCUTANEOUS OXYMETERS</i>
Z1203020408	PULSOSSIMETRI <i>PULSE OXIMETERS</i>
Z1203020480	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEGLI SCAMBI GASSOSI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>GAS EXCHANGE MONITORING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1203020482	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEGLI SCAMBI GASSOSI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>GAS EXCHANGE MONITORING INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1203020485	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEGLI SCAMBI GASSOSI - MATERIALI SPECIFICI <i>GAS EXCHANGE MONITORING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z1203020499	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DEGLI SCAMBI GASSOSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>GAS EXCHANGE MONITORING INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z12030205	MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA <i>NON INVASIVE BLOOD PRESSURE MONITORS</i>
Z1203020501	MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA OSCILLOMETRICI <i>OSCILLOMETRIC NON INVASIVE BLOOD PRESSURE MONITORS</i>
Z1203020599	MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA - ALTRI <i>NON INVASIVE BLOOD PRESSURE MONITORS - OTHERS</i>
Z12030280	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12030282	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12030285	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI - MATERIALI SPECIFICI <i>VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12030299	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VITAL SIGNS MONITORING INSTRUMENTS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120303	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE <i>INFUSION INSTRUMENTS</i>
Z12030301	POMPE D'INFUSIONE <i>INFUSION PUMPS</i>
Z12030302	POMPE A SIRINGA <i>SYRINGE PUMPS</i>
Z12030303	NUTRIPOMPE <i>ENTERAL FEEDING PUMPS</i>
Z12030304	REGOLATORI DI INFUSIONE <i>ELASTROMETRIC INFUSION SYSTEMS</i>
Z12030305	RISCALDATORI PER INFUSIONE <i>INFUSION HEATERS</i>
Z12030306	SISTEMI DI CONTROLLO PER POMPE DI INFUSIONE E A SIRINGA <i>INFUSION AND SYRINGE PUMP CONTROL SYSTEMS</i>
Z12030380	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INFUSION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12030382	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INFUSION INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12030385	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE - MATERIALI SPECIFICI <i>INFUSION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12030399	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INFUSION INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120304	COMPRESSORI CARDIACI <i>CARDIAC COMPRESSORS</i>
Z120305	DEFIBRILLATORI <i>DEFIBRILLATORS</i>
Z12030501	DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI <i>SEMI-AUTOMATIC DEFIBRILLATORS</i>
Z12030502	DEFIBRILLATORI MANUALI <i>MANUAL DEFIBRILLATORS</i>
Z12030503	DEFIBRILLATORI AUTOMATICI <i>AUTOMATIC DEFIBRILLATORS</i>
Z12030580	DEFIBRILLATORI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>DEFIBRILLATORS - HARDWARE</i>
Z12030582	DEFIBRILLATORI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>DEFIBRILLATORS - SOFTWARE</i>
Z12030585	DEFIBRILLATORI - MATERIALI SPECIFICI <i>DEFIBRILLATORS - CONSUMABLES</i>
Z12030599	DEFIBRILLATORI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>DEFIBRILLATORS - OTHERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120306	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI (ECG, NIPB, EtCO2, SpO2, respiro, ...) <i>VITAL SIGNS TELEMETRY INSTRUMENTS (ECG, NIPB, EtCO2, SpO2,...)</i>
Z12030601	SISTEMI COMPLETI DI TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI <i>COMPLETE VITAL SIGNS TELEMETRY SYSTEMS</i>
Z12030602	UNITA' RICEVENTI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI VITALI <i>VITAL SIGNS TELEMETRY RECEIVERS</i>
Z12030603	UNITA' TRASMETTENTI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI VITALI <i>VITAL SIGNS TELEMETRY TRANSMITTER</i>
Z12030680	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VITAL SIGNS TELEMETRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12030682	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VITAL SIGNS TELEMETRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12030685	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA PER PARAMETRI VITALI - MATERIALI SPECIFICI <i>VITAL SIGNS TELEMETRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120307	LETTI PER PAZIENTI CRITICI <i>CRITICAL CARE PATIENT BEDS</i>
Z12030701	LETTI PER PAZIENTI IMMOBILIZZATI <i>IMMOBILIZED PATIENT BEDS</i>
Z12030702	LETTI PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE <i>INTENSIVE CARE BEDS</i>
Z12030703	LETTI PER USTIONATI <i>BEDS FOR BURNED PATIENTS</i>
Z12030780	LETTI PER PAZIENTI CRITICI - COMPONENTI ACCESSORI <i>CRITICAL CARE PATIENT BEDS - HARDWARE</i>
Z12030785	LETTI PER PAZIENTI CRITICI - MATERIALI SPECIFICI <i>CRITICAL CARE PATIENT BEDS - CONSUMABLES</i>
Z12030799	LETTI PER PAZIENTI CRITICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>CRITICAL CARE PATIENT BEDS - OTHERS</i>
Z120308	CAMERE IPERBARICHE <i>HYPERBARIC CHAMBERS</i>
Z120309	SISTEMI GAS MEDICALI/MEDICINALI E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI <i>MEDICAL/MEDICINAL GAS SYSTEMS AND RELATIVE ACCESSORIES</i>
Z120390	STRUMENTAZIONE VARIA PER SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT</i>
Z12039001	MISURATORI DI PRESSIONE INTRACRANICA <i>INTRACRANIAL PRESSURE MEASURING SYSTEMS</i>
Z12039002	MONITOR PRESSORI PER SINDROME COMPARTIMENTALE <i>INTRA COMPARTMENTAL PRESSURE MONITOR SYSTEMS</i>
Z12039080	STRUMENTAZIONE VARIA PER SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT - HARDWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12039082	STRUMENTAZIONE VARIA PER SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT - SOFTWARE</i>
Z12039085	STRUMENTAZIONE VARIA PER SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT - CONSUMABLES</i>
Z12039099	STRUMENTAZIONE VARIA PER SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT - OTHERS</i>
Z1204	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS</i>
Z120401	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR DIAGNOSIS AND MONITORING</i>
Z12040101	ALGESIMETRI <i>ALGESIMETER</i>
Z12040102	APPARECCHIATURE PER ANALISI DEI PARAMETRI FISIologici DELLA PELLE <i>SKIN ANALYSERS</i>
Z12040103	APPARECCHIATURE PER FUNZIONALITA' EPATICA <i>HEPATIC FUNCTIONALITY SYSTEMS</i>
Z12040104	APPARECCHIATURE PER LA DIAGNOSI DELLO STATO FUNZIONALE BIOELETTRICO <i>BIOELECTRIC BODY CHANNEL PARAMETER ANALYSERS</i>
Z12040105	APPARECCHIATURE PER LA VALUTAZIONE DELLA SOGLIA PERCETTIVA <i>PERCEPTION THRESHOLD UNITS</i>
Z12040106	APPARECCHIATURE PER TOMOGRAFIA ELETTROLITICA EXTRACELLULARE <i>ELECTROCELLULAR TOMOGRAPHY SYSTEMS</i>
Z12040107	CAPILLARISCOPI <i>CAPILLAROSCOPES</i>
Z12040108	DERMATOSCOPI <i>DERMATOSCOPES</i>
Z12040109	DERMOIGROMETRI <i>DERMOHYGROMETERS</i>
Z12040110	ELETTROGUSTOMETRI <i>ELECTROGUSTOMETERS</i>
Z12040111	EMOFLUSSIMETRI <i>BLOOD FLOW DETECTORS</i>
Z12040112	INTERFEROMETRI TISSUTALI ONCOLOGICI <i>TISSUE INTERFEROMETER FOR ONCOLOGY</i>
Z12040113	PLETISMOGRAFI REGIONALI <i>REGIONAL PLETHYSMOGRAPHS</i>
Z12040114	SISTEMI PER LO STUDIO DELLE NEUROPATIE AUTONOMICHE <i>SYSTEM FOR THE ANALYSIS OF AUTONOMIC NEUROPATHIES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12040115	SISTEMI PER MONITORAGGIO DELLA GLICEMIA <i>BLOOD SUGAR MONITORING SYSTEMS</i>
Z12040116	SPETTROFOTOMETRI PER DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA <i>SPECTOPHOTOMETERS FOR MELANOMA</i>
Z12040117	SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI METABOLICI E DI ATTIVITA' FISICA <i>METABOLIC HOLTER SYSTEMS</i>
Z12040118	VIDEODERMATOSCOPI <i>VIDEODERMATOSCOPES</i>
Z12040180	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR DIAGNOSIS AND MONITORING - HARDWARE</i>
Z12040182	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR DIAGNOSIS AND MONITORING - SOFTWARE</i>
Z12040185	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE - MATERIALI SPECIFICI <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR DIAGNOSIS AND MONITORING - CONSUMABLES</i>
Z12040199	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR DIAGNOSIS AND MONITORING - OTHERS</i>
Z120402	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC TREATMENTS</i>
Z12040201	APPARECCHIATURE PER FOTOEPILAZIONE <i>PHOTOEPILATION DEVICE</i>
Z12040202	APPARECCHIATURE PER FOTOTERAPIA A RAGGI ULTRAVIOLETTI <i>UV RAY PHOTOTHERAPY DEVICES</i>
Z12040203	APPARECCHIATURE PER LA RIGENERAZIONE DERMICA <i>SKIN REGENERATORS</i>
Z12040205	APPARECCHIATURE PER MEDICAZIONE SOTTO VUOTO <i>VACUUM MEDICATION DEVICES</i>
Z12040206	APPARECCHIATURE PER MESOTERAPIA <i>MESOTHERAPY DEVICES</i>
Z12040207	APPARECCHIATURE PER OZONO TERAPIA <i>OZONE THERAPY GENERATORS</i>
Z12040208	APPARECCHIATURE PER TERMOREGOLAZIONE CORPOREA <i>PATIENT WARMING/COOLING SYSTEMS</i>
Z12040210	NEBULIZZATORI AD ULTRASUONI <i>ULTRASONIC NEBULIZERS</i>
Z12040211	PANCREAS ARTIFICIALI <i>VACCINE INJECTORS</i>
Z12040213	SISTEMI PER LAVAGGIO PAZIENTE <i>FULL BODY PATIENT BATHS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12040214	SISTEMI PER LIPOSUZIONE <i>LIPOSUCTION UNITS</i>
Z12040215	STRUMENTAZIONE PER IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTI-DISTRETTUALE <i>ONCOTHERMIA TREATMENT INSTRUMENTS</i>
Z1204021501	APPARECCHIATURE PER IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTI-DISTRETTUALE <i>ONCOTHERMIA TREATMENT SYSTEMS</i>
Z1204021580	STRUMENTAZIONE PER IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTI-DISTRETTUALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ONCOTHERMIA TREATMENT INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1204021582	STRUMENTAZIONE PER IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTI-DISTRETTUALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ONCOTHERMIA TREATMENT INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1204021585	STRUMENTAZIONE PER IPERTERMIA ONCOLOGICA MULTI-DISTRETTUALE - MATERIALI SPECIFICI <i>ONCOTHERMIA TREATMENT INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12040216	STRUMENTAZIONE PORTATILE PER MICROINFUSIONE <i>PORTABLE MICRO INFUSION INSTRUMENTS</i>
Z1204021601	MICROINFUSORI PORTATILI PER INSULINA <i>PORTABLE INSULINE MICRO INFUSORS</i>
Z1204021602	MICROINFUSORI PORTATILI PER LA TERAPIA DEL DOLORE <i>PORTABLE PAIN THERAPY MICRO INFUSORS</i>
Z1204021603	MICROINFUSORI PORTATILI PER DOBUTAMINA <i>PORTABLE DOBUTAMINE MICRO INFUSORS</i>
Z1204021680	STRUMENTAZIONE PORTATILE PER MICROINFUSIONE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PORTABLE MICRO INFUSION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1204021685	STRUMENTAZIONE PORTATILE PER MICROINFUSIONE - MATERIALI SPECIFICI <i>PORTABLE MICRO INFUSION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z1204021699	STRUMENTAZIONE PORTATILE PER MICROINFUSIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>PORTABLE MICRO INFUSION INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z12040217	TORRINI STERILI <i>STERAIR PATIENT ISOLATORS</i>
Z12040218	TRATTAMENTI ENDERMOLOGICI <i>DERMATOLOGICAL TREATMENTS</i>
Z12040219	UNITA' DI PERFUSIONE REGIONALE <i>REGIONAL PERFUSION UNITS</i>
Z12040280	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC TREATMENTS - HARDWARE</i>
Z12040282	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC TREATMENTS - SOFTWARE</i>
Z12040285	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE - MATERIALI SPECIFICI <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC TREATMENTS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12040299	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC TREATMENTS - OTHERS</i>
Z120499	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>GENERAL MEDICINE INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1205	STRUMENTAZIONE PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA <i>CARDIOLOGICAL AND CARDIOSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z120501	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO <i>PHYSIOLOGIC STRESS MONITORING INSTRUMENTS</i>
Z12050101	SISTEMI PER L'ANALISI DA SFORZO <i>PHYSIOLOGIC STRESS MONITORING SYSTEMS</i>
Z12050180	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PHYSIOLOGIC STRESS MONITORING SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z12050182	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PHYSIOLOGIC STRESS MONITORING SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z12050185	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI SFORZO - MATERIALI SPECIFICI <i>PHYSIOLOGIC STRESS MONITORING SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z120502	STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA <i>EXTRACORPOREAL PERFUSION PUMP/OXYGENATOR INSTRUMENTS</i>
Z12050201	SISTEMI PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA <i>EXTRACORPOREAL PERFUSION PUMP/OXYGENATOR SYSTEMS</i>
Z12050280	STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>EXTRACORPOREAL PERFUSION PUMP/OXYGENATOR INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12050282	STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>EXTRACORPOREAL PERFUSION PUMP/OXYGENATOR INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12050285	STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - MATERIALI SPECIFICI <i>EXTRACORPOREAL PERFUSION PUMP/OXYGENATOR INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120503	ELETTROCARDIOGRAFI <i>ELECTROCARDIOGRAPHS</i>
Z12050301	ELETTROCARDIOGRAFI PER USO GENERALE <i>GENERAL PURPOSE ELECTROCARDIOGRAPHS</i>
Z12050302	ELETTROCARDIOGRAFI PER DIAGNOSI AVANZATA <i>ADVANCED DIAGNOSIS ELECTROCARDIOGRAPHS</i>
Z12050303	CARDIOTELEFONI <i>CARDIOPHONES</i>
Z12050380	ELETTROCARDIOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ELECTROCARDIOGRAPHS - HARDWARE</i>
Z12050382	ELETTROCARDIOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ELECTROCARDIOGRAPHS - SOFTWARE</i>
Z12050385	ELETTROCARDIOGRAFI - MATERIALI SPECIFICI <i>ELECTROCARDIOGRAPHS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120504	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOVASCOLARI <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR CARDIOVASCULAR PARAMETERS</i>
Z12050401	LETTORI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOVASCOLARI <i>CARDIOVASCULAR HOLTER ANALYSERS</i>
Z12050402	REGISTRATORI HOLTER MULTIPARAMETRICI CARDIOVASCOLARI (ECG, NIPB, ...) <i>CARDIOVASCULAR HOLTER RECORDERS</i>
Z12050403	REGISTRATORI HOLTER ECG <i>ECG HOLTER RECORDERS</i>
Z12050404	REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA <i>ELECTRONIC STORAGE BLOOD PRESSURE RECORDERS</i>
Z12050480	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOLOGICI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR CARDIOVASCULAR PARAMETERS - HARDWARE</i>
Z12050482	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOLOGICI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR CARDIOVASCULAR PARAMETERS - SOFTWARE</i>
Z12050485	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOLOGICI - MATERIALI SPECIFICI <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR CARDIOVASCULAR PARAMETERS - CONSUMABLES</i>
Z12050499	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI CARDIOLOGICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR CARDIOVASCULAR PARAMETERS - OTHERS</i>
Z120505	STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA <i>CARDIAC OUTPUT MEASUREMENT INSTRUMENTS</i>
Z12050501	MISURATORI DI GITTATA CARDIACA <i>CARDIAC OUTPUT MEASUREMENT UNITS</i>
Z12050580	STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>CARDIAC OUTPUT MEASUREMENT INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12050582	STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>CARDIAC OUTPUT MEASUREMENT INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12050585	STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA - MATERIALI SPECIFICI <i>CARDIAC OUTPUT MEASUREMENT INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120506	CARDIOSTIMOLATORI NON IMPIANTABILI <i>NON-IMPLANTABLE CARDIAC STIMULATORS</i>
Z12050601	CARDIOSTIMOLATORI TRANSESOFAGEI <i>TRANSESOPHAGEAL CARDIAC STIMULATORS</i>
Z12050602	CARDIOSTIMOLATORI INVASIVI <i>INVASIVE CARDIAC STIMULATORS</i>
Z12050603	CARDIOSTIMOLATORI TRANSTORACICI <i>TRANSTHORACIC CARDIAC STIMULATORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12050680	CARDIOSTIMOLATORI NON IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>NON-IMPLANTABLE CARDIAC STIMULATORS - HARDWARE</i>
Z12050682	CARDIOSTIMOLATORI NON IMPIANTABILI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>NON-IMPLANTABLE CARDIAC STIMULATORS - SOFTWARE</i>
Z12050685	CARDIOSTIMOLATORI NON IMPIANTABILI - MATERIALI SPECIFICI <i>NON-IMPLANTABLE CARDIAC STIMULATORS - CONSUMABLES</i>
Z12050699	CARDIOSTIMOLATORI NON IMPIANTABILI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>NON-IMPLANTABLE CARDIAC STIMULATORS - OTHERS</i>
Z120507	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA <i>CARDIAC MONITORING INSTRUMENTS</i>
Z12050701	SISTEMI POLIGRAFICI CARDIOLOGICI COMPLETI <i>COMPLETE CARDIAC CATHETERIZATION MONITORING SYSTEMS</i>
Z12050702	SISTEMI POLIGRAFICI PER STUDI EMODINAMICI <i>FUNCTIONAL HEMODYNAMIC MONITORING SYSTEMS</i>
Z12050703	SISTEMI POLIGRAFICI PER STUDI ELETTROFISIOLOGICI <i>ELECTROPHYSIOLOGICAL ANALYSIS AND MONITORING SYSTEMS</i>
Z12050780	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>CARDIAC MONITORING INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1205078001	STIMOLATORI CARDIACI PER ELETTROFISIOLOGIA <i>CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY STIMULATORS</i>
Z1205078099	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>CARDIAC MONITORING INSTRUMENTS - HARDWARE - OTHERS</i>
Z12050782	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>CARDIAC MONITORING INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12050785	STRUMENTAZIONE PER POLIGRAFIA CARDIOLOGICA - MATERIALI SPECIFICI <i>CARDIAC MONITORING INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120508	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA <i>CARDIAC TELEMETRY INSTRUMENTS</i>
Z12050801	SISTEMI COMPLETI PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA <i>COMPLETE CARDIAC TELEMETRY SYSTEMS</i>
Z12050802	UNITA' RICEVENTI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI CARDIOLOGICI <i>ELECTROCARDIOGRAPH TELEMETRY SYSTEM RECEIVERS</i>
Z12050803	UNITA' TRASMITTENTI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI ELETTROCARDIOGRAFICI <i>ELECTROCARDIOGRAPH TELEMETRY SYSTEM TRANSMITTERS</i>
Z12050804	UNITA' TRASMITTENTI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI ERGOSPIROMETRICI <i>METABOLIC STRESS TEST TELEMETRY TRANSMITTERS</i>
Z12050880	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>CARDIAC TELEMETRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12050882	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>CARDIAC TELEMETRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12050885	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA - MATERIALI SPECIFICI <i>CARDIAC TELEMETRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12050899	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>CARDIAC TELEMETRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120590	STRUMENTAZIONE VARIA PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA <i>VARIOUS CARDIOLOGIC AND CARDIOSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12059001	ANALIZZATORI DI SOGLIA PER IMPIANTO DI CARDIOSTIMOLATORI <i>CARDIAC PACING AND SENSING ANALYSERS</i>
Z12059002	APPARECCHIATURE PER MAPPATURA CARDIACA <i>CARDIAC MAPPING DEVICES</i>
Z12059003	ASPIRATORI PER TROMBI <i>THROMBUS ASPIRATORS</i>
Z12059004	CONTROPULSATORI AORTICI <i>INTRA-AORTIC BALLON CIRCULATORY ASSIST UNITS</i>
Z12059005	EMOVELOCIMETRI <i>BLOOD FLOW DETECTORS</i>
Z12059006	FIBRILLATORI <i>FIBRILLATORS</i>
Z12059007	OSSIMETRI INTRACARDIACI <i>INTRACARDIAC OXIMETERS</i>
Z12059008	SISTEMI PER FLUSSIMETRIA A LASER <i>LASER FLOWMETRY SYSTEMS</i>
Z12059009	SISTEMI PER L'ANALISI E LA GESTIONE DI TRACCIATI ECG <i>ECG DATA MANAGEMENT SYSTEMS</i>
Z12059010	STERNOTOMI <i>STERNUM SAWS</i>
Z12059011	APPARECCHIATURE PER ABLAZIONE CARDIACA <i>CARDIOBLATE ABLATION GENERATORS</i>
Z12059080	STRUMENTAZIONE VARIA PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS CARDIOLOGIC AND CARDIOSURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12059082	STRUMENTAZIONE VARIA PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS CARDIOLOGIC AND CARDIOSURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12059085	STRUMENTAZIONE VARIA PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS CARDIOLOGIC AND CARDIOSURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12059099	STRUMENTAZIONE VARIA PER CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS CARDIOLOGIC AND CARDIOSURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1206	STRUMENTAZIONE PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE <i>PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120601	APPARECCHIATURE PER ELETTROTHERAPIA <i>ELECTROANALGESIC STIMULATORS</i>
Z120602	APPARECCHIATURE PER FISIOTERAPIA <i>PHYSIOTHERAPY DEVICES</i>
Z120603	APPARECCHIATURE PER GINNASTICA PASSIVA RIABILITATIVA <i>REHABILITATIVE PASSIVE GYMNASTIC DEVICES</i>
Z120604	APPARECCHIATURE PER IONOFRESI <i>IONTOPHORESIS UNITS</i>
Z120605	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI ELETTROMIOGRAFICA <i>ELECTROMYOGRAPHIC ANALYSERS</i>
Z120606	APPARECCHIATURE PER MAGNETOTERAPIA <i>MAGNETOTHERAPY DEVICES</i>
Z120607	APPARECCHIATURE PER PRESSOTERAPIA <i>PNEUMATIC COMPRESSION UNITS</i>
Z120608	APPARECCHIATURE PER TERAPIA A MICROONDE <i>MICROWAVE DIATHERMY UNITS</i>
Z120609	APPARECCHIATURE PER TERAPIA AD ONDE CORTE <i>SHORTWAVE THERAPY UNITS</i>
Z120610	APPARECCHIATURE PER TERAPIA AD ULTRASUONI <i>ULTRASOUND THERAPY UNITS</i>
Z120611	APPARECCHIATURE PER VACUUM TERAPIA <i>VACUUM ELECTROTHERAPY UNITS</i>
Z120612	ELETTROMASSAGGIATORI ENDORALI <i>VIBROARTICULATORS</i>
Z120613	FORNI PER TERAPIA RIABILITATIVA <i>HEAT THERAPY UNITS</i>
Z120614	LAMPADE RAGGI ULTRAVIOLETTI-INFRAROSSI <i>INFRARED/ULTRAVIOLET LIGHTS</i>
Z120615	LASER TERAPEUTICI <i>THERAPEUTIC LASERS</i>
Z120616	SISTEMI ELETTROMECCANICI PER TERAPIA FISICA <i>PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION SYSTEMS</i>
Z120617	SISTEMI INTEGRATI PER ANALISI DEL MOVIMENTO <i>EQUILIBRIUM ANALYSIS SYSTEMS</i>
Z120618	SISTEMI PER IDROGINNASTICA ED IDROTHERAPIA <i>FULL BODY WHIRLPOOL BATHS</i>
Z120619	SISTEMI PER PARAFFINOTERAPIA <i>PARAFFIN THERAPY SYSTEMS</i>
Z120620	STIMOLATORI ELETTROANALGESICI DELLA COLONNA VERTEBRALE <i>ELECTROANALGESIC STIMULATORS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120621	STIMOLATORI FACCIALI <i>FACIAL STIMULATORS</i>
Z120622	STIMOLATORI MUSCOLARI <i>TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATORS</i>
Z120623	STIMOLATORI PER AGOPUNTURA <i>ACUPUNCTURE STIMULATORS</i>
Z120624	STRUMENTAZIONE PER BIOFEEDBACK <i>BIOFEEDBACK SYSTEMS</i>
Z12062401	SISTEMI PER BIOFEEDBACK ELETTROMIOGRAFICO <i>ELECTROMYOGRAPHIC BIOFEEDBACK SYSTEMS</i>
Z12062402	SISTEMI PER BIOFEEDBACK POSIZIONALE <i>POSITIONAL BIOFEEDBACK SYSTEMS</i>
Z12062403	SISTEMI PER BIOFEEDBACK DI TEMPERATURA <i>TEMPERATURE BIOFEEDBACK SYSTEMS</i>
Z12062404	SISTEMI PER BIOFEEDBACK DEL SEGNALE ELETTRODERMICO <i>ELECTRODERMIC SIGNAL BIOFEEDBACK SYSTEMS</i>
Z12062480	STRUMENTAZIONE PER BIOFEEDBACK - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>BIOFEEDBACK SYSTEMS - HARDWARE</i>
Z12062482	STRUMENTAZIONE PER BIOFEEDBACK - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>BIOFEEDBACK SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z12062485	STRUMENTAZIONE PER BIOFEEDBACK - MATERIALI SPECIFICI <i>BIOFEEDBACK SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z12062499	STRUMENTAZIONE PER BIOFEEDBACK NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>BIOFEEDBACK SYSTEMS - OTHERS</i>
Z120625	SISTEMI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO <i>KINEMATIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS</i>
Z12062501	SISTEMI GONIOMETRICI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO <i>KINEMATIC GONIOMETRIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS</i>
Z12062502	SISTEMI INERZIALI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO <i>KINEMATIC INERTIAL MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS</i>
Z12062503	SISTEMI OPTOELETTRONICI A MARKER PASSIVI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO <i>KINEMATIC OPTOELECTRONIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS USING PASSIVE MARKERS</i>
Z12062504	SISTEMI OPTOELETTRONICI A MARKER ATTIVI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO <i>KINEMATIC OPTOELECTRONIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS USING ACTIVE MARKERS</i>
Z12062505	SISTEMI A ULTRASUONI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO <i>KINEMATIC ULTRASOUND MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS</i>
Z12062506	SISTEMI A CAMPI ELETTROMAGNETICI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO <i>KINEMATIC ELECTROMAGNETIC FIELD MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS</i>
Z12062580	SISTEMI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>KINEMATIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS - HARDWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12062582	SISTEMI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>KINEMATIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS - SOFTWARE</i>
Z12062585	SISTEMI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO - MATERIALI SPECIFICI <i>KINEMATIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS - CONSUMABLES</i>
Z12062599	SISTEMI PER L'ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>KINEMATIC MOTION CAPTURE ANALYSIS SYSTEMS - OTHERS</i>
Z120626	SISTEMI PER L'ANALISI DELLA DINAMICA DEL MOVIMENTO <i>DYNAMOMETRIC SYSTEMS FOR MOVEMENT ANALYSIS</i>
Z12062601	PIATTAFORME DINAMOMETRICHE <i>DYNAMOMETRIC PLATFORMS</i>
Z12062602	SUOLETTE A MATRICI DI SENSORI <i>SENSOR-BASED INSOLES</i>
Z12062603	PEDANE A MATRICI DI SENSORI <i>SENSOR-BASED PLATFORMS</i>
Z12062680	SISTEMI PER L'ANALISI DELLA DINAMICA DEL MOVIMENTO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>DYNAMOMETRIC SYSTEMS FOR MOVEMENT ANALYSIS - HARDWARE</i>
Z12062682	SISTEMI PER L'ANALISI DELLA DINAMICA DEL MOVIMENTO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>DYNAMOMETRIC SYSTEMS FOR MOVEMENT ANALYSIS - SOFTWARE</i>
Z12062685	SISTEMI PER L'ANALISI DELLA DINAMICA DEL MOVIMENTO - MATERIALI SPECIFICI <i>DYNAMOMETRIC SYSTEMS FOR MOVEMENT ANALYSIS - CONSUMABLES</i>
Z12062699	SISTEMI PER L'ANALISI DELLA DINAMICA DEL MOVIMENTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>DYNAMOMETRIC SYSTEMS FOR MOVEMENT ANALYSIS - OTHERS</i>
Z120627	SISTEMI PER STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE <i>FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION UNITS</i>
Z12062701	STIMOLATORI PERINEALI <i>PERINEUM STIMULATORS</i>
Z12062702	STIMOLATORI PER IL SOLLEVAMENTO E IL CAMMINO <i>LIFTING AND GAIT-ENHANCEMENT ELECTRICAL STIMULATION SYSTEMS</i>
Z12062703	STIMOLATORI PER IL CYCLING <i>CYCLING ELECTRICAL STIMULATORS</i>
Z12062704	STIMOLATORI PER LA PRENSIONE <i>PREHENSION ELECTRICAL STIMULATORS</i>
Z12062705	STIMOLATORI A CONTROLLO MIOELETTRICO <i>MYOELECTRIC CONTROL STIMULATORS</i>
Z12062780	SISTEMI PER STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION UNITS - HARDWARE</i>
Z12062782	SISTEMI PER STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION UNITS - SOFTWARE</i>
Z12062785	SISTEMI PER STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE - MATERIALI SPECIFICI <i>FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION UNITS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12062799	SISTEMI PER STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION UNITS - OTHERS</i>
Z120628	APPARECCHIATURE PER LA STIMOLAZIONE NEUROMUSCOLARE <i>NEUROMUSCULAR STIMULATION UNITS</i>
Z12062801	STIMOLATORI PER RINFORZO MUSCOLARE DEI MUSCOLI INNERVATI <i>MUSCLE STRENGTHENING STIMULATORS</i>
Z12062802	STIMOLATORI PER IL TRATTAMENTO DELLA SCOLIOSI <i>SCOLIOSIS-TREATMENT ELECTRIC STIMULATION SYSTEMS</i>
Z12062880	APPARECCHIATURE PER LA STIMOLAZIONE NEUROMUSCOLARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>NEUROMUSCULAR STIMULATION UNITS - HARDWARE</i>
Z12062882	APPARECCHIATURE PER LA STIMOLAZIONE NEUROMUSCOLARE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>NEUROMUSCULAR STIMULATION UNITS - SOFTWARE</i>
Z12062885	APPARECCHIATURE PER LA STIMOLAZIONE NEUROMUSCOLARE - MATERIALI SPECIFICI <i>NEUROMUSCULAR STIMULATION UNITS - CONSUMABLES</i>
Z12062899	APPARECCHIATURE PER LA STIMOLAZIONE NEUROMUSCOLARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE <i>NEUROMUSCULAR STIMULATION UNITS - OTHERS</i>
Z120690	STRUMENTAZIONE VARIA FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE <i>VARIOUS PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS</i>
Z12069001	SOLLEVATORI E DEAMBULATORI ELETTRICI <i>ELECTRIC LIFTS AND WALKERS</i>
Z12069002	SISTEMI PER LOCOMOZIONE ASSISTITA <i>FUNCTIONAL LOCOMOTION THERAPY SYSTEMS</i>
Z12069080	STRUMENTAZIONE VARIA FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE- COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12069082	STRUMENTAZIONE VARIA PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12069085	STRUMENTAZIONE VARIA PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12069099	STRUMENTAZIONE VARIA PER FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1207	STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA <i>GASTROENTEROLOGY INSTRUMENTS</i>
Z120701	APPARECCHIATURE PER LA MANOMETRIA GASTROENTEROLOGICA <i>MANOMETRIC DETECTION SYSTEMS</i>
Z120702	REGISTRATORI HOLTER DEL PH GASTROESOFAGEO <i>ESOPHAGEAL MOTILITY ANALYSERS</i>
Z120703	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DELLA FUNZIONALITA' ESOFAGEA <i>ESOPHAGEAL FUNCTION TEST UNITS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z120704	MONITOR PER PH GASTRICO <i>PH MONITORS</i>
Z120705	SISTEMI DI DIAGNOSI DELL'APPARATO DIGERENTE A CAPSULA DEGLUTIBILE <i>GASTROENTEROLOGICAL DIAGNOSIS SYSTEMS</i>
Z120706	APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO IN RADIOFREQUENZA DEL CARDIAS <i>SYSTEMS FOR RADIOFREQUENCY TREATMENT OF THE CARDIA</i>
Z120707	APPARECCHIATURE PER L'INTOLLERANZA AL LATTOSIO <i>LACTOSE INTOLERANCE ANALYSERS</i>
Z120780	STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>GASTROENTEROLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z120782	STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>GASTROENTEROLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z120785	STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>GASTROENTEROLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120799	STRUMENTAZIONE PER GASTROENTEROLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>GASTROENTEROLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1208	STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE <i>MOTHER AND CHILD HEALTH INSTRUMENTS</i>
Z120801	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE <i>PRENATAL DIAGNOSIS INSTRUMENTS</i>
Z12080101	MONITOR FETALI <i>FETAL MONITORS</i>
Z12080102	MONITOR PER PH FETALE <i>PH FETAL MONITORS</i>
Z12080103	RIVELATORI BATTITO CARDIACO FETALE <i>FETAL HEART DETECTORS</i>
Z12080104	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA <i>CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY INSTRUMENTS</i>
Z1208010401	SISTEMI COMPLETI PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA <i>COMPLETE CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY SYSTEMS</i>
Z1208010402	UNITA' RICEVENTI PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA <i>CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY RECEIVERS</i>
Z1208010403	UNITA' TRASMITTENTI PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA <i>CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY TRANSMITTERS</i>
Z1208010480	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1208010482	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1208010485	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA - MATERIALI SPECIFICI <i>CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1208010499	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOTOCOGRAFICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>CARDIOTOCOGRAPHIC TELEMETRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z12080105	STIMOLATORI ACUSTICI FETALI <i>FETAL ACOUSTIC STIMULATORS</i>
Z12080180	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE - COMPONENTI HARDWARE <i>PRENATAL DIAGNOSIS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12080182	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE - COMPONENTI SOFTWARE <i>PRENATAL DIAGNOSIS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12080185	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE - MATERIALI SPECIFICI <i>PRENATAL DIAGNOSIS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12080199	STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSI PRENATALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>PRENATAL DIAGNOSIS INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120802	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA' <i>INSTRUMENTS FOR GYNECOLOGY AND FERTILITY TREATMENT</i>
Z12080201	APPARECCHIATURE PER ABLAZIONE ENDOMETRIALE <i>ENDOMETRIAL ABLATION SYSTEMS</i>
Z12080202	APPARECCHIATURE PER ASPIRAZIONE DELL'OVOCITA' <i>OOCYTE ASPIRATION DEVICES</i>
Z12080203	ISTEROSUTTORI <i>HYSTEROSUCTION SURGICAL ASPIRATORS</i>
Z12080204	MORCELLATORI <i>MORCELLATORS</i>
Z12080205	TRAPANI LASER PER OVOCITI <i>OOCYTE LASER DRILLS</i>
Z12080280	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA' - COMPONENTI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR GYNECOLOGY AND FERTILITY TREATMENT - HARDWARE</i>
Z12080282	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA' - COMPONENTI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR GYNECOLOGY AND FERTILITY TREATMENT - SOFTWARE</i>
Z12080285	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA' - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR GYNECOLOGY AND FERTILITY TREATMENT - CONSUMABLES</i>
Z12080299	STRUMENTAZIONE GINECOLOGICA E PER LA CURA DELLA FERTILITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR GYNECOLOGY AND FERTILITY TREATMENT - OTHERS</i>
Z120803	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA <i>INSTRUMENTS FOR CHILDBIRTH SUPPORT AND MATERNITY ASSISTANCE</i>
Z12080301	ESTRATTORI OSTETRICI A VUOTO <i>OBSTETRIC VACUUM EXTRACTORS</i>
Z12080302	LETTI/POLTRONE ELETTRIFICATI DA PARTO <i>ELECTRICALLY-POWERED CHILDBIRTH TABLES/CHAIRS</i>
Z12080303	MASTOSUTTORI <i>BREAST PUMPS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12080304	MISURATORI VOLUME VESCICALE AD ULTRASUONI <i>ULTRASONIC BLADDER VOLUME SCANNERS</i>
Z12080305	VASCHE DA PARTO <i>DELIVERY BIRTH BATHS</i>
Z12080380	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA - COMPONENTI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR CHILDBIRTH SUPPORT AND MATERNITY ASSISTANCE - HARDWARE</i>
Z12080382	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA - COMPONENTI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR CHILDBIRTH SUPPORT AND MATERNITY ASSISTANCE - SOFTWARE</i>
Z12080385	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR CHILDBIRTH SUPPORT AND MATERNITY ASSISTANCE - CONSUMABLES</i>
Z12080399	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO AL PARTO E PER L'ASSISTENZA MATERNA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR CHILDBIRTH SUPPORT AND MATERNITY ASSISTANCE - OTHERS</i>
Z120804	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA <i>NEONATOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z12080401	APPARECCHIATURE PER FOTOTERAPIA PEDIATRICA <i>PEDIATRIC PHOTOTHERAPY UNITS</i>
Z12080402	BILANCE PESA NEONATI <i>INFANT SCALES</i>
Z12080403	INCUBATRICI NEONATALI <i>INFANT INCUBATORS</i>
Z1208040301	INCUBATRICI NEONATALI FISSE <i>STATIONARY NEONATAL INCUBATORS</i>
Z1208040302	INCUBATRICI NEONATALI DA TRASPORTO <i>TRANSPORT INFANT INCUBATORS</i>
Z1208040380	INCUBATRICI NEONATALI - COMPONENTI HARDWARE <i>INFANT INCUBATORS - HARDWARE</i>
Z1208040382	INCUBATRICI NEONATALI - COMPONENTI SOFTWARE <i>INFANT INCUBATORS - SOFTWARE</i>
Z1208040385	INCUBATRICI NEONATALI - MATERIALI SPECIFICI <i>INFANT INCUBATORS - CONSUMABLES</i>
Z12080404	LAMPADE RAGGI INFRAROSSI PEDIATRICHE <i>INFRARED PEDIATRIC LAMPS</i>
Z12080405	LETTI PER RIANIMAZIONE NEONATALE <i>NEONATAL INTENSIVE CARE UNITS</i>
Z12080406	MONITOR PER APNEA <i>APNEA MONITORS</i>
Z12080407	RISCALDATORI RADIANTI PER NEONATI <i>RADIANT INFANT WARMERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12080408	STIMOLATORI SUDORE <i>SWEAT TEST STIMULATORS</i>
Z12080409	TOPOGRAFI CEREBRALI ALL'INFRAROSSO <i>INFRARED CEREBRAL RECORDERS</i>
Z12080480	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA - COMPONENTI HARDWARE <i>NEONATOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12080482	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA - COMPONENTI SOFTWARE <i>NEONATOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12080485	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>NEONATOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12080499	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>NEONATOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z120899	STRUMENTAZIONE PER GINECOLOGIA E MATERNO-INFANTILE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>MOTHER AND CHILD HEALTH INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1209	STRUMENTAZIONE PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI <i>NEPHROLOGY AND HEMODIALYSIS INSTRUMENTS</i>
Z120901	STRUMENTAZIONE PER DIALISI PERITONEALE <i>PERITONEAL DIALYSIS INSTRUMENTS</i>
Z12090101	APPARECCHIATURE PER DIALISI PERITONEALE <i>PERITONEAL DIALYSIS UNITS</i>
Z12090180	STRUMENTAZIONE PER DIALISI PERITONEALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PERITONEAL DIALYSIS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12090182	STRUMENTAZIONE PER DIALISI PERITONEALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PERITONEAL DIALYSIS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12090185	STRUMENTAZIONE PER DIALISI PERITONEALE - MATERIALI SPECIFICI <i>PERITONEAL DIALYSIS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120902	STRUMENTAZIONE PER EMODIALISI <i>HEMODIALYSIS INSTRUMENTS</i>
Z12090201	APPARECCHIATURE PER EMODIALISI <i>HEMODIALYSIS UNITS</i>
Z12090280	STRUMENTAZIONE PER EMODIALISI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>HEMODIALYSIS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12090282	STRUMENTAZIONE PER EMODIALISI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>HEMODIALYSIS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12090285	STRUMENTAZIONE PER EMODIALISI - MATERIALI SPECIFICI <i>HEMODIALYSIS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120903	STRUMENTAZIONE PER EMOFILTRAZIONE <i>HEMOFILTRATION INSTRUMENTS</i>
Z12090301	APPARECCHIATURE PER EMOFILTRAZIONE <i>HEMOFILTRATION UNITS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12090380	STRUMENTAZIONE PER EMOFILTRAZIONE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>HEMOFILTRATION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12090382	STRUMENTAZIONE PER EMOFILTRAZIONE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>HEMOFILTRATION INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12090385	STRUMENTAZIONE PER EMOFILTRAZIONE - MATERIALI SPECIFICI <i>HEMOFILTRATION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z120990	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI <i>VARIOUS NEPHROLOGY AND HEMODIALYSIS INSTRUMENTS</i>
Z12099001	ANALIZZATORI DI IMPEDENZA CORPOREA <i>BODY IMPEDANCE ANALYSERS</i>
Z12099002	CENTRALI DI MONITORAGGIO TRATTAMENTO DIALITICO <i>DIALYSIS EQUIPMENT CENTRAL MONITORING SYSTEMS</i>
Z12099003	LETTI O POLTRONE A BILANCIA PER DIALISI <i>DIALYSIS BED SCALES</i>
Z12099004	POMPE PER EPARINA <i>HEPARIN PUMPS</i>
Z12099005	POMPE SANGUE <i>BLOOD PUMPS</i>
Z12099006	PREPARATORI LIQUIDO DI DIALISI <i>LIQUID DIALYSATE PREPARATORS</i>
Z12099007	SISTEMI PER TRATTAMENTO ACQUA IN DIALISI <i>DIALYSIS WATER TREATMENT SYSTEMS</i>
Z12099080	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS NEPHROLOGY AND HEMODIALYSIS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12099082	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS NEPHROLOGY AND HEMODIALYSIS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12099085	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS NEPHROLOGY AND HEMODIALYSIS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12099099	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI NON ALTREMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS NEPHROLOGY AND HEMODIALYSIS INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1210	STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA <i>NEUROLOGY AND NEUROSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z121001	GENERATORI DI LESIONI INTRACEREBRALI A RADIOFREQUENZA <i>LESION GENERATORS</i>
Z121002	SISTEMI PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA NERVOSO <i>NERVOUS SYSTEM MONITORING SYSTEMS</i>
Z121003	STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA <i>ELECTROENCEPHALOGRAPHY INSTRUMENTS</i>
Z12100301	ANALIZZATORI SPETTRALI EEG <i>EEG SPECTRAL ANALYSERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12100302	ELETTROENCEFALOGRAFI <i>ELECTROENCEPHALOGRAPHS</i>
Z12100303	SISTEMI PER L'ANALISI E LA GESTIONE DI TRACCIATI EEG <i>EEG PAPER RECORDING SYSTEMS</i>
Z12100380	STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ELECTROENCEPHALOGRAPHY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12100382	STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ELECTROENCEPHALOGRAPHY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12100385	STRUMENTAZIONE PER ELETTROENCEFALOGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI <i>ELECTROENCEPHALOGRAPHY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121004	STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA <i>ELECTROMYOGRAPHY INSTRUMENTS</i>
Z12100401	ELETTROMIOGRAFI <i>ELECTROMYOGRAPHS</i>
Z12100480	STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>ELECTROMYOGRAPHY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12100482	STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>ELECTROMYOGRAPHY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12100485	STRUMENTAZIONE PER ELETTROMIOGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI <i>ELECTROMYOGRAPHY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121005	STRUMENTAZIONE PER POLISONNIGRAFIA <i>POLYSOMNOGRAPHY INSTRUMENTS</i>
Z12100501	POLISONNIGRAFI <i>POLYSOMNOGRAPHS</i>
Z12100580	STRUMENTAZIONE PER POLISONNIGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>POLYSOMNOGRAPHY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12100582	STRUMENTAZIONE PER POLISONNIGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>POLYSOMNOGRAPHY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12100585	STRUMENTAZIONE PER POLISONNIGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI <i>POLYSOMNOGRAPHY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121006	STRUMENTAZIONE PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA <i>STEREOTACTIC NEUROSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12100601	SISTEMI PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA <i>STEREOTACTIC NEUROSURGERY SYSTEMS</i>
Z12100680	STRUMENTAZIONE PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>STEREOTACTIC NEUROSURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12100682	STRUMENTAZIONE PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>STEREOTACTIC NEUROSURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12100685	STRUMENTAZIONE PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA - MATERIALI SPECIFICI <i>STEREOTACTIC NEUROSURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z121007	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROMIOGRAFICA <i>EMG TELEMETRY INSTRUMENTS</i>
Z12100701	SISTEMI DI TELEMETRIA EMG <i>EMG TELEMETRY SYSTEMS</i>
Z12100702	UNITA' TRASMITTENTI PER TELEMETRIA EMG <i>EMG TELEMETRIC TRANSMITTERS</i>
Z12100703	UNITA' RICEVENTI PER TELEMETRIA EMG <i>EMG TELEMETRY RECEIVERS</i>
Z12100780	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROMIOGRAFICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>EMG TELEMETRIC INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12100782	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROMIOGRAFICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>EMG TELEMETRIC INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12100785	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROMIOGRAFICA - MATERIALI SPECIFICI <i>EMG TELEMETRIC INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121008	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROENCEFALOGRAFICA <i>EEG TELEMETRY INSTRUMENTS</i>
Z12100801	SISTEMI DI TELEMETRIA EEG <i>EEG TELEMETRY SYSTEMS</i>
Z12100802	UNITA' TRASMITTENTI PER TELEMETRIA EEG <i>EEG TELEMETRY TRANSMITTERS</i>
Z12100803	UNITA' RICEVENTI PER TELEMETRIA EEG <i>EEG TELEMETRY RECEIVERS</i>
Z12100880	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROENCEFALOGRAFICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>EEG TELEMETRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12100882	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROENCEFALOGRAFICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>EEG TELEMETRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12100885	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA ELETTROENCEFALOGRAFICA - MATERIALI SPECIFICI <i>EEG TELEMETRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121009	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER NEUROCHIRURGIA <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED NEUROSURGERY SYSTEM</i>
Z12100901	SISTEMI MOTORIZZATI PER NEUROCHIRURGIA <i>MOTORIZED NEUROSURGERY SYSTEMS</i>
Z12100902	TRAPANI PER NEUROCHIRURGIA <i>NEUROSURGERY HANDPIECES</i>
Z12100980	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER NEUROCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED NEUROSURGERY SYSTEM - HARDWARE</i>
Z12100982	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER NEUROCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED NEUROSURGERY SYSTEM - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12100985	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER NEUROCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED NEUROSURGERY SYSTEM - CONSUMABLES</i>
Z121010	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER ELETTROENCEFALOGRAFICI <i>EEG HOLTER INSTRUMENTS</i>
Z12101001	SISTEMI HOLTER ELETTROENCEFALOGRAFICI <i>EEG HOLTER SYSTEMS</i>
Z12101002	LETTORI HOLTER EEG <i>EEG TREND RECORDERS</i>
Z12101003	REGISTRATORI HOLTER EEG <i>EEG PORTABLE RECORDERS</i>
Z12101080	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER EEG - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>EEG HOLTER INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12101082	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER EEG - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>EEG HOLTER INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12101085	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER EEG - MATERIALI SPECIFICI <i>EEG HOLTER INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121011	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE E VALUTAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE <i>INSTRUMENTS FOR PERIPHERAL OR CENTRAL NEUROLOGIC STIMULATION AND EVALUATION</i>
Z12101101	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI <i>SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL ANALYSERS</i>
Z12101102	SISTEMI PER POSIZIONAMENTO ELETTRODI DI STIMOLAZIONE CEREBRALE <i>BRAIN STIMULATING ELECTRODES POSITIONING SYSTEMS</i>
Z12101103	SISTEMI INTEGRATI PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI <i>SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIAL INTEGRATED SYSTEMS</i>
Z12101104	SISTEMI PER MAPPE CEREBRALI <i>CEREBRAL MAPPING SYSTEMS</i>
Z12101105	STIMOLATORI MAGNETICI <i>MAGNETIC STIMULATORS</i>
Z12101106	STIMOLATORI NEUROLOGICI <i>NEUROLOGICAL STIMULATORS</i>
Z12101180	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR PERIPHERAL OR CENTRAL NEUROLOGIC STIMULATION AND EVALUATION - HARDWARE</i>
Z12101182	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR PERIPHERAL OR CENTRAL NEUROLOGIC STIMULATION AND EVALUATION - SOFTWARE</i>
Z12101185	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR PERIPHERAL OR CENTRAL NEUROLOGIC STIMULATION AND EVALUATION - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12101199	STRUMENTAZIONE PER STIMOLAZIONE NEUROLOGICA PERIFERICA O CENTRALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>PERIPHERAL OR CENTRAL NEUROLOGIC STIMULATION AND EVALUATION INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z121090	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA <i>VARIOUS NEUROLOGIC AND NEUROSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12109001	APPARECCHIATURE PER DISTACCO SPIRALI PER ANEURISMI CEREBRALI <i>DETACHABLE COIL DEVICES</i>
Z12109002	APPARECCHIATURE PER TERAPIA ELETTROCONVULSIVA (ECT) <i>ELECTROCONVULSIVE THERAPY UNITS</i>
Z12109003	MISURATORI DI PRESSIONE DEL FLUIDO CEREBRO-SPINALE <i>CEREBRAL SPINAL FLUID MONITORING SYSTEMS</i>
Z12109004	MISURATORI SOGLIA PERCETTIVA DELLE VIBRAZIONI (VIBROMETRO) <i>PERCEPTION THRESHOLD UNITS</i>
Z12109005	MISURATORI TEMPI DI REAZIONE <i>REACTION TIMES/REFLEX TESTERS</i>
Z12109006	SISTEMI PER MONITORAGGIO TESSUTO CEREBRALE <i>BRAIN TISSUE MONITORING SYSTEMS</i>
Z12109007	SISTEMI PER TEST PSICOMETRICI <i>PSYCHOMETRIC TEST SYSTEMS</i>
Z12109080	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS NEUROLOGIC AND NEUROSURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12109082	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS NEUROLOGIC AND NEUROSURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12109085	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS NEUROLOGIC AND NEUROSURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12109099	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS NEUROLOGIC AND NEUROSURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1211	STRUMENTAZIONE PER ODONTOSTOMATOLOGIA <i>ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z121101	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO <i>INSTRUMENTS FOR DENTAL TREATMENT UNITS</i>
Z12110101	RIUNITI DENTISTICI <i>DENTAL TREATMENT UNITS</i>
Z12110102	TRAPANI DA DENTISTA <i>DENTAL HANDPIECES</i>
Z12110180	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR DENTAL TREATMENT UNITS - HARDWARE</i>
Z12110182	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR DENTAL TREATMENT UNITS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12110185	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR DENTAL TREATMENT UNITS - CONSUMABLES</i>
Z12110199	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR DENTAL TREATMENT UNITS - OTHERS</i>
Z121190	STRUMENTAZIONE VARIA PER ODONTOSTOMATOLOGIA <i>VARIOUS ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z12119001	ABLATORI TARTARO <i>ULTRASONIC SCALERS</i>
Z12119002	AMALGAMATORI <i>AMALGAMATORS</i>
Z12119003	APPARECCHIATURE DENTALI A LUCE FREDDA <i>DENTAL CURING LIGHTS</i>
Z12119004	APPARECCHIATURE PER DIAGNOSI MALATTIE PARADONTALI <i>TOOTH AND GUM PERIODONTAL ANALYSERS</i>
Z12119005	APPARECCHIATURE PER LA VALUTAZIONE DELLA VITALITA' PULPARE <i>PULP VITALITY ANALYSERS</i>
Z12119006	APPARECCHIATURE PER LAVAGGIO DEI MANIPOLI <i>DENTAL CLEANING/STERILIZING UNITS</i>
Z12119007	APPARECCHIATURE PER PROFILASSI DENTALE <i>DENTAL WATER PROPHYLAXIS UNITS</i>
Z12119008	COMPATTATORI PER ENDODONZIA <i>DENTISTRY COMPACTORS</i>
Z12119009	LOCALIZZATORI DI FORAME APICALE <i>APEX LOCATORS</i>
Z12119080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ODONTOSTOMATOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12119082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ODONTOSTOMATOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12119085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ODONTOSTOMATOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12119099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ODONTOSTOMATOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS ODONTOSTOMATOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1212	STRUMENTAZIONE PER OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z121201	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA <i>OPHTHALMOLOGY INSTRUMENTS FOR EVALUATION AND DIAGNOSIS</i>
Z12120101	APPARECCHIATURE PER POLARIMETRIA LASER <i>LASER POLARIMETRY DEVICES</i>
Z12120102	BIOMETRI OTTICI COMPUTERIZZATI <i>NON CONTACT OPTICAL COHERENCE BIOMETERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12120103	ELETTRORETINOGRAPHI <i>ELECTRORETINOGRAPHS</i>
Z12120104	ESOFTALMOMETRI <i>EXOPHTHALMOMETERS</i>
Z12120105	FLUORANGIOGRAPHI <i>FUNDUS CAMERAS</i>
Z12120106	FLUOROFOTOMETRI <i>FLUOROPHOTOMETERS</i>
Z12120107	FOTOCERATOSCOPI <i>CORNEAL ANALYSIS SYSTEMS</i>
Z12120108	LAMPADE A FESSURA <i>SLIT LAMPS</i>
Z12120109	LAMPADE PER SCHIASCOPIA <i>OPHTHALMIC LAMPS</i>
Z12120110	MICROSCOPI SPECULARI <i>CORNEAL CONFOCAL MICROSCOPES</i>
Z12120111	MONITOR PER MOVIMENTO OCULARE <i>EYE MOVEMENT MONITORS</i>
Z12120112	OCCHIALI PER NISTAGMO <i>VIDEO FRENZEL SYSTEMS</i>
Z12120113	OFTALMOMETRI <i>OPHTHALMOMETERS</i>
Z12120114	OFTALMOSCOPI <i>OPHTHALMOSCOPIES</i>
Z12120115	OPTOMETRI <i>OPTOMETERS</i>
Z12120116	PACHIMETRI <i>PACHYMETERS</i>
Z12120117	REGOLATORI DELLA PRESSIONE INTRAOCULARE <i>INTRAOCULAR PRESSURE REGULATORS</i>
Z12120118	RETINOSCOPI <i>RETINOSCOPIES</i>
Z12120119	RIUNITI OFTALMOLOGICI <i>OPHTHALMIC UNITS</i>
Z12120120	STRUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA' VISIVA <i>INSTRUMENTS FOR VISUAL FUNCTION EVALUATION</i>
Z1212012001	APPARECCHIATURE PER VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA <i>VISUAL FUNCTION ANALYSERS</i>
Z1212012002	ADATTOMETRI <i>ADAPTOMETERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1212012003	ANALIZZATORI VISIONE PERIFERICA <i>PERIPHERAL VISION ANALYSERS</i>
Z1212012004	SCHERMI DI HESS <i>HESS SCREENS</i>
Z1212012080	STRUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA' VISIVA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR VISUAL FUNCTION EVALUATION - HARDWARE</i>
Z1212012082	STRUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA' VISIVA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR VISUAL FUNCTION EVALUATION - SOFTWARE</i>
Z1212012085	STRUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA' VISIVA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR VISUAL FUNCTION EVALUATION - CONSUMABLES</i>
Z1212012099	STRUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI FUNZIONALITA' VISIVA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR VISUAL FUNCTION EVALUATION - OTHERS</i>
Z12120121	TOMOGRAFI A COERENZA OTTICA <i>OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHIC SYSTEMS</i>
Z12120122	TONOMETRI <i>TONOMETERS</i>
Z12120123	TOPOGRAFI CORNEALI COMPUTERIZZATI <i>CORNEAL TOPOGRAPHIC SYSTEMS</i>
Z12120124	VIDEO/ELETTRONISTAGMOGRAFI <i>VIDEO/ELECTRONYSTAGMOGRAPHS</i>
Z12120180	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>OPHTHALMOLOGY INSTRUMENTS FOR EVALUATION AND DIAGNOSIS - HARDWARE</i>
Z12120182	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>OPHTHALMOLOGY INSTRUMENTS FOR EVALUATION AND DIAGNOSIS - SOFTWARE</i>
Z12120185	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>OPHTHALMOLOGY INSTRUMENTS FOR EVALUATION AND DIAGNOSIS - CONSUMABLES</i>
Z12120199	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>OPHTHALMOLOGY INSTRUMENTS FOR EVALUATION AND DIAGNOSIS - OTHERS</i>
Z121202	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA <i>INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC AND SURGICAL OPHTHALMOLOGY TREATMENTS</i>
Z12120201	ALLENATORI DI CONVERGENZA <i>CROSS-EYED CONVERGENCE APPARATUS</i>
Z12120202	FOTOCOAGULATORI LASER <i>OPHTHALMIC LASERS</i>
Z12120203	FRESE CORNEALI <i>HIGH SPEED CORNEAL DRILLS</i>
Z12120204	SINOTTOFORI <i>SYNOPTISCOPES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12120205	STRUMENTAZIONE PER MICROCHERATOMIA <i>MICROKERATOME INSTRUMENTS</i>
Z1212020501	MICROCHERATOMI LASER <i>LASER MICROKERATOMES</i>
Z1212020502	MICROCHERATOMI A MICROLAME <i>BLADE MICROKERATOMES</i>
Z1212020580	STRUMENTAZIONE PER MICROCHERATOMIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>MICROKERATOME INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1212020582	STRUMENTAZIONE PER MICROCHERATOMIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>MICROKERATOME INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1212020585	STRUMENTAZIONE PER MICROCHERATOMIA - MATERIALI SPECIFICI <i>MICROKERATOME INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z1212020599	STRUMENTAZIONE PER MICROCHERATOMIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>MICROKERATOME INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z12120206	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA OFTALMICA <i>OPHTHALMIC ELECTROSURGERY INSTRUMENTS</i>
Z1212020601	APPARECCHIATURE PER ELETTROCHIRURGIA OFTALMICA <i>OPHTHALMIC ELECTROSURGERY UNITS</i>
Z1212020602	MICRODIATERMOCOAGULATORI OFTALMICI <i>OPHTHALMIC MICRODIATHERMY COAGULATORS</i>
Z1212020680	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA OFTALMICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>OPHTHALMIC ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1212020682	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA OFTALMICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>OPHTHALMIC ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z1212020685	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA OFTALMICA - MATERIALI SPECIFICI <i>OPHTHALMIC ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z1212020699	STRUMENTAZIONE PER ELETTROCHIRURGIA OFTALMICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>OPHTHALMIC ELECTROSURGERY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z12120207	STRUMENTAZIONE PER FACO-VITRECTOMIA <i>PHACOEMULSIFICATION AND VITRECTOMY INSTRUMENTS</i>
Z1212020701	FACOEMULSIFICATORI <i>PHACOEMULSIFICATION/CATARACT EXTRACTION UNITS</i>
Z1212020702	SISTEMI PER FACO-VITRECTOMIA <i>OCULAR SURGERY SYSTEMS</i>
Z1212020703	VITRECTOMI <i>VITRECTOMY UNITS</i>
Z1212020780	STRUMENTAZIONE PER FACO-VITRECTOMIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PHACOEMULSIFICATION AND VITRECTOMY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z1212020782	STRUMENTAZIONE PER FACO-VITRECTOMIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PHACOEMULSIFICATION AND VITRECTOMY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z1212020785	STRUMENTAZIONE PER FACO-VITRECTOMIA - MATERIALI SPECIFICI <i>PHACOEMULSIFICATION AND VITRECTOMY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z1212020799	STRUMENTAZIONE PER FACO-VITRECTOMIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>PHACOEMULSIFICATION AND VITRECTOMY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z12120208	TRAPANI CORNEALI <i>CORNEAL MICROSURGICAL INSTRUMENTS</i>
Z12120280	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC AND SURGICAL OPHTHALMOLOGY TREATMENTS - HARDWARE</i>
Z12120282	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC AND SURGICAL OPHTHALMOLOGY TREATMENTS - SOFTWARE</i>
Z12120285	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC AND SURGICAL OPHTHALMOLOGY TREATMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12120299	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E CHIRURGICI IN OFTALMOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR THERAPEUTIC AND SURGICAL OPHTHALMOLOGY TREATMENTS - OTHERS</i>
Z121290	STRUMENTAZIONE VARIA PER OFTALMOLOGIA <i>VARIOUS OPHTHALMOLOGIC INSTRUMENTS</i>
Z12129001	TAVOLI PORTA-STRUMENTI OFTALMOLOGICI <i>ELECTRIC OPHTHALMOLOGIC TABLES</i>
Z12129080	STRUMENTAZIONE VARIA PER OFTALMOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS OPHTHALMOLOGIC INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12129082	STRUMENTAZIONE VARIA PER OFTALMOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS OPHTHALMOLOGIC INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12129085	STRUMENTAZIONE VARIA PER OFTALMOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS OPHTHALMOLOGIC INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12129099	STRUMENTAZIONE VARIA PER OFTALMOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS OPHTHALMOLOGIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1213	STRUMENTAZIONE PER ORTOPEDIA <i>ORTHOPEDIC INSTRUMENTS</i>
Z121301	APPARECCHIATURE PER DISCECTOMIA PERCUTANEA <i>PERCUTANEOUS DISCECTOMY SYSTEMS</i>
Z121302	STRUMENTAZIONE PER TRAZIONI ORTOPEDICHE <i>ORTHOPEDIC TRACTION INSTRUMENTS</i>
Z12130201	LETTI PER TRAZIONI <i>TRACTION UNITS</i>
Z12130202	SISTEMI PER TRAZIONI <i>TRACTION AND EXTENSION SYSTEMS</i>
Z12130280	STRUMENTAZIONE PER TRAZIONI ORTOPEDICHE - COMPONENTI HARDWARE <i>ORTHOPEDIC TRACTION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12130282	STRUMENTAZIONE PER TRAZIONI ORTOPEDICHE - COMPONENTI SOFTWARE <i>ORTHOPEDIC TRACTION INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12130285	STRUMENTAZIONE PER TRAZIONI ORTOPEDICHE - MATERIALI SPECIFICI <i>ORTHOPEDIC TRACTION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121303	STRUMENTAZIONE PER LA STIMOLAZIONE DELLA CRESCITA OSSEA <i>BONE GROWTH STIMULATION INSTRUMENTS</i>
Z12130301	STIMOLATORI DELLA CRESCITA OSSEA <i>BONE GROWTH STIMULATORS</i>
Z12130380	STRUMENTAZIONE PER LA STIMOLAZIONE DELLA CRESCITA OSSEA - COMPONENTI HARDWARE <i>BONE GROWTH STIMULATION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12130382	STRUMENTAZIONE PER LA STIMOLAZIONE DELLA CRESCITA OSSEA - COMPONENTI SOFTWARE <i>BONE GROWTH STIMULATION INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12130385	STRUMENTAZIONE PER LA STIMOLAZIONE DELLA CRESCITA OSSEA - MATERIALI SPECIFICI <i>BONE GROWTH STIMULATION INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121304	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA STEREOTASSICA <i>STEREOTACTIC ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12130401	SISTEMI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA STEREOTASSICA <i>STEREOTACTIC ORTHOPEDIC SURGERY SYSTEMS</i>
Z12130480	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA STEREOTASSICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>STEREOTACTIC ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12130482	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA STEREOTASSICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>STEREOTACTIC ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12130485	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA ORTOPEDICA STEREOTASSICA - MATERIALI SPECIFICI <i>STEREOTACTIC ORTHOPEDIC SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121305	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ORTHOPEDIC SURGERY SYSTEM</i>
Z12130501	SISTEMI MOTORIZZATI PER CHIRURGIA ORTOPEDICA <i>MOTORIZED ORTHOPEDIC SURGERY SYSTEMS</i>
Z12130502	SEGHE PER ORTOPEDIA <i>ORTHOPEDIC SURGICAL SAWS</i>
Z12130503	TRAPANI ORTOPEDICI <i>ORTHOPEDIC SURGICAL DRILLS</i>
Z12130580	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ORTHOPEDIC SURGERY SYSTEM - HARDWARE</i>
Z12130582	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ORTHOPEDIC SURGERY SYSTEM - SOFTWARE</i>
Z12130585	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - MATERIALI SPECIFICI <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ORTHOPEDIC SURGERY SYSTEM - CONSUMABLES</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12130599	STRUMENTAZIONE PER SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>INSTRUMENTS FOR MOTORIZED ORTHOPEDIC SURGERY SYSTEM - OTHERS</i>
Z121390	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA <i>VARIOUS ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z12139001	APPARECCHIATURE PER TERAPIA AD ONDE D'URTO <i>SHOCK WAVE THERAPY DEVICES</i>
Z12139002	APPARECCHIATURE PER RIMOZIONE DEL CEMENTO PER PROTESI <i>PROSTHESIS CEMENT REMOVING SYSTEMS</i>
Z12139003	SISTEMI PER PODOSCOPIA <i>BALANCE PLATFORM SYSTEMS</i>
Z12139004	RIUNITI PODOLOGICI <i>PODIATRY UNITS</i>
Z12139005	SEGHE PER GESSI <i>CAST CUTTERS</i>
Z12139006	LACCI EMOSTATICI PNEUMATICI <i>PNEUMATIC TOURNIQUETS</i>
Z12139080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12139082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA- COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12139085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12139099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1214	STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>OTOLARYNGOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z121401	AUDIOMETRI <i>AUDIOMETERS</i>
Z121402	RIUNITI OTORINOLARINGOIATRICI <i>ENT TREATMENT UNITS</i>
Z121403	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI <i>EVOKED POTENTIAL AUDIOMETRY INSTRUMENTS</i>
Z12140301	SISTEMI INTEGRATI PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI <i>EVOKED POTENTIAL AUDIOMETRY INTEGRATED SYSTEMS</i>
Z12140302	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI <i>EVOKED POTENTIAL AUDIOMETRY UNITS</i>
Z12140380	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>EVOKED POTENTIAL AUDIOMETRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12140382	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>EVOKED POTENTIAL AUDIOMETRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12140385	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI AUDIOMETRICI - MATERIALI SPECIFICI <i>EVOKED POTENTIAL AUDIOMETRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121404	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEL SISTEMA VESTIBOLARE <i>VESTIBULAR SYSTEM ANALYSIS INSTRUMENTS</i>
Z12140401	SISTEMI PER LA VALUTAZIONE VESTIBOLARE <i>VESTIBOLOGY SYSTEMS</i>
Z12140402	PIATTAFORME STABILOMETRICHE PER VALUTAZIONE VESTIBOLARE <i>IMBALANCE AND POSTURAL INSTABILITY SYSTEMS</i>
Z12140403	SEDIE ROTATORIE PENDOLARI <i>VESTIBULOMETRY ROTATING PENDULAR CHAIRS</i>
Z12140404	SISTEMI PER POSTUROGRAFIA <i>POSTUROGRAPHY SYSTEMS</i>
Z12140480	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEL SISTEMA VESTIBOLARE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VESTIBULAR SYSTEM ANALYSIS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12140482	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEL SISTEMA VESTIBOLARE - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VESTIBULAR SYSTEM ANALYSIS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12140485	STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI DEL SISTEMA VESTIBOLARE - MATERIALI SPECIFICI <i>VESTIBULAR SYSTEM ANALYSIS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121405	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA STEREOTASSICA <i>STEREOTACTIC OTOLARYNGOLOGIC SURGERY INSTRUMENTS</i>
Z12140501	SISTEMI PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA STEREOTASSICA <i>STEREOTACTIC OTOLARYNGOLOGY SURGERY SYSTEMS</i>
Z12140580	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA STEREOTASSICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>STEREOTACTIC OTOLARYNGOLOGIC SURGERY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12140582	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA STEREOTASSICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>STEREOTACTIC OTOLARYNGOLOGIC SURGERY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12140585	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA STEREOTASSICA - MATERIALI SPECIFICI <i>STEREOTACTIC OTOLARYNGOLOGIC SURGERY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121490	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA <i>VARIOUS OTOLARYNGOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z12149001	APPARECCHIATURE PER LE EMISSIONI OTOACUSTICHE <i>AUDITORY FUNCTION SCREENING DEVICES</i>
Z12149002	CAMERE PER AUDIOMETRIA <i>AUDIOMETRIC BOOTH/ANAEROBIC CHAMBERS</i>
Z12149003	OLFATTOMETRI <i>OLFACTOMETERS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12149004	STIMOLATORI OTO-CALORICI <i>CALORIC IRRIGATION UNITS</i>
Z12149005	IMPEDENZOMETRI PER L'APPARATO Uditivo <i>MIDDLE EAR ANALYSERS</i>
Z12149006	OTOSCOPI DIRETTI AMBULATORIALI <i>OTOSCOPES</i>
Z12149007	TRAPANI OTOLOGICI <i>OTOLOGIC DRILL SYSTEMS</i>
Z12149008	RINOANEMOMETRI <i>RHINOANEMOMETERS</i>
Z12149009	RINOMETRI <i>RHINOMETERS</i>
Z12149010	VISUALIZZATORI DELLA VOCE <i>SONOGRAPHS</i>
Z12149080	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS OTOLARYNGOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12149082	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS OTOLARYNGOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12149085	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS OTOLARYNGOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12149099	STRUMENTAZIONE VARIA PER OTORINOLARINGOIATRIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS OTOLARYNGOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1215	STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA <i>RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY AND PNEUMOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z121501	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA <i>SPIROMETRY INSTRUMENTS</i>
Z12150101	SPIROMETRI AD USO CLINICO/DIAGNOSTICO <i>SPIROMETERS</i>
Z12150102	SPIROMETRI PER PICCO DI FLUSSO <i>HIGH PEAK FLOW SPIROMETERS</i>
Z12150180	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>SPIROMETRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12150182	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>SPIROMETRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12150185	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA - MATERIALI SPECIFICI <i>SPIROMETRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12150199	STRUMENTAZIONE PER SPIROMETRIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>SPIROMETRY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z121502	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA SPIROMETRICA <i>SPIROMETRIC TELEMETRY INSTRUMENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12150201	SISTEMI COMPLETI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI SPIROMETRICI <i>COMPLETE SPIROMETRIC TELEMETRY SYSTEMS</i>
Z12150202	UNITA' RICEVENTI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI SPIROMETRICI <i>SPIROMETRIC TELEMETRY RECEIVERS</i>
Z12150203	UNITA' TRASMITTENTI PER TELEMETRIA DI PARAMETRI SPIROMETRICI <i>SPIROMETRIC TELEMETRY TRANSMITTERS</i>
Z12150280	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA SPIROMETRICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>TELESPIROMETRY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12150282	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA SPIROMETRICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>TELESPIROMETRY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12150285	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA SPIROMETRICA - MATERIALI SPECIFICI <i>TELESPIROMETRY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121590	STRUMENTAZIONE VARIA PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA <i>VARIOUS RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY AND PNEUMOLOGY INSTRUMENTS</i>
Z12159001	ANALIZZATORI AZOTO <i>NITROGEN ANALYSERS</i>
Z12159002	APPARECCHIATURE PER AEROSOL <i>AEROSOL GENERATORS</i>
Z12159003	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DELLA DIFFUSIONE <i>PULMONARY FUNCTION ANALYSERS</i>
Z12159004	CONCENTRATORI DI OSSIGENO <i>OXYGEN CONCENTRATORS</i>
Z12159005	DOSIMETRI PER BRONCOSTIMOLAZIONE <i>BRONCHIAL STIMULATION DOSIMETERS</i>
Z12159006	ANALIZZATORI DI GAS ESPIRATI <i>BREATH ANALYSERS</i>
Z12159007	PLETISMOGRAFI CORPOREI <i>BODY PLETHYSMOGRAPHS</i>
Z12159008	PNEUMOTACOGRAFI <i>PNEUMATOGRAPHS</i>
Z12159009	APPARECCHIATURE PER RIMOZIONE DELLE SECREZIONI <i>SECRETION REMOVAL DEVICES</i>
Z12159010	RINOMANOMETRI <i>RHINOMANOMETERS</i>
Z12159011	SISTEMA DI NAVIGAZIONE PNEUMOLOGICA <i>LUNG NAVIGATION SYSTEMS</i>
Z12159080	STRUMENTAZIONE VARIA PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY AND PNEUMOLOGY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12159082	STRUMENTAZIONE VARIA PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY AND PNEUMOLOGY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12159085	STRUMENTAZIONE VARIA PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY AND PNEUMOLOGY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12159099	STRUMENTAZIONE VARIA PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS RESPIRATORY PHYSIOPATHOLOGY AND PNEUMOLOGY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1216	STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA <i>UROLOGY INSTRUMENTS</i>
Z121601	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA <i>EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY INSTRUMENTS</i>
Z12160101	LITOTRITORI EXTRACORPOREI <i>EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPTERS</i>
Z12160180	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12160182	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12160185	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA - MATERIALI SPECIFICI <i>EXTRACORPOREAL SHOCKWAVE LITHOTRIPSY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121602	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR URODYNAMIC PARAMETERS</i>
Z12160201	LETTORI HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI <i>URODYNAMIC HOLTER ANALYSERS</i>
Z12160202	REGISTRATORE HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI <i>URODYNAMIC HOLTER RECORDERS</i>
Z12160280	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR URODYNAMIC PARAMETERS - HARDWARE</i>
Z12160282	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR URODYNAMIC PARAMETERS - SOFTWARE</i>
Z12160285	STRUMENTAZIONE PER SISTEMI HOLTER PER PARAMETRI URODINAMICI - MATERIALI SPECIFICI <i>HOLTER SYSTEM INSTRUMENTS FOR URODYNAMIC PARAMETERS - CONSUMABLES</i>
Z121603	STRUMENTAZIONE PER TERMOTERAPIA PROSTATICA <i>PROSTATIC THERMOTHERAPY INSTRUMENTS</i>
Z12160301	APPARECCHIATURE PER TERMOTERAPIA PROSTATICA A MICROONDE <i>MICROWAVE PROSTATIC THERMOTHERAPY UNITS</i>
Z12160302	APPARECCHIATURE PER TERMOTERAPIA PROSTATICA A FLUIDO <i>WATER INDUCED PROSTATIC THERMOTHERAPY UNITS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z12160303	APPARECCHIATURE PER TERAPIA ONCOLOGICA A ULTRASUONI <i>ULTRASOUND DEVICES FOR ONCOLOGICAL THERAPY</i>
Z12160380	STRUMENTAZIONE PER TERMOTERAPIA PROSTATICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>PROSTATIC THERMOTHERAPY INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12160382	STRUMENTAZIONE PER TERMOTERAPIA PROSTATICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>PROSTATIC THERMOTHERAPY INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12160385	STRUMENTAZIONE PER TERMOTERAPIA PROSTATICA - MATERIALI SPECIFICI <i>PROSTATIC THERMOTHERAPY INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12160399	STRUMENTAZIONE PER TERMOTERAPIA PROSTATICA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>PROSTATIC THERMOTHERAPY INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z121604	STRUMENTAZIONE PER URODINAMICA <i>URODYNAMICS INSTRUMENTS</i>
Z12160401	SISTEMI PER URODINAMICA <i>URODYNAMICS SYSTEMS</i>
Z12160480	STRUMENTAZIONE PER URODINAMICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>URODYNAMICS INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12160482	STRUMENTAZIONE PER URODINAMICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>URODYNAMICS INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12160485	STRUMENTAZIONE PER URODINAMICA - MATERIALI SPECIFICI <i>URODYNAMICS INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z121605	UROFLUSSOMETRI <i>UROFLOWMETERS</i>
Z121690	STRUMENTAZIONE VARIA PER UROLOGIA <i>VARIOUS UROLOGICAL INSTRUMENTS</i>
Z12169001	APPARECCHIATURE PER LA MISURA DELLA TUMESCENZA DEL PENE <i>TUMESCENCE MONITOR/IMPOTENCE MONITORING SYSTEMS</i>
Z12169002	STIMOLATORI UROLOGICI <i>UROLOGICAL STIMULATORS</i>
Z12169003	STIMOLATORI PER EIACULAZIONE <i>EJACULATION STIMULATORS</i>
Z12169080	STRUMENTAZIONE VARIA PER UROLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS UROLOGICAL INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z12169082	STRUMENTAZIONE VARIA PER UROLOGIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS UROLOGICAL INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z12169085	STRUMENTAZIONE VARIA PER UROLOGIA - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS UROLOGICAL INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z12169099	STRUMENTAZIONE VARIA PER UROLOGIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS UROLOGICAL INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1217	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE <i>BLOOD TRANSFUSION INSTRUMENTS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z121701	FRIGOEMOTECHE <i>BLOOD BANK REFRIGERATORS</i>
Z121702	CONGELATORI PER PLASMA <i>PLASMA FREEZERS</i>
Z121703	SCONGELATORI PER PLASMA <i>PLASMA THAWING UNITS</i>
Z121704	APPARECCHIATURE PER AFERESI <i>APHERESIS DEVICES</i>
Z12170401	APPARECCHIATURE PER AFERESI - PER PRODUZIONE <i>BLOOD DONOR APHERESIS DEVICES</i>
Z12170402	APPARECCHIATURE PER AFERESI - PER TERAPIA <i>THERAPEUTIC APHERESIS DEVICES</i>
Z121780	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>BLOOD TRANSFUSION INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z121799	STRUMENTAZIONE PER EMOTRASFUSIONE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>BLOOD TRANSFUSION INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z1290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI <i>VARIOUS FUNCTIONALITIES EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS</i>
Z129002	CELLE FRIGORIFERO PER SALME <i>CADAVER FRIDGES</i>
Z129003	CICLI PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI <i>ERGOMETERS</i>
Z129004	FONTI LUMINOSE <i>FIBEROPTIC XENON LIGHT SOURCES</i>
Z129005	FOTOSTIMOLATORI GENERICI <i>GENERIC PHOTOSTIMULATORS</i>
Z129006	PEDANE A NASTRO MOBILE PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI <i>TREADMILLS</i>
Z129007	PENSILI PER SALA OPERATORIA E TERAPIA INTENSIVA <i>POWER HEAD PENDANTS</i>
Z129008	POLTRONE PER TERAPIA GENERICA <i>TREATMENT CHAIRS</i>
Z129009	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI DEI POTENZIALI EVOCATI <i>EVOKED POTENTIAL ANALYSERS</i>
Z129010	SISTEMI HOLTER MULTI-DISCIPLINARI <i>MULTIDISCIPLINARY HOLTER SYSTEMS</i>
Z129011	SISTEMI PER TELEMETRIA MULTI-DISCIPLINARE <i>MULTIDISCIPLINARY TELEMETRY SYSTEMS</i>
Z129012	SISTEMI POLIGRAFICI MULTIFUNZIONALI <i>MULTIFUNCTIONAL POLYGRAPH SYSTEMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z129013	STIMOLATORI AUDITIVI E/O VISIVI GENERICI <i>GENERAL PURPOSE VISUAL / AUDITORY STIMULATORS</i>
Z129014	STRUMENTAZIONE AUTOPTICA PER DISSEZIONE E MISURA <i>POSTMORTEM DISSECTION AND MEASURE INSTRUMENTS</i>
Z129015	STRUMENTAZIONE PER POSIZIONAMENTO E MOVIMENTAZIONE SALME <i>CADAVER POSITIONING AND MOVING INSTRUMENTS</i>
Z129016	TAVOLI AUTOPTICI PER DISSEZIONE <i>POSTMORTEM DISSECTION TABLES</i>
Z129017	TESTA LETTO <i>POWER HEAD PENDANTS</i>
Z129080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>VARIOUS FUNCTIONALITIES EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS - HARDWARE</i>
Z129082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>VARIOUS FUNCTIONALITIES EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS - SOFTWARE</i>
Z129085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI - MATERIALI SPECIFICI <i>VARIOUS FUNCTIONALITIES EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS - CONSUMABLES</i>
Z129099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>VARIOUS FUNCTIONALITIES EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS - OTHERS</i>
Z13	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA <i>NON SPECIFIC CONSUMABLES FOR DIAGNOSTIC INSTRUMENTS</i>
Z1301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>X-RAY FILMS</i>
Z130101	PELLICOLE PER USO GENERALE <i>GENERAL PURPOSE X-RAY FILMS</i>
Z130102	PELLICOLE PER USO TORACICO <i>THORACIC X-RAY FILMS</i>
Z130103	PELLICOLE PER MAMMOGRAFIA <i>MAMMOGRAPHIC X-RAY FILMS</i>
Z130104	PELLICOLE DENTALI ENDORALI <i>INTRAORAL X-RAY FILMS</i>
Z130105	PELLICOLE DENTALI EXTRAORALI <i>EXTRAORAL X-RAY FILMS</i>
Z130106	PELLICOLE PER RIPRODUZIONE TERMICA A SECCO <i>DRY THERMAL PRINTER X-RAY FILMS</i>
Z130107	PELLICOLE PER RIPRODUZIONE DA TECNOLOGIE LASER <i>LASER PRINTER X-RAY FILMS</i>
Z130190	PELLICOLE PER USO VARIO <i>VARIOUS X-RAY FILMS</i>

**Traduzione in lingua inglese dei codici della
CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI**

(come modificata dal DM 07.10.2011)

Categoria: Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI <i>MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS</i>
Z13019001	PELLICOLE PER RIPRODUZIONE DI RADIOGRAMMI (DUPLICATING) <i>DUPLICATE X-RAY FILMS</i>
Z13019002	PELLICOLE PER VERIFICA E LOCALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA <i>RADIOTHERAPY LOCALIZATION X-RAY FILMS</i>
Z13019099	ALTRE PELLICOLE RADIOGRAFICHE <i>X-RAY FILMS - OTHERS</i>
Z1302	CARTE PER REGISTRAZIONE DIAGNOSTICA <i>DIAGNOSTIC REGISTRATION PAPERS</i>
Z1399	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI <i>NON SPECIFIC CONSUMABLES FOR DIAGNOSTIC INSTRUMENTS - OTHERS</i>