

RICHIAMO

Data: 14/01/2022

Marchio del prodotto: SHAPUR

Denominazione di vendita: PEPERONCINO MACINATO

Nome o ragione sociale dell'OSA
a nome del quale il prodotto è
commercializzato: COMPAGNIA ITALIANA SHAPUR SNC

Lotto di produzione: S21005-20/N - S21005-41/N

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: SHAPUR

Nome del produttore: COMPAGNIA ITALIANA SHAPUR SNC

Sede dello stabilimento: VIA ROSSARO, 2 - 24047 TREVIGLIO (BG)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 02/2023-03/2023

Descrizione peso/volume unità di vendita: Vasetto 25g/30g -Busta 500/1000g -Barattolo 400g -Sacco 25Kg

Motivo del richiamo:
VALORE OSSIDO DI ETILENE NON CONFORME, SUPERIORE AL LIMITE.

Avvertenze:
SE SIETE IN POSSESSO DI CONFEZIONI RICONDUCEBILI AI LOTTI SOPRA INDICATI SI CHIEDE VOSTRA
GENTILE COLLABORAZIONE A RENDERLE C/O QUESTO PUNTO VENDITA.



Inserire immagine uno:



Inserire immagine due: