

RICHIAMO

Data: 22/04/2022 Marchio del prodotto: Bontal

Denominazione di vendita: LASAGNE AL RAGU'

Nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato: MAXI DI SRL VIALE DEL LAVORO, 20 37050 BELFIORE (VR)

Lotto di produzione: T902220510

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT 1784 L CE

Nome del produttore: PIATTI FRESCHI ITALIA SPA

Sede dello stabilimento: VIA SILVIO PELLICO, 8 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 10-05-2022

Descrizione peso/volume unità di vendita: 1 KG

Motivo del richiamo:
POSSIBILE PRESENZA DI FRAMMENTI PLASTICI

Avvertenze:

I CLIENTI CHE HANNO ACQUISTATO IL PRODOTTO SONO PREGATI DI NON CONSUMARLO/UTILIZZARLO E DI RIPORTARLO AL PUNTO VENDITA PER IL RIMBORSO

Bontal Lasagne al Ragù

CONSIGLI DI PREPARAZIONE:
- In microonde: Rimuovi la pellicola protettiva e scaldala per 10 minuti a 750-900W.
- In forno: Rimuovi la pellicola protettiva e scaldala per 25 minuti a 180°C.
Aggiungi una spolveratina di formaggio grattugiato a piacere e servi.

Lasagne al ragù - Preparazione gastronomica cotta - Ingredienti: Ragù 42%; polpa di pomodoro, carne di suino 54%, acqua, carne di bovino 8%, olio di semi di girasole, carote, cipolle, farina di GRANO tenero, vino rosso, concentrato di pomodoro, sale, amido modificato di tapioca, SEDANO, aroma naturale, aglio, salvia, pepe, basilico, Besciamella 42%; siero di LATTE in polvere reidratato, farina di FRUMENTO DURO in polvere, proteine del LATTE, sale. Pasta fresca all'uovo 16%; semola di GRANO duro, UOVA 27%.
Può contenere: CROSTACEI, PESCE, SOIA, SENAPE, MOLLUSCHI.

Da consumare entro: vedi fronte della confezione. Da consumarsi previa cottura. Conservare in frigorifero tra 0°C e +4°C. Una volta aperta la confezione consumare entro 24 ore. Confezionato in atmosfera protettiva.

Prodotto per Maxi Di S.r.l., Viale del Lavoro 20, 37050 Belfiore (VR), nello stabilimento di Via Silvio Pellico 6, 20056 Trezzo sull'Adda (MI).

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
Valori medi per 100g di prodotto

Energia	541 kJ / 129 kcal
Grassi	5,9 g
di cui acidi grassi saturi	2,1 g
Carboidrati	13 g
di cui zuccheri	2,3 g
Proteine	5,4 g
Sale	1,10 g

1000g e

IT 1784 L CE

MACCOLTA DIFFERENZIATA
BRANDELLE | PASTA/PIATTI DI
PELLICOLA | PLASTICA PER DI
ASTRUCO | CARTA PER 21

Verifica le indicazioni del Comune di residenza.

830028

Inserire immagine uno:

Bontal Lasagne al Ragù

25 min.

10 min.

Da consumare entro:

6 porzioni

1000g e

Inserire immagine due: