

RICHIAMO

Data: 10/01/2023

Marchio del prodotto:

Il Pronto da Cuocere

Denominazione di vendita: TASTASALE Codice articolo: 345864

Nome o ragione sociale dell'OSA
a nome del quale il prodotto è
commercializzato:

Aspiag Service Srl, Via B. Buozzi, 30, 39100, Bolzano

Lotto di produzione:

L6125220077/L6125240077

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

IT S1P24 CE

Nome del produttore:

Aspiag Service srl

Sede dello stabilimento:

IT S1P24 CE

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

16 e 18/01/2023

Descrizione peso/volume unità di vendita:

500g (2x250g)

Motivo del richiamo:

Rischio per la salute dei consumatori per pericolo di potenziale tossinfezione dovuta alla presenza di Salmonella spp.

Avvertenze:

I prodotti non idonei al consumo non devono essere consumati.



Inserire immagine uno:



Inserire immagine due: