

ADDENDUM 3



**TERZA INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA SARS-COV-2
PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER N. 28 ESPERTI NTT
PROGETTO PON-GOV CRONICITA' PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE**

PIANO OPERATIVO



Ambito di applicazione

La presente integrazione, fermo restando quanto previsto dal *Protocollo anticontagio da SARS-COV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute, dicembre 2020* e dagli *Addendum* adottati da questa Amministrazione a seguito della nota DFP n. 7293 del 3 febbraio 2020, disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove orali della procedura di selezione di n. 28 esperti del Nucleo Tecnico Territoriale, nell'ambito del progetto PON – GOV CRONICITA', presso il Ministero della salute tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da virus SARS- CoV-2.

Il presente documento ha tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n. 25239 del 15 aprile 2021. Quest'ultimo è stato esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021.

Le successive indicazioni non trovano applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari.

Obiettivo

L'obiettivo della presente *integrazione* è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio CoVID-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove di selezione bandite da questa Amministrazione.

Tali indicazioni sono rivolte:

- a) al Ministero della salute;
- b) alla commissione esaminatrice;
- c) al personale di vigilanza;
- d) ai candidati;
- e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).

L'Amministrazione ha adottato tutte le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, armonizzandosi con le regole di prevenzione e sicurezza relative alla struttura ospitante.

Definizioni

Ai fini della presente *integrazione* si considerano le seguenti definizioni:

- Area Concorsuale/Congressuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove selettive dei pubblici concorsi;
- Aula Concorso/Selezione: spazio adibito allo svolgimento delle prove orali avente dimensioni adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;

- Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell'identificazione e/o dell'accesso all'Aula Selezione;
- Distanza "Droplet": misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che trasmettono i germi nell'aria;
- Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamina l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Pur ricadendo nell'ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i., il decreto legge n. 34/2020 e la relativa legge di conversione n. 77/2020 le hanno individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale;
- Facciali filtranti (mascherine FFP2/KN95 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);
- Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-19;
- Termo-scanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle temperature corporee;
- Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell'area concorsuale (candidati, membri della commissione esaminatrice, operatori e addetti all'organizzazione e vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per l'infezione Covid-19. Se non disponibile l'area "pre- triage", si ritiene necessario che venga identificato ed allestito un locale dedicato all'accoglienza e isolamento dei predetti soggetti;
- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione;
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;

- **Disinfezione:** consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;
- **Bonifica:** una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

L'Amministrazione si è avvalsa delle indicazioni per la sanificazione come da Rapporto *ad interim* ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - *Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2*, versione del 7 luglio 2020.

Misure organizzative e igienico-sanitarie

Le sessioni giornaliere relative alle selezioni dei candidati, vengono svolte separandole temporalmente al fine di garantire il completo deflusso dei candidati e le adeguate operazioni di pulizia.

Tutti i candidati vengono preventivamente informati delle misure adottate sulla base del *Protocollo anti contagio da SARS-CoV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute, dicembre 2020* e della presente *integrazione a mezzo PEC e/o mediante pubblicazione sul portale del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it* in apposita sezione dedicata ai concorsi.

I candidati, in particolare:

1. dovranno presentarsi da soli senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali e documentate);
2. dovranno presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data **non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiamo già effettuato la vaccinazione CoVID-19.**
3. I candidati dovranno presentare apposita autodichiarazione, corredata da relativa informativa, attestante di non essere affetti da uno o più sintomi riconducibili alla malattia CoVID-19 e di non essere sottoposti, altresì, a misure restrittive, da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, predisposta da questo Ministero e allegate al presente Addendum (All.1 e 2).
4. I candidati dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente dispositivi di protezione individuale (DPI), di tipo FFP2/KN95, forniti da questa Amministrazione.
5. non è consentito, in ogni caso, nell'area concorsuale l'uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti, con e senza valvola, e mascherine di comunità, in possesso del candidato.

Qualora una o più delle condizioni soprariportate non dovesse essere soddisfatta, questa Amministrazione inibirà l'ingresso del candidato all'area congressuale.

La misurazione della temperatura corporea avverrà con termo-scanner e, ove necessario, con termometro manuale. In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell'ingresso nell'area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID-19 sarà invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell'area "Pretrriage" che, se prevista, gestirà solo i casi di sintomatologia riconducibili al COVID-19 insorti durante la prova concorsuale.

I candidati dovranno rispettare le indicazioni fornite da questa Amministrazione sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento.

Gli operatori di vigilanza e addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti delle commissioni esaminatrici dovranno indossare, durante lo svolgimento delle procedure concorsuali, esclusivamente i DPI tipo FFP2/KN95/FFP3 privi di valvola di espirazione fornite da questa Amministrazione, inoltre, detto personale anche se vaccinato dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data **non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.**

È necessaria una frequente ed accurata igienizzazione delle mani all'atto della identificazione del candidato.

Le postazioni degli operatori addetti alla identificazione dei candidati sono munite di appositi divisori in plexiglass che permettono di evitare il passaggio di materiale brevi manu: l'identificazione del documento di riconoscimento avviene per presa visione, in caso di necessità sono resi, comunque, disponibili dispenser con soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani.

I candidati dovranno rispettare i tempi stabiliti per le operazioni di riconoscimento.

Per il servizio medico sanitario, svolto nel rispetto della privacy, è previsto apposito locale "pre-triage".

La distanza tra i candidati e tra i candidati e il personale dell'organizzazione/vigilanza e la commissione esaminatrice delle procedure di selezione è stabilita a **2,25 metri** (distanza "Droplet"), in ogni fase della procedura di selezione.

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell'area concorsuale (ingresso nell'area concorsuale - ingresso nell'area di transito per registrazione dei partecipanti-ingresso nell'aula concorsuale - organizzazione delle sedute-uscita dei candidati dall'aula e dall'area concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale.

I percorsi di entrata e uscita sono separati e correttamente identificabili attraverso specifica segnaletica.

I candidati, gli operatori di vigilanza, gli addetti all'organizzazione e all'identificazione dei candidati nonché i componenti della commissione esaminatrice sono tenuti a rispettare le modalità dei suddetti flussi e percorsi di accesso.

Nell'area concorsuale è disponibile, altresì, a vista la planimetria dell'area stessa e delle aule dove verranno svolte le selezioni, con l'indicazione dei flussi di transito e dei percorsi da seguire per

raggiungere le suddette aule, nonché, la disposizione dei posti, l'indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.

In tutta l'area concorsuale sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani e dotati delle istruzioni per la corretta igienizzazione.

I servizi igienici disposti nell'immediata prossimità delle aule concorsuali sono dotati delle istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

Prima e dopo le operazioni di identificazione i candidati dovranno igienizzarsi le mani utilizzando appositi dispenser di gel idroalcolico.

Ha priorità l'identificazione delle donne in stato di gravidanza, dei candidati diversamente abili e di quelli richiedenti tempi aggiuntivi.

Aree di attesa e svolgimento delle procedure di selezione – Sala Niglio e Sala Turina

Le procedure di selezione si svolgono presso la sede centrale di viale Giorgio Ribotta, n. 5 in aule concorsuali che rispondono ai requisiti di cui al punto n. 4 e 5 del Protocollo di cui alla nota DFP n. 7293 del 3 febbraio 2021.

Nel dettaglio le suddette, con i relativi percorsi di transito sono ubicate al piano terra dello stabile di viale Ribotta, come da allegata planimetria (All. 3).

È garantita adeguata areazione naturale compatibilmente con le condizioni climatiche esterne.

Gli impianti di areazione meccanica non verranno avviati nel caso in cui non sarà possibile escludere il ricircolo d'aria (rapporto *ad interim* ISS CoVID-19 n. 33/2020 – *indicazioni operative sugli impianti di ventilazione/climatizzazione di strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS- CoV2*, versione del 25 maggio 2020).

Presso l'area concorsuale opera il seguente personale:

- n. 4 unità di personale addetto all'organizzazione – vigilanza con mansioni di presiedere all'organizzazione della selezione e all'attività di vigilanza;
- n. 4/6 componenti della commissione esaminatrice;
- n. 2 unità di personale della società esterna affidataria del servizio di vigilanza con mansioni di controllo;
- n. 2 unità di personale della società esterna affidataria del servizio di pulizia con mansioni di disinfezione e pulizia dei locali;
- n. 1 unità di personale medico sanitario per garantire il pre-triage e il servizio di assistenza medica in presenza continuata in caso di malessere dei candidati durante le varie fasi di svolgimento delle selezioni;

Organizzazione dell'accesso, della seduta e dell'uscita dei candidati

Tutti i candidati sono tenuti a favorire l'attuazione delle misure di protezione speciale di cui al paragrafo n. 6 del Protocollo anti contagio del Ministero quali consentire l'afflusso e il deflusso in via prioritaria dei candidati diversamente abili e delle donne in stato di gravidanza.

La postazione operativa del candidato è costituita da una sedia posizionata ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno **2,25** metri.

Prove Orali

Qualora sia prevista la prova informatica con utilizzo del pc, ad ogni cambio del candidato è garantita la pulizia e la disinfezione della strumentazione.

I candidati in attesa di essere esaminati potranno seguire le prove orali, in collegamento video, in sala appositamente separata dall'aula in cui si svolgono le selezioni, in un numero massimo di 9 persone.

I candidati e tutto il personale coinvolto sono tenuti ad osservare tutte le predette norme di sicurezza anti COVID-19.

L'accesso agli uditori esterni, sarà subordinato alle seguenti condizioni:

1. disponibilità delle sedute in aula predisposta per il collegamento video;
2. referto, con esito negativo, relativo ad un test antigenico, rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle selezioni.

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali

È assicurata, oltre alla pulizia giornaliera, la sanificazione e la disinfezione al termine della sessione giornaliera, delle aree concorsuali oggetto delle procedure di selezione, inclusi i servizi igienici, le postazioni informatiche, gli arredi, le maniglie e tutte le superfici di contatto.

Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e della commissione esaminatrice

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori addetti alle varie attività concorsuali ivi compresi i componenti della commissione esaminatrice, non potranno utilizzare le stesse aree d'ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire dall'area concorsuale.

Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione individuale fornito dall'Amministrazione che dovrà essere indossato durante l'intero svolgimento della prova concorsuale e che non dovrà essere sostituito in itinere con altro DPI.

Il datore di lavoro assicura l'informazione e la formazione del personale addetto all'organizzazione concorsuale e dei componenti della commissione esaminatrice.

Piano operativo specifico delle procedure concorsuali - comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica

La presente *integrazione*, unitamente al già disposto *Protocollo anticontagio da SARS-CoV-2 per i concorsi presso il Ministero della salute, dicembre 2020*, viene resa disponibile sulla pagina web, garantendo in via preliminare l'informazione dei candidati, del personale impegnato nelle procedure di selezione, inclusi i componenti della commissione esaminatrice.

Il rappresentante legale di questa Amministrazione o il dirigente responsabile dell'organizzazione concorsuale, assicura l'invio, entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima dell'avvio delle prove, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un'apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Protocollo anticontagio del Ministero della salute e della presente *integrazione* alle

prescrizioni del Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota DFP n. 25239 del 15 aprile 2021, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove sono pubblicati.

Questa Amministrazione resta disponibile per le eventuali richieste del Dipartimento per la Funzione pubblica.