

Psicologia Dinamica

Il candidato dovrà dimostrare di:

- a) possedere le competenze necessarie per inquadrare, da un punto di vista psicodinamico, le caratteristiche dei maggiori disturbi clinici e di personalità;
- b) conoscere i principi e le categorie della valutazione e della diagnosi psicodinamica;
- c) conoscere i principali modelli di interpretazione dello sviluppo, del funzionamento normale e patologico della psiche e della psicoterapia elaborati dalla psicologia dinamica;
- d) conoscere i principali strumenti e procedure di raccolta dei dati d'interesse psicodinamico;
- e) particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla teoria dell'attaccamento e alle sue implicazioni per la comprensione delle relazioni caregiver-bambino e della normalità e patologia adulta.

Esempi di testi di riferimento:

- 1) De Coro, A., Ortu, F. (2010). *Psicologia dinamica. I modelli teorici a confronto*. Laterza, Bari
- 2) Bowlby, J. (1990). *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento*. Raffaello Cortina, Milano 1996
- 3) Gabbard, G.O. (2015). *Psichiatria psicodinamica. Quinta edizione*. Raffaello Cortina, Milano.
- 3) Auchincloss, E.L. (2015). *Il modello psicoanalitico della mente*. Raffaello Cortina, Milano 2016.