



COMUNICAZIONE DEL 12/03/2021
Spett.le Cliente

OGGETTO: SOSPETTA NON CONFORMITÀ DI STERILIZZAZIONE

Gentile Cliente,
a seguito della comunicazione di Steril Milano qui allegata, è necessario effettuare una verifica di sterilità su lotti sottoposti a processo di sterilizzazione presso la centrale sopracitata.

Tale verifica ci è stata richiesta anche dal nostro Ministero della Salute, come notificato sul sito ufficiale e visibile al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5365

Vi chiediamo di bloccare immediatamente la vendita di tutti i prodotti presenti nella seguente lista e di inoltrare la stessa richiesta ai vostri sub-distributori / clienti.

n° doc	/A	Data consegna prodotto	Cod. Articolo	lotto	Q.ta	SCADENZA LOTTO
--------	----	------------------------	---------------	-------	------	----------------

Inoltre, vi chiediamo obbligatoriamente di inviarci l'inventario di tali prodotti e di raccogliere le informazioni sull'inventario presso i vostri sub-distributori / clienti entro 24 ore lavorative dal ricevimento della presente comunicazione, nonché di assicurarvi che tutti i prodotti non verranno utilizzati per nessun motivo.

VIGEO SRL provvederà ad indagare sulla sterilità di tutti i lotti di sterilizzazione e nessun lotto verrà sbloccato senza aver ricevuto esito positivo di sterilità dal laboratorio di analisi, i cui tempi di realizzazione devono ancora essere definiti.

Al ricevimento dei test di sterilità ve ne comunicheremo l'esito, in modo tale da permettere la definizione di ulteriori azioni da intraprendere.

Vi chiediamo cortesemente di confermare la ricezione del presente avviso e di garantirci di aver bloccato i lotti lungo tutta la vostra rete di distribuzione.

Vigeo presta massima importanza alla qualità dei propri prodotti e alla sicurezza dei propri pazienti; pertanto apprezziamo la Vs attenzione e ci scusiamo per ogni eventuale disagio arrecato.

Per qualsiasi domanda o dubbio riguardo questo richiamo Vi preghiamo di contattare il team di Vigeo ai seguenti indirizzi:

VIGEO s.r.l.

Sede Operativa: Via Dell'Alpino 2 , 46031 BAGNOLO S.VITO (MN) - ITALY

Sede Legale: via Carlo Poma 19/B, 46034 BORGIO VIRGILIO (MN)

Cap.Soc. 15000€ i.v. Cod. Fisc. e Partita IVA: 02123550200 Numero iscrizione REA C.C.I.A.A Mantova : 225910

TEL +39-0376.449097 FAX +39-037.6282245 PEC: vigeo@pec.vigeosrl.it

info@vigeosrl.it - info@vigeohealthcare.com - www.vigeosrl.it - www.vigeohealthcare.com



corporateaffairs@vigeosrl.it

qa@vigeosrl.it

TEL: 0376.449097

In fede,

Matteo Negrini
Sole Director and Legal
Representative

VIGEO s.r.l.

Sede Operativa: Via Dell'Alpino 2 , 46031 BAGNOLO S.VITO (MN) - ITALY

Sede Legale: via Carlo Poma 19/B, 46034 BORGIO VIRGILIO (MN)

Cap.Soc. 15000€ i.v. Cod. Fisc. e Partita IVA: 02123550200 Numero iscrizione REA C.C.I.A.A Mantova : 225910

TEL +39-0376.449097 FAX +39-037.6282245 PEC: vigeo@pec.vigeosrl.it

info@vigeosrl.it - info@vigeohealthcare.com - www.vigeosrl.it - www.vigeohealthcare.com

Articolo	Nome commerciale	Descrizione	Lotto
VVB1810	CYTOCAN 18G 10CM	Ago di Chiba	1017
VVB1810	CYTOCAN 18G 10CM	Ago di Chiba	2817
VVB1815	CYTOCAN 18G 15CM	Ago di Chiba	0117
VVB1815	CYTOCAN 18G 15CM	Ago di Chiba	0217
VVB1820	CYTOCAN 18G 20CM	Ago di Chiba	1017
VVB1820	CYTOCAN 18G 20CM	Ago di Chiba	1017A
VVB1820	CYTOCAN 18G 20CM	Ago di Chiba	2817
VVB1820	CYTOCAN 18G 20CM	Ago di Chiba	4416
VVB2005	CYTOCAN 20G 5CM	Ago di Chiba	2416
VVB2010	CYTOCAN 20G 10CM	Ago di Chiba	0117
VVB2010	CYTOCAN 20G 10CM	Ago di Chiba	1816
VVB2010	CYTOCAN 20G 10CM	Ago di Chiba	4116
VVB2010	CYTOCAN 20G 10CM	Ago di Chiba	4616
VVB2015	CYTOCAN 20G 15CM	Ago di Chiba	5016
VVB2015	CYTOCAN 20G 15CM	Ago di Chiba	1417
VVB2015	CYTOCAN 20G 15CM	Ago di Chiba	4416
VVB2020	CYTOCAN 20G 20CM	Ago di Chiba	0117
VVB2020	CYTOCAN 20G 20CM	Ago di Chiba	2817
VVB2020	CYTOCAN 20G 20CM	Ago di Chiba	4416
VVB2023	CYTOCAN 20G 23CM	Ago di Chiba	2716
VVB2107	CYTOCAN 21G 7CM	Ago di Chiba	0117
VVB2107	CYTOCAN 21G 7CM	Ago di Chiba	0217
VVB2107	CYTOCAN 21G 7CM	Ago di Chiba	1217
VVB2107	CYTOCAN 21G 7CM	Ago di Chiba	4116
VVB2110	CYTOCAN 21G 10CM	Ago di Chiba	2816
VVB2115	CYTOCAN 21G 15CM	Ago di Chiba	0117
VVB2115	CYTOCAN 21G 15CM	Ago di Chiba	1217
VVB2115	CYTOCAN 21G 15CM	Ago di Chiba	4416
VVB2115	CYTOCAN 21G 15CM	Ago di Chiba	4416A
VVB2120	CYTOCAN 21G 20CM	Ago di Chiba	1217
VVB2120	CYTOCAN 21G 20CM	Ago di Chiba	2817
VVB2120	CYTOCAN 21G 20CM	Ago di Chiba	4416
VVB2120	CYTOCAN 21G 20CM	Ago di Chiba	4716
VVB2130	CYTOCAN 21G 30CM	Ago di Chiba	2816
VVB2210	CYTOCAN 22G 10CM	Ago di Chiba	1217
VVB2210	CYTOCAN 22G 10CM	Ago di Chiba	2816
VVB2210	CYTOCAN 22G 10CM	Ago di Chiba	4616
VVB2215	CYTOCAN 22G 15CM	Ago di Chiba	1217
VVB2215	CYTOCAN 22G 15CM	Ago di Chiba	2817
VVB2215	CYTOCAN 22G 15CM	Ago di Chiba	3416
VVB2215	CYTOCAN 22G 15CM	Ago di Chiba	3616
VVB2215	CYTOCAN 22G 15CM	Ago di Chiba	4616
VVB2215	CYTOCAN 22G 15CM	Ago di Chiba	2817A
VVB2220	CYTOCAN 22G 20CM	Ago di Chiba	1217
VVB2220	CYTOCAN 22G 20CM	Ago di Chiba	2416
VVB2220	CYTOCAN 22G 20CM	Ago di Chiba	2517
VVB2220	CYTOCAN 22G 20CM	Ago di Chiba	2816
VVB2220	CYTOCAN 22G 20CM	Ago di Chiba	2817
VVB2220	CYTOCAN 22G 20CM	Ago di Chiba	4616
VVB2225	CYTOCAN 22G 25CM	Ago di Chiba	2816
VVB2225	CYTOCAN 22G 25CM	Ago di Chiba	4416
VVB2305	CYTOCAN 23G 5CM	Ago di Chiba	0117
VVB2307	CYTOCAN 23G 7CM	Ago di Chiba	0217
VVB2307	CYTOCAN 23G 7CM	Ago di Chiba	1217
VVB2310	CYTOCAN 23G 10CM	Ago di Chiba	2117
VVB2315	CYTOCAN 23G 15CM	Ago di Chiba	0617A
VVB2315	CYTOCAN 23G 15CM	Ago di Chiba	0617B
VVB2315	CYTOCAN 23G 15CM	Ago di Chiba	2117
VVB2505	CYTOCAN 25G 5CM	Ago di Chiba	0217
VVB2510	CYTOCAN 25G 10CM	Ago di Chiba	2117
VVC01610	HEPASHOT 16G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	0518
VVC01610	HEPASHOT 16G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2117B
VVC01615	HEPASHOT 16G 15CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2117
VVC01620	HEPASHOT 16G 20CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	0618
VVC01715	HEPASHOT 17G 15CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	1118

VVC02005	HEPASHOT 20G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2018A
VVC02005	HEPASHOT 20G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2018B
VVC02005	HEPASHOT 20G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	3617
VVC02005	HEPASHOT 20G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	4217
VVC02005	HEPASHOT 20G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	4717
VVC02005	HEPASHOT 20G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	4817
VVC02005	HEPASHOT 20G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2117A
VVC02010	HEPASHOT 20G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	1118
VVC02010	HEPASHOT 20G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	1217
VVC02010	HEPASHOT 20G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2518
VVC02010	HEPASHOT 20G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	4717
VVC02015	HEPASHOT 20G 15CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	0918
VVC02015	HEPASHOT 20G 15CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	4018H
VVC02015	HEPASHOT 20G 15CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2816
VVC02015	HEPASHOT 20G 15CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2117A
VVC02105	HEPASHOT 21G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2016
VVC02105	HEPASHOT 21G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	0218
VVC02105	HEPASHOT 21G 5CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	2518
VVC02110	HEPASHOT 21G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	0218
VVC02110	HEPASHOT 21G 10CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	1217
VVC02115	HEPASHOT 21G 15CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	0218
VVC02120	HEPASHOT 21G 20CM	Ago semiautomatico per biopsia metodo Menghini modificato	4318
VVD1410	SHUTTLE 14G 10CM	Ago a ghiottina semi-automatica	0618
VVD1410	SHUTTLE 14G 10CM	Ago a ghiottina semi-automatica	2117
VVD1410	SHUTTLE 14G 10CM	Ago a ghiottina semi-automatica	3617
VVD1820	SHUTTLE 18G 20CM	Ago a ghiottina semi-automatica	2117
VVDC1615	SHUTTLE C 16G 15CM	Ago a ghiottina semi-automatica	4517
VVDC1810	SHUTTLE C 18G 10CM	Ago a ghiottina semi-automatica	3617
VVDC1815	SHUTTLE C 18G 15CM	Ago a ghiottina semi-automatica	3617
VVDC1820	SHUTTLE C 18G 20CM	Ago a ghiottina semi-automatica	4517
VVDC2010	SHUTTLE C 20G 10CM	Ago a ghiottina semi-automatica	3617
VVDC2015	SHUTTLE C 20G 15CM	Ago a ghiottina semi-automatica	3617
VVG11410	AUTOCUT V T 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	2816
VVG11410	AUTOCUT V T 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	1217N
VVG11410	AUTOCUT V T 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	2117A
VVG11410	AUTOCUT V T 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	4116N
VVG11413	AUTOCUT V T 14G 13CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	2117A
VVG11610	AUTOCUT V T 16G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	2816
VVG11610	AUTOCUT V T 16G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	2117A
VVG11820	AUTOCUT V T 18G 20CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle con punta trocar	1217V
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	2817
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	4117
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	4317
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	2817A
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	4916N
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	4017
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	0117N
VVG1410	AUTOCUT V 14G 10CM	Ago a ghiottina per biopsia del tessuto molle	5016N

VVG1412	AUTOCUT V 14G 12CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2316N
VVG1412	AUTOCUT V 14G 12CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2316V
VVG1413	AUTOCUT V 14G 13CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2817
VVG1413	AUTOCUT V 14G 13CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	1217N
VVG1413	AUTOCUT V 14G 13CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2816N
VVG1415	AUTOCUT V 14G 15CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2517
VVG1415	AUTOCUT V 14G 15CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	3417
VVG1415	AUTOCUT V 14G 15CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4116N
VVG1415	AUTOCUT V 14G 15CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4016N
VVG1420	AUTOCUT V 14G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	0517N
VVG1610	AUTOCUT V 16G 10CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4317
VVG1610	AUTOCUT V 16G 10CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	1217N
VVG1610	AUTOCUT V 16G 10CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2816N
VVG1610	AUTOCUT V 16G 10CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	5016N
VVG1620	AUTOCUT V 16G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2817A
VVG1620	AUTOCUT V 16G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4716N
VVG1620	AUTOCUT V 16G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	0517N
VVG1620	AUTOCUT V 16G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	1017N
VVG1625	AUTOCUT V 16G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	3417
VVG1625	AUTOCUT V 16G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4117
VVG1625	AUTOCUT V 16G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4116N
VVG1820	AUTOCUT V 18G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2816
VVG1820	AUTOCUT V 18G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	3617
VVG1820	AUTOCUT V 18G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2817A
VVG1820	AUTOCUT V 18G 20CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4416N
VVG1825	AUTOCUT V 18G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2517
VVG1825	AUTOCUT V 18G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2117A
VVG1825	AUTOCUT V 18G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2117B
VVG1825	AUTOCUT V 18G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	2816N
VVG1825	AUTOCUT V 18G 25CM	Ago a ghigliottina per biopsia del tessuto molle	4116N
VVHA32120	ALCOJECT C 21G 20CM	Ago per alcolizzazione a punta chiusa	4616
VVIL1410/75	ERGO 14G 10-75MM	Ago per aspirato midollare	2816
VVIL1510/75	ERGO 15G 10-75MM	Ago per aspirato midollare	4116
VVIL1510/75	ERGO 15G 10-75MM	Ago per aspirato midollare	2017
VVIL1510/75	ERGO 15G 10-75MM	Ago per aspirato midollare	4016
VVIL1520/85	ERGO 15G 20-85MM	Ago per aspirato midollare	4316
VVIL1535/100	ERGO 15G 35-100MM	Ago per aspirato midollare	1017
VVJ0815	BCUT 8G 15CM	Ago per biopsia osteo-midollare	1217
VVJ0815	BCUT 8G 15CM	Ago per biopsia osteo-midollare	5316
VVJ1110	BCUT 11G 10CM	Ago per biopsia osteo-midollare	5316
VVJ1110	BCUT 11G 10CM	Ago per biopsia osteo-midollare	3016
VVJ1110	BCUT 11G 10CM	Ago per biopsia osteo-midollare	4016
VVJ1110	BCUT 11G 10CM	Ago per biopsia osteo-midollare	0117
VVJ1110	BCUT 11G 10CM	Ago per biopsia osteo-midollare	0117
VVJ1110	BCUT 11G 10CM	Ago per biopsia osteo-midollare	0717
VVJ1115	BCUT 11G 15CM	Ago per biopsia osteo-midollare	0117
VVJ1310	BCUT 13G 10CM	Ago per biopsia osteo-midollare	2816
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	2816
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	2916
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	3617
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4217
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4817

VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	5116
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	2117B
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4916N
VVJT0810	BLOCK 8G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	0117
VVJT0815	BLOCK 8G 15CM	Set per biopsia osteo-midollare	0117
VVJT0915	BLOCK 9G 15CM	Set per biopsia osteo-midollare	3516
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	1517
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	2816
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	2817
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	3217
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	3317
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	3817
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4117
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4616
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4616
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4617
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4816
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4817
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	5316
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	2117A
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	4016
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	0117
VVJT1110	BLOCK 11G 10CM	Set per biopsia osteo-midollare	0817
VVJT1115	BLOCK 11G 15CM	Set per biopsia osteo-midollare	4416
VVM1410	EASYCUT 14G 10CM	Ago a ghigliottina manuale	1217
VVM1610	EASYCUT 16G 10CM	Ago a ghigliottina manuale	5016
VVM1615	EASYCUT 16G 15CM	Ago a ghigliottina manuale	5016
VVM1620	EASYCUT 16G 20CM	Ago a ghigliottina manuale	1217
VVM1810	EASYCUT 18G 10CM	Ago a ghigliottina manuale	0117
VVMK27/C20	DUCTAL KIT 27 G 20CM	Kit per galattografia punta curva	2118
VVMK27/C20	DUCTAL KIT 27 G 20CM	Kit per galattografia punta curva	4318
VVMK27/D20	DUCTAL KIT 27 G 20CM	Kit per galattografia punta dritta	1217
VVMK30/C20	DUCTAL KIT 30 G 20CM	Kit per galattografia punta curva	1217
VVMK30/C20	DUCTAL KIT 30 G 20CM	Kit per galattografia punta curva	4318
VVMK30/D20	DUCTAL KIT 30 G 20CM	Kit per galattografia punta dritta	1117
VVMK30/D20	DUCTAL KIT 30 G 20CM	Kit per galattografia punta dritta	1217
VVMK30/D20	DUCTAL KIT 30 G 20CM	Kit per galattografia punta dritta	2518
VVMK30/D20	DUCTAL KIT 30 G 20CM	Kit per galattografia punta dritta	4318
VVN2010	SURGIMARC 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	1017
VVNA1810	SURGIMARC PREMIUM 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	0617
VVNA1810	SURGIMARC PREMIUM 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	2318
VVNA1810	SURGIMARC PREMIUM 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	3417
VVNA1810	SURGIMARC PREMIUM 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	4117
VVNA2007	SURGIMARC PREMIUM 20G 7CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	0818
VVNA2007	SURGIMARC PREMIUM 20G 7CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	5217
VVNA2010	SURGIMARC PREMIUM 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	0517
VVNA2010	SURGIMARC PREMIUM 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	3717
VVNA2010	SURGIMARC PREMIUM 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	4117
VVNA2010	SURGIMARC PREMIUM 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	4117
VVNAX1807	SURGIMARC PREMIUM N 18G 7CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	4317
VVNAX1810	SURGIMARC PREMIUM N 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	1716
VVNAX1810	SURGIMARC PREMIUM N 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	1817
VVNAX1810	SURGIMARC PREMIUM N 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	3717
VVNAX1810	SURGIMARC PREMIUM N 18G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	4817A
VVNAX2007	SURGIMARC PREMIUM N 20G 7CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	4317
VVNAX2010	SURGIMARC PREMIUM N 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	0417
VVNAX2010	SURGIMARC PREMIUM N 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	1118
VVNAX2010	SURGIMARC PREMIUM N 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	1817
VVNAX2010	SURGIMARC PREMIUM N 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	1917
VVNAX2010	SURGIMARC PREMIUM N 20G 10CM	Ago non riposizionabile per localizzazioni	2117A
VVT13042	INTRO 13G 4,2CM	Introduttore coassiale	4317
VVT1310	INTRO 13G 10CM	Introduttore coassiale	1017
VVT1505	INTRO 15G 5CM	Introduttore coassiale	1017
VVT1510	INTRO 15G 10CM	Introduttore coassiale	1017
VVT1515	INTRO 15G 15CM	Introduttore coassiale	1017