

<b>Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica</b> <b>Ufficio 3</b>	
<b>Obiettivo specifico triennale</b>	Valorizzazione del patrimonio informativo mediante lo sviluppo di interconnessioni funzionali alla definizione di nuove tecnologie di analisi e all'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti
<b>Indicatori e Target</b>	Rapporto tra i flussi idonei all'interconnessione, su numero dei flussi da interconnettere - valore indicatore obiettivo: 35%
<b>Risultato misurato</b>	83%
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	flussi idonei all'interconnessione, su numero dei flussi da interconnettere
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>	no
<b>Risultato valutato</b> <b>(grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b> NB: da compilare solo alla fine del triennio di riferimento	Nel Documento di applicazione dei criteri per l'individuazione dei flussi informativi individuali NSIS idonei all'interconnessione sono indicati 12 flussi di cui 3 (SDO, art 50 farmaceutica, art 50 specialistica) già interconnettibili per tutte le regioni e p.a.. Degli altri 9 flussi 7 (EMUR-PS, EMUR-118, SIAD, FAR, Hospice, SISM, SIND) sono interconnettibili parzialmente. Restano ancora da rendere interconnettibili 2 sistemi: Cedap, DD e PC, ma per DD e PC sono state già definite le specifiche tecniche (indicatore: sistemi da interconnettere 9; sistemi interconnessi 7 e 1 parzialmente. Percentuale: $747/900 = 83\%$

Note

L'obiettivo procede in continuità rispetto allo scorso anno, durante il quale si sono concluse le attività previste volte alla realizzazione delle soluzioni tecniche per l'adeguamento all'interconnessione dei tre flussi informativi individuati. Si sottolinea che la interconnessione dei flussi consentirà una accresciuta valorizzazione del patrimonio informativo disponibile nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), con effetti, da ultimo, per i cittadini utenti del Servizio Sanitario Nazionale i quali, attraverso le migliori potenzialità offerte dall'interconnessione abilitata dal codice univoco nazionale dell'assistito, potranno confidare ad più efficaci prestazioni sanitarie erogate dal SSN, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Tali potenzialità consentiranno la definizione di nuove metodologie di analisi e l'elaborazione di indicatori finalizzati ad un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti. Infatti, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute n. 262 del 7 dicembre 2016 "Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato", sarà possibile ricostruire il percorso dell'assistito tra i diversi setting assistenziali e rendere disponibili nel sistema NSIS appositi strumenti di lettura integrata delle informazioni. Nel periodo di riferimento saranno evidenziati i flussi resi idonei all'interconnessione. L'indicatore è calcolato rapportando il numero di flussi resi idonei all'interconnessione sul numero complessivo dei flussi informativi NSIS da interconnettere nel triennio. Si segnala come criticità che il risultato atteso è condizionato dall'attiva collaborazione delle amministrazioni statali e locali coinvolte.

**Direzione generale della digitalizzazione, del sistema  
informativo sanitario e della statistica  
Ufficio 3**

<b>Obiettivo annuale</b>	Realizzazione dell'adeguamento dei flussi individuali del NSIS con il codice univoco nazionale dell'assistito per renderli interconnettabili.
<b>Indicatori e Target</b>	Documento di applicazione dei criteri per l'individuazione dei flussi informativi individuali NSIS idonei all'inconnessione
<b>Risultato misurato</b>	100
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	Documento di applicazione dei criteri per l'individuazione dei flussi informativi individuali NSIS idonei all'inconnessione
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	E' stato predisposto il Documento di applicazione dei criteri per l'individuazione dei flussi informativi individuali NSIS idonei all'interconnessione che descrive nel dettaglio l'utilizzo della soluzione tecnica individuata per l'attivazione della possibilità di interconnettere i flussi NSIS individuati.
<b>Note</b>	L'obiettivo prevede l'individuazione dei flussi informativi individuali NSIS idonei all'interconnessione e l'implementazione del loro adeguamento per renderli interconnettabili attraverso l'utilizzo del codice univoco nazionale dell'assistito. Tale adeguamento è propedeutico all'avvio di strumenti di lettura integrata per un più efficace monitoraggio dei LEA erogati agli assistiti.