

Allegato III - Parte Prima
 Progetto Dettaglio Teleneures
 Esiti Assessment HUB presenti/potenziati



versione:										Data:
Requisiti clinico-organizzativi e tecnologici (ICT) per le Strutture HUB	ASP Caltanissetta	Catania				Messina		Palermo		
	P.O. S. Elia	AO Cannizzaro	ARNAS Garibaldi - P.O. Centro	ARNAS Garibaldi - P.O. Nesima	AOUP V. Emanuele - P.O. G. Rodolico	AO Papardo - Piemonte - P.O. Papardo	AOUP G. Martino	ARNAS Civico - Di Cristina - Benfratelli	AOUP Giaccone	AO Villa Sofia - Cervello
Radiologia: disponibilità ad eseguire l'esame TAC e RMN 7 giorni su 7 e 24/24h	SI	SI	SI	SI *	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rianimazione: Anestesista/Rianimatore presente e disponibile per le emergenze/urgenze	SI	SI*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sala operatoria: dispon. 7/7 e 24/24 con equipe oper. Sempre dispon. Anche in reperib.		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Neurochirurgia: neuroch. Presente 7/7 e 24/24	SI*	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Neuroradiologia: intervent. Dispon. In loco o in convenz.	NO	SI	SI	NO	SI	In loco o con strutture Univ.	SI	SI	SI	NO
Disponibilità ad eseguire il trattamento chirurgico delle patologie traumatiche vertebro midollari	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sala per teleconsulto (es. del medico di guardia) dotata di connettività di rete dati interna aziendale e di presa sotto continuità elettrica	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sala medici Neuroradiologi dotata di connettività di rete dati interna aziendale	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Marca RIS	NO	EXPRIVIA			EXPRIVIA	MED RIS EX PRIVIA	ESAOTE	In corso di gara (Carestream Kodak)	AGFA	AGFA
Marca PACS	NO	EXPRIVIA	KODAC	G.E.	EXPRIVIA	ARCHIVE MANAGER EX PRIVIA	ESAOTE	In corso di gara (Carestream Kodak)	AGFA	AGFA
Sala medici Neurologi dotata di connettività di rete dati interna aziendale	NO	DA FARE **	SI	SI	SI	SI	SI *	SI *	SI	SI*
Firma Digitale (secondo standard DigitPA) disponibile per tutti i Neurochirurghi	NO	DA FARE	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
Reparto di Neurochirurgia dotato di PEC (Posta Elettronica Certificata)	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Note	*In regime di reperibilità	* insieme con T.I.P.O. ** dotata di stroke unit III livello		* RNM PRESENTE 12h/24h			* Stroke Unit in avviamento	* Stroke Unit III livello		*sede di Hub Stroke Unit